

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1711441640759

Obiectul achiziției: Materiale stomatologice

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Masă amprentară pe bază de silicon (Zeta Plus sau echivalent)	Zetaplus 900ml + Oranwash L 140ml Oferta Zhermark	Italia	Zhermark	Masă amprentară din trei componente: Vas de plastic- 900 ml- conținut chitos (vâscozitate înaltă, culoare verde, miros mentolat); tub 140 ml Oranwash (pasta vâscoasă, culoare oranj) + tub - 60 ml activator universal (conținut păstos, culoare roși/zmeurie).	Silicon de condensare pentru amprentare, kit complet, hidrocompatibil. Indicatii: Tehnica dublei amprente Tehnica simplei amprente cu doua vascozitati Avantaje: Compresie redusa a mucoasei Duritate excelenta dupa priza In tehnica dublei amprente se comporta ca o lingura speciala si se adapteaza la consistenta fluidului de	

					<p>vascozitate redusa Timpi de pregatire si lucru variabili in functie de cantitatea de Indurent adaugata Prezentare: Zeta Plus 900 ml chitos (vascozitate foarte mare, consistenta vascoasa) + 140 ml Oranwash (vascozitate redusa, consistenta scazuta) + Indurent 60 ml activator universal.</p>
<p>Lotul nr. 2 Ciment glassionomer imbogătit cu rășini (Fuji I sau echivalent)</p>	<p>Fuji I, GC 890363</p>	<p>Japona</p>	<p>GC</p>	<p>Ciment ionomer de sticlă cu eliminare prelungită de ioni fluor pentru cimentările simple de rutina ale restaurărilor cu suport metalic. Compatibil mucoasă gingivală Timp de lucru prelungit, spatulare ușoară și manipulare confortabilă. Dimensiunea minimă a particulelor componente. Adeziunea excelentă permite o închidere marginală de durată. Priza rapidă, radioopacitate pentru cimentările simple lucrărilor cu suport metalic/zirconiu. Autogrant, Setul conține: vas de sticlă- minim 35 g pulbere, vas de plastic- minim 20 ml lichid, accesorii.</p>	<p>Fuji I - primul ciment glasionomer de la GC, biocompatibil si fara rasina Avantaje: Adeziune chimica pe structura dintelui - asigura o sigilare marginala excelenta O solutie cu toleranta la umezeala atunci cand un camp uscat nu poate fi asigurat Rapid si usor, fara sa necesite gravare si adeziune la dinte Consistentă cauciucata in timpul fixarii pentru indepartarea usoara a reziduurilor Fara rasini - ideal pentru pacientii alergici la metacrilate Risc de sensibilitate postoperatorie redus la minim Indicatii: Cimentarea restaurarilor pe baza de metal sau pe</p>

					<p>baza de zirconiu opac Cimentarea pivotilor Optiune excelenta in cimentarea bonturilor de implant Prezentare: • Set: 1 pulbere x 35g + 1 lichid x 20ml</p>	
<p>Lotul nr. 3 Ciment ionomer de sticlă radioopac pentru restaurări posteroare (Fuji IX sau echivalent)</p>	<p>Fuji IX GP 1-1 pkg, A3 15 g + 6.4 ml GC 003264</p>	<p>Japoni a</p>	<p>GC</p>	<p>Ciment ionomer de sticlă compatibil cu suprafețe umede. Raportul pudră/lichid (g/g): 1,875/1,0 Timp de amestecare: 25-30 sec. Timp de priză net min. 2,20 sec. Depozitare la temperatura de 15-30°C Ambalare: pachet 1-1: minim 15g pudră, minim 8 g (6,4 ml) lichid, măsură pentru pudră, hârtie de amestec (Nr. 22). Sticlă de minim 15 g pudră cu măsură. Sticlă de minim 8 g (6,4 ml) lichid.</p>	<p>Ionomer de sticla condensabil pentru restaurare cu priza rapida Consistenta condensabila si nelipicioasa a lui GC Fuji IX GP il face ideal pentru restaurarile de clasa I, II & V, ca baza sau ca material pentru refaceri de bonturi. Proprietatile autentice ale ionomerului de sticla in combinatie cu usurinta utilizarii, fac ca GC Fuji IX GP sa intruneasca toate cerintele materialelor de restaurare moderne Caracteristici specifice pentru Fuji IX GP: Timp de priza mai scurt cu finisare finala dupa doar 3 minute de la inceperea amestecarii Consistenta densa pentru fulare usoara in cavitate Duritate mai mare pentru rezistenta mai buna in timp Pachet Intro, set 1-1 , A3 (15 g pulbere & 6.4 ml lichid).</p>	
<p>Lotul nr. 4 Lac aromat pentru fluorizare topică (Enamelast sau</p>	<p>MI Varnish Intro, 10 unidoses</p>	<p>Japoni a</p>	<p>GC</p>	<p>Este o fluorura de sodiu 5%, aromata, indulcita cu xilitol. Formula sa unica este</p>	<p>Trateaza dintii hipersensibili si ofera protectie sporita pe termen lung. Avantaje:</p>	

echivalent)	0.4 ml, GC 900746			<p>realizata cu un agent brevetat de aderenta pentru o retentie sporita, oferind eliberare si absorbtie superioara a fluorurilor, pentru micșorarea sensibilității și profilaxiei cariei dentare. Arome: portocale, menta, guma și fructe de pădure. Monodoza minim 0.4 ml.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicarea simpla, nu necesita preparare sau profilaxie. - Procedeu confortabil și rapid ce dureaza doar cateva minute. - Adera rapid la perii aplicatorului și datorita fluiditatii optime patrunde și in zonele greu accesibile. - Acopera toate suprafetele dentare uniform și eficient. - MI Varnish face priza la contactul cu apa sau saliva, fara a se coagula. - Textura cremoasa placuta, grosime confortabila a filmului, chiar și la aplicarea in straturi multiple <p>Prezentare: 10 unidoze MI Varnish (5 x Capsuni + 5 x Menta), 0,50ml pe unidoza, 20 pensule.</p>	
Lotul nr. 7 Ciment polialchenoic de sticlă (Meron sau echivalent)	Meron combi 1086 VOCO	Germania	Voco	<p>Ciment polialchenoic de sticlă utilizat în cimentarea definitivă. Prezentare: cutie conține vas de sticlă – minim 35 g pulbere; vas de plastic cu capacitate de dozare- minim 15 ml lichid. Permite cimentarea definitivă a coroanelor/punților dentare, inlay-urilor, onlay-urilor.</p>	<p>Ciment glasionomer pentru cimentari definitive.</p> <p>Indicatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cimentari de coroane, incrustatii de tip Inlay, Onlay. - cimentare dispozitive radiculare. - Cimentare benzi ortodontice. <p>Avantaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solubilitate redusa in gura. - Aciditate redusa. - Biocompatibil. - Aplicare rapida. 	

					Prezentare: Set 35g pulbere + 15ml lichid.	
Lotul nr. 8 Masă aprentantă Tropicalgin sau echivalent	Tropicalgin n 453g , Zermack	Italia	Zhermack	Alginat cromatic cu priză rapidă. Timp de priză 2'35". Alginat cromatic în trei faze: violet (timpul de amestecare), faza portocalie (timpul de lucru), faza galbenă (timpul de inserare). Timp de lucru și de priză rapid. Tixotropic. Absorbție rapidă a apei. Amestecare ușoară. Masă omogenă; material neted, suprafețe compacte. Depozitare a amprentei pe termen lung. Ambalaj de 453 g.	Alginat cromatic cu priză rapidă. Timp de priză 2'35". Indicații: - Proteze mobile. - Modele de studiu. - Antagoniști în protetică fixă și mobilă. Caracteristici: - Alginat cromatic în trei faze: violet (timpul de amestecare), faza portocalie (timpul de lucru), faza galbenă (timpul de inserare). - Timp de lucru și de priză rapid. - Tixotropic. - Aroma de mango. Avantaje: - Absorbție rapidă a apei. - Amestecare ușoară. - Masă omogenă; material neted, suprafețe compacte. - Depozitare a amprentei pe termen lung. - Termen de garanție 5 ani de la data fabricației. Prezentare: 1 punga x 453 g.	
Lotul nr. 10 Bond (Spident sau echivalent)	Te-Econom Bond, 5g Ivoclar 611129A N	Germania	Ivoclar	Adeziv dentar cu tehnica gravării totale. Ambalaj de 5 ml.	Te-Econom Bond este un agent de lipire mono-component pentru lipirea smaltului și dentinei în condițiile utilizării tehnicii de decapare totală. Indicații: Obturații ale cavităților mici din clasele I-V	

					<p>Obturatii pe dantura de lapte</p> <p>Avantaje:</p> <p>Te-Econom Bond nu trebuie utilizat impreuna cu materialele compozite cu auto-polimerizare</p> <p>Acoperire directa a pulpei cu Te-Econom Bond/Flow/Plus</p> <p>Prezentare:</p> <p>Te-Econom Bond Refill (1 x 5g)</p>	
<p>Lotul nr. 16</p> <p>Material bactericid pentru umplerea și tratarea canalelor radiculare - Abscess Remedy sau echivalent</p>	<p>Abscess Remedy w/dexam. (15+15ml), PD</p>	<p>Elvetia</p>	<p>PD</p>	<p>Material radioopac, cu acțiune bactericidă, antiseptică și antiinflamatorie utilizat pentru obturarea provizorie a canalelor radiculare infectate. Compoziția: paraformaldehidă, ulei de scorțișoară, umplutură de până la 100%. Ambalaj: 15 gr pulbere + 15 ml lichid</p>	<p>Abscess Remedy este un medicament radioopac (pulbere și lichid) cu efecte bactericide și antiseptice. Folosit pentru umplerea temporară și dezinfectia canalelor radiculare.</p> <p>INDICAȚII</p> <p>Dezinfectarea canalelor radiculare în tratamentul pulpitei ulcerative cronice (K04.4) și necrozei pulpare (K04.1)</p> <p>Umplerea temporară a canalelor infectate după pulpectomie</p> <p>Ca tampon terapeutic în tratamentul hiperemiei pulpare.</p> <p>Pulbere 15 g Lichid 15 ml</p>	
<p>Lotul nr. 21</p> <p>Material radioopac pentru obturația definitivă de canal (Endofil sau echivalent)</p>	<p>Endofill w/dexam. (15g+15g), PD</p>	<p>Elvetia</p>	<p>PD</p>	<p>Material radioopac pentru obturația definitivă de canal cu proprietăți antiseptice și anti-inflamatorii. Compoziție iodură de timol praf 22,5%, polioximetilen 2,2%, acetat</p>	<p>Endofill (Endofill) - pasta radioopaca cu dexametazona pentru obturarea permanenta a canalelor radiculare.</p> <p>INDICAȚII</p> <p>Pudra:</p>	

				de hidrocortizon 1,0%, acetat de dexametazonă 0,01%, excipient 100%. Pulbere 15 gr + lichid 15 ml	Obturația permanentă a canalelor radiculare după pulpectomie. Lichid: Eugenol Set: 15 g pulbere + 15 ml lichid	
Lotul nr. 24 Preparat pentru lărgirea canalelor sub formă de gel (Endogel nr. 2 sau echivalent)	Glyde ser- 3ml , Dentsply	SUA	Dentsply	Conține EDTA. Îmbunătățește culoarea și strălucirea dinților datorită albirii. Seringa 3 ml.	Lubrifiant pentru canalele radiculare Avantaje: Reduce riscurile de fracturare a instrumentelor Ajuta la curatarea reziduurilor Ajuta la curatarea petelor de pe peretii canalului radicular datorita EDTA si a actiunii demineralizante a acesteia Curata si indeparteaza chimic stratul de murdarie datorita peroxidului de carbamida Indepartare completa prin clatire datorita formulei solubile Prezentare: Glyde Prep File - 1 seringă x 3ml	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Mihail Arnaut În calitate de: Director
Ofertantul: Visiosystems SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Ghiocilor, 1