

MULTILUMEN CATHETERS

157 Double-lumen Multicath

**Polyurethane double-lumen intravenous catheter.**  
Fully radiopaque, centimetre graduations from 9 cm from the distal tip. Coloured hubs, 2 lumen of different diameters 16G/18G and flexible distal tip. Ergonomic guide advancer allowing detection of any resistance when advancing the guidewire. The user has the choice of 2 types of introducer: 1 introducer needle (length 70 mm - Ø 1.06 x 1.26 mm - 18G) or 1 PTFE short I.V. cannula (length 64 mm - Ø 1.27 mm - 18G).

- Tray presentation containing:
- 1 double-lumen catheter (PUR - XRO) with extension tubes with clamps
  - 1 puncture needle (length 70 mm - ext. Ø 1.26 mm - 18G)
  - 1 18G short I.V. cannula
  - 1 graduated "J" guidewire with ergonomic wishbone-type guidewire advancer
  - 1 dilator
  - 1 scalpel
  - 1 secondary fixation wing
  - 2 injection caps
  - 1 5 ml syringe.



| Code    | Catheter (PUR) |     |              | Lumen  |                    |                        |          |                    |                        | "J" Guidewire |      |
|---------|----------------|-----|--------------|--------|--------------------|------------------------|----------|--------------------|------------------------|---------------|------|
|         | Length<br>cm   | Fr  | Ext. Ø<br>mm | Distal |                    |                        | Proximal |                    |                        |               |      |
|         |                |     |              | G      | Flow rate (ml/min) | Priming volume<br>(ml) | G        | Flow rate (ml/min) | Priming volume<br>(ml) | Length<br>cm  | Ø mm |
| 157.167 | 16             | 7.5 | 2.5          | 16     | 56                 | 0.39                   | 18       | 50                 | 0.33                   | 60            | 0.88 |
| 157.207 | 20             | 7.5 | 2.5          | 16     | 47                 | 0.42                   | 18       | 42                 | 0.45                   | 60            | 0.88 |
| 157.307 | 30             | 7.5 | 2.5          | 16     | 42                 | 0.57                   | 18       | 38                 | 0.45                   | 70            | 0.88 |

6202.241 Double-lumen Multicath +  
6203.241

5/45

with B.L.S. (Bloodless System)

Safety device to avoid blood loss

- Prevents risk of contamination (safe for user) and risk of air embolism (safe for patient).
  - No change in placement technique for the operator.
- Products identical to Multicath code 6202.24 and 6203.24 described above, but introducer needle has a valve to provide maximum protection against blood loss during venipuncture, and the syringe features a modified nozzle to open valve in needle. Ergonomic guidewire advancer detects any resistance to guidewire advancement. Supplied with a needle adaptor for use with a primed extension and a pressure transducer to confirm venous placement.




MULTILUMEN CATHETERS

6207/6208 Triple lumen Multicath  
6209

5/45

**Polyurethane intravenous triple lumen catheter with flexible distal tip.**  
Fully radiopaque, graduations each centimetre from 5 cm from the distal tip, coloured hubs, distal lumen with a large diameter (14G) for optimum flow. Ergonomic guide advancer allowing detection of any resistance when advancing the guidewire. The user has the choice of 2 types of introducer: 1 introducer needle (length 70 mm - Ø 1.06 x 1.26 mm - 18G) or 1 PTFE short I.V. cannula (length 64 mm - Ø 1.27 mm - 18G).

- Tray presentation with label for traceability containing:
- 1 triple lumen catheter (PUR - XRO) with extension tubes with clamps
  - 1 18G introducer needle (Ø 1.06 x 1.26 mm), length 70 mm
  - 1 5 ml syringe
  - 1 graduated "J" guidewire with ergonomic wishbone-type guidewire advancer
  - 1 18G short I.V. cannula (length 64 mm)
  - 1 dilator
  - 1 secondary fixation wing
  - 1 scalpel
  - 3 injection caps.



| Code    | Catheter (PUR) |     |              | Lumen  |                    |                     |        |                    |                     |          |                    |                     | "J" Guidewire |         |
|---------|----------------|-----|--------------|--------|--------------------|---------------------|--------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------|---------|
|         | Length<br>cm   | Fr  | Ext. Ø<br>mm | Distal |                    |                     | Middle |                    |                     | Proximal |                    |                     | Length<br>cm  | Ø<br>mm |
|         |                |     |              | G      | Flow rate (ml/min) | Priming volume (ml) | G      | Flow rate (ml/min) | Priming volume (ml) | G        | Flow rate (ml/min) | Priming volume (ml) |               |         |
| 6208.25 | 15             | 7.5 | 2.5          | 14     | 68                 | 0.50                | 18     | 45                 | 0.35                | 18       | 45                 | 0.35                | 46            | 0.9     |
| 6209.25 | 20             | 7.5 | 2.5          | 14     | 65                 | 0.60                | 18     | 40                 | 0.40                | 18       | 40                 | 0.40                | 53            | 0.9     |
| 6207.25 | 30             | 7.5 | 2.5          | 14     | 50                 | 0.70                | 18     | 35                 | 0.40                | 18       | 35                 | 0.40                | 80            | 0.9     |

6209.251 Triple lumen Multicath +

5/45

with B.L.S. (Bloodless System)

Safety device to avoid blood loss

- Prevents risk of contamination (safe for the user) and risk of air embolism (safe for the patient)
  - No change in placement technique for operator.
- Similar product to Multicath code 6209.25 described above, except the introducer needle has a valve to provide maximum protection against blood loss during venipuncture, and the syringe features a modified nozzle to open valve in needle. Ergonomic guide advancer allowing detection of any resistance when advancing the guidewire. Supplied with a needle adaptor for use with a primed extension and a pressure transducer to confirm venous placement.




MULTILUMEN CATHETERS

155 Triple lumen Multicath

**Triple lumen intravenous polyurethane catheter with flexible distal tip.**  
Fully radiopaque, graduations each centimetre from 9 cm from the distal tip, coloured hubs.  
Ergonomic guide advancer allowing detection of any resistance when advancing the guidewire.  
The user has the choice of 2 types of introducer: 1 introducer needle (length 70 mm - Ø 1.06 x 1.26 mm - 18G) or 1 PTFE short I.V. cannula (length 64 mm - Ø 1.27 mm - 18G).

- Tray presentation containing:
- 1 triple lumen catheter (PUR - XRO) with extension tubes with clamps
  - 1 introducer needle (Ext. Ø 1.26 mm - 18G - length 70 mm)
  - 1 short I.V. cannula (18G - Length 64 mm)
  - 1 graduated "J" guidewire with ergonomic wishbone-type guidewire advancer
  - 1 dilator
  - 1 secondary fixation wing
  - 3 injection caps
  - 1 scalpel
  - 1 5 ml syringe.



| Code    | Catheter (PUR) |     |              | Lumen  |                       |                           |        |                       |                           |          |                       |                           | "J" Guidewire |         | Needle |              |
|---------|----------------|-----|--------------|--------|-----------------------|---------------------------|--------|-----------------------|---------------------------|----------|-----------------------|---------------------------|---------------|---------|--------|--------------|
|         | Length<br>cm   | Fr  | Ext. Ø<br>mm | Distal |                       |                           | Middle |                       |                           | Proximal |                       |                           | Length<br>cm  | Ø<br>mm | G      | Length<br>mm |
|         |                |     |              | G      | Flow rate<br>(ml/min) | Priming<br>volume<br>(ml) | G      | Flow rate<br>(ml/min) | Priming<br>volume<br>(ml) | G        | Flow rate<br>(ml/min) | Priming<br>volume<br>(ml) |               |         |        |              |
| 155.167 | 16             | 7.5 | 2.7          | 14     | 63                    | 0.38                      | 18     | 34                    | 0.33                      | 18       | 36                    | 0.38                      | 60            | 0.88    | 18     | 70           |
| 155.207 | 20             | 7.5 | 2.7          | 14     | 60                    | 0.45                      | 18     | 30                    | 0.34                      | 18       | 30                    | 0.38                      | 60            | 0.88    | 18     | 70           |
| 155.307 | 30             | 7.5 | 2.7          | 14     | 50                    | 0.50                      | 18     | 18                    | 0.39                      | 18       | 20                    | 0.42                      | 60            | 0.88    | 18     | 70           |

MULTILUMEN CATHETERS

158 Quad lumen Multicath

**4-lumen intravenous polyurethane catheter with flexible distal tip.**  
Fully radiopaque, graduations every centimetre from 9 cm from the distal tip. Coloured hubs.  
The user has the choice of 2 types of introducer: 1 introducer needle (length 70 mm - Ø 1.06 x 1.26 mm - 18G) or 1 PTFE short I.V. cannula (length 64 mm - Ø 1.27 mm - 18G).

- Tray presentation containing:
- 1 4-lumen catheter (PUR - XRO) with extension tubes with clamps
  - 1 introducer needle (ext. Ø 1.26 mm, Length 70 mm - 18G)
  - 1 short I.V. cannula (Length 64 mm - 18G)
  - 1 graduated "J" guidewire with ergonomic wishbone-type guide-advancer
  - 1 dilator
  - 1 secondary fixation wing
  - 4 injection caps
  - 1 scalpel
  - 1 5 ml syringe.




| Code    | Catheter (PUR) |     |              | Lumen  |                       |                           |          |                       |                           |          |                       |                           |          |                       |                           | "J" Guidewire |         |
|---------|----------------|-----|--------------|--------|-----------------------|---------------------------|----------|-----------------------|---------------------------|----------|-----------------------|---------------------------|----------|-----------------------|---------------------------|---------------|---------|
|         | Length<br>cm   | Fr  | Ext. Ø<br>mm | Distal |                       |                           | Middle 1 |                       |                           | Middle 2 |                       |                           | Proximal |                       |                           | Length<br>cm  | Ø<br>mm |
|         |                |     |              | G      | Flow rate<br>(ml/min) | Priming<br>volume<br>(ml) | G        | Flow rate<br>(ml/min) | Priming<br>volume<br>(ml) | G        | Flow rate<br>(ml/min) | Priming<br>volume<br>(ml) | G        | Flow rate<br>(ml/min) | Priming<br>volume<br>(ml) |               |         |
| 158.167 | 16             | 8.5 | 2.85         | 16     | 61                    | 0.38                      | 14       | 100                   | 0.50                      | 18       | 17                    | 0.30                      | 18       | 22                    | 0.33                      | 68            | 0.88    |
| 158.207 | 20             | 8.5 | 2.85         | 16     | 56                    | 0.38                      | 14       | 100                   | 0.54                      | 18       | 15                    | 0.32                      | 18       | 14                    | 0.34                      | 68            | 0.88    |

159 Quin lumen Multicath

**5-lumen intravenous polyurethane catheter with flexible distal tip.**  
Fully radiopaque, graduations every centimetre from 9 cm from the distal tip. Coloured hubs.  
The user has the choice of 2 types of introducer: 1 introducer needle (length 70 mm - Ø 1.06 x 1.26 mm - 18G) or 1 PTFE short I.V. cannula (length 64 mm - Ø 1.27 mm - 18G).

- Tray presentation containing:
- 1 5 lumen catheter (PUR - XRO) with extension tubes with clamps
  - 1 introducer needle (ext. Ø 1.26 mm - 18G - Length 70 mm)
  - 1 short I.V. cannula (18G - Length 64 mm)
  - 1 graduated "J" guidewire (Ø 0.9 mm - L. 58 cm) with ergonomic wishbone-type guidewire advancer
  - 1 dilator
  - 1 secondary fixation wing
  - 5 injection caps
  - 1 scalpel
  - 1 5 ml syringe.



| Code    | Catheter (PUR) |     |              | Lumen  |                       |                           |          |                       |                           |          |                       |                           |          |                       |                           |          |                       |                           |
|---------|----------------|-----|--------------|--------|-----------------------|---------------------------|----------|-----------------------|---------------------------|----------|-----------------------|---------------------------|----------|-----------------------|---------------------------|----------|-----------------------|---------------------------|
|         | Length<br>cm   | Fr  | Ext. Ø<br>mm | Distal |                       |                           | Middle 1 |                       |                           | Middle 2 |                       |                           | Middle 3 |                       |                           | Proximal |                       |                           |
|         |                |     |              | G      | Flow rate<br>(ml/min) | Priming<br>volume<br>(ml) | G        | Flow rate<br>(ml/min) | Priming<br>volume<br>(ml) | G        | Flow rate<br>(ml/min) | Priming<br>volume<br>(ml) | G        | Flow rate<br>(ml/min) | Priming<br>volume<br>(ml) | G        | Flow rate<br>(ml/min) | Priming<br>volume<br>(ml) |
| 159.167 | 16             | 9.5 | 3.15         | 16     | 57                    | 0.43                      | 14       | 84                    | 0.57                      | 18       | 16                    | 0.36                      | 18       | 16                    | 0.36                      | 18       | 18                    | 0.40                      |
| 159.207 | 20             | 9.5 | 3.15         | 16     | 55                    | 0.44                      | 14       | 80                    | 0.59                      | 18       | 15                    | 0.38                      | 18       | 12                    | 0.36                      | 18       | 17                    | 0.41                      |

# ARTERIAL CATHETERS FOR SELDINGER TECHNIQUE

## 115 Arterial Leader-Cath

20/180

### Seldinger technique catheter for arterial puncture.

Transparent arterial catheter (radial, brachial, femoral, etc.) with radiopaque lines, introduced using the Seldinger technique. This technique makes arterial puncture easier particularly in hypotensive patients with a weak peripheral pulse and when the arteries are atherosclerosed or narrow.

Catheter with winged hub for skin fixation and anti-kink collar.

Presented in a rigid blister pack containing:

- 1 transparent and XRO catheter (PE)
- 1 introducer needle
- 1 straight guidewire.

| Code    | Catheter (PE)      |    |     |           | Straight guidewire |           | Needle             |    |           |
|---------|--------------------|----|-----|-----------|--------------------|-----------|--------------------|----|-----------|
|         | Int. Ø - Ext. Ø mm | G  | Fr  | Length cm | Ext. Ø mm          | Length cm | Int. Ø - Ext. Ø mm | G  | Length mm |
| 115.092 | 0.6 - 0.9          | 20 | 3   | 2         | 0.53               | 20        | 0.6 - 0.9          | 20 | 38        |
| 115.094 | 0.6 - 0.9          | 20 | 3   | 4         | 0.53               | 20        | 0.6 - 0.9          | 20 | 38        |
| 115.096 | 0.6 - 0.9          | 20 | 3   | 6         | 0.53               | 20        | 0.6 - 0.9          | 20 | 38        |
| 115.090 | 0.6 - 0.9          | 20 | 3   | 8         | 0.53               | 20        | 0.6 - 0.9          | 20 | 38        |
| 115.118 | 0.8 - 1.2          | 18 | 4   | 8         | 0.71               | 30        | 0.8 - 1.1          | 19 | 54        |
| 115.11  | 0.8 - 1.2          | 18 | 4   | 10        | 0.71               | 30        | 0.8 - 1.1          | 19 | 54        |
| 115.12* | 0.8 - 1.2          | 18 | 4   | 18        | 0.71               | 46        | 0.8 - 1.1          | 19 | 54        |
| 115.15* | 1.0 - 1.5          | 17 | 4.5 | 18        | 0.9                | 46        | 1.1 - 1.4          | 17 | 70        |
| 115.17* | 1.2 - 1.7          | 16 | 5   | 18        | 1.1                | 46        | 1.4 - 1.7          | 16 | 70        |

\*Packaging: tray presentation containing an introducer needle, a catheter, a straight guidewire, an extension tube with 3-way stopcock and a syringe. **Box/case: 5/45**

Leader-cath codes 115.12/15/17 can also be used for venous access (jugular, subclavian).

## 5115 Polyurethane arterial Leader-Cath

20/180

### Seldinger catheter for arterial puncture.

Similar product to arterial Leader-Cath described above, but with polyurethane catheter.

Presented in a rigid blister pack containing:

- 1 transparent and XRO catheter (PUR) with guidewire introducer for codes 5115.094/096/098
- 1 introducer needle
- 1 straight guidewire.

| Code     | Catheter (PUR)     |    |    |           | Straight guidewire |           | Needle             |    |           |
|----------|--------------------|----|----|-----------|--------------------|-----------|--------------------|----|-----------|
|          | Int. Ø - Ext. Ø mm | G  | Fr | Length cm | Ext. Ø mm          | Length cm | Int. Ø - Ext. Ø mm | G  | Length mm |
| 5115.094 | 0.6 - 1.0          | 20 | 3  | 4         | 0.46               | 20        | 0.6 - 0.9          | 20 | 38        |
| 5115.096 | 0.6 - 1.0          | 20 | 3  | 6         | 0.46               | 20        | 0.6 - 0.9          | 20 | 38        |
| 5115.098 | 0.6 - 1.0          | 20 | 3  | 8         | 0.46               | 20        | 0.6 - 0.9          | 20 | 38        |
| 5115.116 | 0.8 - 1.3          | 18 | 4  | 6         | 0.64               | 30        | 0.8 - 1.1          | 19 | 54        |
| 5115.118 | 0.8 - 1.3          | 18 | 4  | 8         | 0.64               | 30        | 0.8 - 1.1          | 19 | 54        |
| 5115.112 | 0.8 - 1.3          | 18 | 4  | 12        | 0.64               | 30        | 0.8 - 1.1          | 19 | 54        |

# ARTERIAL CATHETERS FOR SELDINGER TECHNIQUE

## 5118 Arterial Leader-Cath (PTFE)

20/180

### Seldinger technique catheter for arterial puncture.

Transparent arterial catheter (radial, brachial, femoral, etc.) with radiopaque lines, introduced using the Seldinger technique. This technique makes arterial puncture easier particularly in hypotensive patients with a weak peripheral pulse and when the arteries are atherosclerosed or narrow.

Presented in a rigid blister pack containing:

- 1 transparent and XRO catheter PTFE (polytetrafluoroethylene)
- 1 introducer needle
- 1 straight guidewire.



Code 5118

| Code      | Catheter (PTFE) |    |    |           | Straight guidewire |           | Needle    |           |
|-----------|-----------------|----|----|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
|           | Ext. Ø mm       | G  | Fr | Length cm | Ext. Ø mm          | Length cm | Ext. Ø mm | Length mm |
| 5118.702  | 0.7             | 22 | 2  | 2         | 0.46               | 20        | 0.8       | 20        |
| 5118.703  | 0.7             | 22 | 2  | 3         | 0.46               | 20        | 0.8       | 20        |
| 5118.904  | 1.0             | 20 | 3  | 4         | 0.46               | 20        | 0.9       | 38        |
| 5118.906  | 1.0             | 20 | 3  | 6         | 0.46               | 20        | 0.9       | 38        |
| 5118.908  | 1.0             | 20 | 3  | 8         | 0.46               | 30        | 0.9       | 38        |
| 5118.912  | 1.0             | 20 | 3  | 12        | 0.46               | 30        | 0.9       | 38        |
| 5118.915  | 1.0             | 20 | 3  | 15        | 0.46               | 30        | 0.9       | 38        |
| 5118.930* | 1.0             | 20 | 3  | 30        | 0.46               | 46        | 0.9       | 38        |
| 5118.206  | 1.3             | 18 | 4  | 6         | 0.64               | 30        | 1.1       | 52        |
| 5118.208  | 1.3             | 18 | 4  | 8         | 0.64               | 30        | 1.1       | 52        |
| 5118.212  | 1.3             | 18 | 4  | 12        | 0.64               | 30        | 1.1       | 52        |
| 5118.215  | 1.3             | 18 | 4  | 15        | 0.64               | 30        | 1.1       | 52        |
| 5118.220* | 1.3             | 18 | 4  | 20        | 0.64               | 40        | 1.1       | 52        |
| 5118.230* | 1.3             | 18 | 4  | 30        | 0.64               | 46        | 1.1       | 68        |
| 5118.612* | 1.7             | 16 | 5  | 11        | 0.9                | 46        | 1.26      | 68        |
| 5118.620* | 1.7             | 16 | 5  | 20        | 0.9                | 46        | 1.26      | 68        |
| 5118.630* | 1.7             | 16 | 5  | 30        | 0.9                | 46        | 1.26      | 68        |
| 5118.030* | 2.0             | 14 | 6  | 30        | 1.1                | 46        | 1.6       | 68        |

\*Packaging: peel-pack

## ATTESTATION CE / EC CERTIFICATE

Approbation du Système Complet d'assurance Qualité/ Approval of full Quality Assurance System

ANNEXE II excluant le point 4 Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

ANNEX II excluding section 4 Directive 93/42/EEC concerning medical devices

Pour les dispositifs de classe III, un certificat CE de conception est requis

For class III devices, a EC design certificate is required

Fabricant / Manufacturer

**VYGON**

**5 rue Adeline**

**95440 ECOUEN FRANCE**

Catégorie du(des) dispositif(s) / Device(s) category

**Cathéters, sondes, tubes, accessoires et dispositifs pour perfusion, anesthésie, réanimation, nutrition, gastro-entérologie, urologie, chirurgie, drainage, voies respiratoires et hémodialyse. Chambres à cathéter implantable et accessoires.**

*Catheters, probes, tubes, accessories and devices for infusion, anesthesia, reanimation, enteral feeding, gastro-enterology, urology, surgery, drainage, respiratory tract and haemodialysis. Implantable vascular access systems and accessories.*

Voir document complémentaire GMED / See GMED additional document

**n° 37945**

GMED atteste qu'à l'examen des résultats figurant dans le rapport référencé P177278 - P600786, le système d'assurance qualité - pour la conception, la production et le contrôle final - des dispositifs médicaux énumérés ci-dessus est conforme aux exigences de l'annexe II excluant le point 4 de la Directive 93/42/CEE.


GMED certifies that, on the basis of the results contained in the file referenced P177278 - P600786, the quality system - for design, manufacturing, and final inspection - of medical devices listed here above complies with the requirements of the Directive 93/42/EEC, annex II excluding section 4.

La validité du présent certificat est soumise à une vérification périodique ou imprévue

The validity of the certificate is subject to periodic or unexpected verification

**Début de validité / Effective date : May 10th, 2021 (included)**

**Valable jusqu'au / Expiry date : May 26th, 2024 (included)**



**On behalf of the President**

**Béatrice LYS**

**Technical Director**

**Ce document complémentaire GMED n° 37945 rev. 1 atteste de la validité du certificat CE n° 9556 rev. 11 au regard des informations listées ci-dessous.**

*This GMED additional document N° 37945 rev. 1 attests to the validity of CE certificate n° 9556 rev. 11 with regard to the information listed below.*

**Fabricant / Manufacturer:**

**VYGON**  
5 rue Adeline  
95440 ECOUEN  
FRANCE

### Identification des dispositifs / Identification of devices

| DT    | Code   | Désignation                                        | Classe |
|-------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| DT001 | 310.04 | Sonde de nutrition entérale - 04Fr - L.40cm - PVC  | IIa    |
|       | 310.05 | Sonde de nutrition entérale - 05Fr - L.40cm - PVC  |        |
|       | 310.06 | Sonde de nutrition entérale - 06Fr - L.40cm - PVC  |        |
|       | 310.07 | Sonde de nutrition entérale - 07Fr - L.40cm - PVC  |        |
|       | 310.08 | Sonde de nutrition entérale - 08Fr - L.50cm - PVC  |        |
|       | 310.09 | Sonde de nutrition entérale - 09Fr - L.50cm - PVC  |        |
|       | 310.10 | Sonde de nutrition entérale - 10Fr - L.50cm - PVC  |        |
|       | 310.12 | Sonde de nutrition entérale - 12Fr - L.50cm - PVC  |        |
|       | 311.04 | Sonde de nutrition entérale - 04Fr - L.75cm - PVC  |        |
|       | 311.05 | Sonde de nutrition entérale - 05Fr - L.75cm - PVC  |        |
|       | 311.06 | Sonde de nutrition entérale - 06Fr - L.75cm - PVC  |        |
|       | 311.08 | Sonde de nutrition entérale - 08Fr - L.75cm - PVC  |        |
|       | 311.10 | Sonde de nutrition entérale - 10Fr - L.75cm - PVC  |        |
|       | 312.04 | Sonde de nutrition entérale - 04Fr - L.125cm - PVC |        |
|       | 312.06 | Sonde de nutrition entérale - 06Fr - L.125cm - PVC |        |
|       | 312.07 | Sonde de nutrition entérale - 07Fr - L.125cm - PVC |        |
|       | 312.08 | Sonde de nutrition entérale - 08Fr - L.125cm - PVC |        |
|       | 312.09 | Sonde de nutrition entérale - 09Fr - L.125cm - PVC |        |
|       | 312.10 | Sonde de nutrition entérale - 10Fr - L.125cm - PVC |        |
|       | 312.12 | Sonde de nutrition entérale - 12Fr - L.125cm - PVC |        |
|       | 390.10 | Tubaflex - Sonde gastrique - 10Fr - L.100cm - PVC  |        |
|       | 390.12 | Tubaflex - Sonde gastrique - 12Fr - L.100cm - PVC  |        |
|       | 390.14 | Tubaflex - Sonde gastrique - 14Fr - L.100cm - PVC  |        |
|       | 390.16 | Tubaflex - Sonde gastrique - 16Fr - L.100cm - PVC  |        |
|       | 390.18 | Tubaflex - Sonde gastrique - 18Fr - L.100cm - PVC  |        |
|       | 390.21 | Tubaflex - Sonde gastrique - 21Fr - L.100cm - PVC  |        |

**GMED 0459**

GMED - 37945 rev. 1  
Modifie le document n° 37945 rev. 0



*Béatrice Lys*

EF33BDA9BAA04A3...


**On behalf of the President**  
**Béatrice LYS**  
**Technical Director**

| DT    | Code      | Désignation                                                                                                                         | Classe |
|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | 391.06    | Sonde gastro-duodénale type Levin - 06Fr - L.125cm - PVC                                                                            |        |
|       | 391.08    | Sonde gastro-duodénale type Levin - 08Fr - L.125cm - PVC                                                                            |        |
|       | 391.10    | Sonde gastro-duodénale type Levin - 10Fr - L.125cm - PVC                                                                            |        |
|       | 391.12    | Sonde gastro-duodénale type Levin - 12Fr - L.125cm - PVC                                                                            |        |
|       | 391.14    | Sonde gastro-duodénale type Levin - 14Fr - L.125cm - PVC                                                                            |        |
|       | 391.16    | Sonde gastro-duodénale type Levin - 16Fr - L.125cm - PVC                                                                            |        |
|       | 391.18    | Sonde gastro-duodénale type Levin - 18Fr - L.125cm - PVC                                                                            |        |
|       | 391.21    | Sonde gastro-duodénale type Levin - 21Fr - L.125cm - PVC                                                                            |        |
|       | 392.10    | Sonde gastro-duodénale lestée - 10Fr - L.125cm - PVC                                                                                |        |
|       | 392.12    | Sonde gastro-duodénale lestée - 12Fr - L.125cm - PVC                                                                                |        |
|       | 392.14    | Sonde gastro-duodénale lestée - 14Fr - L.125cm - PVC                                                                                |        |
|       | 392.16    | Sonde gastro-duodénale lestée - 16Fr - L.125cm - PVC                                                                                |        |
|       | 392.18    | Sonde gastro-duodénale lestée - 18Fr - L.125cm - PVC                                                                                |        |
|       | 392.20    | Sonde gastro-duodénale lestée - 20Fr - L.125cm - PVC                                                                                |        |
|       | 393.04    | Sonde gastro-duodénale lestée - 04Fr - L.125cm - PVC                                                                                |        |
|       | 393.06    | Sonde gastro-duodénale lestée - 06Fr - L.125cm - PVC                                                                                |        |
|       | 393.08    | Sonde gastro-duodénale lestée - 08Fr - L.125cm - PVC                                                                                |        |
|       | 393.10    | Sonde gastro-duodénale lestée - 10Fr - L.125cm - PVC                                                                                |        |
|       | 1310.04   | Sonde à gavage - 04Fr - L.40cm - PUR                                                                                                |        |
|       | 1310.05   | Sonde à gavage - 05Fr - L.40cm - PUR                                                                                                |        |
|       | 1310.06   | Sonde à gavage - 06Fr - L.40cm - PUR                                                                                                |        |
|       | 1310.08   | Sonde à gavage - 08Fr - L.40cm - PUR                                                                                                |        |
|       | 1311.04   | Sonde à gavage - 04Fr - L.75cm - PUR                                                                                                |        |
|       | 1311.05   | Sonde à gavage - 05Fr - L.75cm - PUR                                                                                                |        |
|       | 1311.06   | Sonde à gavage - 06Fr - L.75cm - PUR                                                                                                |        |
|       | 1311.08   | Sonde à gavage - 08Fr - L.75cm - PUR                                                                                                |        |
| DT001 | 1391.06   | Sonde ORX pour alimentation entérale en polyuréthane (Type Levin) - 4 orifices latéraux, extrémité fermée - Ø2mm - 06Fr - L.125cm   | IIa    |
|       | 1391.08   | Sonde ORX pour alimentation entérale en polyuréthane (Type Levin) - 4 orifices latéraux, extrémité fermée - Ø2.5mm - 08Fr - L.125cm |        |
|       | 1391.10   | Sonde ORX pour alimentation entérale en polyuréthane (Type Levin) - 4 orifices latéraux, extrémité fermée - Ø3.3mm - 10Fr - L.125cm |        |
|       | 1391.12   | Sonde ORX pour alimentation entérale en polyuréthane (Type Levin) - 4 orifices latéraux, extrémité fermée - Ø4mm - 12Fr - L.125cm   |        |
|       | 1391.14   | Sonde ORX pour alimentation entérale en polyuréthane (Type Levin) - 4 orifices latéraux, extrémité fermée - Ø4.5mm - 14Fr - L.125cm |        |
|       | 1391.16   | Sonde ORX pour alimentation entérale en polyuréthane (Type Levin) - 4 orifices latéraux, extrémité fermée - Ø5mm - 16Fr - L.125cm   |        |
|       | 1391.18   | Sonde ORX pour alimentation entérale en polyuréthane (Type Levin) - 4 orifices latéraux, extrémité fermée - Ø6mm - 18Fr - L.125cm   |        |
|       | 1391.21   | Sonde ORX pour alimentation entérale en polyuréthane (Type Levin) - 4 orifices latéraux, extrémité fermée - Ø7mm - 21Fr - L.125cm   |        |
|       | 81391.09D | Set de Gastrosopie - Sonde d'alimentation entérale - 10Fr - PUR                                                                     |        |
|       | 1396.09   | Sonde gastro-duodénale lestée 4 orifices latéraux - 09Fr - L.125cm - PUR                                                            |        |
|       | 1396.14   | Sonde gastro-duodénale lestée 4 orifices latéraux - 14Fr - L.125cm - PUR                                                            |        |
|       | 1396.18   | Sonde gastro-duodénale lestée 4 orifices latéraux - 18Fr - L.125cm - PUR                                                            |        |
|       | 2316.10   | Sonde gastrique ORX en silicone - Extrémité ouverte, 1 orifice latéral - 10Fr - L.125cm                                             |        |
|       | 2316.12   | Sonde gastrique ORX en silicone - Extrémité ouverte, 1 orifice latéral - 12Fr - L.125cm                                             |        |

**GMED 0459**

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0



DocuSigned by:  
Béatrice Lys  
EF33BDA9BAA04A3...

**On behalf of the President**  
**Béatrice LYS**  
**Technical Director**

| DT    | Code      | Désignation                                                                                                 | Classe |
|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | 2316.14   | Sonde gastrique ORX en silicone - Extrémité ouverte, 1 orifice latéral - 14Fr - L.125cm                     |        |
|       | 2316.16   | Sonde gastrique ORX en silicone - Extrémité ouverte, 1 orifice latéral - 16Fr - L.125cm                     |        |
|       | 2316.18   | Sonde gastrique ORX en silicone - Extrémité ouverte, 1 orifice latéral - 18Fr - L.125cm                     |        |
|       | 2316.21   | Sonde gastrique ORX en silicone - Extrémité ouverte, 1 orifice latéral - 21Fr - L.125cm                     |        |
|       | 82316.16A | Sonde gastrique ORX en silicone - Extrémité distale ouverte, 1 orifice latéral - 16Fr - L.75cm              |        |
|       | 2391.06   | Sonde ORX gastro-duodénale en silicone (Type Levin) - 4 orifices latéraux, extrémité fermé - 06Fr - L.125cm |        |
|       | 2391.08   | Sonde ORX gastro-duodénale en silicone (Type Levin) - 4 orifices latéraux, extrémité fermé - 08Fr - L.125cm |        |
|       | 2391.09   | Sonde ORX gastro-duodénale en silicone (Type Levin) - 4 orifices latéraux, extrémité fermé - 09Fr - L.125cm |        |
|       | 2391.10   | Sonde ORX gastro-duodénale en silicone (Type Levin) - 4 orifices latéraux, extrémité fermé - 10Fr - L.125cm |        |
|       | 2391.12   | Sonde ORX gastro-duodénale en silicone (Type Levin) - 4 orifices latéraux, extrémité fermé - 12Fr - L.125cm |        |
|       | 2391.14   | Sonde ORX gastro-duodénale en silicone (Type Levin) - 4 orifices latéraux, extrémité fermé - 14Fr - L.125cm |        |
|       | 2391.16   | Sonde ORX gastro-duodénale en silicone (Type Levin) - 4 orifices latéraux, extrémité fermé - 16Fr - L.125cm |        |
|       | 2391.18   | Sonde ORX gastro-duodénale en silicone (Type Levin) - 4 orifices latéraux, extrémité fermé - 18Fr - L.125cm |        |
|       | 2391.21   | Sonde ORX gastro-duodénale en silicone (Type Levin) - 4 orifices latéraux, extrémité fermé - 21Fr - L.125cm |        |
|       | 2394.10   | Sonde duodénale lestée ORX en silicone (type Ryle) - 4 orifices latéraux - 10Fr - L.125cm                   |        |
|       | 2394.12   | Sonde duodénale lestée ORX en silicone (type Ryle) - 4 orifices latéraux - 12Fr - L.125cm                   |        |
|       | 2394.14   | Sonde duodénale lestée ORX en silicone (type Ryle) - 4 orifices latéraux - 14Fr - L.125cm                   |        |
|       | 2394.16   | Sonde duodénale lestée ORX en silicone (type Ryle) - 4 orifices latéraux - 16Fr - L.125cm                   |        |
|       | 2394.18   | Sonde duodénale lestée ORX en silicone (type Ryle) - 4 orifices latéraux - 18Fr - L.125cm                   |        |
|       | 2394.21   | Sonde duodénale lestée ORX en silicone (type Ryle) - 4 orifices latéraux - 21Fr - L.125cm                   |        |
|       | 2395.05   | Sonde duodénale pédiatrique lestée en silicone - 3 orifices latéraux - 05Fr - L.125cm                       |        |
|       | 2395.06   | Sonde duodénale pédiatrique lestée en silicone - 3 orifices latéraux - 06Fr - L.125cm                       |        |
|       | 2395.09   | Sonde duodénale pédiatrique lestée en silicone - 3 orifices latéraux - 09Fr - L.125cm                       |        |
|       | 82395.05C | Sonde duodénale pédiatrique ORX en silicone avec raccord amovible - 05Fr - L.125cm                          |        |
|       | 82395.06C | Sonde duodénale pédiatrique ORX en silicone avec raccord amovible - 06Fr - L.125cm                          |        |
|       | 2396.06   | Sonde gastro-duodénale ORX en silicone, lestée - 4 orifices latéraux - 06Fr - L.90cm                        |        |
|       | 2396.09   | Sonde gastro-duodénale ORX en silicone, lestée - 4 orifices latéraux - 09Fr - L.125cm                       |        |
|       | 2396.14   | Sonde gastro-duodénale ORX en silicone, lestée - 4 orifices latéraux - 14Fr - L.125cm                       |        |
|       | 2396.18   | Sonde gastro-duodénale ORX en silicone, lestée - 4 orifices latéraux - 18Fr - L.125cm                       |        |
| DT002 | 815.12    | Prolongateur 2 voies pour PCA - Ø1.0x2.15mm - L.90cm / Ø1.85x2.60mm - L.5cm                                 | Ila    |
|       | 80815.12B | Prolongateur 2 voies pour PCA - Ø1.0x2.15mm - L.125cm / Ø1.85x2.60mm - L.5cm                                |        |
| DT003 | 5194.10   | Locoplex - L.100mm - 21G - 17°                                                                              | Ila    |
|       | 5194.12   | Locoplex - L.120mm - 20G - 17°                                                                              |        |
|       | 5194.15   | Locoplex - L.150mm - 20G - 17°                                                                              |        |
|       | 5194.25   | Locoplex - L.25mm - 23G - 17°                                                                               |        |
|       | 5194.35   | Locoplex - L.35mm - 23G - 17°                                                                               |        |
|       | 5194.50   | Locoplex - L.50mm - 20G - 17°                                                                               |        |
|       | 5194.85   | Locoplex - L.85mm - 21G - 17°                                                                               |        |
|       | 5194.103  | Locoplex - L.100mm - 21G - 30°                                                                              |        |

**GMED 0459**

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0


*Béatrice Lys*

EF33BDA9BAA04A3...


**On behalf of the President**  
**Béatrice LYS**  
**Technical Director**

| DT | Code      | Désignation                                                      | Classe |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------|--------|
|    | 5194.123  | Locoplex - L.120mm - 20G - 30°                                   |        |
|    | 5194.153  | Locoplex - L.150mm - 20G - 30°                                   |        |
|    | 5194.253  | Locoplex - L.25mm - 23G - 30°                                    |        |
|    | 5194.353  | Locoplex - L.35mm - 23G - 30°                                    |        |
|    | 5194.503  | Locoplex - L.50mm - 21G - 30°                                    |        |
|    | 5194.853  | Locoplex - L.85mm - 21G - 30°                                    |        |
|    | 6094.103  | Visioplex - L.100mm - 20G - 30°                                  |        |
|    | 6094.503  | Visioplex - L.50mm - 20G - 30°                                   |        |
|    | 6094.3534 | Visioplex - L.35mm - 22G - 30°                                   |        |
|    | 6094.5034 | Visioplex - L.50mm - 22G - 30°                                   |        |
|    | 6094.8534 | Visioplex - L.85mm - 22G - 30°                                   |        |
|    | 6194.10   | Echoplex+ - L.100mm - 22G - 17°                                  |        |
|    | 6194.12   | Echoplex+ - L.120mm - 21G - 17°                                  |        |
|    | 6194.15   | Echoplex+ - L.150mm - 21G - 17°                                  |        |
|    | 6194.25   | Echoplex+ - L.25mm - 23G - 17°                                   |        |
|    | 6194.35   | Echoplex+ - L.35mm - 23G - 17°                                   |        |
|    | 6194.50   | Echoplex+ - L.50mm - 21G - 17°                                   |        |
|    | 6194.85   | Echoplex+ - L.85mm - 22G - 17°                                   |        |
|    | 6194.103  | Echoplex+ - L.100mm - 21G - 20°                                  |        |
|    | 6194.123  | Echoplex+ - L.120mm - 20G - 20°                                  |        |
|    | 6194.153  | Echoplex+ - L.150mm - 20G - 20°                                  |        |
|    | 6194.253  | Echoplex+ - L.25mm - 23G - 20°                                   |        |
|    | 6194.353  | Echoplex+ - L.35mm - 23G - 20°                                   |        |
|    | 6194.503  | Echoplex+ - L.50mm - 22G - 20°                                   |        |
|    | 6194.853  | Echoplex+ - L.85mm - 21G - 20°                                   |        |
|    | 5195.10   | Techniplex - Set pour blocs plexiques en continu - 100mm - 17°   |        |
|    | 5195.12   | Techniplex - Set pour blocs plexiques en continu - 120mm - 17°   |        |
|    | 5195.35   | Techniplex - Set pour blocs plexiques en continu - 35mm - 17°    |        |
|    | 5195.50   | Techniplex - Set pour blocs plexiques en continu - 50mm - 17°    |        |
|    | 5195.103  | Techniplex - Set pour blocs plexiques en continu - 100mm - 30°   |        |
|    | 5195.106  | Techniplex - Set pour blocs plexiques en continu - 100mm - Tuhoy |        |
|    | 5195.123  | Techniplex - Set pour blocs plexiques en continu - 120mm - 30°   |        |
|    | 5195.156  | Techniplex - Set pour blocs plexiques en continu - 150mm - Tuhoy |        |
|    | 5195.353  | Techniplex - Set pour blocs plexiques en continu - 35mm - 30°    |        |
|    | 5195.503  | Techniplex - Set pour blocs plexiques en continu - 50mm - 30°    |        |
|    | 5195.506  | Techniplex - Set pour blocs plexiques en continu - 50mm - Tuhoy  |        |
|    | 5195.1031 | Techniplex - Set pour blocs plexiques en continu - 100mm - 30°   |        |
|    | 5195.1531 | Techniplex - Set pour blocs plexiques en continu - 150mm - 30°   |        |
|    | 5195.5031 | Techniplex - Set pour blocs plexiques en continu - 50mm - 30°    |        |
|    | 5196.55   | Infuplex - Set pour blocs plexiques en continu - 55mm - 17°      |        |
|    | 5196.70   | Infuplex - Set pour blocs plexiques en continu - 70mm - 17°      |        |
|    | 5196.553  | Infuplex - Set pour blocs plexiques en continu - 55mm - 30°      |        |
|    | 5196.703  | Infuplex - Set pour blocs plexiques en continu - 70mm - 30°      |        |
|    | 5197.123  | Multiplex - Set pour blocs plexiques en continu - 120mm - 30°    |        |
|    | 5197.353  | Multiplex - Set pour blocs plexiques en continu - 35mm - 30°     |        |

**GMED 0459**

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0



DocuSigned by:  
Béatrice Lys  
EF33BDA9BAA04A3...

**On behalf of the President**  
**Béatrice LYS**  
**Technical Director**

| DT    | Code      | Désignation                                                                              | Classe |
|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DT003 | 5197.503  | Multiplex - Set pour blocs plexiques en continu - 50mm - 30°                             | IIa    |
|       | 5197.853  | Multiplex - Set pour blocs plexiques en continu - 85mm - 30°                             |        |
|       | 5197.1239 | Multiplex - Set pour blocs plexiques en continu - 120mm - 30°                            |        |
|       | 5197.5039 | Multiplex - Set pour blocs plexiques en continu - 50mm - 30°                             |        |
|       | 5197.8539 | Multiplex - Set pour blocs plexiques en continu - 85mm - 30°                             |        |
|       | 5198.103  | Silverstim - Set pour blocs plexiques en continu - 100mm - 30°                           |        |
|       | 5198.123  | Silverstim - Set pour blocs plexiques en continu - 120mm - 30°                           |        |
|       | 5198.353  | Silverstim - Set pour blocs plexiques en continu - 35mm - 30°                            |        |
|       | 5198.503  | Silverstim - Set pour blocs plexiques en continu - 50mm - 30°                            |        |
|       | 5198.506  | Silverstim - Set pour blocs plexiques en continu - 50mm - Tuohy                          |        |
|       | 5198.853  | Silverstim - Set pour blocs plexiques en continu - 85mm - 30°                            |        |
|       | 5198.856  | Silverstim - Set pour blocs plexiques en continu - 85mm - Tuohy                          |        |
|       | 5198.1233 | Silverstim - Set pour blocs plexiques en continu - 120mm - 30°                           |        |
|       | 5198.3533 | Silverstim - Set pour blocs plexiques en continu - 35mm - 30°                            |        |
|       | 5198.5033 | Silverstim - Set pour blocs plexiques en continu - 50mm - 30°                            |        |
|       | 5198.8533 | Silverstim - Set pour blocs plexiques en continu - 85mm - 30°                            |        |
| DT006 | 6222.011  | V-GREEN - PE lined IV extension line with clamp L.10cm - Ø1.0x2.7mm - Priming vol.0.15ml | IIa    |
|       | 6222.051  | V-GREEN - PE lined IV extension line with clamp L.50cm - Ø1.0x2.7mm - Priming vol.0.60ml |        |
|       | 6222.071  | V-GREEN - PE lined IV extension line with clamp L.75cm - Ø1.0x2.7mm - Priming vol.0.80ml |        |
|       | 6222.101  | V-GREEN - PE lined IV extension line with clamp L.100cm - Ø1.0x2.7mm - Priming vol.1.0ml |        |
|       | 6222.151  | V-GREEN - PE lined IV extension line with clamp L.150cm - Ø1.0x2.7mm - Priming vol.1.5ml |        |
|       | 6222.201  | V-GREEN - PE lined IV extension line with clamp L.200cm - Ø1.0x2.7mm - Priming vol.2.0ml |        |
|       | 6222.301  | V-GREEN - PE lined IV extension line with clamp L.300cm - Ø1.0x2.7mm - Priming vol.3.0ml |        |
|       | 9018.12   | V-GREEN - Wide bore extension line - L.120cm - Ø4.0x5.5mm - M/F                          |        |
|       | 9019.15   | V-GREEN - Wide bore extension line - L.150cm - Ø4.0x5.5mm - M/F                          |        |
|       | 274.21    | V-GREEN - Solution set with 15µm filter - L.200cm - Ø3.0x4.1mm                           |        |
| DT007 | 7210.02   | Qimo♀                                                                                    | IIa    |
|       | 7210.05   | Qimo♀ L                                                                                  |        |
|       | 7210.91   | Qimo♂                                                                                    |        |
|       | 7210.910  | Qimo♂ (x25)                                                                              |        |
|       | 7210.01   | Qimoprime & qimo♂                                                                        |        |
|       | 7210.04   | Qimoprime & qimo♂ & qimo♀                                                                |        |
| DT009 | 855.02    | Tubing set                                                                               | IIa    |
|       | 7221.01   | Qimoconnect                                                                              |        |
|       | 7221.011  | Qimoconnect filter                                                                       |        |
|       | 7221.0110 | Qimoconnect filter (x10)                                                                 |        |
|       | 7221.02   | Qimoconnect ♀                                                                            |        |
|       | 7221.020  | Qimoconnect (x10)                                                                        |        |
|       | 7227.101  | Qimopump 2V                                                                              |        |
|       | 7227.201  | Qimopump 3V                                                                              |        |
|       | 7227.401  | Qimopump 5V                                                                              |        |
|       | 7229.101  | Qimo IVset 3V-0                                                                          |        |
|       | 7229.102  | Qimo IVset 2V-1                                                                          |        |
|       | 7229.201  | Qimo IVset 4V-0                                                                          |        |
|       | 7229.202  | Qimo IVset 3V-1                                                                          |        |

**GMED 0459**

GMED - 37945 rev. 1  
Modifie le document n° 37945 rev. 0

DocuSigned by:  
*Béatrice Lys*  
EF33BDA9BAA04A3...


On behalf of the President  
**Béatrice LYS**  
Technical Director

| DT    | Code     | Désignation                                                                                | Classe |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DT010 | 7229.401 | Qimo IVset 6V-0                                                                            | IIa    |
|       | 7229.402 | Qimo IVset 5V-1                                                                            |        |
|       | 1057.27  | Injectsite - Aiguille droite à biseau de Huber - Ø0.70mm - 22G - L.25mm                    |        |
|       | 1057.29  | Injectsite - Aiguille droite à biseau de Huber - Ø0.90mm - 20G - L.25mm                    |        |
|       | 1058.07  | Injectsite - 90° - Ø0.70mm - 22G - L.20mm                                                  |        |
|       | 1058.09  | Injectsite - 90° - Ø0.90mm - 20G - L.20mm                                                  |        |
|       | 1058.27  | Injectsite - 90° - Ø0.70mm - 22G - L.25mm                                                  |        |
|       | 1058.29  | Injectsite - 90° - Ø0.90mm - 20G - L.25mm                                                  |        |
|       | 1239.115 | Hubsite2 - Ø1.1mm (19G) - L.15mm (0.5 in.)                                                 |        |
|       | 1239.120 | Hubsite2 - Ø1.1mm (19G) - L.20mm (0.75 in.)                                                |        |
|       | 1239.125 | Hubsite2 - Ø1.1mm (19G) - L.25mm (1 in.)                                                   |        |
|       | 1239.130 | Hubsite2 - Ø1.1mm (19G) - L.30mm (1.25 in.)                                                |        |
|       | 1239.715 | Hubsite2 - Ø0.7mm (22G) - L.15mm (0.5 in.)                                                 |        |
|       | 1239.720 | Hubsite2 - Ø0.7mm (22G) - L.20mm (0.75 in.)                                                |        |
| DT010 | 1239.725 | Hubsite2 - Ø0.7mm (22G) - L.25mm (1 in.)                                                   | IIa    |
|       | 1239.730 | Hubsite2 - Ø0.7mm (22G) - L.30mm (1.25 in.)                                                |        |
|       | 1239.915 | Hubsite2 - Ø0.9mm (20G) - L.15mm (0.5 in.)                                                 |        |
|       | 1239.920 | Hubsite2 - Ø0.9mm (20G) - L.20mm (0.75 in.)                                                |        |
|       | 1239.925 | Hubsite2 - Ø0.9mm (20G) - L.25mm (1 in.)                                                   |        |
|       | 1239.930 | Hubsite2 - Ø0.9mm (20G) - L.30mm (1.25 in.)                                                |        |
|       | 1251.115 | Hubsite2 + Y + autoflush - Ø1.1mm - 19G - L.15mm                                           |        |
|       | 1251.120 | Hubsite2 + Y + autoflush - Ø1.1mm - 19G - L.20mm                                           |        |
|       | 1251.125 | Hubsite2 + Y + autoflush - Ø1.1mm - 19G - L.25mm                                           |        |
|       | 1251.130 | Hubsite2 + Y + autoflush - Ø1.1mm - 19G - L.30mm                                           |        |
|       | 1251.715 | Hubsite2 + Y + autoflush - Ø0.7mm - 22G - L.15mm                                           |        |
|       | 1251.720 | Hubsite2 + Y + autoflush - Ø0.7mm - 22G - L.20mm                                           |        |
|       | 1251.725 | Hubsite2 + Y + autoflush - Ø0.7mm - 22G - L.25mm                                           |        |
|       | 1251.730 | Hubsite2 + Y + autoflush - Ø0.7mm - 22G - L.30mm                                           |        |
|       | 1251.915 | Hubsite2 + Y + autoflush - Ø0.9mm - 20G - L.15mm                                           |        |
|       | 1251.920 | Hubsite2 + Y + autoflush - Ø0.9mm - 20G - L.20mm                                           |        |
|       | 1251.925 | Hubsite2 + Y + autoflush - Ø0.9mm - 20G - L.25mm                                           |        |
|       | 1251.930 | Hubsite2 + Y + autoflush - Ø0.9mm - 20G - L.30mm                                           |        |
|       | 1256.115 | Hubsite2 + autoflush - Dispositif de perfusion pour 'Sitimplant' - Ø1.1mm - 19G - L.15mm   |        |
|       | 1256.120 | Hubsite2 + autoflush - Dispositif de perfusion pour 'Sitimplant' - Ø1.1mm - 19G - L.20mm   |        |
|       | 1256.125 | Hubsite2 + autoflush - Dispositif de perfusion pour 'Sitimplant' - Ø1.1mm - 19G - L.25mm   |        |
|       | 1256.715 | Hubsite2 + autoflush - Dispositif de perfusion pour 'Sitimplant' - Ø0.7mm - 22G - L.15mm   |        |
|       | 1256.720 | Hubsite2 + autoflush - Dispositif de perfusion pour 'Sitimplant' - Ø0.7mm - 22G - L.20mm   |        |
|       | 1256.725 | Hubsite2 + autoflush - Dispositif de perfusion pour 'Sitimplant' - Ø0.7mm - 22G - L.25mm   |        |
|       | 1256.915 | Hubsite2 + autoflush - Dispositif de perfusion pour 'Sitimplant' - Ø0.9mm - 20G - L.15mm   |        |
|       | 1256.920 | Hubsite2 + autoflush - Dispositif de perfusion pour 'Sitimplant' - Ø0.9mm - 20G - L.20mm   |        |
|       | 1256.925 | Hubsite2 + autoflush - Dispositif de perfusion pour 'Sitimplant' - Ø0.9mm - 20G - L.25mm   |        |
|       | 5249.115 | Perfusafe2 - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.15mm (½ in.)             |        |
|       | 5249.116 | Perfusafe2 + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.15mm (½ in.) |        |
|       | 5249.117 | Perfusafe2 + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.15mm (½ in.) |        |
|       | 5249.120 | Perfusafe2 - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.20mm (¾ in.)             |        |

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0



On behalf of the President  
Béatrice LYS  
Technical Director


| DT    | Code     | Désignation                                                                                      | Classe |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | 5249.121 | Perfusafe2 + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.20mm (¾ in.)       |        |
|       | 5249.122 | Perfusafe2 + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.20mm (¾ in.)       |        |
|       | 5249.125 | Perfusafe2 - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.25mm (1 in.)                   |        |
|       | 5249.126 | Perfusafe2 + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.25mm (1 in.)       |        |
|       | 5249.127 | Perfusafe2 + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.25mm (1 in.)       |        |
|       | 5249.130 | Perfusafe2 - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.30mm (1 ¼ in.)                 |        |
|       | 5249.132 | Perfusafe2 + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.30mm (1 ¼ in.)     |        |
|       | 5249.715 | Perfusafe2 - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.15mm (½ in.)                   |        |
|       | 5249.716 | Perfusafe2 + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.15mm (½ in.)       |        |
|       | 5249.717 | Perfusafe2 + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.15mm (½ in.)       |        |
|       | 5249.720 | Perfusafe2 - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.20mm (¾ in.)                   |        |
|       | 5249.721 | Perfusafe2 + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.20mm (¾ in.)       |        |
|       | 5249.722 | Perfusafe2 + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.20mm (¾ in.)       |        |
|       | 5249.725 | Perfusafe2 - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.25mm (1 in.)                   |        |
|       | 5249.726 | Perfusafe2 + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.25mm (1 in.)       |        |
|       | 5249.727 | Perfusafe2 + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.25mm (1 in.)       |        |
|       | 5249.730 | Perfusafe2 - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.30mm (1 ¼ in.)                 |        |
|       | 5249.732 | Perfusafe2 + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.30mm (1 ¼ in.)     |        |
|       | 5249.915 | Perfusafe2 - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.15mm (½ in.)                   |        |
|       | 5249.916 | Perfusafe2 + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.15mm (½ in.)       |        |
|       | 5249.917 | Perfusafe2 + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.15mm (½ in.)       |        |
|       | 5249.920 | Perfusafe2 - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.20mm (¾ in.)                   |        |
|       | 5249.921 | Perfusafe2 + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.20mm (¾ in.)       |        |
|       | 5249.922 | Perfusafe2 + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.20mm (¾ in.)       |        |
|       | 5249.925 | Perfusafe2 - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.25mm (1 in.)                   |        |
|       | 5249.926 | Perfusafe2 + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.25mm (1 in.)       |        |
| DT010 | 5249.927 | Perfusafe2 + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.25mm (1 in.)       | IIa    |
|       | 5249.930 | Perfusafe2 - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.30mm (1 ¼ in.)                 |        |
|       | 5249.932 | Perfusafe2 + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.30mm (1 ¼ in.)     |        |
|       | 5250.115 | Perfusafe2 + Y + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.15mm (½ in.)   |        |
|       | 5250.117 | Perfusafe2 + Y + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.15mm (½ in.)   |        |
|       | 5250.120 | Perfusafe2 + Y + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.20mm (¾ in.)   |        |
|       | 5250.122 | Perfusafe2 + Y + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.20mm (¾ in.)   |        |
|       | 5250.125 | Perfusafe2 + Y + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.25mm (1 in.)   |        |
|       | 5250.127 | Perfusafe2 + Y + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.25mm (1 in.)   |        |
|       | 5250.130 | Perfusafe2 + Y + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.30mm (1 ¼ in.) |        |
|       | 5250.132 | Perfusafe2 + Y + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø1.1mm (19G) - L.30mm (1 ¼ in.) |        |
|       | 5250.715 | Perfusafe2 + Y + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.15mm (½ in.)   |        |
|       | 5250.717 | Perfusafe2 + Y + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.15mm (½ in.)   |        |
|       | 5250.720 | Perfusafe2 + Y + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.20mm (¾ in.)   |        |
|       | 5250.722 | Perfusafe2 + Y + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.20mm (¾ in.)   |        |
|       | 5250.725 | Perfusafe2 + Y + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.25mm (1 in.)   |        |
|       | 5250.727 | Perfusafe2 + Y + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.25mm (1 in.)   |        |
|       | 5250.730 | Perfusafe2 + Y + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.30mm (1 ¼ in.) |        |
|       | 5250.732 | Perfusafe2 + Y + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm (22G) - L.30mm (1 ¼ in.) |        |

GMED

0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0




On behalf of the President  
Béatrice LYS  
Technical Director

| DT    | Code      | Désignation                                                                                        | Classe |
|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | 5250.915  | Perfusafe2 + Y + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.15mm (½ in.)     |        |
|       | 5250.917  | Perfusafe2 + Y + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.15mm (½ in.)     |        |
|       | 5250.920  | Perfusafe2 + Y + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.20mm (¾ in.)     |        |
|       | 5250.922  | Perfusafe2 + Y + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.20mm (¾ in.)     |        |
|       | 5250.925  | Perfusafe2 + Y + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.25mm (1 in.)     |        |
|       | 5250.927  | Perfusafe2 + Y + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.25mm (1 in.)     |        |
|       | 5250.930  | Perfusafe2 + Y + autoflush - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.30mm (1 ¼ in.)   |        |
|       | 5250.932  | Perfusafe2 + Y + bionector - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm (20G) - L.30mm (1 ¼ in.)   |        |
|       | 7242.720  | Qimoperfusafe - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm - 22G - L.20mm (¾ in.)                  |        |
|       | 7242.725  | Qimoperfusafe - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.7mm - 22G - L.25mm (1 in.)                  |        |
|       | 7242.920  | Qimoperfusafe - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm - 20G - L.20mm (¾ in.)                  |        |
|       | 7242.925  | Qimoperfusafe - Aiguille atraumatique de sécurité - Ø0.9mm - 20G - L.25mm (1 in.)                  |        |
| DT012 | 807.01    | Filter-a-line - Vol.4.4ml - Ø1.00x2.45mm - L.10cm                                                  | Ila    |
|       | 807.02    | Filter-a-line - Vol.3.6ml - Ø1.00x2.45mm - L.24cm                                                  |        |
|       | 807.102   | Filter-a-line - Vol.3.6ml - Ø1.00x2.45mm - L.24cm                                                  |        |
| DT012 | 807.204   | Filter-a-line - Vol.0.43ml - Ø1.00x2.50mm                                                          | Ila    |
|       | 807.205   | Filter-a-line - Vol.0.59ml - Ø1.00x2.50mm - L.24cm                                                 |        |
|       | 807.504   | Lipid-filter - Vol.0.8ml                                                                           |        |
|       | 807.506   | Filter-a-line - Vol.2.3ml - Ø1.00x2.50mm - L.150cm                                                 |        |
|       | 822.111   | Bionector T-connect LL - Ø1.3x2.4mm - L.10cm - Vol.0.28ml                                          |        |
|       | 822.611   | Bionector T-connect LS - Ø1.30x2.40mm - L.10cm - Vol.0.28ml                                        |        |
|       | 836.201   | Ready-set "feed" - Vol.0.90ml - Ø1.5x2.5mm - L.2cm / Ø1.5x2.5mm - L.15cm                           |        |
|       | 836.202   | Ready-set "complete" - Vol.1.1ml - Ø1.5x2.5mm - L.20.5cm / Ø1.5x2.5mm - L.20.5cm                   |        |
|       | 836.203   | Ready-check 2 - Vol.0.80ml - Ø1.5x2.5mm - L.10cm / Ø1.5x2.5mm - L.10cm                             |        |
|       | 836.204   | Safe-t-piece - Vol.0.64ml - Ø1.5x2.5mm - L.11cm                                                    |        |
|       | 836.205   | Ready-Set "unite" - Vol.1.3ml - Ø1.5x2.5mm - L.2cm / Ø1.5x2.5mm - L.20.5cm / Ø1.5x2.5mm - L.20.5cm |        |
|       | 836.207   | Ready-Set - Vol.1.6ml - Ø1.5x2.5mm - L.25cm / Ø1.5x2.5mm - L.25cm                                  |        |
|       | 836.210   | Ready-Set - Vol.1.4ml - Ø1.5x2.5mm - L.2cm / Ø1.5x2.5mm - L.20.5cm / Ø1.5x2.5mm - L.20.5cm         |        |
| DT013 | 214.06    | Neosafe - Ø0.6mm - G23 - 17mm                                                                      | Ila    |
|       | 214.07    | Neosafe - Ø0.7mm - G22 - 22mm                                                                      |        |
|       | 214.08    | Neosafe - Ø0.8mm - G21 - 22mm                                                                      |        |
|       | 214.26    | Neosafe - Ø0.6mm - G23 - 27mm                                                                      |        |
| DT014 | 871.10    | Robinet à une voie                                                                                 | Ila    |
|       | 872.10    | Robinet 1 voie Luer-lock                                                                           |        |
|       | 865.00    | Robinet 2 voies                                                                                    |        |
|       | 866.00    | Robinet 2 voies lipido-résistant                                                                   |        |
|       | 876.002   | Vyclic bionector                                                                                   |        |
|       | 876.003   | Vyclic bionector arterial                                                                          |        |
|       | 876.005   | Vyclic vadsite                                                                                     |        |
|       | 876.20    | Vycliccolor                                                                                        |        |
|       | 70876.201 | Vyclic bionector                                                                                   |        |
|       | 70876.205 | Vyclic vadsite                                                                                     |        |
|       | 70876.20  | Vyclic                                                                                             |        |
|       | 70876.22  | Vyclic                                                                                             |        |
|       | 70876.23  | Vyclic                                                                                             |        |

**GMED 0459**

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0




On behalf of the President  
**Béatrice LYS**  
Technical Director

| DT    | Code     | Désignation                                                                                         | Classe |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | 879.00   | Robinet 4 voies                                                                                     |        |
|       | 873.02   | Rampe de robinets Luer-lock avec prolongateur L.50cm - 2 robinets 1 voie                            |        |
|       | 873.04   | Rampe de robinets Luer-lock avec prolongateur L.50cm - 4 robinets 1 voie                            |        |
|       | 873.12   | Rampe de robinets Luer-lock avec prolongateur L.100cm - 2 robinets 1 voie                           |        |
|       | 873.14   | Rampe de robinets Luer-lock avec prolongateur L.100cm - 4 robinets 1 voie                           |        |
|       | 873.24   | Rampe de robinets Luer-lock avec prolongateur L.200cm - 4 robinets 1 voie                           |        |
|       | 873.94   | Rampe de robinets Luer-lock sans prolongateur - 4 robinets 1 voie                                   |        |
|       | 5827.02  | Vystar 2 ♀/♂ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm                                 |        |
|       | 5827.03  | Vystar 3 ♀/♂ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm                                 |        |
|       | 5827.04  | Vystar 4 ♀/♂ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm                                 |        |
|       | 5827.12  | Vystar 2 ♀/♂ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.100cm                                |        |
|       | 5827.13  | Vystar 3 ♀/♂ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.100cm                                |        |
|       | 5827.131 | Vystar 3 ♀/♂ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.100cm et porte rampe                 |        |
|       | 5827.14  | Vystar 4 ♀/♂ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.100cm                                |        |
|       | 5827.141 | Vystar 4 ♀/♂ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.100cm et porte rampe                 |        |
|       | 5827.15  | Vystar 5 ♀/♂ - Rampe de 5 robinets 3 voies avec prolongateur L.100cm                                |        |
|       | 5827.22  | Vystar 2 ♀/♂ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm                                |        |
|       | 5827.221 | Vystar 2 ♀/♂ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm et porte rampe                 |        |
|       | 5827.222 | Biovystar 2 ♀/♂ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm et 3 bionector              |        |
|       | 5827.223 | Biovystar 2 ♀/♂ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm, 3 bionector et porte rampe |        |
|       | 5827.23  | Vystar 3 ♀/♂ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm                                |        |
|       | 5827.231 | Vystar 3 ♀/♂ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm et porte rampe                 |        |
|       | 5827.233 | Biovystar 3 ♀/♂ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm, 4 bionector et porte rampe |        |
| DT014 | 5827.24  | Vystar 4 ♀/♂ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm                                | Ila    |
|       | 5827.242 | Biovystar 4 ♀/♂ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm et 5 bionector              |        |
|       | 5827.243 | Biovystar 4 ♀/♂ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm, 5 bionector et porte rampe |        |
|       | 5827.25  | Vystar 5 ♀/♂ - Rampe de 5 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm                                |        |
|       | 5827.251 | Vystar 5 ♀/♂ - Rampe de 5 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm et porte rampe                 |        |
|       | 5827.253 | Biovystar 5 ♀/♂ - Rampe de 5 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm, 6 bionector et porte rampe |        |
|       | 5827.26  | Vystar 6 ♀/♂ - Rampe de 6 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm                                |        |
|       | 5827.263 | Biovystar 6 ♀/♂ - Rampe de 6 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm, 7 bionector et porte rampe |        |
|       | 5827.523 | Biovystar 2 ♀/♂ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.200cm, 3 bionector et porte rampe |        |
|       | 5827.533 | Biovystar 3 ♀/♂ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.200cm, 4 bionector et porte rampe |        |
|       | 5827.54  | Vystar 4 ♀/♂ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.200cm                                |        |
|       | 5827.541 | Vystar 4 ♀/♂ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.200cm et porte rampe                 |        |
|       | 5827.543 | Biovystar 4 ♀/♂ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.200cm, 5 bionector et porte rampe |        |
|       | 5827.55  | Vystar 5 ♀/♂ - Rampe de 5 robinets 3 voies avec prolongateur L.200cm                                |        |
|       | 5827.553 | Biovystar 5 ♀/♂ - Rampe de 5 robinets 3 voies avec prolongateur L.200cm, 6 bionector et porte rampe |        |
|       | 5827.563 | Biovystar 6 ♀/♂ - Rampe de 6 robinets 3 voies avec prolongateur L.200cm, 7 bionector et porte rampe |        |
|       | 5827.92  | Vystar 2 ♀/♂ - Rampe de 2 robinets 3 voies                                                          |        |
|       | 5827.922 | Biovystar 2 ♀/♂ - Rampe de 2 robinets 3 voies et 3 bionector                                        |        |
|       | 5827.93  | Vystar 3 ♀/♂ - Rampe de 3 robinets 3 voies                                                          |        |
|       | 5827.932 | Biovystar 3 ♀/♂ - Rampe de 3 robinets 3 voies et 4 bionector                                        |        |
|       | 5827.94  | Vystar 4 ♀/♂ - Rampe de 4 robinets 3 voies                                                          |        |
|       | 5827.942 | Biovystar 4 ♀/♂ - Rampe de 4 robinets 3 voies et 5 bionector                                        |        |

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0




On behalf of the President  
Béatrice LYS  
Technical Director

| DT    | Code     | Désignation                                                                                            | Classe |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | 5827.95  | Vystar 5 ♀/♂ - Rampe de 5 robinets 3 voies                                                             |        |
|       | 5827.96  | Vystar 6 ♀/♂ - Rampe de 5 robinets 3 voies                                                             |        |
|       | 5827.962 | Biovystar 6 ♀/♂ - Rampe de 6 robinets 3 voies et 7 bionector                                           |        |
|       | 5828.02  | Vystar 2 ♀/♀ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm                                    |        |
|       | 5828.021 | Vystar 2 ♀/♀ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm et porte rampe                     |        |
|       | 5828.023 | Biovystar 2 ♀/♀ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm, 3 bionector et porte rampe     |        |
|       | 5828.025 | Vystar vadsite 2 ♀/♀ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm, 3 vadsite et porte rampe  |        |
|       | 5828.03  | Vystar 3 ♀/♀ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm                                    |        |
|       | 5828.031 | Vystar 3 ♀/♀ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm et porte rampe                     |        |
|       | 5828.033 | Biovystar 3 ♀/♀ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm, 4 bionector et porte rampe     |        |
|       | 5828.035 | Vystar vadsite 3 ♀/♀ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm, 4 vadsite et porte rampe  |        |
|       | 5828.04  | Vystar 4 ♀/♀ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm                                    |        |
|       | 5828.041 | Vystar 4 ♀/♀ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm et porte rampe                     |        |
|       | 5828.043 | Biovystar 4 ♀/♀ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm, 5 bionector et porte rampe     |        |
|       | 5828.045 | Vystar vadsite 4 ♀/♀ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm, 5 vadsite et porte rampe  |        |
|       | 5828.053 | Biovystar 5 ♀/♀ - Rampe de 5 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm, 6 bionector et porte rampe     |        |
|       | 5828.055 | Vystar vadsite 5 ♀/♀ - Rampe de 5 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm, 6 vadsite et porte rampe  |        |
|       | 5828.063 | Biovystar 6 ♀/♀ - Rampe de 6 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm, 7 bionector et porte rampe     |        |
| DT014 | 5828.065 | Vystar vadsite 6 ♀/♀ - Rampe de 6 robinets 3 voies avec prolongateur L.50cm, 7 vadsite et porte rampe  | IIa    |
|       | 5828.12  | Vystar 2 ♀/♀ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.100cm                                   |        |
|       | 5828.125 | Vystar vadsite 2 ♀/♀ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.100cm, 3 vadsite et porte rampe |        |
|       | 5828.13  | Vystar 3 ♀/♀ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.100cm                                   |        |
|       | 5828.135 | Vystar vadsite 3 ♀/♀ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.100cm, 4 vadsite et porte rampe |        |
|       | 5828.14  | Vystar 4 ♀/♀ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.100cm                                   |        |
|       | 5828.141 | Vystar 4 ♀/♀ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.100cm et porte rampe                    |        |
|       | 5828.145 | Vystar vadsite 4 ♀/♀ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.100cm, 5 vadsite et porte rampe |        |
|       | 5828.15  | Vystar 5 ♀/♀ - Rampe de 5 robinets 3 voies avec prolongateur L.100cm                                   |        |
|       | 5828.155 | Vystar vadsite 5 ♀/♀ - Rampe de 5 robinets 3 voies avec prolongateur L.100cm, 6 vadsite et porte rampe |        |
|       | 5828.165 | Vystar vadsite 6 ♀/♀ - Rampe de 6 robinets 3 voies avec prolongateur L.100cm, 7 vadsite et porte rampe |        |
|       | 5828.22  | Vystar 2 ♀/♀ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm                                   |        |
|       | 5828.221 | Vystar 2 ♀/♀ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm et porte rampe                    |        |
|       | 5828.223 | Biovystar 2 ♀/♀ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm, 3 bionector et porte rampe    |        |
|       | 5828.225 | Vystar vadsite 2 ♀/♀ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm, 3 vadsite et porte rampe |        |
|       | 5828.23  | Vystar 3 ♀/♀ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm                                   |        |
|       | 5828.231 | Vystar 3 ♀/♀ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm et porte rampe                    |        |
|       | 5828.233 | Biovystar 3 ♀/♀ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm, 4 bionector et porte rampe    |        |
|       | 5828.235 | Vystar vadsite 3 ♀/♀ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm, 4 vadsite et porte rampe |        |
|       | 5828.24  | Vystar 4 ♀/♀ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm                                   |        |
|       | 5828.241 | Vystar 4 ♀/♀ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm et porte rampe                    |        |
|       | 5828.243 | Biovystar 4 ♀/♀ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm, 5 bionector et porte rampe    |        |
|       | 5828.245 | Vystar vadsite 4 ♀/♀ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm, 5 vadsite et porte rampe |        |
|       | 5828.25  | Vystar 5 ♀/♀ - Rampe de 5 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm                                   |        |
|       | 5828.251 | Vystar 5 ♀/♀ - Rampe de 5 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm et porte rampe                    |        |
|       | 5828.253 | Biovystar 5 ♀/♀ - Rampe de 5 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm, 6 bionector et porte rampe    |        |
|       | 5828.255 | Vystar vadsite 5 ♀/♀ - Rampe de 5 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm, 6 vadsite et porte rampe |        |

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0



EF33BDA9BAA04A3...

On behalf of the President  
Béatrice LYS  
Technical Director

| DT    | Code       | Désignation                                                                                            | Classe |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | 5828.26    | Vystar 6 ♀/♀ - Rampe de 6 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm                                   |        |
|       | 5828.261   | Vystar 6 ♀/♀ - Rampe de 6 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm et porte rampe                    |        |
|       | 5828.263   | Biovystar 6 ♀/♀ - Rampe de 6 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm, 7 bionector et porte rampe    |        |
|       | 5828.265   | Vystar vadsite 6 ♀/♀ - Rampe de 6 robinets 3 voies avec prolongateur L.150cm, 7 vadsite et porte rampe |        |
|       | 5828.525   | Vystar vadsite 2 ♀/♀ - Rampe de 2 robinets 3 voies avec prolongateur L.200cm, 3 vadsite et porte rampe |        |
|       | 5828.535   | Vystar vadsite 3 ♀/♀ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec prolongateur L.200cm, 4 vadsite et porte rampe |        |
|       | 5828.541   | Vystar 4 ♀/♀ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.200cm et porte rampe                    |        |
|       | 5828.543   | Biovystar 4 ♀/♀ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.200cm, 5 bionector et porte rampe    |        |
|       | 5828.545   | Vystar vadsite 4 ♀/♀ - Rampe de 4 robinets 3 voies avec prolongateur L.200cm, 5 vadsite et porte rampe |        |
|       | 5828.555   | Vystar vadsite 5 ♀/♀ - Rampe de 5 robinets 3 voies avec prolongateur L.200cm, 6 vadsite et porte rampe |        |
| DT014 | 5828.565   | Vystar vadsite 6 ♀/♀ - Rampe de 6 robinets 3 voies avec prolongateur L.200cm, 7 vadsite et porte rampe | IIa    |
|       | 5828.92    | Vystar 2 ♀/♀ - Rampe de 2 robinets 3 voies                                                             |        |
|       | 5828.93    | Vystar 3 ♀/♀ - Rampe de 3 robinets 3 voies                                                             |        |
|       | 5828.932   | Biovystar 3 ♀/♀ - Rampe de 3 robinets 3 voies avec 4 bionector                                         |        |
|       | 5828.94    | Vystar 4 ♀/♀ - Rampe de 4 robinets 3 voies                                                             |        |
|       | 5828.95    | Vystar 5 ♀/♀ - Rampe de 5 robinets 3 voies                                                             |        |
| DT015 | 896.01     | Bionector                                                                                              | IIa    |
|       | 896.02     | Bionector                                                                                              |        |
|       | 896.03     | Bionector                                                                                              |        |
|       | 896.038    | Bionector                                                                                              |        |
|       | 896.038 E  | Bionector                                                                                              |        |
|       | 896.11     | Bionector arterial                                                                                     |        |
|       | 896.21     | Bionector "S"                                                                                          |        |
|       | 896.23     | Bionector S                                                                                            |        |
|       | 896.31     | Bionector arterial                                                                                     |        |
|       | 838.01 E   | Bionector TKO®                                                                                         |        |
|       | 898.03     | Vadsite                                                                                                |        |
|       | 898.038    | Vadsite                                                                                                |        |
|       | 898.11     | Vadsite arterial                                                                                       |        |
|       | 898.032    | Vadsite2                                                                                               |        |
|       | 5897.01    | Autoflush - Valve bidirectionnelle à flush positif                                                     |        |
|       | 5897.02    | Autoflush - Valve bidirectionnelle à flush positif                                                     |        |
| DT020 | 368.22     | Nutrisafe2 - Connecteur seringue-seringue nutrisafe2                                                   | IIa    |
|       | 817.002    | Nutrisafe2 - Aiguille de prélèvement - Ø0.86x1.1mm - L.52mm                                            |        |
|       | 817.052    | Nutrisafe2 - Canule de prélèvement - Ø1.20x2.0mm - L.50mm                                              |        |
|       | 817.152    | Nutrisafe2 - Canule de prélèvement - Ø2.0x3.3mm - L.150mm                                              |        |
|       | 817.153    | Nutrisafe2 - Canule de prélèvement - Ø3.0x4.2mm - L.150mm                                              |        |
|       | 817.154    | Nutrisafe2 - Canule de prélèvement - Ø1.5x2.5mm - L.150mm                                              |        |
|       | 817.202    | Nutrisafe2 - Canule de prélèvement - Ø2.0x3.3mm - L.200mm                                              |        |
|       | 817.203    | Nutrisafe2 - Canule de prélèvement - Ø3.0x4.2mm - L.200mm                                              |        |
|       | 817.302    | Nutrisafe2 - Canule de prélèvement - Ø3.0x4.2mm - L.300mm                                              |        |
|       | 817.502    | Nutrisafe2 - Canule de prélèvement - Ø2.0x3.3mm - L.500mm                                              |        |
|       | 80817.052F | Nutrisafe2 - Canule de prélèvement - Ø1.20x2.0mm - L.50mm (orange)                                     |        |
|       | 80817.152F | Nutrisafe2 - Canule de prélèvement - Ø2.0x3.3mm - L.150mm (orange)                                     |        |
|       | 80817.202F | Nutrisafe2 - Canule de prélèvement - Ø2.0x3.3mm - L.200mm (orange)                                     |        |

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0



DocuSigned by:  
Béatrice Lys  
EF33BDA9BAA04A3...

On behalf of the President  
Béatrice LYS  
Technical Director

| DT    | Code       | Désignation                                                           | Classe |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
|       | 817.105    | Nutrisafe2 - Canule de prélèvement avec filtre - Ø1.5x2.5mm - L.100mm |        |
| DT021 | 361.042    | Nutrisafe2 - 04Fr - L.50cm - PVC                                      | IIa    |
|       | 361.052    | Nutrisafe2 - 05Fr - L.50cm - PVC                                      |        |
|       | 361.062    | Nutrisafe2 - 06Fr - L.50cm - PVC                                      |        |
|       | 361.082    | Nutrisafe2 - 08Fr - L.50cm - PVC                                      |        |
|       | 361.102    | Nutrisafe2 - 10Fr - L.50cm - PVC                                      |        |
|       | 362.042    | Nutrisafe2 - 04Fr - L.125cm - PVC                                     |        |
|       | 362.052    | Nutrisafe2 - 05Fr - L.125cm - PVC                                     |        |
|       | 362.062    | Nutrisafe2 - 06Fr - L.125cm - PVC                                     |        |
|       | 362.082    | Nutrisafe2 - 08Fr - L.125cm - PVC                                     |        |
|       | 362.102    | Nutrisafe2 - 10Fr - L.125cm - PVC                                     |        |
|       | 362.122    | Nutrisafe2 - 12Fr - L.125cm - PVC                                     |        |
|       | 362.142    | Nutrisafe2 - 14Fr - L.125cm - PVC                                     |        |
|       | 362.162    | Nutrisafe2 - 16Fr - L.125cm - PVC                                     |        |
|       | 362.182    | Nutrisafe2 - 18Fr - L.125cm - PVC                                     |        |
|       | 80362.052F | Nutrisafe2 - 05Fr - L.125cm - PVC (orange)                            |        |
|       | 80362.062F | Nutrisafe2 - 06Fr - L.125cm - PVC (orange)                            |        |
|       | 80362.082F | Nutrisafe2 - 08Fr - L.125cm - PVC (orange)                            |        |
|       | 363.042    | Nutrisafe2 - 04Fr - L.75cm - PVC                                      |        |
|       | 363.052    | Nutrisafe2 - 05Fr - L.75cm - PVC                                      |        |
|       | 363.062    | Nutrisafe2 - 06Fr - L.75cm - PVC                                      |        |
| DT021 | 363.082    | Nutrisafe2 - 08Fr - L.75cm - PVC                                      | IIa    |
|       | 363.102    | Nutrisafe2 - 10Fr - L.75cm - PVC                                      |        |
|       | 363.122    | Nutrisafe2 - 12Fr - L.75cm - PVC                                      |        |
|       | 80363.052F | Nutrisafe2 - 05Fr - L.75cm - PVC (orange)                             |        |
|       | 80363.082F | Nutrisafe2 - 08Fr - L.75cm - PVC (orange)                             |        |
|       | 364.042    | Nutrisafe2 - 04Fr - L.40cm - PVC                                      |        |
|       | 364.052    | Nutrisafe2 - 05Fr - L.40cm - PVC                                      |        |
|       | 364.062    | Nutrisafe2 - 06Fr - L.40cm - PVC                                      |        |
|       | 364.082    | Nutrisafe2 - 08Fr - L.40cm - PVC                                      |        |
|       | 1361.042   | Nutrisafe2 - 04Fr - L.50cm - PUR                                      |        |
|       | 1361.052   | Nutrisafe2 - 05Fr - L.50cm - PUR                                      |        |
|       | 1361.062   | Nutrisafe2 - 06Fr - L.50cm - PUR                                      |        |
|       | 1361.082   | Nutrisafe2 - 08Fr - L.50cm - PUR                                      |        |
|       | 1361.102   | Nutrisafe2 - 10Fr - L.50cm - PUR                                      |        |
|       | 81361.082F | Nutrisafe2 - 08Fr - L.50cm - PUR                                      |        |
|       | 1362.042   | Nutrisafe2 - 04Fr - L.125cm - PUR                                     |        |
|       | 1362.052   | Nutrisafe2 - 05Fr - L.125cm - PUR                                     |        |
|       | 1362.062   | Nutrisafe2 - 06Fr - L.125cm - PUR                                     |        |
|       | 1362.082   | Nutrisafe2 - 08Fr - L.125cm - PUR                                     |        |
|       | 1362.102   | Nutrisafe2 - 10Fr - L.125cm - PUR                                     |        |
|       | 1362.122   | Nutrisafe2 - 12Fr - L.125cm - PUR                                     |        |
|       | 1362.142   | Nutrisafe2 - 14Fr - L.125cm - PUR                                     |        |
|       | 1362.162   | Nutrisafe2 - 16Fr - L.125cm - PUR                                     |        |
|       | 1362.182   | Nutrisafe2 - 18Fr - L.125cm - PUR                                     |        |

**GMED 0459**

GMED - 37945 rev. 1  
Modifie le document n° 37945 rev. 0

DocuSigned by:  
*Béatrice Lys*  
EF33BDA9BAA04A3...

**On behalf of the President**  
**Béatrice LYS**  
**Technical Director**

| DT    | Code       | Désignation                                                                          | Classe |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | 1362.0621  | Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité fermée avec mandrin - 06Fr - L.125cm - PUR  |        |
|       | 1362.0821  | Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité fermée avec mandrin - 08Fr - L.125cm - PUR  |        |
|       | 1362.0822  | Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité ouverte avec mandrin - 08Fr - L.125cm - PUR |        |
|       | 1362.1021  | Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité fermée avec mandrin - 10Fr - L.125cm - PUR  |        |
|       | 1362.1022  | Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité ouverte avec mandrin - 10Fr - L.125cm - PUR |        |
|       | 1362.1221  | Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité fermée avec mandrin - 12Fr - L.125cm - PUR  |        |
|       | 1362.1222  | Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité ouverte avec mandrin - 12Fr - L.125cm - PUR |        |
|       | 1362.1421  | Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité fermée avec mandrin - 14Fr - L.125cm - PUR  |        |
|       | 1362.1621  | Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité fermée avec mandrin - 16Fr - L.125cm - PUR  |        |
|       | 1362.1821  | Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité fermée avec mandrin - 18Fr - L.125cm - PUR  |        |
|       | 81362.062F | Nutrisafe2 - 06Fr - L.125cm - PUR (orange)                                           |        |
|       | 81362.082F | Nutrisafe2 - 08Fr - L.125cm - PUR (orange)                                           |        |
|       | 1363.042   | Nutrisafe2 - 04Fr - L.75cm - PUR                                                     |        |
|       | 1363.052   | Nutrisafe2 - 05Fr - L.75cm - PUR                                                     |        |
|       | 1363.062   | Nutrisafe2 - 06Fr - L.75cm - PUR                                                     |        |
|       | 1363.082   | Nutrisafe2 - 08Fr - L.75cm - PUR                                                     |        |
|       | 1363.102   | Nutrisafe2 - 10Fr - L.75cm - PUR                                                     |        |
|       | 1363.122   | Nutrisafe2 - 12Fr - L.75cm - PUR                                                     |        |
|       | 1363.0621  | Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité fermée avec mandrin - 06Fr - L.75cm - PUR   |        |
|       | 1363.0821  | Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité fermée avec mandrin - 08Fr - L.75cm - PUR   |        |
|       | 1363.0822  | Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité ouverte avec mandrin - 08Fr - L.75cm - PUR  |        |
|       | 1363.1021  | Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité fermée avec mandrin - 10Fr - L.75cm - PUR   |        |
|       | 1363.1022  | Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité ouverte avec mandrin - 10Fr - L.75cm - PUR  |        |
|       | 1363.1221  | Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité fermée avec mandrin - 12Fr - L.75cm - PUR   |        |
|       | 1363.1222  | Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité ouverte avec mandrin - 12Fr - L.75cm - PUR  |        |
|       | 1363.1421  | Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité fermée avec mandrin - 14Fr - L.75cm - PUR   |        |
|       | 1363.1621  | Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité fermée avec mandrin - 16Fr - L.75cm - PUR   |        |
|       | 1363.1821  | Nutrisafe2 - Sonde gastrique à extrémité fermée avec mandrin - 18Fr - L.75cm - PUR   |        |
|       | 81363.052F | Nutrisafe2 - 05Fr - L.75cm - PUR (orange)                                            |        |
|       | 81363.062F | Nutrisafe2 - 06Fr - L.75cm - PUR (orange)                                            |        |
|       | 1364.042   | Nutrisafe2 - 04Fr - L.40cm - PUR                                                     |        |
|       | 1364.0425  | Nutrisafe2 - 04Fr - L.40cm - PUR - high flow                                         |        |
|       | 1364.052   | Nutrisafe2 - 05Fr - L.40cm - PUR                                                     |        |
| DT021 | 1364.062   | Nutrisafe2 - 06Fr - L.40cm - PUR                                                     | IIa    |
|       | 1364.082   | Nutrisafe2 - 08Fr - L.40cm - PUR                                                     |        |
|       | 1365.042   | Nutrisafe2 - 04Fr - L.160cm - PUR                                                    |        |
|       | 1365.062   | Nutrisafe2 - 06Fr - L.160cm - PUR                                                    |        |
|       | 1365.082   | Nutrisafe2 - 08Fr - L.160cm - PUR                                                    |        |
|       | 1365.102   | Nutrisafe2 - 10Fr - L.160cm - PUR                                                    |        |
|       | 1365.122   | Nutrisafe2 - 12Fr - L.160cm - PUR                                                    |        |
|       | 1365.142   | Nutrisafe2 - 14Fr - L.160cm - PUR                                                    |        |
|       | 1365.162   | Nutrisafe2 - 16Fr - L.160cm - PUR                                                    |        |
|       | 1365.182   | Nutrisafe2 - 18Fr - L.160cm - PUR                                                    |        |
|       | 81391.092D | Nutrisafe2 - Set de gastroscopie - 10Fr - PUR                                        |        |
|       | 2331.042   | Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 04Fr - L.50cm - Silicone                  |        |

**GMED 0459**

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0



DocuSigned by:  
Béatrice Lys  
EF33BDA9BAA04A3...

On behalf of the President  
**Béatrice LYS**  
Technical Director

| DT    | Code       | Désignation                                                                                    | Classe |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | 2331.052   | Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 05Fr - L.50cm - Silicone                            |        |
|       | 2331.062   | Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 06Fr - L.50cm - Silicone                            |        |
|       | 2331.082   | Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 08Fr - L.50cm - Silicone                            |        |
|       | 2331.102   | Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 10Fr - L.50cm - Silicone                            |        |
|       | 2331.042G  | Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 04Fr - L.50cm - Silicone                            |        |
|       | 2331.052G  | Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 05Fr - L.50cm - Silicone                            |        |
|       | 2331.062G  | Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 06Fr - L.50cm - Silicone                            |        |
|       | 2331.082G  | Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 08Fr - L.50cm - Silicone                            |        |
|       | 2332.042   | Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 04Fr - L.125cm - Silicone                           |        |
|       | 2332.062   | Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 06Fr - L.125cm - Silicone                           |        |
|       | 2332.082   | Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 08Fr - L.125cm - Silicone                           |        |
|       | 2332.102   | Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 10Fr - L.125cm - Silicone                           |        |
|       | 2332.042G  | Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 04Fr - L.125cm - Silicone                           |        |
|       | 2332.062G  | Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 06Fr - L.125cm - Silicone                           |        |
|       | 2332.082G  | Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 08Fr - L.125cm - Silicone                           |        |
|       | 82332.062F | Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 06Fr - L.125cm - Silicone (orange)                  |        |
|       | 82332.082F | Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale - 08Fr - L.125cm - Silicone (orange)                  |        |
|       | 2395.062   | Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale avec extrémité lestée - 06Fr - L.125cm - Silicone     |        |
|       | 2395.082   | Nutrisafe2 - Sonde de nutrition entérale avec extrémité lestée - 08Fr - L.125cm - Silicone     |        |
|       | 2395.062G  | Nutrisafe2 - Sonde duodénale pédiatrique ORX avec extrémité lestée - 06Fr - L.125cm - Silicone |        |
|       | 2395.082G  | Nutrisafe2 - Sonde duodénale pédiatrique ORX avec extrémité lestée - 08Fr - L.125cm - Silicone |        |
| DT023 | 361.047    | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 04Fr - L.50cm - PVC                | IIa    |
|       | 361.057    | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 05Fr - L.50cm - PVC                |        |
|       | 361.067    | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 06Fr - L.50cm - PVC                |        |
|       | 361.087    | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 08Fr - L.50cm - PVC                |        |
|       | 361.107    | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 10Fr - L.50cm - PVC                |        |
|       | 362.047    | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 04Fr - L.125cm - PVC               |        |
|       | 362.057    | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 05Fr - L.125cm - PVC               |        |
|       | 362.067    | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 06Fr - L.125cm - PVC               |        |
|       | 362.087    | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 08Fr - L.125cm - PVC               |        |
|       | 362.107    | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 10Fr - L.125cm - PVC               |        |
|       | 362.127    | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 12Fr - L.125cm - PVC               |        |
|       | 362.147    | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 14Fr - L.125cm - PVC               |        |
|       | 362.167    | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 16Fr - L.125cm - PVC               |        |
|       | 362.187    | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 18Fr - L.125cm - PVC               |        |
|       | 363.047    | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 04Fr - L.75cm - PVC                |        |
|       | 363.057    | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 05Fr - L.75cm - PVC                |        |
|       | 363.067    | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 06Fr - L.75cm - PVC                |        |
|       | 363.087    | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 08Fr - L.75cm - PVC                |        |
|       | 363.107    | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 10Fr - L.75cm - PVC                |        |
|       | 363.127    | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 12Fr - L.75cm - PVC                |        |
| DT023 | 364.047    | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 04Fr - L.40cm - PVC                | IIa    |
|       | 364.057    | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 05Fr - L.40cm - PVC                |        |
|       | 364.067    | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 06Fr - L.40cm - PVC                |        |
|       | 364.087    | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 08Fr - L.40cm - PVC                |        |

**GMED 0459**

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0

GMED  
DocuSigned by:  
Béatrice Lys  
EF33BDA9BAA04A3...


**On behalf of the President**  
**Béatrice LYS**  
**Technical Director**

| DT | Code      | Désignation                                                                                      | Classe |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | 366.087   | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 08Fr - L.90cm - PVC                  |        |
|    | 366.107   | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 10Fr - L.90cm - PVC                  |        |
|    | 366.127   | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 12Fr - L.90cm - PVC                  |        |
|    | 366.147   | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 14Fr - L.90cm - PVC                  |        |
|    | 366.167   | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 16Fr - L.90cm - PVC                  |        |
|    | 366.187   | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 18Fr - L.90cm - PVC                  |        |
|    | 1361.047  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 04Fr - L.50cm - PUR                  |        |
|    | 1361.057  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 05Fr - L.50cm - PUR                  |        |
|    | 1361.067  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 06Fr - L.50cm - PUR                  |        |
|    | 1361.087  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 08Fr - L.50cm - PUR                  |        |
|    | 1361.107  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 10Fr - L.50cm - PUR                  |        |
|    | 1362.047  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 04Fr - L.125cm - PUR                 |        |
|    | 1362.057  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 05Fr - L.125cm - PUR                 |        |
|    | 1362.067  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 06Fr - L.125cm - PUR                 |        |
|    | 1362.087  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 08Fr - L.125cm - PUR                 |        |
|    | 1362.107  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 10Fr - L.125cm - PUR                 |        |
|    | 1362.127  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 12Fr - L.125cm - PUR                 |        |
|    | 1362.147  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 14Fr - L.125cm - PUR                 |        |
|    | 1362.167  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 16Fr - L.125cm - PUR                 |        |
|    | 1362.187  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 18Fr - L.125cm - PUR                 |        |
|    | 1363.047  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 04Fr - L.75cm - PUR                  |        |
|    | 1363.057  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 05Fr - L.75cm - PUR                  |        |
|    | 1363.067  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 06Fr - L.75cm - PUR                  |        |
|    | 1363.087  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 08Fr - L.75cm - PUR                  |        |
|    | 1363.107  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 10Fr - L.75cm - PUR                  |        |
|    | 1363.127  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 12Fr - L.75cm - PUR                  |        |
|    | 1364.047  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 04Fr - L.40cm - PUR                  |        |
|    | 1364.057  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 05Fr - L.40cm - PUR                  |        |
|    | 1364.067  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 06Fr - L.40cm - PUR                  |        |
|    | 1364.087  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 08Fr - L.40cm - PUR                  |        |
|    | 1366.087  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 08Fr - L.90cm - PUR                  |        |
|    | 1366.107  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 10Fr - L.90cm - PUR                  |        |
|    | 1366.127  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 12Fr - L.90cm - PUR                  |        |
|    | 1362.0671 | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité fermée - 06Fr - L.125cm - PUR  |        |
|    | 1362.0871 | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité fermée - 08Fr - L.125cm - PUR  |        |
|    | 1362.0872 | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité ouverte - 08Fr - L.125cm - PUR |        |
|    | 1362.1071 | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité fermée - 10Fr - L.125cm - PUR  |        |
|    | 1362.1072 | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité ouverte - 10Fr - L.125cm - PUR |        |
|    | 1362.1271 | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité fermée - 12Fr - L.125cm - PUR  |        |
|    | 1362.1272 | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité ouverte - 12Fr - L.125cm - PUR |        |
|    | 1362.1471 | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité fermée - 14Fr - L.125cm - PUR  |        |
|    | 1362.1671 | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité fermée - 16Fr - L.125cm - PUR  |        |
|    | 1362.1871 | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité fermée - 18Fr - L.125cm - PUR  |        |
|    | 1366.0671 | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité fermée - 06Fr - L.90cm - PUR   |        |
|    | 1366.0871 | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité fermée - 08Fr - L.90cm - PUR   |        |

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0



DocuSigned by:  
Béatrice Lys  
EF33BDA9BAA04A3...

On behalf of the President  
**Béatrice LYS**  
Technical Director

| DT    | Code      | Désignation                                                                                     | Classe |
|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DT023 | 1366.0872 | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité ouverte - 08Fr - L.90cm - PUR | IIa    |
|       | 1366.1071 | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité fermée - 10Fr - L.90cm - PUR  |        |
|       | 1366.1072 | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité ouverte - 10Fr - L.90cm - PUR |        |
|       | 1366.1271 | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité fermée - 12Fr - L.90cm - PUR  |        |
|       | 1366.1272 | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité ouverte - 12Fr - L.90cm - PUR |        |
|       | 1366.1471 | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité fermée - 14Fr - L.90cm - PUR  |        |
|       | 1366.1671 | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité fermée - 16Fr - L.90cm - PUR  |        |
|       | 1366.1871 | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Avec mandrin - Extrémité fermée - 18Fr - L.90cm - PUR  |        |
|       | 2331.047  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 04Fr - L.50cm - Silicone            |        |
|       | 2331.057  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 05Fr - L.50cm - Silicone            |        |
|       | 2331.067  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 06Fr - L.50cm - Silicone            |        |
|       | 2331.087  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 08Fr - L.50cm - Silicone            |        |
|       | 2332.047  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 04Fr - L.125cm - Silicone           |        |
|       | 2332.067  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 06Fr - L.125cm - Silicone           |        |
|       | 2332.087  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 08Fr - L.125cm - Silicone           |        |
|       | 2332.107  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 10Fr - L.125cm - Silicone           |        |
|       | 2332.127  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 12Fr - L.125cm - Silicone           |        |
|       | 2332.147  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 14Fr - L.125cm - Silicone           |        |
|       | 2336.067  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale - Extrémité fermée - 06Fr - L.90cm - Silicone            |        |
|       | 2395.067  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale avec extrémité lestée - 06Fr - L.125cm - Silicone        |        |
|       | 2395.087  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale avec extrémité lestée - 08Fr - L.125cm - Silicone        |        |
|       | 2395.107  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale avec extrémité lestée - 10Fr - L.125cm - Silicone        |        |
|       | 2395.127  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale avec extrémité lestée - 12Fr - L.125cm - Silicone        |        |
|       | 2395.147  | Nutrifit - Sonde de nutrition entérale avec extrémité lestée - 14Fr - L.125cm - Silicone        |        |
| DT025 | 110.16    | Intranule - 16G - L.50mm                                                                        | IIa    |
|       | 110.20    | Intranule - 14G - L.50mm                                                                        |        |
|       | 110.23    | Intranule - 13G - L.50mm                                                                        |        |
|       | 112.12    | Intranule - 18G - L.105mm                                                                       |        |
|       | 112.16    | Intranule - 16G - L.105mm                                                                       |        |
|       | 112.20    | Intranule - 14G - L.105mm                                                                       |        |
|       | 112.23    | Intranule - 13G - L.105mm                                                                       |        |
|       | 121.06    | Intraflon2 - 24G - L.17mm                                                                       |        |
|       | 121.08    | Intraflon2 - 22G - L.28mm                                                                       |        |
|       | 121.10    | Intraflon2 - 20G - L.30mm                                                                       |        |
|       | 121.13    | Intraflon2 - 18G - L.38mm                                                                       |        |
|       | 121.16    | Intraflon2 - 16G - L.52mm                                                                       |        |
|       | 121.21    | Intraflon2 - 14G - L.52mm                                                                       |        |
|       | 121.24    | Intraflon2 - 13G - L.52mm                                                                       |        |
|       | 121.27    | Intraflon2 - 12G - L.52mm                                                                       |        |
|       | 122.10    | Intraflon2 - 20G - L.36mm                                                                       |        |
|       | 122.13    | Intraflon2 - 18G - L.47mm                                                                       |        |
|       | 122.16    | Intraflon2 - 16G - L.60mm                                                                       |        |
|       | 122.21    | Intraflon2 - 14G - L.80mm                                                                       |        |
|       | 122.24    | Intraflon2 - 13G - L.80mm                                                                       |        |
|       | 122.27    | Intraflon2 - 12G - L.80mm                                                                       |        |

**GMED 0459**

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0

GMED GROUPE LNE  
DocuSigned by:  
Béatrice Lys  
EF33BDA9BAA04A3...


**On behalf of the President**  
**Béatrice LYS**  
**Technical Director**

| DT    | Code      | Désignation                                             | Classe |
|-------|-----------|---------------------------------------------------------|--------|
|       | 100.06    | Bioflow - Ø0.7mm - 24G - L.19mm                         |        |
|       | 100.08    | Bioflow - Ø0.8mm - 22G - L.25mm                         |        |
| DT031 | 115.090   | Arterial leadercath - 3Fr - L.8cm - Ø0.9mm - PE         | IIa    |
|       | 115.0901  | Arteriosel - 20G - L.8cm - Ø0.9mm - PE                  |        |
|       | 115.092   | Arterial leadercath - 20G - L.2cm - Ø0.9mm - PE         |        |
|       | 115.094   | Arterial leadercath - 20G - L.4cm - Ø0.9mm - PE         |        |
|       | 115.096   | Arterial leadercath - 20G - L.6cm - Ø0.9mm - PE         |        |
|       | 115.11    | Arterial leadercath - 4Fr - L.10cm - Ø1.2mm - PE        |        |
|       | 115.118   | Arterial leadercath - 4Fr - L.8cm - Ø1.2mm - PE         |        |
| DT031 | 115.12    | Leadcath - 4Fr - L.18cm - Ø1.2mm - PE                   | IIa    |
|       | 115.1201  | Arteriosel - 4Fr - L.18cm - Ø1.2mm - PE                 |        |
|       | 115.15    | Leadcath - 4.5Fr - L.18cm - Ø1.5mm - PE                 |        |
|       | 115.17    | Leadcath - 5Fr - L.18cm - Ø1.7mm - PE                   |        |
|       | 115.598   | Arterial leadercath S - 20G - L.8cm - Ø0.9mm - PE       |        |
|       | 115.6981  | Arteriosel - 20G - 2.7Fr - L.8cm - Ø0.9mm - PE          |        |
|       | 115.710   | Arterial leadercath - 18G - 4Fr - L.10cm - Ø1.2mm - PE  |        |
|       | 115.798   | Arterial leadercath - 20G - 2.7Fr - L.8cm - Ø0.9mm - PE |        |
|       | 80115.09T | Leadcath - Ø0.9mm - G20 - 2.7Fr - L.10cm - PE           |        |
|       | 80115.12C | Leadcath - Ø1.2mm - G18 - 4Fr - L.18cm - PE             |        |
|       | 80115.12S | Leadcath - Ø1.2mm - G18 - 4Fr - L.18cm - PE             |        |
|       | 5115.094  | Arterial leadercath - 20G - L.4cm - Ø1mm - PUR          |        |
|       | 5115.096  | Arterial leadercath - 20G - L.6cm - Ø1mm - PUR          |        |
|       | 5115.098  | Arterial leadercath - 20G - L.8cm - Ø1mm - PUR          |        |
|       | 5115.112  | Arterial leadercath - 18G - L.12cm - Ø1.3mm - PUR       |        |
|       | 5115.116  | Arterial leadercath - 18G - L.6cm - Ø1.3mm - PUR        |        |
|       | 5115.118  | Arterial leadercath - 18G - L.8cm - Ø1.3mm - PUR        |        |
|       | 5118.206  | Arterial leadercath - 18G - 4Fr - L.6cm Ø1.28mm - PTFE  |        |
|       | 5118.208  | Arterial leadercath - 18G - 4Fr - L.8cm Ø1.28mm - PTFE  |        |
|       | 5118.212  | Arterial leadercath - 18G - 4Fr - L.12cm Ø1.28mm - PTFE |        |
|       | 5118.215  | Arterial leadercath - 18G - 4Fr - L.15cm Ø1.28mm - PTFE |        |
|       | 5118.220  | Arterial leadercath - 18G - 4Fr - L.20cm Ø1.28mm - PTFE |        |
|       | 5118.230  | Arterial leadercath - 18G - 4Fr - L.30cm Ø1.28mm - PTFE |        |
|       | 5118.612  | Arterial leadercath - 16G - 5Fr - L.12cm Ø1.69mm - PTFE |        |
|       | 5118.620  | Arterial leadercath - 16G - 5Fr - L.20cm Ø1.69mm - PTFE |        |
|       | 5118.630  | Arterial leadercath - 16G - 5Fr - L.30cm Ø1.69mm - PTFE |        |
|       | 5118.702  | Arterial leadercath - 22G - 2Fr - L.2cm Ø0.72mm - PTFE  |        |
|       | 5118.703  | Arterial leadercath - 22G - 2Fr - L.3cm Ø0.72mm - PTFE  |        |
|       | 5118.904  | Arterial leadercath - 20G - 3Fr - L.4cm Ø0.99mm - PTFE  |        |
|       | 5118.906  | Arterial leadercath - 20G - 3Fr - L.6cm Ø0.99mm - PTFE  |        |
|       | 5118.908  | Arterial leadercath - 20G - 3Fr - L.8cm Ø0.99mm - PTFE  |        |
|       | 5118.912  | Arterial leadercath - 20G - 3Fr - L.12cm Ø0.99mm - PTFE |        |
|       | 5118.915  | Arterial leadercath - 20G - 3Fr - L.15cm Ø0.99mm - PTFE |        |
|       | 5119.204  | Arterial leadercath - 18G - L.4cm - Ø1.3mm - PTFE       |        |
|       | 5119.206  | Arterial leadercath - 18G - L.6cm - Ø1.3mm - PTFE       |        |
|       | 5119.208  | Arterial leadercath - 18G - L.8cm - Ø1.3mm - PTFE       |        |

**GMED 0459**

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0



On behalf of the President  
**Béatrice LYS**  
Technical Director

| DT    | Code     | Désignation                                                          | Classe |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------|
|       | 5119.212 | Arterial leadcath - 18G - L.12cm - Ø1.3mm - PTFE                     |        |
|       | 5119.215 | Arterial leadcath - 18G - L.15cm - Ø1.3mm - PTFE                     |        |
|       | 5119.220 | Arterial leadcath - 18G - L.20cm - Ø1.3mm - PTFE                     |        |
|       | 5119.612 | Arterial leadcath - 16G - L.12cm Ø1.70mm - PTFE                      |        |
|       | 5119.620 | Arterial leadcath - 16G - L.20cm Ø1.70mm - PTFE                      |        |
|       | 5119.702 | Arterial leadcath - 22G - L.2cm Ø0.7mm - PTFE                        |        |
|       | 5119.904 | Arterial leadcath - 20G - L.4cm Ø1.00mm - PTFE                       |        |
|       | 5119.906 | Arterial leadcath - 20G - L.6cm Ø1.00mm - PTFE                       |        |
|       | 5119.908 | Arterial leadcath - 20G - L.8cm Ø1.00mm - PTFE                       |        |
|       | 5119.912 | Arterial leadcath - 20G - L.12cm Ø1.00mm - PTFE                      |        |
|       | 5119.915 | Arterial leadcath - 20G - L.15cm Ø1.00mm - PTFE                      |        |
|       | 6115.091 | Leadcath E.L. arteriel - 20G - L.11cm - Ø0.9mm - PUR                 |        |
|       | 6115.096 | Leadcath E.L. arteriel - 20G - L.6cm - Ø1.0mm - PUR                  |        |
|       | 6115.098 | Leadcath E.L. arteriel - 20G - L.8cm - Ø1.0mm - PUR                  |        |
|       | 6115.111 | Leadcath E.L. arteriel - 18G - L.11cm - Ø1.3mm - PUR                 |        |
|       | 6115.118 | Leadcath E.L. arteriel - 18G - L.8cm - Ø1.3mm - PUR                  |        |
|       | 1211.04  | Leaderflex - 20G - L.4cm - Ø0.9mm - PUR                              |        |
|       | 1211.06  | Leaderflex - 20G - L.6cm - Ø0.9mm - PUR                              |        |
|       | 1211.08  | Leaderflex - 20G - L.8cm - Ø0.9mm - PUR                              |        |
|       | 1211.12  | Leaderflex - 20G - L.12cm - Ø0.9mm - PUR                             |        |
|       | 1213.06  | Leaderflex - 18G - 4Fr - L.6cm - Ø1.2mm - PUR                        |        |
| DT031 | 1213.10  | Leaderflex - 18G - 4Fr - L.6cm - Ø1.2mm - PUR                        | IIa    |
|       | 119.15   | Leadcath - Cathéter vasculaire ORX - Ø1.5mm - 17G - L.15cm - PE      |        |
|       | 119.20   | Leadcath - Cathéter vasculaire ORX - Ø2.0mm - 14G - L.15cm - PE      |        |
|       | 120.12   | Leadcath - Cathéter vasculaire ORX - Ø1.2mm - 18G - L.25cm - PE      |        |
|       | 120.12Z  | Leadcath - Ø1.2mm - 18G - L.25cm - PE                                |        |
|       | 120.15   | Leadcath - Cathéter vasculaire ORX - Ø1.5mm - 17G - L.25cm - PE      |        |
|       | 120.15Z  | Leadcath - Ø1.5mm - 17G - L.25cm - PE                                |        |
|       | 120.17   | Leadcath - Cathéter vasculaire ORX - Ø1.7mm - 16G - L.25cm - PE      |        |
|       | 120.17Z  | Leadcath - Ø1.7mm - 16G - L.25cm - PE                                |        |
|       | 120.20   | Leadcath - Cathéter vasculaire ORX - Ø2.0mm - 14G - L.25cm - PE      |        |
|       | 124.12   | Leadcath - Cathéter vasculaire - 18G - L.18cm - Ø1.3mm - PE          |        |
|       | 124.15   | Leadcath - Cathéter vasculaire - 17G - L.18cm - Ø1.5mm - PE          |        |
|       | 124.17   | Leadcath - Cathéter vasculaire - 16G - L.18cm - Ø1.7mm - PE          |        |
|       | 124.20   | Leadcath - Cathéter vasculaire - 14G - L.18cm - Ø2.0mm - PE          |        |
|       | 1215.13  | Leadcath - Cathéter vasculaire - Ø1.2mm - 18G - L.15cm - PUR         |        |
|       | 1215.15  | Leadcath - Cathéter vasculaire - Ø1.5mm - 17G - L.15cm - PUR         |        |
|       | 1215.17  | Leadcath - Cathéter vasculaire - Ø1.7mm - 16G - L.15cm - PUR         |        |
|       | 1215.20  | Leadcath - Cathéter vasculaire - Ø2.0mm - 14G - L.15cm - PUR         |        |
|       | 1219.13  | Leadcath - Cathéter vasculaire ORX - 4Fr - Ø1.2mm - L.20cm - PUR     |        |
|       | 1219.15  | Leadcath - Cathéter vasculaire ORX - 4.5Fr - Ø1.5mm - L.20cm - PUR   |        |
|       | 1219.17  | Leadcath - Cathéter vasculaire ORX - 5Fr - Ø1.7mm - L.20cm - PUR     |        |
|       | 1219.20  | Leadcath - Cathéter vasculaire ORX - 6Fr - Ø2.0mm - L.20cm - PUR     |        |
|       | 1225.15  | Leadcath - Cathéter vasculaire - Ø1.5mm - 4.5Fr - 17G - L.25cm - PUR |        |
|       | 1225.17  | Leadcath - Cathéter vasculaire - Ø1.7mm - 5Fr - 16G - L.25cm - PUR   |        |

**GMED 0459**

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0

DocuSigned by:  
Béatrice Lys  
EF33BDA9BAA04A3...


On behalf of the President  
**Béatrice LYS**  
Technical Director

| DT    | Code      | Désignation                                                                                                                         | Classe |
|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | 1225.20   | Leadcath - Cathéter vasculaire - Ø2.0mm - 6Fr - 14G - L.25cm - PUR                                                                  |        |
|       | 1241.06   | Leadcath2 E.L. - Ø0.9mm - 3Fr - 20G - L.6cm - PUR                                                                                   |        |
|       | 1243.10   | Leadcath2 E.L. - Ø1.2mm - 4Fr - 18G - L.10cm - PUR                                                                                  |        |
|       | 1245.15   | Leadcath2 E.L. - Ø1.5mm - 4.5Fr - 17G - L.15cm - PUR                                                                                |        |
|       | 1245.17   | Leadcath2 E.L. - Ø1.7mm - 5Fr - 16G - L.15cm - PUR                                                                                  |        |
|       | 1245.171  | Leadcath2 E.L. + - 5Fr - Ø1.7mm - L.15cm - PUR                                                                                      |        |
|       | 1245.20   | Leadcath2 E.L. - 6Fr - Ø2.0mm - L.15cm - PUR                                                                                        |        |
|       | 1245.201  | Leadcath2 E.L. + - 6Fr - Ø2.0mm - L.15cm - PUR                                                                                      |        |
|       | 1248.15   | Leadcath2 E.L. - 4.5Fr - Ø1.5mm - L.20cm - PUR                                                                                      |        |
|       | 1248.17   | Leadcath2 E.L. - 5Fr - Ø1.7mm - L.20cm - PUR                                                                                        |        |
|       | 1248.171  | Leadcath2 E.L. + - 5Fr - Ø1.7mm - L.20cm - PUR                                                                                      |        |
|       | 1248.20   | Leadcath2 E.L. - 6Fr - Ø2.0mm - L.20cm - PUR                                                                                        |        |
|       | 1248.201  | Leadcath2 E.L. + - 6Fr - Ø2.0mm - L.20cm - PUR                                                                                      |        |
|       | 1266.12   | Leadcath2 - Cathéter I.V. (Méthode de Seldinger) - Ø1.2mm - 4Fr - 18G - L.15cm - PUR                                                |        |
|       | 1266.15   | Leadcath2 - Cathéter I.V. (Méthode de Seldinger) - Ø1.5mm - 4.5Fr - 17G - L.15cm - PUR                                              |        |
|       | 1266.17   | Leadcath2 - Cathéter I.V. (Méthode de Seldinger) - Ø1.7mm - 5Fr - 17G - L.15cm - PUR                                                |        |
|       | 1266.20   | Leadcath2 - Cathéter I.V. (Méthode de Seldinger) - Ø2.0mm - 6Fr - 14G - L.15cm - PUR                                                |        |
|       | 81266.17F | Leadcath2 - Ø1.7mm - 16G - L.15cm - PUR                                                                                             |        |
|       | 81266.17I | Leadcath2 - Ø1.7mm - 16G - L.15cm - PUR                                                                                             |        |
|       | 1268.15   | Leadcath2 - 4.5Fr - Ø1.5mm - L.20cm - PUR                                                                                           |        |
|       | 1268.17   | Leadcath2 - 5Fr - Ø1.7mm - L.20cm - PUR                                                                                             |        |
|       | 1268.20   | Leadcath2 - 6Fr - Ø2.0mm - L.20cm - PUR                                                                                             |        |
|       | 81268.17F | Leadcath2 - Ø1.7mm - 16G - 5Fr - L.20cm - PUR                                                                                       |        |
|       | 5124.12   | Leadcath - Cathéter vasculaire - Ø1.3mm - 4Fr - L.18cm - PE                                                                         |        |
|       | 5124.15   | Leadcath - Cathéter vasculaire - Ø1.5mm - 4.5Fr - L.18cm - PE                                                                       |        |
|       | 5124.17   | Leadcath - Cathéter vasculaire - Ø1.7mm - 5Fr - L.18cm - PE                                                                         |        |
|       | 5124.20   | Leadcath - Cathéter vasculaire - Ø2.0mm - 6Fr - L.18cm - PE                                                                         |        |
| DT032 | 874.10    | Male-2-male - Luer ♂/♂                                                                                                              | Ila    |
|       | 891.015   | Injectstop                                                                                                                          |        |
| DT032 | 892.00    | Female-2-female LL - Luer-lock ♀/♀                                                                                                  | Ila    |
|       | 893.00    | Male-2-male LL - Luer-lock ♂/♂                                                                                                      |        |
| DT033 | 836.02    | Protect-a-set avec valve anti-retour et 1 bionector - Ø0.55x1.50mm - L.6cm / Ø1.60x2.60mm - L.10cm                                  | Ila    |
| DT033 | 841.232   | Octopus2 avec 2 valves anti-retour et 2 bionector - Ø1.50x2.50mm - L.3cm                                                            | Ila    |
|       | 841.234   | Octopus2 avec 2 clamps Robert - Ø1.50x2.50mm - L.3cm                                                                                |        |
|       | 841.24    | Octopus2 avec 2 bionector 2 - Ø1.60x2.60mm - L.10cm / Ø0.55x1.50mm - L.6cm                                                          |        |
|       | 841.264   | Octopus2 avec 2 bionector - Ø1.50x2.50mm - L.10cm                                                                                   |        |
|       | 841.361   | Octopus3 avec 3 valves anti-retour - Ø1.50x2.50mm - L.10cm                                                                          |        |
|       | 841.364   | Octopus3 avec 3 bionector - Ø1.50x2.50mm - L.10cm                                                                                   |        |
|       | 841.415   | Octopus tivygion 2-1 avec 1 valve anti-retour et 2 bionector - 2 voies Ø1.50x2.50mm - L.3cm / L.10cm - 3 voies Ø1.50x2.50mm - L.3cm |        |
|       | 842.209   | Octopus2 avec 1 valve anti-retour et 2 bionector - Ø1.50x2.50mm - L.6cm                                                             |        |
|       | 842.311   | Octopus3 avec 2 valves anti-retour et 3 bionector - Ø1.50x2.50mm - L.6cm                                                            |        |
|       | 842.312   | Octopus3 avec 3 valves anti-retour et 3 bionector - Ø1.50x2.50mm - L.6cm                                                            |        |
|       | 842.414   | Octopus4 avec 3 valves anti-retour et 4 bionector - Ø1.50x2.50mm - L.6cm                                                            |        |
|       | 842.514   | Octopus5 avec 4 valves anti-retour et 5 bionector - Ø1.50x2.50mm - L.6cm                                                            |        |

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0



EF33BDA9BAA04A3...

On behalf of the President  
Béatrice LYS  
Technical Director

| DT    | Code      | Désignation                                                                                                               | Classe |
|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | 5222.008  | Octopus1 avec bionector et clamp Robert - Ø1.50x2.50mm - L.8cm                                                            |        |
|       | 5222.014  | Octopus1 avec bionector - Ø1.50x2.50mm - L.10cm                                                                           |        |
|       | 5222.838  | Octopus1 avec bionector et clamp Robert - Ø1.50x2.50mm - L.27cm                                                           |        |
|       | 85222.01D | Octopus1 avec bionector - Ø1.50x2.50mm - L.10cm                                                                           |        |
|       | 5223.01   | Octopus1 avec autoflush - Ø1.50x2.50mm - L.10cm                                                                           |        |
|       | 5224.01   | Octopus1 avec vadsite - Ø1.50x2.50mm - L.10cm                                                                             |        |
|       | 5841.207  | Octopus2 avec 2 valves anti-retour et 2 autoflush - Ø1.50x2.50mm - L.10cm                                                 |        |
|       | 5841.208  | Octopus2 avec 2 autoflush - Ø1.50x2.50mm - L.10cm                                                                         |        |
|       | 5841.307  | Octopus3 avec 3 valves anti-retour et 3 autoflush - Ø1.50x2.50mm - L.10cm                                                 |        |
|       | 5841.308  | Octopus3 avec 3 autoflush - Ø1.50x2.50mm - L.10cm                                                                         |        |
|       | 5842.209  | Octopus2 avec 1 valve anti-retour et 2 autoflush - Ø1.50x2.50mm - L.10cm                                                  |        |
|       | 5842.306  | Octopus3 avec 2 valves anti-retour et 3 autoflush - Ø1.50x2.50mm - L.10cm                                                 |        |
|       | 6841.21   | Octopus2 avec 2 vadsite - Ø1.50x2.50mm - L.8cm                                                                            |        |
|       | 6841.211  | Octopus2 avec 1 valve anti-retour et 2 vadsite - Ø1.50x2.50mm - L.8cm                                                     |        |
|       | 6841.212  | Octopus2 avec 2 valves anti-retour et 2 vadsite - Ø1.50x2.50mm - L.8cm                                                    |        |
|       | 6841.31   | Octopus3 avec 3 vadsite - Ø1.50x2.50mm - L.8cm                                                                            |        |
|       | 6841.312  | Octopus3 avec 2 valves anti-retour et 3 vadsite - Ø1.50x2.50mm - L.8cm                                                    |        |
|       | 6841.313  | Octopus3 avec 3 valves anti-retour et 3 vadsite - Ø1.50x2.50mm - L.8cm                                                    |        |
|       | 7231.221  | Qimooctopus avec 1 valve anti-retour et 1 qimo ♀ - Ø1.50x2.50mm - L.36mm / L.66mm                                         |        |
| DT034 | 179.45    | Introduceur pour aiguille spinale - 20G - L.38mm                                                                          | IIa    |
|       | 179.49    | Introduceur pour aiguille spinale - 18G - L.38mm                                                                          |        |
|       | 179.756   | Instrospin - G20 - L.68mm – Whitacre/Quincke ≥ 120mm                                                                      |        |
| DT036 | 184.16    | Tuohy - Ø1.35x1.65mm - 16G - L.90mm                                                                                       | IIa    |
|       | 184.17    | Tuohy - Ø1.20x1.50mm - 17G - L.90mm                                                                                       |        |
|       | 184.18    | Tuohy - Ø1.12x1.32mm - 18G - L.90mm                                                                                       |        |
|       | 184.19    | Tuohy - Ø0.80x1.08mm - 19G - L.90mm                                                                                       |        |
|       | 184.27    | Tuohy - Ø1.20x1.50mm - 17G - L.120mm                                                                                      |        |
|       | 184.28    | Tuohy - Ø1.12x1.32mm - 18G - L.120mm                                                                                      |        |
|       | 184.58    | Tuohy - Ø1.12x1.32mm - 18G - L.153mm                                                                                      |        |
|       | 184.86    | Tuohy - Ø1.35x1.65mm - 16G - L.80mm                                                                                       |        |
|       | 184.87    | Tuohy - Ø1.20x1.50mm - 17G - L.80mm                                                                                       |        |
|       | 184.88    | Tuohy - Ø1.07x1.30mm - 18G - L.80mm                                                                                       |        |
|       | 184.881   | Tuohy - Ø1.07x1.30mm - 18G - L.80mm                                                                                       |        |
|       | 184.882   | Tuohy Backeye - Ø1.07x1.30mm - 18G - L.80mm                                                                               |        |
|       | 6084.881  | Rafa Tuohy - 18G - L.80mm                                                                                                 |        |
|       | 185.10    | Cathéter pour anesthésie péridurale avec mandrin. Extrémité ouverte - 19G - L.900mm - PE                                  |        |
|       | 185.30    | Cathéter pour anesthésie péridurale avec mandrin. Extrémité fermée - 19G - L.900mm - PE                                   |        |
|       | 186.10    | Cathéter pour anesthésie péridurale avec mandrin. Extrémité ouverte - 19G - L.900mm - PUR                                 |        |
|       | 186.30    | Cathéter pour anesthésie péridurale. Extrémité fermée - 19G - L.900mm - PUR                                               |        |
|       | 187.10    | Cathéter et aiguille pour anesthésie péridurale avec mandrin. Extrémité ouverte - 19G - L.900mm - PE / Tuohy 17G - L.90mm |        |
|       | 188.10    | Cathéter et aiguille pour anesthésie péridurale. Extrémité ouverte - 19G - L.900mm - PUR / Tuohy 17G - L.90mm             |        |
| DT036 | 188.30    | Cathéter et aiguille pour anesthésie péridurale. Extrémité fermée - 19G - L.900mm - PUR / Tuohy 17G - L.90mm              | IIa    |

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0

DocuSigned by:  
Béatrice Lys  
EF33BDA9BAA04A3...


On behalf of the President  
Béatrice LYS  
Technical Director

| DT    | Code      | Désignation                                                                                                      | Classe |
|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | 188.47    | Nécessaire pour anesthésie péridurale pédiatrique. Extrémité ouverte - 22G - L.400mm - PUR / Tuohy 19G - L.50mm  |        |
|       | 189.30    | Mini-set pour anesthésie péridurale. Extrémité fermée - 19G - L.900mm - PUR / Tuohy 17G - L.90mm                 |        |
|       | 189.50    | Mini-set pour anesthésie péridurale avec mandrin. Extrémité ouverte - 19G - L.900mm - PE / Tuohy 17G - L.90mm    |        |
|       | 189.60    | Mini-set pour anesthésie péridurale. Extrémité ouverte - 19G - L.900mm - PUR / Tuohy 17G - L.90mm                |        |
|       | 80189.321 | Epidural / Peridural set. Extrémité fermée - 19G - L.900mm - PEBA / Tuohy 16G - L.80mm                           |        |
|       | 80189.322 | Mini-set pour anesthésie péridurale. Extrémité fermée - 20G - L.900mm - PEBA / Tuohy 18G - L.80mm                |        |
|       | 191.10    | Mini-set pour anesthésie péridurale. Extrémité ouverte - 19G - L.900mm - PUR / Tuohy 17G - L.90mm                |        |
|       | 191.30    | Mini-set pour anesthésie péridurale. Extrémité fermée - 19G - L.900mm - PUR / Tuohy 17G - L.90mm                 |        |
|       | 191.50    | Mini-set pour anesthésie péridurale avec mandrin. Extrémité ouverte - 19G - L.900mm - PE / Tuohy 17G - L.90mm    |        |
|       | 191.70    | Mini-set pour anesthésie péridurale avec mandrin. Extrémité fermée - 19G - L.900mm - PE / Tuohy 17G - L.90mm     |        |
|       | 191.301   | Peripur miniset 2. Extrémité fermée - 19G - L.900mm - PUR / Tuohy 17G - L.90mm                                   |        |
|       | 191.311   | Peripur miniset 2. Extrémité fermée - 19G - L.900mm - PUR / Tuohy 17G - L.90mm                                   |        |
|       | 5186.082  | Cathéter pour anesthésie péridurale. Extrémité ouverte - 20G - L.900mm - PEBA                                    |        |
|       | 5186.382  | Cathéter pour anesthésie péridurale. Extrémité fermée - 20G - L.900mm - PEBA                                     |        |
|       | 5186.602  | Cathéter pour anesthésie péridurale. Extrémité ouverte - 19G - L.900mm - PEBA                                    |        |
|       | 5186.802  | Cathéter pour anesthésie péridurale. Extrémité fermée - 19G - L.900mm - PEBA                                     |        |
|       | 5191.087  | Mini-set pour anesthésie péridurale. Extrémité ouverte - 20G - L.900mm - PEBA / Tuohy 18G - L.80mm               |        |
|       | 5191.088  | Mini-set pour anesthésie péridurale. Extrémité ouverte - 20G - L.900mm - PEBA / Tuohy 18G - L.90mm               |        |
|       | 5191.337  | Mini-set pour anesthésie péridurale. Extrémité fermée souple - 20G - L.900mm - PEBA / Tuohy 18G - L.80mm         |        |
|       | 5191.3371 | Mini-set pour anesthésie péridurale. Extrémité fermée souple - 20G - L.900mm - PEBA / Tuohy 18G - L.80mm         |        |
|       | 5191.3372 | Mini-set pour anesthésie péridurale. Extrémité fermée souple - 20G - L.900mm - PEBA / Tuohy Backeye 18G - L.80mm |        |
|       | 5191.387  | Mini-set pour anesthésie péridurale. Extrémité fermée - 20G - L.900mm - PEBA / Tuohy 18G - L.80mm                |        |
|       | 5191.3871 | Mini-set pour anesthésie péridurale. Extrémité fermée - 20G - L.900mm - PEBA / Tuohy 18G - L.80mm                |        |
|       | 5191.388  | Mini-set pour anesthésie péridurale. Extrémité fermée - 20G - L.900mm - PEBA / Tuohy 18G - L.90mm                |        |
|       | 5191.601  | Mini-set pour anesthésie péridurale. Extrémité ouverte - 19G - L.900mm - PEBA / Tuohy 16G - L.80mm               |        |
|       | 5191.801  | Mini-set pour anesthésie péridurale. Extrémité fermée - 19G - L.900mm - PEBA / Tuohy 16G - L.80mm                |        |
|       | 5192.384  | Mini-set pour anesthésie péridurale. Extrémité fermée - 20G - L.900mm - PEBA / Tuohy 18G - L.80mm                |        |
|       | 5291.337  | Epidural echo set. Extrémité fermée souple - 20G - L.900mm - PEBA / Tuohy 18G - L.80mm                           |        |
|       | 808.22    | Filtre 0.2µm                                                                                                     |        |
| DT043 | 721.003   | Pince Kocher 16cm                                                                                                | IIa    |
|       | 721.004   | Pince à tissu à griffes 18cm                                                                                     |        |
|       | 721.005   | Pince à tissu sans griffe 18cm                                                                                   |        |
|       | 721.008   | Porte aiguille 20cm                                                                                              |        |
|       | 721.009   | Ciseaux iridectomie (Reynolds) droits 11cm                                                                       |        |
|       | 721.010   | Ciseaux iridectomie (Reynolds) courbes 11cm                                                                      |        |
|       | 721.011   | Pince adson avec griffes 12cm                                                                                    |        |
|       | 721.012   | Pince adson sans griffes 12cm                                                                                    |        |
| DT043 | 721.013   | Porte aiguille 15cm                                                                                              | IIa    |
|       | 721.014   | Pince Kocher sans griffe 16cm                                                                                    |        |
|       | 721.015   | Porte aiguille mors plats 13 cm                                                                                  |        |
|       | 721.016   | Ciseaux Metzenbaum courbes 23cm                                                                                  |        |
|       |           |                                                                                                                  |        |

**GMED**
**0459**

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0



DocuSigned by:  
**Béatrice Lys**  
 EF33BDA9BAA04A3...

**On behalf of the President**  
**Béatrice LYS**  
**Technical Director**

| DT    | Code      | Désignation                                                                             | Classe |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | 721.017   | Ciseaux Metzenbaum courbes fins 18cm                                                    |        |
|       | 721.018   | Pince Halstead droite à griffes 12cm                                                    |        |
|       | 721.019   | Pince Halstead droite sans griffes 12cm                                                 |        |
|       | 721.020   | Pince Halstead courbe avec griffes 12cm                                                 |        |
|       | 721.021   | Pince Halstead courbe sans griffes 12cm                                                 |        |
|       | 721.028   | Pince à disséquer à griffes 14cm                                                        |        |
|       | 721.029   | Pince à disséquer sans griffes 14cm                                                     |        |
|       | 721.030   | Pince de gouge 14cm                                                                     |        |
|       | 721.031   | Ecarteurs Farabeuf 12cm                                                                 |        |
|       | 721.033   | Stylet 14cm                                                                             |        |
|       | 721.034   | Sonde cannelée 14cm                                                                     |        |
|       | 721.301   | Pince Laborde 14cm                                                                      |        |
|       | 721.501   | Ciseaux droits 20cm                                                                     |        |
|       | 721.502   | Ciseaux épisiotomie angulés 18cm                                                        |        |
|       | 724.0036  | Curette Ø4.5mm                                                                          |        |
|       | 724.0037  | Curette Ø6mm                                                                            |        |
|       | 724.0049  | Pince Iris courbe 10cm                                                                  |        |
|       | 724.0050  | Pince Bengolea 26cm                                                                     |        |
|       | 724.0055  | Pince Iris droite 10cm                                                                  |        |
|       | 724.0056  | Pince Ierliche courbe sans griffe 15cm                                                  |        |
| DT050 | 0TC00001B | Posikit® 1B                                                                             | Ila    |
|       | 0TC00004  | SPK                                                                                     |        |
|       | 0TC00002  | Posikit® 2                                                                              |        |
| DT061 | 6570.01   | B-card - Boussignac Cardiac Arrest Resuscitation Device                                 | Ila    |
| DT063 | 40.90.10  | Sternum guard - Champ de bordure chirurgical avec cellulose modifiée - Medium - 35x35cm | Ila    |
|       | 40.90.11  | Sternum guard - Champ de bordure chirurgical avec cellulose modifiée - Small - 25x25cm  |        |
|       | 40.90.12  | Sternum guard - Champ de bordure chirurgical avec cellulose modifiée - Large - 48x50cm  |        |
| DT071 | 44.50.502 | Champ à border ORX par 2                                                                | Ila    |
| DT078 | 140.00    | Connect-A-set 3 - Ø2.5x4.0mm - L.25cm - Vol.1.8ml                                       | Ila    |
|       | 140.80    | Connect-A-set 3 - Ø2.5x4.0mm - L.80cm - Vol.4.5ml                                       |        |
|       | 141.00    | Connect-A-set 3 - Ø2.5x4.0mm - L.25cm - Vol.1.7ml                                       |        |
|       | 141.01    | Connect-A-set 3 - Ø2.5x4.0mm - L.13.5cm - Vol.1.2ml                                     |        |
|       | 141.80    | Connect-A-set 3 - Ø2.5x4.0mm - L.80cm - Vol.4.4ml                                       |        |
|       | 70141.00  | Connect-A-set 3 - Ø2.5x4.0mm - L.25cm - Vol.1.7ml                                       |        |
|       | 70141.01  | Connect-A-set 3 - Ø2.5x4.0mm - L.13.5cm - Vol.1.1ml                                     |        |
|       | 70141.05  | Connect-A-set 3 - Ø2.5x4.0mm - L.50cm - Vol.2.9ml                                       |        |
|       | 70141.10  | Connect-A-set 3 - Ø2.5x4.0mm - L.100cm - Vol.5.3ml                                      |        |
|       | 70141.80  | Connect-A-set 3 - Ø2.5x4.0mm - L.80cm - Vol.4.4ml                                       |        |
|       | 5140.00   | Connect-A-set 3 + bionector - Ø3.0x4.2mm - L.14cm - Vol.1.4ml                           |        |
|       | 5140.00   | Connect-A-set 3 + bionector - Ø3.0x4.2mm - L.14cm - Vol.1.4ml                           |        |
|       | 5141.00   | Connect-A-set 3 + bionector - Ø2.5x4.0mm - L.25cm - Vol.1.7ml                           |        |
|       | 5141.01   | Connect-A-set 3 + bionector - Ø2.5x4.0mm - L.13.5cm - Vol.1.1ml                         |        |
|       | 5141.10   | Connect-A-set 3 + bionector - Ø2.5x4.0mm - L.100cm - Vol.5.4ml                          |        |
|       | 5141.001  | Connect-A-set 3 + bionector - Ø2.5x4.0mm - L.25cm - Vol.1.7ml                           |        |
|       | 5141.011  | Connect-A-set 3 + bionector - Ø2.5x4.0mm - L.13.5cm - Vol.1.1ml                         |        |

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0

  
 DocuSigned by:  
 Béatrice Lys  
 EF33BDA9BAA04A3...

On behalf of the President  
 Béatrice LYS  
 Technical Director


| DT    | Code      | Désignation                                                                                    | Classe |
|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | 5141.005  | Connect-A-set 3 + vadsite - Ø2.5×4.0mm - L.25cm - Vol.1.7ml                                    |        |
|       | 5141.015  | Connect-A-set 3 + vadsite - Ø2.5×4.0mm - L.13.5cm - Vol.1.1ml                                  |        |
|       | 220.010   | Lectroflex - Ø2.5×4.0mm - L.13.5cm - Vol.1.0ml - Luer-lock ♀/♂                                 |        |
|       | 220.020   | Lectroflex - Ø2.5×4.0mm - L.25cm - Vol.1.6ml - Luer-lock ♀/♂                                   |        |
|       | 220.050   | Lectroflex - Ø2.5×4.0mm - L.50cm - Vol.2.8ml - Luer-lock ♀/♂                                   |        |
|       | 220.070   | Lectroflex - Ø2.5×4.0mm - L.70cm - Vol.3.8ml - Luer-lock ♀/♂                                   |        |
|       | 220.100   | Lectroflex - Ø2.5×4.0mm - L.100cm - Vol.5.2ml - Luer-lock ♀/♂                                  |        |
| DT078 | 220.150   | Lectroflex - Ø2.5×4.0mm - L.150cm - Vol.7.7ml - Luer-lock ♀/♂                                  | IIa    |
|       | 220.200   | Lectroflex - Ø2.5×4.0mm - L.200cm - Vol.10ml - Luer-lock ♀/♂                                   |        |
|       | 221.050   | Lectroflex - Ø2.5×4.0mm - L.50cm - Vol.2.8ml - Luer-lock ♂/♂                                   |        |
|       | 221.100   | Lectroflex - Ø2.5×4.0mm - L.100cm - Vol.5.2ml - Luer-lock ♂/♂                                  |        |
|       | 221.150   | Lectroflex - Ø2.5×4.0mm - L.150cm - Vol.7.7ml - Luer-lock ♂/♂                                  |        |
|       | 221.200   | Lectroflex - Ø2.5×4.0mm - L.200cm - Vol.10ml - Luer-lock ♂/♂                                   |        |
|       | 222.020   | Lectroflex - Ø1.5×2.5mm - L.25cm - Vol.0.59ml - Luer-lock ♀/♂                                  |        |
|       | 222.050   | Lectroflex - Ø1.5×2.5mm - L.50cm - Vol.1.0ml - Luer-lock ♀/♂                                   |        |
|       | 222.100   | Lectroflex - Ø1.5×2.5mm - L.100cm - Vol.1.9ml - Luer-lock ♀/♂                                  |        |
|       | 222.150   | Lectroflex - Ø1.5×2.5mm - L.150cm - Vol.2.8ml - Luer-lock ♀/♂                                  |        |
|       | 222.200   | Lectroflex - Ø1.5×2.5mm - L.200cm - Vol.3.7ml - Luer-lock ♀/♂                                  |        |
|       | 70222.021 | Lectroflex - Ø1.0×2.5mm - L.25cm - Vol.0.5ml - Luer-lock ♀/♂                                   |        |
|       | 70222.051 | Lectroflex - Ø1.0×2.5mm - L.50cm - Vol.0.6ml - Luer-lock ♀/♂                                   |        |
|       | 70222.101 | Lectroflex - Ø1.0×2.5mm - L.100cm - Vol.1.0ml - Luer-lock ♀/♂                                  |        |
|       | 70222.151 | Lectroflex - Ø1.0×2.5mm - L.150cm - Vol.1.4ml - Luer-lock ♀/♂                                  |        |
|       | 70222.201 | Lectroflex - Ø1.0×2.5mm - L.200cm - Vol.1.8ml - Luer-lock ♀/♂                                  |        |
|       | 70222.301 | Lectroflex - Ø1.0×2.5mm - L.300cm - Vol.2.6ml - Luer-lock ♀/♂                                  |        |
|       | 70222.701 | Lectroflex - Ø1.0×2.5mm - L.700cm - Vol.5.8ml - Luer-lock ♀/♂                                  |        |
|       | 831.01    | Safeguard1 - Ø1.0×2.5mm - L.160cm - Vol.1.8ml                                                  |        |
|       | 832.01    | Protect-a-line1 - Ø1.0×2.5mm - L.150cm                                                         |        |
|       | 832.211   | Protect-a-line1 - Ø1.0×2.5mm - L.200cm                                                         |        |
|       | 832.04    | Protect-a-line2 - Ø2.5×4.2mm - L.15cm / Ø1.0×2.5mm - L.165cm                                   |        |
|       | 80832.01C | Protect-a-line ♂/♂ - Ø1.0×2.5mm - L.150cm                                                      |        |
|       | 80832.01D | Protect-a-line ♂/♂ - Ø1.0×2.5mm - L.114cm                                                      |        |
|       | 80832.01E | Protect-a-line ♂/♂ - Ø1.0×2.5mm - L.76cm                                                       |        |
|       | 70832.01  | V-green PL150 - Ø1.0×2.5mm - L.150cm - Vol.1.4ml                                               |        |
|       | 70832.211 | V-green PL150 - Ø1.0×2.5mm - L.200cm - Vol.1.8ml                                               |        |
|       | 70832.04  | V-green PL160 Y - Ø2.5×4.2mm - L.10cm - Vol.0.95ml / Ø1.0×2.5mm - L.150cm - Vol.1.9ml          |        |
|       | 833.80    | Prolongateur spiralé avec valve anti-siphon - Luer-lock ♀-♂ - Ø1.5×2.5mm - L.300cm - Vol.5.5ml |        |
|       | 833.90    | Prolongateur spiralé avec valve anti-siphon - Luer-lock ♀-♂ - Ø1.5×2.5mm - L.400cm - Vol.7.3ml |        |
|       | 834.70    | Prolongateur spiralé avec valve anti-siphon - Luer-lock ♀-♂ - Ø1.0×2.5mm - L.200cm - Vol.1.8ml |        |
|       | 834.80    | Prolongateur spiralé avec valve anti-siphon - Luer-lock ♀-♂ - Ø1.0×2.5mm - L.300cm - Vol.2.6ml |        |
|       | 834.90    | Prolongateur spiralé avec valve anti-siphon - Luer-lock ♀-♂ - Ø1.0×2.5mm - L.400cm - Vol.3.4ml |        |
| DT079 | 420.04    | Sonde vésicale droite Nelaton - 04Fr - L.40cm - PVC                                            | IIa    |
|       | 420.04 U  | Sonde vésicale droite Nelaton - 04Fr - L.40cm - PVC                                            |        |
|       | 420.06    | Sonde vésicale droite Nelaton - 06Fr - L.40cm - PVC                                            |        |
|       | 420.06 U  | Sonde vésicale droite Nelaton - 06Fr - L.40cm - PVC                                            |        |
|       | 420.08    | Sonde vésicale droite Nelaton - 08Fr - L.40cm - PVC                                            |        |

GMED

0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0




On behalf of the President  
Béatrice LYS  
Technical Director

| DT    | Code     | Désignation                                               | Classe |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------|--------|
|       | 420.08 U | Sonde vésicale droite Nelaton - 08Fr - L.40cm - PVC       |        |
|       | 420.10   | Sonde vésicale droite Nelaton - 10Fr - L.40cm - PVC       |        |
|       | 420.10 U | Sonde vésicale droite Nelaton - 10Fr - L.40cm - PVC       |        |
|       | 420.12   | Sonde vésicale droite Nelaton - 12Fr - L.40cm - PVC       |        |
|       | 420.12 U | Sonde vésicale droite Nelaton - 12Fr - L.40cm - PVC       |        |
|       | 420.14   | Sonde vésicale droite Nelaton - 14Fr - L.40cm - PVC       |        |
|       | 420.14 U | Sonde vésicale droite Nelaton - 14Fr - L.40cm - PVC       |        |
|       | 420.16   | Sonde vésicale droite Nelaton - 16Fr - L.40cm - PVC       |        |
|       | 420.16 U | Sonde vésicale droite Nelaton - 16Fr - L.40cm - PVC       |        |
|       | 420.18   | Sonde vésicale droite Nelaton - 18Fr - L.40cm - PVC       |        |
|       | 420.18 U | Sonde vésicale droite Nelaton - 18Fr - L.40cm - PVC       |        |
|       | 420.21   | Sonde vésicale droite Nelaton - 21Fr - L.40cm - PVC       |        |
|       | 420.21 U | Sonde vésicale droite Nelaton - 21Fr - L.40cm - PVC       |        |
|       | 420.24   | Sonde vésicale droite Nelaton - 24Fr - L.40cm - PVC       |        |
| DT079 | 420.24 U | Sonde vésicale droite Nelaton - 24Fr - L.40cm - PVC       | IIa    |
|       | 422.08   | Sonde vésicale béquillée pour homme - L.40cm - 08Fr - PVC |        |
|       | 422.08 U | Sonde vésicale béquillée pour homme - L.40cm - 08Fr - PVC |        |
|       | 422.10   | Sonde vésicale béquillée pour homme - L.40cm - 10Fr - PVC |        |
|       | 422.10 U | Sonde vésicale béquillée pour homme - L.40cm - 10Fr - PVC |        |
|       | 422.12   | Sonde vésicale béquillée pour homme - L.40cm - 12Fr - PVC |        |
|       | 422.12 U | Sonde vésicale béquillée pour homme - L.40cm - 12Fr - PVC |        |
|       | 422.14   | Sonde vésicale béquillée pour homme - L.40cm - 14Fr - PVC |        |
|       | 422.14 U | Sonde vésicale béquillée pour homme - L.40cm - 14Fr - PVC |        |
|       | 422.16   | Sonde vésicale béquillée pour homme - L.40cm - 16Fr - PVC |        |
|       | 422.16 U | Sonde vésicale béquillée pour homme - L.40cm - 16Fr - PVC |        |
|       | 422.18   | Sonde vésicale béquillée pour homme - L.40cm - 18Fr - PVC |        |
|       | 422.18 U | Sonde vésicale béquillée pour homme - L.40cm - 18Fr - PVC |        |
|       | 422.21   | Sonde vésicale béquillée pour homme - L.40cm - 21Fr - PVC |        |
|       | 422.21 U | Sonde vésicale béquillée pour homme - L.40cm - 21Fr - PVC |        |
|       | 424.04   | Sonde vésicale droite - L.18cm - 04Fr - PVC               |        |
|       | 424.04 U | Sonde vésicale droite - L.18cm - 04Fr - PVC               |        |
|       | 424.06   | Sonde vésicale droite - L.18cm - 06Fr - PVC               |        |
|       | 424.06 U | Sonde vésicale droite - L.18cm - 06Fr - PVC               |        |
|       | 424.08   | Sonde vésicale droite - L.18cm - 08Fr - PVC               |        |
|       | 424.08 U | Sonde vésicale droite - L.18cm - 08Fr - PVC               |        |
|       | 424.10   | Sonde vésicale droite - L.18cm - 10Fr - PVC               |        |
|       | 424.10 U | Sonde vésicale droite - L.18cm - 10Fr - PVC               |        |
|       | 424.12   | Sonde vésicale droite - L.18cm - 12Fr - PVC               |        |
|       | 424.12 U | Sonde vésicale droite - L.18cm - 12Fr - PVC               |        |
|       | 424.14   | Sonde vésicale droite - L.18cm - 14Fr - PVC               |        |
|       | 424.14 U | Sonde vésicale droite - L.18cm - 14Fr - PVC               |        |
|       | 424.16   | Sonde vésicale droite - L.18cm - 16Fr - PVC               |        |
|       | 424.16 U | Sonde vésicale droite - L.18cm - 16Fr - PVC               |        |
|       | 425.06   | Sonde vésicale béquillée pour femme - L.18cm - 06Fr - PVC |        |
|       | 425.06 U | Sonde vésicale béquillée pour femme - L.18cm - 06Fr - PVC |        |

**GMED 0459**

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0

  
DocuSigned by:  
*Béatrice Lys*  
EF33BDA9BAA04A3...

**On behalf of the President**  
**Béatrice LYS**  
**Technical Director**

| DT    | Code     | Désignation                                                                          | Classe |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | 425.08   | Sonde vésicale béquillée pour femme - L.18cm - 08Fr - PVC                            |        |
|       | 425.08 U | Sonde vésicale béquillée pour femme - L.18cm - 08Fr - PVC                            |        |
|       | 425.10   | Sonde vésicale béquillée pour femme - L.18cm - 10Fr - PVC                            |        |
|       | 425.10 U | Sonde vésicale béquillée pour femme - L.18cm - 10Fr - PVC                            |        |
|       | 425.12   | Sonde vésicale béquillée pour femme - L.18cm - 12Fr - PVC                            |        |
|       | 425.12 U | Sonde vésicale béquillée pour femme - L.18cm - 12Fr - PVC                            |        |
|       | 425.14   | Sonde vésicale béquillée pour femme - L.18cm - 14Fr - PVC                            |        |
|       | 425.14 U | Sonde vésicale béquillée pour femme - L.18cm - 14Fr - PVC                            |        |
|       | 425.16   | Sonde vésicale béquillée pour femme - L.18cm - 16Fr - PVC                            |        |
|       | 425.16 U | Sonde vésicale béquillée pour femme - L.18cm - 16Fr - PVC                            |        |
|       | 425.18   | Sonde vésicale béquillée pour femme - L.18cm - 18Fr - PVC                            |        |
|       | 425.18 U | Sonde vésicale béquillée pour femme - L.18cm - 18Fr - PVC                            |        |
| DT082 | 410.18   | Sonde rectale - 18Fr - L.40cm                                                        | Ila    |
|       | 410.21   | Sonde rectale - 21Fr - L.40cm                                                        |        |
|       | 410.24   | Sonde rectale - 24Fr - L.40cm                                                        |        |
| DT084 | 284.00   | Cardiff valve                                                                        | Ila    |
|       | 851.00   | One-way valve                                                                        |        |
|       | 851.01   | One-way valve                                                                        |        |
|       | 851.02   | Vynoflux                                                                             |        |
|       | 853.02   | Bionector adapter                                                                    |        |
| DT086 | 351.27   | Tube de Faucher - 27Fr - L.150cm - PVC                                               | Ila    |
|       | 351.30   | Tube de Faucher - 30Fr - L.150cm - PVC                                               |        |
|       | 351.33   | Tube de Faucher - 33Fr - L.150cm - PVC                                               |        |
|       | 351.36   | Tube de Faucher - 36Fr - L.150cm - PVC                                               |        |
| DT088 | 130.07   | Centracath - Cathéter intraveineux avec aiguille externe - Ø0.3x0.7mm - 22G - L.30cm | Ila    |
|       | 130.10   | Centracath - Cathéter intraveineux avec aiguille externe - Ø0.5x1.0mm - 19G - L.30cm |        |
| DT088 | 130.12   | Centracath - Cathéter intraveineux avec aiguille externe - Ø0.8x1.2mm - 18G - L.30cm | Ila    |
|       | 130.15   | Centracath - Cathéter intraveineux avec aiguille externe - Ø1.0x1.5mm - 17G - L.30cm |        |
|       | 130.17   | Centracath - Cathéter intraveineux avec aiguille externe - Ø1.2x1.7mm - 16G - L.30cm |        |
|       | 130.20   | Centracath - Cathéter intraveineux avec aiguille externe - Ø1.4x2.0mm - 14G - L.30cm |        |
|       | 135.10   | Centracath - Cathéter intraveineux avec aiguille externe - Ø0.5x1.0mm - 19G - L.60cm |        |
|       | 135.12   | Centracath - Cathéter intraveineux avec aiguille externe - Ø0.8x1.2mm - 18G - L.60cm |        |
|       | 135.15   | Centracath - Cathéter intraveineux avec aiguille externe - Ø1.0x1.5mm - 17G - L.60cm |        |
|       | 135.17   | Centracath - Cathéter intraveineux avec aiguille externe - Ø1.2x1.7mm - 16G - L.60cm |        |
|       | 135.20   | Centracath - Cathéter intraveineux avec aiguille externe - Ø1.4x2.0mm - 14G - L.60cm |        |
|       | 137.15   | Centracath - Cathéter intraveineux avec aiguille externe - Ø1.0x1.5mm - 17G - L.75cm |        |
|       | 137.17   | Centracath - Cathéter intraveineux avec aiguille externe - Ø1.2x1.7mm - 16G - L.75cm |        |
|       | 137.20   | Centracath - Cathéter intraveineux avec aiguille externe - Ø1.4x2.0mm - 14G - L.75cm |        |
| DT089 | 106.082  | Biovalve Safe - Ø0.9mm - 22G - L.25mm                                                | Ila    |
|       | 106.102  | Biovalve Safe - Ø1.1mm - 20G - L.32mm                                                |        |
|       | 106.122  | Biovalve Safe - Ø1.3mm - 18G - L.45mm                                                |        |
|       | 106.1232 | Biovalve Safe - Ø1.3mm - 18G - L.33mm                                                |        |
|       | 106.142  | Biovalve Safe - Ø1.5mm - 17G - L.45mm                                                |        |
|       | 106.172  | Biovalve Safe - Ø1.7mm - 16G - L.45mm                                                |        |
|       | 106.212  | Biovalve Safe - Ø2.1mm - 14G - L.45mm                                                |        |

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0

  
 DocuSigned by:  
  
 EF33BDA9BAA04A3...

On behalf of the President  
**Béatrice LYS**  
 Technical Director

| DT    | Code      | Désignation                                               | Classe |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------|
| DT096 | 240.04    | Microflex - Microperfuseur - 27G - Ø0.4mm - 17mm          | IIa    |
|       | 240.05    | Microflex - Microperfuseur - 25G - Ø0.5mm - 17mm          |        |
|       | 240.06    | Microflex - Microperfuseur - 23G - Ø0.6mm - 17mm          |        |
|       | 240.07    | Microflex - Microperfuseur - 22G - Ø0.7mm - 22mm          |        |
|       | 246.04    | Microflex - Microperfuseur - 27G - Ø0.4mm - 17mm          |        |
|       | 246.05    | Microflex - Microperfuseur - 25G - Ø0.5mm - 17mm          |        |
|       | 246.06    | Microflex - Microperfuseur - 23G - Ø0.6mm - 17mm          |        |
|       | 246.07    | Microflex - Microperfuseur - 22G - Ø0.7mm - 22mm          |        |
|       | 246.08    | Microflex - Microperfuseur - 21G - Ø0.8mm - 22mm          |        |
|       | 246.09    | Microflex - Microperfuseur - 20G - Ø0.9mm - 27mm          |        |
|       | 246.10    | Microflex - Microperfuseur - 19G - Ø1.0mm - 27mm          |        |
|       | 246.12    | Microflex - Microperfuseur - 18G - Ø1.2mm - 32mm          |        |
|       | 246.16    | Microflex - Microperfuseur - 16G - Ø1.6mm - L.30mm        |        |
|       | 246.21    | Microflex - Microperfuseur - 14G - Ø2.1mm - L.30mm        |        |
|       | 247.04    | Venoflux - Microperfuseur - 27G - Ø0.4mm - L.17mm         |        |
|       | 247.05    | Venoflux - Microperfuseur - 25G - Ø0.5mm - L.17mm         |        |
|       | 247.06    | Venoflux - Microperfuseur - 23G - Ø0.6mm - L.17mm         |        |
|       | 247.07    | Venoflux - Microperfuseur - 22G - Ø0.7mm - L.22mm         |        |
|       | 247.08    | Venoflux - Microperfuseur - 21G - Ø0.8mm - L.22mm         |        |
|       | 247.09    | Venoflux - Microperfuseur - 20G - Ø0.9mm - L.27mm         |        |
|       | 247.10    | Venoflux - Microperfuseur - 19G - Ø1.0mm - L.27mm         |        |
|       | 247.12    | Venoflux - Microperfuseur - 18G - Ø1.2mm - L.32mm         |        |
|       | 247.16    | Venoflux - Microperfuseur - 16G - Ø1.6mm - L.70mm         |        |
|       | 247.21    | Venoflux - Microperfuseur - 14G - Ø2.1mm - L.70mm         |        |
|       | 80246.10L | Aiguille 19G avec double ailettes - Introductrice de PICC |        |
| DT098 | 255.00    | Tubulure silicone de raccordement en Y pour hémodialyse   | IIa    |
|       | 254.09    | Hemoclav - Ø1.9x2.7mm - 8Fr - L.20cm - PUR                |        |
|       | 256.04    | Hemoclav - Ø1.0x1.5mm - 4.5Fr - L.10cm - PUR              |        |
|       | 256.09    | Hemoclav - Ø1.9x2.7mm - 8Fr - L.13.5cm - PUR              |        |
|       | 257.09    | Hemoclav - Ø1.9x2.7mm - 8Fr - L.30cm - PUR                |        |
|       | 1130.07   | Desilet - L.18cm - 07Fr - 422ml/min                       |        |
|       | 1130.08   | Desilet - L.18cm - 08Fr - 475ml/min                       |        |
|       | 1130.10   | Desilet - L.18cm - 10Fr - 505ml/min                       |        |
|       | 1133.07   | Desilet - L.13cm - 07Fr - 440ml/min                       |        |
|       | 1133.08   | Desilet - L.13cm - 08Fr - 490ml/min                       |        |
|       | 1133.10   | Desilet - L.13cm - 10Fr - 520ml/min                       |        |
| DT099 | 270.03    | Cathéter ombilical - 3.5Fr - L.37cm - 6ml/min - PVC       | IIa    |
|       | 270.04    | Cathéter ombilical - 4Fr - L.37cm - 16ml/min - PVC        |        |
| DT099 | 270.05    | Cathéter ombilical - 5Fr - L.37cm - 31ml/min - PVC        | IIa    |
|       | 270.06    | Cathéter ombilical - 6Fr - L.37cm - 52ml/min - PVC        |        |
|       | 270.07    | Cathéter ombilical - 7Fr - L.37cm - 80ml/min - PVC        |        |
|       | 270.08    | Cathéter ombilical - 8Fr - L.37cm - 106ml/min - PVC       |        |
|       | 1270.02   | Cathéter ombilical - 2.5Fr - L.30cm - 3ml/min - PUR       |        |
|       | 1270.03   | Cathéter ombilical - 3.5Fr - L.40cm - 10ml/min - PUR      |        |
|       | 1270.04   | Cathéter ombilical - 4Fr - L.40cm - 10ml/min - PUR        |        |

**GMED 0459**

GMED - 37945 rev. 1  
Modifie le document n° 37945 rev. 0

DocuSigned by:  
*Béatrice Lys*  
EF33BDA9BAA04A3...

On behalf of the President  
**Béatrice LYS**  
Technical Director

| DT      | Code    | Désignation                                                                    | Classe |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
|         | 1270.05 | Cathéter ombilical - 5Fr - L.40cm - 23ml/min - PUR                             |        |
|         | 1270.08 | Cathéter ombilical - 8Fr - L.40cm - 100ml/min - PUR                            |        |
|         | 1272.04 | Cathéter ombilical - 4Fr - L.20cm - PUR (double lumière - 11ml/min)            |        |
|         | 1272.14 | Cathéter ombilical - 4Fr - L.20cm - PUR (double lumière - 11ml/min / 12ml/min) |        |
|         | 1274.14 | Cathéter ombilical - 4Fr - L.40cm - PUR (double lumière - 6ml/min / 7ml/min)   |        |
|         | 1274.17 | Cathéter ombilical - 5Fr - L.40cm - PUR (double lumière - 7ml/min / 9ml/min)   |        |
| DT100   | 275.00  | Plateau exsanguino-transfusion (avec gants)                                    | IIa    |
|         | 275.001 | Plateau exsanguino-transfusion (sans gants)                                    |        |
| DT102_2 | 509.10K | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 40Fr - Ø10.0x13.5mm - L.325mm - PVC       | IIa    |
|         | 509.50K | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 21Fr - Ø5.0x7.0mm - L.300mm - PVC         |        |
|         | 509.55K | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 24Fr - Ø5.5x8.0mm - L.300mm - PVC         |        |
|         | 509.60K | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 26Fr - Ø6.0x8.5mm - L.300mm - PVC         |        |
|         | 509.65K | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 27Fr - Ø6.5x9.0mm - L.300mm - PVC         |        |
|         | 509.70K | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 30Fr - Ø7.0x10.0mm - L.325mm - PVC        |        |
|         | 509.75K | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 32Fr - Ø7.5x10.5mm - L.325mm - PVC        |        |
|         | 509.80K | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 33Fr - Ø8.0x11.0mm - L.325mm - PVC        |        |
|         | 509.85K | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 35Fr - Ø8.5x11.7mm - L.325mm - PVC        |        |
|         | 509.90K | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 38Fr - Ø9.0x12.5mm - L.325mm - PVC        |        |
|         | 509.95K | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 39Fr - Ø9.5x13.0mm - L.325mm - PVC        |        |
|         | 514.10  | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 40Fr - Ø10.0x13.5mm - L.325mm - PVC       |        |
|         | 514.50  | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 21Fr - Ø5.0x7.0mm - L.300mm - PVC         |        |
|         | 514.55  | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 24Fr - Ø5.5x8.0mm - L.300mm - PVC         |        |
|         | 514.60  | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 26Fr - Ø6.0x8.5mm - L.300mm - PVC         |        |
|         | 514.65  | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 27Fr - Ø6.5x9.0mm - L.300mm - PVC         |        |
|         | 514.70  | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 30Fr - Ø7.0x10.0mm - L.325mm - PVC        |        |
|         | 514.75  | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 32Fr - Ø7.5x10.5mm - L.325mm - PVC        |        |
|         | 514.80  | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 33Fr - Ø8.0x11.0mm - L.325mm - PVC        |        |
|         | 514.85  | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 35Fr - Ø8.5x11.7mm - L.325mm - PVC        |        |
|         | 514.90  | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 38Fr - Ø9.0x12.5mm - L.325mm - PVC        |        |
|         | 514.95  | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 39Fr - Ø9.5x13.0mm - L.325mm - PVC        |        |
|         | 514.10K | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 40Fr - Ø10.0x13.5mm - L.325mm - PVC       |        |
|         | 514.50K | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 21Fr - Ø5.0x7.0mm - L.300mm - PVC         |        |
|         | 514.55K | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 24Fr - Ø5.5x8.0mm - L.300mm - PVC         |        |
|         | 514.60K | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 26Fr - Ø6.0x8.5mm - L.300mm - PVC         |        |
|         | 514.65K | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 27Fr - Ø6.5x9.0mm - L.300mm - PVC         |        |
|         | 514.70K | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 30Fr - Ø7.0x10.0mm - L.325mm - PVC        |        |
|         | 514.75K | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 32Fr - Ø7.5x10.5mm - L.325mm - PVC        |        |
|         | 514.80K | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 33Fr - Ø8.0x11.0mm - L.325mm - PVC        |        |
|         | 514.85K | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 35Fr - Ø8.5x11.7mm - L.325mm - PVC        |        |
|         | 514.90K | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 38Fr - Ø9.0x12.5mm - L.325mm - PVC        |        |
|         | 514.95K | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 39Fr - Ø9.5x13.0mm - L.325mm - PVC        |        |
| DT102_1 | 516.20  | Sonde endotrachéale sans ballonnet - 10Fr - Ø2.0x3.4mm - L.165mm - PVC         | IIa    |
|         | 516.25  | Sonde endotrachéale sans ballonnet - 12Fr - Ø2.5x4.1mm - L.165mm - PVC         |        |
|         | 516.30  | Sonde endotrachéale sans ballonnet - 14Fr - Ø3.0x4.6mm - L.165mm - PVC         |        |
|         | 516.35  | Sonde endotrachéale sans ballonnet - 15Fr - Ø3.5x5.2mm - L.165mm - PVC         |        |

**GMED 0459**

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0

GMED GROUPE LNE  
DocuSigned by:  
Béatrice Lys  
EF33BDA9BAA04A3...

On behalf of the President  
**Béatrice LYS**  
Technical Director

| DT      | Code      | Désignation                                                                                        | Classe |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|         | 516.40    | Sonde endotrachéale sans ballonnet - 17Fr - Ø4.0x5.7mm - L.230mm - PVC                             |        |
|         | 516.45    | Sonde endotrachéale sans ballonnet - 18Fr - Ø4.5x6.2mm - L.230mm - PVC                             |        |
|         | 516.50    | Sonde endotrachéale sans ballonnet - 21Fr - Ø5.0x7.0mm - L.230mm - PVC                             |        |
|         | 516.55    | Sonde endotrachéale sans ballonnet - 24Fr - Ø5.5x8.0mm - L.270mm - PVC                             |        |
|         | 516.60    | Sonde endotrachéale sans ballonnet - 26Fr - Ø6.0x8.5mm - L.270mm - PVC                             |        |
| DT102_1 | 516.65    | Sonde endotrachéale sans ballonnet - 27Fr - Ø6.5x9.0mm - L.270mm - PVC                             | IIa    |
|         | 70516.20  | Sonde endotrachéale sans ballonnet - 10Fr - Ø2.0x3.4mm - L.165mm - PVC                             |        |
|         | 70516.25  | Sonde endotrachéale sans ballonnet - 12Fr - Ø2.5x4.1mm - L.165mm - PVC                             |        |
|         | 70516.30  | Sonde endotrachéale sans ballonnet - 14Fr - Ø3.0x4.6mm - L.165mm - PVC                             |        |
|         | 70516.35  | Sonde endotrachéale sans ballonnet - 15Fr - Ø3.5x5.2mm - L.165mm - PVC                             |        |
|         | 70516.40  | Sonde endotrachéale sans ballonnet - 17Fr - Ø4.0x5.7mm - L.230mm - PVC                             |        |
|         | 70516.45  | Sonde endotrachéale sans ballonnet - 18Fr - Ø4.5x6.2mm - L.230mm - PVC                             |        |
|         | 70516.50  | Sonde endotrachéale sans ballonnet - 21Fr - Ø5.0x7.0mm - L.230mm - PVC                             |        |
|         | 70516.55  | Sonde endotrachéale sans ballonnet - 24Fr - Ø5.5x8.0mm - L.270mm - PVC                             |        |
|         | 70516.60  | Sonde endotrachéale sans ballonnet - 26Fr - Ø6.0x8.5mm - L.270mm - PVC                             |        |
|         | 70516.65  | Sonde endotrachéale sans ballonnet - 27Fr - Ø6.5x9.0mm - L.270mm - PVC                             |        |
|         | 80516.30D | Aspirateur de meconium - 14Fr - Ø3.0x4.6mm - L.150mm - PVC                                         |        |
|         | 80516.35D | Aspirateur de meconium - 15Fr - Ø3.5x5.2mm - L.150mm - PVC                                         |        |
| DT102_2 | 518.50 A  | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 21Fr - Ø5.0x7.0mm - L.300mm - PVC                             | IIa    |
|         | 518.55 A  | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 24Fr - Ø5.5x8.0mm - L.300mm - PVC                             |        |
|         | 518.60 A  | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 26Fr - Ø6.0x8.5mm - L.300mm - PVC                             |        |
|         | 518.65 A  | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 27Fr - Ø6.5x9.0mm - L.300mm - PVC                             |        |
|         | 518.70 A  | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 30Fr - Ø7.0x10.0mm - L.325mm - PVC                            |        |
|         | 518.75 A  | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 32Fr - Ø7.5x10.5mm - L.325mm - PVC                            |        |
|         | 518.80 A  | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 33Fr - Ø8.0x11.0mm - L.325mm - PVC                            |        |
|         | 518.85 A  | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 35Fr - Ø8.5x11.7mm - L.325mm - PVC                            |        |
|         | 518.90 A  | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 38Fr - Ø9.0x12.5mm - L.325mm - PVC                            |        |
|         | 518.95 A  | Sonde endotrachéale avec ballonnet - 39Fr - Ø9.5x13.0mm - L.325mm - PVC                            |        |
| DT102_1 | 520.20    | Sonde endotrachéale sans ballonnet - 10Fr - Ø2.0x3.4mm - L.165mm - PVC                             | IIa    |
|         | 520.25    | Sonde endotrachéale sans ballonnet - 12Fr - Ø2.5x4.1mm - L.165mm - PVC                             |        |
|         | 520.30    | Sonde endotrachéale sans ballonnet - 14Fr - Ø3.0x4.6mm - L.165mm - PVC                             |        |
|         | 520.35    | Sonde endotrachéale sans ballonnet - 15Fr - Ø3.5x5.2mm - L.165mm - PVC                             |        |
|         | 520.40    | Sonde endotrachéale sans ballonnet - 17Fr - Ø4.0x5.7mm - L.230mm - PVC                             |        |
|         | 520.45    | Sonde endotrachéale sans ballonnet - 18Fr - Ø4.5x6.2mm - L.230mm - PVC                             |        |
|         | 520.50    | Sonde endotrachéale sans ballonnet - 21Fr - Ø5.0x7.0mm - L.230mm - PVC                             |        |
|         | 520.55    | Sonde endotrachéale sans ballonnet - 24Fr - Ø5.5x8.0mm - L.270mm - PVC                             |        |
|         | 520.60    | Sonde endotrachéale sans ballonnet - 26Fr - Ø6.0x8.5mm - L.270mm - PVC                             |        |
|         | 520.65    | Sonde endotrachéale sans ballonnet - 27Fr - Ø6.5x9.0mm - L.270mm - PVC                             |        |
|         | 520.20 A  | Sonde endotrachéale sans ballonnet (avec 2 raccords proximaux) - 10Fr - Ø2.0x3.4mm - L.165mm - PVC |        |
|         | 520.25 A  | Sonde endotrachéale sans ballonnet (avec 2 raccords proximaux) - 12Fr - Ø2.5x4.1mm - L.165mm - PVC |        |
|         | 520.30 A  | Sonde endotrachéale sans ballonnet (avec 2 raccords proximaux) - 14Fr - Ø3.0x4.6mm - L.165mm - PVC |        |
|         | 520.35 A  | Sonde endotrachéale sans ballonnet (avec 2 raccords proximaux) - 15Fr - Ø3.5x5.2mm - L.165mm - PVC |        |
|         | 520.40 A  | Sonde endotrachéale sans ballonnet (avec 2 raccords proximaux) - 17Fr - Ø4.0x5.7mm - L.230mm - PVC |        |
|         | 520.45 A  | Sonde endotrachéale sans ballonnet - 18Fr - Ø4.5x6.2mm - L.230mm - PVC                             |        |
|         | 520.50 A  | Sonde endotrachéale sans ballonnet - 21Fr - Ø5.0x7.0mm - L.230mm - PVC                             |        |

**GMED 0459**

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0

GMED  
DocuSigned by:  
Béatrice Lys  
EF33BDA9BAA04A3...

**On behalf of the President  
Béatrice LYS  
Technical Director**

| DT      | Code      | Désignation                                                                                                           | Classe |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|         | 520.55 A  | Sonde endotrachéale sans ballonnet - 24Fr - Ø5.5x8.0mm - L.270mm - PVC                                                |        |
|         | 520.60 A  | Sonde endotrachéale sans ballonnet - 26Fr - Ø6.0x8.5mm - L.270mm - PVC                                                |        |
|         | 520.65 A  | Sonde endotrachéale sans ballonnet - 27Fr - Ø6.5x9.0mm - L.270mm - PVC                                                |        |
|         | 5516.20   | Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 10Fr - Ø2.0x3.4mm - L.165mm - PVC                             |        |
|         | 5516.25   | Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 12Fr - Ø2.5x4.1mm - L.165mm - PVC                             |        |
|         | 5516.30   | Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 14Fr - Ø3.0x4.6mm - L.165mm - PVC                             |        |
|         | 5516.35   | Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 15Fr - Ø3.5x5.2mm - L.165mm - PVC                             |        |
|         | 5516.40   | Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 17Fr - Ø4.0x5.7mm - L.230mm - PVC                             |        |
|         | 5516.45   | Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 18Fr - Ø4.5x6.2mm - L.230mm - PVC                             |        |
|         | 5516.20 A | Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 10Fr - Ø2.0x3.4mm - L.165mm - PVC                             |        |
|         | 5516.25 A | Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 12Fr - Ø2.5x4.1mm - L.165mm - PVC                             |        |
|         | 5516.30 A | Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 14Fr - Ø3.0x4.6mm - L.165mm - PVC                             |        |
| DT102_1 | 5516.35 A | Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 15Fr - Ø3.5x5.2mm - L.165mm - PVC                             | IIa    |
|         | 5516.40 A | Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 17Fr - Ø4.0x5.7mm - L.230mm - PVC                             |        |
|         | 5516.45 A | Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 18Fr - Ø4.5x6.2mm - L.230mm - PVC                             |        |
|         | 5520.20   | Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 10Fr - Ø2.0x3.4mm - L.165mm - PVC                             |        |
|         | 5520.25   | Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 12Fr - Ø2.5x4.1mm - L.165mm - PVC                             |        |
|         | 5520.30   | Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 14Fr - Ø3.0x4.6mm - L.165mm - PVC                             |        |
|         | 5520.35   | Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 15Fr - Ø3.5x5.2mm - L.165mm - PVC                             |        |
|         | 5520.40   | Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 17Fr - Ø4.0x5.7mm - L.230mm - PVC                             |        |
|         | 5520.45   | Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale - 18Fr - Ø4.5x6.2mm - L.230mm - PVC                             |        |
|         | 5520.20 A | Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale (avec 2 raccords proximaux) - 10Fr - Ø2.0x3.4mm - L.165mm - PVC |        |
|         | 5520.25 A | Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale (avec 2 raccords proximaux) - 12Fr - Ø2.5x4.1mm - L.165mm - PVC |        |
|         | 5520.30 A | Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale (avec 2 raccords proximaux) - 14Fr - Ø3.0x4.6mm - L.165mm - PVC |        |
|         | 5520.35 A | Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale (avec 2 raccords proximaux) - 15Fr - Ø3.5x5.2mm - L.165mm - PVC |        |
|         | 5520.40 A | Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale (avec 2 raccords proximaux) - 17Fr - Ø4.0x5.7mm - L.230mm - PVC |        |
|         | 5520.45 A | Sonde endotrachéale sans ballonnet avec voie latérale (avec 2 raccords proximaux) - 18Fr - Ø4.5x6.2mm - L.230mm - PVC |        |
|         | 525.10    | VyET-Adaptor - Ø10.0mm                                                                                                |        |
|         | 525.20    | VyET-Adaptor - Ø2.0mm                                                                                                 |        |
|         | 525.25    | VyET-Adaptor - Ø2.5mm                                                                                                 |        |
|         | 525.30    | VyET-Adaptor - Ø3.0mm                                                                                                 |        |
|         | 525.35    | VyET-Adaptor - Ø3.5mm                                                                                                 |        |
|         | 525.40    | VyET-Adaptor - Ø4.0mm                                                                                                 |        |
|         | 525.45    | VyET-Adaptor - Ø4.5mm                                                                                                 |        |
|         | 525.55    | VyET-Adaptor - Ø5.5mm                                                                                                 |        |
|         | 525.60    | VyET-Adaptor - Ø6.0mm                                                                                                 |        |
|         | 525.70    | VyET-Adaptor - Ø7.0mm                                                                                                 |        |
|         | 525.80    | VyET-Adaptor - Ø8.0mm                                                                                                 |        |
|         | 525.90    | VyET-Adaptor - Ø9.0mm                                                                                                 |        |

**GMED 0459**

GMED - 37945 rev. 1  
Modifie le document n° 37945 rev. 0

DocuSigned by:  
*Béatrice Lys*  
EF33BDA9BAA04A3...


**On behalf of the President**  
**Béatrice LYS**  
**Technical Director**

|         |           |                                                                                                        |     |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DT102_2 | 526.00    | Connecteur coudé orientable pour sonde endotrachéale                                                   | IIa |
|         | 526.01    | Connecteur coudé orientable pour sonde endotrachéale                                                   |     |
| DT102_1 | 580.00    | Prolongateur pédiatrique pour ventilation nasale ou intubation endotrachéale - Ø2.4mm x 4.1mm - L.37cm | IIa |
| DT105   | 6508.70   | Système RCP Boussignac - Ø7.0x10.0mm - L.325mm                                                         | IIa |
|         | 6508.75   | Système RCP Boussignac - Ø7.5x10.5mm - L.325mm                                                         |     |
|         | 6508.80   | Système RCP Boussignac - Ø8.0x11.0mm - L.325mm                                                         |     |
| DT108   | 522.06    | Sonde d'aspiration naso-pharyngée - Ø2.0mm - 06Fr - L.150mm                                            | IIa |
|         | 522.08    | Sonde d'aspiration naso-pharyngée - Ø2.5mm - 08Fr - L.150mm                                            |     |
|         | 522.10    | Sonde d'aspiration naso-pharyngée - Ø3.3mm - 10Fr - L.150mm                                            |     |
|         | 80522.06B | Sonde naso-pharyngée - Ø2.0mm - 06Fr - L.150mm                                                         |     |
|         | 80522.08B | Sonde naso-pharyngée - Ø2.5mm - 08Fr - L.150mm                                                         |     |
|         | 80522.10B | Sonde naso-pharyngée - Ø3.3mm - 10Fr - L.150mm                                                         |     |
|         | 530.04    | Sonde d'aspiration - Ø1.5mm - 04Fr - L.265mm                                                           |     |
|         | 530.05    | Sonde d'aspiration - Ø1.7mm - 05Fr - L.265mm                                                           |     |
|         | 530.06    | Sonde d'aspiration - Ø2.0mm - 06Fr - L.265mm                                                           |     |
|         | 530.07    | Sonde d'aspiration - Ø2.3mm - 07Fr - L.265mm                                                           |     |
|         | 530.08    | Sonde d'aspiration - Ø2.5mm - 08Fr - L.265mm                                                           |     |
|         | 530.10    | Sonde d'aspiration - Ø3.3mm - 10Fr - L.465mm                                                           |     |
|         | 530.12    | Sonde d'aspiration - Ø4.0mm - 12Fr - L.465mm                                                           |     |
|         | 530.14    | Sonde d'aspiration - Ø4.5mm - 14Fr - L.465mm                                                           |     |
|         | 530.16    | Sonde d'aspiration - Ø5.0mm - 16Fr - L.465mm                                                           |     |
|         | 530.18    | Sonde d'aspiration - Ø6.0mm - 18Fr - L.465mm                                                           |     |
|         | 70530.04  | Sonde d'aspiration - Ø1.5mm - 04Fr - L.265mm                                                           |     |
| DT108   | 70530.05  | Sonde d'aspiration - Ø1.7mm - 05Fr - L.265mm                                                           | IIa |
|         | 70530.06  | Sonde d'aspiration - Ø2.0mm - 06Fr - L.265mm                                                           |     |
|         | 70530.07  | Sonde d'aspiration - Ø2.3mm - 07Fr - L.265mm                                                           |     |
|         | 70530.08  | Sonde d'aspiration - Ø2.5mm - 08Fr - L.265mm                                                           |     |
|         | 70530.10  | Sonde d'aspiration - Ø3.3mm - 10Fr - L.465mm                                                           |     |
|         | 70530.12  | Sonde d'aspiration - Ø4.0mm - 12Fr - L.465mm                                                           |     |
|         | 70530.14  | Sonde d'aspiration - Ø4.5mm - 14Fr - L.465mm                                                           |     |
|         | 70530.16  | Sonde d'aspiration - Ø5.0mm - 16Fr - L.465mm                                                           |     |
|         | 70530.18  | Sonde d'aspiration - Ø6.0mm - 18Fr - L.465mm                                                           |     |
|         | 533.04    | Sonde d'aspiration DeLee - Ø1.5mm - 04Fr - L.265mm                                                     |     |
|         | 533.05    | Sonde d'aspiration DeLee - Ø1.7mm - 05Fr - L.265mm                                                     |     |
|         | 533.06    | Sonde d'aspiration DeLee - Ø2.0mm - 06Fr - L.265mm                                                     |     |
|         | 533.07    | Sonde d'aspiration DeLee - Ø2.3mm - 07Fr - L.325mm                                                     |     |
|         | 533.08    | Sonde d'aspiration DeLee - Ø2.5mm - 08Fr - L.325mm                                                     |     |
|         | 533.10    | Sonde d'aspiration DeLee - Ø3.3mm - 10Fr - L.325mm                                                     |     |
|         | 533.12    | Sonde d'aspiration - Ø4.0mm - 12Fr - L.325mm                                                           |     |
|         | 533.14    | Sonde d'aspiration - Ø4.5mm - 14Fr - L.325mm                                                           |     |
|         | 533.16    | Sonde d'aspiration - Ø5.0mm - 16Fr - L.325mm                                                           |     |
|         | 533.18    | Sonde d'aspiration - Ø6.0mm - 18Fr - L.325mm                                                           |     |
|         | 533.21    | Sonde d'aspiration - Ø7.0mm - 21Fr - L.325mm                                                           |     |
|         | 70533.04  | Sonde d'aspiration - Ø1.5mm - 04Fr - L.265mm                                                           |     |
|         | 70533.05  | Sonde d'aspiration - Ø1.7mm - 05Fr - L.265mm                                                           |     |

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0




On behalf of the President  
Béatrice LYS  
Technical Director

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 70533.06  | Sonde d'aspiration - Ø2.0mm - 06Fr - L.265mm              |
| 70533.07  | Sonde d'aspiration - Ø2.3mm - 07Fr - L.325mm              |
| 70533.08  | Sonde d'aspiration - Ø2.5mm - 08Fr - L.325mm              |
| 70533.10  | Sonde d'aspiration - Ø3.3mm - 10Fr - L.325mm              |
| 70533.12  | Sonde d'aspiration - Ø4.0mm - 12Fr - L.325mm              |
| 70533.14  | Sonde d'aspiration - Ø4.5mm - 14Fr - L.325mm              |
| 70533.16  | Sonde d'aspiration - Ø5.0mm - 16Fr - L.325mm              |
| 70533.18  | Sonde d'aspiration - Ø6.0mm - 18Fr - L.325mm              |
| 535.04    | Sonde pour aspiration contrôlée - Ø1.5mm - 04Fr - L.290mm |
| 535.05    | Sonde pour aspiration contrôlée - Ø1.7mm - 05Fr - L.290mm |
| 535.06    | Sonde pour aspiration contrôlée - Ø2.0mm - 06Fr - L.290mm |
| 535.07    | Sonde pour aspiration contrôlée - Ø2.3mm - 07Fr - L.290mm |
| 535.08    | Sonde pour aspiration contrôlée - Ø2.5mm - 08Fr - L.290mm |
| 535.10    | Sonde pour aspiration contrôlée - Ø3.3mm - 10Fr - L.290mm |
| 535.12    | Sonde pour aspiration contrôlée - Ø4.0mm - 12Fr - L.420mm |
| 535.14    | Sonde pour aspiration contrôlée - Ø4.5mm - 14Fr - L.420mm |
| 535.16    | Sonde pour aspiration contrôlée - Ø5.0mm - 16Fr - L.420mm |
| 535.18    | Sonde pour aspiration contrôlée - Ø6.0mm - 18Fr - L.420mm |
| 80535.12F | Sonde pour aspiration contrôlée - Ø4.0mm - 12Fr - L.570mm |
| 545.06    | Sonde d'aspiration - Ø2.0mm - 06Fr - L.375mm              |
| 545.08    | Sonde d'aspiration - Ø2.5mm - 08Fr - L.375mm              |
| 545.10    | Sonde d'aspiration - Ø3.3mm - 10Fr - L.465mm              |
| 545.12    | Sonde d'aspiration - Ø4.0mm - 12Fr - L.465mm              |
| 545.16    | Sonde d'aspiration - Ø5.0mm - 16Fr - L.465mm              |
| 545.18    | Sonde d'aspiration - Ø6.0mm - 18Fr - L.465mm              |
| 70545.06  | Sonde d'aspiration - Ø2.0mm - 06Fr - L.375mm              |
| 70545.07  | Sonde d'aspiration - Ø2.3mm - 07Fr - L.375mm              |
| 70545.08  | Sonde d'aspiration - Ø2.5mm - 08Fr - L.375mm              |
| 70545.10  | Sonde d'aspiration - Ø3.3mm - 10Fr - L.465mm              |
| 70545.12  | Sonde d'aspiration - Ø4.0mm - 12Fr - L.465mm              |
| 70545.14  | Sonde d'aspiration - Ø4.5mm - 14Fr - L.465mm              |
| 70545.16  | Sonde d'aspiration - Ø5.0mm - 16Fr - L.465mm              |
| 70545.18  | Sonde d'aspiration - Ø6.0mm - 18Fr - L.465mm              |
| 70545.20  | Sonde d'aspiration - Ø6.7mm - 20Fr - L.465mm              |
| 565.04    | Sonde d'aspiration - Ø1.5mm - 04Fr - L.565mm              |
| 565.05    | Sonde d'aspiration - Ø1.7mm - 05Fr - L.565mm              |
| 565.06    | Sonde d'aspiration - Ø2.0mm - 06Fr - L.565mm              |
| 565.08    | Sonde d'aspiration - Ø2.5mm - 08Fr - L.565mm              |
| 565.10    | Sonde d'aspiration - Ø3.3mm - 10Fr - L.565mm              |
| 565.12    | Sonde d'aspiration - Ø4.0mm - 12Fr - L.565mm              |
| 565.14    | Sonde d'aspiration - Ø4.5mm - 14Fr - L.565mm              |
| 565.18    | Sonde d'aspiration - Ø6.0mm - 18Fr - L.565mm              |
| 70565.05  | Sonde d'aspiration - Ø1.7mm - 05Fr - L.565mm              |
| 70565.06  | Sonde d'aspiration - Ø2.0mm - 06Fr - L.565mm              |
| 70565.07  | Sonde d'aspiration - Ø2.3mm - 07Fr - L.565mm              |
| 70565.08  | Sonde d'aspiration - Ø2.5mm - 08Fr - L.565mm              |
| 70565.10  | Sonde d'aspiration - Ø3.3mm - 10Fr - L.565mm              |

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0



On behalf of the President  
Béatrice LYS  
Technical Director

|           |                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70565.12  | Sonde d'aspiration - Ø4.0mm - 12Fr - L.565mm                                                                                       |
| 70565.14  | Sonde d'aspiration - Ø4.5mm - 14Fr - L.565mm                                                                                       |
| 70565.16  | Sonde d'aspiration - Ø5.0mm - 16Fr - L.565mm                                                                                       |
| 70565.18  | Sonde d'aspiration - Ø6.0mm - 18Fr - L.565mm                                                                                       |
| 70565.20  | Sonde d'aspiration - Ø6.7mm - 20Fr - L.565mm                                                                                       |
| 568.16    | Sonde béquillée pour aspiration - Ø5.0mm - 15Fr - L.600mm                                                                          |
| 568.18    | Sonde béquillée pour aspiration - Ø6.0mm - 18Fr - L.565mm                                                                          |
| 534.08    | Aspirateur de mucosités - Pédiatrie avec une sonde d'aspiration - 25ml - Ø8Fr (2.5mm) - L.32.5cm                                   |
| 534.10    | Aspirateur de mucosités - Pédiatrie avec 2 sondes d'aspiration - 25ml - Ø6Fr (2.0mm) - L.26.5cm / Ø10Fr (3.3mm) - L.32.5cm         |
| 534.101   | Aspirateur de mucosités - Pédiatrie avec 2 sondes d'aspiration - 25ml - Ø6Fr (2.0mm) - L.26.5cm / Ø10Fr (3.3mm) - L.32.5cm         |
| 534.12    | Aspirateur de mucosités - Adultes avec une sonde d'aspiration - 25ml - Ø12Fr (4.0mm) - L.33cm                                      |
| 534.14    | Aspirateur de mucosités - Adultes avec une sonde d'aspiration - 25ml - Ø14Fr (4.6mm) - L.33cm                                      |
| 534.16    | Aspirateur de mucosités - Adultes avec une sonde d'aspiration - 25ml - Ø5.0mm - L.52cm                                             |
| 534.20    | Aspirateur de mucosités - Adultes avec une sonde trachéale - 70ml - Ø3.3mm (10F) - L.500mm                                         |
| 534.91    | Aspirateur de mucosités polyvalent - 25ml - L.13cm                                                                                 |
| 80534.06M | Aspirateur de mucosités avec système de contrôle de l'aspiration au doigt - 25ml - Ø2.0mm (6Fr) - L.260mm / Ø2.5mm (8Fr) - L.320mm |
| 80541.06A | Aspirateur de mucosité en cascade - 25ml - Ø10Fr (3.3mm) - L.32.5cm / Ø6Fr (2.0mm) - L.26cm                                        |
| 542.06    | Mucaid - Aspirateur de mucosités - 25ml - Ø6Fr (2.0mm) - L.26.5cm                                                                  |
| 542.08    | Mucaid - Aspirateur de mucosités - 25ml - Ø8Fr (2.6mm) - L.32.5cm                                                                  |
| 542.10    | Mucaid - Aspirateur de mucosités - 25ml - Ø10Fr (3.3mm) - L.32.5cm                                                                 |
| 542.12    | Mucaid - Aspirateur de mucosités - 25ml - Ø12Fr (4.0mm) - L.47cm                                                                   |
| 542.14    | Mucaid - Aspirateur de mucosités - 25ml - Ø14Fr (4.6mm) - L.47cm                                                                   |
| 5534.06   | Aspirateur de mucosités - Ø2.0mm - 6Fr - L.255mm - 35ml                                                                            |
| 5534.08   | Aspirateur de mucosités - Ø2.5mm - 8Fr - L.325mm - 35ml                                                                            |
| 5534.10   | Aspirateur de mucosités - Ø3.3mm - 10Fr - L.325mm - 35ml                                                                           |
| 5534.12   | Aspirateur de mucosités - Ø4.0mm - 12Fr - L.465mm - 35ml                                                                           |
| 5534.14   | Aspirateur de mucosités - Ø4.5mm - 14Fr - L.465mm - 35ml                                                                           |
| 5534.30   | Aspirateur de mucosités - Ø2.0mm - 6Fr - L.255mm / Ø3.3mm - 10Fr - L.325mm - 35ml                                                  |
| 816.00    | Vyconnector - Raccord pour fibroscope - Ø7.5-9mm                                                                                   |
| 523.26    | Canule de trachéotomie à ballonnet basse pression - Ø6.0x8.5mm - L.50-80mm - θ=110°                                                |
| 523.30    | Canule de trachéotomie à ballonnet basse pression - Ø7.0x10.0mm - L.55-85mm - θ=110°                                               |
| 523.33    | Canule de trachéotomie à ballonnet basse pression - Ø8.0x11.0mm - L.60-95mm - θ=110°                                               |
| 523.36    | Canule de trachéotomie à ballonnet basse pression - Ø9.0x12.5mm - L.60-105mm - θ=110°                                              |
| 523.39    | Canule de trachéotomie à ballonnet basse pression - Ø10.0x13.5mm - L.60-115mm - θ=110°                                             |
| 524.26    | Sonde endotrachéale Montandon avec ballonnet - 26Fr - Ø6.0x8.5mm                                                                   |
| 524.30    | Sonde endotrachéale Montandon avec ballonnet - 30Fr - Ø7.0x10mm                                                                    |
| 524.33    | Sonde endotrachéale Montandon avec ballonnet - 33Fr - Ø8.0x11mm                                                                    |

**GMED 0459**

GMED - 37945 rev. 1  
Modifie le document n° 37945 rev. 0

DocuSigned by:  
*Béatrice Lys*  
EF33BDA9BAA04A3...


**On behalf of the President**  
**Béatrice LYS**  
**Technical Director**

|       |           |                                                                                                                 |     |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DT109 | 524.36    | Sonde endotrachéale Montandon avec ballonnet - 38Fr - Ø9.0x12.5mm                                               | IIa |
|       | 524.39    | Sonde endotrachéale Montandon avec ballonnet - 40Fr - Ø10.0x3.5mm                                               |     |
| DT110 | 538.25    | Aspisafe2 (sonde pour prélèvement bronchique protégé) - Ø1.0x1.7mm - 05Fr - L.65cm / Ø2.0x2.7mm - 08Fr - L.60cm | IIa |
|       | 538.34    | Aspisafe2 (sonde pour prélèvement bronchique protégé) - Ø0.9x1.3mm - 04Fr - L.95cm / Ø1.4x1.9mm - 06Fr - L.90cm |     |
| DT112 | 5570.13   | CPAP Boussignac avec connecteur                                                                                 | IIa |
|       | 5570.132A | CPAP Boussignac - Weinmann modul CPAP                                                                           |     |
|       | 5566.01   | Bague FiO2 pour CPAP Boussignac                                                                                 |     |
|       | 5566.02   | Bague FiO2 pour CPAP Boussignac                                                                                 |     |
|       | 5558.62   | Connecteur pour CPAP Boussignac - Ø6mm - L.200cm                                                                |     |
| DT118 | 396.01    | Connecteur anti-intraveineux pour nutrition entérale                                                            | IIa |
|       | 800.00    | Syringe adaptator - Raccord-réducteur seringue/sonde de petit diamètre - Luer                                   |     |
|       | 800.01    | Syringe adaptator - Raccord-réducteur seringue/sonde de petit diamètre - Luer-lock                              |     |
|       | 801.00 D  | Vyconnector - Ø7-10mm                                                                                           |     |
|       | 801.00    | Syringe adaptator - Ø7-10mm                                                                                     |     |
| DT121 | 571.18    | Sonde à crépine pour aspiration - 18Fr - L.45cm - bleue                                                         | IIa |
|       | 572.18    | Sonde à crépine pour aspiration - 18Fr - L.45cm - blanche                                                       |     |
| DT123 | 595.08    | Sonde à oxygène - Ø2.5mm - 8Fr - L.327mm - PVC                                                                  | IIa |
|       | 595.10    | Sonde à oxygène - Ø3.3mm - 10Fr - L.327mm - PVC                                                                 |     |
|       | 595.12    | Sonde à oxygène - Ø4.0mm - 12Fr - L.327mm - PVC                                                                 |     |
|       | 595.14    | Sonde à oxygène - Ø4.5mm - 14Fr - L.327mm - PVC                                                                 |     |
|       | 595.16    | Sonde à oxygène - Ø5.0mm - 16Fr - L.327mm - PVC                                                                 |     |
|       | 595.18    | Sonde à oxygène - Ø6.0mm - 18Fr - L.327mm - PVC                                                                 |     |
|       | 597.21    | Tube connecteur pour oxygène - L.180cm (PVC)                                                                    |     |
|       | 598.00    | Masque à oxygène - L.150cm (PVC)                                                                                |     |
|       | 2593.08   | Lunettes à oxygène pédiatriques en silicone - 8Fr - L.300mm                                                     |     |
|       | 2593.10   | Lunettes à oxygène pédiatriques en silicone - 10Fr - L.300mm                                                    |     |
|       | 2593.12   | Lunettes à oxygène pédiatriques en silicone - 12Fr - L.300mm                                                    |     |
|       | 2595.15   | Sonde pour ventilation nasale néonatale en silicone - Ø1.5x2.7mm - 8Fr - L.90mm                                 |     |
|       | 2595.20   | Sonde pour ventilation nasale néonatale en silicone - Ø2.0x3.4mm - 10Fr - L.90mm                                |     |
|       | 2595.25   | Sonde pour ventilation nasale néonatale en silicone - Ø2.5x4.0mm - 12Fr - L.90mm                                |     |
|       | 2595.30   | Sonde pour ventilation nasale néonatale en silicone - Ø3.0x5.0mm - 15Fr - L.90mm                                |     |
|       | 2596.15   | Sonde double pour ventilation nasale néonatale en silicone - Ø1.5x2.7mm - 8Fr - L.6cm                           |     |
|       | 2596.20   | Sonde double pour ventilation nasale néonatale en silicone - Ø2.0x3.4mm - 10Fr - L.6cm                          |     |
|       | 2596.25   | Sonde double pour ventilation nasale néonatale en silicone - Ø2.5x4.0mm - 12Fr - L.6cm                          |     |
|       | 2596.30   | Sonde double pour ventilation nasale néonatale en silicone - Ø3.0x5.0mm - 15Fr - L.7cm                          |     |
| DT126 | 881.00    | Vyconnector - Raccord biconique droit - ØExt. 7.8-15.7mm / 7.8-15.7mm                                           | IIa |
|       | 881.11    | Vyconnector - Raccord biconique droit - ØExt. 10.0-13.0mm / 10.0-13.0mm                                         |     |
|       | 881.13    | Vyconnector - Raccord biconique droit - ØExt. 13.5-16.0mm / 13.5-16.0mm                                         |     |
|       | 881.30    | Vyconnector - Raccord biconique droit - ØExt. 13.5-15.5mm / 10.0-12.0mm                                         |     |
|       | 881.31    | Vyconnector - Raccord biconique droit - ØExt. 3.0-5.0mm / 10.0-13.0mm                                           |     |
|       | 881.33    | Vyconnector - Raccord biconique droit - ØExt. 3.0-5.0mm / 3.0-5.0mm                                             |     |
|       | 881.35    | Vyconnector - Raccord biconique droit - ØExt. 13.5-15.5mm / 5.5-7.0mm                                           |     |
|       | 881.37    | Vyconnector - ØExt. 7.0-10.0mm / 3.0-5.0mm                                                                      |     |
|       | 881.44    | Vyconnector - ØExt. 4.0-6.0mm / 4.0-6.0mm                                                                       |     |

**GMED 0459**

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0



On behalf of the President  
**Béatrice LYS**  
Technical Director

|       |          |                                                                          |     |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | 881.47   | Vyconnector - ØExt. 7.0-10.0mm / 4.0-6.0mm                               |     |
|       | 881.51   | Vyconnector - Raccord biconique droit - ØExt. 5.0-7.0mm / 10.0-13.0mm    |     |
|       | 881.53   | Vyconnector - Raccord biconique droit - ØExt. 13.5-15.5mm / 3.5-5.0mm    |     |
|       | 881.57   | Vyconnector - Raccord biconique droit - ØExt. 13.5-15.5mm / 7.5-9.0mm    |     |
|       | 881.66   | Vyconnector - ØExt. 6.0-8.0mm / 6.0-8.0mm                                |     |
|       | 881.71   | Vyconnector - Raccord biconique droit - ØExt. 7.0-10.0mm / 10.0-13.0mm   |     |
|       | 881.77   | Vyconnector - ØExt. 7.0-9.5mm / 7.0-9.5mm                                |     |
|       | 881.11 D | Vyconnector - ØExt. 10.0-13.0mm / 10.0-13.0mm                            |     |
|       | 881.31 D | Vyconnector - ØExt. 3.0-5.0mm / 10.0-13.0mm                              |     |
|       | 881.33 D | Vyconnector - ØExt. 3.0-5.0mm / 3.0-5.0mm                                |     |
|       | 881.37 D | Vyconnector - ØExt. 3.0-5.0mm / 7.0-10.0mm                               |     |
| DT126 | 881.44 D | Vyconnector - ØExt. 4.0-6.0mm / 4.0-6.0mm                                | IIa |
|       | 881.47 D | Vyconnector - ØExt. 4.0-7.0mm / 7.0-10.0mm                               |     |
|       | 881.51 D | Vyconnector - ØExt. 5.0-7.0mm / 10.0-13.0mm                              |     |
|       | 881.66 D | Vyconnector - ØExt. 6.0-8.0mm / 6.0-8.0mm                                |     |
|       | 881.71 D | Vyconnector - ØExt. 7.0-10.0mm / 10.0-13.0mm                             |     |
|       | 881.77 D | Vyconnector - ØExt. 7.0-10.0mm / 7.0-10.0mm                              |     |
|       | 882.04   | Vyconnector - Raccord en T - Ø4-6mm                                      |     |
|       | 882.08   | Raccord en T - Ø8-10mm                                                   |     |
|       | 882.12   | Raccord en T - Ø12-14mm                                                  |     |
|       | 882.16   | Raccord en T - Ø16-18mm                                                  |     |
|       | 882.08 D | Vyconnector - Raccord en T - Ø8-10mm                                     |     |
|       | 884.04   | Vyconnector - Raccord en Y - Ø4-6mm                                      |     |
|       | 884.06   | Vyconnector - Raccord en Y - Ø6-8mm                                      |     |
|       | 884.08   | Vyconnector - Raccord en Y - Ø8-10mm                                     |     |
|       | 884.12   | Vyconnector - Raccord en Y - Ø12-14mm                                    |     |
|       | 884.16   | Vyconnector - Raccord en Y - Ø16-18mm                                    |     |
|       | 884.04 D | Vyconnector - Ø4-6mm                                                     |     |
|       | 884.08 D | Vyconnector - Ø8-10mm                                                    |     |
| DT128 | 625.08   | Drain trocart : drainage pleural du nouveau-né - Ø2.5mm (08F) - L.8cm    | IIa |
|       | 625.10   | Drain trocart : drainage pleural du nouveau-né - Ø3.3mm (10F) - L.8cm    |     |
|       | 626.12   | Drain trocart thoracique - 2 orifices latéraux - Ø4.0mm - 12Fr - L.25cm  |     |
|       | 626.16   | Drain trocart thoracique - 2 orifices latéraux - Ø5.3mm - 16Fr - L.25cm  |     |
|       | 626.20   | Drain trocart thoracique - 2 orifices latéraux - Ø6.7mm - 20Fr - L.40cm  |     |
|       | 626.24   | Drain trocart thoracique - 2 orifices latéraux - Ø8.0mm - 24Fr - L.40cm  |     |
|       | 626.28   | Drain trocart thoracique - 2 orifices latéraux - Ø9.0mm - 28Fr - L.40cm  |     |
|       | 626.32   | Drain trocart thoracique - 2 orifices latéraux - Ø10.7mm - 32Fr - L.40cm |     |
|       | 635.12   | Drain pleural de Joly - Ø4.0mm - 12Fr - L.15cm                           |     |
|       | 635.14   | Drain pleural de Joly - Ø4.5mm - 14Fr - L.15cm                           |     |
|       | 635.18   | Drain pleural de Joly - Ø6.0mm - 18Fr - L.15cm                           |     |
|       | 636.14   | Drain trocart thoracique - Ø4.5mm - 14Fr - L.28cm                        |     |
|       | 636.18   | Drain trocart thoracique - Ø6.0mm - 18Fr - L.28cm                        |     |
|       | 636.20   | Drain trocart thoracique - Ø6.7mm - 20Fr - L.28cm                        |     |
|       | 636.24   | Drain trocart thoracique - Ø8.0mm - 24Fr - L.28cm                        |     |
|       | 636.28   | Drain trocart thoracique - Ø9.0mm - 28Fr - L.28cm                        |     |
|       | 636.30   | Drain trocart thoracique - Ø10mm - 30Fr - L.28cm                         |     |
|       | 653.16   | Drain thoracique - Ø5.3mm - 16Fr - L.50cm                                |     |

**GMED 0459**

GMED - 37945 rev. 1  
Modifie le document n° 37945 rev. 0

DocuSigned by:  
*Béatrice Lys*  
EF33BDA9BAA04A3...


On behalf of the President  
**Béatrice LYS**  
Technical Director

|       |           |                                                                                  |     |
|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | 653.20    | Drain thoracique - Ø6.7mm - 20Fr - L.50cm                                        |     |
|       | 653.24    | Drain thoracique - Ø8.0mm - 24Fr - L.50cm                                        |     |
|       | 653.28    | Drain thoracique - Ø9.0mm - 28Fr - L.50cm                                        |     |
|       | 653.32    | Drain thoracique - Ø10.7mm - 32Fr - L.50cm                                       |     |
|       | 681.06    | Easydrain - Drain thoracique percutané pédiatrique - Ø1.00x1.9mm - 06Fr - L.30cm |     |
|       | 681.08    | Easydrain - Drain thoracique percutané adulte - Ø1.70x2.7mm - 08Fr - L.50cm      |     |
|       | 681.10    | Easydrain - Drain thoracique percutané adulte - Ø2.2x3.3mm - 10Fr - L.50cm       |     |
|       | 681.082   | Easydrain - Drain thoracique percutané pédiatrique - Ø1.70x2.7mm - 08Fr - L.40cm |     |
|       | 2633.18   | Drain thoracique en silicone pour trocart de Monod - 18Fr - L.50cm               |     |
|       | 2633.21   | Drain thoracique en silicone pour trocart de Monod - 21Fr - L.50cm               |     |
|       | 2633.27   | Drain thoracique en silicone pour trocart de Monod - 27Fr - L.50cm               |     |
|       | 2633.33   | Drain thoracique en silicone pour trocart de Monod - 33Fr - L.50cm               |     |
| DT131 | 620.10    | RedOpack - Dispositif pour drainage chirurgical                                  | IIa |
|       | 620.12    | RedOpack - Dispositif pour drainage chirurgical                                  |     |
|       | 620.14    | RedOpack - Dispositif pour drainage chirurgical                                  |     |
|       | 620.16    | RedOpack - Dispositif pour drainage chirurgical                                  |     |
|       | 620.18    | RedOpack - Dispositif pour drainage chirurgical                                  |     |
|       | 621.06    | Mini redOpack - Dispositif pour drainage chirurgical - 120ml                     |     |
|       | 621.08    | Mini redOpack - Dispositif pour drainage chirurgical - 120ml                     |     |
|       | 650.06    | Drain de Redon - 06Fr - L.50cm - PVC (avec 14 orifices)                          |     |
|       | 650.08    | Drain de Redon - 08Fr - L.50cm - PVC (avec 7 orifices)                           |     |
| DT131 | 650.10    | Drain de Redon - 10Fr - L.50cm - PVC (avec 7 orifices)                           | IIa |
|       | 650.12    | Drain de Redon - 12Fr - L.50cm - PVC (avec 7 orifices)                           |     |
|       | 650.14    | Drain de Redon - 14Fr - L.50cm - PVC (avec 7 orifices)                           |     |
|       | 650.16    | Drain de Redon - 16Fr - L.50cm - PVC (avec 7 orifices)                           |     |
|       | 650.18    | Drain de Redon - 18Fr - L.50cm - PVC (avec 7 orifices)                           |     |
|       | 80650.12C | Drain d'aspiration continue - 12Fr - L.50cm - PVC (avec 50 orifices)             |     |
|       | 651.08    | Drain de Redon - 08Fr - L.50cm - PVC (avec 28 orifices)                          |     |
|       | 651.10    | Drain de Redon - 10Fr - L.50cm - PVC (avec 14 orifices)                          |     |
|       | 651.12    | Drain de Redon - 12Fr - L.50cm - PVC (avec 14 orifices)                          |     |
|       | 651.14    | Drain de Redon - 14Fr - L.50cm - PVC (avec 14 orifices)                          |     |
|       | 651.16    | Drain de Redon - 16Fr - L.50cm - PVC (avec 14 orifices)                          |     |
|       | 651.18    | Drain de Redon - 18Fr - L.50cm - PVC (avec 14 orifices)                          |     |
| DT133 | 658.06    | Aiguille alène pour drains 06Fr - L.120mm                                        | IIa |
|       | 658.08    | Aiguille alène pour drains 08Fr - L.120mm                                        |     |
|       | 658.10    | Aiguille alène pour drains 10Fr - L.175mm                                        |     |
|       | 658.12    | Aiguille alène pour drains 12Fr - L.175mm                                        |     |
|       | 658.14    | Aiguille alène pour drains 14Fr - L.190mm                                        |     |
|       | 658.16    | Aiguille alène pour drains 16Fr - L.210mm                                        |     |
|       | 658.18    | Aiguille alène pour drains 18Fr - L.210mm                                        |     |
|       | 2183.15   | Aiguille de tunnellation - Ø2.2mm                                                |     |
|       | 2183.20   | Aiguille de tunnellation - Ø3.0mm                                                |     |

GMED 0459

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0



EF33BDA9BAA04A3...


On behalf of the President  
Béatrice LYS  
Technical Director

|         |           |                                                                                 |     |
|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DT136_A | 1129.04   | Desilet - Désilet à gaine non pelable. Introducteur pour cathéter 4Fr (Ø1.3mm)  | IIa |
|         | 1129.05   | Desilet - Désilet à gaine non pelable. Introducteur pour cathéter 5Fr (Ø1.7mm)  |     |
|         | 1129.06   | Desilet - Désilet à gaine non pelable. Introducteur pour cathéter 6Fr (Ø2.0mm)  |     |
|         | 1129.07   | Desilet - Désilet à gaine non pelable. Introducteur pour cathéter 7Fr (Ø2.3mm)  |     |
|         | 1129.08   | Desilet - Désilet à gaine non pelable. Introducteur pour cathéter 8Fr (Ø2.7mm)  |     |
|         | 1129.09   | Desilet - Désilet à gaine non pelable. Introducteur pour cathéter 9Fr (Ø3.0mm)  |     |
|         | 1129.10   | Desilet - Désilet à gaine non pelable. Introducteur pour cathéter 10Fr (Ø3.3mm) |     |
|         | 1146.04   | Desilet - Désilet à gaine pelable. Introducteur pour cathéter 4 Fr (Ø1.3mm)     |     |
|         | 1146.05   | Desilet - Désilet à gaine pelable. Introducteur pour cathéter 5 Fr (Ø1.7mm)     |     |
|         | 1146.06   | Desilet - Désilet à gaine pelable. Introducteur pour cathéter 6 Fr (Ø2.0mm)     |     |
|         | 1146.07   | Desilet - Désilet à gaine pelable. Introducteur pour cathéter 7 Fr (Ø2.3mm)     |     |
|         | 1146.08   | Desilet - Désilet à gaine pelable. Introducteur pour cathéter 8 Fr (Ø2.7mm)     |     |
|         | 1146.09   | Desilet - Désilet à gaine pelable. Introducteur pour cathéter 9 Fr (Ø3.0mm)     |     |
|         | 1146.10   | Desilet - Désilet à gaine pelable. Introducteur pour cathéter 10 Fr (Ø3.3mm)    |     |
| DT136_B | 1146.12   | Desilet - Désilet à gaine pelable. Introducteur pour cathéter 12 Fr (Ø4.0mm)    | IIa |
|         | 1146.14   | Desilet - Désilet à gaine pelable. Introducteur pour cathéter 14 Fr (Ø4.6mm)    |     |
|         | G1146.03  | Kit d'introducteur pelable Micro-Seldinger - 3Fr - 10cm                         |     |
|         | G1146.037 | Kit d'introducteur pelable Micro-Seldinger - 3Fr - 7cm                          |     |
|         | G1146.04  | Kit d'introducteur pelable Micro-Seldinger - 4Fr - 10cm                         |     |
|         | G1146.047 | Kit d'introducteur pelable Micro-Seldinger - 4Fr - 7cm                          |     |
|         | G1146.05  | Kit d'introducteur pelable Micro-Seldinger - 5Fr - 10cm                         |     |
|         | G1146.057 | Kit d'introducteur pelable Micro-Seldinger - 5Fr - 7cm                          |     |
|         | G1146.457 | Kit d'introducteur pelable Micro-Seldinger - 4.5Fr - 7cm                        |     |
|         | G1146.530 | Kit d'introducteur pelable Micro-Seldinger - 3Fr - 7cm                          |     |
|         | G1146.540 | Kit d'introducteur pelable Micro-Seldinger - 4Fr - 7cm                          |     |
|         | G1146.550 | Kit d'introducteur pelable Micro-Seldinger - 5Fr - 7cm                          |     |
|         | G1146.557 | Kit d'introducteur pelable Micro-Seldinger - 5.5Fr - 7cm                        |     |
|         | I1146.037 | Kit d'introducteur pelable Micro-Seldinger - 3Fr - 7cm                          |     |
| DT137   | I1146.047 | Kit d'introducteur pelable Micro-Seldinger - 4Fr - 7cm                          | IIa |
|         | I1146.057 | Kit d'introducteur pelable Micro-Seldinger - 5Fr - 7cm                          |     |
|         | 219.09    | Aiguille luer lock - Ø0.90mm - 20G - L.35mm                                     |     |
|         | 219.13    | Aiguille luer lock - Ø1.26mm - 18G - L.70mm                                     |     |
|         | 219.14    | Aiguille luer lock - Ø1.4mm - 17G - L.70mm                                      |     |
|         | 219.17    | Aiguille luer lock - Ø1.7mm - 16G - L.70mm                                      |     |
| DT137   | 219.24    | Aiguille luer lock - Ø2.4mm - 13G - L.70mm                                      | IIa |
|         | 219.091   | Seldisafe - Aiguille sécurisée - Ø0.66x0.90mm - 20G - L.42mm                    |     |
|         | 219.131   | Seldisafe - Aiguille sécurisée - Ø1.05x1.26mm - 18G - L.70mm                    |     |
| DT142   | 1297.17   | Embase Vyflow compatible uniquement avec leader cuff 16G 1227.17                | IIa |
|         | 1297.20   | Embase Vyflow compatible uniquement avec leader cuff 14G 1227.20                |     |
|         | 2196.13   | Raccord amovible pour cathéter nutricath - 0.8x1.3mm                            |     |
|         | 2196.17   | Raccord amovible pour cathéter nutricath - 1.0x1.7mm                            |     |
|         | 2196.20   | Raccord amovible pour cathéter nutricath - 1.2x2.0mm                            |     |
|         | 2196.30   | Raccord amovible pour cathéter nutricath - 2.0x3.2mm                            |     |

**GMED 0459**

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0


  
EF33BDA9BAA04A3...


**On behalf of the President**  
**Béatrice LYS**  
**Technical Director**

|       |           |                                                                                          |     |
|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DT163 | 339.0172  | Nutrisafe2 - Prolongateur en Y pour nutrition entérale nutrisafe2 - Ø3.0x4.2 mm - L.15cm | IIa |
|       | 339.0182  | Nutrisafe2 - Prolongateur en Y pour nutrition entérale nutrisafe2 - Ø3.0x4.2 mm - L.18cm |     |
|       | 368.02    | Nutrisafe2 - Adaptateur nutrisafe2 pour sets de nutrition                                |     |
|       | 368.032   | Nutrisafe2 - Prologateur nutrisafe2 - Ø1.5x2.5mm - L.30cm                                |     |
|       | 368.12    | Nutrisafe2 - Connecteur multicharrière mâle nutrisafe2                                   |     |
|       | 368.42    | Nutrisafe2 - Raccord Y                                                                   |     |
|       | 368.72    | Adaptor nutrisafe2-ENFit - Adaptateur nutrisafe 2 - ENFit                                |     |
|       | 368.102   | Nutrisafe2 - Prolongateur nutrisafe2 - Ø1.5x2.5mm - L.100cm                              |     |
|       | 368.152   | Nutrisafe2 - Prolongateur nutrisafe2 - Ø1.5x2.5mm - L.150cm                              |     |
|       | 368.1021  | Nutrisafe2 - Prolongateur nutrisafe2 avec clamp - Ø1.5x2.5mm - L.100cm                   |     |
|       | 368.1521  | Nutrisafe2 - Prolongateur nutrisafe2 avec clamp - Ø1.5x2.5mm - L.150cm                   |     |
|       | 80368.02F | Nutrisafe2 - Adaptateur nutrisafe2 pour sets de nutrition                                |     |
|       | 369.152   | Nutrisafe2 - Prolongateur nutrisafe2 - Ø2.8x4.0mm - L.150cm - PVC                        |     |
|       | 369.252   | Nutrisafe2 - Prolongateur nutrisafe2 - Ø2.8x4.0mm - L.250cm - PVC                        |     |
|       | 5307.1103 | Nutrisafe2 - Prolongateur nutrisafe2 pour bouton de gastrostomie - Ø4.20x6.00mm - L.30cm |     |
|       | 5307.1106 | Nutrisafe2 - Prolongateur nutrisafe2 pour bouton de gastrostomie - Ø4.20x6.00mm - L.60cm |     |
|       | 5307.2103 | Nutrisafe2 - Prolongateur nutrisafe2 pour bouton de gastrostomie - Ø3.00x4.20mm - L.30cm |     |
|       | 5307.2106 | Nutrisafe2 - Prolongateur nutrisafe2 pour bouton de gastrostomie - Ø3.00x4.20mm - L.60cm |     |
|       | 5802.01   | Nutrisafe2 - Robinet 3 voies nutrisafe2                                                  |     |
|       | 5802.02   | Nutrisafe2 - Robinet 3 voies nutrisafe2 (indexé)                                         |     |
| DT165 | 368.107   | Nutrifit - Prolongateur - Ø1.5x2.5mm - L.100cm                                           | IIa |
|       | 368.157   | Nutrifit - Prolongateur - Ø1.5x2.5mm - L.150cm                                           |     |
|       | 368.1071  | Nutrifit - Prolongateur avec clamp - Ø1.5x2.5mm - L.100cm                                |     |
|       | 368.1571  | Nutrifit - Prolongateur avec clamp - Ø1.5x2.5mm - L.150cm                                |     |
|       | 368.47    | Nutrifit - Raccord Y                                                                     |     |
|       | 817.057   | Nutrifit - Canule de prélèvement - Ø1.2x2.0mm - L.50cm                                   |     |
|       | 817.157   | Nutrifit - Canule de prélèvement - Ø2.0x3.3mm - L.150cm                                  |     |
| DT169 | 340.06    | Sonde double courant pour aspiration gastrique - 06Fr - L.60cm - PVC                     | IIa |
|       | 340.08    | Sonde double courant pour aspiration gastrique - 08Fr - L.60cm - PVC                     |     |
|       | 340.10    | Sonde double courant pour aspiration gastrique - 10Fr - L.90cm - PVC                     |     |
|       | 340.12    | Sonde double courant pour aspiration gastrique - 12Fr - L.120cm - PVC                    |     |
|       | 340.14    | Sonde double courant pour aspiration gastrique - 14Fr - L.120cm - PVC                    |     |
|       | 340.16    | Sonde double courant pour aspiration gastrique - 16Fr - L.120cm - PVC                    |     |
|       | 340.18    | Sonde double courant pour aspiration gastrique - 18Fr - L.120cm - PVC                    |     |
|       | 340.21    | Sonde double courant pour aspiration gastrique - 21Fr - L.120cm - PVC                    |     |
|       | 340.30    | Sonde double courant pour aspiration gastrique - 30Fr - L.120cm - PVC                    |     |
|       | 340.36    | Sonde double courant pour aspiration gastrique - 36Fr - L.120cm - PVC                    |     |
|       | 80340.06B | Sonde double courant pour aspiration gastrique - 06Fr - L.60cm - PVC                     |     |
|       | 80340.08B | Sonde double courant pour aspiration gastrique - 08Fr - L.60cm - PVC                     |     |
|       | 80340.10B | Sonde double courant pour aspiration gastrique - 10Fr - L.90cm - PVC                     |     |
|       | 80340.12B | Sonde double courant pour aspiration gastrique - 12Fr - L.120cm - PVC                    |     |
|       | 80340.14B | Sonde double courant pour aspiration gastrique - 14Fr - L.120cm - PVC                    |     |
|       | 80340.16B | Sonde double courant pour aspiration gastrique - 16Fr - L.120cm - PVC                    |     |
|       | 80340.18B | Sonde double courant pour aspiration gastrique - 18Fr - L.120cm - PVC                    |     |
|       | 80340.21B | Sonde double courant pour aspiration gastrique - 21Fr - L.120cm - PVC                    |     |
|       | 340.062   | Nutrisafe2 - Sonde d'aspiration gastrique - 06Fr - L.60cm - PVC                          |     |

**GMED 0459**

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0



On behalf of the President  
**Béatrice LYS**  
Technical Director

|       |           |                                                                       |     |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| DT169 | 340.082   | Nutrisafe2 - Sonde d'aspiration gastrique - 08Fr - L.60cm - PVC       | IIa |
|       | 1340.06   | Sonde double courant pour aspiration gastrique - 06Fr - L.60cm - PUR  |     |
|       | 1340.08   | Sonde double courant pour aspiration gastrique - 08Fr - L.60cm - PUR  |     |
|       | 1340.10   | Sonde double courant pour aspiration gastrique - 10Fr - L.90cm - PUR  |     |
| DT169 | 1340.12   | Sonde double courant pour aspiration gastrique - 12Fr - L.120cm - PUR | IIa |
|       | 1340.14   | Sonde double courant pour aspiration gastrique - 14Fr - L.120cm - PUR |     |
|       | 1340.16   | Sonde double courant pour aspiration gastrique - 16Fr - L.120cm - PUR |     |
|       | 1340.18   | Sonde double courant pour aspiration gastrique - 18Fr - L.120cm - PUR |     |
|       | 1340.21   | Sonde double courant pour aspiration gastrique - 21Fr - L.120cm - PUR |     |
|       | 534.082   | Nutrisafe2 - Dispositif de prélèvement gastrique                      |     |
|       | 5382.06   | Neosump - Dispositif de prélèvement gastrique - Ø2.0mm - 6Fr - 600mm  |     |
|       | 5382.08   | Neosump - Dispositif de prélèvement gastrique - Ø2.5mm - 8Fr - 600mm  |     |
|       | 5382.10   | Neosump - Dispositif de prélèvement gastrique - Ø3.3mm - 10Fr - 900mm |     |
| DT172 | 1155.01   | Lectrocath - Ø1.0x2.0mm - L.15cm - Vol.0.36ml - Luer-lock ♀/♂         | IIa |
|       | 81155.02C | Lectrocath - Ø1.0x2.0mm - L.20cm - Vol.0.40ml - Luer-lock ♀/♂         |     |
|       | 1155.010  | Lectrocath - Ø1.0x2.0mm - L.10cm - Vol.0.32ml - Luer-lock ♀/♂         |     |
|       | 1155.03   | Lectrocath - Ø1.0x2.0mm - L.30cm - Vol.0.49ml - Luer-lock ♀/♂         |     |
|       | 1155.05   | Lectrocath - Ø1.0x2.0mm - L.50cm - Vol.0.66ml - Luer-lock ♀/♂         |     |
|       | 1155.10   | Lectrocath - Ø1.0x2.0mm - L.100cm - Vol.1.1ml - Luer-lock ♀/♂         |     |
|       | 1155.15   | Lectrocath - Ø1.0x2.0mm - L.150cm - Vol.1.5ml - Luer-lock ♀/♂         |     |
|       | 1155.20   | Lectrocath - Ø1.0x2.0mm - L.200cm - Vol.2.0ml - Luer-lock ♀/♂         |     |
|       | 1155.60   | Lectrospirale - Ø1.0x2.0mm - L.100cm - Vol.1.1ml - Luer-lock ♀/♂      |     |
|       | 1155.65   | Lectrospirale - Ø1.0x2.0mm - L.150cm - Vol.1.5ml - Luer-lock ♀/♂      |     |
|       | 1155.70   | Lectrospirale - Ø1.0x2.0mm - L.200cm - Vol.2.0ml - Luer-lock ♀/♂      |     |
|       | 1155.80   | Lectrospirale - Ø1.0x2.0mm - L.300cm - Vol.2.8ml - Luer-lock ♀/♂      |     |
|       | 1155.90   | Lectrospirale - Ø1.0x2.0mm - L.400cm - Vol.3.7ml - Luer-lock ♀/♂      |     |
|       | 1159.01   | Lectrocath - Ø1.5x2.5mm - L.10cm - Vol.0.41ml - Luer-lock ♀/♂         |     |
|       | 1159.03   | Lectrocath - Ø1.5x2.5mm - L.30cm - Vol.0.74ml - Luer-lock ♀/♂         |     |
|       | 1159.05   | Lectrocath - Ø1.5x2.5mm - L.50cm - Vol.1.1ml - Luer-lock ♀/♂          |     |
|       | 1159.10   | Lectrocath - Ø1.5x2.5mm - L.100cm - Vol.1.9ml - Luer-lock ♀/♂         |     |
|       | 1159.15   | Lectrocath - Ø1.5x2.5mm - L.150cm - Vol.2.7ml - Luer-lock ♀/♂         |     |
|       | 1159.20   | Lectrocath - Ø1.5x2.5mm - L.200cm - Vol.3.6ml - Luer-lock ♀/♂         |     |
|       | 1159.60   | Lectrospirale - Ø1.5x2.5mm - L.100cm - Vol.1.9ml - Luer-lock ♀/♂      |     |
|       | 1159.65   | Lectrospirale - Ø1.5x2.5mm - L.150cm - Vol.2.7ml - Luer-lock ♀/♂      |     |
|       | 1159.70   | Lectrospirale - Ø1.5x2.5mm - L.200cm - Vol.3.6ml - Luer-lock ♀/♂      |     |
|       | 1159.80   | Lectrospirale - Ø1.5x2.5mm - L.300cm - Vol.5.2ml - Luer-lock ♀/♂      |     |
|       | 1159.90   | Lectrospirale - Ø1.5x2.5mm - L.400cm - Vol.6.9ml - Luer-lock ♀/♂      |     |
|       | 71100.01  | V-green extension - Ø1.0x2.0mm - L.10cm - Vol.0.30ml - Luer-lock ♀/♂  |     |
|       | 71100.03  | V-green extension - Ø1.0x2.0mm - L.30cm - Vol.0.49ml - Luer-lock ♀/♂  |     |
|       | 71100.05  | V-green extension - Ø1.0x2.0mm - L.50cm - Vol.0.66ml - Luer-lock ♀/♂  |     |
|       | 71100.10  | V-green extension - Ø1.0x2.0mm - L.100cm - Vol.1.1ml - Luer-lock ♀/♂  |     |
|       | 71100.15  | V-green extension - Ø1.0x2.0mm - L.150cm - Vol.1.5ml - Luer-lock ♀/♂  |     |
|       | 71100.20  | V-green extension - Ø1.0x2.0mm - L.200cm - Vol.2.0ml - Luer-lock ♀/♂  |     |
|       | 71100.30  | V-green extension - Ø1.0x2.0mm - L.300cm - Vol.2.8ml - Luer-lock ♀/♂  |     |
|       | 71101.05  | V-green extension - Ø1.5x2.5mm - L.50cm - Vol.1.1ml - Luer-lock ♀/♂   |     |
|       | 71101.10  | V-green extension - Ø1.5x2.5mm - L.100cm - Vol.1.9ml - Luer-lock ♀/♂  |     |
|       | 71101.15  | V-green extension - Ø1.5x2.5mm - L.150cm - Vol.2.7ml - Luer-lock ♀/♂  |     |

**GMED 0459**

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0

  
 DocuSigned by:  
 Béatrice Lys  
 EF33BDA9BAA04A3...

On behalf of the President  
**Béatrice LYS**  
 Technical Director

|         |            |                                                                                                              |     |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DT175_1 | 71101.20   | V-green extension - Ø1.5x2.5mm - L.200cm - Vol.3.6ml - Luer-lock ♀/♂                                         | IIa |
|         | 1015.013   | Nutrisafe2 - Seringue A-VY pour connexion entérale sécurisée - 1ml                                           |     |
|         | 1015.023   | Nutrisafe2 - Seringue A-VY pour connexion entérale sécurisée - 2.5ml                                         |     |
|         | 1015.053   | Nutrisafe2 - Seringue A-VY pour connexion entérale sécurisée - 5ml                                           |     |
|         | 1015.103   | Nutrisafe2 - Seringue A-VY pour connexion entérale sécurisée - 10ml                                          |     |
|         | 1015.213   | Nutrisafe2 - Seringue A-VY pour connexion entérale sécurisée - 20ml                                          |     |
|         | 1015.352   | Nutrisafe2 - Seringue C-GON pour connexion entérale sécurisée - 35ml                                         |     |
|         | 1015.603   | Nutrisafe2 - Seringue A-VY pour connexion entérale sécurisée - 60ml                                          |     |
|         | 81015.013F | Nutrisafe2 - Seringue A-VY pour connexion entérale sécurisée - 1ml (orange)                                  |     |
|         | 81015.023F | Nutrisafe2 - Seringue A-VY pour connexion entérale sécurisée - 2.5ml (orange)                                |     |
|         | 81015.053F | Nutrisafe2 - Seringue A-VY pour connexion entérale sécurisée - 5ml (orange)                                  |     |
|         | 81015.103F | Nutrisafe2 - Seringue A-VY pour connexion entérale sécurisée - 10ml (orange)                                 |     |
|         | 81015.213F | Nutrisafe2 - Seringue A-VY pour connexion entérale sécurisée - 20ml (orange)                                 |     |
|         | 81015.353F | Nutrisafe2 - Seringue A-VY pour connexion entérale sécurisée - 35ml (orange)                                 |     |
| DT175_1 | 81015.603F | Nutrisafe2 - Seringue A-VY pour connexion entérale sécurisée - 60ml (orange)                                 | IIa |
|         | 1015.928   | Nutrisafe2 - A-VY - Kit de 8 seringues 20ml pour connexion sécurisée nutrisafe2                              |     |
|         | 1015.966   | Nutrisafe2 - A-VY - Kit de 6 seringues 60ml pour connexion sécurisée nutrisafe2                              |     |
|         | 1015.968   | Nutrisafe2 - A-VY - Kit de 8 seringues 60ml pour connexion sécurisée nutrisafe2                              |     |
|         | 1015.9212  | Nutrisafe2 - A-VY - Kit de 12 seringues 20ml pour connexion sécurisée nutrisafe2                             |     |
|         | 1016.928   | Nutrisafe2 - A-VY - Kit de 8 seringues 20ml pour connexion sécurisée nutrisafe2                              |     |
|         | 1016.966   | Nutrisafe2 - A-VY - Kit de 6 seringues 60ml pour connexion sécurisée nutrisafe2                              |     |
|         | 1016.968   | Nutrisafe2 - A-VY - Kit de 8 seringues 60ml pour connexion sécurisée nutrisafe2                              |     |
|         | 1025.116   | Nutrisafe2 - A-VY - Kit de 6 seringues 10ml pour connexion sécurisée nutrisafe2                              |     |
|         | 1025.136   | Nutrisafe2 - A-VY - Kit de 6 seringues 20ml pour connexion sécurisée nutrisafe2                              |     |
|         | 1025.138   | Nutrisafe2 - A-VY - Kit de 8 seringues 20ml pour connexion sécurisée nutrisafe2                              |     |
|         | 1025.166   | Nutrisafe2 - A-VY - Kit de 6 seringues 60ml pour connexion sécurisée nutrisafe2                              |     |
|         | 1025.168   | Nutrisafe2 - A-VY - Kit de 8 seringues 60ml pour connexion sécurisée nutrisafe2                              |     |
| DT175_2 | 1012.01    | Nutrisafe2 - Seringue entérale - Seringue C-GON pour connexion entérale sécurisée - 1ml (soins à domicile)   | IIa |
|         | 1012.02    | Nutrisafe2 - Seringue entérale - Seringue C-GON pour connexion entérale sécurisée - 2.5ml (soins à domicile) |     |
|         | 1012.05    | Nutrisafe2 - Seringue entérale - Seringue C-GON pour connexion entérale sécurisée - 5ml (soins à domicile)   |     |
|         | 1012.10    | Nutrisafe2 - Seringue entérale - Seringue C-GON pour connexion entérale sécurisée - 10ml (soins à domicile)  |     |
|         | 1012.20    | Nutrisafe2 - Seringue entérale - Seringue C-GON pour connexion entérale sécurisée - 20ml (soins à domicile)  |     |
|         | 1012.60    | Nutrisafe2 - Seringue entérale - Seringue C-GON pour connexion entérale sécurisée - 60ml (soins à domicile)  |     |
|         | 1015.002   | Nutrisafe2 - Seringue C-GON pour connexion entérale sécurisée - 0.5ml                                        |     |
|         | 1015.012   | Nutrisafe2 - Seringue C-GON pour connexion entérale sécurisée - 1ml                                          |     |
|         | 1015.022   | Nutrisafe2 - Seringue C-GON pour connexion entérale sécurisée - 2.5ml                                        |     |
|         | 1015.052   | Nutrisafe2 - Seringue C-GON pour connexion entérale sécurisée - 5ml                                          |     |
|         | 1015.102   | Nutrisafe2 - Seringue C-GON pour connexion entérale sécurisée - 10ml                                         |     |
|         | 1015.202   | Nutrisafe2 - Seringue C-GON pour connexion entérale sécurisée - 20ml                                         |     |
|         | 1015.602   | Nutrisafe2 - Seringue C-GON pour connexion entérale sécurisée - 60ml                                         |     |

**GMED 0459**

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0

DocuSigned by:  
Béatrice Lys  
EF33BDA9BAA04A3...

**On behalf of the President  
Béatrice LYS  
Technical Director**

|       |             |                                                                                                                                       |     |
|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DT179 | 2820.01     | Extrémité proximale veineuse (embase bleue) pour kit d'hémodialyse code 2205-2206 avec zone de clampage                               | IIa |
|       | 2820.02     | Extrémité proximale artérielle (embase rouge) pour kit d'hémodialyse code 2205-2206 avec zone de clampage                             |     |
| DT221 | 832.03R     | Protect-A-Line 3                                                                                                                      | IIa |
|       | 831.102     | Infusafe Protect - Single lumen                                                                                                       |     |
|       | 831.201     | Infusafe Protect - Dual lumen                                                                                                         |     |
|       | 831.04R     | Safe-Guard 2 with Bionector                                                                                                           |     |
|       | 831.103     | Octopus Fast-flow                                                                                                                     |     |
|       | 835.01R     | Amber Protect-A-Line                                                                                                                  |     |
|       | 80832.01B   | Protec-A-Line 1 - PE lined with IV extension line                                                                                     |     |
|       | 831.01R     | Safe-Guard 1                                                                                                                          |     |
|       | 831.02      | Safeguard 1 - PE lined IV extension line                                                                                              |     |
|       | 835.02      | Amber Protect-A-Line 1 - PE lined IV extension line                                                                                   |     |
| DT224 | 808.22A1    | neurafit™ epidural filter - Filtre Périderal 0.2µm                                                                                    | IIa |
|       | 80189.322A1 | neurafit™ epidural set - Mini-set pour anesthésie périderale. Extrémité fermée - Øext.0.8mm - 20G - (PEBA) - L.900mm                  |     |
|       | 191.30A1    | neurafit™ epidural set - Mini-set pour anesthésie périderale. Extrémité fermée - Øext.1.0mm - 19G - (PUR - ORX) - L.900mm             |     |
|       | 191.70A1    | neurafit™ epidural set - Mini-set pour anesthésie périderale avec mandrin. Extrémité fermée - Øext.1.0mm - 19G - (PE - ORX) - L.900mm |     |
| DT224 | 5191.3371A1 | neurafit™ epidural set - Mini-set pour anesthésie périderale. Extrémité fermée souple - Øext.0.8mm - 20G - (PEBA - ORX) - L.900mm     | IIa |
| DT225 | 260.03      | Dispositif pour lymphographie - Ø0.3mm - 29G - L.75mm                                                                                 | IIa |
|       | 260.04      | Dispositif pour lymphographie - Ø0.4mm - 27G - L.75mm                                                                                 |     |
| DT225 | 261.05      | Cathéter pour sialographie                                                                                                            | IIa |

| DT    | Code     | Désignation                                                                      | Classe |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DT002 | 7301.05  | Freedom5 - Dispositif pour analgésie contrôlée par le patient - Bolus 0.5ml/5min | IIb    |
|       | 7301.10  | Freedom5 - Dispositif pour analgésie contrôlée par le patient - Bolus 1.0ml/7min |        |
|       | 7301.12  | Freedom5 - Dispositif pour analgésie contrôlée par le patient - Bolus 1.0ml/7min |        |
|       | 7301.50  | Freedom5 - Dispositif pour analgésie contrôlée par le patient - Bolus 0.5ml/5min |        |
|       | 7301.501 | Freedom5 - Dispositif pour analgésie contrôlée par le patient - Bolus 0.5ml/5min |        |
|       | 7302.01  | PCA - Kit de rechargement pour PCA - 1.0ml/7min                                  |        |
|       | 7302.02  | PCA - Kit de rechargement pour PCA - 0.5ml/5min                                  |        |
|       | 7302.60  | PCA - Kit de rechargement - 1.0ml/7min                                           |        |
|       | 7302.62  | PCA - Kit de rechargement - 0.5ml/5min                                           |        |
|       | 7302.90  | PCA - Cartouche pour PCA                                                         |        |
| DT085 | 2300.00  | Plateau pour jéjunostomie à l'aiguille - Ø2.0x3.2mm - 9.6Fr - L.60cm             | IIb    |

**GMED 0459**

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0

DocuSigned by:  
Béatrice Lys  
EF33BDA9BAA04A3...


**On behalf of the President  
Béatrice LYS  
Technical Director**

| DT    | Code    | Désignation                                                                                      | Classe |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DT035 | 180.04  | Aiguille spinale Quincke (avec introducteur) - 27G - L.90mm (22G - L.38mm)                       | III    |
|       | 180.05  | Aiguille spinale Quincke (avec introducteur) - 25G - L.90mm (20G - L.38mm)                       |        |
|       | 180.55  | Aiguille spinale Quincke - Ø0.53mm - 25G - L.50mm                                                |        |
|       | 180.75  | Aiguille spinale Quincke (avec introducteur) - 25G - L.75mm (20G - L.38mm)                       |        |
|       | 180.93  | Aiguille spinale Quincke (avec introducteur) - 29G - L.90mm (22G - L.38mm)                       |        |
|       | 180.94  | Aiguille spinale Quincke (avec introducteur) - 26G - L.90mm (20G - L.38mm)                       |        |
|       | 181.03  | Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 29G - L.90mm (22G - L.38mm)                      |        |
|       | 181.04  | Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 27G - L.90mm (22G - L.38mm)                      |        |
|       | 181.041 | Aiguille spinale Whitacre avec plateau amovible (et introducteur) - 27G - L.90mm (22G - L.38mm)  |        |
|       | 181.042 | Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 27G - L.90mm (22G - L.38mm)                      |        |
|       | 181.04E | Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 27G - L.90mm (22G - L.38mm)                      |        |
|       | 181.05  | Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 25G - L.90mm (20G - L.38mm)                      |        |
|       | 181.051 | Aiguille spinale Whitacre avec plateau amovible (et introducteur) - 25G - L.90mm (20G - L.38mm)  |        |
|       | 181.052 | Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 25G - L.90mm (20G - L.38mm)                      |        |
|       | 181.05E | Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 25G - L.90mm (20G - L.38mm)                      |        |
|       | 181.07  | Aiguille spinale (type Whitacre) - Ø0.72mm - 22G - L.90mm                                        |        |
|       | 181.071 | Aiguille spinale Whitacre avec plateau amovible - 22G - L.90mm                                   |        |
|       | 181.07E | Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 22G - L.90mm (18G - L.38mm)                      |        |
|       | 181.241 | Aiguille spinale Whitacre avec plateau amovible (et introducteur) - 27G - L.113mm (22G - L.38mm) |        |
|       | 181.242 | Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 27G - L.120mm (22G - L.38mm)                     |        |
|       | 181.25  | Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 25G - L.120mm (20G - L.38mm)                     |        |
|       | 181.252 | Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 25G - L.120mm (20G - L.38mm)                     |        |
|       | 181.25E | Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 25G - L.120mm (20G - L.38mm)                     |        |
|       | 181.34  | Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 27G - L.135mm (22G - L.38mm)                     |        |
|       | 181.44  | Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 27G - L.145mm (22G - L.38mm)                     |        |
|       | 181.45  | Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 25G - L.145mm (20G - L.38mm)                     |        |
|       | 181.452 | Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 25G - L.145mm (20G - L.38mm)                     |        |
|       | 181.45E | Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 25G - L.145mm (20G - L.38mm)                     |        |
|       | 181.75  | Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 25G - L.75mm (20G - L.38mm)                      |        |
|       | 181.94  | Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 26G - L.90mm (20G - L.38mm)                      |        |
|       | 181.941 | Aiguille spinale Whitacre avec plateau amovible (et introducteur) - 26G - L.90mm (20G - L.38mm)  |        |
|       | 181.94E | Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 26G - L.90mm (20G - L.38mm)                      |        |
|       | 181.95  | Aiguille spinale Whitacre (avec introducteur) - 24G - L.90mm (20G - L.38mm)                      |        |
|       | 183.47  | Aiguille spinale Quincke - Ø0.72mm - 22G - L.38mm                                                |        |
|       | 183.49  | Aiguille spinale Quincke - Ø0.90mm - 20G - L.38mm                                                |        |
|       | 183.91  | Aiguille spinale Quincke - Ø1.10mm - 19G - L.90mm                                                |        |
|       | 183.92  | Aiguille spinale Quincke - Ø1.20mm - 18G - L.90mm                                                |        |
|       | 183.97  | Aiguille spinale Quincke - Ø0.72mm - 22G - L.90mm                                                |        |
|       | 183.99  | Aiguille spinale Quincke - Ø0.90mm - 20G - L.90mm                                                |        |
|       | 5180.04 | Aiguille spinale Quincke - Ø0.42mm - 27G - L.90mm                                                |        |
|       | 5180.05 | Aiguille spinale Quincke - Ø0.53mm - 25G - L.90mm                                                |        |
|       | 5180.07 | Aiguille spinale Quincke - Ø0.72mm - 22G - L.150mm                                               |        |
|       | 5180.27 | Aiguille spinale Quincke - Ø0.72mm - 22G - L.120mm                                               |        |
|       | 5180.35 | Aiguille spinale Quincke - Ø0.53mm - 25G - L.30mm                                                |        |

**GMED 0459**

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0




On behalf of the President  
Béatrice LYS  
Technical Director

| DT    | Code     | Désignation                                                                                                               | Classe |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | 5180.75  | Aiguille spinale Quincke - Ø0.53mm - 25G - L.75mm                                                                         |        |
|       | 5180.76  | Aiguille spinale Quincke - Ø0.60mm - 23G - L.75mm                                                                         |        |
|       | 5180.79  | Aiguille spinale Quincke - Ø0.90mm - 20G - L.75mm                                                                         |        |
|       | 5180.94  | Aiguille spinale Quincke - Ø0.47mm - 26G - L.90mm                                                                         |        |
|       | 5181.05  | Aiguille spinale Whitacre - Ø0.53mm - 25G - L.90mm                                                                        |        |
| DT035 | 5181.051 | Aiguille spinale Whitacre avec plateau amovible - 25G - L.90mm                                                            | III    |
|       | 5181.185 | Aiguille spinale (type Whitacre) - Ø0.53mm - 25G - L.185mm                                                                |        |
|       | 5181.24  | Aiguille spinale (type Whitacre) - Ø0.42mm - 27G - L.120mm                                                                |        |
|       | 5181.27  | Aiguille spinale Whitacre - Ø0.72mm - 22G - L.120mm                                                                       |        |
|       | 5181.45  | Aiguille spinale Whitacre - Ø0.53mm - 25G - L.38mm                                                                        |        |
|       | 5181.94  | Aiguille spinale (type Whitacre) - Ø0.47mm - 26G - L.90mm                                                                 |        |
|       | 5181.242 | Aiguille spinale (type Whitacre) - Ø0.42mm - 27G - L.118mm                                                                |        |
|       | 5181.243 | Aiguille spinale (type Whitacre) - Ø0.42mm - 27G - L.128mm                                                                |        |
|       | 5181.252 | Aiguille spinale (type Whitacre) - Ø0.53mm - 25G - L.118mm                                                                |        |
|       | 5181.253 | Aiguille spinale (type Whitacre) - Ø0.53mm - 25G - L.128mm                                                                |        |
|       | 5183.51  | Aiguille spinale (type Quincke) - Ø1.10mm - 19G - L.50mm                                                                  |        |
|       | 5183.57  | Aiguille spinale Quincke - Ø0.72mm - 22G - L.50mm                                                                         |        |
|       | 5183.77  | Aiguille spinale (type Quincke) - Ø0.72mm - 22G - L.75mm                                                                  |        |
| DT154 | 1227.17  | Leadercuff - Cathéter veineux central avec manchon et embase vyflow - Ø1.2x1.8 mm - L.60cm                                | III    |
|       | 1227.20  | Leadercuff - Cathéter veineux central avec manchon et embase vyflow - Ø1.4x2.0 mm - L.60cm                                |        |
|       | 2101.13  | Nutricath tunnel - Nutricath tunnel à manchon ORX - Ø0.8x1.3mm - 4Fr - L.58cm                                             |        |
|       | 2101.17  | Nutricath tunnel - Nutricath tunnel à manchon ORX - Ø1.0x1.7mm - 5Fr - L.58cm                                             |        |
|       | 2101.20  | Nutricath tunnel - Nutricath tunnel à manchon ORX - Ø1.2x2.0mm - 6Fr - L.58cm                                             |        |
|       | 2101.30  | Nutricath tunnel - Nutricath tunnel à manchon ORX - Ø2.0x3.2mm - 9.6Fr - L.58cm                                           |        |
|       | 2171.13  | Nutricath S + desilet - Ensemble pour introduction du nutricath S par la méthode de Seldinger - Ø0.8x1.3mm - 4Fr - L.35cm |        |
|       | 2171.17  | Nutricath S + desilet - Ensemble pour introduction du nutricath S par la méthode de Seldinger - Ø1.0x1.7mm - 5Fr - L.35cm |        |
|       | 2171.20  | Nutricath S + desilet - Ensemble pour introduction du nutricath S par la méthode de Seldinger - Ø1.2x2.0mm - 6Fr - L.35cm |        |
|       | 2180.13  | Nutricath S - Cathéter intraveineux radio-opaque en silicone - Ø0.8x1.3mm - 4Fr - L.35cm                                  |        |
|       | 2180.17  | Nutricath S - Cathéter intraveineux radio-opaque en silicone - Ø1.0x1.7mm - 5Fr - L.35cm                                  |        |
|       | 2180.20  | Nutricath S - Cathéter intraveineux radio-opaque en silicone - Ø1.2x2.0mm - 6Fr - L.35cm                                  |        |
|       | 2180.30  | Nutricath S - Cathéter intraveineux radio-opaque en silicone - Ø2.0x3.2mm - 9.5Fr - L.35cm                                |        |
|       | 2181.13  | Nutricath S - Cathéter intraveineux radio-opaque en silicone - Ø0.8x1.3mm - 4Fr - L.60cm                                  |        |
|       | 2181.17  | Nutricath S - Cathéter intraveineux radio-opaque en silicone - Ø1.0x1.7mm - 5Fr - L.60cm                                  |        |
|       | 2181.20  | Nutricath S - Cathéter intraveineux radio-opaque en silicone - Ø1.2x2.0mm - 6Fr - L.60cm                                  |        |
|       | 2181.30  | Nutricath S - Cathéter intraveineux radio-opaque en silicone - Ø2.0x3.2mm - 9.5Fr - L.60cm                                |        |
|       | 2182.20  | Nutricath tunnel - Ø1.2x2.0mm - 6Fr - L.60cm                                                                              |        |
| DT155 | 2201.311 | Sitimplant - M-(Si) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.60cm (Si)                                                                    | III    |
|       | 2201.315 | Sitimplant - M-(Si) - Ø1.1x2.8mm - 8.4Fr - L.60cm (Si)                                                                    |        |
|       | 2201.32  | Sitimplant - M-(Si) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.60cm (Si)                                                                    |        |
|       | 2201.33  | Sitimplant - M-(Si) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.60cm (Si)                                                                    |        |
|       | 2201.335 | Sitimplant - M-(Si) - Ø1.1x2.8mm - 8.5Fr - L.60cm (Si)                                                                    |        |
|       | 2201.37  | Sitimplant - M-(Si) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.60cm (Si)                                                                    |        |
|       | 2201.39  | Sitimplant - M-(Si) - Ø1.2x2.0mm - 6Fr - L.60cm (Si)                                                                      |        |

**GMED 0459**

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0



On behalf of the President  
Béatrice LYS  
Technical Director

| DT    | Code     | Désignation                                                                                  | Classe |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | 2201.411 | Sitimplant - M-(Si) - Ø1.6x3.2mm - 9.6Fr - L.60cm (Si)                                       | III    |
|       | 2201.42  | Sitimplant - M-(Si) - Ø1.6x3.2mm - 9.6Fr - L.60cm (Si)                                       |        |
|       | 2201.51  | Mini sitimplant - Chambre implantable pour traitement de douleur - Ø0.5x1.0mm - 19G - L.90cm |        |
|       | 2201.61  | Mini sitimplant - S-(Si) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.60cm (Si)                                  |        |
|       | 2201.62  | Mini sitimplant - S-(Si) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.60cm (Si)                                  |        |
|       | 2201.63  | Mini sitimplant - S-(Si) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.60cm (Si)                                  |        |
|       | 2201.65  | Mini sitimplant - S-(Si) - Ø0.8x1.3mm - 4Fr - L.60cm (Si)                                    |        |
| DT155 | 2201.66  | Mini sitimplant - S-(Si) - Ø0.8x1.3mm - 4Fr - L.60cm (Si)                                    | III    |
|       | 2211.61  | Micro sitimplant - XS-(Ti) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.80cm (Si)                                |        |
|       | 2211.67  | Micro sitimplant - XS-(Ti) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.80cm (Si)                                |        |
|       | 2211.68  | Micro sitimplant - XS-(Ti) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.80cm (Si)                                |        |
|       | 2211.71  | Micro sitimplant - XS-(Ti) - Ø0.8x1.3mm - 4Fr - L.80cm (Si)                                  |        |
|       | 2211.77  | Micro sitimplant - XS-(Ti) - Ø0.8x1.3mm - 4Fr - L.80cm (Si)                                  |        |
|       | 2211.78  | Micro sitimplant - XS-(Ti) - Ø0.8x1.3mm - 4Fr - L.80cm (Si)                                  |        |
|       | 2211.91  | Micro sitimplant - XS-(Ti) - Ø1.0x1.7mm - 5.1Fr - L.80cm (Si)                                |        |
|       | 2215.014 | Mini sitimplant - S-(Ti) - Ø0.8x1.3mm - 4Fr - L.60cm (Si)                                    |        |
|       | 2215.016 | Mini sitimplant - S-(Ti) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.60cm (Si)                                  |        |
|       | 2215.017 | Mini sitimplant - S-(Ti) - Ø1.1x2.8mm - 8.4Fr - L.60cm (Si)                                  |        |
|       | 2215.019 | Mini sitimplant - S-(Ti) - Ø1.6x3.2mm - 9.6Fr - L.60cm (Si)                                  |        |
|       | 2215.024 | Mini sitimplant - S-(Ti) - Ø0.8x1.3mm - 4Fr - L.60cm (Si)                                    |        |
|       | 2215.026 | Mini sitimplant - S-(Ti) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.60cm (Si)                                  |        |
|       | 2215.116 | Mini sitimplant - S-(Ti) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.60cm (Si)                                  |        |
|       | 2215.117 | Mini sitimplant - S-(Ti) - Ø1.1x2.8mm - 8.4Fr - L.60cm (Si)                                  |        |
|       | 2215.119 | Mini sitimplant - S-(Ti) - Ø1.6x3.2mm - 9.6Fr - L.60cm (Si)                                  |        |
|       | 2215.125 | Mini sitimplant - S-(Ti) - Ø1.0x1.7mm - 5.1Fr - L.60cm (Si)                                  |        |
|       | 2215.126 | Mini sitimplant - S-(Ti) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.60cm (Si)                                  |        |
|       | 2215.129 | Mini sitimplant - S-(Ti) - Ø1.6x3.2mm - 9.6Fr - L.60cm (Si)                                  |        |
|       | 2215.216 | Mini sitimplant - S-(Ti) - Ø1.1x2.0mm - 6Fr - L.60cm (Si)                                    |        |
|       | 2216.016 | Sitimplant - M-(Ti) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.60cm (Si)                                       |        |
|       | 2216.017 | Sitimplant - M-(Ti) - Ø1.1x2.8mm - 8.4Fr - L.60cm (Si)                                       |        |
|       | 2216.019 | Sitimplant - M-(Ti) - Ø1.6x3.2mm - 9.6Fr - L.60cm (Si)                                       |        |
|       | 2216.026 | Sitimplant - M-(Ti) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.60cm (Si)                                       |        |
|       | 2216.029 | Sitimplant - M-(Ti) - Ø1.6x3.2mm - 9.6Fr - L.60cm (Si)                                       |        |
|       | 2216.116 | Sitimplant - M-(Ti) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.60cm (Si)                                       |        |
|       | 2216.117 | Sitimplant - M-(Ti) - Ø1.1x2.8mm - 8.4Fr - L.60cm (Si)                                       |        |
|       | 2216.119 | Sitimplant - M-(Ti) - Ø1.6x3.2mm - 9.6Fr - L.60cm (Si)                                       |        |
|       | 2216.126 | Sitimplant - M-(Ti) - Ø1.1x2.2mm - 6.6Fr - L.60cm (Si)                                       |        |
|       | 2216.129 | Sitimplant - M-(Ti) - Ø1.6x3.2mm - 9.6Fr - L.60cm (Si)                                       |        |
|       | 2216.216 | Sitimplant - M-(Ti) - Ø1.1x2.0mm - 6Fr - L.60cm (Si)                                         |        |

**GMED 0459**

GMED - 37945 rev. 1

Modifie le document n° 37945 rev. 0

DocuSigned by:  
Béatrice Lys  
EF33BDA9BAA04A3...

**On behalf of the President  
Béatrice LYS  
Technical Director**


|       |            |                                                          |     |
|-------|------------|----------------------------------------------------------|-----|
| DT156 | 2217.116   | Heliosite - XS-(Si) - Ø1.1x2.2 mm - 6.6F - L.80cm - (Si) | III |
|       | 2217.126   | Heliosite - XS-(Si) - Ø1.1x2.2 mm - 6.6F - L.80cm - (Si) |     |
|       | 2218.116   | Heliosite - S-(Si) - Ø1.1x2.2 mm - 6.6F - L.80cm - (Si)  |     |
|       | 2218.126   | Heliosite - S-(Si) - Ø1.1x2.2 mm - 6.6F - L.80cm - (Si)  |     |
|       | 82218.116B | Heliosite - S-(Si) - Ø1.1x2.2 mm - 6.6F - L.80cm - (Si)  |     |
|       | 2219.116   | Heliosite - M-(Si) - Ø1.1x2.2 mm - 6.6F - L.80cm - (Si)  |     |
|       | 2219.126   | Heliosite - M-(Si) - Ø1.1x2.2 mm - 6.6F - L.80cm - (Si)  |     |
|       | 82219.116B | Heliosite - M-(Si) - Ø1.1x2.2 mm - 6.6F - L.80cm - (Si)  |     |
| DT157 | 2205.30    | Kit d'hémodialyse - Ø2.0x3.2 mm - 9.6F - L.40cm          | III |
|       | 2206.30    | Dialykit - Ø2.0x3.2 mm - 9.6F - L.40cm                   |     |

### Sites couverts et Activités / Locations and Activities

- **VYGON - 5 rue Adeline - 95440 ECOUEN – France.**
  - **Siège social, Conception, Commercialisation, management de la stérilisation.**
  - *Headquarters, Design, Marketing, Sterilization management.*
- **VYGON - Parc Alata – 5 avenue des bouleaux – 60550 VERNEUIL EN HALATTE – France**
  - **Fabrication, Stérilisation et Distribution.**
  - *Manufacturing, Sterilization and Distribution.*
- **DIMEQUIP - Route de BAVAY - FRAMERIES 7080 – Belgique**
  - **Fabrication.**
  - *Manufacturing.*
- **SAP – 14 rue des Fontaines - 59880 SAINT SAULVE – France**
  - **Fabrication.**
  - *Manufacturing.*
- **SIPA - 22 avenue Stroh - 59440 AVESNES SUR HELPE – France**
  - **Fabrication.**
  - *Manufacturing.*
- **SIPV – 5 rue Adeline - 95440 ECOUEN – France.**
  - **Fabrication.**
  - *Manufacturing.*
- **VYGON Portugal : Parque Empresarial de Baltar/Parada – Rua F 7585-013 Baltar – Paredes – Portugal.**
  - **Fabrication et commercialisation.**
  - *Manufacturing and marketing.*

|             |             |
|-------------|-------------|
| <b>GMED</b> | <b>0459</b> |
|-------------|-------------|

GMED - 37945 rev. 1  
Modifie le document n° 37945 rev. 0



**On behalf of the President**  
**Béatrice LYS**  
**Technical Director**

**GMED certifie que le système de management de la qualité développé par**  
*GMED certifies that the quality management system developed by*

**VYGON**  
**5 rue Adeline**  
**95440 ECOUEN FRANCE**

**pour les activités**  
*for the activities*

**Conception, fabrication, commercialisation de dispositifs médicaux non actifs et accessoires, stériles ou non, à usage unique et dispositifs actifs. Formation des utilisateurs. Validation et contrôle de routine de la stérilisation à l'oxyde d'éthylène de dispositifs médicaux selon l'EN ISO 11135-1:2014. Voir Addendum**

*Design, manufacturing and sales of non-active single use medical devices and accessories, sterile or not, and active devices. Training of users. Validation and routine control for ethylene oxide sterilization of medical devices according to EN ISO 11135-1:2014. See Addendum*

**réalisées sur le(s) site(s) de**  
*performed on the location(s) of*

**Voir addendum**

*See addendum*

**est conforme aux exigences des normes internationales**  
*complies with the requirements of the international standards*

**NF EN ISO 13485 : 2016 - ISO 13485 : 2016**

**Début de validité / Effective date July 22nd, 2021 (included)**

**Valable jusqu'au / Expiry date : May 9th, 2024 (included)**

**Etabli le / Issued on : August 4th, 2021**




Accréditation n°4-0608  
Liste des sites accrédités  
et portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

GMED N° 9567-14

Ce certificat est délivré selon les règles de certification GMED / This certificate is issued according to the rules of GMED certification

Annule et remplace le certificat 9567-13



**On behalf of the President**  
**Béatrice LYS**  
**Technical Director**

**Ce certificat couvre les activités et les sites suivants / This certificate covers the following activities and sites :**


**Activités / activities**

**Version française :**

- Conception, fabrication et commercialisation de dispositifs médicaux et accessoires, stériles et non stériles, à usage unique destinés :
  - aux abords vasculaires, à l'hémodialyse, à l'anesthésie loco-régionale,
  - aux abords des voies digestives, rectales, urinaires et respiratoires,
  - au drainage chirurgical et thoracique,et Formation des utilisateurs dans le domaine de l'accès vasculaire.
- Conception, fabrication et commercialisation de champs et renforts absorbants en non tissé, de films adhésifs, de trousses composites, de vêtements, accessoires et instruments pour le bloc opératoire.
- Validation et contrôle de routine de la stérilisation à l'oxyde d'éthylène de dispositifs médicaux selon l'EN ISO 11135-1 : 2014.
- Fabrication, contrôle final, commercialisation et réparation de dispositifs actifs de surveillance de la micro-circulation de muqueuse d'organes tubulaires par l'intermédiaire d'orifices naturels et sondes stériles associées.
- Service après-vente des dispositifs médicaux actifs.

**Version anglaise :**

- Design, manufacturing and sales of sterile or no sterile single use medical devices and accessories, for :
  - vascular access, haemodialysis, local anaesthesia,
  - digestive, rectal, urinary and respiratory access,
  - thoracic and surgical drainage,and Training of users in the field of vascular access.
- Design, manufacturing and sales of non woven absorbent drapes and strengthening drapes, adhesif films, composite kits, dressing, accessories and instruments for operating room
- Validation and routine control for ethylene oxide sterilization of medical devices according to EN ISO 11135-1: 2014.
- Manufacturing, final control, sales and repair of active microcirculation monitoring devices of the mucous membrane of tubular organs and associated sterile probes.
- After-sale of active medical devices.

DocuSigned by:  
  
EF382DA9BAA04A3...



**On behalf of the President**  
**Béatrice LYS**  
**Technical Director**

**Sites & Activités/ Locations & Activities**

- **VYGON - 5 rue Adeline - 95440 ECOUEN – France**  
**Siège social, Responsable de la mise sur le marché, Conception, Commercialisation**  
*Headquarters, Legal manufacturer, Design, Marketing*
- **VYGON - Parc Alata – 5 avenue des bouleaux – 60550 VERNEUIL EN HALATTE – France**  
**Fabrication, Stérilisation et Distribution**  
*Manufacturing, Sterilization and Distribution*
- **DIMEQUIP - Route de BAVAY - FRAMERIES 7080 – Belgique**  
**Fabrication**  
*Manufacturing*
- **SAP – 14 rue des Fontaines - 59880 SAINT SAULVE – France**  
**Fabrication**  
*Manufacturing*
- **SIPA - 22 avenue Stroh - 59440 AVESNES SUR HELPE – France**  
**Fabrication**  
*Manufacturing*
- **SIPV – 5 rue Adeline - 95440 ECOUEN – France**  
**Fabrication**  
*Manufacturing*
- **VYGON Portugal : Parque Empresarial de Baltar/Parada – Rua F 7585-013 Baltar – Paredes – Portugal**  
**Fabrication et commercialisation**  
*Manufacturing and marketing*

\*\*\*\*\*

**7 sites / 7 locations**

DocuSigned by:  
  
EF38BDA9BAA04A3...



**On behalf of the President**  
**Béatrice LYS**  
**Technical Director**