

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1760944538455
Obiectul achiziției: Materiale stomatologice

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumire a modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Ciment ionomer de sticlă radioopac pentru restaurări posterioare (Fuji IX sau echivalent)	Fuji IX GP 1-1 pkg, A3 15 g + 6.4 ml GC 003264	Japonia	GC	Ciment ionomer de sticlă compotibil cu suprafețe umede. Raportul pudră/lichid (g/g): 1,875/1,0 Timp de amestecare: 25-30 sec. Timp de priză net min. 2,20 sec. Depozitare la temperatura de 15-30°C Ambalare: pachet 1-1: minim 15g pudră, minim 8 g (6,4 ml) lichid, măsură pentru pudră, hârtie de amestec (Nr. 22). Sticlă de minim 15 g pudră cu măsură. Sticlă de minim 8 g (6,4 ml) lichid.	Consistentă condensabilă și nelipicioasă a lui GC Fuji IX GP il face ideal pentru restaurările de clasă I II & V cu bază sau cu material pentru refaceri de bonturi. Proprietățile autentice ale ionomerului de sticlă în combinație cu ușurința utilizării fac ca GC Fuji IX GP să îndeplinească toate cerințele materialelor de restaurare moderne. Caracteristici și beneficii: Ionomer de sticlă posterior condensabil ușor de folosit cu rezistență ridicată la abraziune; Nu necesită digă; Adeziune intrinsecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune; Nu este necesară prepararea retentivă a cavității permise și tehnică conservatoare de preparare; Poate fi folosit ca matrice metalice pentru modelare ușoară în cavitate; Aplicare într-o singură etapă; Radioopacitate bună ce	

					faciliteaza controlul post-operator; Bio-compatibilitate excelentă. Mod de utilizare: Pe linga avantajele pentru restaurari posterioare GC Fuji IX GP este deseori ales atunci cand nu sa stabilit inca planul de tratament final. Sunt posibile mai multe tratamente: o tehnica sandwich cu un material compozit un inlay sau chiar obturatia cu ionomer de sticla. Prezentare: Fuji IX GP Set 1-1 A3 - 15g pulbere + 6.4ml lichid	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Sergiu Popa În calitate de: Director
Ofertantul: Unident-AS SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Ghiocailor, 1