

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1731510304852 / 21310683 din 17.12.2024						
Denumirea procedurii de achiziție:		Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare (lista suplimentară 33)						
Nr lot	Denumirea lotului	Denumirea pozitiei	Modelul articolului	Tara	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi)	Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi)	Centrifuga, de laborator (8-12tuburi) DM0412 nr.cat.9034002122 A12-10P nr.cat19200348	China	DLAB Scientific Co.	Descriere: Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. Specificație tehnică: Viteza de rotație: Minimală, rpm ≤500; Maximală, rpm ≥6000; Setări: setarea vitezei. Capacitatea: Tipul tuburilor: tuburi de 10 - 15 ml; Numărul de tuburi: 8-12 unitati; Camera interioara din otel inoxidabil; Capac: cu port de vizualizare incinta; Alarma: dispozitiv care intrerupe funcționarea, în cazul dezechilibrării rotorului; terminarea centrifugării; Tastatura cu butoanele de acces rapid: tasta impuls, tasta RCF; Viteza de rotație: Programarea vitezei cu increment de 100rot/min; Recunoșterea automată a rotorului. Echiparea: microprocesor și display cu afisaj digital pentru valorile parametrilor în timpul centrifugării; Rotor: 8- de locuri pentru tuburi de 15 ml și 12- de locuri pentru tuburi de 10 ml; Securitatea: Blocarea capacului în timpul lucrului; Nivelul de zgomot ≤ 60 dB	Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) (catalog pag.81-82) Descriere : Centrifuga DM0412 de laborator este folosită pentru separarea centrifugală a sângelui uman sau probelor de urină în rotor, conform EN ISO 12772. Specificația tehnică: Viteza de rotație : Minimală, rpm de la 300 Maximală, rpm pină la 4500 (increment 100 rpm) - <i>Manual de utilizare pag 3</i> Setări setarea vitezei -DA Capacitatea si numarul de tubuiri : 8 tub*15 ml ; 12 tub*10 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi (A12-10P,Catalog 19200348 pag.83) Incrementarea ≤1 min. Recunoșterea automată a rotorului - DA Capac: cu port de vizualizare incinta; -DA (Manual de utilizare -Figura 6.2 pag 6) Alarma: dispozitiv care intrerupe funcționarea, în cazul dezechilibrării rotorului; terminarea centrifugării-DA Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului - DA (MANUAL DE UTILIZARE - FIGURA 6.1 - PAG.6 + FIG.7.2 PAG.7) -Lacat electronic Funcție de autodiagnosticare-Daca apare o problema pe ecran apare un cod de eroare /avertizare cu litera E si operatorul poate determina o defectiune dupa codul de avertizare aparut-	CE ,ISO Certificat de conformitate pentru echipament electronic

Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Docuceaev, 6

Semnat
electron

