

**SPECIFICATIILE TEHNICE**

**Numărul procedurii de achiziție: 21075385 din 24.03.2023**

**Obiectul achiziției: Reagenților și consumabilelor de Laborator - sistem deschis pentru anul 2023**

Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Lot.1 Cercetarea sistemului de hemostaza coagulometru optico-mecanic semiautomat Trombotimer -4</b>						
1	3310000-0-1	<b>Lot 1.1</b> Reagenți p/u determinarea timpului de trombină (TT)	5392	Marea Britanie	HELENA	Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producator, sub acelas lot. Set de 100 teste, compatibil cu Trombotimer -4	Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producator, sub acelas lot. Set de 100 teste, compatibil cu Trombotimer -4	ISO, CE
2	3310000-0-1	<b>Lot 1.2</b> Reagent tromboplastin - calciu pentru determinarea timpului protrombinic după Quick, reagent liofilizat, ISI 1,05	5267L	Marea Britanie	HELENA	Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producator, sub acelas lot. Reagent liofilizat, ISI-1,05 Pentru determinarea protrombinei după Quick , ind.protrombinic, INR în plasmă. amb – 10 fl x10 ml, cu CaCl2 inclus în set	Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producator, sub acelas lot. Reagent liofilizat, ISI-1,05 Pentru determinarea protrombinei după Quick , ind.protrombinic, INR în plasmă. amb – 10 fl x10 ml, cu CaCl2 inclus în set	ISO, CE
3	3310000-0-1	<b>Lot 1.3</b> Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parțial activat (TTPA) cu acid elagic	5360	Marea Britanie	HELENA	Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producator, sub acelas lot. Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parțial activat (TTPA), 1 Set minim 480 teste . Componența set: APTT-El reagent :creer de epure <1.0% , acid ellagic.Sodium azide <0.01%. CaCL2 002 mol/l, Sodium azide <0.01%,	Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producator, sub acelas lot. Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parțial activat (TTPA), 1 Set minim 480 teste . Componența set: APTT-El reagent :creer de epure <1.0% , acid ellagic.Sodium azide <0.01%. CaCL2 002 mol/l, Sodium azide <0.01%,	ISO, CE
4	3310000-0-1	<b>Lot 1.4</b> Plazma de control - nivel normal 1ml, cu valorile urmatorilor parametri: Timpul protrombinic; protrombina dupa Quick; INR; TTPA; Timpul trombinic; Fibrinogen. ISI 1,0-1,1	5186	Marea Britanie	HELENA	Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producator, sub acelas lot. Componența set:Plasma N 6*1 ml, Azidă de sodiu<0.01%, liofilizat	Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producator, sub acelas lot. Componența set:Plasma N 6*1 ml, Azidă de sodiu<0.01%, liofilizat. Flacon 1 ml	ISO, CE
5	3310000-0-1	<b>Lot 1.5</b> Plazma de control -nivel patologic 1ml, cu valorile urmatorilor parametri: Timpul protrombinic; protrombina dupa Quick; INR; TTPA; Timpul trombinic; Fibrinogen. ISI 1,0-1,1	5187	Marea Britanie	HELENA	Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producator, sub acelas lot. Componența set:Plasma P 6*1 ml. Azidă de sodiu<0.01%, liofilizat	Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producator, sub acelas lot. Componența set:Plasma P 6*1 ml. Azidă de sodiu<0.01%, liofilizat. Flacon 1 ml	ISO, CE
6	3310000-0-1	<b>Lot 1.6</b> Set p/u determinarea complexelor fibrin-monomer dizolvante	5376	Marea Britanie	HELENA	Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producator, sub acelas lot. Set include plasma control- plus și control-minus.Varianta în flacoane set 100 determinari	Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producator, sub acelas lot. Set include plasma control- plus și control-minus.Varianta în flacoane set 100 determinari	ISO, CE
17	3310000-0-1	<b>Lot 7.</b> Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici)	Medi Test Combi Glucose/Ketone	Germania	Macherey Nagel	Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici)	Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici)	ISO, CE
19	3310000-0-1	<b>Lot 9.</b> Teste pentru determinarea proteinei în urina	Proteina in urina	Rusia	AGAT	Teste pentru determinarea proteinei în urina	Teste pentru determinarea proteinei în urina	ISO
20	3310000-0-1	<b>Lot 10.</b> Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator	BM Control cu calibrator	Rusia	AGAT	Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator	Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator	ISO
21	3310000-0-1	<b>Lot 11.</b> Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator	BM control fara calibrator	Rusia	AGAT	Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator	Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator	ISO

22	3310000 0-1	<b>Lot 12.</b> Reagent monoclonal Anti A, cu pipetă, pentru 100 doze	20001	Rusia	Mediclion	Reagent monoclonal Anti A, cu pipetă, pentru 100 doze	Reagent monoclonal Anti A, cu pipetă, pentru 100 doze	ISO
23	3310000 0-1	<b>Lot 13.</b> Reagent monoclonal Anti B, cu pipetă, pentru 100 doze	20005	Rusia	Mediclion	Reagent monoclonal Anti B, cu pipetă, pentru 100 doze	Reagent monoclonal Anti B, cu pipetă, pentru 100 doze	ISO
24	3310000 0-1	<b>Lot 14.</b> Reagent monoclonal Anti AB, cu pipetă, pentru 100 doze	20004	Rusia	Mediclion	Reagent monoclonal Anti AB, cu pipetă, pentru 100 doze	Reagent monoclonal Anti AB, cu pipetă, pentru 100 doze	ISO
25	3310000 0-1	<b>Lot 15.</b> Reagent monoclonal Anti D (Ig M), cu pipetă, pentru 100 doze	20009	Rusia	Mediclion	Reagent monoclonal Anti D (Ig M), cu pipetă, pentru 100 doze	Reagent monoclonal Anti D (Ig M), cu pipetă, pentru 100 doze	ISO
27	3310000 0-1	<b>Lot 17.</b> Indicator chimic pentru controlul eficienței sterilizării cu vapori 180°C -60 minute)		Rusia	Vinar	Indicator chimic pentru controlul eficienței sterilizării cu vapori 180°C 60 minute)	Indicator chimic pentru controlul eficienței sterilizării cu vapori 180°C 60 minute)	ISO
32	3310000 0-1	<b>Lot 22.</b> Ser control normal pe baza serului uman cu param. cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml	CONT-0060	Franta	ELITECH	Ser control normal pe baza serului uman cu param. cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml	Ser control normal pe baza serului uman cu param. cunoscuți ambalat în flacoane 5ml Elitrol 1	ISO, CE
33	3310000 0-1	<b>Lot 23.</b> Ser de control patologic pe baza serului uman cu param. cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml,	CONT - 0160	Franta	ELITECH	Ser de control patologic pe baza serului uman cu param. cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml,	Ser de control patologic pe baza serului uman cu param. cunoscuți ambalat în flacoane 5ml, Elitrol 2	ISO, CE
34	3310000 0-1	<b>Lot 24.</b> Lactat	LACI -0250	Franta	ELITECH	Metoda de determinare - Enzimatic colorimetric; Tipul reagenților - lichid, stabil, gata pentru folosire, bireagent, cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set ≤0,044U/l; Interferențe - Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7mmol/l, Lipemie până la 5,6 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8mmol/l; Flacoane cu volumul de la 5 până la 10 ml.	Metoda de determinare - Enzimatic colorimetric, Tipul reagenților - lichid, stabil, gata pentru folosire. Se include si ELICAL (calibrator). Material pentru investigatii - Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Ambalaj R1 : 2 x 8 mL. R2 : 1 x 5 mL.	ISO, CE
35	3310000 0-1	<b>Lot 25.</b> Test Anti Helicobacter Pylori Ig G	HPGG.CE	Italia	Dia Pro	Metoda ELISA, vezi cerințe generale, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Metoda ELISA, 96 teste, sunt incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	ISO, CE
36	3310000 0-1	<b>Lot 26.</b> Test anticorpi anti- lamblia	D-3552	Rusia	Vector Best	Metoda ELISA, vezi cerințe generale, de asemenea să fie incluși controlul "+”și “-”	Metoda ELISA, 96 teste, sunt incluși controlul "+”și “-”	ISO, CE
37	3310000 0-1	<b>Lot 27.</b> Test anticorpi la toxocara Ig G	D-2752	Rusia	Vector Best	Metoda ELISA, test cantitativ, vezi cerințe generale, de asemenea să fie incluși controlul "+”și “-”	Metoda ELISA, 96 teste, sunt incluși controlul "+”și “-”	ISO, CE
		<b>Lot 28 Specificatii standard pentru investigatii imunologice</b>						
38	3310000 0-1	<b>Lot 28.1</b> Anticorpi IgE specific anti-articain		Germania	Dr. Fooke	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.	Metoda ELISA, test cantitativ. 100 teste/set. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.	ISO, CE
39	3310000 0-1	<b>Lot 28.2</b> Anticorpi IgE specific anti-lidocain		Germania	Dr. Fooke	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.	Metoda ELISA, test cantitativ. 100 teste/set. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.	ISO, CE
40	3310000 0-1	<b>Lot 28. 3</b> Anticorpi IgE specific anti-mepivacain		Germania	Dr. Fooke	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.	Metoda ELISA, test cantitativ. 100 teste/set. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.	ISO, CE
41	3310000 0-1	<b>Lot 28.4</b> Anticorpi IgE specific anti-epinefrin		Germania	Dr. Fooke	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.	Metoda ELISA, test cantitativ. 100 teste/set. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.	ISO, CE
42	3310000 0-1	<b>Lot 28.5</b> Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacain		Germania	Dr. Fooke	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.	Metoda ELISA, test cantitativ. 100 teste/set. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.	ISO, CE
43	3310000 0-1	<b>Lot 28.6</b> Anticorpi IgE specific anti-dexametazon		Germania	Dr. Fooke	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.	Metoda ELISA, test cantitativ. 100 teste/set. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.	ISO, CE
44	3310000 0-1	<b>Lot 28.7</b> Anticorpi IgE specific anti-amoxicillin		Germania	Dr. Fooke	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.	Metoda ELISA, test cantitativ. 100 teste/set. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.	ISO, CE
45	3310000 0-1	<b>Lot 28.8</b> Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine		Germania	Dr. Fooke	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.	Metoda ELISA, test cantitativ. 100 teste/set. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.	ISO, CE
46	3310000 0-1	<b>Lot 28.9</b> Anticorpi IgE specific anti-metronidazol		Germania	Dr. Fooke	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.	Metoda ELISA, test cantitativ. 100 teste/set. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.	ISO, CE
47	3310000 0-1	<b>Lot 28.10</b> Anticorpi IgE specific anti-bupivacain		Germania	Dr. Fooke	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.	Metoda ELISA, test cantitativ. 100 teste/set. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.	ISO, CE
48	3310000 0-1	<b>Lot 28.11</b> Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen		Germania	Dr. Fooke	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.	Metoda ELISA, test cantitativ. 100 teste/set. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.	ISO, CE

49	3310000 0-1	<b>Lot 28.12</b> Anticorpi IgE specific anti-atropin		Germania	Dr. Fooke	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.	Metoda ELISA, test cantitativ. 100 teste/set. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.	ISO, CE
50	3310000 0-1	<b>Lot 28.13</b> Anticorpi IgE specific anti-azitromicin		Germania	Dr. Fooke	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.	Metoda ELISA, test cantitativ. 100 teste/set. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.	ISO, CE
51	3310000 0-1	<b>Lot 28.14</b> Anticorpi IgE specific anti-claritromicin		Germania	Dr. Fooke	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.	Metoda ELISA, test cantitativ. 100 teste/set. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.	ISO, CE
52	3310000 0-1	<b>Lot 28.15</b> Anticorpi IgE specific anti-procain		Germania	Dr. Fooke	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.	Metoda ELISA, test cantitativ. 100 teste/set. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.	ISO, CE
53	3310000 0-1	<b>Lot 28.16</b> Anticorpi IgE specific anti-tetracain		Germania	Dr. Fooke	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.	Metoda ELISA, test cantitativ. 100 teste/set. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.	ISO, CE
54	3310000 0-1	<b>Lot 28.17</b> Cantitativ Reference kit		Germania	Dr. Fooke	Metoda ELISA. Set contine anti-IgE reference disc,calibratori min.6	Metoda ELISA. Set contine anti-IgE reference disc,calibratori min.6	ISO, CE
55	3310000 0-1	<b>Lot 28.18</b> Control negativ pentru IgE specific		Germania	Dr. Fooke	Metoda ELISA. Control negativ	Metoda ELISA. Control negativ	ISO, CE
56	3310000 0-1	<b>Lot 28.19</b> Control pozitiv pentru IgE specific		Germania	Dr. Fooke	Metoda ELISA. Control pozitiv	Metoda ELISA. Control pozitiv	ISO, CE
57	3310000 0-1	<b>Lot 28.20</b> Conjugate kit pentru IgE specific		Germania	Dr. Fooke	Metoda ELISA. Set contine anti IgE enzyme-cojugate, bufer pentru spalare, substrate bufer, substrate tablete, solutia stop.	Metoda ELISA. Set contine anti IgE enzyme-cojugate, bufer pentru spalare, substrate bufer, substrate tablete, solutia stop.	ISO, CE
59	3310000 0-1	Lot 30. Mediu MRS lichid	610024	Italia	Liofilchem	Mediu MRS lichid Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	MRS Agar,dehidratat; amb – 0,5 kg	ISO, CE
62	3310000 0-1	Lot 33. Mediul Sabouroud lichid (bulion)	610104	Italia	Liofilchem	Mediul Sabouroud lichid (bulion) Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Sabouraud Dextrose Broth, dehidratat; amb – 0,5 kg	ISO, CE
63	3310000 0-1	Lot 34. Mediul MacConkey agar	610028	Italia	Liofilchem	Mediul MacConkey agar, Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	MacConkey Agar, dehidratat; amb – 0,5 kg	ISO, CE
64	3310000 0-1	Lot 35. Mediul Tioglicolic	610050	Italia	Liofilchem	Mediul Tioglicolic, Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Fluid Thioglycollate Medium, dehidratat; amb – 0,5 kg	ISO, CE
65	3310000 0-1	Lot 36. Agar hiperclorurat cu manitol	610029	Italia	Liofilchem	Agar hiperclorurat cu manitol Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Mannitol Salt Agar, dehidratat; amb – 0,5 kg	ISO, CE
67	3310000 0-1	Lot 38. Mediul Endo	610020	Italia	Liofilchem	Mediul Endo, Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	ENDO Agar, dehidratat; amb – 0,5 kg	ISO, CE
68	3310000 0-1	Lot 39. Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar/	610001	Italia	Liofilchem	Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar/, Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Bile Aesculin Azide Agar, dehidratat; amb – 0,5 kg	ISO, CE
69	3310000 0-1	Lot 40. Mediul Sabouroud cu Chloramfenicol	610203	Italia	Liofilchem	Mediul Sabouroud cu Chloramfenicol. Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Sabouraud CAF Agar, dehidratat; amb – 0,5 kg	ISO, CE
70	3310000 0-1	Lot 41. Mediul Rappaport-Vassiladis	610175	Italia	Liofilchem	Mediul Rappaport-Vassiladis Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Rappaport Vassiliadis Soy (RVS) Broth, dehidratat; amb – 0,5 kg	ISO, CE
71	3310000 0-1	Lot 42. Mediul Kligler	610023	Italia	Liofilchem	Mediul Kligler. Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Kligler Iron Agar, dehidratat; amb – 0,5 kg	ISO, CE
72	3310000 0-1	Lot 43. Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA	TR1151-01	Germania	SIFIN	mb – flacon 3 ml	mb – flacon 3 ml	ISO, CE
73	3310000 0-1	Lot 44. Ser diagnostic Salmonella monovalent O4	TR1304	Germania	SIFIN	amb – flacon 1 ml	amb – flacon 1 ml	ISO, CE
74	3310000 0-1	Lot 45. Ser diagnostic Salmonella monovalent O9	TR1307	Germania	SIFIN	amb – flacon 1 ml	amb – flacon 1 ml	ISO, CE
75	3310000 0-1	Lot 46. Mediul SS (salmonella, shigella)	610042	Italia	Liofilchem	Mediul SS (salmonella, shigella) Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	SS Agar (Modified), dehidratat; amb – 0,5 kg	ISO, CE
76	3310000 0-1	Lot 47. Disc cu optohin	9501	Italia	Liofilchem	Disc cu optohin	Optochine Test 100 discs	ISO, CE
77	3310000 0-1	Lot 48. Oxidase disc	88004	Italia	Liofilchem	Oxidase disc	Oxidase Test Disc 30 discs	ISO, CE
79	3310000 0-1	Lot 50. Sistema de transport cu mediu Amies	611403	China	Boen	Sistema de transport cu mediu Amies	Sistema de transport cu mediu Amies	ISO, CE
80	3310000 0-1	Lot 51. Sistema de transport cu mediu Cary-Blair	611402	China	Boen	Sistema de transport cu mediu Cary-Blair	Sistema de transport cu mediu Cary-Blair	ISO, CE
83	3310000 0-1	Lot 54. Agar bază cu triptoză și extract de drojdii pentru geloză singe(Columbia )	610013	Italia	Liofilchem	Agar bază cu triptoză și extract de drojdii pentru geloză singe (Columbia) Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Columbia Agar Base, dehidradat amb – 0,5 kg	ISO, CE
84	3310000 0-1	Lot 55. UTI Clarity agar:să nu necesite reagenți suplimentare	610612	Italia	Liofilchem	UTI Clarity agar:să nu necesite reagenți suplimentare Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Chromatic Detection, dehidradat amb – 0,5 kg	ISO, CE

<b>141</b>	3310000 0-1	Lot 64. Standart McFarland de turbiditate 0,5 unități	80400	Italia	Liofilchem	Mc Farland standard de turbiditate 0,5 unități	Mc Farland standard de turbiditate 0,5 unități	ISO, CE
<b>Lot 78. Specificatii standard pentru</b>								
<b>155</b>	3310000 0-1	<b>Lot 78.1</b> Test Anti-ds DNA	ORG 604	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, 96 teste, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Sunt inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	ISO, CE
<b>156</b>	3310000 0-1	<b>Lot 78.2</b> Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari)	ORG 538	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, 96 teste, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Sunt inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	ISO, CE
<b>157</b>	3310000 0-1	<b>Lot 78.3</b> Test Anti-MPO (p-Antocrprii citoplasmatici anti neutrofile)	ORG 519	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, 96 teste, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Sunt inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	ISO, CE
<b>158</b>	3310000 0-1	<b>Lot 78.4</b> Test Anti-PR3 (c-Antocrprii citoplasmatici anti neutrofile)	ORG 518	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, 96 teste, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Sunt inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	ISO, CE
<b>159</b>	3310000 0-1	<b>Lot 78.5</b> Test Anticorpii antifosfolipidici IgG/IgM	ORG 529	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, 96 teste, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Sunt inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	ISO, CE
<b>160</b>	3310000 0-1	<b>Lot 78.6</b> Test Anticorpii anti-cardiolipini IgG/IgM	ORG 515	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, 96 teste, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Sunt inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	ISO, CE
<b>161</b>	3310000 0-1	<b>Lot 78.7</b> Test Anti -SS –A	ORG 508	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, 96 teste, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Sunt inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	ISO, CE
<b>162</b>	3310000 0-1	<b>Lot 78.8</b> Test Anti - SS – B	ORG 509	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, 96 teste, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Sunt inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	ISO, CE
<b>163</b>	3310000 0-1	<b>Lot 78.9</b> Test Anti - Scl – 70	ORG 512	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, 96 teste, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Sunt inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	ISO, CE
<b>164</b>	3310000 0-1	<b>Lot 78.10</b> Test Anti sm/RNP	ORG 511	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, 96 teste, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Sunt inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	ISO, CE
<b>165</b>	3310000 0-1	<b>Lot 78.11</b> Test Anti-Centromere B	ORG 633	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, 96 teste, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Sunt inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	ISO, CE
<b>166</b>	3310000 0-1	<b>Lot 78.12</b> Test Anticorpii Anti – Mitochondriali	ORG 516	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, 96 teste, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Sunt inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	ISO, CE
<b>167</b>	3310000 0-1	<b>Lot 78.13</b> Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG	EA 1321-9601G	Germania	Euroimmun	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, 96 teste, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Sunt inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	ISO, CE
<b>168</b>	3310000 0-1	<b>Lot 78.14</b> Anticorpi Anti LC1 (liver cytosol type 1 antigen)	EA 1307-9601G	Germania	Euroimmun	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, 96 teste, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Sunt inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	ISO, CE
<b>169</b>	3310000 0-1	<b>Lot 78.15</b> Anticorpi Anti -SLA/LP (soluble liver antigens)	EA 1302-9601G	Germania	Euroimmun	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, 96 teste, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Sunt inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	ISO, CE
<b>170</b>	3310000 0-1	<b>Lot 78.16</b> Test Anti CCP	ORG 601	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, vezi cerințe generale, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Metoda ELISA, 96 teste, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Sunt inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	ISO, CE

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Ceaicovschi Tudor** În calitate de: **Director**

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL Adresa: **or. Chisinau, str. Albisoara 64/2** tel **0-22--54-73-73**