

ХИМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ 6 КЛАССА

МЕТОДЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ:

ПАР



6 КЛАСС

Размещение: Внутри и снаружи

№	Наименование	Режимы	Особенности
1	«MGtest»	121°C/10 мин, 134°C/4 мин	
2	«MGtest»	121°C/15 мин, 134°C/3,5 мин	
3	«MGtest»	121°C/15 мин, 134°C/5 мин	
4	«MGtest»	121°C/15 мин, 134°C/5,5 мин	
5	«MGtest»	121°C/20 мин, 134°C/5 мин	
6	«MGtest»	121°C/20 мин, 134°C/7 мин	
7	«MGtest»	134°C/18 мин	
8	«MGtest»	134°C/5,3 мин	
9	«MGtest»	120°C/45 мин 132°C/20 мин	Снаружи упаковки
10	«MGtest»	120°C/45 мин 132°C/20 мин	Внутри упаковки

500
1000
2000 | ШТУК
В УПАКОВКЕ

MGtest 6 ЛЕТ
СРОК ГОДНОСТИ


ХИМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ 5 КЛАССА

МЕТОДЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ:

ПАР

ВОЗД



5 КЛАСС

№	Наименование	Режимы	Вид стерилизации	Особенности
1	«MGtest CO ПАР ВОЗД»	Все режимы	ПАР ВОЗД	+ Обеззараживание
2	«СТЕРИМАГ-5П»	110°C - 137°C	ПАР	+ Обеззараживание
3	«СТЕРИМАГ-5ПВ»	Все режимы	ПАР ВОЗД	+ Обеззараживание
4	«MGtest ПАР ВОЗД»	Все режимы	ПАР ВОЗД	
5	«MGtest»	110°C - 137°C	ПАР	
6	«MGtest»	120°C - 137°C	ПАР	
7	«СТЕРИМАГ-5П»	120°C - 137°C	ПАР	+ Обеззараживание

500
1000
2000 ШТУК
В УПАКОВКЕ

5 класс
СТЕРИМАГ 5 ЛЕТ
СРОК ГОДНОСТИ

MGtest 6 ЛЕТ
СРОК ГОДНОСТИ

Megatechnica