

# МАКСИМАЛЬНЫЙ ДОСТУП. ЗАЩИТА КРАЕВ РАНЫ.<sup>1</sup>



## Протектор раны SurgiSleeve™

Обеспечьте ретракцию краев раны и помогите защитить их от контаминации с протектором раны SurgiSleeve™

# МАКСИМИЗИРОВАННЫЙ ДОСТУП

Циркулярная эластичная ретракция увеличивает созданный доступ, обеспечивая лучшую визуализацию и защиту краев раны.



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наружное синее кольцо легко скручивается, обеспечивая адаптацию протектора к различной толщине брюшной стенки.
- Прочный материал протектора SurgiSleeve™ для более надежной защиты.<sup>1</sup>
- Эластичное внутреннее серое кольцо быстро устанавливается в разрез и легко извлекается по завершении операции.



## КАТАЛОЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОДЫ ЗАКАЗА	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
WPXSM24	Устройство для защиты раны SurgiSleeve очень малого размера 2-4 см	5
WPSM256	Устройство для защиты раны SurgiSleeve малого размера 2.5-6 см	5
WPMD509	Устройство для защиты раны SurgiSleeve среднего размера 5-9 см	5
WPLG914	Устройство для защиты раны SurgiSleeve большого размера 9-14 см	5
WPLGR914	Устройство для защиты раны SurgiSleeve большого размера со стягивающим кольцом 9-14 см	5
WPXLGR1117	Устройство для защиты раны SurgiSleeve очень большого размера со стягивающим кольцом 11-17 см	5

### Ссылки:

1. На основе внутреннего отчета - стендовых испытаний устойчивости различных материалов к проколам #2151-002. 9 февраля 2012.

# Medtronic



Для связи с нами, пожалуйста, пройдите по ссылке [medtronic.eu/product-catalog](http://medtronic.eu/product-catalog)

© 2017 Medtronic. Все права зарегистрированы компанией Medtronic. Логотип Medtronic и Further, Together торговые марки Medtronic. Все остальные бренды являются торговыми марками Medtronic.

[www.medtronic.com](http://www.medtronic.com)  
ООО "Медтроник"  
123112, Москва,  
Пресненская набережная, д. 10  
Тел.: +7(495)580-73-77  
Факс: +7(495)580-73-78  
E-mail: [info.russia@medtronic.ru](mailto:info.russia@medtronic.ru)

Используйте приложение для сканирования