

SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

DATA EMISSIONE / DATE OF ISSUE
22.07.2015



CODICE ARTICOLO: **5331/S**
ITEM CODE:

DESCRIZIONE / DESCRIPTION



Provetta conica per urina da 10 ml, graduate, con bordo. Prodotta in polistirolo cristallo (PS) ad alta trasparenza, antigraffio. Particolarmente idonea per strumenti automatici tipo Superauton[®], Supertron[®], Atlas[®]. Fornita senza tappo e senza etichetta

Dispositivo latex free

10 ml. conical urine test tubes, not graduated, without rim. Manufactured in crystal polystyrene (PS), with high transparency and anti-scratch. Suitable for automatic instruments Superauton[®], Supertron[®], Atlas[®]. Supplied with without cap and without label.

Latex free device.

Prodotto con marchio **CE** - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000

CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive and D.lgs 332 dtd 08/09/2000

CARATTERISTICHE PRINCIPALI		TECHNICAL FEATURES
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato provetta	POLISTIROLO / POLYSTYRENE	Raw material – Test tube
Temperature tollerate provetta	MIN -10°C MAX +70°C	Temperature range - test tube
Dimensioni provetta (mm)	Ø 16 x 105	Dimensions - test tube (mm)
Ø fondo (mm)	9	Ø bottom
Scala graduata	0,5 - 1,0 - 2,5 - 5,0 - 10,0	Graduated scale
Spessore (mm)	1,0	Thickness (mm)
Peso provetta (g)	4,0	Weight - test tube (g)
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	Shelf life

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione d'uso è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" atto a contenere un campione biologico umano (urina) al fine di effettuare analisi diagnostiche di laboratorio.

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale.

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND) > W05010202 (Provette per raccolta di urina)

Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici (RDM) > 1246011/R

Classificazione EDMA > 51091001 - Other containers for samples of human origin

*Intended purpose is "IN VITRO MEDICAL DEVICE" adapted to contain a human biological sample (urine) in order to perform diagnostic analysis laboratory. **For professional use only.***

National classification of medical devices (CND - For Italian law) > W05010202 (Urine collection, tubes)

EDMA code > 51091001 - Other containers for samples of human origin

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso

Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso

Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini

Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C

Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti

Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue

L'uso in centrifuga non deve superare la velocità massima di 3.000 r.p.m. per un massimo di 20 min.

For a maximum centrifuge speed of 3,000 r.p.m to be kept for 20" max

IMBALLO / PACKING

Quantità (pz): Quantity (pcs):	1.000	Confezione interna (pz): Internal packing (pcs):	1.000	QUANTITÀ MINIMA VENDIBILE MINIMUM SALEABLE QUANTITY	
Misura esterna scatola (cm): External box dimensions (cm):	33,5 x 37,5 x 52	Peso (Kg): Weight (Kg):	5,16	Volume (m ³): Volume (m ³):	0,048

SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS



Data di fabbricazione
Manufacturing date



Data di scadenza
Expiry date



Consultare i documenti accompagnatori
Please consult accompanying documents



Numero di lotto
Lot number



Monouso
Disposable