

Lot	Denumire lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
179	Sterilizator 110 L 270330	Sterilizator 110 L Cod 270330 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox Parametrul Specificația Ventilație forțată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarmer acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 110l, ±10 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200°C Divergență față de temperatura setată ≤ 1°C Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min	Producator / Tara de origine: Memmert GmbH, Germania Model: SF 110 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox Parametru Specificația Ventilație forțată, controlată electronic-Da Construcție interioară oțel inox -Da Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă - Da Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală - Da Alarmer acustică - Da Vizuală - Da Diagnostic automat cu afișarea codului erorii - Da Volumul 108 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior - Da Temperatura 20 - 250°C Divergență față de temperatura setată ≤ 1°C - Da Abatere timp ≤ 1 min - Da Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min - Da Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min - Da

		160°C, 150 min	160°C, 150 min - Da
		120°C, 45 min	120°C, 45 min - Da
		Rezoluția de programare 1°C	Rezoluția de programare 0.5°C
		Timpul de răcire ≤ 35 min, până la 75°C	Timpul de răcire ≤ 35 min, până la 75°C - Da
		Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235°C	Deconectare de avariere la temperatura ajustabila pina la 270°C
		Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore	Tipul de funcționare fără întrerupere pina la 99 zile
		Rafturi ≥ 3	Rafturi ≥ 3 - Da
		Suport metal pentru instalarea sterilizatorului obligatoriu	
		Alimentare 200-240V, 50 Hz	Alimentare 200-240V, 50 Hz - Da