


Verschiedenste Variationen für jeden Bedarf
Various variations for every requirement

Umfangreiches Sortiment mit zahlreichen
Kombinationen

Extensive assortment with many
combinations

134 °C
Autoclave
273 °F

Umax
0,8 kVp



Bipolar

Geräteseite / Unit connecting

CE



Stecker Storz
Fasszange Robi
Plug Storz gras-
ping forceps Robi




Stecker Storz
Resektoskop,
gewinkelt
Plug Storz
resectoscope,
angled



Stecker Storz
Resektoskop,
gerade
Plug Storz
resectoscope,
straight



Buchse
socket
4mm
Kabel
Resektoskop
cable
resectoscope
2mm



Valleylab 	3 m	92037	92209	92197	92451
	5 m	92038	92210	92198	92504
Erbe VIO/ICC/ACC; Storz 	3 m	92031	92205	-	92452
	5 m	92032	92206	-	-
Martin; Berchtold; Integra 	3 m	92033	92207	92211	92453
	5 m	92034	92208	92212	-
Ellman 	3 m	-	-	-	-
	5 m	-	-	-	-
Uniflex 	3 m	-	-	-	-
	5 m	-	-	-	-
US-Modelle 2 Pol 	3 m	92035	-	-	-
	5 m	92036	-	-	-



Nicht konform mit der internationalen Norm IEC 60601-2-2:2010-01.
Nur an bipolaren Ausgang von Hochfrequenzgeneratoren anschließen.
Not conform with the international standard IEC 60601-2-2:2010-01.
Connect to bipolar output for high-frequency generators only.