

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1682077094832 din 12.05.2023

Obiectul achiziției: Reactivi necesari realizării cercetărilor științifice

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertanta	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anticorpi monoclonali anti-acolagen tip I	66761-1-Ig	SUA	Proteintech Group, Inc	Conform Caietului de sarcini	Determinarea prezenței collagenului tip I într-o suspensie proteică și țesut animal. Anticorpi primari monoclonali Sursa: IgG1 de șoarece Reactivitate: om, porc, șoarece, șobolan Aplicații: WB, IHC, IF, ELISA Împachetare: flacon cu 20 µl Livrare și păstrare: Bufer de păstrare PBS cu 0,02% azidă de sodiu și 50% glicerol pH 7,3 la -20°C. Stabil timp de un an de la livrare.	

2	Anticorpi policlonali anti-colagen tip III	22734-1-AP	SUA	Proteintech Group, Inc	Conform Caietului de sarcini	Determinarea prezenței colagenului tip III într-o suspensie proteică și țesut animal Anticorpi primari policlonali (N-terminal) Sursa: IgG de iepure Reactivitate: om, șoarece, șobolan Aplicații: WB, IP, IHC, IF, ELISA Împachetare: flacon cu 20 µl Livrare și păstrare: Bufer de păstrare PBS cu 0,02% azidă de sodiu și 50% glicerol pH 7,3 la -20°C. Stabil timp de un an de la livrare.	
3	Anticorpi policlonali anti-colagen tip IV	19674-1-AP	SUA	Proteintech Group, Inc	Conform Caietului de sarcini	Determinarea prezenței colagenului tip IV într-o suspensie proteică și țesut animal Anticorpi primari policlonali Sursa: Ig de iepure Reactivitate: om și etc. Aplicații: WB, IF, ELISA Împachetare: flacon cu 20 µl Livrare și păstrare: Bufer de păstrare PBS cu 0,02% azidă de sodiu și 50% glicerol pH 7,3 la -20°C. Stabil timp de un an de la livrare.	
4	Anticorpi monoclonali anti-colagen tip V	67604-1-Ig	SUA	Proteintech Group, Inc	Conform Caietului de sarcini	Determinarea prezenței colagenului tip V într-o suspensie proteică și țesut animal Anticorpi primari monoclonali Sursa: IgG1 de șoarece Reactivitate: om, șoarece, șobolan, porc Aplicații: WB, IHC, IF, ELISA Împachetare: flacon cu 20 µl Livrare și păstrare: Bufer de păstrare PBS cu 0,02% azidă de sodiu și 50% glicerol pH 7,3 la -20°C. Stabil timp de un an de la livrare.	
5	Anticorpi secundari de capră conjugați cu HRP, IgG anti-iepure	SA00001-2	SUA	Proteintech Group, Inc	Conform Caietului de sarcini	Depistarea anticorpilor primari de origine iepurină în Western-Blot Anticorpi secundari IgG (H+L) Aplicații: ELISA, WB Conjugat cu HRP Gazdă: Capră Reactivitate: Iepure	

						Metodă purificare: Anticorpi purificați din antiseruri prin cromatografie de imunoafinitate cu antigene cuplate la granule de agaroză. Împachetare: flacon cu 200 µl Livrare și păstrare: Bufer de păstrare - fosfat de sodiu 0,01 M, NaCl 0,25 M, glicerol 50%, pH 7,6 la -20°C. Stabil timp de un an de la livrare. Stabilizator 3 mg/ml BSA	
6	Anticorpi secundari de capră conjugați cu HRP, IgG anti-șoarece	SA00001-1	SUA	Proteintech Group, Inc	Conform Caietului de sarcini	Utilizare: Depistarea anticorpilor primari de șoarece în Western-Blot Anticorpi secundari IgG (H+L) Aplicații: ELISA, WB Conjugat cu HRP Gazdă: Capră Reactivitate: Mouse Metodă purificare: Anticorpi purificați din antiseruri prin cromatografie de imunoafinitate cu antigene cuplate la granule de agaroză. Împachetare: flacon cu 200 µl Livrare și păstrare: Bufer de păstrare - fosfat de sodiu 0,01 M, NaCl 0,25 M, glicerol 50%, pH 7,6 la -20°C. Stabil timp de un an de la livrare. Stabilizator 3 mg/ml BSA	

7	Anticorpi secundari de capră conjugați cu FITC, IgG anti-iepure	SA00003-2	SUA	Proteintech Group, Inc	Conform Caietului de sarcini	Depistarea anticorpilor primari de origine iepurină în Imunohistochimie cu FITC Caracteristici: Anticorpi secundari IgG (H+L) Aplicații IF, FC Conjugat cu Fluoresceină (FITC) Gazdă: Capră Reactivitate: Iepure Fluorofor- Fluorescein-5-izotiocianat (FITC) Amax=492 nm; Emax=520nm Proteină fluorofor 9,0 ug/mg; 3,4 moli FITC per mol IgG Metodă purificare: Anticorpi purificați din antiseruri prin cromatografie de imunoafinitate cu antigene cuplate la granule de agaroză. Împachetare: flacon cu 200 µl Livrare și păstrare: Bufer de păstrare: Fosfat de sodiu 0,01 M, NaCl 0,25 M, glicerol 50%, pH 7,6 la -20. Conservant 0,02% azidă de sodiu.	
8	Anticorpi secundari de capră conjugați cu FITC, IgG anti-șoarece	SA00003-1	SUA	Proteintech Group, Inc	Conform Caietului de sarcini	Depistarea anticorpilor primari de șoarece în Imunohistochimie cu FITC Anticorpi secundari IgG (H+L) Aplicații: IF, FC Conjugat cu Fluoresceină (FITC) Gazdă: Capră Reactivitate: Mouse Metodă purificare: Anticorpi purificați din antiseruri prin cromatografie de imunoafinitate cu antigene cuplate la granule de agaroză. Împachetare: flacon cu 200 µl Livrare și păstrare: Bufer de păstrare: Fosfat de sodiu 0,01 M, NaCl 0,25 M, glicerol 50%, pH 7,6 la -20. Conservant 0,02% azidă de sodiu.	
9	Anticorpi secundari de capră conjugați cu	SA00007-1	SUA	Proteintech Group, Inc	Conform Caietului de sarcini	Depistarea anticorpilor primari de șoarece în Imunohistochimie cu TRITC Anticorpi secundari	

	TRITC, IgG anti-șoarece					Aplicații: IF, FC IgG (H+L) Conjugată cu Rodamină (TRITC) Gazdă: Capră Reactivitate: Șoarece Metodă purificare: Anticorpi purificați din antiseruri prin cromatografie de imunoafinitate cu antigene cuplate la granule de agaroză. Împachetare: flacon cu 200 µl Livrare și păstrare: Bufer de păstrare: Fosfat de sodiu 0,01 M, 0,25 M NaCl, 50% glicerol, pH 7,6, A se pastra la -20°C. Conservant 0,02% azidă de sodiu.	
10	PBS cu Calciu si Magneziu 10X doze	14080055	SUA	ThermoFisher	Conform Caietului de sarcini	Utilizare: pregătirea probelor populate cu celule pentru teste. Soluție cu concentrat de PBS cu calciu și magneziu de 10 ori mai mare. Steril. Împachetare: flacon cu 500 ml soluție. Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului	
14	Kit substrat pentru sporirea chimioluminiscentei în Western Blot	ECLONE	UK	Cleaver Scientific	Conform Caietului de sarcini	Crearea reacției de chemiluminiscentă în Western Blot Caracteristici: kit de tip LumiGO ECL ce constă din 2 flacoane a câte 125 ml. Un flacon cu soluție de amplificare și altul cu soluție de peroxid Împachetare: 2 flacoane cu soluții într-o cutie. Livrare: conform recomandarilor producătorului Păstrare: Stabil timp de 1 an la temperatura camerei	
15	Kit Standard de peroxidază pentru Western Blot	PK-6100	SUA	Vector Laboratories	Conform Caietului de sarcini	Pentru cuplarea la anticorpii secundari în reacția de chemiluminiscentă din Western Blot Caracteristici: Concentrat de peroxidază obținut după tehnologia ABC Elite (Avidin/Biotin) Systems. Domenii de aplicare în IHC, ICC, Hibridizare in situ, Western Blotting, Elispot, ELISA. Kit-ul constă din 2 componente: componenta A - reactiv de Avidin, componenta B - reactiv de HRP Biotinilat. Nu conține anticorpi. Împachetare: 2 flacoane a câte 2 ml, în cutie. Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului	

43	Multitest CD3 /CD16+CD56/CD45/ CD19	ED7074	Cehia	EXBIO	Conform Caietului de sarcini	pentru imunofenotiparea limfocitelor CD3 /CD16+CD56/CD45/ CD19 Forma: lichid Împachetarea minimală: (1 flacon = 50 teste) Certificare: certificat de calitate la livrare.	
44	Multitest CD3 /CD8/CD45/CD4	ED7045	Cehia	EXBIO	Conform Caietului de sarcini	pentru imunofenotipare limfocitelor CD3 /CD8/CD45/CD4 Forma: lichid Împachetarea minimală: (1 flacon = 50 teste) Certificare: certificat de calitate la livrare.	

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau