



НК-400III шприцевой насос

- Большой цветной LCD дисплей
- Память истории инфузий
- Интерфейс RS232
- Регулируемая громкость зуммера
- Анти- болюс
- Режим TIVA
- Вращающийся на 90° кронштейн удобен для горизонтального и вертикального расположения
- Уникальная технология интеллектуального распознавания шприца
- Динамическое отображение давления
- Пользователь может сам переименовать бренды шприцев
- Возможность соединения с другими приборами

НК-400III Технические характеристики

Режим инфузии	Режим скорости режим времени режим веса режим дозы режим интервала	режим TIVA режим программы режим TPN режим переключения библиотека лекарств
Шприцы	Стерильные шприцы многих брендов: 2мл, 5мл, 10мл, 20мл, 30мл, 50мл/60мл, включая BD, B.Braun, Terumo, Nipro и т.д	
Точность	±2%(после корректировки)	
Скорость инфузии	2мл шприц: 0.1–150мл/ч 5мл шприц: 0.1–150мл/ч 10мл шприц: 0.1–300мл/ч	20мл шприц: 0.1–600мл/ч 0.01мл/ч один шаг 30мл шприц: 0.1–900мл/ч 50мл шприц: 0.1–1800мл/ч
Задаваемый объем инфузии(VTBI)	0–9999.9мл, 0.01мл/ч один шаг	
Общий объем инфузии	0–9999.9мл	
Скорость KVO	0–5мл/ч регулируемый, значение по умолчанию: 0.1мл/ч	
Болюс	Ручной болюс/автоматический болюс: 0.1–1800мл/ч(зависит от размера шприца)	
Тревоги	Окончание инфузии, пустой шприц, окклюзия, почти оположнение шприца, низкий заряд аккумулятора, шприц несоединен, нет AC источник питания, разрядка аккумулятора, неисправность и т.д	
Функция	*Режим ожидания:1минут–24часа регулируемый *13 уровни окклюзии *Запись истории инфузии больше 2000 *Можно изменить скорость инфузии и VTBI без окончания инфузии *Совмещать с больничной системой HIS * Через WIFI соединить с центральной системой мониторинга	
Электропитание	DC:12±1.2V AC:100–240V, 50–60HZ	
Расходы энергии	25VA	
Функция вызова медсестры	опционально	
Классификация	Класс 1, тип CF	
Водозащитный	IP24	
Габариты	230×137×139мм	
Вес	1.7кг	
Аккумулятор	Перезаряжаемый литиевой аккумулятор, 7.4V 1900mAh, При скорости инфузии 5мл/ч обеспечивает до 6 часов непрерывной работы	
Условие работы	Температура:5℃–40℃, влажность:10%–95%, Атмосферное давление: 86–106kPa	
Условие транспорта	Температура:–20℃–60℃, влажность:10%–95%, Атмосферное давление: 50–106kPa	
Условие хранения	Температура:–20℃–45℃, влажность:10%–95%, Атмосферное давление: 50–106kPa	



SHENZHEN HAWK MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.

Address: 5/F, Building No.2, Lijincheng Industrial Park, East Gongye Road, Longhua district, Shenzhen, China

E-mail : szhk@hawkmedical.cn
 TEL : 0086-0755-83151901
 FAX : 0086-0755-83151906
 Web : www.hawkmedical.cn

