

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1597055200947</u>
Denumirea procedurii de: Set consumabile pentru plasmafereză

Co d CP V		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lot 1						
		Set consumabile pentru plasmafereza						
	1,1	Set consumabile pentru plasmafereza	Disposable Plasma Apheresis Set	China	Sichuan Nigale Biotechnol ogy Co.LTD	Set consumabile pentru plasmafereză - Sistema de uz unic, tubulaturile de conexiune la soluția NaCl și soluția anticoagulantă fiind asigurate cu clame; Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator în eprubetă vacuum, dotată cu holder și ac tip 16 G, cu fisura laterală: ☐ integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de recoltare; ☐ asigurat cu clamă; ☐ amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y. • Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent • Bol-centrifugă pentru colectarea sângelui transparent; • Soluție anticoagulantă – conținut de citrat de natriu 4%, steril, apirogen, volum de 250 ml, în recipient de plastic, asigurat cu element ce va permite fixarea recipientului în suport. • Container dublu pentru colectarea plasmei în volum 1000 ml, adaptat pentru fixarea la bol și cu ac polimer pentru conectarea la recipientul din plastic cu soluție NaCl; compatibil cu aparatul Nigale.	Sistema de uz unic, tubulaturile de conexiune la soluția NaCl și soluția anticoagulantă fiind asigurate cu clame; Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator în eprubetă vacuum, dotată cu holder și ac tip 16 G, cu fisura laterală: ☐ integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de recoltare; ☐ asigurat cu clamă; ☐ amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y. • Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă. • Bol-centrifugă pentru colectarea sângelui transparent; • Soluție anticoagulantă – conținut de citrat de natriu 4%, steril, apirogen, volum de 250 ml, în recipient de plastic, asigurat cu element ce va permite fixarea recipientului în suport. • Container dublu pentru colectarea plasmei în volum 1000 ml, adaptat pentru fixarea la bol și cu ac polimer pentru conectarea la recipientul din plastic cu soluție NaCl; compatibil cu aparatul Nigale.	CE :ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Vladimir BOLOCAN** În calitate de: **Key Manager**

Ofertantul: "**Pharmony**" SRL Adresa: **Mun. Chisinau, str. Grenoble, 149A**