

ПАСПОРТ

**Набор реагентов для окраски микроорганизмов по методу Грам 100 опр. х 1 мл
«Окраска по Граму-100 (фуксин)»**

Серия **19806/550423** Дата выпуска **04.2023** Годен до... **04.2024**
Количество наборов в серии. **1000**

Наименование показателя	Требования НТД предприятия	Результаты анализа
1. Внешний вид		
1.1 Раствор генциана фиолетового	Жидкость насыщенного темно-фиолетового цвета	Соответствует
1.2 Раствор Люголя	Жидкость темно-желтого цвета	Соответствует
1.3 Раствор фуксина Циля	Жидкость темно-вишневого цвета	Соответствует
2. Показатели правильности определения по результатам микроскопии окрашенных препаратов.		
2.1 «Staphylococcus epidermidis» Тест штамм № 9198	Кокковидные клетки фиолетового или синего цвета.	Соответствует
2.2 «Escherichia coli» Тест штамм № K109	Крупные палочки розового или красного цвета	Соответствует

Заключение ОКК ООО «Агат-Мед»:
Серия **19806/540423** требованиям НТД предприятия соответствует.

Начальник ОКК ООО «АГАТ-МЕД» Гладун В.В.

«6» апреля 2023 г.


