

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1769676968171/ 21557974 din 06/02/2026						
Obiectul achiziției: Detergenți și dezinfectanți pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor chirurgicale din Secția Endoscopie și Detergenți și neutralizanți pentru mașinile Sterilmed (destinate spălării și curățării instrumentelor medicale) din cadrul Serviciului de Sterilizare						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 2						
2.1 Detergent alcalin compatibil sau analog cu mașina de spălat Sterilmed WD-6	DETRO MATIC A	Turcia	DETRO HEALTH CARE	Detergent alcalin pentru curățarea alcalină a instrumentelor medicale în mașinile de spălat analogic sau compatibil cu Sterilmed WD-6 - Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea detergentului cu mașinile Sterilmed WD-6, aflate în dotare. Concentrația recomandată de utilizare să nu fie mai mare de 0.2%. Curățarea și dezinfectarea instrumentelor la termorezistent la 93 de grade. Compatibil cu toate gradele de duritate a apei. Compoziția din: hidroxid de potasiu, agenți tensioactivi, inhibitori de coroziune. Transportarea, descarcarea la locul de destinație și setarea tuturor parametrilor necesari pentru funcționare corectă să fie efectuată de către operatorul economic. Termenul de valabilitate 18 luni de la data livrării. Ambalaj canistră cu volum minim 5 litri.	-Detergent alcalin pentru curățarea alcalină a instrumentelor medicale în mașinile de spălat analogic sau compatibil cu Sterilmed WD-6 - Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. -Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea detergentului cu mașinile Sterilmed WD-6, aflate în dotare. - Concentrația recomandată de utilizare 0,1-0,2%. Diapazonul de acțiune 40-60 °C. Curățarea și dezinfectarea instrumentelor la termorezistent pînă la 93 de grade. Răspuns la clarificări (3 febr 2026, 10:40) Compatibil cu toate gradele de duritate a apei. Compoziția din: hidroxid de potasiu ≥5%, agenți tensioactivi, inhibitori de coroziune. Răspuns la clarificări (3 febr 2026, 10:41) Transportarea, descarcarea la locul de destinație și setarea tuturor parametrilor necesari pentru funcționare corectă să fie efectuată de către operatorul economic. Termenul de valabilitate 18 luni de la data livrării. Ambalaj canistră cu volum minim 5 litri.	CE, ISO, AMDM DM000822352
2.2 Neutralizant compatibil sau analog cu mașina de spălat Sterilmed WS-6	DETRO MATIC NS	Turcia	DETRO HEALTH CARE	Neutralizant pentru eliminarea reziduurilor alcaline rămase după procesul de curățare alcalină a instrumentelor medicale în mașini automate de spălat și dezinfectat instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat analogic sau compatibil cu Sterilmed WD-6. Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea neutralizantului cu mașinile Sterilmed WD-6, aflate în dotare. Activarea neutralizantului la temperatura nu mai mare de 30 de grade conform recomandărilor producătorului. Compoziția din: acid	-Neutralizant pentru eliminarea reziduurilor alcaline rămase după procesul de curățare alcalină a instrumentelor medicale în mașini automate de spălat și dezinfectat instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat analogic sau compatibil cu Sterilmed WD-6. - Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. - Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea neutralizantului cu mașinile Sterilmed WD-6, aflate în dotare. Concentrația recomandată de utilizare neutralizator: 0,05%-0,1% Răspuns la clarificări (3 febr 2026, 10:42): -Activarea neutralizantului la temperatura ≤45 °C conform recomandărilor producătorului. Răspuns la clarificări (3 febr 2026, 10:42): Compoziția	DC, ISO, AMDM DM000822356

				fosforic, inhibitori de coroziune. Transportarea, descarcarea la locul de destinatie si setarea tuturor parametrilor necesari pentru functionare corecta sa fie efectuata de catre operatorul economic. Termenul de valabilitate 18 luni de la data livrarii. Ambalaj canistră cu volum minim 5 litri.	din: acid citric >20%, inhibitori de coroziune. Răspuns la clarificari (3 febr 2026, 10:41) -Transportarea, descarcarea la locul de destinatie si setarea tuturor parametrilor necesari pentru functionare corecta sa fie efectuata de catre operatorul economic. Termenul de valabilitate 18 luni de la data livrarii. Ambalaj canistră cu volum minim 5 litri.	
TOTAL						

Semnat:

Numele, Prenumele: Lungu Ion

În calitate de : Administrator

Ofertantul: Health Medical Solutions SRL

Adresa: str. Grenoble 128, of. 011