

## **Dulap medical model: D -002**

Dulapul este proiectat pentru utilizarea în instituții medicale (camere medicale, săli de proceduri etc.)

Dulapul este fabricat din oțel de înaltă calitate, vopsit cu vopsea albă cu pulbere astfel încât este potrivită pentru utilizarea în încăperi cu cerințe ridicate pentru tratarea și dezinfectarea mobilierului.

Domeniul de aplicare plasarea instrumentelor medicale, preparatelor și consumabilelor utilizate în timpul operațiilor chirurgicale, examinărilor și altor manipulări.

Patru rafturi din oțel, cu care este echipat dulapul.

Dulapul are o mobilitate datorită prezenței a 4 piciorușe.

**Indicații de utilizare:** pentru amplasarea în saloane, săli de tratament și de examinare.

**Contraindicații:** niciuna atunci când este utilizată în conformitate cu documentația de operare.

**Nu mișcați dulapul în timpul utilizării.**

| Denumirea principalilor parametri și dimensiuni | D- 002  |
|---|---------|
| Înălțimea dulapului                             | 2000 mm |
| Lățimea dulapului                               | 500 mm  |
| Lungimea dulapului                              | 1000 mm |

### **Reguli de funcționare a mobilierului:**

1. Transportul, depozitarea și exploatarea produsului trebuie efectuate în conformitate cu parametrii din tabel.
2. Dulapul medical trebuie să fie exploatată în încăperi închise uscate, cu o temperatură nu mai mică de +2°C și nu mai mare de +40°C și o umiditate relativă de 45 - 70%.
3. Nu permiteți expunerea directă la lumina soarelui, deoarece dăunează aspectului produselor, poate schimba culoarea suprafeței.
4. Dulapul trebuie să fie instalat la o distanță de cel puțin 0,5 m de dispozitivele de încălzire.
5. Echipamentul trebuie protejat de deteriorări mecanice și de expunerea la substanțe chimice agresive.

6. Este interzisă utilizarea pentru curățare a obiectelor ascuțite, a acizilor, a soluțiilor alcaline, precum și a agenților abrazivi destinați îngrijirii veselei și a obiectelor sanitare.

### **Îngrijirea suprafețelor din oțel vopsit cu pulbere:**

1. Produsele necesită puțină întreținere și sunt practice de utilizat.
2. Produsul poate fi curățat cu orice agent de curățare pe bază de alcool, cu excepția celor cu un principiu de acțiune abraziv.
3. O perie moale poate fi utilizată pentru curățarea murdăriei dificile.



Producător: Caravan Express SRL  
Republica Moldova  
or. Cimișlia, MD-4101