

СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Наименование продукта: Перчатки медицинские смотровые нитриловые неопудренные ,
текстурированные одноразовые нестерильные
(размер M) стандарт класс

Стандарты: Вся продукция протестирована согласно стандартам EN 455

Размер	Кол-во (шт.)	№ лота	Дата произв-ва	Годен до	Дата акта контроля:
M	650000	231097797NCZA	04-2020	04-2025	15.05.2020

1. Отсутствие отверстий (испытание на водонепроницаемость) и визуальный осмотр

	Уровень контроля	Результат
Водонепроницаемость	G1, AQL 1.5	соответствует
Видимые дефекты (Уровень контроля: G1)		
крупный дефект	AQL 2.5	соответствует
мелкий. дефект	AQL 4.0	соответствует

2. Размеры

Показатели	Уровень контроля	Норма	Результат
Длина	S2, AQL 4.0	≥230 мм	соответствует
Ширина	S2, AQL 4.0	95±10 мм	соответствует
Толщина одной стенки манжеты	S2, AQL 4.0	≥0.08 мм	соответствует
Толщина одной стенки ладони	S2, AQL 4.0	≥0.08 мм	соответствует
Толщина одной стенки пальцев	S2, AQL 4.0	≥0.05 мм	соответствует

3. Физические параметры (прочность)

Показатели	Уровень контроля	Норма	Результат
До ускоренного старения			
Сила при разрыве	S2, AQL 4.0	Мин. 6 N	соответствует
После ускоренного старения			
Сила при разрыве	S2, AQL 4.0	Мин. 6 N	соответствует

Количество порошка

Требование: не более 2 мг / перч.

Вывод: Настоящим подтверждается соответствие испытанных образцов стандартам. Vagt Medical Vertrieb GmbH 21-07-2020, Карлсруэ

Результат: соответствует

VOGT MEDICAL
VERTRIEB GMBH
Rüppurrer Straße 1 A, Haus
76137 Karlsruhe
Tel. 07 21 / 98 23 50 · Fax 07 21 / 98 23

СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Наименование продукта: Перчатки медицинские смотровые нитриловые неопудренные, текстурированные одноразовые нестерильные (размер L) стандарт класс

Стандарты: Вся продукция протестирована согласно стандартам EN 455

Размер	Кол-во (шт.)	№ лота	Дата произ-ва	Годен до	Дата акта контроля:
L	700000	231097797NCZA	04-2020	04-2025	15.05.2020

1. Отсутствие отверстий (испытание на водонепроницаемость) и визуальный осмотр

	Уровень контроля	Результат
Водонепроницаемость	G1, AQL 1.5	соответствует
Видимые дефекты (Уровень контроля: G1)		
крупный дефект	AQL 2.5	соответствует
мелкий. дефект	AQL 4.0	соответствует

2. Размеры

Показатели	Уровень контроля	Норма	Результат
Длина	S2, AQL 4.0	≥230 мм	соответствует
Ширина	S2, AQL 4.0	110±10 мм	соответствует
Толщина одной стенки манжеты	S2, AQL 4.0	≥0.08 мм	соответствует
Толщина одной стенки ладони	S2, AQL 4.0	≥0.08 мм	соответствует
Толщина одной стенки пальцев	S2, AQL 4.0	≥0.05 мм	соответствует

3. Физические параметры (прочность)

Показатели	Уровень контроля	Норма	Результат
До ускоренного старения			
Сила при разрыве	S2, AQL 4.0	Мин. 6 N	соответствует
После ускоренного старения			
Сила при разрыве	S2, AQL 4.0	Мин. 6 N	соответствует

Количество порошка

Требование: не более 2 мг / перч.

Результат: соответствует

Вывод: Настоящим подтверждается соответствие испытанных образцов требуемым стандартам.

Vogt Medical Vertrieb GmbH 21.07.2020, Карлсруэ

СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Наименование продукта: Перчатки медицинские смотровые нитриловые неопудренные, текстурированные одноразовые нестерильные (размер XL) стандарт класс

Стандарты: Вся продукция протестирована согласно стандартам EN 455

Размер	Кол-во (шт.)	№ лота	Дата произв-ва	Годен до	Дата акта контроля:
XL	580500	231097797NCZA	04-2020	04-2025	15.05.2020

1. Отсутствие отверстий (испытание на водонепроницаемость) и визуальный осмотр

	Уровень контроля	Результат
Водонепроницаемость	G1, AQL 1.5	соответствует
Видимые дефекты (Уровень контроля: G1)		
крупный дефект	AQL 2.5	соответствует
мелкий. дефект	AQL 4.0	соответствует

2. Размеры

Показатели	Уровень контроля	Норма	Результат
Длина	S2, AQL 4.0	≥230 мм	соответствует
Ширина	S2, AQL 4.0	110±10 мм	соответствует
Толщина одной стенки манжеты	S2, AQL 4.0	≥0.08 мм	соответствует
Толщина одной стенки ладони	S2, AQL 4.0	≥0.08 мм	соответствует
Толщина одной стенки пальцев	S2, AQL 4.0	≥0.05 мм	соответствует

3. Физические параметры (прочность)

Показатели	Уровень контроля	Норма	Результат
До ускоренного старения			
Сила при разрыве	S2, AQL 4.0	Мин. 6 N	соответствует
После ускоренного старения			
Сила при разрыве	S2, AQL 4.0	Мин. 6 N	соответствует

Количество порошка

Требование: не более 2 мг / перч.

Результат: соответствует

Вывод: Настоящим подтверждается соответствие испытанных образцов требованиям стандартам.

Vogt Medical Vertrieb GmbH 21-07-2020, Карлсруэ

VOGT MEDICAL
VERTRIEB GMBH
Rüppurrer Straße 1 A, Haus B
76137 Karlsruhe
Tel. 07 21 / 98 23 50 . Fax 07 21 / 98 23 50