



ООО «Специализированное  
протезно-ортопедическое предприятие  
«**ПРОТЭКС-ЦЕНТР**»

КУПАЛЬНИКИ  
**ГРАЦИИ**  
БЮСТГАЛЬТЕРЫ **НА РУКУ**  
**ТОВАРЫ ПОСЛЕ**  
**МАСТЭКТОМИИ**  
**ПРОТЕЗЫ** ГРУДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
БЮСТГАЛЬТЕРЫ  
ПОЛУГРАЦИИ  
КУПАЛЬНИКИ  
ГРАЦИИ

Адрес: Московская область, г. Коломна, ул. Комсомольская, д. 13  
г. Москва, ул. Ферганская, д. 6, к. 2; г. Рязань, ул. Горького, д.100

 **8 (800) 100-75-51 8 (495) 122-22-20**

[www.protex-centr.ru](http://www.protex-centr.ru) [info@protex-centr.ru](mailto:info@protex-centr.ru)





При производстве экзопротезов грудной железы ООО «ПРОТЭК-ЦЕНТР» использует высококачественный силикон немецкого концерна WACKER. Эта компания – крупнейший производитель материалов для изделий из компонентных силиконов. Все материалы бренда WACKER тщательно тестируются перед выходом на рынок.

Нами применяется только европейское качественное сырье! Безопасность наших силиконовых протезов подтверждена медицинскими сертификатами и клиническими исследованиями.

Форма экзопротезов тщательно продумана – с тыльной стороны сделано углубление, чтобы не травмировать послеоперационный шов.

Экзопротезы грудной железы мягкие и приятные на ощупь. Они нагреваются до температуры тела и плотно прилегают к коже, поэтому практически незаметны под одеждой.



## ЭКЗОПРОТЕЗ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ СИММЕТРИЧНОЙ ФОРМЫ

Экзопротез молочной железы благодаря своей форме позволяет использовать его как с правой, так и с левой стороны, а также менять его положение на 90 и 180 градусов в зависимости от дефицита тканей региональных зон для воссоздания контуров утраченной ткани в подмышечной и подключичной областях.



**РАЗМЕРЫ:** 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

## ЧЕХОЛ ТРИКОТАЖНЫЙ СИММЕТРИЧНОЙ ФОРМЫ

Чехол трикотажный предназначен для предохранения экзопротеза молочной железы симметричной формы от внешних воздействий.



**РАЗМЕРЫ:** 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

## ЭКЗОПРОТЕЗ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ АСИММЕТРИЧНОЙ ФОРМЫ

Экзопротез молочной железы в правом и левом исполнении с одновременным устранением дефектов тканей верхней половины грудной клетки и подмышечной области. Также может быть использован при более обширной мастэктомии.



**РАЗМЕРЫ:** 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.  
Правое и левое исполнение.

## ЧЕХОЛ ТРИКОТАЖНЫЙ АСИММЕТРИЧНОЙ ФОРМЫ

Трикотажный чехол предназначен для предохранения экзопротеза молочной железы асимметричной формы от внешних воздействий.




**РАЗМЕРЫ:** 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.  
Правое и левое исполнение.

# ГРАЦИИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПГЖ

# БЮСТГАЛЬТЕРЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПГЖ



МОДЕЛЬ ЛФК 126, 126(К)



Размер	Полнота
85, 90	А, В, С, D
95	А, В, С,

Наименование модели	Размер	Полнота
ЛФК 126	80-95	А, В, С, D, E, F
ЛФК 126(К)	80-95	А, В, С, D, E, F

Возможные цвета



черный



бежевый

Возможные цвета



черный

### СОСТАВ

Кружево ПА 100%.

Боковая деталь: ПА 84%, эластан 16%.

Подкладка: хлопок 100%.

Карман: хлопок 100%.

## МОДЕЛЬ ЛФК 2-105 (К)



Наименование модели	Размер	Полнота
ЛФК 2-105(К)	85-110	A, B, C, D, E, F, G
ЛФК 2-105(К)	80	B, C, D, E, F, G

### СОСТАВ

Кружево ПА 100%.

Боковая деталь: ПА 84%, эластан 16%.

Подкладка: хлопок 100%.

Карман: хлопок 100%.

### Возможные цвета



черный



бежевый



белый



## МОДЕЛЬ ЛФК 2-191 (К)



Наименование модели	Размер	Полнота
ЛФК 2-191(К)	70-85	AA, A, B, C, D, E
ЛФК 2-191(К)	90	A

### Возможные цвета



черный



бежевый



белый

### СОСТАВ

Кружево ПА 100%.

Боковая деталь: ПА 84%, эластан 16%.

Подкладка: хлопок 100%.

Карман: хлопок 100%.

# БЮСТГАЛЬТЕРЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПГЖ



ООО «Специализированное  
протезно-ортопедическое предприятие  
«ПРОТЭК-ЦЕНТР»

## МОДЕЛЬ ЛФК 2-115-1



Наименование модели	Размер	Полнота
ЛФК 2-115-1	70	А, В, С, D

### Возможные цвета



черный



бежевый



белый

### СОСТАВ

Кружево ПА 100%.

Боковая деталь: ПА 84%, эластан 16%.

Подкладка: хлопок 100%.

Карман: хлопок 100%.



## МОДЕЛЬ ЛФК 2-210 (К)



Наименование модели	Размер	Полнота
ЛФК 2-210(К)	80-100	А, В, С, D, E,
ЛФК 2-210(К)	105	А, В, С

### Возможные цвета



черный



бежевый



белый

### СОСТАВ

Кружево ПА 100%.

Боковая деталь: ПА 84%, эластан 16%.

Подкладка: хлопок 100%.

Карман: хлопок 100%.



Размер	Полнота
85, 90	A, B, C, D
95	A, B, C,

Возможные цвета



черный




бежевый

Грации предназначены для надежной фиксации протеза молочной железы.

С внутренней стороны чашечек имеются специальные двусторонние карманы, которые обеспечивают фиксацию вкладыша в правильном положении.

Бретельки специальной конструкции снабжены подкладками, которые расширены в области плеча, не врезаются в кожу, снижают давление на плечи.

Грация плотно прилегает к телу и имеет комфортную посадку. Производятся из гипоаллергенных, не раздражающих кожу материалов. Обеспечивают необходимую безопасность и комфорт при ношении протеза.



### КУПАЛЬНИК ИЗ НАБИВНОГО ПОЛОТНА С ЗАСТЕЖКОЙ СЗАДИ НА ПРЯЖКУ


Перед с рельефами, декольте завышенное. Карманы с усиленной фиксацией экзопротеза.

**РАЗМЕРЫ:** 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

### КУПАЛЬНИК ИЗ НАБИВНОГО ПОЛОТНА БЕЗ ЗАСТЕЖКИ

Перед с рельефами, декольте среднее. Спинка со швом посередине. Карманы с усиленной фиксацией экзопротеза.




**РАЗМЕРЫ:** 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.



# КУПАЛЬНИКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПГЖ




ООО «Специализированное  
протезно-ортопедическое предприятие  
«ПРОТЭК-ЦЕНТР»





Применяется после мастэктомии в случае повреждения лимфатических сосудов.

Изготавливается по индивидуальным размерам заказчика, если ни один из размеров типовых «рукавов» не подходит.



Возможные цвета



бежевый



Наименование модели	Размеры	Запястье, в см (H)	Локоть, в см (L)	Длина окружности верх рукава, в см (B)	Рост	Сторона
Бандаж на верхнюю конечность компрессионный БН6-314	5	14,5	23	28,5	1) 158–164 см, длина рукава – 67 см  2) 170–176 см, длина рукава – 72 см	Правая Левая
	6	14,5	25	29,5		
	7	15	27	31		
	8	16	27,5	32,5		
	9	17	29	34,5		
	10	18,5	32	37		
	11	21	36	40		
	12	23	36,5	40,5		