

Numarul procedurii de achizitie:					21135548 din 17.01.2024			
Obiectul achizitiei:					Reactivi și consumabile de laborator pentru necesitățile a.2024, conform necesitatilor IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile			
Cod CPV	NR Lot	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33696500-0	Lot 1	TPHA	043100A	Marea Britanie	LORNE	Unitatea de masura "Test". Test TPHA este un test serologic care detecteaza anticorpi specifici anti- Treponema palidum. Metoda este bazată pe reactia de hemaglutinare indirecta. Trusa va contine tot necesarul pentru 100 de teste. Set pentru 100 teste Componenta setului: 1. TPHA reagent; 2. Diluent salină cu absorbant; 3. Ser de control pozitiv; 4. Ser de control negativ; Sensibilitatea $\geq 99.0\%$ Specificitatea $\geq 99.0\%$ Diferit de producatorul determinat castigator in cadrul Programului National HIV/SIDA și ITS pentru anul 2024	Unitatea de masura "Test". Test TPHA este un test serologic care detecteaza anticorpi specifici anti- Treponema palidum. Metoda este bazată pe reactia de hemaglutinare indirecta. Trusa contine tot necesarul pentru 100 de teste. Set pentru 100 teste Componenta setului: 1. TPHA reagent; 2. Diluent salină cu absorbant; 3. Ser de control pozitiv; 4. Ser de control negativ; Sensibilitatea 100% Specificitatea 100% Diferit de producatorul determinat castigator in cadrul Programului National HIV/SIDA și ITS pentru anul 2024	ISO, CE
33696500-0	Lot 2	Stafilococ agar (Manitol Salt)	610029	Italia	Liofilchem	Mediu Stafilococ agar	Mannitol Salt Agar 500 g	ISO, CE
33696500-0	Lot 4	Roxitromicin(Rondele cu antibiotici: fl x 50 rondele)	9060	Italia	Liofilchem	Roxitromicin(Rondele cu antibiotici: fl x 50 rondele)	Roxithromycin RXT 15 μg , fl x 50 rondele	ISO, CE
33696500-0	Lot 5	Determinarea antigenului Chlamydia prin reacție imunofloriscentă	Chlamonos creen	Ecolab	Rusia	Determinarea antigenului Chlamydia prin reacție imunofloriscentă	Determinarea antigenului Chlamydia prin reacție imunofloriscentă, 2*30 ml	ISO

33696500-0	Lot 8	Determinarea calitativă a anticorpilor IgM către Borrelia burgdorferi	BORM0040	Germania	Novatec	Va avea același producător ca "Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Borrelia burgdorferi"; Unitatea de măsură "Test".	Borrelia burgdorferi IgM, 96 teste ELISA. Are același producător ca "Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Borrelia burgdorferi"	ISO, CE
33696500-0		Determinarea calitativă anticorpilor IgG către Borrelia burgdorferi	BORG0040	Germania	Novatec	Va avea același producător ca "Determinarea calitativă a anticorpilor IgM către Borrelia burgdorferi"; Unitatea de măsură "Test".	Borrelia burgdorferi IgG, 96 teste ELISA. Are același producător ca "Determinarea calitativă a anticorpilor IgM către Borrelia burgdorferi"	ISO, CE
33696500-0	Lot 11	Recombiantipallidum Ig M	1858	Rusia	VECTOR BEST	Posibilitatea determinării titrurilor anticorpilor; Va avea același producător ca "Determinarea calitativă a anticorpilor IgM către Recombiantipallidum"; Unitatea de măsură "Test"; Recombiantipallidum Ig G - Vezi anexa nr.2 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010; Posibilitatea determinării titrurilor anticorpilor; Va avea același producător ca "Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Recombiantipallidum"; Unitatea de măsură "Test".	Recombiantipallidum Ig M - Posibilitatea determinării titrurilor anticorpilor; Are același producător ca "Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Recombiantipallidum"	ISO, CE
33696500-0		Recombiantipallidum Ig G	1852	Rusia	VECTOR BEST	Posibilitatea determinării titrurilor anticorpilor; Va avea același producător ca "Determinarea calitativă a anticorpilor IgM către Recombiantipallidum"; Unitatea de măsură "Test"; Recombiantipallidum Ig G - Vezi anexa nr.2 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010; Posibilitatea determinării titrurilor anticorpilor; Va avea același producător ca "Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Recombiantipallidum"; Unitatea de măsură "Test".	Recombiantipallidum Ig G - Posibilitatea determinării titrurilor anticorpilor. Are același producător ca "Determinarea calitativă a anticorpilor IgM către Recombiantipallidum"	ISO, CE
33696500-0	Lot 12	RPR (carbon)	044500A	Marea Britanie	LORNE	Teste RPR care sunt bazate pe reacție de aglutinare pe acriduri de carbon. Test netreponemal destinat screening-ul sifilisului. Set pentru 100 teste Componenta setului: 1. RPR reagent - Varianta macroscopică. 2. Carduri de unică folosință incluse în set pentru 100 teste. 3. Control negativ 4. Control pozitiv Sensibilitatea $\geq 86.0\%$ Specificitatea $\geq 98.0\%$	Teste RPR care sunt bazate pe reacție de aglutinare pe acriduri de carbon. Test netreponemal destinat screening-ul sifilisului. Set pentru 500 teste Componenta setului: 1. RPR reagent - Varianta macroscopică. 2. Carduri de unică folosință incluse în set pentru 500 teste. 3. Control negativ 4. Control pozitiv Sensibilitatea 100% Specificitatea 100%	ISO, CE

33696500-0	Lot 17	Eprubete de sticlă, cu baza dreaptă de 10ml cu D=16mm	PH 16	Rusia	Minimed	Eprubete de sticlă, cu baza dreaptă de 10ml cu D=16mm , Unitatea de masura "Test".	Eprubete de sticlă, cu baza dreaptă de 10ml cu D=16mm , Unitatea de masura "Test".	ISO, CE
33696500-0	Lot 18	Sonda pentru recoltarea materialului biologic din uretra la barbati	110502	China	BOEN	Sonda pentru recoltarea materialului biologic din uretra la barbati	Sonda pentru recoltarea materialului biologic din uretra la barbati	ISO, CE
33696500-0	Lot 19	Periuțe ginecologice	110204	China	BOEN	Periuțe ginecologice tip braduf, sterile, folosite în investigațiile pentru determinarea cancerului de col uterin;	Periuțe ginecologice tip braduf, sterile, folosite în investigațiile pentru determinarea cancerului de col uterin;	ISO, CE
33696500-0	Lot 20	Set de extragere ADN/ARN	K2-9-Et-100	Institute of Epidemiology	Federatia Rusa	Vezi anexa nr.10 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010, Unitatea de masura "Test", Set de extragere a ADN/ARN din material biologic uman (raclaj din canalul cervical, uretra la bărbați, urină), totodată să conțină control intern și compatibil cu setul de aplicare pentru loturile nr.78-92.	Ribo Prep. Set de extragere a ADN/ARN din material biologic uman (raclaj din canalul cervical, uretra la bărbați, urină), totodată conține control intern și compatibil cu setul de aplicare pentru loturile nr.78-92.	ISO, CE
33696500-0	Lot 21	Detectarea CMV prin PCR	R-V7	Institute of Epidemiology	Federatia Rusa	Vezi anexa nr.10 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010, Unitatea de masura "Test", Set de amplificare și detecție într-o singură etapă, totodată să conțină control negativ și pozitiv. Tuburi de tip strip preumplute, master mix gata de utilizare. Detectarea să poată fi realizată pe echipamnet de RotorGene Q sau QuantStudio 5	AmpliSens® CMV-FL. Set de amplificare și detecție într-o singură etapă, totodată conține control negativ și pozitiv. Tuburi preumplute, master mix gata de utilizare. Detectarea poate fi realizată pe echipamnet de RotorGene Q sau QuantStudio 5	ISO, CE
33696500-0	Lot 22	Detectarea T. vaginalis prin PCR	R-B6	Institute of Epidemiology	Federatia Rusa	Vezi anexa nr.10 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010, Unitatea de masura "Test", Set de amplificare și detecție într-o singură etapă, totodată să conțină control negativ și pozitiv. Tuburi de tip strip preumplute, master mix gata de utilizare. Detectarea să poată fi realizată pe echipamnet de RotorGene Q sau QuantStudio 5	AmpliSens® Trichomonas vaginalis-FL. Set de amplificare și detecție într-o singură etapă, totodată conține control negativ și pozitiv. Tuburi preumplute, master mix gata de utilizare. Detectarea poate fi realizată pe echipamnet de RotorGene Q sau QuantStudio 5	ISO, CE
33696500-0	Lot 23	Detectarea G.vaginalis prin PCR	R-B7	Institute of Epidemiology	Federatia Rusa	Vezi anexa nr.10 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010, Unitatea de masura "Test", Set de amplificare și detecție într-o singură etapă, totodată să conțină control negativ și pozitiv. Tuburi de tip strip preumplute, master mix gata de utilizare. Detectarea să poată fi realizată pe echipamnet de RotorGene Q sau QuantStudio 5	AmpliSens® Gardnerella vaginalis-FL. Set de amplificare și detecție într-o singură etapă, totodată conține control negativ și pozitiv. Tuburi preumplute, master mix gata de utilizare. Detectarea poate fi realizată pe echipamnet de RotorGene Q sau QuantStudio 5	ISO, CE

33696500-0	Lot 24	Detectarea C.trahomatis prin PCR	R-B1	Institute of Epidemiology	Federatia Rusa	Vezi anexa nr.10 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010, Unitatea de masura "Test", Set de amplificare și detecție într-o singură etapă, totodată să conțină control negativ și pozitiv. Tuburi de tip strip preumplute, master mix gata de utilizare. Detectarea să poată fi realizată pe echipamnet de RotorGene Q sau QuantStudio 5	AmpliSens® Chlamydia trachomatis-FL. Set de amplificare și detecție într-o singură etapă, totodată conține control negativ și pozitiv. Tuburi preumplute, master mix gata de utilizare. Detectarea poate fi realizată pe echipamnet de RotorGene Q sau QuantStudio 5	ISO, CE
33696500-0	Lot 25	Detectarea T. gondii prin PCR	R-P1	Institute of Epidemiology	Federatia Rusa	Vezi anexa nr.10 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010, Unitatea de masura "Test", Set de amplificare și detecție într-o singură etapă, totodată să conțină control negativ și pozitiv. Tuburi de tip strip preumplute, master mix gata de utilizare. Detectarea să poată fi realizată pe echipamnet de RotorGene Q sau QuantStudio 5	AmpliSens® Toxoplasma gondii-FL. Set de amplificare și detecție într-o singură etapă, totodată conține control negativ și pozitiv. Tuburi preumplute, master mix gata de utilizare. Detectarea poate fi realizată pe echipamnet de RotorGene Q sau QuantStudio 5	ISO, CE
33696500-0	Lot 26	Detectarea NEISSERIA GONOREA prin PCR	R-B51	Institute of Epidemiology	Federatia Rusa	Vezi anexa nr.10 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010, Unitatea de masura "Test", Set de amplificare și detecție într-o singură etapă, totodată să conțină control negativ și pozitiv. Tuburi de tip strip preumplute, master mix gata de utilizare. Detectarea să poată fi realizată pe echipamnet de RotorGene Q sau QuantStudio 5	AmpliSens® Neisseria gonorrhoeae-screen-FL. Set de amplificare și detecție într-o singură etapă, totodată conține control negativ și pozitiv. Tuburi preumplute, master mix gata de utilizare. Detectarea poate fi realizată pe echipamnet de RotorGene Q sau QuantStudio 5	ISO, CE
33696500-0	Lot 27	Detectarea HPV tip 16, 18, 31 prin PCR	R-V25	Institute of Epidemiology	Federatia Rusa	Vezi anexa nr.10 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010, Unitatea de masura "Test", Set de amplificare și detecție într-o singură etapă, totodată să conțină control negativ și pozitiv. Tuburi de tip strip preumplute, master mix gata de utilizare. Detectarea să poată fi realizată pe echipamnet de RotorGene Q sau QuantStudio 5	AmpliSens® HPV HCR-genotype-FL. Set de amplificare și detecție într-o singură etapă, totodată conține control negativ și pozitiv. Tuburi de tip strip preumplute, master mix gata de utilizare. Detectarea poate fi realizată pe echipamnet de RotorGene Q sau QuantStudio 5	ISO, CE
33696500-0	Lot 28	Detectarea HSV I	R-V8	Institute of Epidemiology	Federatia Rusa	Vezi anexa nr.10 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010, Unitatea de masura "Test", Set de amplificare și detecție într-o singură etapă, totodată să conțină control negativ și pozitiv. Tuburi de tip strip preumplute, master mix gata de utilizare. Detectarea să poată fi realizată pe echipamnet de RotorGene Q sau QuantStudio 5	AmpliSens® HSV I,II -FL. Set de amplificare și detecție într-o singură etapă, totodată conține control negativ și pozitiv. Tuburi preumplute, master mix gata de utilizare. Detectarea poate fi realizată pe echipamnet de RotorGene Q sau QuantStudio 5	ISO, CE

33696500-0	Lot 29	Detectarea HSV II	R-V8	Institute of Epidemiology	Federatia Rusa	Vezi anexa nr.10 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010, Unitatea de masura "Test", Set de amplificare și detecție într-o singură etapă, totodată să conțină control negativ și pozitiv. Tuburi de tip strip preumplute, master mix gata de utilizare. Detectarea să poată fi realizată pe echipamnet de RotorGene Q sau QuantStudio 5	AmpliSens® HSV I,II -FL. Set de amplificare și detecție într-o singură etapă, totodată conține control negativ și pozitiv. Tuburi preumplute, master mix gata de utilizare. Detectarea poate fi realizată pe echipamnet de RotorGene Q sau QuantStudio 5	ISO, CE
33696500-0	Lot 30	Determinarea Candida albicans	R-F1	Institute of Epidemiology	Federatia Rusa	Vezi anexa nr.10 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010, Unitatea de masura "Test", Set de amplificare și detecție într-o singură etapă, totodată să conțină control negativ și pozitiv. Tuburi de tip strip preumplute, master mix gata de utilizare. Detectarea să poată fi realizată pe echipamnet de RotorGene Q sau QuantStudio 5	AmpliSens® Candida albicans-FL. Set de amplificare și detecție într-o singură etapă, totodată conține control negativ și pozitiv. Tuburi preumplute, master mix gata de utilizare. Detectarea poate fi realizată pe echipamnet de RotorGene Q sau QuantStudio 5	ISO, CE
33696500-0	Lot 31	Detectarea Ureoplasma urealyticum prin PCR	R-B19	Institute of Epidemiology	Federatia Rusa	Vezi anexa nr.10 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010, Unitatea de masura "Test", Set de amplificare și detecție într-o singură etapă, totodată să conțină control negativ și pozitiv. Tuburi de tip strip preumplute, master mix gata de utilizare. Detectarea să poată fi realizată pe echipamnet de RotorGene Q sau QuantStudio 5	AmpliSens® U.parvum/U.urealyticum-FL. Set de amplificare și detecție într-o singură etapă, totodată conține control negativ și pozitiv. Tuburi preumplute, master mix gata de utilizare. Detectarea poate fi realizată pe echipamnet de RotorGene Q sau QuantStudio 5	ISO, CE
33696500-0	Lot 32	Detectarea Mycoplasma genitalium prin PCR	R-B4	Institute of Epidemiology	Federatia Rusa	Vezi anexa nr.10 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010, Unitatea de masura "Test", Set de amplificare și detecție într-o singură etapă, totodată să conțină control negativ și pozitiv. Tuburi de tip strip preumplute, master mix gata de utilizare. Detectarea să poată fi realizată pe echipamnet de RotorGene Q sau QuantStudio 5	AmpliSens® Mycoplasma genitalium-FL. Set de amplificare și detecție într-o singură etapă, totodată conține control negativ și pozitiv. Tuburi preumplute, master mix gata de utilizare. Detectarea poate fi realizată pe echipamnet de RotorGene Q sau QuantStudio 5	ISO, CE
33696500-0	Lot 33	Detectarea Papiloma Virus Uman cu risc inalt de malignizareprin PCR	R-V25	Institute of Epidemiology	Federatia Rusa	Vezi anexa nr.10 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010, Unitatea de masura "Test", Set de amplificare și detecție într-o singură etapă, totodată să conțină control negativ și pozitiv. Tuburi de tip strip preumplute, master mix gata de utilizare. Detectarea să poată fi realizată pe echipamnet de RotorGene Q sau QuantStudio 5	AmpliSens® HPV HCR-genotype-FL. Set de amplificare și detecție într-o singură etapă, totodată să conțină control negativ și pozitiv. Tuburi de tip strip preumplute, master mix gata de utilizare. Detectarea poate fi realizată pe echipamnet de RotorGene Q sau QuantStudio 5	ISO, CE

33696500-0	Lot 34	Detectarea Mycoplasma hominis prin PCR	R-B3	Institute of Epidemiology	Federatia Rusa	Vezi anexa nr.10 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010, Unitatea de masura "Test", Set de amplificare și detecție într-o singură etapă, totodată să conțină control negativ și pozitiv. Tuburi de tip strip preumplute, master mix gata de utilizare. Detectarea să poată fi realizată pe echipamnet de RotorGene Q sau QuantStudio 5	AmpliSens® Mycoplasma hominis-FL. Set de amplificare și detecție într-o singură etapă, totodată conține control negativ și pozitiv. Tuburi preumplute, master mix gata de utilizare. Detectarea poate fi realizată pe echipamnet de RotorGene Q sau QuantStudio 5	ISO, CE
33696500-0	Lot 35	Detectarea Varicela Zoster prin PCR	R-V61-50-F	Institute of Epidemiology	Federatia Rusa	Vezi anexa nr.10 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010, Unitatea de masura "Test", Set de amplificare și detecție într-o singură etapă, totodată să conțină control negativ și pozitiv. Tuburi de tip strip preumplute, master mix gata de utilizare. Detectarea să poată fi realizată pe echipamnet de RotorGene Q sau QuantStudio 5	AmpliSens® VZV-FL. Set de amplificare și detecție într-o singură etapă, totodată să conțină control negativ și pozitiv. Reagenti in bulk , master mix gata de utilizare. Detectarea poate fi realizată pe echipamnet de RotorGene Q sau QuantStudio 5	ISO, CE
33696500-0	Lot 36	Tub cu mediu mucolitic	953/952	Institute of Epidemiology	Federatia Rusa	Tub cu mediu de transport cu agent mucolitic	Tub cu mediu de transport cu agent mucolitic	ISO, CE
33696500-0	Lot 37	Seringa cu litiu heparin echilibrat	074400.	SUA	NovaBiomedical	Seringa este destinata pentru analizatorul inteligent StatProfile Prime +, analizator complet	Seringa este destinata pentru analizatorul inteligent StatProfile Prime +, analizator complet	ISO, CE
33696500-0	Lot 39	Eprubeta din plastic conice,fara capac, 10ml, buc	670601	China	BOEN	Eprubeta din plastic conice,fara capac, 10ml, buc	Eprubeta din plastic conice,fara capac, 10ml, buc	ISO, CE
33696500-0	Lot 40	Eprubeta din plastic conice, cu capac, 10ml, buc	6005/MOC	Italia	APTACA	Eprubeta din plastic conice, cu capac, 10ml, buc	Eprubeta din plastic conice, cu capac, 10ml, buc	ISO, CE
33696500-0		Prime Plus Sensor Card: (standart) 1 buc/100 teste	61604	SUA	NovaBiomedical	Prime Plus Sensor Card: (standart) 1 buc/100 teste	Prime Plus Sensor Card: (standart) 1 buc/100 teste	ISO, CE
33696500-0		Stat Profile Prime Plus Calibrator Catridge 1 buc/100 teste	57825	SUA	NovaBiomedical	Stat Profile Prime Plus Calibrator Catridge 1 buc/100 teste	Stat Profile Prime Plus Calibrator Catridge 1 buc/100 teste	ISO, CE
33696500-0		Stat Profile Prime Plus Ampuled Controls BG, COOX Levels 1,2,3: 10 amp x3ml	57844	SUA	NovaBiomedical	Unitatea de măsură set, Stat Profile Prime Plus Ampuled Controls BG, COOX Levels 1,2,3: 10 amp x3ml	Unitatea de măsură set, Stat Profile Prime Plus Ampuled Controls BG, COOX Levels 1,2,3: 10 amp x3ml	ISO, CE

33696500-0	Lot 44	Stat Profile Prime Plus Ampuled ControlsChemistry Levels 4,5: 10ampx3ml	57845	SUA	NovaBiomedical	Unitatea de măsură set, Stat Profile Prime Plus Ampuled ControlsChemistry Levels 4,5: 10ampx3ml	Unitatea de măsură set, Stat Profile Prime Plus Ampuled ControlsChemistry Levels 4,5: 10ampx3ml	ISO, CE
33696500-0		Reference Sensor- Prime-Plus (w/ W/R Pump Tubing) (CLINICAL)	57823	SUA	NovaBiomedical	Reference Sensor- Prime-Plus (w/ W/R Pump Tubing) (CLINICAL)	Reference Sensor- Prime-Plus (w/ W/R Pump Tubing) (CLINICAL)	ISO, CE
33696500-0		Prime-Plus Sensor Card- BLANK RENAL Sensor Card: (Clinical)	58379	SUA	NovaBiomedical	Prime-Plus Sensor Card- BLANK RENAL Sensor Card: (Clinical)	Prime-Plus Sensor Card- BLANK RENAL Sensor Card: (Clinical)	ISO, CE
33696500-0		Printer Paper	49200	SUA	NovaBiomedical	Printer Paper	Printer Paper	ISO, CE

Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi

In calitate de: Director

Ofertantul "GBG-MLD" SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2