

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SANATATE

adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd. Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1719582664708 din 19.08.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 8)

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 16.08.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld

(semnătura autorizată)

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 8)"

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocde-b3wdp1-MD-1719582664708
din 19.08.2024

pentru o durată de 160 (una sută șaiszeci) zile, respectiv până la data de 26.01.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 16.08.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poata Vitalie În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albisoara 16/1 of.7, or. Chisinau

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albisoara 16/1 of.7, or. Chisinau

Anexa BC-760

Descriere Analizatoarele de electroliți testează unul sau mai multi electroliți folosind electrozi iono-selectivi.
Parametrul Specificația
Tip probă Ser da- da, “SmartLyte+ brochure”, pagina 2: Sample Size Whole Blood, Serum (95 µl), Plasma, QCs (95 µl), Urine (180 µl)
Urină da- da, “SmartLyte+ brochure”, pagina 2: Sample Size Whole Blood, Serum (95 µl), Plasma, QCs (95 µl), Urine (180 µl)
Plasmă da- da, “SmartLyte+ brochure”, pagina 2: Sample Size Whole Blood, Serum (95 µl), Plasma, QCs (95 µl), Urine (180 µl)
Sînge integru da- da, “SmartLyte+ brochure”, pagina 2: Sample Size Whole Blood, Serum (95 µl), Plasma, QCs (95 µl), Urine (180 µl)
Tip analize Na da- da, “SmartLyte+ brochure”, pagina 2: Number of Parameters 5, Total, 4 (Simultaneously) / parameter Na+ / K+ / Cl- / Ca ++ / Li+; parameter Urine Na+ / K+ / Cl-
K da- da, “SmartLyte+ brochure”, pagina 2: Number of Parameters 5, Total, 4 (Simultaneously) / parameter Na+ / K+ / Cl- / Ca ++ / Li+; parameter Urine Na+ / K+ / Cl-
Cl da - da, “SmartLyte+ brochure”, pagina 2: Number of Parameters 5, Total, 4 (Simultaneously) / parameter Na+ / K+ / Cl- / Ca ++ / Li+; parameter Urine Na+ / K+ / Cl-
Ca da - da, “SmartLyte+ brochure”, pagina 2: Number of Parameters 5, Total, 4 (Simultaneously) / parameter Na+ / K+ / Cl- / Ca ++ / Li+; parameter Urine Na+ / K+ / Cl-
Li opțional - da, “SmartLyte+ brochure”, pagina 2: Number of Parameters 5, Total, 4 (Simultaneously) / parameter Na+ / K+ / Cl- / Ca ++ / Li+; parameter Urine Na+ / K+ / Cl-
Spălare automată da – da, “SmartLyte+ User Manual”, pagina 67: Daily maintenance / In case cleaning and/or conditioning has not been performed within the last 24 hours, the analyzer will automatically print on each sample report [EXECUTE MAINTENANCE!]. + procedura descrisa la pagina 67 – Analizatorul detecteaza automat cand este nevoie de a efectua procedura de spalare si atentioneaza utilizatorul. Dupa ce se alege “Clean”, analizatorul asteapta ca utilizatorul sa deschida usa pentru probe. O data ce usa este deschisa analizatorul automat aspira solutia de curatare si efectueaza automat procedura de curatare a tuturor componentelor / tuburilor interne.
Display LCD color, touchscreen (opțional) da – da, “SmartLyte+ brochure”, pagina 2: User Input 5” Touch Screen Remote Access
Printer incorporabil da- da, “SmartLyte+ User Manual”, pagina 48: 2.14 Printer /TypeGraphical Thermal Printer
Wi-Fi opțional - da, “SmartLyte+ brochure”, pagina 2: Connectivity LAN, Wifi
Interfața PC, LAN port Da – da, “SmartLyte+ brochure”, pagina 2: Connectivity LAN, Wifi, 4 USB ports RS232, LIS – Interfața PC se realizeaza cu ajutorul LIS +“SmartLyte+ brochure”, pagina 2: Support Online Service Interface – este posibil suportul tehnic la distanta prin conectarea la analizator prin internet de la un PC exterior
Data management da- da, “SmartLyte+ brochure”, pagina 2: Data Storage 10,000 Patient Results; 10,000 QC Results per Level – analizatorul are un data management care permite pastrarea in memorie a 10000 rezultate a testelor si cate 10000 de rezultate pentru fiecare dintre cele 3 niveluri de control al calitatii.
Accesul la distanta prin Internet opțional - da, da, “SmartLyte+ brochure”, pagina 2: Support Online Service Interface – este posibil suportul tehnic la distanta prin conectarea la analizator prin internet de la un PC exterior
Controlul calitatii 3 nivele da - da, “SmartLyte+ User Manual”, pagina 59: complete quality control tests on 3 levels (low, normal, high)
Incarcarea controalelor prin Internet opțional - da, “SmartLyte+ brochure”, pagina 2: Support Online Service Interface – este posibil incarcarea controalelor la distanta prin conectarea la analizator prin internet de la un PC exterior
Reagenți
Reagenți Să fie inclus toți reagenții necesari (instalate electrozi Na, K, Ca) cat și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare. ≥ 1000 analize – da, SRL Biosistem mld va furniza analizatorul cu toți reagenții necesari cît și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru a putea efectua 1000 analize
Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării ≥ 6 luni. – da, SRL Biosistem mld va furniza consumabile cu o perioada de valabilitate mai mare de 6 luni din momentul livrării

Anexa Smartlyte

Analizator hematologic automat 5 diff cu modul VSH			
Descriere	Analizator hematologic automat cu VSH destinat analizei componentei sanguine		
Parametru	Specificația	Specificatia oferita	
Metode de măsurare	impedansmetrică	Da	broșura.pdf, pag.1: "RBC, PLT Focusing Flow-DC Impedance Method"
	fotometrică	Da	broșura.pdf, pag.1: "ESR Photometric method"
	Calorimetrica	Da	broșura.pdf, pag.1: "HGB Colorimetric method"
	Fluorescenta	Da	broșura.pdf, pag.1: "Principles WBC (IMG/Neu/Mon/Lym/Eos/Bas), NRBC/RET*, PLT-H/PLT-O*/IPF: SF Cube ^ Cell Analysis Technology ^S: Scatter; F: Fluorescence; Cube: 3D analysis"
	masurarea VSH din aceeasi proba si concomitent cu ceilalti parametri	Da	"user-manual.pdf", pag.204: "Table B-8 List of sample modes, test panel, and applicable models" ... "ESR,CBC+ESR,CD+ESR,CDR+ESR"si altele
Parametri determinați și calculați:	WBC; VSH; Lym%; HGB; Bas%; MCHC; Eos%; PLT-H; RBC; PLT-I; PLT; Lym#; PDW; NRBC#; Mon%; MCH; NRBC%; PCT; Mon#; IMG#; P-LCR; Eos#; Neu#; HCT; IMG%; MCV; Bas#; RDW-CV; RDW-SD; P-LCC; Neu%; MPV; IPF	Da	"broșura.pdf", pag.1: "WBC Bas# Bas% Neu# Neu% Eos# Eos% Lym# Lym% Mon# Mon% IMG# IMG% RBC HGB MCV MCH MCHC RDW-CV RDW-SD HCT NRBC# NRBC% PLT PLT-I PLT-H MPV PDW PCT P-LCR P-LCC IPF ESR"
Capacitate (probe/oră)	≥ 80 (fara VSH)	Da, 80	"broșura.pdf", pag.1: "Throughput CD 80t/h"
	≥ 40 (cu VSH)	Da, 40	"broșura.pdf", pag.1: "CD+ESR 40t/h"
Diluarea	automată	Da	"broșura.pdf", pag.1: "Sample volume CD (whole blood): 25ul CD+ESR (whole blood): 160ul Predilute: 20ul" - In whole blood mode are loc diluarea automata
	manuala	Da	"user-manual.pdf", pag.91-92: "7.5.2 Preparing Predilute Samples (For PD Mode)", descrie modul manual de dilutie
Tip proba	sange integru	Da	"user-manual.pdf", pag.204: "Table B-8 List of sample modes, test panel, and applicable models"- Whole blood sample
	body fluid	Da	"user-manual.pdf", pag.31: "3.2.2 Body Fluid Sample Test Parameters, Histograms, and Scattergrams"
	sange capilar	Da	"user-manual.pdf", pag.35: "Capillary blood tube rack assembly"
	sange pre-diluat	Da	"user-manual.pdf", pag.91: "7.5.2 Preparing Predilute Samples (For PD Mode)"
Volum proba	≤ 25 uL (fara VSH)	Da, 25	"broșura.pdf", pag.1: "Sample volume CD (whole blood): 25ul"
	≤ 160 uL (cu VSH)	Da, 160	"broșura.pdf", pag.1: "Sample volume CD+ESR (whole blood): 160ul"
	≤ 20 uL (sange pre-diluat)	Da, 20	"broșura.pdf", pag.1: "Sample volume Predilute: 20ul"
Incarcator automat de probe	≥ 30 eprubete	Da, 30	"broșura.pdf", pag.1: "Continuous autoloading 5 positions x 6 racks", egal cu 30 eprubete
posibilitatea efectuării analizelor urgente (STAT)		Da	"broșura.pdf", pag.1: "Cap piercing STAT Supports STAT samples and capillary blood samples; minimizes bio-safety hazards"
Afișaj	Display cu TouchScreen	Da	"user-manual.pdf", pag.32: "3.3.2.1 Front of the analyzer" - 2.Touch screen
Imprimantă	posibilitatea conectării imprimantei externe	Da	"user-manual.pdf", pag.66: 1,2 USB port - "Connect to optional devices such as the printer and scanner through the USB ports as needed"
Introducerea datelor	manual	Da	"user-manual.pdf", pag.124: "If you are manually entering sample IDs..." - este posibilitatea de a introduce datele manual
	automat	Da	"user-manual.pdf", pag.124: "If you are using external barcode scanner to scan sample IDs..." - este posibilitatea de a introduce datele automat
Interfața PC	da	Da	"user-manual.pdf", pag.66: 3 - Network interface "Connect to the network port on the PC"

Data Management	LIS / HIS	Da	"user-manual.pdf", pag.221: "The LIS/HIS function of this analyzer enables the communication between the analyzer and the PC in laboratory through Ethernet, including sending analysis results to and receiving worklist from PC."
Afișarea histogramelor		Da	"user-manual.pdf", pag.107: "You can review all the analysis results, scattergrams and histograms."
Stocarea datelor		Da	"brosura.pdf", pag.1: "Data storage capacity"
Calibrarea	automată	Da	"user-manual.pdf", pag.137: "There are four calibration programs available on this analyzer: auto calibration, manual calibration, ESR manual calibration, auto calibration using calibrators, auto calibration using fresh blood samples and protein gain calibration."
	manuală	Da	"user-manual.pdf", pag.137: "There are four calibration programs available on this analyzer: auto calibration, manual calibration, ESR manual calibration, auto calibration using calibrators, auto calibration using fresh blood samples and protein gain calibration."
Grafice	RBC (repartizarea eritrocitelor după volum)	Da	"user-manual.pdf", pag.30: "Table 3-3 Blood sample test histograms" - RBC histogram
	PLT (repartizarea trombocitelor după volum)	Da	"user-manual.pdf", pag.30: "Table 3-3 Blood sample test histograms" - PLT histogram
	WBC (distributia leucocitelor după tip)	Da	"user-manual.pdf", pag.53: "4.2.2 Derivation of WBC-Related Parameters DIFF Scattergram"
Afișarea pe ecran a tuturor datelor	grafice	Da	"user-manual.pdf", pag.110: Descrierea "Graph Review"
	rezultate	Da	"user-manual.pdf", pag.107-118: "8 Reviewing Sample Results"
	rezultate din arhivă	Da	"user-manual.pdf", pag.109: "Searching for Sample Records"
	date de servis	Da	"user-manual.pdf", pag.161: "Tap "Menu"- "Service"- "Screen Cal." to enter the "Screen Cal." screen."
Monitorizarea datelor pacientului	nume pacient	Da	"user-manual.pdf", pag.109 "Enter "Patient ID""
	ID pacient	Da	"user-manual.pdf", pag.109 "Enter patient name"
	sex	Da	"user-manual.pdf", pag.79: "For the custom reference groups, you can edit the group name, lower and upper limits of age, gender information, and "Upper" and "Lower" of the parameters."
	vîrsta	Da	"user-manual.pdf", pag.79: "For the custom reference groups, you can edit the group name, lower and upper limits of age, gender information, and "Upper" and "Lower" of the parameters."
Monitorizarea reactivelor	data expirării	Da	"user-manual.pdf", pag.47: "Tap to enter the "Reagent Setup" screen, check or set the remaining volumes and expiration date, and replace the reagent;"
	volumul rămas	Da	"user-manual.pdf", pag.47: "Tap to enter the "Reagent Setup" screen, check or set the remaining volumes and expiration date, and replace the reagent;"
Afișarea rezultatelor pe imprimantă	Parametri determinați și calculați	Da	"user-manual.pdf", pag.145 Metode de imprimare: Table print, Graph print, Selected records, All records
	histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT	Da	"user-manual.pdf", pag.145 Metode de imprimare: Table print, Graph print, Selected records, All records
	date despre pacient	Da	"user-manual.pdf", pag.145 Metode de imprimare: Table print, Graph print, Selected records, All records

Indicatori de avertizare		Da	"user-manual.pdf", pag.33: "Status Indicator"
Control al calității	≥ 3 nivele	Da	"user-manual.pdf", pag.49: "The controls are prepared with three levels, namely low, normal and high"
	Construirea tabelelor și graficelor Levey-Jenings	Da	"user-manual.pdf", pag.125: "Figure 9-2 L-J Blood QC Graph"
Memorie internă	> 100000 pacienți	Da	"user-manual.pdf", pag.25: "Data storage capacity 130000"
Alimentarea	220 V, 50 Hz	Da	"brosura.pdf", pag.1: "Voltage 100V-240V~ (±10%) Frequency 50Hz/60Hz (±1Hz)"
Accesorii	cititor coduri de bare	Da	SRL Biosistem mld va furniza analizatorul cu accesoriile necesare pentru buna functionare al analizatorului - cititor coduri de bare, Vas pentru deșeuri, tuburi pentru reagenți, tuburi pentru spălare
	Vas pentru deșeuri	Da	
	tuburi pentru reagenți	Da	
	tuburi pentru spălare	Da	
Limba de comunicare	rom/rus/eng	Da	"screen BC-760.pdf" - eng si rus sunt incluse in lista limbilor de comunicare
Sistemul este închis da		Da	"user-manual.pdf", pag.48: "You must only use the Mindray-specified reagents, controls, and calibrators which are formulated specifically for the fluidic system of your analyzer in order to provide optimal system performance."

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com



Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1719582664708 din 19.08.2024							
Obiectul achiziției:					Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 8)							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Analizator ionoselectiv Na, K, Ca	Analizator ionoselectiv Na, K, Ca	bucată	1	69 000.00	82 800.00	69 000.00	82 800.00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	33100000-1	-	-
3	Analizator hematologic, automat cu VSH	Analizator hematologic, automat cu VSH	bucată	1	220 000.00	264 000.00	220 000.00	264 000.00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	33100000-1	-	-
						TOTAL Oferta	289 000.00	346 800.00				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1719582664708 din 19.08.2024
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- Va asigura instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat.
- Termenul de garanție pentru echipament este de minimum 24 de luni, conform specificațiilor tehnice pentru fiecare lot.
- Va garanta perioada de reacție, de o jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului, în cazul apariției defecțiunilor tehnice.
- Anul producerii pentru echipament este nu mai vechi de anul 2023.
- Va organiza, pe perioada garanției, inspecțiile planificate, întreținere profilactică și calibrarea conform programului stabilit, precum și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție, efectuate de către un inginer calificat.
- Este înregistrat în lista producătorilor de Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) cu numărul MD2021-10-EEE-005.
- Produsele sunt înregistrate la AMDM, codul înregistrării este indicat în formularul specificațiilor tehnice, coloana "Standarde de Referință"
- Componentele sistemului vor fi noi (nefolosite).

Data completării: 16.08.2024

Cu stimă,
Poiata Vitalie
Administrator
SRL Biosistem mld _____
(semnătura)