

Specificații tehnice

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către
autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]*

Numărul procedurii de achiziție № 21081191 din 25 mai 2023
Obiectul achiziției: Masti pentru oxigen

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciulu i	Țara de origin e	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Masti pentru oxigen	Masca de oxigen	Turcia	SRL Twoplast Euromed	Mască de oxigen pentru adulți în set cu tub, dispozitiv de fixare și convector; lungimea tubului de oxigen - 2m), getabilă, material pvc medical. transparentă	Masca de oxigen cu rezervor pentru matur, sterile, lungime tub 200 cm. Masca oxigen cu rezervor de concentrație înaltă O ₂ . Cu rezervor	ISO

					transparent din polietilena, suplimentar atasat. Fabricata din PVC cu densitate ferma care mentine forma anatomica, transparent, de uz medical. Elongate, se potrivesc anatomiei umane. Tub conector de 200 cm lungime. Flexibilitate buna a tubului, nu permite cudarea. Clip nazal (intaritura metalica) pentru o fixare optima si elastic ajustabil pentru prindere pe cap. Sterilizare EO. Marcaj CE. Ambalaj unitar steril din polietilena	
TOTAL						

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Gratila Mihail În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL TWOPLAST Adresa: UTA Gagauzia, mun.Comrat, str.Vorosilov, 11





DESCOPERȚI AICI

EuroMed 1Pc/1Buc
MD Medical Device
STERILE EO 2 CE 0123

Non-rebreathing Mask-MASCA DE OXIGEN CU REZERVOR

Producător/Manufacturer:
Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co., Ltd.
No.309 Xigu Road, Xiangshan County, 315700 Ningbo City,
Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

EC Representative:
Luxus Lebenswelt GmbH
Kochstr. 1, 47877, Willich, Germany

FABRICAT IN CHINA / MADE IN CHINA

IMPORTATOR: ALPHA MED 2008 EXIM SRL
Bucuresti, Romania. Tel: 0735 549 375
email: produce.euro-med@gmail.com
www.produce-euro-med.ro

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

1. AȘAȘI TUBUL PENTRU OXIGEN LA SURSA DE OXIGEN ȘI REGLATI VOLUMUL ASA CUM ESTE PRESCRIS
2. VERIFICAȚI FLUXUL DE OXIGEN PRIN TUB ȘI MASCA. A SE VERIFICA MEREU FUNCȚIONAREA CORECTĂ A VALVELOR
3. VALVELE DINTE MASCA ȘI REZERVOR TREBUIE SĂ SE RIDICE LA INSPIRARE ȘI SĂ COORDONE LA EXPIRAREA AERULUI
4. VALVELE PLASATE PE SUPRAFAȚA EXTERNĂ A MASII TREBUIE SĂ SE DESCHIDĂ ÎN TIMPUL EXPIRAȚIEI AERULUI
5. TRAGEȚI ÎNCEȚ DE CAPEȚELE ELASTICULUI DE FIXARE PENTRU A FI BINE MASCĂ
6. AȘAȘI ÎNCEȚ DE CAPEȚELE ELASTICULUI DE FIXARE PENTRU A FI BINE MASCĂ
7. AȘAȘI ÎNCEȚ DE CAPEȚELE ELASTICULUI DE FIXARE PENTRU A FI BINE MASCĂ
8. AȘAȘI ÎNCEȚ DE CAPEȚELE ELASTICULUI DE FIXARE PENTRU A FI BINE MASCĂ
9. AȘAȘI ÎNCEȚ DE CAPEȚELE ELASTICULUI DE FIXARE PENTRU A FI BINE MASCĂ
10. AȘAȘI ÎNCEȚ DE CAPEȚELE ELASTICULUI DE FIXARE PENTRU A FI BINE MASCĂ
11. AȘAȘI ÎNCEȚ DE CAPEȚELE ELASTICULUI DE FIXARE PENTRU A FI BINE MASCĂ

ATENȚIE:

1. PRODUS MEDICAL DE UNICA FOLOSINȚĂ. ARUNCATI DUPĂ UTILIZARE
2. A NU SE UTILIZA DĂCĂ AMBALAJUL UNITAR ESTE DESCHIS SAU DETERIORAT
3. A NU SE DEPOZITATI ÎN CONDIȚII DE UMIDITATE SAU TEMPERATURĂ RIDICATĂ
4. DEPOZITATI ÎN MARFĂ ÎN LOCURI USCATE ȘI RĂCOARE
5. VERIFICAȚI PENTRU A FI SIGURICA TOATE LEGĂTURILE SUNT SIGURE
6. AȘAȘI ÎNCEȚ DE CAPEȚELE ELASTICULUI DE FIXARE PENTRU A FI BINE MASCĂ

SIZE/MARIME:

☒ ADULT ELONGATED/PENTRU A
☐ PEDIATRIC ELONGATED/PEDI