

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1769424966543
Denumirea procedurii Deservire și întreținere dispozitive medicale – 2026

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Angiograf monoplanar Trinias C12, Shimadzu (2014)	Trinias C12	Japonia	Shimadzu	Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice. Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice. Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului. Verificarea și curățirea filtrelor de aer. Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului). Evaluarea și calibrarea calității imaginii. Instruirea personalului medical la necesitate. Testarea, calibrarea și curățarea modulului fiziologic, inclusiv mentenanța preventivă și corectivă pentru stația de achiziție a semnalului. Mentenanța, reparația și calibrarea Angiomatului "Arterion Mark 7, Medrad"(parte din setul de angiografie). Efectuarea mentenanței preventive conform recomandărilor producătorului, verificarea și reînnoire software la necesitate, înlăturarea	Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice. Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice. Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului. Verificarea și curățirea filtrelor de aer. Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului). Evaluarea și calibrarea calității imaginii. Instruirea personalului medical la necesitate. Testarea, calibrarea și curățarea modulului fiziologic(CFE ,MennenMedical), inclusiv mentenanța preventivă și corectivă pentru stația de achiziție a semnalului(XVu CathLab system, MennenMedical). Mentenanța, reparația și calibrarea Angiomatului "Arterion Mark 7, Medrad"(parte din setul de angiografie), Efectuarea mentenanței preventive conform recomandărilor producătorului, verificarea și reînnoire software la necesitate, înlăturarea	CE

				tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Numărul de vizite per an – 4.	tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Numărul de vizite per an – 4.	
LOT 5						
X-ray staționar Flexavision F3 & CH200M, Shimadzu (2014)	Flexavision F3	Japonia	Shimadzu	Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației). Verificarea și ajustarea generatorului, (verificarea conexiunii la pamânt , schimbarea uleiului în conectoare, reglarea curenților și condiționarea tuburilor de roentghen, verificarea puterii maxime a generatorului). Ungerea și ajustarea părților mecanice de deplasare (frinelor, limitelor de mișcare, colimatorului, coloanei verticale). Verificarea, curățarea Cod și ungerea componentelor mecanice a mesei de scopie și grafie. Deservirea stației și a cititorului "CR-IR 359 & FCR Capsula XL II, Fujifilm" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate. Deservirea imprimantei "DryPix 4000 Plus, Fujifilm" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate. Instruirea personalului medical la necesitate. Efectuarea mentenanței preventive conform recomandărilor producătorului, verificarea și reînnoire software la necesitate, înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Numărul de vizite per an – 4.	Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației). Verificarea și ajustarea generatorului, (verificarea conexiunii la pamânt , schimbarea uleiului în conectoare, reglarea curenților și condiționarea tuburilor de roentghen, verificarea puterii maxime a generatorului). Ungerea și ajustarea părților mecanice de deplasare (frinelor, limitelor de mișcare, colimatorului, coloanei verticale). Verificarea, curățarea Cod și ungerea componentelor mecanice a mesei de scopie și grafie. Deservirea stației și a cititorului "CR-IR 359 & FCR Capsula XL II, Fujifilm" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate. Deservirea imprimantei "DryPix 4000 Plus, Fujifilm" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate. Instruirea personalului medical la necesitate. Efectuarea mentenanței preventive conform recomandărilor producătorului, verificarea și reînnoire software la necesitate, înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Numărul de vizite per an – 4.	CE

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău