

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației:

ocds-b3wdp1-MD-1588764073709

Denumirea licitației:

Monitoare pentru monitorizarea funcțiilor vitale

Data: „14” mai 2020

Lot:

Alternativa nr.: _____

Pagina: 1 din 3

Cod CPV	Nr.Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Tip: pacient adult, pediatric;	DA Tip: pacient adult, pediatric;	
						Display, tip Diagonala – 12.1 inch LCD TFT	DA Display, tip Diagonala – 12.1 inch TFT	
						"Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 12 minim	DA "Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 12 minim	
						Parametri afișați ECG, Pulsul, SpO2 Fotopletismograma, Presiunea sanguină neinvaziv; Temperatura	DA Parametri afișați ECG, Pulsul, SpO2 Fotopletismograma, Presiunea sanguină neinvaziv; Temperatura	
						Analiza automată a undei ST; Trendingul ST;	DA Analiza automată a undei ST; Trendingul ST;	
						Modul ECG	Modul ECG	
						"Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi" I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn	DA "Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi" I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn	
						Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV	DA Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV	
						Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB	DA Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB	
						Rata cardiacă	Rata cardiacă	
						Diapazonul 25- 300 bpm	DA Diapazonul 15- 300 bpm	
						Detectarea aritmiei;	DA Detectarea aritmiei;	
						Monitorizarea respirației 0 -150rpm;	DA Monitorizarea respirației 0 -150rpm;	
						Modul SpO2	Modul SpO2	
						Diapazonul 0 - 100%	DA Diapazonul 0 - 100%	
						Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 %	DA Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 %	
						Monitorizarea rata pulsului 30 -300 bpm	DA Monitorizarea rata pulsului 30 -300 bpm	
						Monitorizarea pletismogramei	DA Monitorizarea pletismogramei	
						Modul NIBP	Modul NIBP	
						Diapazonul 10 - 300mmHg	DA Diapazonul 10 - 300mmHg	
						Regim de măsurare manual, automat, butonul Start	DA Regim de măsurare manual, automat, butonul Start	
						Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min.	DA Regim automat 1 - 480 min.	

33100000-1	1	Monitoare pentru monitorizarea funcțiilor vitale	JR2000D	China	JERRY MEDICAL	<table><tr><td>"Buton de activare/dezactivare manual a NIBP"</td><td>DA "Buton de activare/dezactivare manual a NIBP"</td></tr><tr><td>Metoda de măsurare oscilometrică</td><td>DA Metoda de măsurare oscilometrică</td></tr><tr><td>Regim pacient adult, pediatric, noulăscut</td><td>DA Regim pacient adult, pediatric, noulăscut</td></tr><tr><td>"Buton de selectare rapidă a regimului de pacient"; Limita maximă de presiune al regimului de pacient adult 300 mmHg</td><td>DA "Buton de selectare rapidă a regimului de pacient"; Limita maximă de presiune al regimului de pacient adult 300 mmHg</td></tr><tr><td>Modul Temperatura</td><td>Modul Temperatura</td></tr><tr><td>Diapazonul 0 - 50.0 °C</td><td>DA Diapazonul 0 - 50.0 °C</td></tr><tr><td>Rezoluția 0.1 °C</td><td>DA Rezoluția 0.1 °C</td></tr><tr><td>Număr de senzori 1 unit.</td><td>DA Număr de senzori 1 unit.</td></tr><tr><td>Protocoloale de lucru preprogramate, setate de utilizator</td><td>Protocoloale de lucru preprogramate, setate de utilizator</td></tr><tr><td>Memorie internă</td><td>DA Memorie internă</td></tr><tr><td>Trendingul evenimentelor</td><td>DA Trendingul evenimentelor</td></tr><tr><td>Arhivarea datelor</td><td>DA Arhivarea datelor</td></tr><tr><td>Imprimantă - Incorporată</td><td>DA Imprimantă - Incorporată</td></tr><tr><td>Forme de raportare</td><td>DA Forme de raportare</td></tr><tr><td>Viteza de înscriere 5, 10, 25 mm/s</td><td>DA Viteza de înscriere 5, 10, 25 mm/s</td></tr><tr><td>Înscriere continuă;</td><td>DA Înscriere continuă;</td></tr><tr><td>Preprogramate;</td><td>DA Preprogramate;</td></tr><tr><td>Personalizate;</td><td>DA Personalizate;</td></tr><tr><td>Alimentarea rețea electrică 220 V 50 Hz;</td><td>DA Alimentarea rețea electrică 220 V 50 Hz;</td></tr><tr><td>Baterie internă</td><td>DA Baterie internă</td></tr><tr><td>Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h</td><td>DA Timp de lucru autonom a bateriei 4 h</td></tr><tr><td>Interfata de conectare la monitorul central Ethernet, wireless, RS-232 etc.</td><td>DA Interfata de conectare la monitorul central Ethernet, wireless, RS-232 etc.</td></tr><tr><td>Alarma Vizuala, sonora;</td><td>DA Alarma Vizuala, sonora;</td></tr></table>	"Buton de activare/dezactivare manual a NIBP"	DA "Buton de activare/dezactivare manual a NIBP"	Metoda de măsurare oscilometrică	DA Metoda de măsurare oscilometrică	Regim pacient adult, pediatric, noulăscut	DA Regim pacient adult, pediatric, noulăscut	"Buton de selectare rapidă a regimului de pacient"; Limita maximă de presiune al regimului de pacient adult 300 mmHg	DA "Buton de selectare rapidă a regimului de pacient"; Limita maximă de presiune al regimului de pacient adult 300 mmHg	Modul Temperatura	Modul Temperatura	Diapazonul 0 - 50.0 °C	DA Diapazonul 0 - 50.0 °C	Rezoluția 0.1 °C	DA Rezoluția 0.1 °C	Număr de senzori 1 unit.	DA Număr de senzori 1 unit.	Protocoloale de lucru preprogramate, setate de utilizator	Protocoloale de lucru preprogramate, setate de utilizator	Memorie internă	DA Memorie internă	Trendingul evenimentelor	DA Trendingul evenimentelor	Arhivarea datelor	DA Arhivarea datelor	Imprimantă - Incorporată	DA Imprimantă - Incorporată	Forme de raportare	DA Forme de raportare	Viteza de înscriere 5, 10, 25 mm/s	DA Viteza de înscriere 5, 10, 25 mm/s	Înscriere continuă;	DA Înscriere continuă;	Preprogramate;	DA Preprogramate;	Personalizate;	DA Personalizate;	Alimentarea rețea electrică 220 V 50 Hz;	DA Alimentarea rețea electrică 220 V 50 Hz;	Baterie internă	DA Baterie internă	Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h	DA Timp de lucru autonom a bateriei 4 h	Interfata de conectare la monitorul central Ethernet, wireless, RS-232 etc.	DA Interfata de conectare la monitorul central Ethernet, wireless, RS-232 etc.	Alarma Vizuala, sonora;	DA Alarma Vizuala, sonora;	CE/ISO
"Buton de activare/dezactivare manual a NIBP"	DA "Buton de activare/dezactivare manual a NIBP"																																																				
Metoda de măsurare oscilometrică	DA Metoda de măsurare oscilometrică																																																				
Regim pacient adult, pediatric, noulăscut	DA Regim pacient adult, pediatric, noulăscut																																																				
"Buton de selectare rapidă a regimului de pacient"; Limita maximă de presiune al regimului de pacient adult 300 mmHg	DA "Buton de selectare rapidă a regimului de pacient"; Limita maximă de presiune al regimului de pacient adult 300 mmHg																																																				
Modul Temperatura	Modul Temperatura																																																				
Diapazonul 0 - 50.0 °C	DA Diapazonul 0 - 50.0 °C																																																				
Rezoluția 0.1 °C	DA Rezoluția 0.1 °C																																																				
Număr de senzori 1 unit.	DA Număr de senzori 1 unit.																																																				
Protocoloale de lucru preprogramate, setate de utilizator	Protocoloale de lucru preprogramate, setate de utilizator																																																				
Memorie internă	DA Memorie internă																																																				
Trendingul evenimentelor	DA Trendingul evenimentelor																																																				
Arhivarea datelor	DA Arhivarea datelor																																																				
Imprimantă - Incorporată	DA Imprimantă - Incorporată																																																				
Forme de raportare	DA Forme de raportare																																																				
Viteza de înscriere 5, 10, 25 mm/s	DA Viteza de înscriere 5, 10, 25 mm/s																																																				
Înscriere continuă;	DA Înscriere continuă;																																																				
Preprogramate;	DA Preprogramate;																																																				
Personalizate;	DA Personalizate;																																																				
Alimentarea rețea electrică 220 V 50 Hz;	DA Alimentarea rețea electrică 220 V 50 Hz;																																																				
Baterie internă	DA Baterie internă																																																				
Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h	DA Timp de lucru autonom a bateriei 4 h																																																				
Interfata de conectare la monitorul central Ethernet, wireless, RS-232 etc.	DA Interfata de conectare la monitorul central Ethernet, wireless, RS-232 etc.																																																				
Alarma Vizuala, sonora;	DA Alarma Vizuala, sonora;																																																				

					<i>Manjetă deconectată; Manjetă defect; Senzor SpO2 deconectat; Senzor SpO2 defect; Alarmă concentrația SpO2 scăzută/mărită; Nivelul baterie scăzut; Alarme rata cardiacă scăzută/mărită; Lipsă sursă externă de alimentare;</i>	DA <i>Manjetă deconectată; Manjetă defect; Senzor SpO2 deconectat; Senzor SpO2 defect; Alarmă concentrația SpO2 scăzută/mărită; Nivelul baterie scăzut; Alarme rata cardiacă scăzută/mărită; Lipsă sursă externă de alimentare;</i>
					<i>Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore;</i>	DA <i>Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore;</i>
					<i>Ajustarea nivelului de alarmă.</i>	DA <i>Ajustarea nivelului de alarmă.</i>

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Savca Octavian
În calitate de: Director General
Ofertantul: Vipromed Service SRL
Adresa: mun.Chișinău, str. Uzinelor 90