

ООО «МиниМедПром»

242600, Брянская обл., г. Дятьково, ул. Ленина, д. 182, корп. 5
ИНН 3202008488 КПП 320201001; р/с 40702810708100100215 в Брянском
ОСБ № 8605 Дятьковское ОСБ № 5559 СБ РФ г. Дятьково
к/с 30101810400000000601 БИК 041501601

Код ОКП 94 4300

Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2011/11702 от 17.08.2011 г.

Паспорт

Пипетка стеклянная к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01 (Панченкова)

ТУ 9443-005-5276351-2002

1. Назначение

Предназначены для определения скорости оседания эритроцитов от 0 до 90 мм в СОЭ-метре.

2. Основные технические характеристики

Габаритные размеры, мм			
Длина	Внешний диаметр	Внутренний диаметр	Цена деления шкалы
174,5±2	4 – 6	1,4±0,2	1

1. Изготовлена из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75 или НС-1 по ГОСТ 19808-86.
2. Допускается слабый цветовой оттенок.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировке. Транспортная упаковка имеет надпись «Осторожно, стекло». Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

5. Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие пипетки стеклянной к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01 (Панченкова) требованиям ТУ 9443-005-5276351-2002 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации — 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

7. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

Батукова Г. А.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ ФСР 2011/11702

от 17 августа 2011 года

Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано

ООО "МиниМедПром",
Россия, 242600, Брянская область, г. Дятьково, ул. Ленина, д. 182, корп. 5

и подтверждает, что изделие медицинского назначения

(изделие медицинской техники)

Пипетка стеклянная к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01 "МиниМедПром"
по ТУ 9443-005-52876351-2002

производства

ООО "МиниМедПром",
Россия, 242600, Брянская область, г. Дятьково, ул. Ленина, д. 182, корп. 5

класс потенциального риска I

ОКП 94 4300

соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД № 27014 от 13.07.2011

приказом Росздравнадзора от 17 августа 2011 года № 5166-Пр/11
разрешено к производству, продаже и применению на территории Российской
Федерации

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития





ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.39.083.A № 46537

Срок действия до 18 мая 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Пипетки стеклянные к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01 "МиниМедПром"

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "МиниМедПром"
(ООО "МиниМедПром"), г. Дятьково, Брянская область

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 23385-02

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МИДП.418539.001 МП

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ

Поверка первичная до ввода в эксплуатацию

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 18 мая 2012 г. № 351

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Е.Р.Петросян



"....." 2012 г.

Серия СИ



№ 004661

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Пипетки стеклянные к СОЭ-метру ПС/СОЭ -01 «МиниМедПром»

Назначение средства измерений

Предназначены для измерения высоты столба плазмы крови при определении скорости оседания эритроцитов. Пипетка входит в состав прибора СОЭ-метр ПР-3, применяемого в клинико-диагностических лабораториях учреждений здравоохранения.

Описание средства измерений



Пипетка представляет собой прямую капиллярную трубку с зашлифованным нижним торцом. Вдоль капилляра нанесена шкала

Метрологические и технические характеристики

Диапазон измерений высоты столба плазмы, мм	0-90
Цена деления шкалы, мм	1,0
Ширина штрихов шкалы, мм, не более	0,3
Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения длины интервалов между любым и начальным штрихами шкалы пипетки, мм	$\pm 0,5$
Внутренний диаметр капиллярной трубки пипетки, мм	$1,4 \pm 0,2$
Габаритные размеры пипетки, мм	
- длина, не более	174,5
- внешний диаметр	5 ± 1
Масса пипетки, кг, не более	0,012
Условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха, °C	от 10 до 35
- относительная влажность при 25 °C, не более, %	80

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на пипетку методом вжигания и на этикетку методом печати.

Комплектность средства измерений

1. Пипетка – 100 шт.
2. Этикетка – 1 шт.
3. Коробка – 1 шт.



Поверка

осуществляется по методике поверки МИДП. 418539.001.МП, согласованной ГЦИ СИ ВНИИОФИ 21 мая 2002 г. При поверке применяются: мера длины штриховая КЛ, 3 разряда; калибр - пробка предельный Пр 1,2+0,02, Не 1,6-0,02, лупа измерительная ЛИ-3-10х, ПГ- 0,0015 мм.

Сведения о методиках (методах) измерений

При использовании пипеток применяется метод прямых измерений, который приведен в этикетке.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к пипеткам стеклянным к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01 «МиниМедПром»

1. ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»
2. ТУ 9443-005-52876351-2002 «Пипетка стеклянная к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01 «МиниМедПром». Технические условия».

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

- осуществление деятельности в области здравоохранения ((используются в клиничко-диагностических лабораториях учреждений здравоохранения).

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «МиниМедПром»
(ООО «МиниМедПром»),
242600, г. Дятьково, Брянская обл., ул. Ленина, 182, корп. 5
тел. (48333) 3-44-05, факс (48333) 3-27-02, E-mail: MiniMProm@yandex.ru

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФБУ «ЦСМ Московской области»,
Регистрационный номер 30083-08,
г. Клин, Московская обл., ул. Дзержинского, д.2,
тел (49624) 24162, факс (49624) 77070, E-mail: klinesm@mail.ru,

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии



Е.Р. Петросян





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ФСР 2011/11702

от 17 августа 2011 года

Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано

ООО "МиниМедПром",
Россия, 242600, Брянская область, г. Дятьково, ул. Ленина, д. 182, корп. 5

и подтверждает, что изделие медицинского назначения

(изделие медицинской техники)

Пипетка стеклянная к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01 "МиниМедПром"
по ТУ 9443-005-52876351-2002

производства

ООО "МиниМедПром",
Россия, 242600, Брянская область, г. Дятьково, ул. Ленина, д. 182, корп. 5

класс потенциального риска 1

ОКП 94 4300

соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД № 27014 от 13.07.2011

приказом Росздравнадзора от 17 августа 2011 года № 5166-Пр/11
разрешено к производству, продаже и применению на территории Российской
Федерации

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития





ООО "МиниМедПром"

242600, Брянская обл.,
г. Дятьково, ул. Ленина, д. 182, корп. 5

Тел./факс (48333) 3-44-05
тел. 3-27-02



Пипетка стеклянная к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01

КЗ Шыны тамшуырлар
СОЭ-метрлік (ПС/СОЭ-01)

ВУ Піпетка шкляная
да СОЭ - метру (ПС/СОЭ-01)

РУ № ФСР 2011/11702 от 17.08.2011 г.

ТУ 9443-005-52876351-2002

100 шт/дана

дата изготовления _____

упаковщик _____

Изготовитель / Эндруші / Вытворца:
ООО «МиниМедПром»

арт. **10002001**

