

Новые возможности
транспальпебральной тонометрии

ТВГД-02

ТОНОМЕТР ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ



Измерение тонометрического и истинного ВГД



ЭКСКЛЮЗИВ

**Контроль глаукомы
в домашних условиях**

**Наличие двух шкал
измерения**

На сегодняшний день транспальпебральная тонометрия является наиболее оптимальным методом при проведении массовой диспансеризации и в сложных клинических случаях, когда невозможно применение классических методов тонометрии, а также в домашних условиях.


Плюсы получаемые при использовании ТВГД-02:

- **быстрота, безопасность и безболезненность измерений;**
- **достоверность и стабильность результатов тонометрии;**
- **выявление асимметрии ВГД на глазах пациента от 1 мм.рт.ст;**
- **измерение по шкале тонометров Гольдмана и Маклакова;**
- **экономия средств на расходные материалы;**
- **возможность самоконтроля ВГД в домашних условиях.**

Качественно новый подход к измерению ВГД открывает широкие возможности и неоспоримые преимущества для врача и пациента.

Области применения ТВГД-02:

- офтальмология (в том числе детская);
- общая врачебная практика;
- оптометрия;
- неврология;
- домашнее применение (контроль глаукомы).



Пределы допускаемой погрешности ВГД от измеряемого значения:

по Гольдману:

от 7 до 23 мм рт.ст \pm 2 мм рт. ст.,
Выше 23 мм рт.ст \pm 5 мм рт. ст..

по Малакову:

от 5 до 26 мм рт.ст \pm 2 мм рт. ст.,
от 26 до 60 мм рт.ст \pm 5 мм рт. ст..



ТВГД-02 разрабатывался с учетом пожеланий практикующих врачей офтальмологов

РУ №РЗН2015/2997 от 31 августа 2015 г.

391351 Россия, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод». Отдел продаж +7 (49131) 91-4-50, 41-6-16,
41-9-96, 22-1-09. Представительство в г. Рязань +7 (4912) 28-43-37, 28-43-41.

телефон горячей линии: 8 800 200 0113, admin@elamed.com,

ОГРН 1026200861620



Всё для здоровья. Здоровье для Вас.