



Str. Hristo Botev, nr. 5/3, Chișinău
Tel: (+373) 22 92 02 20; Fax: (+373) 22 63 28 61
Mobil: 079920220; e-mail: office@nitech.md; www.nitech.md

Numarul Licitatiei			ocds-b3wdp1-MD-1614016501583			Data: 12.03.2021	Alternativa Nr. NU
Denumirea licitatiei						Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale	
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Model	Tara de origine	Produs	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină oferită, Standarde de referință
2	33140 000-3	Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate	87741-25G	Germania	Merck	for HPLC. Ambalaj: 50 g.	for HPLC. Ambalaj: 25 g.
15	33140 000-3	Metanol pentru cromatografie lichidă	1060072500	Germania	Merck	≥99,9%; Reag. Ph. Eur.; gradul gradient; corespunde cu Methanol R1 și R2 în conformitate cu Reag. Ph. Eur.; filtrat prin filtru de 0,2 μm; corespunde pentru utilizarea la echipamente UPLC/ UHPLC/ Ultra HPLC; colorație: ≤ 10 Hazen; apă: ≤ 0,02%; reziduu după evaporare: ≤ 2,0 mg/l; aciditate: ≤ 0,0002 meq/g; alcalinitate: ≤ 0,0002 meq/g; densitate: 0,791 – 0,793 (la 20 °C); temperatura de fierbere: 64 – 65 °C; Gradul gradient la 235 nm: ≤ 2,0 mAU, la 254 nm: ≤ 1,0 mAU; Absorbantă: ≤ 0,170 (la 225 nm); Transmisie : la 210 nm: ≥ 20%, la 220 nm: ≥ 60%, la 230 nm: ≥ 75%,- la 235 nm: ≥ 83%, la 250 nm: ≥ 95%,- la 260 nm: 98%; Fluorescență (ca	≥99,9%; Reag. Ph. Eur.; gradul gradient; corespunde cu Methanol R1 și R2 în conformitate cu Reag. Ph. Eur.; filtrat prin filtru de 0,2 μm; corespunde pentru utilizarea la echipamente UPLC/ UHPLC/ Ultra HPLC; colorație: ≤ 10 Hazen; apă: ≤ 0,02%; reziduu după evaporare: ≤ 2,0 mg/l; aciditate: ≤ 0,0002 meq/g; alcalinitate: ≤ 0,0002 meq/g; densitate: 0,791 – 0,793 (la 20 °C); temperatura de fierbere: 64 – 65 °C; Gradul gradient la 235 nm: ≤ 2,0 mAU, la 254 nm: ≤ 1,0 mAU; Absorbantă: ≤ 0,170 (la 225 nm); Transmisie : la 210 nm: ≥ 20%, la 220 nm: ≥ 60%, la 230 nm: ≥ 75%,- la 235 nm: ≥ 83%, la 250 nm: ≥ 95%,- la 260 nm: 98%; Fluorescență (ca

						nm: $\geq 95\%$, - la ≥ 260 nm: 98% ; Fluorescență (ca chinină la 254 nm): $\leq 1,0$ ppb, $\leq 0,5$ ppb (ca chinină la 365 nm);Ambalaj: 2,5 litr.	chinină la 254 nm): $\leq 1,0$ ppb, $\leq 0,5$ ppb (ca chinină la 365 nm);Ambalaj: 2,5 litr.
29	33140 000-3	Tetrakis(decyl)am monium bromide	87578-50G-F	Germania	Merck	for HPLC. Ambalaj: 100 g.	for HPLC. Ambalaj: 50 g.
33	33140 000-3	Acetonitril	1000302500	Germania	Merck	99,9%; Reag. Ph. Eur.; gradul gradient; corespunde cu Acetonitril pentru cromatografie și Acetonitril R1 în conformitate cu Reag. Ph. Eur.;filtrat prin filtru de $0,2\ \mu\text{m}$;corespunde pentru utilizarea la echipamente UPLC/ UHPLC/ Ultra HPLC;colorație: ≤ 10 Hazen;apă: $\leq 0,02\%$; reziduu după evaporare: $\leq 2,0$ mg/l;aciditate: $\leq 0,0002$ meq/g; alcalinitate: $\leq 0,0002$ meq/g;densitate: $0,78$ (la $20\ ^\circ\text{C}$);indice de refracție (n 20/D): $1,344$, se distilează la $80 - 82\ ^\circ\text{C}$: $\geq 95\%$ (v/v); Gradul gradient la 210 nm: $\leq 1,0$ mAU, la 254 nm: $\leq 0,5$ mAH; Absorbanță: $\leq 0,10$ (la 200 nm);Transmisie:- la 193 nm: $\geq 60\%$;- la 195 nm: $\geq 80\%$;- la ≥ 230 nm: $\geq 98\%$, Fluorescență (ca chinină la 254 nm): $\leq 1,0$ ppb, $\leq 0,5$ ppb (ca chinină la 365 nm);Ambalaj: 2,5 litri	99,9%; Reag. Ph. Eur.; gradul gradient; corespunde cu Acetonitril pentru cromatografie și Acetonitril R1 în conformitate cu Reag. Ph. Eur.;filtrat prin filtru de $0,2\ \mu\text{m}$;corespunde pentru utilizarea la echipamente UPLC/ UHPLC/ Ultra HPLC;colorație: ≤ 10 Hazen;apă: $\leq 0,02\%$; reziduu după evaporare: $\leq 2,0$ mg/l;aciditate: $\leq 0,0002$ meq/g; alcalinitate: $\leq 0,0002$ meq/g;densitate: $0,78$ (la $20\ ^\circ\text{C}$);indice de refracție (n 20/D): $1,344$, se distilează la $80 - 82\ ^\circ\text{C}$: $\geq 95\%$ (v/v); Gradul gradient la 210 nm: $\leq 1,0$ mAU, la 254 nm: $\leq 0,5$ mAH; Absorbanță: $\leq 0,10$ (la 200 nm);Transmisie:- la 193 nm: $\geq 60\%$;- la 195 nm: $\geq 80\%$;- la ≥ 230 nm: $\geq 98\%$, Fluorescență (ca chinină la 254 nm): $\leq 1,0$ ppb, $\leq 0,5$ ppb (ca chinină la 365 nm);Ambalaj: 2,5 litri
38	33140 000-3	Dimethyl sulfoxide	1019002500	Germania	Merck	for GC; Ambalaj: 2,5 L.	for GC; Ambalaj: 2,5 L.
40	33140 000-3	Sodium hexanesulfonate monohydrate	52862-50G-F	Germania	Merck	min. $99,0\%$; for chromatography; Ambalaj: 50g.	min. $99,0\%$; for chromatography; Ambalaj: 50g
41	33140 000-3	Octanesulfonic acid sodium salt monohydrate	74882-50G-F	Germania	Merck	conform Ph.Eur.; min. $98,0\%$; Absorbance: max. $0,10$ la 200nm, $0,01$ la 250nm; Suitable for HPLC; Ambalaj: 50 g.	conform Ph.Eur.; min. $98,0\%$; Absorbance: max. $0,10$ la 200nm, $0,01$ la 250nm; Suitable for HPLC; Ambalaj: 50 g.
42	33140 000-3	Sodium heptanesulfonate monohydrate	51835-50G	Germania	Merck	Content: min. 96% (anhydrous substance). White or almost white, crystalline powder, soluble in water, very slightly soluble in anhydrous	Content: min. 96% (anhydrous substance). White or almost white, crystalline powder, soluble in water, very slightly soluble in anhydrous ethanol; Water: maximum 8% ;

						ethanol; Water: maximum 8%; Ambalaj: 25g.	Ambalaj: 50g.
45	33140 000-3	Tetrabutylammonium hydrogen sulfate	86853-50G-F	Germania	Merck	for HPLC; extra pure; Absorbance: : max. 0.02, between 215 nm and 300 nm; Ambalaj: 50g.	for HPLC; extra pure; Absorbance: : max. 0.02, between 215 nm and 300 nm; Ambalaj: 50g.
46	33140 000-3	Buffer solution, pH 9,18	109130	Germania	WTW	Bufer, standard de referință, trasabil la materiale standard de referință N.I.S.T.; pH 9,18 (25 °C); Ambalaj: 1 L.	Bufer, standard de referință, trasabil la materiale standard de referință N.I.S.T.; pH 9,18 (25 °C); Ambalaj: 0,25 L. cu dozator
47	33140 000-3	Buffer solution pH 4.01	108700	Germania	WTW	pH 4,01 (25°C). Ambalaj: 0,5 L.	pH 4,01 (25°C). Ambalaj: 1 L. cu dozator
48	33140 000-3	Buffer solution pH 10.01	108703	Germania	WTW	pH 10,01 (25°C). Ambalaj: 0,5 L.	pH 10,01 (25°C). Ambalaj: 1 L. cu dozator
49	33140 000-3	Buffer solution pH 7.00	108702	Germania	WTW	pH 7,00 (25°C). Ambalaj: 0,5 L.	pH 7,00 (25°C). Ambalaj: 1 L. cu dozator
50	33140 000-3	Buffer solution pH 1.68	109000	Germania	WTW	pH 1,68 (25°C). Ambalaj: 1 L.	pH 1,68 (25°C). Ambalaj: 0,25 L. cu dozator
64	33140 000-3	Sare p/u masina de spalat	-	Germania	Miele	Sare comprimată „Universal”. este conceput pentru a restabili proprietățile de schimb ionic ale filtrelor cationice în procesele de tratare a apei și de dedurizare a apei în sistemele casnice (în ansamblu, protejând elementele de încălzire de depunerile de var). Frația de masă a NaCl-99,5%. 1 sac – 10 kg	Sare comprimată „Universal”. este conceput pentru a restabili proprietățile de schimb ionic ale filtrelor cationice în procesele de tratare a apei și de dedurizare a apei în sistemele casnice (în ansamblu, protejând elementele de încălzire de depunerile de var). Frația de masă a NaCl-99,5%. 1 sac – 10 kg
65	33140 000-3	Detergent p/u masina de spalat vesela chimica	-	Germania	Miele	p/u masina de spalat vesela chimica Miele	p/u masina de spalat vesela chimica Miele
66	33140 000-3	Septa, BTO, non-stick, (compatibila cu cromatograful gazos Agilent 7890A)	5183-4757	SUA	Agilen	p/u cromatograf de gaz Agilent 5183-4757. Set-50 pk	p/u cromatograf de gaz Agilent 5183-4757. Set-50 pk
67	33140	Vialuri 2 ml	702282	Germania	MN	1,5 Short Tread Vial, 32x11,6 mm, clear	1,5 Short Tread Vial, 32x11,6 mm, clear

	000-3	pentru HPLC cu autosampler				glass, 1 st hydrolytic class, wide opening	glass, 1 st hydrolytic class, wide opening
68	33140 000-3	Capace din aluminiu , flacoane HeadSpace de 20 ml, fara septuri	4001557	Germania	Wenk	Aluminium cap, 20 ml, no septa, 100/pk p/u cromatograf de gaz. 9301-0721. Set-100 pk	Aluminium cap, 20 ml, with septa, 100/pk p/u cromatograf de gaz. Set-100 pk
69	33140 000-3	Tub viper	6040-2385	Germania	Thermo	P/N 6040-2385 Viper SST 0,18x350mm pentru Ultimate 3000	P/N 6040-2385 Viper SST 0,18x350mm pentru Ultimate 3000
70	33140 000-3	Placi cromatografie fare UV	818033	Germania	MN	20x20 aluminiu, amb-25 buc	20x20 aluminiu, amb-25 buc
82	33140 000-3	HEPA Filtru	10083921	Germania	Miele	Pentru masina de spalat vesela Miele	Pentru masina de spalat vesela Miele
84	33140 000-3	Pahare transparente pentru tester de dizolvare EDT-08Lx	-	India	Electrolab	compatibile cu testerul de dizolvare EDT-08Lx	compatibile cu testerul de dizolvare EDT-08Lx
86	33140 000-3	Filtru p/u seringă (Nesterile)	9055533/32	Germania	Wenk	Membrană din celuloză regenerată, diametrul părții filtrante 15 mm, dimensiunile porilor 0,45 µm, p/u seringă.	Membrană din celuloză regenerată, diametrul părții filtrante 13 sau 25 mm, dimensiunile porilor 0,45 µm, p/u seringă.
87	33140 000-3	Filtru p/u seringă (Nesterile)	9055531/30	Germania	Wenk	Membrană din celuloză regenerată, diametrul părții filtrante 15 mm, dimensiunile porilor 0,20µm, p/u seringă.	Membrană din celuloză regenerată, diametrul părții filtrante 13 sau 25 mm, dimensiunile porilor 0,20µm, p/u seringă.
88	33140 000-3	Cartuş p/u apă 20 µm	-	Germania	Wenk	Cartuş 10 inch din fibre de polipropilen cu porozitate de 20 µm. Temperatura maximă a apei +40° C. Resursele până la 20000 litri apă.	Cartuş 10 inch din fibre de polipropilen cu porozitate de 20 µm. Temperatura maximă a apei +40° C. Resursele până la 20000 litri apă.
89	33140 000-3	Cartuş p/u apă 50 µm	-	Germania	Wenk	Cartuş 10 inch din fibre de polipropilen cu porozitate de 50 µm. Temperatura maximă a apei +40° C. Resursele până la 20000 litri apă.	Cartuş 10 inch din fibre de polipropilen cu porozitate de 50 µm. Temperatura maximă a apei +40° C. Resursele până la 20000 litri apă.
91	33140	Capace p/vialuri	702287.1	Germania	MN	pentru HPLC cu autosampler	pentru HPLC cu autosampler

	000-3	de 2 ml (septa and cap)					
101	33140 000-3	Flowmetru pentru PG8593	9193142	Germania	Miele	piesă pentru mașină de spalat vesela laborator Miele	piesă pentru mașină de spalat vesela laborator Miele
102	33140 000-3	Set furtune pompa DOS 1	10837810	Germania	Miele	pentru mașină de spalat vesela laborator Miele	pentru mașină de spalat vesela laborator Miele
103	33140 000-3	Capillary tubes for melting point determination	921 15 80	Germania	Wenk	Length in approx. mm -80 Outer diameter in approx. mm-1,55 Inner diameter in approx. Mm – 1,15 Capillaries with one end closed. 1 set – 100 buc 921 15 80	Length in approx. mm -80 Outer diameter in approx. mm-1,55 Inner diameter in approx. Mm – 1,15 Capillaries with one end closed. 1 set – 100 buc 921 15 80
106	33140 000-3	Lampa UV pentru instalatia de obtinere a apei pure Elix Advantage 15	ZLXUVLP01	Germania	Merck	Lungime de undă 254 nm	Lungime de undă 254 nm
107	33140 000-3	Cartus PROGARD TS2 pentru instalatia de obtinere a apei pure Elix Advantage 15	PROG0T0S2	Germania	Merck	Cartus compatibil cu instalatia Milli Q Direct 8	Cartus compatibil cu instalatia Milli Q Direct 8
108	33140 000-3	Filtru Millipore Tank Vent Filter TANKMPK01 instalatia de obtinere a apei pure Elix Advantage 15/Milli Q Direct 8	TANKMPK01	Germania	Merck	Filtru compatibil cu instalatia Elix Advantage 15/Milli Q Direct 8	Filtru compatibil cu instalatia Elix Advantage 15/Milli Q Direct 8
109	33140 000-3	Bucula de proba, Autosampler G1329A, 100µl	01078-87302	SUA	Agilen	Sample loop, Autosampler G1329A, 100µl 01078-87302	Sample loop, Autosampler G1329A, 100µl 01078-87302
110	33140 000-3	Garnitura Rotor, Autosampler G1329A, Tefzel	0100-1849	SUA	Agilen	Rotor seal, Autosampler G1329A, Tefzel 0100-1849	Rotor seal, Autosampler G1329A, Tefzel 0100-1849

111	33140 000-3	Ac, Autosampler G1329A	G1313-87201	SUA	Agilen	Needle assembly, Autosampler G1329A G1313-87201	Needle assembly, Autosampler G1329A G1313-87201
112	33140 000-3	Port de injectare, Autosampler G1329A. PEEK	G1329-87017	SUA	Agilen	Needle seat, Autosampler G1329A, PEEK, G1329-87017	Needle seat, Autosampler G1329A, PEEK, G1329-87017
113	33140 000-3	Fitinguri pentru capilare, piuliță/virole din spate/față, inox 1 set – 10 buc	5062-2418	SUA	Agilen	Capillary fitting, nuts/back/front ferrules, inox, 10/pk 5062-2418	Capillary fitting, nuts/back/front ferrules, inox, 10/pk 5062-2418
114	33140 000-3	Filtru solvent, sticla	5041-2168	SUA	Agilen	Solvent filter, glass 5041-2168	Solvent filter, glass 5041-2168

Petru Seremet

Administrator ICS Nitech SRL