

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21040925, ocds-b3wdp1-MD-1623930618803 din 08.07.2021
Denumirea procedurii de achiziție: reactive de laborator

Nr.	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1. Multitest CD3 /CD8/CD45/CD4 –				Utilizarea: Diagnostic In Vitro. IVD, Certificat: CE, Compatibil cu Flowcitometru existent în laborator BD FACS Via Format: Soluție de anticorpi monoclonali CD3/CD8/CD45/CD4 pentru testarea populațiilor. subpopulațiilor limfocitare în reacția de citometrie în flux , Aplicație: Cuantificarea populațiilor și subpopulațiilor CD3/CD8/CD45/CD4 în citometrie de flux.. Material analizat: mostre de sânge periferic venos Nr teste: volumul unui flacon este suficient pentru testarea a 50 mostre sangvine, Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător, Termen de valabilitate 90 % din valabilitatea indicată de producător (2 ani)		
2.	2. Multitest CD3 /CD16 + CD56 /CD45/CD19				- 1fl. x 50 teste Utilizarea: Diagnostic In Vitro. IVD, Certificat: CE, Compatibil cu Flowcitometru existent în laborator BD FACS Via, Format: Soluție de anticorpi monoclonali CD3 /CD16 + CD56 /CD45/CD19 pentru testarea populațiilor. subpopulațiilor limfocitare în reacția de citometrie în flux, Aplicație: Cuantificarea populațiilor și subpopulațiilor CD3 /CD16 + CD56 /CD45/CD19 în citometrie de flux. Material analizat: mostre de sânge periferic venos. Nr teste: volumul unui flacon este suficient pentru testarea a 50 mostre sangvine. Protocol: prezența protocolului		

						standardizat de la producător. Termen de valabilitate: 90 % din valabilitatea indicata de producator (1.5 ani)		
3.		3. BDTMFACS Clean Solution				Destinație: pentru citometria de flux, Format :1fl = 5l, Compatibil cu Flowcitometrul existent în laborator BD FACSVia, Certificate: ISO 9001; ISO 13485. Declarație CE , Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator (1.5 ani). Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător		
4.		4. BD Detergent solution concentrate				Destinație: pentru citometria de flux, Format : 1 fl= 15 ml , Compatibil cu Flowcitometrul existent în laborator BD FACSVia. Certificate ISO 9001; ISO 13485. CE, Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator (2 ani). Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător		
5.		5. BDTM Extended Flow Cell Clean Solution				Destinație: pentru citometria de flux, Format : 1 fl= 8 ml, Certificate ISO 9001; ISO 13485. CE, Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator (2 ani) Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător		
6.		6. BDFACS Lysing Solution				Destinație: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 100 ml Certificate ISO 9001; ISO 13485. CE, Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator (2 ani) Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător Compatibil cu Flowcitometru existent în laborator BD FACSVia		
7.		7. BDTM Sheath Additive				Destinație: pentru citometria de flux, Format : 1 fl= 3 ml, Compatibil cu Flowcitometru existent în laborator BD FACSVia. Certificate ISO 9001; ISO 13485. CE, Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator (2 ani). Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător		
8.		8. CST Beads				Destinație: pentru citometria de flux, Format: 1 fl= 3 ml, Compatibil cu Flowcitometru existent în laborator BD FACSVia™, Certificate ISO 9001; ISO 13485. CE, Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator (2 ani), Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător		
9.		9. Diluent for Mythic				Destinație: pentru citometria de flux, Format: 1 fl= 10 l, Certificate ISO 9001; ISO 13485. CE, Termen de valabilitate 12 luni, Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător		

10.		10. Enzymatic Cleaning Solution				Destinație: pentru citometria de flux, Format: 1 fl= 1 l, Compatibil cu analizatorul hematologic Mythic 22, Certificate ISO 9001; ISO 13485. CE, Termen de valabilitate 12 luni, Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător		
11.		11. Lytic Reagent 5 Diff – 1 fl.				Destinație: pentru citometria de flux, Format: 1 fl =500 ml. Compatibil cu analizatorul hematologic Mythic 22, Certificate ISO 9001; ISO 13485. CE, Termen de valabilitate 12 luni, Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător		
12.		12. Control L.N.H.				Destinație: pentru citometria de flux, Format: 1 fl= 3 ml, Compatibil cu analizatorul hematologi Mythic 22, Certificate ISO 9001; ISO 13485. CE, Termen de valabilitate 3 luni, Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător		
13.		13. Acetonitril pentru HPLC				Utilizare: solvent pentru analiza HPLC, Forma: lichid. solvent chimic Puritatea: HPLC Grade, Denumirea chimică: Ethyl nitrile. Methyl cyanide, Impachetarea minimala: 2.5 L(1 flacon), Concentratia: $\geq 99.9\%$, Condiții de pastrare si utilizare: depozitați în recipiente de sticlă întunecată și evitați temperaturi ridicate		
14.		14. Metanol pentru cromatografie de lichide de înaltă performanță (HPLC)				Utilizare: solvent pentru analiza HPLC, Forma: lichid. solvent chimic Puritatea: HPLC Grade, Denumirea chimică: Methyl alcohol, Impachetarea minimala: 2.5 L(1 flacon), Concentratia: $\geq 99.9\%$ Condiții de pastrare si utilizare: depozitați în recipiente de sticlă întunecată și evitați temperaturi ridicate		
15.		15. Set pentru identificarea polimorfismelor ADN prin tehnica TaqMan PCR in timp real				Set pentru identificarea polimorfismelor ADN prin tehnica TaqMan PCR în timp real. Utilizarea: set de reagenți pentru determinarea polimorfismului mononucleotidic (SNP) asociat cu enzimele de metabolizare a medicamentelor (DME) compatibil cu echipament existent în laborator de genetică. Format de ambalare: substanța concentrată 40X. Cantitatea: corespunzătoare cel puțin 750 reacții în placa de 384 godeuri (în 5 ml). Setul contine: 2 primeri nemarcați, forward și revers, 2 sonde – o sonda marcată cu VIC legată cu MGB - pentru detecția alele 1 (alela normale) și altă sonda marcată cu FAM legată cu MGB pentru detecția alelei 2 (alela patologică). Tinte de identificare: normală și patologică (2 alele). Ambalaj: original de la producător. Termenul de valabilitate: cel puțin 9 luni la momentul livrării. Setul compatibil cu plăcile de reacție qPCR propuse și cu instrumentul de realizare PCR în timp real existent în		

					laborator. Puritatea: HPLC. Este necesar prezentarea certificatului analitic, CE. Condiții de livrare și păstrare: -15 – 250C, la întuneric		
16.		16. Set de calibrare pentru placi de 384 godeuri			Set de calibrare pentru placi de 384 godeuri cu coloranți specifici FAM, VIC, ROX, SYBR. Compatibil cu echipament existent în laborator de genetică. Termen de valabilitate: cel puțin 2 ani		
17.		17. Amestec de reacție PCR 2X TaqMan SNP Genotyping MasterMix			Set 2xTaqMan SNP Genotyping MasterMix include amestec de reagenți cu enzima Dream Taq-polimereza, pentru montarea reacției PCR. Aplicația: set de reagenți pentru determinarea polimorfismelor prin tehnica TaqMan PCR standard. Utilizarea: domeniul biologiei moleculare. Condiții de păstrare: -20°C. Termenul de valabilitate – 12 luni de la data livrării. Setul compatibil cu plăcile de reacție propuse și cu instrumentul de realizare PCR în timp real existent în laborator. Marca CE, certificat analitic de la producător. Set suficient pentru cel puțin 400 reacții în 50 mkl. Format: volume 1 flacon câte 10 ml, ambalaj original de la producător		
18.		18. Anticorp mono- sau policlonal. de iepure sau șoarece anti-Tie1			(tyrosine-protein kinase receptor Tie-1) Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări. in vitro. Format: Soluție de anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece. cel puțin anti-uman. recomandat de producător pentru evaluarea anti-Tie1 în țesuturi neafectate și patologie. Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul Novolink Max Polimer. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 60 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Valabilitate - nu mai mic de 75% de la termenul de expirare. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie.		
19.		19. Anticorp mono- sau policlonal. de iepure sau șoarece anti-Tie2			(TEK Tyrosine kinase) Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări. in vitro. Format: Soluție de anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece. cel puțin anti-uman. recomandat de producător pentru evaluarea anti-Tie2 în țesuturi neafectate și patologie. Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul Novolink Max		

					Polimer. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 60 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Valabilitate - nu mai mic de 75% de la termenul de expirare. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie		
20.		20. Anticorp mono-sau policlonal. de iepure sau șoarece anti-p53			Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări. in vitro. Format: Soluție de anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece. cel puțin anti-uman. recomandat de producător pentru evaluarea anti-p53 în țesuturi neafectate și patologie. Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul Novolink Max Polimer. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 60 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Valabilitate - nu mai mic de 75% de la termenul de expirare. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie.		
21.		21. Anticorp mono-sau policlonal de iepure sau șoarece anti-p57 (KIP2)			Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări. in vitro. Format: Soluție de anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece. cel puțin anti-uman. recomandat de producător pentru evaluarea anti-p57 în țesuturi neafectate și patologie. Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul Novolink Max Polimer. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 60 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Valabilitate - nu mai mic de 75% de la termenul de expirare. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie.		
22.		22. Trichrome Stain Kit			Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări. in vitro. Categorie: histologie Nivel de calitate: 500. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni deparafinate. fixate cu formalină. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/ livrare ale producătorului.		

						Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie		
23.		23. Toluenă				Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări. in vitro. Categorie: histologie Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj - 1 L. extra pur. certificat de calitate de la producator. ambalaj sigilat de la producator. termenul valabilitatii - nu mai mic de 75% de la termenul total		
24.		24. Antibody diluent				Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări. in vitro. Categorie: histologie Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj – 100 ml flacon. certificat de calitate de la producator. ambalaj sigilat de la producator. termenul valabilitatii - nu mai mic de 75% de la termenul total		
25.		25. Balsam canadian				Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări. in vitro. Categorie: histologie Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj – 100 ml flacon. certificat de calitate de la producator. ambalaj sigilat de la producator. termenul valabilitatii - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
26.		26. Interleukina-1 beta-IFA-BEST sau analog. set pentru cel puțin 96 determinări				Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-1beta în ser uman. plasmă. urină. supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare. nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.		
27.		27. Interleukina-2 ELISA-ABTS. sau analog.				set pentru cel puțin 96 determinări Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-2 în ser uman. plasmă. urină. supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare. nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală		

28.		28. Interleukina-4 ELISA-BEST. sau analog.				set pentru cel puțin 96 determinări Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-4 în ser uman. plasmă. urină. supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare. nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală		
29.		29. Interleukina-6 ELISA-BEST. sau analog.				set pentru cel puțin 96 determinări Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-6 în ser uman. plasmă. urină. supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare. nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală		
30.		30. Interleukina-10- ELISA BEST. sau analog.				set pentru cel puțin 96 determinări Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-10 în ser uman. plasmă. urină. supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare. nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală		
31.		31. Interleukina-18- ELISA BEST. sau analog.				set pentru cel puțin 96 determinări Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-18 în ser uman. plasmă. urină. supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare. nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală		
32.		32. TNF-alfa ELISA-BEST. sau analog.				set pentru cel puțin 96 determinări Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea TNF-alfa în ser uman. plasmă. urină. supernatant de cultură celulară sau probe de țesut.		

					Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare. nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală		
33.		33. Glutathione Reductase din drojdii			(S. cerevisiae) ammonium sulfate suspense. flacon nu mai puțin de 200 units/ mg proteină (biuret) Certificare: CE Format: flacon nu mai puțin de 200 units/mg proteină (biuret) Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare. nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală		
34.		34. MCP-1 ELISA-BEST. sau analog.			set pentru cel puțin 96 determinări Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea MCP-1 beta în ser uman. plasmă. urină. supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare. nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală		
35.		35. SOD assay kit.			pentru cel puțin 500 de teste Certificare: CE. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare. nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală		
36.		36. Soluție sterilă-filtrată 0.25% Trypsin-EDTA.			BioReagent. pentru culturi celulare. flacon 100 ml concentrația nu mai puțin de 2.5 g porcine trypsin și 0.2 g EDTA • 4Na pe litru. Hanks' Balanced Salt Solution cu phenol red Certificare: CE. Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Suppressors Of Cytokine Signaling 3 în ser uman. plasmă. urină. supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare. nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală		

37.		37. Human TGF-beta ELISA.				Certificare: CE, Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea TGF-beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare. nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală		
38.		38. Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase				Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6P-DH) grade II. din drojdii. flacon nu mai puțin de 2 ml cu activitatea nu mai puțin de 140 unit/mg proteina, ambalaj flacon		
39.		39. Glutathione-S-Transferase (GST) assay kit				Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 500 determinări. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 500 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare. nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală		
40.		40. NADPH (TPNH) tetrasodium				(Nicotinamid adenine dinucleotidfosfat. redus. tetrasodic)B-NADPH. coenzima II forma redusa tetrasodica. puritatea analitica nu mai puțin de 90%. Masa moleculara 833.35 (sare anhidrica). Ambalaj fiole		
41.		41. Gliceram. substanță farmaceutică				(Syn.: Ammonium glycyrrhizinate. Mono ammonium glycyrrhizinate) Utilizare: substanță farmaceutică Forma: pulbere; Puritatea: 98%. pentru uz medical și cosmetic Împachetarea minimala: 50 g (1 amb.) Certificare: Certificat de calitate la livrare.		
42.		42. Naringin. analytical standard				(Syn.: Naringenin 7 neohesperidoside) Utilizarea: Standard analitic Forma: pulbere Împachetarea minimala: 250 mg (1 flacon) Puritatea: min ≥95.0% (HPLC) Certificare: Certificat de calitate la livrare.		
43.		43. Salvianolic acid A. analytical standard				Utilizarea: Standard analitic pentru identificare și standardizare Forma: pulbere Puritatea: ≥95.0% (HPLC) Împachetarea minimală: 10 mg (1 flacon) Certificare: Certificat de calitate la livrare.		
44.		44. Salvianolic acid B. standard analitic				(Syn.: Lithospermic acid B)Utilizarea: Standard analitic pentru identificare și standardizare Forma: pulbere Puritatea: pharm. primary standard Împachetarea minimală: 10 mg (1 flacon) Certificare: Certificat de calitate la livrare		

45.	45. Polyethylene glycol 200				Utilizare: substanță farmaceutică auxiliară Forma: lichid Puritatea: pentru uz farmaceutic Împachetarea minimala: 100 ml Certificare: Certificat de calitate la livrare.		
46.	46. Alginat de sodiu				Utilizare: substanță farmaceutică auxiliară Forma: pulbere. Puritatea: pentru uz farmaceutic Împachetarea minimala: 0.1 kg Certificare: Certificat de calitate la livrare.		
47.	47. Ketamină. flacoane. sol. 10%				Denumirea comună internațională a substanței medicamentoase – ketamină. Soluție injectabilă sterilă în flacoane. Volumul minim al flaconului – 5 ml. Concentrația ketaminei – nu mai puțin de 100 mg/ml (nu mai puțin de 10%). Se consideră și alte denumiri comerciale. dar care corespund prezentelor specificări.		
48.	48. Xilazină. flacoane. 2%-50 ml				Denumirea comună internațională a substanței medicamentoase – xylazină. Soluție injectabilă sterilă în flacoane. Volumul minim al flaconului – 50 ml. Concentrația xylazinei – nu mai puțin de 20 mg/ml (nu mai puțin de 2%). Se consideră și alte denumiri comerciale. dar care corespund prezentelor specificări.		
49.	49. Heparină. flacoane.				Denumirea comună internațională a substanței medicamentoase – heparină. Soluție injectabilă sterilă în flacoane. Volumul minim al flaconului – 5 ml. Cantitatea de heparină în flacon – nu mai puțin de 25000 UI. Cantitatea de heparină într-un ml – nu mai puțin de 5000 UI Se consideră și alte denumiri comerciale. dar care corespund prezentelor specificări.		
50.	50. Dexametazonă substanță farmaceutică				Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceutice și pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este Obligatoriu Forma: substanță activă; pulbere Denumirea chimică: (11β.16α)-9-Fluoro-11.17.21-trihydroxy-16-methylpregna-1.4-diene-3.20-dione. 9α-Fluoro-16α-methyl-11β.17α.21-trihydroxy-1.4-pregnadiene-3.20-dione. 9α-Fluoro-16α-methylprednisolone. Împachetarea minimala: 5g Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare și utilizare: temperatura camerei		
51.	51. Set de reactivi pentru identificarea culturilor de microorganisme prin tehnica Real-time PCR.				Utilizarea: identificarea culturilor de microorganisme. Format: substanța solubila Setul include: PCR Master Mix; Master Mix; PCR water; Internal control; Positive Control; Negativ Control. Compatibil cu amplificator QuantStudio 6, Ambalaj: original de la producător Termenul de valabilitate: cel puțin 12		

						luni la momentul livrării Cantitatea: corespunzătoare cel puțin 100 reacții în 20 mkl.		
52.		52. DNAzol				DNAzol - Soluție de extragerea ADN-ului genomic din probele solide și lichide Utilizarea: pentru izolarea ADN-ului din materialul biologic de diferită origine (țesute, celule) Metoda de extracție manuală. Aplicație: PCR. Cloning. Quantitative PCR în timp real (qPCR). Sequencing Format: 1 fl – 100 ml Cantitatea suficientă pentru cel puțin 100 de extracții		
53.		53. Staphylococcus aureus				Utilizarea: Aprecierea activității bactericide și/sau bacteriostatice a substanțelor de interes, Certificare: Certificat de analiză, Format: Produs liofilizat, Caracteristica: Tulina de referință trebuie să corespundă ATCC 25923. Tulpină de referință, certificată, utilizată pentru efectuarea investigațiilor microbiologice pe mediile de cultură solide și lichide.		
54.		54. Escherichia coli				Utilizarea: Aprecierea activității bactericide și/sau bacteriostatice a substanțelor de interes, Certificare: Certificat de analiză, Format: Produs liofilizat, Caracteristica: Tulina de referință trebuie să corespundă ATCC 25922. Tulpină de referință, certificată, utilizată pentru efectuarea investigațiilor microbiologice pe mediile de cultură solide și lichide.		
55.		55. Extract uscat de păducel produs farmaceutic				Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceutice și pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE. Prezența certificatului de calitate este Obligatoriu Forma: substanță activă; pulbere Concentratia: ≥99.9% Impachetarea minimală: 227G (1flacon) Condiții de păstrare și utilizare: temperatura camerei		
56.		56. Ulei volatil de busuioc produs farmaceutic				Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceutice Certificare: CE. Prezența certificatului de calitate este Obligatoriu Forma: essential puri oleum Denumirea chimică: Basil oil. comoric type-FG Concentratia: 100% Impachetarea minimală: 250G(1 flacon) Condiții de păstrare și utilizare: temperatura camerei		
57.		57. Orotat de potasiu(Orotic acid potassium salt)				Utilizarea: substanță farmaceutică auxiliară pentru pregătirea formei farmaceutice Termen de valabilitate: de ex. la livrare t.v. să nu fie mai mic de 80% din termenul total Forma: pulbere Puritatea: ≥98%, Impachetarea minimală: 100g Condiții de păstrare și utilizare: temperatura camerei		
58.		58. Ciprofloxacină clorhidrat substanță farmaceutică				Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceutice și pentru analiza fizico-chimică, Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este Obligatoriu, Forma: substanță activă; pulbere, Denumirea chimică: 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-		

					(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, Impachetarea minimala: 50 G, Concentratia: $\geq 99.9\%$, Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei		
59.		59. Nitrat de econazol en gros substantă farmaceutică			Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceutice și pentru analiza fizico-chimică, Termen de valabilitate: la livrare t.v. să nu fie mai mic de 80% din termenul total, Forma: substanță activă; pulbere Denumirea chimică: 1-(2-[(4-Chlorophenyl) methoxy]-2-[2,4-dichlorophenyl]ethyl)-1H-imidazole, Impachetarea minimala: 100 g (1 flacon), Concentratia: $\geq 99.9\%$, Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei		
60.		60. Nicergolină substantă farmaceutică			Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceutice și pentru analiza fizico-chimică, Forma: substanță activă; pulbere, Impachetarea minimala: 100G, Concentratia: $\geq 99.9\%$		
61.		61. Nicergolină			Utilizarea: Standard analitic, Forma: pulbere, Impachetarea minimala: 100 mg (1 flacon), Puritatea: min $\geq 99.0\%$ (HPLC) Certificare: Certificat de calitate la livrare		
62.		62. Enterococcus faecalis			Utilizarea: Aprecierea activității bactericide și/sau bacteriostatice a substanțelor de interes, Certificare: Certificat de analiză, Format: Produs liofilizat Caracteristica: Tulina de referință trebuie să corespundă ATCC 29212. Tulpină de referință, certificată, utilizată pentru efectuarea investigațiilor microbiologice pe mediile de cultură solide și lichide.		
63.		63. Pseudomonas aeruginosa			Utilizarea: Aprecierea activității bactericide și/sau bacteriostatice a substanțelor de interes, Certificare: Certificat de analiză, Format: Produs liofilizat, Caracteristica: Tulina de referință trebuie să corespundă ATCC 27853. Tulpină de referință, certificată, utilizată pentru efectuarea investigațiilor microbiologice pe mediile de cultură solide și lichide.		
64.		64. Klebsiella pneumoniae			Utilizarea: Aprecierea activității bactericide și/sau bacteriostatice a substanțelor de interes Certificare: Certificat de analiză, Format: Produs liofilizat, Caracteristica: Tulina de referință trebuie să corespundă ATCC 13883. Tulpină de referință, certificată, utilizată pentru efectuarea investigațiilor microbiologice pe mediile de cultură solide și lichide.		
65.		65. Candida albicans			Utilizarea: Aprecierea activității fungicide a substanțelor de interes Certificare: Certificat de analiză, Format: Produs liofilizat. Caracteristica: Tulina de referință trebuie să corespundă ATCC 60193. Tulpină de referință, certificată, utilizată pentru efectuarea investigațiilor microbiologice pe mediile de cultură solide și lichide.		

66.		66. Aspergillus flavus				Utilizarea: Aprecierea activității fungicide a substanțelor de interes. Certificare: Certificat de analiză, Format: Produs liofilizat. Caracteristica: Tulina de referință trebuie să corespundă ATCC 204304. Tulpină de referință, certificată, utilizată pentru efectuarea investigațiilor microbiologice pe mediile de cultură solide și lichide.		
67.		67. Aspergillus fumigatus				Utilizarea: Aprecierea activității fungicide a substanțelor de interes. Certificare: Certificat de analiză, Format: Produs liofilizat. Caracteristica: Tulina de referință trebuie să corespundă ATCC 1022. Tulpină de referință, certificată, utilizată pentru efectuarea investigațiilor microbiologice pe mediile de cultură solide și lichide.		
68.		68. Aspergillus niger				Utilizarea: Aprecierea activității fungicide a substanțelor de interes. Certificare: Certificat de analiză, Format: Produs liofilizat. Caracteristica: Tulina de referință trebuie să corespundă ATCC 16888. Tulpină de referință, certificată, utilizată pentru efectuarea investigațiilor microbiologice pe mediile de cultură solide și lichide.		
69.		69. ASAT				Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Fotometrică. fermentativă. Determinare Cinetică; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 2 U/L; Coef. de variație intraserial – ≤ 2.0 ; Coef. de variație extraserial – ≤ 1.5 ; Interferențe – Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l. Bilirubina până la 0.7 mmol/l. Hemoglobina până la 3.8 g/l. Lipemie până la 21 g/l;		
70.		70. ALAT				Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Fotometrică. fermentativă. Determinare Cinetică; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 4 U/L; Coef. de variație intraserial – ≤ 2.0 ; Coef. de variație extraserial – ≤ 1.0 ; Interferențe – Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l. Bilirubina până la 0.7 mmol/l. Hemoglobina până la 3.8 g/l. Lipemie până la 21 g/l;		
71.		71. Albumina				Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Fotometrică cu BCG (bromcrezol verde). Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau		

					heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 2.0 g/l. Coeficientul de variație intraserial ≤ 0.15 . Coeficientul de variație extraserial ≤ 0.15 . Interferențe – acid ascorbic până la 1.7 mmol/l. bilirubina până la 0.7 mmol/l. hemoglobina până la 5.5 g/l. lipemie până la 5.6 g/l. magneziu până la 8 mmol/l Coef. de variație intraserial – ≤ 0.1 ; Coef. de variație extraserial – ≤ 0.15 ; Interferențe – Hemoglobina până la 5 g/L. Glucoza până la 5 g/L. acidul ascorbic până la 400 mg/L.		
72.		72. Bilirubina totală			Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Fotometrică. Indrașec; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 1.3 mmol/l; Coef. de variație intraserial – ≤ 5.0 ; Coef. de variație extraserial – ≤ 5.0 ; Interferențe – Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l. Hemoglobina până la 5.5 g/l. Lipemie până la 21 g/l		
73.		73. Bilirubina directă			Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Fotometrică. Indrașec; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 1.8 mmol/l; Coef. de variație intraserial – ≤ 0.03 ; Coef. de variație extraserial – ≤ 0.01 ; Interferențe – Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l. Hemoglobina până la 5.5 g/l. Lipemie până la 11 g/l		
74.		74. Colesterol total			Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Fotometrică CHOD-PAP Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0.08 mmol/L; Coef. de variație intraserial – ≤ 2.0 ; Coef. de variație extraserial – ≤ 2.5 ; Interferențe – Acid Ascorbic până la 0.3 mmol/l. Bilirubina până la 0.35 mmol/l. Hemoglobina până la 2.1 g/l. Lipemie până la 21 g/l		
75.		75. Trigliceridele			Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Fotometrică fermentativă ; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau heparinizată. urină; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 4.2 mcmol/ L; Coef. de variație intraserial – ≤ 0.1 ; Coef. de variație extraserial – ≤ 0.15 ; Interferențe – Bilirubina până la 0.18		

					mmol/l. Hemoglobina până la 1.1 g/l. Lipemie - trigliceride până la 21g/l.		
76.		76. LDH			Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Fotometrică fermentativă. Determinare cinetică; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 5.0 U/L; Coef. de variație intraserial – ≤ 10.0 ; Coef. de variație extraserial – ≤ 8.0 ; Interferențe – Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l. Bilirubina până la 0.7 mmol/l. Lipemie - trigliceride până la 21g/l		
77.		77. Creatinina			Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator ; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 15 μ mol/L; Coef. de variație intraserial – ≤ 0.05 ; Coef. de variație extraserial – ≤ 0.05 ; Interferențe – Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l. Bilirubina până la 0.7 mmol/l. Hemoglobina până la 5.5 g/l. Lipemie până la 21 g/l		
78.		78. Fosfolipidele			Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Cinetică; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set – 2.5 U/L; Coef. de variație intraserial – ≤ 0.1 ; Coef. de variație extraserial – ≤ 0.15 ; Interferențe – Glucoza până la 5 g/L. acidul ascorbic până la 100 mg/L. Bilirubina până la 145 mg/L; Trigliceride – 7g/L.		
79.		79. GGT-P			Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Cinetică; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – 2.5 U/L; Coef. de variație intraserial – ≤ 0.1 ; Coef. de variație extraserial – ≤ 0.15 ; Interferențe – Glucoza până la 5 g/L. acidul ascorbic până la 100 mg/L. Bilirubina până la 145 mg/L; Trigliceride – 7g/L.		
80.		80. Glucoza			Min. 100 analize. Metoda de determinare – Fotometrică cu glucozoxidază; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de		

					detectie pentru set – ≤ 0.1 mmol/L; Coef. de variație intraserial – ≤ 7.0 ; Coef. de variație extraserial – ≤ 3.0 ; Interferențe – Acid Ascorbic până la 0.9 mmol/l. Bilirubina până la 0.7 mmol/l. Hemoglobina până la 5.5 g/l. Lipemie până la 21 g/l.		
81.		81. Urea			Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Cinetică ureaze UV; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii – Ser. plasma fără hepariniat de amoniu. urină; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0.3 mmol/L; Coef. de variație intraserial – ≤ 2.0 ; Coef. de variație extraserial – ≤ 3.5 ; Interferențe – Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l. Bilirubina până la 0.7 mmol/l. Hemoglobina până la 5.5 g/l. Lipemie - trigliceride până la 21 g/l.		
82.		82. Proteina totală			Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Fotometrică. Determinare cinetică; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0.7 g/L; Coef. de variație intraserial – ≤ 0.1 ; Coef. de variație extraserial – ≤ 0.15 ; Interferențe – Hemoglobina până la 5.5 g/l. Glucoza până la 5.0 g/l. Trigliceride până la 2.5 g/l		
83.		83. Calciul			Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Fotometrică. Determinare cinetică; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau heparinizată. urină; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0.50 mg/L; Interferențe – Acid Ascorbic până la 2.3 mmol/L. Hemoglobina până la 2.5 g/L. Magneziu până la 4.1 mmol/L		
84.		84. Fosforul			Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Fotometrică. fosfomolibdenică ; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser. plasma heparinizată. urină; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0.27 mmol/L; Interferențe – Acid Ascorbic până la 1.1 mmol/L. Hemoglobina până la 1.5 g/L. bilirubina neconjugată: 120 mg/L. bilirubina conjugată: 210 mg/L; Calciu până la 1g/L; Magneziu până la 4.12 mmol/L; Fier până la 0.18 mmol/L		
85.		85. Natriu			Min. 100 analize. Metoda de determinare – Fotometrică. fosfomolibdenică ; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru		

						folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser. plasma heparinizată. urină.		
86.		86. Kaliu				Min. 100 analize. Metoda de determinare – Fotometrică. fosfomolibdenică; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser. plasma heparinizată. urină.		
87.		87. Pseudocolinesteraza				Min. 100 analize. Metoda de determinare – Fotometrică. fosfomolibdenică; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser. plasma heparinizată. urină;		
88.		88. 4-Nitrobenzaldehydă				Utilizare: pentru sinteza a 4-clorofenilviniltriazolonei și pentru analiza fizico-chimică Termen de valabilitate: la livrare t.v. să nu fie mai mic de 80% din termenul total. Forma: pulbere. Denumirea chimică: 4-Nitrobenzaldehydă Impachetarea minimala: 25G (1 flacon). Concentratia: 97-99%. Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei		
89.		89. Polisorbat-80				Utilizare: Excipient pentru prepararea formelor farmaceutice Forma: lichid Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este Obligativ Puritatea: ultrapură de injecție. ultra-purity (NF (USP). EP. ChP и JP). grad farmaceutic Simonime: Tween-80. . Polisorbate 80. Polysorbat 80 Impachetarea minimala: 1L Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei		
90.		90. Polisorbat-20				Utilizare: Excipient pentru prepararea formelor farmaceutice Forma: lichid Simonime: Tween-20. Polisorbate 20. Polysorbat 20. Impachetarea minimala: 1L Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei		
91.		91. Bulion peptonat din carne				Bulionul de nutrienți este un mediu lichid utilizat pentru cultivarea unei varietăți mari de organisme din clinică exemplare și alte materiale. Acest mediu poate fi îmbogățit cu alte ingrediente. cum ar fi sânge. ser. zaharuri etc.. în scopuri speciale. FORMULA TIPICĂ (g / l). Extract de vită 1.0. Peptona 5.0. Extract de drojdie 2.0. Clorură de sodiu 5.0. Final.		
92.		92. Geloză peptonată din carne				Nutrient Agar ISO 16266 FORMULA TIPICĂ (g / l). Peptona 5.0. Extract de carne 1.0. Extract de drojdie 2.0. Clorură de sodiu 5.0. Agar 15.0. Final.		
93.		93. Mediul Agar agar				Agar agar nutritiv bacteriologic		

94.		94. Bulion Saburo				Sabouraud Dextrose Bulion, Mediu lichid pentru cultivarea drojdiilor și matrite din diferite materiale. conform USP / EP. Acest mediu se conformează cerințelor metodei armonizate din Farmacopeea Statelor Unit. Farmacopeea Europeană (PE) FORMULA TIPICĂ (g / l) Digestul pancreatic al cazeinei 5.0, Peptic Digest of Animal Tissue 5.0, Dextroză 20.0. PH final 5.6 ± 0.2 la 25 ° C		
95.		95. Geloză Saburo				Sabouraud Dextrose Agar (SDA) este un mediu de selectare neselectiv utilizat pentru creșterea și întreținerea agentului patogen și ciuperci ne patogene din probe clinice și nonclinice. Formula sa se conformează recomandărilor metodei armonizate din Farmacopeea Statelor Unite (USP). Farmacopeea europeană (PE), FORMULA TIPICĂ (g / l), Digestul pancreatic al cazeinei 5.0, Peptic Digest of Animal Tissue 5.0, Dextroză 40.0. Agar 15.0. Final.		
96.		96. Set Kit				GRAM COLOR KIT Descriere gram color kit conținutul Setului Reactivii sunt în flacoane din plastic. sigilate prin termo-inducție și prevăzute cu un capac picurator. Fiecare set conține: 1 flacon conținând 250 ml de soluție Crystal Violet 1 flacon conținând 250 ml de Lugol-PVP Soluție 1 flacon conținând 250 ml de soluție Decolourant 1 flacon conținând 250 ml de soluție Șofranină		
97.		97. Test control				Test control aparțin clasei 4 (indicatori multi-variabili) conform clasificării GOST ISO 11140-1-2011; Regim de sterilizare (t0.timpul. min). t0-180/60		
98.		98. Test control				Test control aparțin clasei 5 (integrarea indicatorilor) conform clasificării GOST ISO 11140-1-2011; Regim de sterilizare (t0.timpul. min). t0-132/20		
99.		99. Test control				Test control aparțin conform clasificării GOST ISO. Regim de sterilizare (t0.timpul. min). t0-120/45		
100.		100. Peroxid de hidrogen				Peroxid de hidrogen. - Apa oxigenata. Peroxid de hidrogen 33-35%, ambalat falcon sticla 1 litru		
101.		101. Clorură de Sodiu (NaCl)				99% puritate farmaceutica Clorura de sodiu -Clorura de sodiu a.r. 99.8+%. ACS. ISO. Ph. Eur		
102.		102. Acid acetic 98%				Acid acetic 98% pur pentru analizi		
103.		103. Alcool polivenilic				Alcool polivenilic 99% .pentru analize de laborator. ambalaj – 1L		
104.		104. Oxacilină 50 discuri				discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri) 30 mcg		

105.	105. Ampicilin 50 discuri				discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri) 30 mcg		
106.	106. Azitromycin 50 discuri				discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri) 30 mcg		
107.	107. Cefazolin 50 discuri				discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri) 30 mcg		
108.	108. Gentomicina 50 discuri				discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri) 30 mcg		
109.	109. Amoxicilina-clavulant 50 discuri				discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri) 30 mcg		
110.	110. Ceftriaxon 50 discuri				discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri) 30 mcg		
111.	111. Impinem 50 discuri				discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri) 10 mcg		
112.	112. Colistin				discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri) 30 mcg		
113.	113. Isoniazid $\geq$ 99%				izoniazida - Isonicotinic acid hydrazide. minimum 98+%. - CAS: 54-85-3- ambalaj - 100g, pulbere		
114.	114. 5 – Nitro – 2 - furaldehyde				5-nitro-2 furaldehyd - 5-Nitro-2-furaldehyde. 99% - CAS: 698-63-5 -		
115.	115. Dimetilformamide				Dimetilformamide -N.N-Dimethylformamide a.r. 99.5+% C ₃ H ₇ NO CAS 68-12-2. pentru analize de laborator - ambalaj - 1L		
116.	116. Chloroform				Cloroform CHCl ₃ .99% pentru analize de laborator - ambalaj - 1L		
117.	117. Clorura de zinc2 (98%)				Clorura de zinc2 (98%) pentru analize de laborator. ambalaj – flacon 300 gr		
118.	118. Clorura de fier (99% +)				Clorura de fier (99% +) pentru analize de laborator. ambalaj – flacon 300gr		
119.	119. Ftalocianina de fier				Ftalocianina de fier pentru analize de laborator. ambalaj – flacon 0.005gr		
120.	120. Eter dietilic				Eter dietilic 99% pentru analize de laborator. ambalaj – flacon 1 Litru		
121.	121.Diazobiciclo (5.4.0) undex-7-ene				Diazobiciclo (5.4.0) undex-7-ene pentru analize de laborator. ambalaj – flacon 50 gr		
122.	122. 2.2'-Azobis(2-methylpropionitrile) 98%				2.2'-Azobis(2-methylpropionitrile) 98% pentru analize de laborator. ambalaj – flacon 0.25gr		

123.	123.N-vinilcarbazol. 97 %				N-vinilcarbazol. 97 %% pentru analize de laborator. ambalaj – flacon 0.25 gr		
124.	124. Benzoyl peroxide (with 25% H ₂ O) for synthesis				Benzoyl peroxide (with 25% H ₂ O) for synthesis pentru analize de laborator. ambalaj – flacon 100 ml		
125.	125. trans-Cinnamaldehyde				trans-Cinnamaldehyde 99% pentru analize de laborator, ambalaj – flacon 500gr		
126.	126. Hexanal 98%				Hexan. C ₆ H ₁₄ .pentru uz de laborator ambalaj flacon 100ml		
127.	127. Staphylococcus aureus				tultina.209 Flacon de 10 discuri		
128.	128. Staphylococcus aureus meticillin resistant				tultina.209 Flacon de 10 discuri		
129.	129. Acinetobacter baumannii				Flacon de 10 discuri tultina.209		
130.	130. Salmonella Typhimurium				Flacon de 10 discuri, Tulina de referință trebuie să corespundă ATCC 14028		
131.	131. Staphylococcus epidermidis				Flacon de 10 discuri, Tulina de referință trebuie să corespundă ATCC 12228		
132.	132. Klebsiella pneumoniae (CRE)				Flacon de 10 discuri Tulina de referință trebuie să corespundă NCTC 13440		
133.	133. Pseudomonas aeruginosa				Flacon de 10 discuri, Tulina de referință trebuie să corespundă ATCC 27853		
134.	134. Staphylococcus aureus				Flacon de 10 discuri, Tulina de referință trebuie să corespundă ATCC 6538		
135.	135. Escherichia coli				Flacon de 10 discuri, Tulina de referință trebuie să corespundă ATCC 25922		
136.	136. Proteus mirabilis				Flacon de 10 discuri, Tulina de referință trebuie să corespundă ATCC 14153		
137.	137. Soluția Master Mix 2X TaqMan				Setul va include 1 flacon de cel puțin 10 ml de soluție, Amestec de reacție de amplificare PCR în timp real prin tehnica TaqMan; Soluția să includă: enzima polimeraza de tipul AmpliTaq Gold; fluorofor pasiv de referință ROX; soluția tampon; 0.4 mM dNTP-uri; 4 mM MgCl ₂ ; apa de calitate "nuclease-free" Set suficient pentru cel puțin 400 reacții în volum de 50 mkl. Ambalaj: original de la producător Certificat: CE		
138.	138. Set de genotipare Custom				Setul va include: * 2 primeri nemarcați. forward și revers* set de sonde: sonda ce include colorantul VIC și MGB pentru		

		SNP prin tehnica TaqMan Set de reagenți pentru determinarea polimorfismelor prin tehnica TaqMan RT PCR				deteția unei forme alelice și sonda ce include colorantul FAM și MGB pentru dectia altei forme alelice. Reagent concentrat. 40X. Set corespunde pentru cel puțin 300 reacții. Setul compatibil cu plăcile de reacție propuse și cu instrumentul de realizare PCR în timp real Quant Studio 6 flex		
139.		139. Acid hidrocloric. 0.5N				Aplicație: Reactiv – parte din metoda de dozare a acizilor fenolici, lichid, ambalat în flacon de sticlă.		
140.		140. Acid vanilic				Aplicație: Utilizarea în calitate de standard de referință în analize cromatografice CSS. Specificație: sinonim – 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid. forma – pulbere, puritatea – 97%. Forma de ambalare: Ambalat în flacon din sticlă poli		
141.		141. 1-Naphthol				Aplicație: Component al reagentului NADI aplicat pentru indentificarea diferențiată a lipidelor. Specificație: Synonym: α -Naphthol. 1-Hydroxynaphthalene. forma – pulbere, calitatea -200, puritatea – $\geq 99\%$. standard analitic. Forma de ambalare: Ambalat în flacon din sticlă.		
142.		142. N.N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride				Aplicație: Component al reagentului NADI aplicat pentru indentificarea diferențiată a lipidelor. Specificație: Synonym: 4-Amino-N.N-dimethylaniline dihydrochloride. DMPD • 2HCl. DMPPDA • 2HCl. forma – pulbere, calitatea -200, puritatea – $\geq 99\%$. standard analitic. Forma de ambalare: Ambalat în flacon din sticlă.		
143.		143. Toluidine Blue O				Aplicație: Reagent pentru indentificarea histochimică a pectinelor și celulozelor. Specificație: Synonym: Basic Blue 17. Blutene chloride. Methylene Blue T50 or T extra. Tolonium chloride. forma – pulbere, calitatea -200, puritatea – $\geq 99\%$. standard analitic. Forma de ambalare: Ambalat în flacon din sticlă		
144.		144. Diphenylboryloxyethylamine				Aplicație: Pentru analiza calitativă a compușilor fenolici prin cromatografie în strat subțire. Specificația. Formula liniară- C ₁₄ H ₁₆ NO. masa moleculară 225.09 Forma de ambalare: Ambalat în flacon din sticlă.		
145.		145. Amestec de proteine standard pentru electroforeză				Utilizare: realizarea electroforezei proteinelor Caracteristici: amestec a 10 proteine cu masa moleculară cuprinsă între 11 – 250 kDa. set cu 2 flacoane a câte 250 μ l. temperatura de păstrare -20°C. Ambalare și transportare: conform recomandărilor producătorului.		

146.		146. alfa-MEM				Utilizare: pentru culturi celulare. Caracteristici: Mediu de nutriție pentru culturi celulare cu fenol red. bicarbonat. Fără HEPES și glutamină. Testat pentru endotoxine. fără impurități. Sterilizat prin filtrare. Împachetare: Flacon cu minimum 500 ml, Păstrare: la 2-8°C Livrare: Conform recomandărilor producătorului		
147.		147. PBS fără Ca. Mg și fenol red				Utilizare: pentru culturi celulare, Caracteristici: Soluție cu bicarbonat de sodiu. fără Calciu. Magneziu și fenol red. Sterilizat prin filtrare. Împachetare minimală: Flacon cu minimum 500 ml soluție Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului		
148.		148. Soluție cutanată Alcool Etilic 96%	Alcool etilic-Eladum 96%	R. Moldova	SRL ELADUM PHARMA	Utilizare: pregătirea reactivilor. prelucrarea instrumentariului pentru extracție. cultură. păstrare și testare celulară. Prelucrarea mâinilor și câmpului operator în intervenții chirurgicale. Caracteristici: Soluție alcoolică de 96% concentrație. Certificat pentru uz medical. Împachetare: Flacon cu 1 Litru de alcool etilic 96% Livrare: Conform recomandărilor producătorului	Soluție Alcool etilic-Eladum 96% 1000 ml	Certificat calitate
149.		149. DAPI				Utilizare: colorant fluorescent pentru identificarea ADN-ului. Caracteristici: pulbere cu puritatea 98%. Împachetare: pulbere în vas de sticlă. Păstrare: 2-8°C.		
150.		150. Fluoroshield				Utilizare: mediu de montare lichid pentru conservarea fluorescenței frotiurilor de țesuturi și celule. Caracteristici: Soluție cu pH 7.8 - 8.2 Păstrare: 2-8°C		
151.		151. Pulbere PBS pentru 5 Litri soluție cu pH 7.4				Utilizare: pentru culturi celulare. Caracteristici: Pulbere pentru obținere PBS. Împachetare: plicuri/cutie (conținutul unui plic se dizolvă în 5 L apă distilată/deionizată) Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului		
152.		152. TRIS Hydrochloride				Utilizare: tampon pH; valorile pH-ului tuturor tampoanelor sunt dependente de temperatură și concentrație. Pentru tampoanele Tris. pH-ul crește cu aproximativ 0.03 unități per °C scădere de temperatură. și scade cu 0.03-0.05 unități per diluție x10. Caracteristici: Solid cristalin cu greutatea moleculară de 157.60; pH util: 7.0-9.0 Împachetarea: Flacon cu 100 g substanță, Condiții de păstrare: +15°C -+30°C Livrare: Conform recomandărilor producătorului		
153.		153. Deoxyribonuclease I din pancreas bovin 400kU				Utilizare: înlăturarea in vitro a ADN genomic; aplicații de bioprosesare: îndepărtarea ADN-ului; eliminarea ADN-ului genomic din preparatele de ARN înainte de RT-PCR; transcriere in vitro; reticulare UV a proteinelor la acizii		

					nucleici; îndepărtarea ADN-ului din mostrele proteice. Caracteristici: endonuclează izolată din pancreasul bovin; pulbere liofilizată cu compoziția de proteină $\geq 85\%$. Împachetare: Flacon cu 100 mg substanță Livrare: Conform recomandărilor producătorului		
154.	154. Deoxyribonuclease I din pancreas bovin 2000kU				Utilizare: decelularizare țesuturilor biologice. digestia ADN-lui Caracteristici: Pulbere liofilizată cu activitatea specifică ≥ 2.000 Kunitz unități/mg de proteină izolată din pancreas bovin cu PH-ul optim de 7.8 Impachetare: flacon cu 5 mg de substanțe. Livrare: Conform recomandărilor producătorului		
155.	155. Ribonuclease A				Utilizare: înlăturarea in vitro a ARN genomic; izolarea ADN-ului (în acest scop. RNaza A trebuie să fie fiartă); analiza ciclului celular prin citometrie în flux și colorare cu iodură de propidiu (PI). Caracteristici: Ribonuclează izolată din pancreasul bovin; pulbere uscată cu activitate specifică de 50 U/mg. Împachetare: Flacon cu 25 mg substanță Livrare: Conform recomandărilor producătorului		
156.	156. Aprotinină de bovină. 3-8 TIU/mg				Utilizare: Inhibitor nespecific al proteazelor; inhibitor de protează în tamponul de test radioimunoprecipitare (RIPA) pentru omogenizarea celulelor endoteliale microvasculare cardiace (CMEC) și a celulelor epiteliale mamare; analiza angiogenezei pentru fibroblaști; inhibitor al tripsinei. Caracteristici: Pulbere liofilizată cu greutatea moleculară de 6511.44 și solubilitate de H ₂ O: ≥ 5 mg/mL. Împachetare: Flacon cu 5 mg substanță. Condiții de păstrare: 2-8°C. Livrare: Conform recomandărilor producătorului		
157.	157. Soluție Ketorolac 30 mg/ml				Utilizare: profilaxia și reducerea inflamației și simptomelor asociate după intervențiile chirurgicale. Caracteristici: Solutie injectabila, 30 mg/ml. Steril Împachetare: Cutie cu 10 fiole de 1 ml Livrare: Conform recomandărilor producătorului		
158.	158. Carnitine monooxygenase oxygenase. subunitate				Utilizare: degradarea carnitinei în trimetilamină, evidenta experimentală al nivelului de proteine. Caracteristici: Forma: pulbere liofilizată Enzima izolată din Acinetobacter baumannii. Impachetare: flacon cu 5 mg de substanțe Livrare: pe gheața uscată		
159.	159. CTP sintaza				Utilizare: limitarea vitezei în sinteza nucleotidelor de citozină, evidenta experimentală nivelului de proteine. Caracteristici: Forma - pulbere liofilizată. Enzima izolată din Drosophila		

					melanogaster. Impachetare: flacon cu 5 mg. de substanțe Livrare: pe gheața umedă		
160.		160. Dithiothreitol			Utilizare: prelucrarea mostrelor proteomice. Un reactiv excelent pentru menținerea grupurilor SH în stare redusă; reduce cantitativ disulfurile. DTT este eficient în tampon de probă pentru reducerea legăturilor disulfură de proteină. Caracteristici: pulbere de 96% concentrație. Impachetare: flacon cu 250 mg de substanță Livrare: Conform recomandărilor producătorului		
161.		161. Urea			Utilizare: în biologie moleculară pentru prelucrarea mostrelor proteomice cu scopul resuspendării a proteinelor și denaturării proteinelor. izolarea proteinelor prin intermediul gelurilor de poliacrilamidă care conțin uree. pentru a studia conformația proteinelor desfăcute sub diferite concentrații de uree și pH diferit. denaturarea proteinelor și ca agent de solubilizare ușoară pentru proteinele insolubile sau denaturate. renaturarea proteinelor din probe deja denaturate cu clorură de guanidină 6 M. cum ar fi corpurile de incluziune. Poate fi utilizat cu clorhidrat de guanidină și ditiotretitol (DTT) în replierea proteinelor denaturate în forma lor nativă sau activă. Caracteristici: pulbere Impachetare: flacon cu 1 kg de substanță Livrare: Conform recomandărilor producătorului		
162.		162. Iodoacetamide			Utilizare: biologie moleculară în prelucrarea mostrelor proteomice în scopul acțiunii asupra reziduurilor de cisteină în secvențierea peptidelor. inhibarea ribonucleului. Caracteristici: Cristale sintetice. Impachetare: flacon din sticlă cu 100g de substanță. Livrare: Conform recomandărilor producătorului		
163.		163. Kit de testare Colagenului total			Utilizare: detectarea hidroxiprolinei. Componenta kitului: - 1 microplacă de testare - placă de polipropilenă cu 96 de godeuri în formă de V - 1 microplacă de citire - microplacă cu fund plat din polistiren cu 96 microplăci. - 1 garnitură de etanșare a plăcii • Soluție standard de colagen - Coadă de șobolan tip 1 colagen. 714 µg / ml în acid acetic 20 mM • Tub Sarstedt 1.5 ml (conținând 500 µl) • Soluție de colorant - Soluție sterilă care conține colorant Sirius Red. Flacon din plastic 15 ml (conținând 8 ml) • Tampon de diluare - Tampon steril pentru semifabricate și diluție standard / probă. Flacon din plastic 30 ml (care conține 20 ml) • Tampon de spălare - Tampon care conține detergent (inflamabil). Flacon de 120 ml (conținând 80 ml) • Soluție de detecție - Tampon alcalin steril. Flacon de 30		

					ml (care conține 18 ml) Caracteristici: Suficient pentru 96 de testări Păstrarea Set nedeschis: temperatura camerei în întuneric. Kit deschis / reactivi reconstituiți: Standardul de collagen deschis trebuie păstrat la 4 oC. Celălalt reactivii deschisi trebuie depozitați la întuneric și sunt stabil timp de cel puțin 2 luni. Reactivul de detecție reconstituit (A + B) ar trebui să fie stocat în întuneric și să fie stabil cel puțin 1 lună după reconstituire. Impachetare: cutie de carton		
164.	164. Soluție Heparină 5000 U/ml				Utilizare: stoparea coagulării sângelui Caracteristici: Soluție heparină cu concentrația de 5000 U/ml. Sterilă Ambalare: flacon cu minimum 5 ml soluție Transportare și păstrare: conform recomandărilor producătorului.		
165.	165. Pulbere injectabilă Cefazolin 500 mg				Utilizare: profilaxia complicațiilor oculare septico-purulente Caracteristici: pulbere liofilizată de cefazolină. 500 mg în flacon. Pentru injectare intravenoasă sau intramusculară. Steril. Ambalare: Cutie cu 10 flacoane Transportare: conform recomandărilor producătorului.		
166.	166. Sol. Ciprofloxacina 0.3% (colir)				Utilizare: profilaxia complicațiilor oculare septico-purulente. Caracteristici: Colir cu ciprofloxacina cu concentrația de 0.3%. Ambalare: flacon cu minimum 5 ml soluție . Transportare: conform recomandărilor producătorului.		
167.	167. Sol. Diclofenac 0.1% (colir)				Utilizare: prevenirea și reducerea inflamațiilor oculare perioperatorii Caracteristici: Anti-inflamator nesteroidian; colir cu diclofenac cu concentrația de 0.1%. Ambalare: flacon cu minimum 5 ml soluție. Transportare: conform recomandărilor producătorului.		
168.	168. Sol. Proparacaină (colir)				Utilizare: anestezia și analgezia oculară topică intraoperatorie. Caracteristici: Colir cu proparacaină cu concentrația de 0.5%. Ambalare: flacon cu minimum 15 ml soluție. Transportare: conform recomandărilor producătorului.		
169.	169. Sol. Lidocaină 2%-2 ml				Utilizare: pentru anestezie locală Caracteristici: Soluție Lidocaină de 2%-2ml. Ambalare: a câte 10 fiole în cutie Transportare și păstrare: conform recomandărilor producătorului.		
170.	170. Sol. Dexametazonă 4mg/ml – 1ml				Utilizare: pentru anestezie locală Caracteristici: Soluție Dexametazonă de 4 mg/ml Ambalare: a câte 10 fiole în cutie Transportare și păstrare: conform recomandărilor producătorului.		
171.	171. Ceftriaxon pulb./sol.inj.1g				Utilizare: profilaxia și tratamentul complicațiilor septico-purulente Caracteristici: Antibiotic din clasa cefalosporine;		

						pulbere 1g ce se dizolvă în 5ml soluție injectabilă. Ambalare: flacon cu minimum 1g substanță. Transportare: conform recomandărilor producătorului.		
172.		172. Sol. NaCl 0.9% - 5 ml				Utilizare: Prepararea soluțiilor de medicamente pentru uz topic și parenteral. Caracteristici: Soluție injectabilă ce conține clorură de sodiu - 0.009 g. Ambalare: Fiole cu minimum 5ml soluție. câte 10 fiole per cutie Condiții de păstrare: +18°C - +25°C. Transportare: conform recomandărilor producătorului		
173.		173. Mediu pentru cultivarea celulelor (D-MEM				(ATCC 30-2002), cu nivel înalt de Glucoza, L-Glutamina) sau echivalent minim 500 ml Dulbecco Modified Eagle Medium (DMEM) modificat conține 4 mM L-glutamină, 4500 mg / l glucoză, 1 mM piruvat de sodiu și 1500 mg / l bicarbonat de sodiu; pH-7.0-7.4; Osmolalitatea 270 - 365 mOsm / kg.. Testat la sterilitate, endotoxină ≤ 0,5 EU/ml, mycoplasme, la promovarea creșterii mai multor linii celulare diferite, folosind subculturi succesive și placarea cu eficiență. Certificat de analiză		
174.		174. Mediu pentru cultivarea celulelor				(D-MEM F-12 Medium (ATCC 30-2006), sau echivalent minim 500 ml Conține: Săruri anorganice (g/litru) - CaCl ₂ (anhydrous) 0.11665; CuSO ₄ (anhydrous) 0.0000008; Fe(NO ₃) ₃ •9H ₂ O 0.00005; FeSO ₄ •7H ₂ O 0.000417; MgSO ₄ (anhydrous) 0.08495; KCl 0.3118; NaCl 7.00000; NaHCO ₃ 1.20000 (hemicalcium); Na ₂ HPO ₄ (anhydrous) 0.07100; NaH ₂ PO ₄ •H ₂ O 0.06250; ZnSO ₄ •7H ₂ O 0.000432. Vitamine (g/litru)- D-Biotin 0.00000365; Choline Chloride 0.00898; Folic Acid 0.00265; myo-Inositol 0.01261; Niacinamide 0.00202; D-Pantothenic Acid 0.00224; Pyridoxine•HCl 0.00203; Riboflavin 0.00022; Thiamine•HCl 0.00217; Vitamin B-12 0.00068. Amino Acizi (g/litru) - L-Alanine 0.00445; L-Arginine•HCl 0.14750 ; L-Asparagine•H ₂ O 0.00750; L-Aspartic Acid 0.00665; L Cysteine •HCl•H ₂ O 0.01756 ; L-Cystine•2HCl 0.03129; L-Glutamic Acid 0.00735; L-Glutamine 0.36510; Glycine 0.01875; L-Histidine •HCl•H ₂ O 0.03148; L-Isoleucine 0.05437; L-Leucine 0.05895; L-Lysine •HCl 0.09135; L-Methionine 0.01724; L-Phenylalanine 0.03548; L-Proline 0.01725; L-Serine 0.02625; L-Threonine 0.05355; L-Tryptophan 0.00902; L-Tyrosine•2Na•2H ₂ O 0.05582; L-Valine 0.05285. Alte componente (g/litru)- D-Glucose 3.15100; HEPES 3.57480; Hypoxanthine 0.00239; Linoleic Acid 0.000044; Phenol Red,		

					Sodium Salt 0.00810; Putrescine•2HCl 0.00008; Pyruvic Acid•Na 0.05500; DL-Thioctic Acid 0.000105; Thymidine 0.000365. Certificat de analiză.		
175.		175. Human IL-27 ELISA Kit 5x96, placi (plates), sau analog			Kit de reactivi pentru IL-27, metoda colorimetrică pentru cel puțin 5x96 determinări. Destinat pentru utilizare în cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice.		
176.		176. Kit Human VEGF, 5x96 placi (plates), sau analog			Kit de reactivi pentru Human VEGF, metoda colorimetrică pentru cel puțin 5x96 determinări. Destinat pentru utilizare în cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice.		
177.		177. Deluxe Set Human IL-10. 5x96 placi (plates). sau analog			Kit de reactivi pentru Human IL-10, metoda colorimetrică pentru cel puțin 5x96 determinări. Destinat pentru utilizare în cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice.		
178.		178. Kit Human FGF-basic, 5x96 placi (plates), sau analog			Kit de reactivi pentru Human FGF-basic, metoda colorimetrică pentru cel puțin 5x96 determinări. Destinat pentru utilizare în cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice.		
179.		179. Human Latent TGF-β ELISA Kit, 5x96 placi (plates), sau analog			Kit de reactivi pentru Human TGF-β, metoda colorimetrică pentru cel puțin 5x96 determinări. Destinat pentru utilizare în cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice.		
180.		180. Human Clusterin DuoSet ELISA Ancillary Reagent Kit 2, 2 placi, sau analog			Set de reactivi pentru Human Clusterin, metoda ELISA pentru cel puțin 2x96 determinări. Destinat pentru utilizare în cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice.		
181.		181. Standard Set Human IL-6, 5x96 placi (plates), sau analog			Set de reactivi pentru Human IL-6, metoda colorimetrică pentru cel puțin 5x96 determinări. Destinat pentru utilizare în cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice.		
182.		182. Protein Carbonil Content			Set de reactivi pentru dozarea gruparilor carbonilice ale proteinelor prin metoda colorimetrică pentru cel puțin 100 de teste. Destinat pentru utilizare în cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice.		
183.		183. Glutathionul total			Set de reactivi pentru dozarea glutathionului total în ser, plasmă, salivă, urină, extracte de țesut, prin metoda colorimetrică pentru cel puțin 100 de teste. Destinat pentru utilizare în cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice		

184.	184. Guanidin hidroclorid				Guanidin hidroclorid $\geq 98\%$ reagent. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice		
185.	185. Glutation reductaza din drojdii,				Glutation reductaza din drojdii, suspensie în sulfat de amoniu 100-300 un/mg proteină, flacon nu mai puțin de 500 unit. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice		
186.	186. Doxiciclina				100 mg capsule N10X3 ambalaj cutii		
187.	187. Gentamicină-K				sol.injectabilă. 40 mg/ml fiola ambalaj cutie a câte 1 ml X 10 fiole		
188.	188. Fluconazol.				ambalaj flacon 50 ml		
189.	189. Peroxid de hidrogen 33%				Ăpă oxigenată (peroxid de hidrogen. soluție de 33 Soluție dezinfectantă. Produs antiseptic. hemostatic și vindecător		
190.	190.Peroxid de hidrogen 6%	Peroxid de hidrogen-Eladum 6%	R. Moldova	SRL ELADUM PHARMA	Ăpă oxigenată (peroxid de hidrogen. soluție de 6%). Soluție dezinfectantă. Produs antiseptic. hemostatic și vindecător.	Soluție de Peroxid de hidrogen-Eladum 6% 1000 ml	Certificat Biocid
191.	191. Proteina C-reactivă				Destinație: Reacția prin care pune în evidență proteina C reactivă este o reacție în urma căreia are loc un fenomen de precipitare. Tip reacție: ELISA, Sensibilitatea analitică – cel puțin 99%, Sensibilitatea tehnică – cel puțin 100%; Specificitate – inclusiv 99.8% și mai mare. Forma de ambalare: 96 teste. Termen de valabilitate 2 ani de la momentul livrării		
192.	192. Procalcitonina (ELISA)				Denumirea : Human Procalcitonin ELISA Kit Destinație: Procalcitonina sau polipeptida înrudită cu calcitonina este un precursor de 116 aminoacizi a calcitoninei. Se secretă de monocite activate de endotoxine sau agenți patogeni. Proteina este un biomarker pentru sepsis și infecții bacteriene. Procalcitonina a fost asociată cu disfuncții hepatocite; Tip reacție – Analiza umană procalcitonină ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) este un test imunosorbant enzimatic legat in vitro pentru măsurarea cantitativă a procalcitoninei umane în supernatanți ai culturii celulare și urină. Notă: Domeniul de detectare al acestui kit este de 30 pg / ml - 20000 pg / ml. Procalcitonina este scăzută în ser normal și poate fi nedetectabilă cu această analiză. Sensibilitatea analitică – cel puțin 99% Sensibilitatea tehnică – cel puțin 100%; Specificitate – inclusiv 99.8% și mai mare. Forma de		

					ambalare: 24 teste Termen de valabilitate 2 ani de la momentul livrării		
193.		193. Geneticin			Număr CAS 108321-42-2 Formula empirică (notație Hill) C ₂₀ H ₄₀ N ₄ O ₁₀ • 2H ₂ SO ₄ Greutate moleculară 692,71, Număr MDL MFCD00058314, ID substanță PubChem 24895333 NACRES NA.76 Antibiotic sulfat G418 (50 mg / mL), Format: Lichid, Spectrul antibiotic: Geneticin (G-418), Tipul soluției: Antibiotic (selectiv). Statutul de reglementare: Numai pentru utilizare în cercetare. Nu se utilizează în procedurile de diagnosticare., Cantitate: 20 ml. Pentru utilizare cu (cerere): Selecție eucariotă / Generare de linie celulară stabile, Tip produs: Geneticin (G-418)		
194.		194. Glycerol HOCH ₂ CH(OH)CH ₂ OH			Glicerol: puriss. p.a.. reactiv ACS. anhidru. dist.. ≥99.5% (GC), Sinonim: 1.2.3-propanetriol. Glicerină, Număr CAS: 56-81-5, Formula liniară: HOCH ₂ CH (OH) CH ₂ OH, Greutate moleculară: 92.09, Număr Beilstein / REAXYS: 635685, Număr CE: 200-289-5, Număr MDL: MFCD00004722, ID substanță PubChem: 329757522 NACRES: NA.21. Aspect (culoare) Incolor, Aspect (turbiditate) clar, Aspect (formă) Lichid vâscos, Solubilitate (culoare) Incolor până la foarte slab galben. Solubilitate (turbiditate) 1 mL / mL. H ₂ O:clar, Spectru infraroșu: Se conformează structurii, Metale grele (ca plumb) ≤ 5 ppm, Absorbanță UV 400nm ≤ 0.01, Absorbanță UV 340nm ≤ 0.01. Absorbanță UV 320nm ≤ 0.02, Absorbanță UV 280nm ≤ 0.05 Absorbanță UV 225nm ≤ 0.10, Absorbanță UV 210nm ≤ 0.30 Absorbanță UV 205nm ≤ 1.0, Puritate (GC) ≥ 99.50%, Utilizare: Potrivit ca componentă pentru mediile de cultură. Ambalaj 1l		
195.		195. H ₃ PO ₄			Denumirea produsului: Acid fosforic, Număr CAS 7664-38-2, Formula liniară H ₃ PO ₄ , Greutate moleculară 98.00, Număr Beilstein / REAXYS 1921286, Număr CE 231-633-2, Număr MDL MFCD00011340, ID substanță PubChem 329753503 puriss. p.a.. reactiv ACS. reactiv. ISO. reag. Ph. Eur.. ≥85%, CULOARE (ÎN APHA) ≤ 10 APHA, FLUORURĂ ≤ 0.0001%, DOZĂ ≥ 85%, MATERIE INSOLUBILĂ ≤ 0.001% (în apă) SOLUBILITATE (CULOARE) conformă, SOLUBILITATE (TURBIDITATE) conformă, REDUCEREA IMPURITĂȚILOR Respectarea, SUBSTANȚE REDUCĂTOARE ≤ 0.001% (ca O), SOLVENTI REZIDUI Conform ACIDI VOLATILI ≤ 0.001% (CH ₃ COOH),		

					METALE GRAVE $\leq 0.001\%$ (ca Pb), TESTURI DIVERSE fosfit. hipof. (H ₃ PO ₃): $\leq 0.002\%$ (conform) subst. precipitat de NH ₃ : conform, ARSEN $\leq 0.00005\%$, CALCIU $\leq 0.001\%$, CADMIUM $\leq 0.0001\%$, COBALT $\leq 0.0001\%$, CROM $\leq 0.0001\%$, CUPRU $\leq 0.0001\%$, FIER $\leq 0.0005\%$, POTASIU $\leq 0.0005\%$, MAGNEZIU $\leq 0.0005\%$, MANGANEZ $\leq 0.00005\%$, SODIU $\leq 0.002\%$, NICEL $\leq 0.0001\%$, PLOMB $\leq 0.0001\%$, ANTIMONIE $\leq 0.0002\%$, ZINC $\leq 0.0002\%$, CLORURĂ (CL) $\leq 0.0002\%$, NITRAT (NO ₃) $\leq 0.0003\%$, SULFAT (SO ₄) $\leq 0.003\%$, PERIOADA RECOMANDATĂ DE RETESTARE 54 de luni, Ambalaj 1l		
196.		196. CaSO ₄ x2H ₂ O			Număr CAS: 10101-41-4 , Număr CE: 231-900-3, Masă molară: 172.17 g / mol, Formula chimică: CaSO ₄ * 2 H ₂ O, Formula Hill: CaO4S * 2 H ₂ O, Codul SA: 2833 29 80, Nivel de calitate: MQ300 Densitate 2.320 g / cm ³ , Valoare pH 7.0 (50 g / l. H ₂ O. 20 ° C) (suspensie), Densitate în vrac 400 - 600 kg / m ³ , Solubilitate 2 g / l, Test (complexometric) 99.0 - 102.0%, Substanțe insolubile în acid clorhidric $\leq 0.01\%$, Carbonatul (CO ₂) trece testul, Clorură (Cl) $\leq 0.005\%$, Nitratul (NO ₂) trece testul, Metale grele (ca Pb) $\leq 0.002\%$ Fe (fier) $\leq 0.001\%$, K (potasiu) $\leq 0.005\%$, Mg (magneziu) $\leq 0.01\%$ Na (sodiu) $\leq 0.2\%$, Sr (stronțiu) $\leq 0.05\%$		
197.		197. K ₂ SO ₄			Sulfat de potasiu, Aspect (culoare): alb, Aspect (formular): Pulberea sau cristalele, Difracție cu raze X: se conformeazăstructurii, Puriatate (titrare prin NaOH):> _ 99.0%, Materie insolubilă, C = 6.7%. H ₂ O: <_ 0.01%, Conținut de cloruri:<_ 0.001%, Fier (Fe):<_ 5 ppm, Metale grele:<_ 5 ppm, Calciu (Ca):<_ 0.01%, Magneziu (Mg):<_ 0.005% Sodiu (Na):<_ 0.02%, Compuși azotici:<_ 5 ppm, pH: 5.5 - 8.5 la 25 grade Celsius (C = 5%; H ₂ O) îndeplinește cerințele ACS: Specificația ACS curentă, Specificații: PRD.0.ZQ5.10000073828, Utilizare: Sulfatul de potasiu poate fi utilizat ca agent de sulfonare în prepararea acidului 4'-dibenzo-18-coroană-6-sulfonic prin sulfonarea dibenzo-18-coroanei-6. Ambalaj 500 g		
198.		198. MgSO ₄ x7H ₂ O			Sulfat de magneziu heptahidrat, BioUltra. $\geq 99.5\%$ (KT), Sinonim: săruri Epsom, Număr CAS 10034-99-8, Formula liniară MgSO ₄ • 7H ₂ O Greutate moleculară 246.47, Număr CE 231-298-2, Număr MDL MFCD00149785 eCl @ ss 38030409, ID substanță PubChem 57651928, Nivelul de		

					calitate 200, densitatea vaporilor <0.01 (vs aer) presiunea vaporilor <0.1 mmHg (20 ° C), linia de produse BioUltra test ≥99.5% (KT), impurități materie insolubilă. trece testul filtrului ≤0.002% azot total (N), pH 5.0-8.0 (25 ° C. 1 M în H2O) solubilitate H2O: 1 M la 20 ° C. limpede. Incolor Ambalaj 250 g		
199.	199. KOH				Număr CAS: 1310-58-3, Număr CE: 215-181-3, Masă molară: 56.11 g / mol Formula chimică: KOH Formula Hill: KOH, Test (acidimetric. KOH) ≥ 85.0%, Carbonat (ca K ₂ CO ₃) ≤ 1.0%, Clorură (Cl) ≤ 0.01% Fosfat (PO ₄) ≤ 0.0005%, Silicat (SiO ₂) ≤ 0.005%, Sulfat (SO ₄) ≤ 0.0005%, Azot total (N) ≤ 0.0005%, Metale grele (ca Pb) ≤ 0.0005% Al (aluminiiu) ≤ 0.001%, Ca (calciu) ≤ 0.001%, Cu (cupru) ≤ 0.0002% Fe (fier) ≤ 0.0005%, Na (sodiu) ≤ 0.5%, Ni (nichel) ≤ 0.0005% Pb (plumb) ≤ 0.0005%, Zn (zinc) ≤ 0.0025% , Ambalaj 250 g		
200.	200. CuSO ₄ x5H ₂ O				Pentahidrat de sulfat de cupru (II), BioReagent. potrivit pentru cultura celulară. ≥98%, Număr CAS 7758-99-8, Formula liniară CuSO ₄ • 5H ₂ O Greutate moleculară 249.69, Număr CE 231-847-6, Număr MDL MFCD00149681, ID substanță PubChem 24893012 NACRES NA.71, Aspect (culoare): de la Albastru deschis la Albastru închis, Aspect (formă): Pulbere, Solubilitate (culoare): Albastru deschis până la albastru închis, Solubilitate (turbiditate)100 mg / ml. H2O:limpede titrare cu Na ₂ S ₂ O ₃ :>= 98%, Fier (Fe):<= 0.01%, Testul culturii celulare: Trece, Specificații: PRD.0.ZQ5.10000044417		
201.	201. KI Iodură de potasiu				Număr CAS: 7681-11-0, Formula liniară: KI, Greutate moleculară: 166.00 Număr CE: 231-659-4, Număr MDL: MFCD00011405, ID substanță PubChem 24898914 NACRES NA.71, Denumire: Iodură de potasiu, Aspect (culoare): alb, Aspect (formă): Pulbere, Solubilitate (culoare): incoloră, Solubilitate (turbiditate) 133 mg / mL. H2O: limpede, Test de cultură de celule vegetale: Trece, pH: 6.0 - 9.2 % Puritate (titrare):>_ 98, Nivelul de calitate: 200, Ambalare: 100 g în vas de sticlă, Greutate moleculară 166.00 Ambalare:100 g în flacon de sticlă		
202.	202. MnSO ₄ xH ₂ O				Sulfat de mangan (II) monohidrat:potrivit pentru culturi de cellule, Număr CAS: 10034-96-5, Formula liniară: MnSO ₄ • H ₂ O Greutate moleculară :169.02, Număr CE :232-089-9, Număr MDL : MFCD00149159. Aspect (culoare): roz Aspect (formă): Pulbere, Solubilitate (culoare): roz deschis,		

					Solubilitate (turbiditate) 10 g/130mL. H ₂ O: clar, Titrarea purității prin EDTA: > 99%, Testul de cultură celulară: Trece, Ambalare: 500 g în sticla plastic		
203.		203. H ₃ BO ₃			Acid boric: pentru analiză EMSURE® ACS. ISO. Reag. Ph Eur, Număr CAS: 10043-35-3, Formula liniară: H ₃ BO ₃ , Greutate moleculară: 61.83, Număr MDL: MFCD00011337 Număr index CE: 233-139-2, Nivelul de calitate: 300, Grad: reactiv ACS, Forma: solid Test (alcalimetric): 99.5 - 100.5%, Identitate: trece testul, Aspectul soluției: trece testul, Valoarea pH-ului (3.3%. apă): 3.8 - 4.8, Clorură (Cl): ≤ 0.0003%, Fosfat (PO ₄): ≤ 0.0005%, Sulfat (SO ₄): ≤ 0.0005% Solubilitatea în etanol: trece testul, În materie insolubilă în metanol: ≤ 0.005%, Metale grele (ca Pb): ≤ 0.0005%, Ca (calciu): ≤ 0.002% Fe (fier): ≤ 0.0001%, Pb (plumb): ≤ 0.001%, Impurități organice: trece testul, Nonvolatil cu metanol: ≤ 0.05%, Corespunde ACS. ISO. Reag. Ph Eur		
204.		204. ZnSO ₄ ·7H ₂ O			Sulfat de zinc heptahidrat, Număr CAS: 7446-20-0, Formula liniară: ZnSO ₄ · 7H ₂ O Greutate moleculară: 287.56 Număr CE: 231-793-3, Număr MDL: MFCD00149894, ID substanță PubChem: 329831616, Aspect (culoare): alb, Aspect (formă): Pulbere, Solubilitate (culoare): transparent, Solubilitate (turbiditate) 10 g/130mL. H ₂ O: clar, Titrarea purității prin EDTA: > 99.0 %, Perioada de testare recomandată: 5 ani, Ambalare: 500 g în sticlă de plastic		
205.		205. H ₂ SO ₄			Acid sulfuric 95-97%, Număr CAS: 7664-93-9, Număr CE: 231-639-5, Masă molară: 98.07 g / mol Formula chimică: H ₂ SO ₄ , Formula Hill: H ₂ O ₄ S, Grad: ISO, Test (alcalimetric) 95.0 - 97.0%, Culoare ≤ 10 Hazen, Cod HS 2807 00 00, Nivel de calitate MQ300		
206.		206. FeSO ₄ ·7H ₂ O			Sulfat de fier (II) heptahidrat, Număr CAS: 7782-63-0, Formula liniară: FeSO ₄ · 7H ₂ O Greutate moleculară: 278.01, Număr CE: 231-753-5, Număr MDL: MFCD00149719, ID substanță PubChem: 24894970, Utilizarea: Sulfatul de fier (II) heptahidrat este utilizat în aplicații de cultură celulară legate în general de transferină. citrat sau alte molecule de transport de fier. Aspect (culoare): albastru pal la albastru până la verde, Aspect (formă): Pulbere, Solubilitate (culoare): Galben deschis și albastru deschis-verde, Solubilitate (turbiditate), 100 mg / ml. H ₂ O: Clar spre ușor tulbure, Titrare cu KMnO ₄ : >=		

					99%, Testul celulelor de insecte: Trece, Testul culturii celulare: Trece		
207.		207. $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$			Număr CAS: 7791-13-1, Formula liniară: $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ Greutate moleculară: 237.93, Număr CE: 231-589-4, Număr MDL: MFCD00149652, ID substanță PubChem: 329752799, Denumirea: Clorură de cobalt (II) hexahidrat, Aspect (culoare): De la roșu la foarte roșu închis și de la purpuriu la foarte închis, Aspect (formular): pulbere sau cristale sau bucăți sau, Pulbere cu bucăți sau cristale cu bucăți, Model de difracție cu raze X: Conform structurii, EDTA complexometrică: 98.0 - 102.0%, Materie insolubilă: $\leq 0.01\%$, Calciu (Ca): $\leq 0.005\%$, Cupru (Cu): $\leq 0.002\%$, Fier (Fe): $\leq 0.005\%$, Potasiu (K): $\leq 0.01\%$, Magneziu (Mg): $\leq 0.005\%$, Sodiu (Na): $\leq 0.05\%$, Nichel (Ni): $\leq 0.1\%$, Nitrat (NO_3): $\leq 0.01\%$, Sulfat (SO_4): $\leq 0.01\%$, Zinc (Zn): $\leq 0.03\%$, Îndeplinește cerințele ACS. Ambalare: 100 g în sticlă plastic		
208.		208. $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$			Denumirea: Molibdat de amoniu tetrahidrat, Număr CAS: 12054-85-2, Formula liniară: $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, Greutate moleculară: 1235.86 Număr CE: 234-320-9, Număr MDL: MFCD00167059, ID substanță PubChem: 329770925, Nivel de calitate: 200 300 grad: reactiv ACS, Assay: 81.0-83.0% bază MoO_3 , Forma: cristaline impurități: $\leq 0.005\%$ materie insolubilă densitate: 2.498 g / mL la 25 ° C (lit.), Urme de anion: arseniat. fosfat și silicat (ca SiO_2): $\leq 0.001\%$ clorură (Cl^-): $\leq 0.002\%$, azotat (NO_3^-): trece testul (limită de aproximativ 0.003%), fosfat (PO_4^{3-}): ≤ 5 ppm sulfat (SO_4^{2-}): $\leq 0.02\%$ urme de cationi Mg: $\leq 0.005\%$, metale grele: $\leq 0.001\%$ (de ICP-OES) temperatura de depozitare: temperatura camerei Ambalare: 100 g. în sticlă plastic		
209.		209. D-biotin			Utilizare: • ca supliment media M199 în sistemul de cultură in vitro • ca componentă în mediile de cultură aggregate, Formula: $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{O}_3\text{S}$, Masa: 244.31 g / mol, Număr CAS: 58855, MDL: MFCD00005541, Aspect (culoare): alb, Aspect (formă): Pulbere Solubilitate (culoare): Incolor până la slab galben, Solubilitate (turbiditate) 50 mg / ml. 2 M NH_4OH : clar, Carbon: 48.5 - 49.9% Azot: 11.2 - 11.8%, Puritate (HPLC): $\geq 99\%$, Spectru ^1H RMN: Se conformează structurii, Testul culturii celulare: Trece, Testul celulelor insectelor: Trece, Testul culturii de celule vegetale: Trece		

210.		210. Sorbitol				D (-) - Sorbitol. extra pur. Ph Eur. BP. NF SO0850, Categorie: Zaharuri Nume bază: D (-) – Sorbitol, Număr CAS: 50-70-4 5.00 kg: SO0850005P, Substanță chimică: C₆H₁₄O₆, Masa molară: 182.17 g / mol, Solubil în apă (20 ° C): (20 ° C): solubil, Punct de topire: 94 - 96 °C, LD Oral: 15900 mg / kg, Aplicații: chimie analitică. în industria alimentară. pentru uz farmaceutic. sinteza produselor organice. în industria farmaceutică., Specificații: Test (iodometric. pe probă uscată): 97 - 100.5%, Identificare: Trece testul, Aspectul soluției: clar și incolor. Conductivitate (20°C; 20%. în H₂O): max. 20 μs / Cm. Ph (10%. H₂O): 3.5 - 7.0, Cloruri (Cl): max. 0.005%, Sulfati (So₄): max. 0.01%, Plumb (Pb): max. 0.00005%, Nichel (Ni): max. 0.0001%. Reducerea zaharurilor (ca glucoză): max. 0.2%, Substanțe înrudite (manitol): max. 2%, Suma substanțelor conexe: max. 3%, Reziduu la aprindere: max. 0.1%, Apă (K.F.): max. 1.5%, Solvenții reziduali sunt analizați conform ghidului Cmp / Ich / 283/95. Punct de aprindere: > 100 °C. Temp. Aprindere: > 150 °C Ambalare: 1kg.		
211.		211. Methanol				Număr CAS 67-56-1, Formula liniară CH₃OH, Greutate moleculară 32.04, Număr Beilstein / REAXYS 1098229, Număr CE 200-659-6 Număr MDL MFCD00004595 puriss. p.a.. reactiv ACS. reactiv. ISO. reagent. Ph. Eur.. ≥99.8% (GC), Utilizare: • Ca solvent pentru prepararea extractelor de hife de Aspergillus pentru estimarea gliotoxinei prin fază inversă-HPLC. • Studii de imunofluorescență. Ambalare: În sticle PE; disponibile și sticle de sticlă (Nr. material care se termină cu *-GL) ASPECT (CULOR) Incolor, ASPECT (FORMĂ) Lichid, CULOARE (ÎN APHA) ≤ 10 APHA, ACID FĂRĂ ACID TITRABIL (ca HCOOH): ≤ 0.002%. ALKALI FĂRĂ BAZĂ TITRABILĂ (AS NH₃): ≤ 0.00005%, PURITATE (ZONA GC%) ≥ 99.8%, OBSERVAȚII PRIVIND GC ≤ 0.001% ACETONĂ. ≤ 0.1% ETANOL, DENSITATE 0.791 - 0.793, INDICE REFRACTIVE N₂₀ / D 1.328 - 1.330, PUNCT DE FIERBERE 64 - 65°C, SOLUBILITATE (TURBIDITATE) MIXABILĂ CU H₂O, APĂ (COULOMETR.) ≤ 0.05%. REZIDU (EVAPORARE) ≤ 0.0005%, SUBSTANȚE REDUCĂTOARE ≤ 0.00025% (AS O), ALDEHIDE ≤ 0.001% (AS CH₃CHO), CETONE ≤ 0.001% (AS CH₃COCH₃), FORMALDEHID ≤ 0.001%,		

					ACETALDEHID $\leq 0.001\%$, ALUMINIU (ICP) ≤ 0.50 ppm, BARIU (ICP) ≤ 0.10 ppm. BISMUTH (ICP) ≤ 0.10 ppm, BORON (ICP) ≤ 0.02 ppm, CALCIU (ICP) ≤ 0.50 ppm, CADMIUM (ICP) ≤ 0.05 ppm, COBALT (ICP) ≤ 0.02 ppm CROM (ICP) ≤ 0.02 ppm, CUPRU (ICP) ≤ 0.01 ppm, FIER (ICP) ≤ 0.10 ppm, POTASIU (ICP) ≤ 0.50 ppm, LITIU (ICP) ≤ 0.10 ppm, MAGNEZIU (ICP) ≤ 0.10 ppm, MANGANEZ (ICP) ≤ 0.01 ppm, MOLIBDEN (ICP) ≤ 0.10 ppm, SODIU (ICP) ≤ 0.50 ppm, NICEL (ICP) ≤ 0.02 ppm, LEAD (ICP) ≤ 0.02 ppm, TIN (ICP) ≤ 0.10 ppm, STRONTIUM (ICP) ≤ 0.10 ppm ZINC (ICP) ≤ 0.10 ppm, CLORURĂ (CL) ≤ 0.5 mg / kg, SULFAT (SO₄) ≤ 1 mg / kg, SUBSTANȚELE întunecate prin H₂SO₄ PASĂ TESTUL COMPUȘI CARBONIL $\leq 0.005\%$, Ambalare: 5l		
212.	212. NH ₄ OH 25% Ammonia solution				Număr CAS 1336-21-6, Formula liniară NH₄OH, Greutate moleculară 35.05, Număr Beilstein / REAXYS 3587154, Număr MDL MFCD00066650, Agenție / Metodă reag. ISO: reag. Ph. Eur., Nivelul de calitate: 300, presiunea vaporilor: 483 hPa (20 ° C), expl. lim. 27% pb 37.7 ° C / 1013 hPa, p.t. - 57.5 ° C, densitate 0.9 g / mL la 25 ° C (lit.), ȘIRURI SMILES [NH₄ +]. [OH-], InChI 1S / H₃N.H₂O / h1H3; 1H2 Ambalare: 1l		
213.	213. Tween20				Număr CAS: 9005-64-5 , Număr MDL: MFCD00165986 NACRES: NA.21, Formula: C₅₈H₁₁₄O₂₆, Aspect (turbiditate): clar, Aspect (culoare): de la galben pal la galben și galben-verde, Aspect (formă): Lichid vâscos, Solubilitate (turbiditate) la 400 mg plus 4 ml apă: clar, Solubilitate (culoare): Incolor spre Galben, Test $\geq 40.0\%$, Compoziția acidului gras (sub formă de acid lauric), Echilibru în principal a acizilor miristici. palmitici și stearici. Testul culturii celulare: Trece Ambalare: 200 ml		
214.	214. Yeast extract				Ambalare: Sticlă, Tipul produsului: medii bacteriene, Cerințe de depozitare: A se păstra în condiții reci și uscate în recipiente bine sigilate. între 2 ° C și 25 ° C, Perioada de valabilitate: 1825 de zile Cantitate: 500 g, Format: Deshidratat, Certificări / conformitate: LUO Sursa: Originea animalelor, Cu aditivi: extract de drojdie, Tipul culturii: mamifer. insectă. Microbiană, Pentru utilizare cu (aplicație): Formularea mediilor de cultură pentru cultivarea microorganismelor heterotrofe		

215.		215. Peptone				Ambalare: Sticlă, Tipul produsului: Medii bacteriene, Cerințe de depozitare: 2-25 ° C, Linia de produse: Bacto, Formă: Pulbere Perioada de valabilitate: 1825 de zile, Cantitate: 500g, Format: Pulbere, Certificări / conformitate: LUO. MUO, Tipul celulei: bacterii. Sursa: Originea animalelor, Cu aditivi: peptone, Tipul culturii: mamifer. insectă. Microbiană, Pentru utilizare cu (aplicație): Formularea mediilor de cultură pentru cultivarea microorganismelor heterotrofe		
216.		216. Dextrose				Număr CAS 50-99-7, Formula empirică (notație Hill) C6H12O6 Greutate moleculară 180.16, Număr Beilstein / REAXYS: 1724615 Număr CE: 200-075-1, Număr MDL: MFCD00063774 PubChem ID substanță: 24895335 NACRES: NA.21, Ambalaj: recipient din plastic Nivelul de calitate 300, Aspect (culoare): alba, Aspect (formă): Pulbere, Solubilitate (culoare): incoloră, Solubilitate (turbiditate) 2 g + 15 ml. H2O: limpede, Spectru 1H RMN: Conform structurii Puritate (GC): >= 99.5%, Specificații: PRD.2.ZQ5.10000029913		
217.		217. Agar				Număr CAS 9002-18-0, Formula liniară (C12H18O9) n Număr CE 232-658-1, Număr MDL MFCD00081288, Agar deshidratat, Agent de solidificare purificat. Agarul deshidratat este purificat pentru a îndepărta materiile străine., Greutate: 0.50400 kg, Aditiv: Agar Concentrație: 1.5%, Format: granule Deshidratat, Ambalare: Sticla Tip produs: Agar, Pentru utilizare cu (cerere): Determinarea motilității și creșterea anaerobilor și microaerofililor, Certificări / conformitate, ISO / DIS. 11014		
218.		218. Antifoam Struktol				Esteri de acizi grași alcoxilați pe bază vegetală, Lichid gălbui. ușor turbure, Densitate (20 ° C): 1000 kg / m3, Dyn. vâscozitate (25 ° C): 500 m Pa.s, Agent antispumant pentru drojdie Ambalare: 50 ml		
219.		219. Anticorpi monoclonali anti collagen tip I				Utilizare: imunohistochimie, Caracteristici: Anticorpi monoclonali anti collagen tip I. neconjugați cu izotipul – Ig1, Forma – lichidă. Reactivitate cu antigeni specifici de șoareci. șobolani. porc. umani și minimum 97% cu cei de iepure. Purificat prin proteina A. Greutate moleculară calculată de 1366 aa. 130 kDa (140 kDa. 70-80 kDa). Solutie buffer de stocare - PBS cu 0.1% azidă de sodiu și 50% glicerol pH 7.3. Condiții de păstrare - 20°C. Împachetare și livrare: Conform recomandărilor producătorului		

220.		220. Anticorpi policlonali anti collagen tip II				Utilizare: imunohistochimie, Caracteristici: Anticorpi policlonali anti collagen tip II. Forma – lichidă. Reactivitate cu antigeni specifici umani și minimum 96% cu cei de iepure. Purificat prin afinitate antigenică. Greutate moleculară calculată de 134 kDa. Solutie buffer de stocare - PBS cu 0.1% azidă de sodiu și 50% glicerol pH 7.3. Condiții de păstrare - 20°C Împachetare și livrare: Conform recomandărilor producătorului		
221.		221. TGF-beta, ELISA				Realizarea cercetărilor biochimice și imunologice		
222.		222. Interferon-gamma ELISA BEST				Realizarea cercetărilor biochimice și imunologice		
223.		223. VEGF ELISA Best				Realizarea cercetărilor biochimice și imunologice		
224.		224. Interleukin-1 beta-IFA				Realizarea cercetărilor biochimice și imunologice		
225.		225. Interleukina-6 ELISA-BEST				Realizarea cercetărilor biochimice și imunologice		
226.		226. Interleukina-10-ELISA BEST				Realizarea cercetărilor biochimice și imunologice		
227.		227. TNFa ELISA-BEST				Realizarea cercetărilor biochimice și imunologice		
228.		228. Multitest CD3 /CD16 + CD56 /CD45/CD19				Realizarea cercetărilor biochimice și imunologice		
229.		229. Set rășină epoxidică bicomponentă				Utilizare: pentru obținerea mulajelor de țesuturi și organe. Caracteristici: Constă din 2 componente: 1 kg rășină vâscoasă și 0.5 kg întăritor lichid. Debutul întăririi după aproximativ o 1h de la amestecarea componentelor. cu întărirea completă la 24h; Modelabil în forme de silicon; Culoare - galbenă sau roz transparentă. sau incoloră. Temperatura minimă de utilizare 15 – 20 oC; Temperatura maximă de utilizare 35 - 40 oC Ambalare și păstrare: conform recomandărilor producătorului		
230.		230. Set de purificare a ARN-ului din sânge				Prelucrarea materialului biologic. Aplicație: microarray, PCR cantitativ în timp real (qPCR), PCR cu transcriptază inversă (RT-PCR), Northern Blotting. Tipul probei biologice: sânge. Tehnologie de izolare: extracție organică, coloană de centrifugare. Setul trebuie să conțină minim 50 teste.		

231.		231. Set de purificare ReversTranscriptaza				Pentru prelucrarea materialului biologic. Aplicație: microarray, PCR cantitativ în timp real (qPCR), PCR cu transcriptază inversă (RT-PCR), Northern Blotting Tipul probei biologice: sânge Tehnologie de izolare: extracție organică, coloană de centrifugare. Setul trebuie să conțină minim 50 teste.		
232.		232. FGF				Set pentru determinarea FGF cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea TGF - beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.		
233.		233. TGF-B				Set pentru determinarea TGF- β cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea TGF - beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.		
234.		234. PIGF				Set pentru determinarea PIGF cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea TGF - beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.		
235.		235. Anti - tTG IgA				(Anti-Tissue-Transglutaminase IgA), test cantitativ ELISA, 98 godeuri în set, certificat CE. Reactivii solicitați trebuie să determine prezența cantitativă a anticorpilor specifici bolii celiace, să dispună de certificat de calitate, certificare CE și un termen rezonabil de valabilitate, mai mare de 2-3 ani. Livrarea reactivilor se va efectua în 2 tranșe, cu un interval de 3-6 luni		
236.		236. Anti - tTG IgG				(Anti-Tissue-Transglutaminase IgA), test cantitativ ELISA, 98 godeuri în set, certificat CE. Reactivii solicitați trebuie să determine prezența cantitativă a anticorpilor specifici bolii celiace, să dispună de certificat de calitate, certificare CE și un termen rezonabil de valabilitate, mai mare de 2-3 ani. Livrarea reactivilor se va efectua în 2 tranșe, cu un interval de 3-6 luni		

237.		237. Anti - DGP IgA				(Anti-DGP IgA),test cantitativ ELISA, 98 godeuri în set, certificat CE. Reactivii solicitati trebuie sădetermine prezenta cantitativa a anticorpilor specifici bolii celiace, sădispună de certificat de calitate, certificare CE și un termen rezonabil de valabilitate, mai mare de 2-3 ani. Livrarea reactivilor se va efectua în 2 tranșe, cu un interval de 3-6 luni		
238.		238. Anti-EMA IgA				(Anti-endomisium IgA), test cantitativ ELISA, 98 godeuri în set, certificat CE. Reactivii solicitati trebuie sădetermine prezenta cantitativa a anticorpilor specifici bolii celiace, sădispună de certificat de calitate, certificare CE și un termen rezonabil de valabilitate, mai mare de 2-3 ani. Livrarea reactivilor se va efectua în 2 tranșe, cu un interval de 3-6 luni		
239.		239. Anti - Gliadina IgA				(Anti-Gliadin IgA), test cantitativ certificate CE. 98 godeuri în set, Reactivii solicitati trebuie sădetermine prezenta cantitativa a anticorpilor specifici bolii celiace, sădispună de certificat de calitate, certificare CE și un termen rezonabil de valabilitate, mai mare de 2-3 ani. Livrarea reactivilor se va efectua în 2 tranșe, cu un interval de 3-6 luni		
240.		240. Anti –Gliadina IgA				(Anti-Gliadin IgA), test cantitativ certificate CE. 98 godeuri în set, Reactivii solicitati trebuie sădetermine prezenta cantitativa a anticorpilor specifici bolii celiace, sădispună de certificat de calitate, certificare CE și un termen rezonabil de valabilitate, mai mare de 2-3 ani. Livrarea reactivilor se va efectua în 2 tranșe, cu un interval de 3-6 luni		
241.		241. Imunoglobulina IgA,				test cantitativ, g/l; certificat CE. 98 godeuri în set, Reactivii solicitati trebuie sădetermine prezenta cantitativa a anticorpilor specifici bolii celiace, sădispună de certificat de calitate, certificare CE și un termen rezonabil de valabilitate, mai mare de 2-3 ani. Livrarea reactivilor se va efectua în 2 tranșe, cu un interval de 3-6 luni		
242.		242. Nextseq 500/550 high output reagent cartridge v2 (300 cycles)				Set (kit) de reactivi preconfigurat pentru sistemele din seria NextSeq ce oferă toate componentele necesare pentru secvențierea pe platformă în trei cartușe gata de utilizare (reactiv, celulă de flux și tampon). Kiturile oferă încărcare simplificată a cartușului cu înălțitor și au grunduri cu dublă indexare preinstalate în cartuș. Ieșire maximă – 120 Gb, Citiri maxime per ciclu – 400 de milioane de clustere, Versiunea – 2. Cicluri – minim 300. Tipul acidului nucleic – ARN și ADN Tehnologia utilizată – secvențiere Tipul reagentului – generarea clusterului, secvențierea pereche, secvențierea prin		

					sinteză, secvențierea cu o singură citire Compatibilitate completă cu sistemul NextSeq 500 și NextSeq 550 Termen de valabilitate – minim 18 luni la momentul livrării		
243.		243. Nextera XT DNA Library Prep			Descriere – destinat pentru pregătirea rapidă a bibliotecii DNA optimizată pentru cercetarea genomurilor mici, ampliconii PCR și plasmidelor. Timp de testare ~ 5,5 ore de la extracția ADN Timp de pregătire a bibliotecii: ~ 90 de minute. Timp practic – 15 minute. Mecanism de acțiune – fragmentare enzimatică, Cantitatea probei – 1 ng ADN, Metode utilizate – Secvențierea ARNr-ului 16S, Secvențierea Ampliconului, Secvențierea De Novo, Secvențierea Shotgun, Secvențierea întregului genom, Multiplexare – până la 384 probe indexate unic pot fi combinate și secvențiate împreună. Tipul probelor specializate – eşantioane cu intrare redusă, incompatibile cu FFPE, celule unice. Categorie de specii – orice specie, inclusiv - nematode, plante, pește zebra, ciuperci, șoareci, mamifere, virusuri, bacterii, Drosophila, șobolani, ființe umane, fungi. Compatibilitate completă cu sistemul NextSeq 500 și NextSeq 550 Termen de valabilitate – minim 18 luni la momentul livrării		
244.		244. Nextera XT Index Kit V2 Set A (96 indexes)			Kit de reagenți destinat pentru utilizare cu Nextera XT DNA Library Prep (Set A). Versiunea 2, conține 96 indexări, pentru minim 384 probe. Include un singur cartuş cu reactivi pereche și o celulă de flux iSeq 100. Termen de valabilitate – minim 18 luni la momentul livrării		
245.		245. Agencourt AMPure XP beads (60ml)			Sistem de purificare PCR extrem de eficient, ușor automatizat, care oferă ADN de calitate superioară, fără transfer de sare. Pentru utilizare cu sistemul de purificare Beckman Coulter prin tehnologia imobilizării ireversibile în fază solidă pe godeuri paramagnetice pentru purificarea cu randament ridicat a ampliconilor PCR. Leagă selectiv fragmente de ADN de 100 bp și mai mari pe godeuri paramagnetice. Primerii, nucleotidele, sărurile și enzimele în exces pot fi îndepărtate folosind o procedură simplă de spălare. Rezultatul este un produs PCR mai purificat. Nu necesită centrifugare sau filtrare, AMPure XP poate fi ușor utilizat în formate manuale și automatizate cu 96 sau 384 de godeuri. Poate fi utilizat în următoarele aplicații: PCR, Secvențiere, Genotipare, Analiza fragmentelor, Primer Walking, Clonare. Volum – 60 ml. Termen de valabilitate – minim 18 luni la momentul livrării		

246.		246. Qubit high sensitivity DNA assay kit				Set de testare destinat determinării cantitative a ADN, pentru utilizarea cu fluorometrul Qubit. Testul este extrem de selectiv pentru ADN dublu catenar (dsDNA) față de ARN și este proiectat pentru a fi precis pentru concentrațiile inițiale ale probei de la 10 pg/μL la 100 ng/μL. Setul conține reactivul și tamponul premixate, într-o formă gata de utilizare. Volumul probei analizate: între 1 μL și 20 μL. Destinat pentru utilizare cu fluorometrele Qubit 2.0, 3, 4 sau Flex. Setul de testare este eficient și precis pentru determinarea cantitativă a ADN în prezența contaminanților obișnuiți în probă (sărurile, nucleotidele libere, solvenții, detergenții și proteinele). Numărul minim de reacții -100. Termen de valabilitate – minim 18 luni la momentul livrării		
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Denumirea procedurii de achiziție: _____

Nr.	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasă bug (IB)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

1.	1. Multitest CD3 /CD8/CD45/CD4 –	flacon	1					45 zile de la solicitare	
2.	2. Multitest CD3 /CD16 + CD56 /CD45/CD19	flacon	1					45 zile de la solicitare	
3.	3. BDTMFACS Clean Solution	buc.	1					45 zile de la solicitare	
4.	4. BD Detergent solution concentrate	buc.	1					45 zile de la solicitare	
5.	5. BDTM Extended Flow Cell Clean Solution	buc.	1					45 zile de la solicitare	
6.	6. BDFACS Lysing Solution	buc.	1					45 zile de la solicitare	
7.	7. BDTM Sheath Additive	buc.	1					45 zile de la solicitare	
8.	8. CST Beads	buc.	1					45 zile de la solicitare	
9.	9. Diluent for Mythic	buc.	1					45 zile de la solicitare	
10.	10. Enzymatic Cleaning Solution	buc.	2					45 zile de la solicitare	
11.	11. Lytic Reagent 5 Diff – 1 fl.	buc.	1					45 zile de la solicitare	
12.	12. Control L.N.H.	buc.	7					45 zile de la solicitare	
13.	13. Acetonitril pentru HPLC	fl	3					45 zile de la solicitare	
14.	14. Metanol pentru cromatografie de lichide de înaltă performanță (HPLC)	fl	2					45 zile de la solicitare	
15.	15. Set pentru identificarea polimorfismelor ADN prin tehnica TaqMan PCR in timp real	set	5					45 zile de la solicitare	
16.	16. Set de calibrare pentru placi de 384 godeuri	set	1					45 zile de la solicitare	
17.	17. Amestec de reacție PCR 2X TaqMan SNP Genotyping MasterMix	set	3					45 zile de la solicitare	

18.	18. Anticorp mono- sau policlonal. de iepure sau șoarece anti-Tie1	flacon	1					45 zile de la solicitare	
19.	19. Anticorp mono- sau policlonal. de iepure sau șoarece anti-Tie2	flacon	1					45 zile de la solicitare	
20.	20. Anticorp mono- sau policlonal. de iepure sau șoarece anti-p53	flacon	1					45 zile de la solicitare	
21.	21. Anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece anti-p57 (KIP2)	flacon	1					45 zile de la solicitare	
22.	22. Trichrome Stain Kit	kit	1					45 zile de la solicitare	
23.	23. Toluena	litri	20					45 zile de la solicitare	
24.	24. Antibody diluent	fl	2					45 zile de la solicitare	
25.	25. Balsam canadian	fl	2					45 zile de la solicitare	
26.	26. Interleukina-1 beta-IFA-BEST sau analog. set pentru cel puțin 96 determinări	set	1					45 zile de la solicitare	
27.	27. Interleukina-2 ELISA-ABTS. sau analog.	set	1					45 zile de la solicitare	
28.	28. Interleukina-4 ELISA-BEST. sau analog.	set	1					45 zile de la solicitare	
29.	29. Interleukina-6 ELISA-BEST. sau analog.	set	1					45 zile de la solicitare	
30.	30. Interleukina-10-ELISA BEST. sau analog.	set	1					45 zile de la solicitare	
31.	31. Interleukina-18-ELISA BEST. sau analog.	set	1					45 zile de la solicitare	
32.	32. TNF-alfa ELISA-BEST. sau analog.	set	1					45 zile de la solicitare	
33.	33. Glutathione Reductase din drojdii	fl	1					45 zile de la solicitare	
34.	34. MCP-1 ELISA-BEST. sau analog.	set	1					45 zile de la solicitare	

35.	35. SOD assay kit.	kit	1					45 zile de la solicitare	
36.	36. Soluție sterilă-filtrată 0.25% Trypsin-EDTA.	fl	4					45 zile de la solicitare	
37.	37. Human TGF-beta ELISA.	kit	1					45 zile de la solicitare	
38.	38. Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase	buc	1					45 zile de la solicitare	
39.	39. Glutathione-S-Transferase (GST) assay kit	kit	1					45 zile de la solicitare	
40.	40. NADPH (TPNH) tetrasodium	buc	1					45 zile de la solicitare	
41.	41. Gliceram. substanță farmaceutică	g	100					45 zile de la solicitare	
42.	42. Naringin. analytical standard	mg	500					45 zile de la solicitare	
43.	43. Salvianolic acid A. analytical standard	mg	10					45 zile de la solicitare	
44.	44. Salvianolic acid B. standard analitic	mg	10					45 zile de la solicitare	
45.	45. Polyethylene glycol 200	litru	0.2					45 zile de la solicitare	
46.	46. Alginat de sodiu	kg	1					45 zile de la solicitare	
47.	47. Ketamină. flacoane. sol. 10%	flacon	20					45 zile de la solicitare	
48.	48. Xilazină. flacoane. 2%-50 ml	flacon	4					45 zile de la solicitare	
49.	49. Heparină. flacoane.	flacon	10					45 zile de la solicitare	
50.	50. Dexametazonă substanță farmaceutică	g	5					45 zile de la solicitare	
51.	51. Set de reactivi pentru identificarea culturilor de microorganisme prin tehnica Real-time PCR.	set	2					45 zile de la solicitare	
52.	52. DNazol	fl	1					45 zile de la solicitare	

53.	53. Staphylococcus aureus	flacon	1					45 zile de la solicitare	
54.	54. Escherichia coli	flacon	1					45 zile de la solicitare	
55.	55. Extract uscat de păducel produs farmaceutic	flacon	2					45 zile de la solicitare	
56.	56. Ulei volatil de busuioc produs farmaceutic	flacon	1					45 zile de la solicitare	
57.	57. Orotat de potasiu(Orotic acid potassium salt)	g	100					45 zile de la solicitare	
58.	58. Ciprofloxacină clorhidrat substanță farmaceutică	g	50					45 zile de la solicitare	
59.	59. Nitrat de econazol en gros substanță farmaceutică	g	100					45 zile de la solicitare	
60.	60. Nicergolină substanță farmaceutică	g	100					45 zile de la solicitare	
61.	61. Nicergolină	mg	100					45 zile de la solicitare	
62.	62. Enterococcus faecalis	flacon	1					45 zile de la solicitare	
63.	63. Pseudomonas aeruginosa	flacon	1					45 zile de la solicitare	
64.	64. Klebsiella pneumoniae	flacon	1					45 zile de la solicitare	
65.	65. Candida albicans	flacon	1					45 zile de la solicitare	
66.	66. Aspergillus flavus	flacon	1					45 zile de la solicitare	
67.	67. Aspergillus fumigatus	flacon	1					45 zile de la solicitare	
68.	68. Aspergillus niger	flacon	1					45 zile de la solicitare	
69.	69. ASAT	Set	1					45 zile de la solicitare	
70.	70. ALAT	Set	1					45 zile de la solicitare	
71.	71. Albumina	Set	1					45 zile de la solicitare	

72.	72. Bilirubina totală	Set	1					45 zile de la solicitare	
73.	73. Bilirubina directă	Set	1					45 zile de la solicitare	
74.	74. Colesterol total	Set	1					45 zile de la solicitare	
75.	75. Trigliceridele	Set	1					45 zile de la solicitare	
76.	76. LDH	Set	1					45 zile de la solicitare	
77.	77. Creatinina	Set	1					45 zile de la solicitare	
78.	78. Fosfolipidele	Set	1					45 zile de la solicitare	
79.	79. GGT-P	Set	1					45 zile de la solicitare	
80.	80. Glucoza	Set	1					45 zile de la solicitare	
81.	81. Urea	Set	1					45 zile de la solicitare	
82.	82. Proteina totală	Set	1					45 zile de la solicitare	
83.	83. Calciul	Set	1					45 zile de la solicitare	
84.	84. Fosforul	Set	1					45 zile de la solicitare	
85.	85. Natriu	Set	1					45 zile de la solicitare	
86.	86. Kaliu	Set	1					45 zile de la solicitare	
87.	87. Pseudocolinesteraza	Set	1					45 zile de la solicitare	
88.	88. 4-Nitrobenzaldehydă	fl	1					45 zile de la solicitare	
89.	89. Polisorbat-80	litru	1					45 zile de la solicitare	
90.	90. Polisorbat-20	litru	1					45 zile de la solicitare	

91.	91. Bulion peptonat din carne	kg	4					45 zile de la solicitare	
92.	92. Geloză peptonată din carne	kg	4					45 zile de la solicitare	
93.	93. Mediul Agar agar	kg	1					45 zile de la solicitare	
94.	94. Bulion Saburo	kg	2					45 zile de la solicitare	
95.	95. Geloză Saburo	kg	3					45 zile de la solicitare	
96.	96. Set Kit	set	1					45 zile de la solicitare	
97.	97. Test control	set	2					45 zile de la solicitare	
98.	98. Test control	set	2					45 zile de la solicitare	
99.	99. Test control	set	2					45 zile de la solicitare	
100.	100. Peroxid de hidrogen	Litri	5					45 zile de la solicitare	
101.	101. Clorură de Sodiu (NaCl)	Kg	3					45 zile de la solicitare	
102.	102. Acid acetic 98%	Litri	1					45 zile de la solicitare	
103.	103. Alcool polivenilic	Litru	1					45 zile de la solicitare	
104.	104. Oxacilină 50 discuri	Cartuse	2					45 zile de la solicitare	
105.	105. Ampicilin 50 discuri	Cartuse	2					45 zile de la solicitare	
106.	106. Azitromycin 50 discuri	Cartuse	2					45 zile de la solicitare	
107.	107. Cefazolin 50 discuri	Cartuse	2					45 zile de la solicitare	
108.	108. Gentomicina 50 discuri	Cartuse	2					45 zile de la solicitare	
109.	109. Amoxicilina-clavulant 50 discuri	Cartuse	2					45 zile de la solicitare	

110.	110. Ceftriaxon 50 discuri	Cartuse	2					45 zile de la solicitare	
111.	111. Impinem 50 discuri	Cartuse	2					45 zile de la solicitare	
112.	112. Colistin	Cartuse	2					45 zile de la solicitare	
113.	113. Isoniazid $\geq 99\%$	kg	0.500					45 zile de la solicitare	
114.	114. 5 – Nitro – 2 - furaldehyde	kg	0.350					45 zile de la solicitare	
115.	115. Dimetilformamide	Litri	2					45 zile de la solicitare	
116.	116. Chloroform	Litri	1					45 zile de la solicitare	
117.	117. Clorura de zinc2 (98%)	buc	1					45 zile de la solicitare	
118.	118. Clorura de fier (99% +)	buc	1					45 zile de la solicitare	
119.	119. Ftalocianina de fier	buc	1					45 zile de la solicitare	
120.	120. Eter dietilic	l	1					45 zile de la solicitare	
121.	121.Diazobiciclo (5.4.0) undex- 7-ene	buc	1					45 zile de la solicitare	
122.	122. 2.2'-Azobis(2- methylpropionitrile) 98%	buc	1					45 zile de la solicitare	
123.	123.N-vinilcarbazol. 97 %	buc	1					45 zile de la solicitare	
124.	124. Benzoyl peroxide (with 25% H ₂ O) for synthesis	buc	1					45 zile de la solicitare	
125.	125. trans-Cinnamaldehyde	buc	1					45 zile de la solicitare	
126.	126. Hexanal 98%	buc	1					45 zile de la solicitare	
127.	127. Staphylococcus aureus	buc	1					45 zile de la solicitare	
128.	128. Staphylococcus aureus meticillin resistant	buc	1					45 zile de la solicitare	

129.	129. Acinetobacter baumannii	buc	1					45 zile de la solicitare	
130.	130. Salmonella Typhimurium	buc	1					45 zile de la solicitare	
131.	131. Staphylococcus epidermidis	buc	1					45 zile de la solicitare	
132.	132. Klebsiella pneumoniae (CRE)	buc	1					45 zile de la solicitare	
133.	133. Pseudomonas aeruginosa	buc	1					45 zile de la solicitare	
134.	134. Staphylococcus aureus	buc	1					45 zile de la solicitare	
135.	135. Escherichia coli	buc	1					45 zile de la solicitare	
136.	136. Proteus mirabilis	buc	1					45 zile de la solicitare	
137.	137. Soluția Master Mix 2X TaqMan	set	1					45 zile de la solicitare	
138.	138. Set de genotipare Custom SNP prin tehnica TaqMan Set de reagenți pentru determinarea polimorfismelor prin tehnica TaqMan RT PCR	set	8					45 zile de la solicitare	
139.	139. Acid hidroloric. 0.5N	litru	1					45 zile de la solicitare	
140.	140. Acid vanilic	g	25					45 zile de la solicitare	
141.	141. 1-Naphthol	g	10					45 zile de la solicitare	
142.	142. N.N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride	g	25					45 zile de la solicitare	
143.	143. Toluidine Blue O	g	5					45 zile de la solicitare	
144.	144. Diphenylboryloxyethylamine	g	5					45 zile de la solicitare	
145.	145. Amestec de proteine standard pentru electroforeză	Set	1					45 zile de la solicitare	

146.	146. alfa-MEM	Bucată	4					45 zile de la solicitare	
147.	147. PBS fără Ca. Mg și fenol red	Bucată	10					45 zile de la solicitare	
148.	148. Soluție cutanată Alcool Etilic 96%	Bucată	20					45 zile de la solicitare	
149.	149. DAPI	Bucată	1					45 zile de la solicitare	
150.	150. Fluoroshield	Bucată	2					45 zile de la solicitare	
151.	151. Pulbere PBS pentru 5 Litri soluție cu pH 7.4	Bucată	2					45 zile de la solicitare	
152.	152. TRIS Hydrochloride	Bucată	1					45 zile de la solicitare	
153.	153. Deoxyribonuclease I din pancreas bovin 400kU	Bucată	2					45 zile de la solicitare	
154.	154. Deoxyribonuclease I din pancreas bovin 2000kU	Bucată	1					45 zile de la solicitare	
155.	155. Ribonuclease A	Bucată	2					45 zile de la solicitare	
156.	156. Aprotinină de bovină. 3-8 TIU/mg	Bucată	1					45 zile de la solicitare	
157.	157. Soluție Ketorolac 30 mg/ml	Bucată	2					45 zile de la solicitare	
158.	158. Carnitine monooxygenase oxygenase. subunitate	Bucată	1					45 zile de la solicitare	
159.	159. CTP sintaza	Bucată	1					45 zile de la solicitare	
160.	160. Dithiothreitol	Bucată	1					45 zile de la solicitare	
161.	161. Urea	Bucată	1					45 zile de la solicitare	
162.	162. Iodoacetamide	Bucată	1					45 zile de la solicitare	
163.	163. Kit de testare Colagenului total	Kit	1					45 zile de la solicitare	
164.	164. Soluție Heparină 5000 U/ml	Bucată	50					45 zile de la solicitare	

165.	165. Pulbere injectabilă Cefazolin 500 mg	Bucată	2					45 zile de la solicitare	
166.	166. Sol. Ciprofloxacină 0.3% (colir)	Bucată	10					45 zile de la solicitare	
167.	167. Sol. Diclofenac 0.1% (colir)	Bucată	10					45 zile de la solicitare	
168.	168. Sol. Proparacaină (colir)	Bucată	4					45 zile de la solicitare	
169.	169. Sol. Lidocaină 2%-2 ml	Bucată	4					45 zile de la solicitare	
170.	170. Sol. Dexametazonă 4mg/ml – 1ml	Bucată	4					45 zile de la solicitare	
171.	171. Ceftriaxon pulb./sol.inj.1g	Bucată	10					45 zile de la solicitare	
172.	172. Sol. NACI 0.9% - 5 ml	Bucată	5					45 zile de la solicitare	
173.	173. Mediu pentru cultivarea celulelor (D-MEM	fl	6					45 zile de la solicitare	
174.	174. Mediu pentru cultivarea celulelor	fl	4					45 zile de la solicitare	
175.	175. Human IL-27 ELISA Kit 5x96, placi (plates), sau analog	set	1					45 zile de la solicitare	
176.	176. Kit Human VEGF, 5x96 placi (plates), sau analog	set	1					45 zile de la solicitare	
177.	177. Deluxe Set Human IL-10. 5x96 placi (plates). sau analog	set	1					45 zile de la solicitare	
178.	178. Kit Human FGF-basic, 5x96 placi (plates), sau analog	set	1					45 zile de la solicitare	
179.	179. Human Latent TGF-β ELISA Kit, 5x96 placi (plates), sau analog	set	1					45 zile de la solicitare	
180.	180. Human Clusterin DuoSet ELISA Ancillary Reagent Kit 2, 2 placi, sau analog	set	1					45 zile de la solicitare	
181.	181. Standard Set Human IL-6, 5x96 placi (plates), sau analog	set	1					45 zile de la solicitare	
182.	182. Protein Carbonil Content	set	1					45 zile de la solicitare	

183.	183. Glutationul total	set	1					45 zile de la solicitare	
184.	184. Guanidin hidroclohid	kg	1					45 zile de la solicitare	
185.	185. Glutation reductaza din drojdii,	flacon	1					45 zile de la solicitare	
186.	186. Doxiciclina	buc	3					45 zile de la solicitare	
187.	187. Gentamicină-K	buc	40					45 zile de la solicitare	
188.	188. Fluconazol.	buc	10					45 zile de la solicitare	
189.	189. Peroxid de hidrogen 33%	L	3					45 zile de la solicitare	
190.	190. Peroxid de hidrogen 6%	L	5					45 zile de la solicitare	
191.	191. Proteina C-reactivă	set	3					45 zile de la solicitare	
192.	192. Procalcetonina (ELISA)	set	3					45 zile de la solicitare	
193.	193. Geneticin	ml	100					45 zile de la solicitare	
194.	194. Glycerol HOCH ₂ CH(OH)CH ₂ OH	l	20					45 zile de la solicitare	
195.	195. H ₃ PO ₄	l	4					45 zile de la solicitare	
196.	196. CaSO ₄ x2H ₂ O	g	500					45 zile de la solicitare	
197.	197. K ₂ SO ₄	g	2500					45 zile de la solicitare	
198.	198. MgSO ₄ x7H ₂ O	g	2000					45 zile de la solicitare	
199.	199. KOH	g	750					45 zile de la solicitare	
200.	200. CuSO ₄ x5H ₂ O	g	500					45 zile de la solicitare	
201.	201. KI Iodură de potasiu	g	100					45 zile de la solicitare	

202.	202. MnSO ₄ xH ₂ O	g	500					45 zile de la solicitare	
203.	203. H ₃ BO ₃	g	100					45 zile de la solicitare	
204.	204. ZnSO ₄ x7H ₂ O	g	500					45 zile de la solicitare	
205.	205. H ₂ SO ₄	l	1					45 zile de la solicitare	
206.	206. FeSO ₄ x7H ₂ O	g	750					45 zile de la solicitare	
207.	207. CoCl _x 6H ₂ O	g	100					45 zile de la solicitare	
208.	208. (NH ₄) ₆ Mo ₇ O ₂₄ x4H ₂ O	g	100					45 zile de la solicitare	
209.	209. D-biotin	mg	300					45 zile de la solicitare	
210.	210. Sorbitol	kg	10					45 zile de la solicitare	
211.	211. Methanol	l	80					45 zile de la solicitare	
212.	212. NH ₄ OH 25% Ammonia solution	l	5					45 zile de la solicitare	
213.	213. Tween20	ml	1600					45 zile de la solicitare	
214.	214. Yeast extract	g	500					45 zile de la solicitare	
215.	215. Peptone	g	500					45 zile de la solicitare	
216.	216. Dextrose	g	100					45 zile de la solicitare	
217.	217. Agar	g	500					45 zile de la solicitare	
218.	218. Antifoam Struktol	ml	100					45 zile de la solicitare	
219.	219. Anticorpi monoclonali anti collagen tip I	Bucată	1					45 zile de la solicitare	
220.	220. Anticorpi policlonali anti collagen tip II	Bucată	1					45 zile de la solicitare	

221.	221. TGF-beta, ELISA	bucată	1					45 zile de la solicitare	
222.	222. Interferon-gamma ELISA BEST	bucată	1					45 zile de la solicitare	
223.	223. VEGF ELISA Best	bucată	1					45 zile de la solicitare	
224.	224. Interleukin-1 beta-IFA	bucată	1					45 zile de la solicitare	
225.	225. Interleukina-6 ELISA-BEST	bucată	1					45 zile de la solicitare	
226.	226. Interleukina-10-ELISA BEST	bucată	1					45 zile de la solicitare	
227.	227. TNFa ELISA-BEST	bucată	1					45 zile de la solicitare	
228.	228. Multitest CD3 /CD16 + CD56 /CD45/CD19	bucată	2					45 zile de la solicitare	
229.	229. Set rășină epoxidică bicomponentă	Set	15					45 zile de la solicitare	
230.	230. Set de purificare a ARN-ului din sânge	set	5					45 zile de la solicitare	
231.	231. Set de purificare ReversTranscriptaza	set	5					45 zile de la solicitare	
232.	232. FGF	set	1					45 zile de la solicitare	
233.	233. TGF-B	set	1					45 zile de la solicitare	
234.	234. PIGF	set	1					45 zile de la solicitare	
235.	235. Anti - tTG IgA	set	5					45 zile de la solicitare	
236.	236. Anti - tTG IgG	set	2					45 zile de la solicitare	
237.	237. Anti - DGP IgA	set	5					45 zile de la solicitare	
238.	238. Anti-EMA IgA	set	5					45 zile de la solicitare	
239.	239. Anti - Gliadina IgA	set	2					45 zile de la solicitare	

240.	240. Anti –Gliadina IgA	set	2					45 zile de la solicitare	
241.	241. Imunoglobulina IgA,	set	5					45 zile de la solicitare	
242.	242. Nextseq 500/550 high output reagent cartridge v2 (300 cycles)	set	2					45 zile de la solicitare	
243.	243. Nextera XT DNA Library Prep	set	3					45 zile de la solicitare	
244.	244. Nextera XT Index Kit V2 Set A (96 indexes)	set	1					45 zile de la solicitare	
245.	245. Agencourt AMPure XP beads (60ml)	set	1					45 zile de la solicitare	
246.	246. Qubit high sensitivity DNA assay kit	ser	1					45 zile de la solicitare	
	TOTAL								

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Dumbravă Natalia** În calitate de: **director**

Ofertantul: **SRL ELADUM PHARMA**__ Adresa: R-nul Strășeni, s. s. Cojușna, str. Centenarului

2/C_____