

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertan în coloanele 4, 5, 6, 8 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7,9]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1606326183200 din 25.11.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Nr. loturilor	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	33600000-6	24. Sistem de vizualizare echivalent/superior după conținut, aplicare, performanță cu EnVision FLEX High pH (Link), preconizat pentru evaluarea markerilor moleculari (rabbitt, mouse) în țesuturi neafectate și patologice.	Novolink Max Polymer Detection System (1250T est)	Marea Britanie	Leica Biosystems	Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro. Format: Sistem de vizualizare pentru evaluarea markerilor moleculari (rabbitt, mouse) în țesuturi neafectate și patologice. Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină, demascat cel puțin prin încălzire. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 400-600 teste. Setul va include obligatoriu toate componentele necesare pentru realizarea reacției de testare, în cantități suficiente numărului indicat de examinări, conform instrucțiunii de utilizare a produsului. Forma de ambalare: setul livrat în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului sistemului: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologice.	Novolink Max Polymer (1250 teste) Leica Utilizare prevăzută pentru diagnosticare in vitro, vezi IFU, Ref. 1. Sistem de vizualizare pentru evaluarea markerilor moleculari (rabbitt, mouse) în țesuturi neafectate și patologice. Vezi IFU, Ref.2. Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Vezi IFU Ref.3. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină, demascat cel puțin prin încălzire. Vezi IFU Ref.3. Nr teste: 1250. Vezi IFU Ref.4. Setul include toate componentele necesare pentru realizarea reacției de testare, în cantități suficiente numărului indicat de examinări, conform instrucțiunii de utilizare a produsului. Vezi IFU Ref.5. Forma de ambalare: setul livrat în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului sistemului: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologice. Vezi IFU Ref.6	ISO, CE

25	33600000-6	25. Anticorp mono- sau policlonal de șoarece sau iepure anti-VEGFA.	Anti-VGFA Antibody cod ab 27620	Marea Britanie	Abcam	Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro. Format: Anticorp mono- sau policlonal de șoarece sau iepure, cel puțin anti-uman, recomandat de producător pentru evaluarea VEGFA în țesuturi neafectate și patologice. Isotype: IgG/IgG1. Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: preconizat pentru diagnostic in vitro, compatibil cel puțin pentru vizualizare cu sistemul En Vision FLEX, High pH (Link). Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină, demascat cel puțin prin încălzire. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 50-70 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologice.	VGFA-ab 2760 Abcam Utilizat pentru cercetare avansată în laboratoarele de imunohistochimie Ref 1. recomandat de producător pentru evaluarea VEGFA în țesuturi normale și patologice Isotype IgG/IgG1 Ref 2. Aplicație IHC cel puțin pe secțiuni de parafină Ref 3. C sistem de vizualizare accepta orice sistem de detecție HRP, Ref4. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină, demascat cel puțin prin încălzire. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 50-70 teste Vezi declarație pe proprie răspundere. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologice Ref 5	ISO, CE
----	------------	---	--	-------------------	-------	---	--	---------

26	33600000-6	26. Anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece anti-VEGFR1/Flt1.	anti-VEGFR1/Flt1. Ab 32152	Marea Britanie	Abcam	Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro Format: Anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece, cel puțin anti-uman, recomandat de producător pentru evaluarea markerului anti-VEGFR1/Flt1 în țesuturi neafectate și patologice. Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil cel puțin pentru vizualizare cu sistemul EnVision FLEX, High pH (Link). Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină, demascat cel puțin prin încălzire. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 50-70 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologice.	Utilizarea: recomandat pentru utilizarea în cercetări. Ref 1 Format: Anticorp monoclonal de iepure, anti-uman, recomandat de producător pentru evaluarea markerului anti-VEGFR1/Flt1 în țesuturi neafectate și patologice. Ref 2 Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Ref 3 Sistemul de vizualizare: compatibil cel puțin pentru vizualizare cu sistem detecție tip HRP Ref 4 Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină, demascat cel puțin prin încălzire. Ref 5 Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 50-70 teste-Declarație pe proprie răspundere. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologice Ref 6.	ISO, CE
----	------------	---	----------------------------	----------------	-------	--	--	---------

27	33600000-6	27. Anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece anti-VEGFR2.	anti-VEGFR2 cod ab115805	Marea Britanie	Abcam	Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro. Format: Soluție de anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece, cel puțin anti-uman, recomandat de producător pentru evaluarea anti-VEGFR2 în țesuturi neafectate și patologice. Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil cel puțin pentru vizualizare cu sistemul EnVision FLEX, High pH (Link). Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 50-70 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologice.	Utilizarea în cercetări, Ref 1 Format: Soluție de anticorp mono- de iepure s cel puțin anti-uman, recomandat de producător pentru evaluarea anti-VEGFR2 în țesuturi neafectate și patologice Ref 2. Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină Ref 3. Sistemul de vizualizare: compatibil cel puțin pentru vizualizare cu sistemul EnVision FLEX, High pH (Link). Ref 4 Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Ref 3 Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 50-70 teste-vezi Declarație pe proprie răspundere . Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului Ref 5. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologice Ref 6.	ISO, CE
----	------------	--	--------------------------------	-------------------	-------	--	---	---------

28	33600000-6	28. Anticorp mono-sau policlonal de șoarece sau iepire anti-PLGF (placental growth factor-1)	anti-PLGF cod ab89821	Marea Britanie	Abcam	Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro. Format: Soluție de anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece, cel puțin anti-uman, recomandat de producător pentru evaluarea anti-PLGF în țesuturi neafectate și patologie. Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil cel puțin pentru vizualizare cu sistemul EnVision FLEX, High pH (Link). Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 50-70 teste. Forma de ambalare: livrat destinatului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie.	Utilizarea: în cercetări, Ref 1 Format: Soluție de anticorp mono- șoarece, cel puțin anti-uman, recomandat de producător pentru evaluarea anti-PLGF în țesuturi neafectate și patologie. Ref 2 Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Ref 3 Sistemul de vizualizare: compatibil cu orice sistem de detecție HRP Ref 4. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină Ref 3. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 50-70 teste. vezi Declarația pe proprie răspundere Ref 5 Forma de ambalare: livrat destinatului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului Ref 6. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie Ref 7.	ISO, CE
----	------------	--	-----------------------------	-------------------	-------	---	--	---------

Semnat:



Numele, Prenumele: Anghel Gabriela

În calitate de: Director

Ofertantul: Medist Grup SRL

Adresa: R.M., mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavril Bănulescu-Bodoni, nr. 25, of. 33