

Laparoskope Laparoscopes



Mitgelieferte Adapter für Anschlussstandards
Adapters included for connection standards

Storz/Aesculap
Olympus Adapter (RZ100-000)

Wolf Adapter (RZ100-010)

ACMI/Olympus Anschluss
Connector



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length	Kennfarbe Colour code
LP150-000	5 mm	0°	300 mm	grün – green
LP150-030	5 mm	30°	300 mm	rot – red



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length	Kennfarbe Colour code
LP100-000	10 mm	0°	340 mm	grün – green
LP100-030	10 mm	30°	340 mm	rot – red
LP100-045	10 mm	45°	340 mm	schwarz – black



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length	Kennfarbe Colour code
LP105-000	10 mm	0°	425 mm	grün – green
LP105-030	10 mm	30°	425 mm	rot – red
LP105-045	10 mm	45°	425 mm	schwarz – black

