



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501, <https://ansp.md> e-mail:
office@ansp.gov.md IDNO:1018601000021

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DE STAT**

Nr.	B-0272/2025
din	05.09.2025

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova
QUATRODES FORTE

Alte denumiri comerciale

II. Date de identificare ale solicitantului (numele, adresa, țara)

"M-INTER-FARMA" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Centru, str. Grenoble, 23,
MD-2025

III. Date de identificare a producătorului (numele, adresa, țara)

MEDISEPT Sp. z o. o., 20 270 Lublin, ul. Ludwika Spiessa 4, POLONIA

IV. Date de identificare a produsului

1. Categorie de produs	biocid
1.1. Grupa principală	1
1.2. Tip de produs	2,4

Certificatul de înregistrare este valabil până la data: 05.09.2030.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 344 din 10.06.2020 s-a decis ca următorul produs biocid poate fi fabricat sau comercializat și utilizat în republica Moldova. Conform prevederilor legislației în vigoare.

Orice modificare a datelor de identificare a produsului biocid, duce în mod automat la anularea certificatului de înregistrare.

Director adjunct

Vasile Gustiuc



Anexa 1
la certificatul nr. B-0272/2025 din 05.09.2025 pentru înregistrare de stat a
produsului biocid

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova

QUATRODES FORTE

VI. Date privind substanța(e) activă(e) a produsului

<i>Denumirea chimică (IUPAC, ISO sau alte)</i>	<i>Nr. CE</i>	<i>Nr. CAS</i>	<i>Cantitatea în produs</i>
2-aminoetanol		141-43-5	0,75g
N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamina	219-145-8	2372-82-9	3,76g
poli(oxi-1,2-etanodiil), alfa.-(2-(didecilmetilamoniu)etil)-.omega.-hidroxi-, propanoat(sare)	619-057-3	94667-33-1	3,39g

VII. Forma de condiționare

lichid

VIII. Modul de ambalare (tipul, capacitatea)

bidoane 1L, 5L.

IX. Domeniul și aria de utilizare

1. Domeniul de utilizare

Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale.

2. Aria de aplicare

Dezinfecția și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale, inclusiv cele din instituțiile medicale.

X. Eficacitate

<i>Activitatea</i>	<i>Metoda de testare/protocolul de testare</i>	<i>Specia/tulpina</i>	<i>Concentrații</i>	<i>Timp de acțiune</i>
Bactericidă în condiții de curățenie și murdarie	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	0,5%	15 min.
Bactericidă în condiții de murdarie	EN 14561	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae,	0,5%	15 min.
Bactericidă/Levuricidă în condiții de curățenie	EN 13697	Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Candida albicans	1%	15 min.
Levuricidă în condiții de curățenie și	EN 13624	Candida albicans	0,5%	15 min.

murdarie				
Levuricidă în condiții de murdărie	EN 14562	Candida albicans	0,5%	30 min.
			1%	15 min.
Micobacterici dă în condiții de curățenie și murdărie	EN 14348	Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae	1%	30 min.
			4%	15 min.
Micobacterici dă în condiții de murdărie	EN 14563	Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae	1%	30 min.
			4%	15 min.
Virucidă în condiții de curățenie	EN 14476:2013+A2:2019	Murine Norovirus	4%	15 min.
Virucidă în condiții de curățenie și murdărie	EN 14476	BVDV	0,5%	15 min.
Virucidă în condiții de curățenie și murdărie	EN 14476	Poliovirus type 1	4%	15 min.
Virucidă în condiții de curățenie și murdărie	EN 14476	Adenovirus type 5	1%	15 min.
Virucidă în condiții de curățenie și murdărie	EN 14476	Vaccinia virus	0,5%	15 min.

XI. Indicații de utilizare

<i>Metoda de aplicare</i>	<i>Concentrația soluției de lucru</i>	<i>Timpul de acțiune</i>
prin pulverizare, stergere	0,5%	15 min, 30 min.
	1%	15 min, 30 min.
	4%	15 min.

XII. Etichetarea produsului biocid

Simboluri și indicarea pericolelor	Pericol.
Fraze de risc (R) și/sau Pictograme de pericol (H)	
Fraze de prudență (S) și/sau Fraze de precauție (P)	

XIII. Categoria de utilizatori

Profesionali, Populație, Industriali,

XIV. Recomandări/restricții privind protecția sănătății și a factorilor de mediu

Utilizare conform instrucțiunii de la producător.

