



Anexa 22  
la Documentatia standard nr 115  
din „15” septembrie 2021

## Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1730196126854>

Achiziționarea: **Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare (lista suplimentară 29)**

| Nr. lot | Denumire a bunurilor / serviciilor      | Denumirea modelului bunului/ serviciului                    | Țara de origine | Producător | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP           | Referințe din broșuri/ manual |
|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 0       | 1                                       | 2                                                           | 3               | 4          | 5                                                                         | 6                                                                                    | 7                             |
| 4       | Sistem de procesare a probelor tisulare | Sistem automatat de procesare de tesut-Excelsior™ AS Tissue | UK              | EPREDIA    | Capacitate de procesare minim 200 casete                                  | Capacitate de procesare: 222 casete (cosuri organizate) -300 casete (cosuri random). | Pag 3                         |
|         |                                         |                                                             |                 |            | Controlul timpului procesului                                             | Se seteaza si se controleaza timpul procesului                                       | Pag 1                         |
|         |                                         |                                                             |                 |            | Controlul temperaturii                                                    | Se seteaza si se controleaza temperatura                                             | Pag 3                         |



**Complete Laboratory Solutions**

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

|  |  |                     |  |  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |       |
|--|--|---------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  |  | Processor-A82300001 |  |  | Filtrare a vaporilor prin filtru de cărbune activ                                                                                  | Filtrarea vaporilor se face prin filtru de cărbune activ                                                                                                                | Pag 4 |
|  |  |                     |  |  | Sistem de evacuarea vaporilor din camera de lucru                                                                                  | Excelsior™ AS Tissue Processor este prevazut cu sistem de evacuare a vaporilor din camera de lucru                                                                      | Pag 1 |
|  |  |                     |  |  | Controlat prin intermediul unui ecran senzitiv (touch-screen) color                                                                | Excelsior™ AS Tissue Processor este controlat prin intermediul unui ecran senzitiv (touch-screen) color                                                                 | Pag 1 |
|  |  |                     |  |  | Protecție la supratemperatura și suprapresiune                                                                                     | Excelsior™ AS Tissue Processor este prevazut cu protecție la supratemperatura și suprapresiune                                                                          | Pag 3 |
|  |  |                     |  |  | Protecție prin parola pentru evitarea modificării accidentale a parametrilor                                                       | Excelsior™ AS Tissue Processor are protecție prin parola pentru evitarea modificării accidentale a parametrilor- access code protection                                 | Pag 3 |
|  |  |                     |  |  | Echipamentul posedă minim 4 moduri de procesare: în condiții atmosferice, sub vacuum, sub presiune și vacuum și presiune alternat. | Echipamentul Excelsior™ AS Tissue Processor are 5 moduri de procesare: în condiții atmosferice, sub vacuum, cilcu de vid, sub presiune, și vacuum și presiune alternat. | Pag 3 |
|  |  |                     |  |  | Sistem de management al regenților                                                                                                 | Sistemul automatat de procesare Excelsior™ AS Tissue Processor are sistem de management al reactivilor                                                                  | Pag 1 |
|  |  |                     |  |  | Minim 10 programe configurabile                                                                                                    | 10 programe configurabile                                                                                                                                               | Pag 3 |



**Complete Laboratory Solutions**

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

|  |  |  |  |  |                                                                |                                                                                                                                  |       |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  |  |  |  |  | Minim 2 programe preinstalate                                  | 2 programe preinstalate                                                                                                          | Pag 3 |
|  |  |  |  |  | Minim 1 program de spălare                                     | 8 programe de spălare (2 preinstalate)                                                                                           | Pag 3 |
|  |  |  |  |  | Compatibilitate cu metodele de lucru cu și fără xilen          | Excelsior™ AS Tissue Processor este compatibil cu metodele de lucru cu și fără xilen                                             | Pag 1 |
|  |  |  |  |  | Program de infiltrare pentru biopsii                           | Excelsior™ AS Tissue Processor are program de infiltrare pentru biopsii                                                          | Pag 1 |
|  |  |  |  |  | Minim 1 baie de parafina cu temperatura setabila               | 3 bai de parafina cu temperatura setabila intre 45-60 grd C                                                                      | Pag 3 |
|  |  |  |  |  | Senzori de detecție pentru vas de reactive ≥ 2 buc             | Excelsior™ AS Tissue Processor are 4 senzori de detecție pentru vasul de reactie                                                 | Pag 3 |
|  |  |  |  |  | Sistem de reagenti tip deschis                                 | Excelsior™ AS Tissue Processor are sistem de reactivi tip deschis utilizat pentru orice tip de reactiv ambalat la bidoane de 5 L | Pag 3 |
|  |  |  |  |  | Tehnologia de măsurare a concentrației alcoolului obligatorie. | Excelsior™ AS Tissue Processor are tehnologia prin care se poate masura concentrația alcoolului                                  | Pag 1 |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cernei Silian În calitate de: Administrator  
Ofertantul: LABORATORIUM GRUP Adresa: str. Independentei 1/A, Ap. 93, mun Chișinău  
Tel/Mob: +37360999911 Data: 06.12.2024