

SPECIFICȚIE TEHNICĂ COMPLETATĂ

Modelul: TecnoSeal; Ref. 68243128; Producător: TECNO-GAS industries; Țara: Italia

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină ofertantă de către autoritatea ofertantă
1. Dispozitiv de sigilat pungi/ambalaje pentru sterilizarea instrumentelor în instituții medicale, cu sistem de încălzire permanent și funcție de stand-by pentru a preveni supraîncălzirea. Carcasă din oțel inoxidabil. Modul de reglarea, setare și afișare a temperaturii dorite, diapazon: 120-220 (=/- 20 grade) Celsius. Potrivit pentru pungi și bobine. Tensiunea de alimentare: curent monofazat, 220-240 V 50-60 Hz Distanța de etanșare față de margine, de la 0 la 35mm. Reverse rotație - DA. Control cu microprocesor - DA. Setările parametrilor rămân aceleași după o întrerupere a curentului - DA. Pornirea automată a motorului prin senzor de fotocelula - DA. Oprire automată a motorului după 30 secunde. Viteza de etanșare nu mai puțin de 10metri/secunda Setarea Intervalului de temperatură: 1 grad Celsius Alertă și oprirea motorului în cazul în care parametrii monitorizați depășesc limite prestabilite – DA Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu	DA 1.Dispozitiv de sigilat pungi/ambalaje pentru sterilizarea instrumentelor în instituții medicale, cu sistem de încălzire permanent și funcție de stand-by pentru a preveni supraîncălzirea. pag. 15 din Smart Book Standby pag.12 din Tecno Seal Print Translation Original - Operating Instructions 9.696.092. DA Carcasă din oțel inoxidabil. pag. 45 din Tecno Seal Print Translation Original - Operating Instructions 9.696.092. DA Modul de reglarea, setare și afișare a temperaturii dorite, diapazon: max 220 °Celsius. pag. 14, 45 din Tecno Seal Print Translation Original - Operating Instructions 9.696.092. DA Potrivit pentru pungi și bobine. DA aTensiunea de alimentare: curent monofazat, 220-240 V 50-60 Hz pag. 45 din Tecno Seal Print Translation Original - Operating Instructions 9.696.092. DA Distanța de etanșare față de margine, de la 0 la 35mm. pag. 45 din Tecno Seal Print Translation Original - Operating Instructions 9.696.092. DA Reverse rotație. DA Control cu microprocesor. pag. 3 din Tecno Seal Print Translation Original - Operating Instructions 9.696.092. DA Setările parametrilor rămân aceleași după o întrerupere a curentului pag. 9 din Tecno Seal Print Translation Original - Operating Instructions 9.696.092. DA Pornirea automată a motorului prin senzor de fotocelula. pag. 29 din Tecno Seal Print Translation Original - Operating Instructions 9.696.092 DA Oprire automată a motorului după 30 secunde. 9 din Tecno Seal Print Translation Original - Operating Instructions 9.696.092. DA Viteza de etanșare nu mai puțin de 10metri/minut pag. 15 din Smart Book Standby DA Setarea Intervalului de temperatură: 1 grad Celsius pag.45 din Tecno Seal Print Translation Original - Operating Instructions 9.696.092. DAAlertă și oprirea motorului în cazul în care parametrii monitorizați depășesc limite prestabilite Cerințe de certificare: DA Anul producerii 2023. DA Termen de garanție de 24 luni din momentul instalării. DA Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu

Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.	DA Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. DA În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. DA Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: DA La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: DA Manual de utilizator în limba română și engleză Da Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. DA Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.
--	--