

Lille Lezennes, 1st March 2022

PRODUCT INFORMATION

ANIOXYDE 1000 (1081) – ANIOXYDE 1000 LD (2824)

The product **ANIOXYDE 1000** (1081) is a high-level disinfectant for medical devices reprocessing and has to be used manually by soaking. ANIOXYDE 1000 produces peracetic acid from PHERA system by mixing acetyl caprolactam and hydrogen peroxide.

ANIOXYDE 1000 is used for endoscopes and medical devices high level disinfection for many years without any vigilance related to compatibility with materials or medical devices. And it has given a very good satisfaction according to the field of experience.

The product **ANIOXYDE 1000 LD** (2824) is intended to be used for the same indication than ANIOXYDE 1000 and it is based on the same PHERA system to produce peracetic acid. The formula change concerns a solvent replacement in order to increase the product shelf life up to 24 months.

The compatibility of the formula **ANIOXYDE 1000 LD** has been assessed on a wide range of materials without pointing out any difference with the ANIOXYDE 1000. Compatibility data are available on demand.

Vanessa POUGET
Clinical Affairs Manager



Laboratoires ANIOS
S.A.S. au capital de 656 204 591 €
1 rue de l'Espoir
59260 LEZENNES
Tél. 03.20.67.67.67 Fax 03.20.67.67.68
R.C.S. Lille Métropole 823 326 061

Lille Lezennes, 1 martie 2022

INFORMATII DESPRE PRODUSELE

ANIOXYDE 1000 (1081) – ANIOXYDE 1000 LD (2824)

Produsul **ANIOXYDE 1000** (1081) este un dezinfectant de nivel înalt pentru reprocesarea dispozitivelor medicale și trebuie utilizat manual prin înmuiere. ANIOXYDE 1000 produce acid peracetic din sistemul PHERA prin amestecarea acetil caprolactamei și a peroxidului de hidrogen.

ANIOXYDE 1000 este utilizat de mulți ani pentru dezinfecția la nivel înalt a endoscoapelor și a dispozitivelor medicale, fără a fi necesară o atenție deosebită privind compatibilitatea cu materialele sau dispozitivele medicale. În plus, a obținut și o satisfacție foarte bună conform domeniului de experiență.

Produsul **ANIOXYDE 1000 LD** (2824) este destinat să fie utilizat pentru aceeași indicație ca ANIOXYDE 1000 și se bazează pe același sistem PHERA pentru a produce acid peracetic. Modificarea formulei se referă la înlocuirea solventului pentru a crește durata de valabilitate a produsului până la 24 de luni.

Compatibilitatea formulei **ANIOXYDE 1000 LD** a fost evaluată pe o gamă largă de materiale fără a evidenția vreă diferență față de ANIOXYDE 1000. Datele de compatibilitate sunt disponibile la cerere.

Vanessa POUGET
Manager Departament Clinic

(semnătură indescifrabilă și ștampilă Laboratoires ANIOS)

Subsemnata, BĂLTEANU DIANA MIHAELA, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine franceză și engleză în temeiul autorizației nr. 17009/2006, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

TRADUCĂTOR AUTORIZAT,
BĂLTEANU DIANA MIHAELA

