

Specificații tehnice

Numărul licitației: 21090277/ ocde-b3wdp1-MD-1693228740623 din 19.10.2023

Denumirea licitației: Achiziția centralizată a endoprotezelor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024

Co d CP V	Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articulului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3		5	6	7	8
		Lot Nr. 12 Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil						
331 000 00- 1	12.1	Componenta femurala primara cimentata si necimentata	SCORE II FEMORAL COMPONENT 1-0205200 -> 1-0205308; 1- 0205400->1- 0205508	FRANTA	AMPLITUDE	Componenta femurală - Confectionat din aliaj de CoCr; - Disponibile variante cimentata si necimentata; - Anatomica: stanga / dreapta; - Dimensiuni disponibile: minim 8; - Santul patelar lateralizat; - Geometria condililor asimetrica; - Congruenta completa cu geometria insertului tibial in plan coronal si sagital; - Pe suprafata interna prezinta buzunare pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Confectionata din aliaj de CoCr; SCORE II ST PG 5; Disponibile variante cimentata si necimentata - SCORE II PR PG 3; -Disponibila in 9 dimensiuni stanga / dreapta SCORE II PG 3; - Santul patelar lateralizat; Geometria condililor asimetrica; SCORE PR PG 2 si SCORE II ST PG 5 --Congruenta completa cu geometria insertului tibial in plan coronal si sagital SCORE II ST PG 4, 6; Pe suprafata interna prezinta buzunare pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare; SCORE II ST PG 5 IMAG JOS; -Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză) - la livrare	DM000286840; DM000286841; DM000286842; DM000286843; DM000286844; DM000286845; DM000286846; DM000286847; DM000286848; DM000286849; DM000286850;DM000286851; DM000286852;DM000286853; DM000286854; DM000286855; DM000286856;DM000286857; DM000286858;DM000286859; DM000286860; DM000286861; DM000286862;DM000286863; DM000286864;DM000286865; DM000286866; DM000286867; DM000286868;DM000286869; DM000286870;DM000286871; DM000286872; DM000286873; DM000286874;DM000286875;
331 000 00- 1	12.2	Componenta tibiala cimentata si necimentata	SCORE TIBIAL BASE PLATE 1- 0200500 -> 1- 0200508; 1- 0200400 -> 1- 0200408	FRANTA	AMPLITUDE	Componenta tibiala primara cimentata : - Confectionata din aliaj de CoCr; - Dimensiuni disponibile: minim 7; - Disponibile 2 variante: cimentata si necimentata; - Permite atasarea tijelor intramedulare de revizie si a blocurilor de augmentare; - Suprafata superioara lustruita; - Pe suprafata inferioara prezinta buzunare pentru realizarea unei	Componenta tibiala primara cimentata Confectionata din aliaj de CoCr; SCORE II ST PG 7; - Disponibile 9 dimensiuni universale; SCORE ST II PG 8; - Disponibile 2 variante: cimentata si necimentata SCORE PR PG 3; - Permite atasarea tijelor intramedulare de revizie si a blocurilor de augmentare; SCORE	DM000286838;DM000286839;DM00029105; DM000029106; DM000029107; DM000029108; DM000029109; DM000029110; DM000029111;/ Notificare

						mantale de ciment corespunzatoare; - Sa poata fi folosita cu insertul de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub- sau supradimensionata cu un număr standardizat - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	ST II PG 7; -Suprafata superioara lustruita; SCORE II ST PG 7; Pe suprafata inferioara prezinta buzunare pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare SCORE II ST PG 7; -Poate fi folosita cu insertul de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub- sau supradimensionata cu doua numere standardizate; SCORE II ST PG 9; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	
331 000 00- 1	12.3	Insertul tibial primar mobil	SCORE II MOBILE BEARING INSERT 1-0205610 -> 1-0205658	FRANTA	AMPLITUDE	Insertul tibial primar mobil - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultrainalta UHMWPE; - Dimensiuni disponibile: minim 7; - Grosimi disponibile: 4 pentru fiecare dimensiune; - Insertul sa poata fi folosit cu componenta tibiala de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub- sau supradimensionata cu un număr standardizat; - Congruenta cu geometria componentei femurale in plan coronal si sagital; - Aspectele anterior si laterale redus pentru a evita lezarea tesuturilor moi; - Modul de fixare: prin pivot central cilindric; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Insertul tibial primar mobil - Confectionat din polietilena ultradensa UHMWPE; SCORE II ST PG 6; - Dimensiuni disponibile 9 SCORE II ST PG 8;-Grosimi disponibile: 6 pentru fiecare dimensiune, intre 10 – 20mm; SCORE II ST PG 8;-Insertul poate fi folosit cu componenta tibiala de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub- sau; supradimensionata cu doua numere standardizate; SCORE II ST PG 9;-Congruenta completa cu geometria componentei femurale in plan coronal si sagital; SCORE II ST PG 4, 6 -Aspectele anterior si laterale reduse pentru a evita lezarea tesuturilor moi SCORE II ST PG 6 ; -Modul de fixare: prin pivot central cilindric; SCORE II ST PG 6;Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	DM000286876;DM000286877; DM000286878; DM000286879; DM000286880; DM000286881; DM000286882;DM000286928; DM000286883; DM000286884; DM000286885; DM000286886 DM000286887; DM000286888; DM000286889; DM000286890; DM000286891; DM000286892; DM000286893;DM000286894; DM000286895; DM000286896; DM000286897; DM000286898; DM000286899;DM000286900; DM000286901; DM000286902; DM000286903;DM000286904; DM000286905;DM000286906; DM000286907; DM000286908; DM000286909;DM000286910; DM000286911;DM000286912; DM000286913; DM000286914; DM000286915;DM000286916; DM000286917;DM000286918; DM000286919; DM000286920; DM000286921; DM000286922 DM000286923; DM000286924; DM000286925; DM000286926; DM000286927;
331 000 00- 1	12.4	Componentă patelară	SCORE RESURFACIN G PATELLA CEMENTED 1-0200830 -> 1-0200836	FRANTA	AMPLITUDE	Componentă patelară -Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultrainalta UHMWPE; - Tipul fixarii: cimentata cu pin / pini; - Congruenta completa cu santul patelar femural; - Dimensiuni disponibile: minim 3 - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de	Componentă patelară Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) SCORE II ST PG 6; Modalitatea de implantare: cimentata, prezinta 3 pinteni de cimentare.SCORE PG 5- Minim 3 dimensiuni disponibile SCORE PG 6; Congruenta completa cu santul patelar femural - SCORE PR PG 4; - Termen restant	DM000623176; DM000623177; DM000623178

						circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	
331 000 00- 1	12.5	Set de instrumente în custodie	SCORE AND SCORE II INSTRUMEN TS SET	FRANTA	AMPLITUDE	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același intrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același intrumentar. În caz de defecțiune, ne obligam să reparam sau să înlocuim utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	DM000529179;DM000529316;DM000529656;DM000529657;DM000529658;DM000529659;DM000529660;DM000529661;DM000529662;DM000529683;DM000529664;DM000529665;DM000529666;DM000529667;DM000529668;DM000529670;DM000529669;DM000529671;DM000529672;DM000529682;DM000529674;DM000529653;DM000529654;DM000529178;DM000529248;DM000529250;DM000529251;DM000529252;DM000529254;DM000529255;DM000529256;DM000529257;DM000529259;DM000529260;DM000529309;DM000529310;DM000528752;DM000529261;DM000529262;DM000529263;DM000529258;DM000529311;DM000528760;DM000528761;DM000528766;DM000528771;DM000528776;DM000528781;DM000528786;DM000528791;DM000528762;DM000528767;DM000528772;DM000528777;DM000528782;DM000528787;DM000528792;DM000528763;DM000528768;DM000528773;DM000528778;DM000528783;DM000528788;DM000528793;DM000528764;DM000528769;DM000528774;DM000528779;DM000528784;DM000528789;DM000528794;DM000528765;DM000528770;DM000528775;DM000528780;DM000528785;DM000528790;DM000528795;DM000529264;DM000528753;DM000528754;DM000528755;DM000528756;DM000528757;DM000528758;DM000528759;DM000529183;DM000529312;DM000529681;DM000529543;DM000528832;DM000528833;DM000528834;DM000528835;DM000528836;DM000528837;DM000528838;DM000528841;DM000528842;DM000528843;DM000528844;DM000528845;DM000528846;DM000528847;DM000529405;DM000529406;DM000529408;DM000529407;DM000528826;DM000528827;DM000528828;DM000528830;DM000529663;DM000528839;DM000528848;DM000528849;DM0005302501;DM000528745;DM000529629;DM000529630;DM000529631;DM000529633;DM000529634;DM000529635;DM000529636;DM000529639;DM000528750;DM000528751;DM000529643;DM000529643;DM000529645;DM000529641;DM000529678;DM000529679;DM000529637;DM000529638;DM000529632;DM000529673;DM000119787;DM000119788;DM000120358;DM000120403;DM000120404;DM000120405;DM000119790;DM000119785;DM000529680;DM000119706;DM000119689;DM000119699;DM0001199707;DM0001199708;DM0001199709;DM0001199691;DM000119698;DM000119693;DM000119696;DM000119695;DM000119694;DM000529273;DM000119692;DM0001199700

								;DM000199701;DM000199702;DM000199703;DM000199704;DM000199705;DM000199710
33100000-1	12.6	Motor oscilant si reamer în custodie	RJ-0410/NS-1011	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, ne obligam să reparam sau să înlocuim utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	DM000431016; DM000431018
33100000-00-1	12.7	Lame pentru motor oscilant	RJ-0310 saw blades	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	DM000431017
		Lot Nr. 19 Proteza totala necimentata pentru sold displazic						
33100000-00-1	19.1	Cupa acetabulară necimentata	AK-AC-II-TTM-I Acetabular Cup 2323-4436 -> 2323-6454	CHINA	AK MEDICAL CO	Trebuie sa fie confectionata din aliaj de titan acoperita cu titan poros, ce produce porozitate mai mare de 40 % si prezinta grosimea acoperirii de la 300-500 µm (Bile sinterizate pure, Fibra metalica sau Titan poros); - Cupa trebuie sa prezinte forma hemisferica completa; - Sa prezinte mecanism additional de fixare a insertului polimeric in cupa ce previne detasarea si rotatia; -Trebuie sa prezinte diametrele externe să fie prezente în minim 10 dimensiuni; - Trebuie sa accepte inserturi cu interiorul de, 28, 32 mm; - Sa prezinte minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor ; - Sa prezinte 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, minim 6 dimensiuni de lungime; - Modalitate de implantare trebuie sa fie necimentata, tip press- fit - Sa fie sterila	Confectionata din aliaj de titan acoperita cu titan poros, ce produce porozitate intre 60-90% - AK MEDICAL CATALOGUE PG 6 si prezinta grosimea acoperirii de 348,03 µm (Titan poros); - TI COATING CERTIFICATE; - Cupa prezinta forma hemisferica completa; AK MEDICAL CATALOGUE PG 7 FOTO; - Prezinta mecanism additional de fixare a insertului polimeric in cupa ce previne detasarea si rotatia (taburi ecuatoriale) - AK MEDICAL CATALOGUE PG 7, FOTO; -Prezinta diametrele externe - 11 dimensiuni; - Accepta inserturi cu interiorul de 28, 32 mm; - AK MEDICAL CATALOGUE PG 48; - Prezinta minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor AK MEDICAL CATALOGUE PG 7 FOTO; - Prezinta 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, minim 7 dimensiuni de lungime (1300-2020 -> 1300-2050) - AK MEDICAL CATALOGUE PG 52; -	ISO, CE/ Notificare

							Modalitate de implantare necimentata, tip press- fit - AK MEDICAL CATALOGUE PG 7 - Sterila	
331 000 00- 1	19.2	Insert polimeric crosslink-at	AK-L-II-Liner HXLPE 2329-4428 -> 2329-6032	CHINA	AK MEDICAL CO	. Insert crosslink-at - Sa fie confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE de tip crosslink-ata, cu gradul inalt de iradiere, variind între 7 – 10 Mrad - Sa accepte capete de 28, 32 mm - Fixarea insertului la cupa metalica trebuie sa se faca prin sistem aditional de blocare al insertului insertului (ex. : proieminete ecuatoriale antirotationale, profil circular, etc.) - Sa fie steril ;	- Confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE, crosslink-ata, cu gradul inalt de iradiere, variind între 7,5 Mrad - HXLPE INFO, AK MEDICAL CATALOGUE PG 48 - Accepta capete de 28mm, 32 mm - AK MEDICAL CATALOGUE PG 48; - Fixarea insertului la cupa metalica trebuie se face prin sistem aditional de blocare al insertului (ex. : proieminete ecuatoriale antirotationale, profil circular, etc.) - AK MEDICAL CATALOGUE PG 7, 48 - Steril - HXLPE INFO	ISO, CE/ Notificare
331 000 00- 1	19.3	Cap diferite dimensiuni	AK-FH-M Femoral Head 1200-0028 -> 1200-0332	CHINA	AK MEDICAL CO	Sa fie confectionat din aliaj de Co-Cr; -Diametrul exterior trebuie sa fie de 28, 32 mm - Minim 4 lungimi de col pentru fiecare diametru; -Trebuie sa prezinte con 12/14 -Sa fie steril.	Confectionat din aliaj de Co-Cr; - AK MEDICAL CATALOGUE PG 51; -Diametrul exterior 28, 32 mm - AK MEDICAL CATALOGUE PG 51; - Minim 4 lungimi de col pentru fiecare diametru - AK MEDICAL CATALOGUE PG 51; -Prezinta con 12/14 - AK MEDICAL CATALOGUE PG 31; -Steril.	ISO, CE/ Notificare
331 000 00- 1	19.4	Tija femurala necimentată	AK-SL-Cone Femoral Stem 1100-2900 -> 1100-2910 1100-2911 -> 1100-2921	CHINA	AK MEDICAL CO	sa fie confectionata din aliaj de titan , - sa prezinte un numar minim de 10 dimensiuni; - sa se prezinte cel putin 2 variante la unghiului cervico-diafizar ; - ambele variante sa prezinte offset variabil; - sa fie conica in toate planurile; - sa fie conica circumferential; - sa prezinte microlamele pe toata lungimea si pe toata circumferinta ei pentru o ancorare in tesutul osos; - sa fie acoperita cu titan poros pe toata suprafata acesteia ;	Confectionata din aliaj de titan - AK MEDICAL CATALOGUE PG 36; - Prezinta un numar de 11 dimensiuni - AK MEDICAL CATALOGUE PG 36; - Prezinta 2 variante la unghiului cervico-diafizar - AK MEDICAL CATALOGUE PG 36; - ambele variante prezint offset variabil - AK MEDICAL CATALOGUE PG 36 - Conica in toate planurile - AK MEDICAL CATALOGUE PG 36; - Conica circumferential - AK MEDICAL CATALOGUE PG 36; -	ISO, CE/ Notificare

						- sa permita implantarea in orice grad de anteversie; - Tip de con interior cap femural: 12/14; - Sa fie sterila.	Prezinta microlamele pe toata lungimea si pe toata circumferinta ei pentru o ancorare in tesutul osos - AK MEDICAL CATALOGUE PG 36; - Acoperita cu titan poros pe toata suprafata acesteia - AK MEDICAL CATALOGUE PG 36; - Permite implantarea in orice grad de anteversie - AK MEDICAL CATALOGUE PG 36; - Tip de con interior cap femural: 12/ 14 - AK MEDICAL CATALOGUE PG 36; - Sterila.	
331 000 00-1	19.5	Șuruburi de cupă	Acetabular Cup Screw 1300-2020 -> 1300-2050	CHINA	AK MEDICAL CO	Șuruburi de cupă minim 6 dimensiuni.	7 dimensiuni.	ISO, CE/ Notificare
331 000 00-1	19.6	Set de instrumente în custodie	AK-SL-Cone System Instruments set, AK Acetabular Cementless Hip System INSTRUMENTS SET	CHINA	AK MEDICAL CO	Set de instrumente în custodie (pentru fiecare beneficiar)	Set de instrumente în custodie	ISO, CE/ Notificare
331 000 00-1	19.7	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	RJ-0410/NS-1011	CHINA	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	DM000431016; DM000431018
331 000 00-1	19.8	Lame pentru motor oscilant	RJ-0310 saw blades	CHINA	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	DM000431017
		Lot Nr. 22 Proteza cimentata de cap radial (modulara)						
331 000	22.1	Proteza cimentata de	stem and angular stem	Polonia	CHM	Tija confectionata din aliaj de titan/CoCr pentru implantare cimentata -Sa fie disponibile variatii de lungimi	Tija confectionata din aliaj de CoCr pentru implantare cimentata -pag 8 CHM brosurii disponibile in 2 variante dreapta si	DM000101212; DM000101213

00-1		cap radial (modulara)	4,3690,000 and 4,3691,000			2-3; - Sa fie steril	unghiulara - pag 2 CHM brosur; sterile- pag 9 CHM brosur	
33100000-1	22.2	Cap diferite dimensiuni	Solid head 7,3696,010-7,3698,014	Polonia	CHM	Trebuie sa fie confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE de tip cross-link, - Sa fie disponibil in minim 3 dimensiuni la grosimea/innaltimea capului - Sa prezinte variante de diametru exterior intre 16-26 mm in diametru - Sa fie steril	este confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE de tip cross- link- pag 8 CHM brosur, disponibil in 3 dimensiuni la grosimea/innaltimea capului - pag 2 CHM brosur, diametru exterior intre 20-24 mm in diametru - pag 2 CHM brosur; steril - pag 9 CHM brosur	DM000101214; DM000101215; DM000101216; DM000101217; DM000101218; DM000101219; DM000101220; DM000101221; DM000101222;
33100000-1	22.3	Set de instrumente pentru aplicarea protezelor de cap radial	instruments for radial head prothesis	Polonia	CHM	Set de instrumente în custodie (pentru fiecare beneficiar)	Set de instrumente în custodie (pentru fiecare beneficiar)	DM000075833
		Lot Nr. 30 POTEZA TOTALA DE GENUNCHI CU DOUA RAZE DE CURBURA, INSERT MOBIL SI SISTEM DE NAVIGATIE						
33100000-1	30.1	Componenta femurala	SCORE II FEMORAL COMPONENT 1-0205200 -> 1-0205308	FRANTA	AMPLITUDE	Sa fie confectionata din aliaj de CoCr; -Modalitatea de implantare: cimentata -Sa prezinte minim 8 dimensiuni stanga / dreapta -Suprafata interna sa prezinte o textura speciala pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare; -Suprafata articulara lustruita; -Raza unica de curbura de la 0 pana la 100 grade; -Fara mecanism de posterostabilizare; -Pe suprafata interna prezinta 2 pini cu rol de stabilizare suplimentara avand diametrul de 8mm -Congruenta completa cu geometria insertului tibial in plan coronal si sagital; -Sa permita implantarea asistata cu sistem de navigatie computerizata -Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la	Confectionata din aliaj de CoCr; SCORE II ST PG 5 -Modalitatea de implantare: cimentata SCORE II PG 3 -Prezinta 9 dimensiuni stanga / dreapta SCORE II PG 3 -Suprafata interna prezinta o textura speciala pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare; SCORE II ST PG 5 IMAG JOS -Suprafata articulara lustruita; SCORE II ST PG 5 -Raza unica de curbura de la 0 pana la 100 grade; SCORE II PG 2 -Fara mecanism de posterostabilizare; SCORE II ST PG 5 -Pe suprafata interna prezinta 2 pini cu rol de stabilizare suplimentara avand diametrul de 8mm SCORE II ST PG 5 -Congruenta completa cu geometria insertului tibial in plan coronal si sagital SCORE II ST PG 4, 6; -	DM000286840; DM000286841; DM000286842; DM000286843; DM000286844; DM000286845; DM000286846; DM000286847; DM000286848; DM000286849; DM000286850;DM000286851; DM000286852;DM000286853; DM000286854; DM000286855; DM000286856;DM000286857;

						momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Permite implantarea asistată cu sistem de navigație computerizată SCORE II PG 2 -Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	
331 000 00- 1	30.2	Componenta tibială	SCORE TIBIAL BASE PLATE 1- 0200500 -> 1- 0200508	FRANTA	AMPLITUDE	Sa fie confectionata din aliaj de CoCr; -Sa fie disponibile cel puțin 7 dimensiuni universale; -Pe suprafața inferioară sa prezinte o textură specială pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzătoare; -Dimensiune constantă a cilindrului chilei; - Modalitatea de implantare cimentată; -Suprafața superioară lustruită; -Sa permită utilizarea de tije de extensie și augmenturi tibiale; -Sa poată fi folosită cu insertul de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub- sau supradimensionată cu două numere standardizate; - Sa permită implantarea asistată cu sistem de navigație computerizată; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Confectionată din aliaj de CoCr; SCORE II st PG 7 -Disponibile 9 dimensiuni universale; SCORE ST II PG 8 -Pe suprafața inferioară prezintă o textură specială pentru realizarea unei mantale de ciment SCORE ST II PG 7 corespunzătoare; - Dimensiune constantă a cilindrului chilei SCORE ST II PG 7; - Modalitatea de implantare cimentată; SCORE ST II PG 7 - Suprafața superioară lustruită; SCORE ST II PG 7 -Permite utilizarea de tije de extensie și augmenturi tibiale; SCORE ST II PG 7 -Poate fi folosită cu insertul de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub- sau supradimensionată cu două numere standardizate; SCORE ST II PG 9 - Permite implantarea asistată cu sistem de navigație computerizată; SCORE II PG 2 -Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	DM000286838;DM000286839;DM000029105; DM000029106; DM000029107; DM000029108; DM000029109; DM000029110; DM000029111;/ Notificare

331 000 00- 1	30.3	Insertul tibial mobil	SCORE II MOBILE BEARING INSERT 1-0205610 -> 1-0205658	FRANTA	AMPLITUDE	Sa fie confectionat din polietilena ultradensa UHMWPE; -Sa fie mobil; -Dimensiuni disponibile minim 8; -Grosimi disponibile: 6 pentru fiecare dimensiune, intre 10 – 20mm; -Insertul sa poata fi folosit cu componenta tibiala de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub- sau supradimensionata cu doua numere standardizate; -Congruenta completa cu geometria componentei femurale in plan coronal si sagital; -Aspectele anterior si laterale reduce pentru a evita lezarea tesuturilor moi; -Modul de fixare: prin pivot central cilindric; -- Aspectul anterior inaltat pentru o mai buna stabilitate rotatională femurala si pentru reducerea translataii anterioare a femurului; -Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Confectionat din polietilena ultradensa UHMWPE; SCORE ST II PG 6 -Mobil; SCORE ST II PG 6 -Dimensiuni disponibile 9 SCORE ST II PG 8 -Grosimi disponibile: 6 pentru fiecare dimensiune, intre 10 – 20mm; SCORE ST II PG 8 -Insertul poate fi folosit cu componenta tibiala de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub- sau supradimensionata cu doua numere standardizate; SCORE ST II PG 9 -Congruenta completa cu geometria componentei femurale in plan coronal si sagital; SCORE ST II PG 4, 6 -Aspectele anterior si laterale reduce pentru a evita lezarea tesuturilor moi SCORE ST II PG 6 ; -Modul de fixare: prin pivot central cilindric; SCORE ST II PG 6 -- Aspectul anterior inaltat pentru o mai buna stabilitate rotatională femurala si pentru reducerea translataii anterioare a femurului; SCORE ST II PG 6 -Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	DM000286876;DM000286877; DM000286878; DM000286879; DM000286880; DM000286881; DM000286882;DM000286928; DM000286883; DM000286884; DM000286885; DM000286886 DM000286887; DM000286888; DM000286889; DM000286890; DM000286891; DM000286892; DM000286893;DM000286894; DM000286895; DM000286896; DM000286897; DM000286898; DM000286899;DM000286900; DM000286901; DM000286902; DM000286903;DM000286904; DM000286905;DM000286906; DM000286907; DM000286908; DM000286909;DM000286910; DM000286911;DM000286912; DM000286913; DM000286914; DM000286915;DM000286916; DM000286917;DM000286918; DM000286919; DM000286920; DM000286921; DM000286922 DM000286923; DM000286924; DM000286925; DM000286926; DM000286927;
331 000 00- 1	30.4	Componenta patelara	SCORE RESURFACIN G PATELLA CEMENTED 1-0200830 -> 1-0200836	FRANTA	AMPLITUDE	Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa fie adaptata la forma zonei trohleare a piesei femurale - Minim 3 dimensiuni - Modalitatea de implantare: cimentata, sa prezinte min 3 pinteni de cimentare. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau	Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) SCORE ST II PG 6 - Adaptata la forma zonei trohleare a piesei femurale - Minim 3 dimensiuni SCORE PG 6 - Modalitatea de implantare: cimentata, prezinta min 3 pinteni de cimentare.SCORE PG 6 - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în	DM000623176; DM000623177; DM000623178

						altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	
331 000 00- 1	30.5	Set de instrumente pentru navigatia computeurizata în custodie	SCORE AND SCORE II INSTRUMEN TS SET, AMPLIVISIO N SYSTEM, AMPLIVISIO N INSTRUMEN TS SET	FRANTA	AMPLITUDE	Setul de instrumente pentru navigatie computerizata oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. Compatibil cu endoprotezele livrate; 2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului; 3. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. Va fi nou (neutilizat) 5.În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau re-utilat la uzina producator. - 5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului	DM000529179;DM000529316;DM000529656; DM000529657;DM000529658;DM000529659; DM000529660;DM000529661;DM000529662; DM000529683;DM000529664;DM000529665; DM000529666;DM000529667;DM000529668; DM000529670;DM000529669;DM000529671; DM000529672;DM000529682;DM000529674; DM000529653;DM000529654;DM000529178; DM000529248;DM000529250;DM000529251; DM000529252;DM000529254;DM000529255; DM000529256;DM000529257;DM000529259; DM000529260;DM000529309;DM000529310; DM000528752;DM000529261;DM000529262; DM000529263;DM000529258;DM000529311; DM000528760;DM000528761;DM000528766; DM000528771;DM000528776;DM000528781; DM000528786;DM000528791;DM000528762; DM000528767;DM000528772;DM000528777; DM000528782;DM000528787;DM000528792; DM000528763;DM000528768;DM000528773; DM000528778;DM000528783;DM000528788; DM000528793;DM000528764;DM000528769; DM000528774;DM000528779;DM000528784; DM000528789;DM000528794'DM000528765; DM000528770;DM000528775;DM000528780' DM000528785;DM000528790'DM000528795; DM000529264'DM000528753;DM000528754; DM000528755;DM000528756;DM000528757; DM000528758;DM000528759;DM000529183; DM000529312;DM000529681;DM000529543; DM000528832;DM000528833;DM000528834; DM000528835;DM000528836;DM000528837; DM000528838;DM000528841;DM000528842; DM000528843;DM000528844;DM000528845; DM000528846;DM000528847;DM000529405; DM000529406;DM000529408;DM000529407; DM000528826;DM000528827;DM000528828; DM000528830;DM000529663;DM000528839; DM000528848;DM000528849;DM000302501; DM000528745;DM000529629;DM000529630; DM000529631;DM000529633;DM000529634; DM000529635;DM000529636;DM000529639; DM000528750;DM000528751;DM000529643; DM000529643;DM000529645;DM000529641; DM000529678;DM000529679;DM000529637; DM000529638;DM000529632;DM000529673; DM000119787;DM000119788;DM000120358; DM000120403;DM000120404;DM000120405; DM000119790;DM000119785;DM000529680; DM000199706;DM000199689;DM000199699; DM000199707;DM000199708;DM000199709; DM000199691;DM000199698;DM000199693; DM000199696;DM000199695;DM000199694; DM000529273;DM000199692;DM000199700; DM000199701;DM000199702;DM000199703; DM000199704;DM000199705;DM000199710; DM000199650

331 000 00- 1	30.6	Motor oscilant si reamer în custodie	RJ-0410/NS- 1011	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Va corespunde urmatoarelor cerinte: 1. Compatibil cu endoprotezele livrate 2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. Va fi nou (neutilizat) 4. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului	1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) sau re-utilat la uzina producator. - 5. În caz de defecțiune, vom repara sau înlocui utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. Ferestru oscilator 1 unitate si burghiu pentru alezaj în custodie 1 unitate	DM000431016; DM000431018
331 000 00- 1	30.7	Lame pentru motor oscilant	RJ-0310 saw blades	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Va corespunde urmatoarelor cerinte: 1. Compatibile cu motoare livratelivrate 2. Vor fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.	Va corespunde urmatoarelor cerinte: 1. Compatibile cu motoare livrate 2. Vor fi oferite pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.	DM000431017

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director

Ofertantul: GBG-MLD SRL, Adresa:mun. Chișinău, str. Albisoara, 64/2