

中国防逆流静脉采血针的创始者

做全球防逆流采血领域的领航者 To be the leader in the field of global anti-backflow blood sampling

专业防逆流、防针刺技术 Professional anti-counter-flow and puncture-resistant technology

做安全健康采血的卫士

Be the guard of safe and healthy blood collection



山东成武赛诺医疗器械有限公司 Shandong Chengwu Sainuo Medical Devices Co.,Ltd

山东成武赛诺医疗器械有限公司

企业简介

山东成武赛诺医疗器械有限公司成立于2006年,坐落于国花牡丹之都、古韵伯乐故里一菏泽•成武。是一家专业从事采血医疗器械研发、生产、销售为一体的科技型民营企业。公司注册资本2000万元,占地60000余平方米,总投资5.6亿元。产品畅销全国多个省市区及欧盟、巴西、缅甸、巴基斯坦、南非等海外国家约30余家。公司研发团队以科技创新为蓝图,以人类健康为目标,先后有防逆流防针刺采血针、防逆流防针刺输液针、防逆流洗涤器等产品通过严格测试验证并注册,系列产品通过发明专利9项,实用新型专利20项,海外专利授权52项。是一次性防逆流防针刺安全式静脉采血针的创始者,也是全球防逆流采血领域的领航者。

本公司以"质量铸就品牌,服务成就未来,博爱众生,德成天下"为质量方针,坚持按GB/T19001、YY/T0287及医疗器械生产质量管理规范建立质量管理体系,实行程序化管理,在工艺技术、过程控制、产品质量等方面处于同行业领先水平。公司秉着"宽容、包容、创新发展,博爱众生,德诚天下"的理念,为医疗事业的发展和人类的健康做出应有的贡献。


Shandong Chengwu sainuo Medical Equipment Co., Ltd. was founded in 2006. It is located in Heze Chengwu, the capital of peony and hometown of ancient bole. Is a professional engaged in blood and infusion medical equipment research and development, production, sales as one of the technology-based private enterprises. The registered capital of the company is 20 million yuan, covering an area of more than 60000 square meters, with a total investment of 560 million yuan. The products sell well in more than provinces and cities in China and about 30 overseas countries such as European Union, Brazil, Myanmar, Pakistan and South Africa. With scientific and technological innovation as the blueprint and human health as the goal, the R & D team of the company has successively passed strict testing, verification and registration of anti countercurrent and anti acupuncture blood sampling needle, anti countercurrent and anti acupuncture infusion needle, anti countercurrent scrubber and other products. The series of products have passed 9 invention patents, 20 utility model patents and 52 overseas patents. It is the founder of one-time anti reflux and anti acupuncture safe venous blood sampling needle, and will become the global leader in the field of anti countercurrent blood sampling and infusion.

With the quality policy of "quality makes brand, service makes future, fraternity makes the world", the company adheres to the quality management system established in accordance with GB / T19001, YY / T0287 and medical device production quality management standards, implements procedural management, and is at the advanced level in the same industry in process technology, process control, product quality, etc. We should contribute to the healthy development of the company with the concept of "tolerance, tolerance and integrity".



一次性使用防逆流静脉采血器(蝶翼型)

Disposable anti reflux venous blood sampler



》》 避光护帽双重保护,避免医护人员针刺伤及乳胶护套变色; Double protection of light-proof protective cap can avoid needle puncture and discoloration of latex protective cover.

訓 拥有发明专利6項,实用新型专利12項,52个海外国家专利授权。 It has 6 invention patents, 12 utility model patents and 52 overseas authorized patents.









静脉采血针对比说明

Aomparison And Explanation





静脉采血针(市场常用普通型)

Vein blood collection needle (common)

非无菌采血管普遍使用,产品不具有防逆流功能,采集血样时有血样或含有试剂血样有逆流进入人体的风险。

Non-sterile blood vessels are commonly used. The products do not have anti-counter-flow function, consdering that there is a risk that blood samples or blood samples containing reagents reflux into the human body when blood samples are collected.

产品静脉采血端不具有防针刺功能,使用后处理时易出现刺伤医护人员造成交叉污染而传染 病变。

The venous blood collection end of the product does not have the function of preventing puncture, and it is easy to cause cross-contamination and infectious diseases caused by stabbed medical staff during post-treatment.

产品采血管对接端不含有双重保护帽,医护人员在拿取产品时经常被针管穿出胶套而刺伤。

There is no double protective cap at the butt end of the blood vessel collection, and the medical staff is often stabbed when the needle goes through the rubber sleeve while taking the product.

防逆流防针刺静脉采血器

Anti countercurrent and anti acupuncture venous blood sampler

具有良好的防逆流功能,对采血时因真空管无负压 或人体体质不同或采血管放置高低不同等产生的血 液回流能有效阻止,避免对使用者造成伤害。更符 合国家食药局器械采血器指导原则要求。。

It has a good anti-counter-flow function, and can effectively prevent the backflow of blood due to the absence of negative pressure in the vacuum tube or the difference in the body constitution or the difference in the height of the blood collection vessel, so as to avoid injury to users. It is more in line with the guiding principles of blood collection instrument of the state food and drug administration.

使用完毕后,拨动回弹装置,静脉穿刺针管回缩至安全腔体内,有效避免针刺伤害。符合人 体安全标准。

After use, if pulling the rebound device, you will find the venipuncture needle tube retract into the safe cavity, effectively avoiding the harm of acupuncture and meeting the safety standard of medical devices.

避光式双重保护帽,有效避免医护人员拿取时产生的针刺伤害,也有效保护产品运输、挤压、阳光照射造成针管或胶套丧失功能风险。

The light-proof double protective cap can effectively avoid the needling injury when medical staff take the product, and also effectively protect the product from the risk of losing the function of the needle tube or rubber sleeve caused by transportation, extrusion and sunlight.

规格:以针柄(叶片)颜色为标识色 Specification: the color of the needle handle (leaf) is the marking color 包装方式: PE、医用纸塑 Packaging: PE medical paper and plastic

针柄色标 Marking color	橙 色 Orange	中紫色 Medium purple	深蓝色 Dark blue	黑 色 Black	深绿色 Dark green	黄 色 Yellow	粉红色 Pink
标识颜色 Color							
针管型号 Type	0.5mm(25G)	0.55mm(24G)	0.6mm(23G)	0.7mm(22G)	0.8mm(21G)	0.9mm(20G)	1.2mm(18G)



防逆流、安全静脉采血针(可视型) Anti-counter-flow safe vein blood collection needle(visible)

标准螺纹设计,可与常规持针器配套使用,也可与回弹持针器配套使用。 It has standard thread design, and can be used with conventional needle holder. It can also be used with the rebound needle holder.

产品优势: Advantages:

- **》》** 静脉采血回弹防针刺设计,避免使用后被刺伤风险;
- 针尖锋利、管壁光滑,高品质润滑剂可减少穿刺疼痛;
- >>>> 专业防逆流,防止血样逆流回入人体造成血样感染; Professional anti counter-flow function can prevent the blood counter flow back into the human body
-)>>> 拥有发明专利3项,实用新型专利4项,52个海外国家专利投权。 Il has 3 invention patents, 4 utility model patents and 52 overseas authorized patents.



一体设计、触发开关、便捷操作



透明视窗便于观察 防逆流设计发明专利 nsparent window for easy observation. counter-flow desin, the invention patent



使用后采血直针 退回安全位置 After use, the straight needle of blood collection should be returned to a sefe position.









一次性使用防针刺无菌注射器 Disposable needle proof sterile syringe



一次性使用配药器 带针 Single-use disppensing syringe sispenser with the needle



一次性使用防针刺安全静脉输液针

Single-use safe intravenous infusion needles



产品优势 Advantages:

- 静脉采血回弹防针刺设计,避免使用后被刺伤风险; The venous blood collection rebound and puncture-resistant design can avoid the risk of being stabbed after use;
- **>>>>** 针尖锋利、管壁光滑,高品质润滑剂可减少穿刺疼痛; The tip is sharp and the tube wall is smooth. High-quality lubricant can reduce the pain of puncture;
- 国际标准鲁尔接头,与标准鲁尔无缝隙互换;International standard luer taper, which seamlessly interchanges with standard luer.
- 拥有发明专利3项,实用新型专利4项,52个海外国家专利授权。 It has3 invention patents, 4 utility model patents and 52 overseas authorized patents.

7 防逆流洗涤器系列



普通型150ml Normal Type



普通型200ml Normal Type



防逆流型150ml Anti-counter-flow Tpye



防逆流型200ml Anti-counter-flow Tpye



防逆流型

阴道洗涤器 (防逆流型) Vaginal scrubber (Anti-counter-flow)

产品特点Features:

妇科专利产品,防逆流设计,有效阻止外液回流进入容器内造成污染;多孔冲洗、柔软舒适、关爱女性健康。For female vaginal or perineal washing. Patented product, and Anti-counter-flow design, effectively prevent the external liquid backflow into the container to cause pollution; Porous washing, soft, comfortable and caring for women's health.



- ◆ 品 名: 一次性使用防逆流静脉采血器(回缩式软连接)
- ◆ 规 格: 按静脉针规格为0.55mm~0.9mm,20G~25G
- ◆ 特 点: 防逆流、防针刺设计,经环氧乙烷灭菌,产品无菌
- ◆ 包 装: 100支/盒, 20盒/箱, 净重12.4Kg,毛重14Kg
- ◆ 尺寸size: 67.5cm×41.5cm×36.5cm



- ◆ 品 名: 一次性使用防逆流静脉采血器(回缩式硬连接)
- ◆ 规格:按静脉针规格为0.55mm~1.2mm,18G~25G
- ◆ 特点: 防逆流、防针刺、可视窗设计,经环氧乙烷灭菌,产品无菌
- ◆ 包 装: 20支/盒, 20盒/箱, 净重6.6Kg,毛重8.3Kg
- ◆ 尺寸size: 67.5cm×41.5cm×36.5cm



- 品 名: 一次性使用防逆流静脉采血器(硬连接)
- 特 点: 防逆流、可视窗设计,与持针器配套使用,经环氧乙烷灭菌
- 包 装: 100支/盒, 20盒/箱, 净重14.5Kg,毛重15.5Kg
- 尺寸size: 47cm×25.5cm×38.5cm



- 品 名: 一次性使用静脉采血针(笔杆型)
- 规格: 按针规格为0.55mm~1.2mm,18G~25G Spracefections According to the acuse of needles, can be divided into various specification 0.55-1.2mm, 18G-25G
- 特 点:与持针器配套使用,经环氧乙烷灭菌,产品无菌;
- 包装: 100支/盒, 50盒/箱, 净重12Kg,毛重13Kg
- 尺寸Size: 44.5cm×24cm×44cm

9 产品展示





品 名: 一次性使用静脉采血针(双翼软连接)


PRODUCT (RBME: Despitable Destine) MADA OFFICE (RBME) PRODUCT (R

特点:可与持针器配用,经环氧乙烷灭菌,产品无菌; Advantage: Can be used with needle holder. Sterlized by E.O. Sterlie

包 装: 100支/盒, 50盒/箱, 净重11.3Kg,毛重12.8Kg

尺寸Size: 65cm×40cm×37.5cm





规格: 按静脉针规格为0.55mm~1.2mm,18G~25G

特点:经环氧乙烷灭菌,无毒、无菌、无热原

包 装: 100支/盒, 20盒/箱, 净重6Kg,毛重7Kg

◆ 尺寸size: 57cm×24cm×36cm



品 名: 一次性使用无菌注射器

规 格: 按静脉针规格为0.4mm-1.6mm,16G-27G

特点:经环氧乙烷灭菌,无毒、无菌、无热原

包 装: 100支/盒, 20盒/箱, 净重6Kg,毛重7Kg

尺寸Size: 67cm×39.5cm×40.6cm



品 名: 一次性使用安全采血针(双翼型)

特点:可与持针器配用,经环氧乙烷灭菌,产品无菌;

● 包 装: 100支/盒, 50盒/箱, 净重11.3Kg,毛重12.8Kg

尺寸Size: 65cm×40cm×37.5cm



品 名: 一次性使用静脉采血针(单翼软连接)

特 点: 可与持针器配用, 经环氧乙烷灭菌, 产品无菌;

包 装: 100支/袋, 50袋/箱, 净重13Kg

◆ 尺寸size: 62cm×39cm×34.5cm



名: 一次性使用病毒采样管 包装规格: 800支/箱 400支/箱



品 名: 医用大便盒 Product name: Stool containers

颜 色:绿色



品 名: 盐水清洗液 Product name: Brine cleaning fluid

产品特点Features:

取适量的盐水清洗液,倒入体外诊断设备进行洗

Take an appropriate amount of salt cleaning solution and pour it into the in vitro diagnostic equipment for cleaning.



品 名: 采血管头盖(负压帽) Product name: Cap for evacuated tubes 产品规格: ф12mm、φ13mm Specification:
材 质: 丁基橡胶、医用PE
Material: Butyl rubber & medical PE cap 颜色标识:符合行业标准

包装规格: 10000支/箱(双层包装) Packing:10000 PCS/carton (double PE packing)



品 名:安全式笔杆型采血针 Product name: Safe penholder blood sampling needle

规格:标准螺纹接头Product name: Standard threaded sub

材 质: 医用聚丙烯
Material: Medical PP

包装规格: 2000支/箱(双层包装)



品 名: 持针器 Product name: Needle holder

规格:标准螺纹接头Product name: Standard threaded sub

材 质: 医用聚丙烯 Material: Medical PP

包装规格: 2000支/箱(双层包装)

LOVE ALL AND LEAVE VIRTUE TO THE WORLD

博爱众生 德成天下



山东成武赛诺医疗器械有限公司

Shandong Chengwu Sainuo Medical Devices Co.,Ltd

地址/Address: 山东省成武县第二医疗器械产业园001号 电话/Tel: 0530-8686123 传真/Fax: 0530-8844111

邮箱/E-mail: liuzengkuan3083@163.com

网址/Web:www.sainuoyiliao.com

