



KEISEI MEDICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

Флюидизационная система

LI-7



Head Office

3-19-6, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan

Tel : +81-3-3816-2811(Main) Fax : +81-3-3816-1629

Niigata Factory

96, Yoshida-Konosu, Tsubame-shi, Niigata 959-0261, Japan

Tel : +81-256-92-3582

Fax : +81-256-92-6168

CE 0120

Спецификация флюидизационной кровати LI-7

LI-7-ST-220V	LI-7 стандартный тип (блок управления внутренний)		LI-7-SP-220V	LI-7сепаратный тип (блок управления внешний)	
габариты	Основной блок	880(В) 905(Г) 2,200(Д), мм	габариты	Блок управления	945(В) 800(Г) 650(Д), мм
				Ёмкость для микрошариков	880(В) 905(Г) 2.200(Д), мм
			вес	Блок управления	120Кг
вес	Основной блок	245Кг		Кровать без подъемника	175Кг
				Кровать с подъёмником	245Кг
	Керамические микрошарики	425Кг		Керамические микрошарики	425 Кг
Интенсивность флюидизации	Один уровень		Интенсивность флюидизации	5 уровней (1 2 3 4 5)	
Диапазон регулировки температуры	Комн. температура плюс 2° - 20°		Диапазон регулировки температуры	Комн. темп. плюс 0° - 18°	
Потребляемая энергия	1.1КВт		Потребляемая энергия	1.3КВт	
Требуемое напряжение			220В		
Диапазон установки температуры микрошариков			25°-40°С		
Фильтрующая простынь			Монофильная полиэстеровая нить размер ячейки: 37 микрон		
Максимальный рост пациента			200см		
Максимальный вес пациента			135Кг		

Флюидизационная кровать LI-7, опции

LI-7-ST-220V	LI-7 Стандартный тип	LI-7-SP-220V	LI-7 Сепаратный тип Включает встроенную Функцию прерывистой флюидизации Ручной выключатель и набор стандартных аксессуаров
	Включает набор стандартных аксессуаров Стандартные аксессуары 18 Микрошарики 25Kg/ведро (17 вёдер,1 запасное) 2 Фильтрующие простыни 1 Виниловый чехол 1 Сито 2 Фильтр вентилятора 1 Воздушный фильтр (для стандартного типа) 1 Первичный фильтр (для стандартного типа) 2 Одноразовая водоотталкивающая простынь 2 Одноразовая водопоглощающая простынь 1 Инструкция по эксплуатации (LI-7 станд. тип)		Стандартные аксессуары Фильтрующие простыни 1 Виниловый чехол 1 Сито 2 Фильтр вентилятора 1 Воздушный фильтр 1 Первичный фильтр 2 Одноразовая водоотталкивающая простынь 2 Одноразовая водопоглощающая простынь 1 Инструкция по эксплуатации (LI-7 сепар. тип)
	Заводские опции		Заводские опции
LI-7-ST-IN	Функцию прерывистой флюидизации	LI-7-SP-LI	Устройство подъёма/опускания кровати
LI-7-ST-WS	Весы	LI-7-ST-WS	Весы
LI-7-ST-SW	Ручной выключатель		
	Опции дилеров		Опции дилеров
LI-7-ST-BS	Встроенная ступень для подъёма		
L-LAND3-7	Ступень для подъёма	L-LAND3-7	Ступень для подъёма
LI-7-SR	Боковое ограждение	LI-7-SR	
LI-7-IV	IV держатель ёмкостей для капельницы	LI-7-IV	
LI-7-GU	Регулируемая спинка	LI-7-GU	Регулируемая спинка
L-LAND3-20	Подушка для спины (модель А)	L-LAND3-20	Подушка для спины (модель А)
L-LAND3-21	Подушка для спины (модель В)	L-LAND3-21	
LI-7-ST-BH	Держатель аксессуаров	LI-7-BH	Держатель аксессуаров
LI-7-PTD	Устройство вытяжения	LI-7-PTD	
LI-7-PTDB	Подвижный держатель	LI-7-PTDB	Подвижный держатель
LI-7-PL	Подъёмник с электроприводом для ухода	LI-7-PL	Подъёмник с электроприводом для ухода
L-LAND3-22	Упор для ног	L-LAND3-22	Упор для ног
	Одноразовые принадлежности		Одноразовые принадлежности
L-LAND3-13	Одноразовая водоотталкивающая простынь	L-LAND3-13	Одноразовая водоотталкивающая простынь
L-LAND3-14	Одноразовая водопоглощающая простынь	L-LAND3-14	Одноразовая водопоглощающая простынь
	Материалы для тех. обслуживания		Материалы для тех. обслуживания
LI-7-MH-220V	Эксплуатационный подогреватель	LI-7-MH-220V	Эксплуатационный подогреватель
LI-7-FS	Фильтрующая простынь	LI-7-FS	Фильтрующая простынь
L-LAND3-16	Виниловый чехол	L-LAND3-16	Виниловый чехол
L-LAND3-4	Фильтр вентилятора	L-LAND3-4	Фильтр вентилятора
LI-7-ST-FF	Воздушный фильтр (для стандартного типа)	LI-7-FF	Воздушный фильтр
LI-7-ST-PF	Первичный фильтр	LI-7-PF	Первичный фильтр
TS-600-5S	Керамические микрошарики 25кг/ведро	TS-600-5S	Керамические микрошарики 25кг/ведро
LI-7-SCR	Сито	LI-7-SCR	Сито
	Принадлежности		Принадлежности
LI-7-ST-HS	Ручной выключатель	L-LAND6-9	Ручной выключатель
LI-7-ST-FS	Ножной выключатель	L-LAND3-10	Ножной выключатель