

Specificații tehnice (F4.1)Numarul Licitatiei: **21002487**

Data: " 21" decembrie 2018

Alternativa Nr :

Denumirea licitatiei: **Reagenti pentru laborator II 2019**Lot: **2,5,12,14,15**

Pagina

1 din1

Cod CPV	Nu mar ul lotu lui	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Articolului	Tara de origine	Produc torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusa de catre ofertant
1		2					
3310000 0-1	2	Material de control pentru EPOC Host cu 3 nivele nr 1	EUROTROL GAS- ISE CTRL LVL 1	Germania	Siemens	Ambalaj 2-2,5 ml	ambalaj original, 2.5 ml pe flacon
3310000 0-1	2	Material de control pentru EPOC Host cu 3 nivele nr 3	EUROTROL GAS- ISE CTRL LVL 3	Germania	Siemens	Ambalaj 2-2,5 ml	ambalaj original, 2.5 ml pe flacon
3310000 0-1	5	Teste BGEM p-u aparatul Epoc Host	EPOC BGEM TEST CARDS CREA & CHL 50T	Germania	Siemens	p-u aparatul Epoc Host	compatibil cu aparatul Epoc
3310000 0-1	12	Sample cups p-u eprubete 1,5 ml Consumabile reagenti p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,	Cupe proba 1,5 ml, cu capac (sample cups with lids)	Germania	Siemens	Consumabile reagenti p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,	compatibil cu analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,Ambalaj original de la producator, 1000 buc per kit
3310000 0-1	12	Cuvvete window(ferestre). Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,	ASSY CUVETTE WINDOW 5/PKG	Germania	Siemens	Consumabile reagenti p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,	compatibil cu analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,Ambalaj original de la producator, 5 buc per set
3310000 0-1	12	Cuvette cartridge Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,	Cuvette cartridge	Germania	Siemens	Consumabile reagenti p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,	compatibil cu analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,, Ambalaj original de la producator, 12000 cuve per kit

3310000 0-1	12	Reaction vessel. Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,	Reaction vessel	Germania	Siemens	Consumabile reagenti p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,	compatibil cu analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,, Ambalaj original de la producator, 1000 cupite per kit
3310000 0-1	12	Cholesterol teste ambalate in flex original de la producator p- u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,	CHOL – Cholesterol	Germania	Siemens	teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,	teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,, 480 teste per kit
3310000 0-1	12	Trigliceride teste ambalate in flex original de la producator p- u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,	Trigliceride	Germania	Siemens	teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,	teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,, 480 teste per kit
3310000 0-1	12	ALAT teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,	ALTI - ALT/GPT	Germania	Siemens	teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,	teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,, 240 teste per kit
3310000 0-1	12	ASAT teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,	AST - AST/GOT	Germania	Siemens	teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,	teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,, 480 teste per kit

3310000 0-1	12	Total Bilirubin teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,	TBI - Total Bilirubin	Germania	Siemens	teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,	teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,, 480 teste per kit
3310000 0-1	12	Direct Bilirubin teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,	DBI - Direct Bilirubin	Germania	Siemens	teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,	teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,, 320 teste per kit
3310000 0-1	12	Creatinin teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,	CREA2- Creatinine	Germania	Siemens	teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,	teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,, 480 teste per kit
3310000 0-1	12	Ureia Nitrogen teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,	BUN - Urea Nitrogen	Germania	Siemens	teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,	teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,, 480 teste per kit
3310000 0-1	12	Acid uric teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,	URCA - Uric Acid	Germania	Siemens	teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,	teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,, 480 teste per kit

3310000 0-1	12	Iron teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,	IRON – Iron	Germania	Siemens	teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,	teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,, 240 teste per kit
3310000 0-1	12	Albumin teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,	ALB	Germania	Siemens	teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,	teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,, 480 teste per kit
3310000 0-1	12	Glucosa teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,	GLUC - Glucose	Germania	Siemens	teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,	teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,, 1440 teste per kit
3310000 0-1	12	Proteina totala teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,	TP - Total Protein	Germania	Siemens	teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,,	teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension RxL Max,, 480 teste per kit

3310000 0-1	14	Alcaline phosphatase FS IFCC	Alcaline phosphatase FS IFCC	Germania	DiaSys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in ambalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
3310000 0-1	14	ALAT FS IFCC	ALAT FS IFCC	Germania	DiaSys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
3310000 0-1	14	ASAT FS IFCC	ASAT FS IFCC	Germania	DiaSys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.

3310000 0-1	14	Bilirubina auto total FS	Bilirubina auto total FS	Germania	DiaSys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml
3310000 0-1	14	Bilirubina auto direct FS	Bilirubina auto direct FS	Germania	DiaSys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml
3310000 0-1	14	Alfa-amilaza CCFS	Alfa-amilaza CCFS	Germania	DiaSys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x120 ml	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x120 ml

3310000 0-1	14	Createnina FS	Createnina FS	Germania	DiaSys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
3310000 0-1	14	Urea FS	Urea FS	Germania	DiaSys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
3310000 0-1	14	Glucoza GOD FS	Glucoza GOD FS	Germania	DiaSys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.

3310000 0-1	14	Cholesterol FS	Cholesterol FS	Germania	DiaSys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
3310000 0-1	14	Trigliceride FS	Trigliceride FS	Germania	DiaSys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
3310000 0-1	14	Proteina totala FS	Proteina totala FS	Germania	DiaSys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.

3310000 0-1	14	Gamma GTP FS IFCC	Gamma GTP FS IFCC	Germania	DiaSys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
3310000 0-1	14	Uric acid FS TOOS	Uric acid FS TOOS	Germania	DiaSys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
3310000 0-1	14	HDL-C Immuno FS	HDL-C Immuno FS	Germania	DiaSys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.

3310000 0-1	14	CF- MB	CK- MB	Germania	DiaSys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: 4x120ml	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: 4x120ml
3310000 0-1	14	LDL FS IFCC	LDL FS IFCC	Germania	DiaSys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: 4x120ml	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: 4x120ml
3310000 0-1	14	Iron FS Ferene	Iron FS Ferene	Germania	DiaSys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: 4x120ml	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: 4x120ml

3310000 0-1	14	Albumin	Albumin	Germania	DiaSys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
3310000 0-1	14	CRP FS	CRP FS	Germania	DiaSys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
3310000 0-1	14	Rheumatoid Factor FS	Rheumatoid Factor FS	Germania	DiaSys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x100 ml.	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x100 ml.

3310000 0-1	14	Cleaner A	Cleaner A	Germania	DiaSys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x60 ml.	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x60 ml.
3310000 0-1	14	Cleaner B	Cleaner B	Germania	DiaSys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x60 ml.	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x60 ml.
3310000 0-1	14	Kit cuvvete sector for respons 910	Kit cuvvete sector for respons 910	Germania	DiaSys	pentru testari biochimice ,ambalaj 3840pcs/box =256 cuvvete sector original de la producator adaptat pentru analizatorul respons 910l	Cuve pentru testari biochimice ,ambalaj 3840pcs/box =256 cuvvete sector original de la producator adaptat pentru analizatorul respons 910l

3310000 0-1	14	MultiCalibrator universal cu parametre biochimice (alat albumina, fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric	Trucal U	Germania	DiaSys	Ambalaj: flacoane 20x3ml. (alat albumina, fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric) adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910	Ambalaj: flacoane 20x3ml. (alat albumina, fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric) adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910
3310000 0-1	14	Calibrator pentru CK- MB	Trucal CK-MB	Germania	DiaSys	Ambalaj: 6x1ml original de la producator, r pentru analizatorul biochimic "Respons 910"	Ambalaj: 6x1ml original de la producator, r pentru analizatorul biochimic "Respons 910"
3310000 0-1	14	HDL-C LDL-C Selec Lipid calibrator	Trucal Lipid calibrato	Germania	DiaSys	Ambalaj: 3x2ml original de la producator , pentru analizatorul biochimic "Respons 910"	Ambalaj: 3x2ml original de la producator , pentru analizatorul biochimic "Respons 910"
3310000 0-1	14	PCR Calibrator cu 5 nivele	Trucal CRP	Germania	DiaSys	ambalaj 5x2ml original de la producator, pentru analizatorul biochimic "Respons 910"	ambalaj 5x2ml original de la producator, pentru analizatorul biochimic "Respons 910"

3310000 0-1	14	calibrator RF cu 5 nivele	Trucal RF	Germania	DiaSys	ambalaj 5x1ml original d la producator, pentru analizatorul biochimic "Respons 910"	ambalaj 5x1ml original d la producator, pentru analizatorul biochimic "Respons 910"
3310000 0-1	14	Ser control normal bazat pe ser uman	Trulab N	Germania	DiaSys	ambalaj flacon 5ml certificat de origine pentru produs pentru testari biochimice(alat albumina, fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric)adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910	ambalaj flacon 5ml certificat de origine pentru produs pentru testari biochimice(alat albumina, fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric)adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910

3310000 0-1	14	Ser control patologic bazat pe ser uman	Trulab P	Germania	DiaSys	ambalaj flacon 5ml certificat de origine pentru produs pentru testari biochimice (alat albumina, fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric) adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910	ambalaj flacon 5ml certificat de origine pentru produs pentru testari biochimice (alat albumina, fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric) adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910
3310000 0-1	14	Control pentru probele Reumatice Trulab Protein Level 1	Trulab Protein Level 1	Germania	DiaSys	ambalaj 3x 1 ml, pentru analizatorul biochimic "Respons 910"	ambalaj 3x 1 ml, pentru analizatorul biochimic "Respons 910"
3310000 0-1	14	Control pentru probele Reumatice Trulab Protein Level 2	Trulab Protein Level 2	Germania	DiaSys	ambalaj 3x 1 ml, pentru analizatorul biochimic "Respons 910"	ambalaj 3x 1 ml, pentru analizatorul biochimic "Respons 910"
3310000 0-1	14	ASO	Antistreptolysin O FS	Germania	DiaSys	pentru analizatorul biochimic "Respons 910"	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in ambalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x100 ml.
3310000 0-1	14	Calibrator ASO liquid satibil cu 5 nivele	Trucal ASO	Germania	DiaSys	ambalaj 5x1ml pentru analizatorul biochimic "Respons 910"	Calibrator pentru testele de ASO, ambalaj 5x1ml pentru analizatorul biochimic "Respons 910"

3310000 0-1	14	Lampa halogena	Photometer lamp	Germania	DiaSys	pentru citirea rezultatelor la analizatorul biochimic respons 910 certificat de origine de la producator	pentru citirea rezultatelor la analizatorul biochimic respons 910 certificat de origine de la producator
3310000 0-1	14	Proba (ac de dozare)	Probe	Germania	DiaSys	pentru dozarea probelor si reagentilor la analizatorul biochimic respons 910 certificat de origine de la producator	Ac pentru dozarea probelor si reagentilor la analizatorul biochimic respons 910 certificat de origine de la producator
3310000 0-1	14	Filtru pentru analizatorul biochimic respons 910	Water filter (porexfilter)	Germania	DiaSys	pentru stoparea impuritatilor apei purificate la analizatorul biochimic respons 910 certificat de origine de la producator	pentru stoparea impuritatilor apei purificate la analizatorul biochimic respons 910 certificat de origine de la producator

3310000 0-1	15	Tromborel S	Tromborel S	Germania	Siemens	Reactiv liofilizat de tromboplastina extras din placenta umana pentru determinarea timpului de protrombina (PT) conform metodei Quick, dar si determinarea activitatii factorilor de coagulare ai caii extrinseci de coagulare (II, V, VII, X) atunci cand este folosit impreuna cu plasma deficitara de factor. Sa permita determinarea concomitenta a parametrilor derivati din PT: raportul protrombinic (PR), activitatea protrombinica (PA) si raportul international normalizat (INR). Fiecare lot de reactiv trebuie să fie insotit de un tabel de valori pentru ISI pe categorii de instrumente automate.reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator10x10 ml,Compozitie:Tromboplastina din placenta umana liofilizata,Clorura de	Reactiv liofilizat de tromboplastina extras din placenta umana pentru determinarea timpului de protrombina (PT) conform metodei Quick, dar si determinarea activitatii factorilor de coagulare ai caii extrinseci de coagulare (II, V, VII, X) atunci cand este folosit impreuna cu plasma deficitara de factor. Sa permita determinarea concomitenta a parametrilor derivati din PT: raportul protrombinic (PR), activitatea protrombinica (PA) si raportul international normalizat (INR). Fiecare lot de reactiv trebuie să fie insotit de un tabel de valori pentru ISI pe categorii de instrumente automate.reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator10x10 ml,Compozitie:Tromboplastina din placenta umana liofilizata,Clorura de calciu,Stabilitate si stocare:min 5 zile la 2 - 8°C (dupa reconstituire)- pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)
----------------	----	-------------	-------------	----------	---------	---	--

3310000 0-1	15	Actin FS	Actin FS	Germania	Siemens	Reactiv lichid pentru determinarea timpului de trombotoplastina partial activata (APTT) in plasma citrate, dar si activitatii factorilor de coagulare ai caii intrinseci de coagulare (VIII, IX, XI, XII) atunci cand este folosit impreuna cu plasma deficitara de factor. Sa permita determinarea concomitenta a raportului de trombotoplastina partial activata.reactiv sub forma lichida cu impachetare originalade la producator 10x2;Compozitie: Fosfatide din soia purificate in acid elagic, solutie tampon, Stabilizatori, Conservanti. Stabilitate si stocare:min 7 zile la (2 - 8°C). pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)	Reactiv lichid pentru determinarea timpului de trombotoplastina partial activata (APTT) in plasma citrate, dar si activitatii factorilor de coagulare ai caii intrinseci de coagulare (VIII, IX, XI, XII) atunci cand este folosit impreuna cu plasma deficitara de factor. Sa permita determinarea concomitenta a raportului de trombotoplastina partial activata.reactiv sub forma lichida cu impachetare originalade la producator 10x2;Compozitie: Fosfatide din soia purificate in acid elagic, solutie tampon, Stabilizatori, Conservanti. Stabilitate si stocare:min 7 zile la (2 - 8°C). pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)
----------------	----	----------	----------	----------	---------	---	---

3310000 0-1	15	Calcium chloride solution 0.025 mol/l	Calcium chloride solution 0.025 mol/l	Germania	Siemens	Reactiv suplimentar pentru determinarea timpului de tromboplastina partial activate (APTT).Prezentare:Reactiv sub forma lichida cu impachetare originala de la producator 10 x 15 ml;Compozitie: solutie CaCl2 0.025 mol/l. Stabilitate si stocare:min 8 saptamani la (2 - 25°C) pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)	Reactiv suplimentar pentru determinarea timpului de tromboplastina partial activate (APTT).Prezentare:Reactiv sub forma lichida cu impachetare originala de la producator 10 x 15 ml;Compozitie: solutie CaCl2 0.025 mol/l. Stabilitate si stocare:min 8 saptamani la (2 - 25°C) pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)
3310000 0-1	15	Thrombin reagent	Thrombin reagent	Germania	Siemens	Reactiv liofilizat pentru determinarea fibrinogenului in plasma conform metodei Clauss modificate (fara dilutie). Reactiv ce nu mai presupune dilutia preliminara a plasmei cu tampon imidazol 1:10.Impachetare 10x1ml Compozitie: Trombina bovina 100 NIH, tampon si stabilizatori. Stabilitate si stocare: 5 zile la 2 - 8°C (dupa reconstituire), 2 luni la ≤ - 20°C (dupa reconstituire)	Reactiv liofilizat pentru determinarea fibrinogenului in plasma conform metodei Clauss modificate (fara dilutie). Reactiv ce nu mai presupune dilutia preliminara a plasmei cu tampon imidazol 1:10.Impachetare 10x1ml Compozitie: Trombina bovina 100 NIH, tampon si stabilizatori. Stabilitate si stocare: 5 zile la 2 - 8°C (dupa reconstituire), 2 luni la ≤ - 20°C (dupa reconstituire)

3310000 0-1	15	Owren's Veronal Buffer	Owren's Veronal Buffer	Germania	Siemens	Reactiv suplimentar pentru determinarea testului de fibrinogen.Impachetare: 10 Flacoane x 15 mL.Compozitie: sodium barbital si sodium chloride, pH 7.35. Stabilitate si stocare: 8 saptamani la 2-8°C pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)	Reactiv suplimentar pentru determinarea testului de fibrinogen.Impachetare: 10 Flacoane x 15 mL.Compozitie: sodium barbital si sodium chloride, pH 7.35. Stabilitate si stocare: 8 saptamani la 2-8°C pentru cuagulometrul automat Sysmex CA- 660 (Sistem Inchis)
----------------	----	------------------------	---------------------------	----------	---------	--	--

3310000 0-1	15	PT Multicalibrator	PT Multicalibrator	Germania	Siemens	Set de 6 calibratori pentru trasarea curbei de calibrare pentru activitatea protrombinica (AP) si raportul international normalizat (INR). Sa permita determinarea automata a valorii ISI a instrumentului folosit si a valorii plasmei cu activitate protrombinica de 100%. Fiecare lot de reactiv va fi insotit de un tabel de valori pentru AP si INR pentru fiecare din cei 6 calibratori, pe categorii de reactiv de tromboplastina si instrumente automate. Prezentare: Set de 6 calibratori sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator 6x 1ml; Compozitie: Plasma umana liofilizata si stabilizata cu tampon. Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la $\leq -18^{\circ}\text{C}$. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)	Set de 6 calibratori pentru trasarea curbei de calibrare pentru activitatea protrombinica (AP) si raportul international normalizat (INR). Sa permita determinarea automata a valorii ISI a instrumentului folosit si a valorii plasmei cu activitate protrombinica de 100%. Fiecare lot de reactiv va fi insotit de un tabel de valori pentru AP si INR pentru fiecare din cei 6 calibratori, pe categorii de reactiv de tromboplastina si instrumente automate. Prezentare: Set de 6 calibratori sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator 6x 1ml; Compozitie: Plasma umana liofilizata si stabilizata cu tampon. Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la $\leq -18^{\circ}\text{C}$. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)
----------------	----	--------------------	--------------------	----------	---------	---	---

3310000 0-1	15	Standard Human Plasma	Standard Human Plasma	Germania	Siemens	Set de 10 fl calibratori liofilizati pentru trasarea curbei de calibrare a fibrinogenului, testelor speciale, si a testelor de cagulare ce necesita calibrare. Fiecare lot de reactiv este insotit de un tabel de valori pentru toate testele, pe categorii de instrumente. Impachetare: 10 x 1 mL. Compozitie: Plasma umana liofilizata si diluata si stabilizata cu tampon. Stabilitate si stocare: 4 saptamani la $\leq -18^{\circ}\text{C}$. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)	Set de 10 fl calibratori liofilizati pentru trasarea curbei de calibrare a fibrinogenului, testelor speciale, si a testelor de cagulare ce necesita calibrare. Fiecare lot de reactiv este insotit de un tabel de valori pentru toate testele, pe categorii de instrumente. Impachetare: 10 x 1 mL. Compozitie: Plasma umana liofilizata si diluata si stabilizata cu tampon. Stabilitate si stocare: 4 saptamani la $\leq -18^{\circ}\text{C}$. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)
----------------	----	-----------------------	-----------------------	----------	---------	---	---

3310000 0-1	15	Control Plasma N	Control Plasma N	Germania	Siemens	Set. Control liofilizat de plasma umana pentru verificarea preciziei si deviatiei analitice a testelor PT, APTT, fibrinogen si a testelor speciale (a Proteinei C, Proteinei S libere si a Antitrombinei) in intervalul normal. Fiecare lot de control va fi insotit de un tabel de valori pentru toate testele pe categorii de reactivi si instrumente. Prezentare: Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala 10 x 1ml; Compozitie: Plasma umana obtinuta de la donatori de sange sanatosi si stabilizata cu tampon HEPES. Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la -20°C (dupa reconstituire). pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)	Set. Control liofilizat de plasma umana pentru verificarea preciziei si deviatiei analitice a testelor PT, APTT, fibrinogen si a testelor speciale (a Proteinei C, Proteinei S libere si a Antitrombinei) in intervalul normal. Fiecare lot de control va fi insotit de un tabel de valori pentru toate testele pe categorii de reactivi si instrumente. Prezentare: Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala 10 x 1ml; Compozitie: Plasma umana obtinuta de la donatori de sange sanatosi si stabilizata cu tampon HEPES. Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la -20°C (dupa reconstituire). pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)
----------------	----	------------------	------------------	----------	---------	---	---

3310000 0-1	15	Control Plasma P	Control Plasma P	Germania	Siemens	Set. Control liofilizat de plasma umana pentru verificarea preciziei si deviatiei analitice a testelor PT, fibrinogen si a testelor speciale (a Proteinei C, Proteinei S libere si a Antitrombinei) in intervalul patologic. Fiecare lot de control este insotit de un tabel de valori pentru toate testele pe categorii de reactivi si instrumente. Prezentare: Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la Producator 10 x 1ml; Compozitie: Plasma umana obtinuta de la donatori de sange sanatosi si stabilizata cu tampon HEPES. Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la -20°C (dupa reconstituire). pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)	Set. Control liofilizat de plasma umana pentru verificarea preciziei si deviatiei analitice a testelor PT, fibrinogen si a testelor speciale (a Proteinei C, Proteinei S libere si a Antitrombinei) in intervalul patologic. Fiecare lot de control este insotit de un tabel de valori pentru toate testele pe categorii de reactivi si instrumente. Prezentare: Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la Producator 10 x 1ml; Compozitie: Plasma umana obtinuta de la donatori de sange sanatosi si stabilizata cu tampon HEPES. Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la -20°C (dupa reconstituire). pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)
3310000 0-1	15	Ci-Trol 2 PTZ	Ci-Trol 2 PTZ	Germania	Siemens	Set. Plasma de control folosita pentru verificarea valorilor patologice de PT si de timp de APTT Prezentare: Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator 10 x 1ml; Compozitie: Plasma umana liofilizata, conservanti si tampon; Stabilitate si stocare: 8 ore la 15 - 25°C (flacon inchis) 16 ore la 4°C (flacon inchis)	Set. Plasma de control folosita pentru verificarea valorilor patologice de PT si de timp de APTT Prezentare: Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator 10 x 1ml; Compozitie: Plasma umana liofilizata, conservanti si tampon; Stabilitate si stocare: 8 ore la 15 - 25°C (flacon inchis) 16 ore la 4°C (flacon inchis)

3310000 0-1	15	CA Clean II	CA Clean II	Germania	Siemens	Set. Solutie de spalare si deproteizare a acelor de pipetare. Compozitie: Acid Hidrocloric 0.16%, Surfactant Non-ionic 0.50%.Impachetare originala de la Producator 1 fl x 500 ml. Stabilitate: pana la data inscriptionata pe ambalaj. Stocare: 2 luni 5-35°C. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)	Set. Solutie de spalare si deproteizare a acelor de pipetare. Compozitie: Acid Hidrocloric 0.16%, Surfactant Non-ionic 0.50%.Impachetare originala de la Producator 1 fl x 500 ml. Stabilitate: pana la data inscriptionata pe ambalaj. Stocare: 2 luni 5-35°C. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)
3310000 0-1	15	CA Clean I	CA Clean I	Germania	Siemens	Set. Solutie de spalare Compozitie: Hipocloride de sodiu de concentratie 1% .Impachetare originala de la producator 1x 50 ml. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis	Set. Solutie de spalare Compozitie: Hipocloride de sodiu de concentratie 1% .Impachetare originala de la producator 1x 50 ml. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis

3310000 0-1	15	CUVETTE SUC-400A	Cuvettes	Germania	Siemens	Set. Cuve de reactie din plastic siliconat compatibile cu analizorul Sysmex CA – 660 sistem inchis. Impachetare originala de la producator: 1 set 3000 cuve. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)	Set. Cuve de reactie din plastic siliconat compatibile cu analizorul Sysmex CA – 660 sistem inchis. Impachetare originala de la producator: 1 set 3000 cuve. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)
----------------	----	------------------	----------	----------	---------	---	---

Semnat: Dorel Numele, Prenumele: **Turcanu Dorel** În calitate de: **Reprezentant vanzã**

Ofertantul: **I.C.S. "D IAMEDIX IMPEX" S.R.L.** Adresa: **mun. Chisinau, str. 31 august 1989, 108/2**

