

100000	203	Balon semi compliant angioplastie periferică BTK cu Sirolimus	Balon semi compliant angioplastie periferică BTK cu Sirolimus	120 cm de la CPT18200040 - xxxx- CPT18600200 150 cm de la CPTW18156 - xxxx- CPTW18211 Magic Touch PTA0.035" 45cm de la CPTW35113 - xxx - CPTW35134 80cm de la CPTW35001 - xxx- CPTW35044 90cm de la CPTW35057 - xxx - CPTW35100 130cm CPTW35153 - xxx - CPTW35196 150 cm CPTW35209 - xxx - CPTW35252 ttoate din extras din catalog	Olanda	Concept Medical	Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 and 200 mm Compatibilitate ghid: 0,018" Lungime shaft:90,120,150 cm Dimesiuni obligatorii Diametre balon: 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00, 7,00 mm Lungimi balon: 40, 60, 80, 100, 120, 150 and 200 mm Compatibilitate ghid: 0,035" Lungime shaft:45, 80, 90, 130, 150 Diametre balon: 3.00, 4.00 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00 Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 and 200 Livrabil prin cateter-ghid de 6 F -9F	Compatibilitate ghid: 0,018" Lungime shaft:90,120,150 cm Dimesiuni obligatorii Diametre balon: 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00, 7,00 mm Lungimi balon: 40, 60, 80, 100, 120, 150 and 200 mm Compatibilitate ghid: 0,035" Lungime shaft:45, 80, 90, 130, 150 Diametre balon: 3.00, 4.00 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00 Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 and 200 Livrabil prin cateter-ghid de 6 F -9F	DM000642106,DM000642118,DM000642381 DM000642075,DM000641911,DM000642357, DM000641930,DM000642097,DM000641942, DM000642085,DM000642111.DM000642109, DM000642084,DM000641916,DM000642373 DM000642105,DM000642065,DM000641920 DM000642071,DM000642347,DM000642094, DM000642356,DM000642369,DM000642343 DM000642009,DM000642023,DM000642050 DM000642020,DM000642040,DM000641896 DM000641879,DM000642029,DM000641875 DM000642052,DM000642055,DM000642063 DM000642048 ,DM000641877,DM000642036 DM000642017,DM000642008,DM000641880 DM000642025,DM000641905,DM000641889 DM000642061,DM000642027,DM000642059 DM000641891,DM000642031,DM000641890 DM000641882,DM000641899,DM000641900, DM000642013,DM000641910,DM000642010 DM000642026,DM000641892,DM000641898 DM000642030,DM000642011,DM000642062, DM000642056,DM000642049,DM000642058 DM000642039,DM000642012,DM000642019 DM000642044,DM000642028 ,DM000641897 DM000641907,DM000641895,DM000641909 DM000642053,DM000642045,DM000642007 DM000641903,DM000642054,DM000642015, DM000641876,DM000641886,DM000642153 DM000642500,DM000642532,DM000642137 DM000641967,DM000642148,DM000642488 DM000642161,DM000642146,DM000642175, DM000641976,DM000642130,DM000642516 DM000642131,DM000642522,DM000642122 DM000642499,DM000641954,DM000641971 DM000642539,DM000641948,DM000642504 DM000642168,DM000642533,DM000642135 DM000642526,DM000641964,DM000642529 DM000642527,DM000641973,DM000642155 DM000642158,DM000642494,DM000642177 DM000642136, DM000641956,DM000642154 DM000642147,DM000642531,DM000641982
--------	-----	---	---	---	--------	-----------------	---	--	--

100000	204	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	SABER™ PTA DILATATION CATHETER Lungime utilă: 90 cm de la 48002002S xxxxx până la 48007010S Lungime utilă: 150 cm de la 48002002X xxxxx până la 48007010X (toate coduri din catalog	SUA	Cordis	Balon dublu-lumen, tip OTW cu profil redus, presiune înaltă, over-the-wire cateter cu balon conceput pentru utilizare la nivelul iliac, femurală, ilio- femurală, poplitee, infra poplitee si arterele renale. Posibilitatea de re-pleiere a balonului și re-coborârea în cateter pentru re-poziționare. dublu luyer Compatibilitate ghid: 0,018” Lungime utilă: 90,150 cm Materialul bașonului: DURALYN™ Acoperire hidrofilică Diametre balon: 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 5; 6; 7; mm Lungimi balon: 20; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 220; 300 mm Markeri radiopaci: 2 Pt Construcția shaftului: Coaxial Presiune nomnală: 6 -8 atm Presiune RBP: 10- 18 atm în funcție de diametrul balonului Compatibilitate introducător: 4 – 6 Fr în funcție de diametru	Balon dublu-lumen, tip OTW cu profil redus, presiune înaltă, over-the-wire cateter cu balon conceput pentru utilizare la nivelul iliac, femurală, ilio-femurală, poplitee, infra poplitee si arterele renale. Posibilitatea de re-pleiere a balonului și re-coborârea în cateter pentru re-poziționare. dublu luyer Compatibilitate ghid: 0,018” Lungime utilă: 90,150 cm Materialul bașonului: DURALYN™(pagina 4) Acoperire hidrofilică Diametre balon: 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 5; 6; 7; mm Lungimi balon: 20; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 220; 300 mm Markeri radiopaci: 2 Pt Construcția shaftului: Coaxial Presiune nomnală: 6 -8 atm Presiune RBP: 10- 18 atm în funcție de diametrul balonului Compatibilitate introducător: 4 – 6 Fr în funcție de diametru	DM000618290 DM000618229 DM000618360 DM000618227 DM000618304 DM000618278 DM000618327 DM000618296 DM000618273 DM000618239 DM000618306 DM000618344 DM000618217 DM000618316DM000618221 DM000618284 DM000618241 DM000618249 DM000618247 DM000618337 DM000618312 DM000618364 DM000618280 DM000618329 DM000618271 DM000618267 DM000618308 DM000618253 DM000618223 DM000618235 DM000618358 DM000618263 DM000618233 DM000618319 DM000618342 DM000618255 DM000618225 DM000618310 DM000618350 DM000618333 DM000618275 DM000618348 DM000618338 DM000618340 DM000618257 DM000618298 DM000618286 DM000618378 DM000618321 DM000618346 DM000618362 DM000618335 DM000618245 DM000618288 DM000618331 DM000618294 DM000618231 DM000618314 DM000618269 DM000618292 DM000618354 DM000618243 DM000618325 DM000618265 DM000618259 DM000618251 DM000618237 DM000618282 DM000618261 DM000618219 DM000618300 DM000618356 DM000618219 DM000618352 DM000618302 DM000618248 DM000618297 DM000618359 DM000618229 DM000618361 DM000618369 DM000618327 DM000618328 DM000618315 DM000618305 DM000618277 DM000618228 DM000618322 DM000618254 DM000618347 DM000618295 DM000618355 DM000618249 DM000618343 DM000618270 DM000618279 DM000618252 DM000618260 DM000618236 DM000618222 DM000618308 DM000618291 DM000618330 DM000618268 DM000618285 DM000618258 DM000618353 DM000618313 DM000618326 DM000618272 DM000618317 DM000618250 DM000618104 DM000618334 DM000618224 DM000618166 DM000618274 DM000618345 DM000618264 DM000618220 DM000618332 DM000618256 DM000618103 DM000618140 DM000618123 DM000618363 DM000618351 DM000618226 DM000618341 DM000618139 DM000618318 DM000618349 DM000618287 DM000618289 DM000618346 DM000618165 DM000618336 DM000618238 DM000618320 DM000618365 DM000618240 DM000618246 DM000618288 DM000618309 DM000618262 DM000618293 DM000618311 DM000618232 DM000618357 DM000618244 DM000618269 DM000618242 DM000618299 DM000618230 DM000618281 DM000618301 DM000618218 DM000618149 DM000618276 DM000618339 DM000618124 DM000618324 DM000618266 DM000618283 DM000618234 DM000618303 DM000618307
--------	-----	--	--	---	-----	--------	--	---	---

33100 000-1	208	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta Biolimus	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta Biolimus	BioMatrix Alfa BMX6-2209 - xxxx - BMX6-4029(toate din brosură)	Switzerland	Biosensors	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material stent: aliaj cobalt-crom. Stent farmacologic acoperire Biolimus polimer biodegradabil. Degradarea polimerului 6-9 luni de la implantare. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre disponibile de la 2.25 pina la 4.0 mm. Lungimi disponibile de la 9 pina la 36 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)	Material stent: aliaj cobalt-crom. Stent farmacologic acoperire Biolimus polimer biodegradabil. Degradarea polimerului 6-9 luni de la implantare. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre disponibile de la 2.25 pina la 4.0 mm. Lungimi disponibile de la 9 pina la 36 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)	DM000357838,DM000357863,DM000357855 DM000357851, DM000357840 , DM000357835 DM000357827, DM000357846, DM000357847 DM000357830, DM000357852, DM000357828 DM000357829,DM000357834,DM000357833 DM000357854, DM000357845, DM000357857 DM000357839,DM000357837,DM000357858 DM000357832, DM000357831, DM000357850 DM000357849, DM000357842 ,DM000357859 DM000357843, DM000357841,DM000357862, DM000357836, DM000357826 ,DM000357860 DM000357861, DM000357848, DM000357844 DM000357856, DM000357853
33100 000-1	212	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie din 2 componente	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie din 2 componente	EXOSEAL™ EX500CE EX600CE EX700CE	SUA	Cordis	Dispozitivul de închidere vasculară indicat pentru închiderea locului de punctie a arterei femurale, reducând timpul până la hemostază și ambulație la pacienții care au fost supuși procedurilor de cateterizare diagnostic sau intervenții folosind un introducător de teacă vasculară standard 5F, 6F sau 7F cu până la 12 cm lungimea de lucru. Nu rămâne nici o ancoră în interiorul arterei • Doi indicatori vizuali unici permit poziționarea precisă • Ușor de manipulat si ajută la obținerea eficientă a succesului procedural • Procedură simplă în 3 pași • Disponibil în 3 dimensiuni.	Dispozitivul de închidere vasculară indicat pentru închiderea locului de punctie a arterei femurale, reducând timpul până la hemostază și ambulație la pacienții care au fost supuși procedurilor de cateterizare diagnostic sau intervenții folosind un introducător de teacă vasculară standard 5F, 6F sau 7F cu până la 12 cm lungimea de lucru. Nu rămâne nici o ancoră în interiorul arterei • Doi indicatori vizuali unici permit poziționarea precisă • Ușor de manipulat si ajută la obținerea eficientă a succesului procedural • Procedură simplă în 3 pași • Disponibil în 3 dimensiuni.	DM000621071 DM000621070 DM000621069
33100 000-1	216	Cateter pe balon	Cateter pe balon	WALRUS ghid cateter BG8087-095 (pagina 2)	SUA	Q'Apel Medical	Cateter ghid pe balon, o singura varianta pentru mai multe diametre ale vasului tinta. Diametru intern 0.086" /2.18mm Diametru extern 0.110" / 8.4F Lungimea cateterului: 95cm Lungimea varfului distal: 1.5mm Diametrul balonului: 10 mm; Lungimea balonului: 10 mm Ambalat impreuna cu introducător peel-away.	Cateter ghid pe balon, o singura varianta pentru mai multe diametre ale vasului tinta. Diametru intern 0.086" /2.18mm Diametru extern 0.110" / 8.4F Lungimea cateterului: 95cm Lungimea varfului distal: 1.5mm Diametrul balonului: 10 mm; Lungimea balonului: 10 mm Ambalat impreuna cu introducător peel-away.	DM000677440

33100 000-1	217	Cateter aspiratie trombectomie	Cateter aspiratie trombectomie	eNVac™ 72 FG-006-6311 FG-006-6312	SUA	NeuroVasc	Cateter de reperfuzie utilizat in revascularizarea pacientilor cu accident vascular cerebral ischemic acut si alte proceduri neurointerventionale - Otel inoxidabil pe lungime completa/ interior structura spiralata de nitinol - Strat interior din PTFE pe toata lungimea - Structura formata din mai multe zone (20) - Tranzitie lina intre capatul distal si cel proximal - Varful cateterului rezistent la vacuum profund - Markaj articulata la capatul distal inscriptionat cu laser - 6F diametru extern proximal/distal 0.085"/2.16mm, diametru intern 0.072"/1.83mm - Teaca distala flexibila acoperire hidrofila - Lungime de lucru 132 cm, capat drept (straight) - Compatibilitate fir 0.038"	Cateter de reperfuzie utilizat in revascularizarea pacientilor cu accident vascular cerebral ischemic acut si alte proceduri neurointerventionale - Otel inoxidabil pe lungime completa/ interior structura spiralata de nitinol - Strat interior din PTFE pe toata lungimea - Structura formata din mai multe zone (20) - Tranzitie lina intre capatul distal si cel proximal - Varful cateterului rezistent la vacuum profund - Markaj articulata la capatul distal inscriptionat cu laser - 6F diametru extern proximal/distal 0.084"/2.16mm, diametru intern 0.072"/1.83mm (pagina 2 brosură) - Teaca distala flexibila acoperire hidrofila - Lungime de lucru 132 cm, capat drept (straight) - Compatibilitate fir 0.038"	DM000819769 DM000819770
33100 000-1	226	Spirale platina cu detasare electro- mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.010" tip RS	Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.010" tip RS	ED COIL10 Soft 352-1620RS 352-1630RS ED COIL10 ExtraSoft 353-1610RS 353-1615RS	Japonia	Kaneka	Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina, filling (soft). Prevazute cu marker pentru detasare se conformează în exterior la peretele anevrismului, contribuind astfel la ambalare uniformă chiar și în cazul unui anevrism cu formă neregulat. Spirala cu memorie de formă redusă asigură o umplere flexibilă, indiferent de dimensiunea și forma anevrismului. cu diametru al firului primar - 0.010", diametru variabil al firului secundar de 16 mm cu lungimi al firului primar de 20 cm si 30 cm. Recul mic al microcateterului în timpul procedurilor de bobinare datorită sistemului monopolar și construcției diferite a firului de livrare, ce conferă risc redus de rupere și densitate mai mare a împachetării. Previne înfășurarea în compartimentele unui anevrism. Permite o densitate mai mare de ambalare datorită conformabilității unice și moliciunii mai mari SAU Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina, filling (extra-soft). Prevazute cu marker pentru detasare se conformează în exterior la peretele anevrismului, contribuind astfel la ambalare uniformă chiar și în cazul unui anevrism cu formă neregulat. Spirala cu memorie de formă redusă asigură o umplere flexibilă, indiferent de dimensiunea și forma anevrismului. cu diametru al firului primar - 0.010", diametru variabil al firului secundar de 16 mm cu lungimi al firului primar de 10 cm si 15 cm. Recul mic al microcateterului în timpul procedurilor de bobinare datorită sistemului monopolar și construcției diferite a firului de livrare, ce conferă risc redus de rupere și densitate mai mare a împachetării. Previne înfășurarea în compartimentele unui anevrism. Permite o densitate mai mare de ambalare datorită conformabilității unice și moliciunii mai mari	Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina, filling (soft). Prevazute cu marker pentru detasare se conformează în exterior la peretele anevrismului, contribuind astfel la ambalare uniformă chiar și în cazul unui anevrism cu formă neregulat. Spirala cu memorie de formă redusă asigură o umplere flexibilă, indiferent de dimensiunea și forma anevrismului. cu diametru al firului primar - 0.010", diametru variabil al firului secundar de 16 mm cu lungimi al firului primar de 20 cm si 30 cm. Recul mic al microcateterului în timpul procedurilor de bobinare datorită sistemului monopolar și construcției diferite a firului de livrare, ce conferă risc redus de rupere și densitate mai mare a împachetării. Previne înfășurarea în compartimentele unui anevrism. Permite o densitate mai mare de ambalare datorită conformabilității unice și moliciunii mai mari SAU Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina, filling (extra-soft). Prevazute cu marker pentru detasare se conformează în exterior la peretele anevrismului, contribuind astfel la ambalare uniformă chiar și în cazul unui anevrism cu formă neregulat. Spirala cu memorie de formă redusă asigură o umplere flexibilă, indiferent de dimensiunea și forma anevrismului. cu diametru al firului primar - 0.010", diametru variabil al firului secundar de 16 mm cu lungimi al firului primar de 10 cm si 15 cm. Recul mic al microcateterului în timpul procedurilor de bobinare datorită sistemului monopolar și construcției diferite a firului de livrare, ce conferă risc redus de rupere și densitate mai mare a împachetării. Previne înfășurarea în compartimentele unui anevrism. Permite o densitate mai mare de ambalare datorită conformabilității unice și moliciunii mai mari	DM000618862 DM000618863 DM000618860 DM000618861

33100 000-1	227	Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.014” tip RS	Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.014” tip RS	ED COIL14 Standard 350-0209RS 350-0312RS 350-0412RS 350-0515RS 350-0620RS 350-0720RS 350-0730RS 350-0820RS 350-0830RS 350-0930RS 350-1030RS 350-1230RS	Japonia	Kaneka	Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina. Pentru a forma un cadru puternic cu bucle aleatorii. având un raport 1:1 între diametrul și pasul bobinei (≥ 7 mm bobină) cu diametru al firului primar - 0.014”, diametru variabil al firului secundar de la 2 mm si pana la 12 mm cu lungimi al firului primar de 9,12,15,20,30 cm. Recul mic al microcateterului în timpul procedurilor de bobinare datorită sistemului monopolar și construcției diferite a firului de livrare, ce conferă risc redus de rupere și densitate mai mare a împachetarii	Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina. Pentru a forma un cadru puternic cu bucle aleatorii. având un raport 1:1 între diametrul și pasul bobinei (≥ 7 mm bobină) cu diametru al firului primar - 0.014”, diametru variabil al firului secundar de la 2 mm si pana la 12 mm cu lungimi al firului primar de 9,12,15,20,30 cm. Recul mic al microcateterului în timpul procedurilor de bobinare datorită sistemului monopolar și construcției diferite a firului de livrare, ce conferă risc redus de rupere și densitate mai mare a împachetarii	DM000618875, DM000618865 DM000618871, DM000618868 DM000618874, DM000618869 DM000618873, DM000618864 DM000618870, DM000618867, DM000618872 , DM000618866
33100 000-1	228	Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.010” tip RS	Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.010” tip RS	ED COIL10 ExtraSoft 353-01H1RS, 353-01H2RS 353-01H3RS, 353-0202RS 353-0203RS , 353-0204RS 353-0206RS , 353-0208RS 353-02H3RS, 353-02H4RS 353-02H6RS 353-0303RS 353-0304RS , 353-0306RS 353-03H6RS, 353-03H8RS 353-0406RS, 353-0408RS	Japonia	Kaneka	Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina, filling (extra-soft). Prevazute cu marker pentru detasare Flexibilitatea avansată a spiralei realizează funcția de pliere a coilui Loop-in-Loop care permite împachetarea spiralei fără a rămâne spațiu liber. Sârma ondulată rezistentă la întindere permite o împăturire lină a coilui până la capăt. Spirala foarte flexibilă formează un mic bucla în interiorul unei bucle exterioare (Loop-in-loop coil) Vârful (prin 30 mm de la capătul distal) este foarte flexibil, reducând astfel riscul de recul al microcateterului. din anevrism. cu diametru al firului primar - 0.010”, diametru variabil al firului secundar de la 1 mm si pana la 4 mm cu lungimi al firului primar de la 1 cm si pana la 8 cm. Recul mic al microcateterului în timpul procedurilor de bobinare datorită sistemului monopolar și construcției diferite a firului de livrare, ce conferă risc redus de rupere și densitate mai mare a împachetarii	Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina, filling (extra-soft). Prevazute cu marker pentru detasare Flexibilitatea avansată a spiralei realizează funcția de pliere a coilui Loop-in-Loop care permite împachetarea spiralei fără a rămâne spațiu liber. Sârma ondulată rezistentă la întindere permite o împăturire lină a coilui până la capăt. Spirala foarte flexibilă formează un mic bucla în interiorul unei bucle exterioare (Loop-in-loop coil) Vârful (prin 30 mm de la capătul distal) este foarte flexibil, reducând astfel riscul de recul al microcateterului. din anevrism. cu diametru al firului primar - 0.010”, diametru variabil al firului secundar de la 1 mm si pana la 4 mm cu lungimi al firului primar de la 1 cm si pana la 8 cm. Recul mic al microcateterului în timpul procedurilor de bobinare datorită sistemului monopolar și construcției diferite a firului de livrare, ce conferă risc redus de rupere și densitate mai mare a împachetarii	DM000618843, DM000618845 ,DM000618852 DM000618847, DM000618848 ,DM000618853 DM000618859, DM000618846, DM000618855, DM000618849, DM000618842, DM000618854 DM000618856, DM000618850, DM000618858 DM000618851, DM000618857, DM000618844 DM000618861
33100 000-1	230	Dispozitiv utilizat pentru tratamentul vazospasmului cerebral	Dispozitiv utilizat pentru tratamentul vazospasmului cerebral	pRELAX ® PRELAX-4-20	Germany	Phenox/ Femtoss	Dispozitiv tratarea pentru vazospasmul cerebral, cu vizibilitatea crescută prin acoperirea Noble Alloy Coating . Constructie flexibila, radio-opacitate totală iar proximale ale plasei sunt prevăzute cu 2 markeri radioopac din Platinum. Compatibilitatea cu: 0.021” ID microcatheter Indicată pentru vase cu diametrul: 2.5 - 4.0 mm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime stentului disponibil: 29 mm Lungimea utilizabilă 20 mm. Lungimea ghidului 180 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Dispozitiv tratarea pentru vazospasmul cerebral, cu vizibilitatea crescută prin acoperirea Noble Alloy Coating . Constructie flexibila, radio-opacitate totală iar proximale ale plasei sunt prevăzute cu 2 markeri radioopac din Platinum. Compatibilitatea cu: 0.021” ID microcatheter Indicată pentru vase cu diametrul: 2.5 - 4.0 mm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime stentului disponibil: 29 mm Lungimea utilizabilă 20 mm. Lungimea ghidului 180 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	DM000619283

33100 000-1	239	Cateter Ghid Neurovascular Cu Varf Flexibil	Cateter Ghid Neurovascular Cu Varf Flexibil	ENVOY ghid cateter 67025090, 55625090 ,77825290 67025200B,77825200B, 77825890B 77826090, 55625800, 77825690 55625690, 55626090, 77825490B 67026000, 55625600, 67025000 77825690B, 77824890B,67025690B 77826090B, 67026000B, 55625400 67025290B, 67025200, 77825600 77825490, 67025290, 67025690 77824890, 77825800, 55626000 77825890 55625890, 77826000B,, 77825290B, 77826000 77825200, 67025890, 77825400B, 67025400, 67025490 , 67025800 77825800B 77824800B, 55625000, 77825600B, 77825400, 67026090B 55625490 , 67025600, 77824800, 67125895DB, 67125805DB, 67125895D, 67126005DB, 67126005D, 67126095D 67125605D, 67126095DB, 67125805D 67125605DB , 67125695DB	SUA	Cerenovus/ Medos	Cateter Ghid Neurovascular Cu Varf Flexibil Diametre externe disponibile: 5F, 6F, 7F Disponibil cu lumen intern de: 0.056” (5F), 0.070” (6F), 0.071” Cateterul de 6F acces distal prevazut cu o parte distala foarte flexibila de 8cm, varf moale Cateterul de 6F acces distal disponibil si cu raforsare suplimentara pe portiunea distala, pentru a oferi sustinere cu 27% mai mare la bifurcatia arterei carotide comune Lungimi de 90, 100 cm Disponibil in urmatoarele curbur: 5F: Straight, MPD, MPC, Cerebral Modified (Burke), Headhunter 1 6F: Straight, MPD, MPC, Cerebral Modified (Burke), Headhunter 1, Simmons 2 7F: Straight, MPD, MPC, Cerebral Modified (Burke), Headhunter 1, Simmons 2 Varf rdioopac si moale cu tehnologie BRITE TIP pentru vizibilitate excelenta, compatibil cu ≤0,035" Acoperire interioară cu PTFE si hidrofilica la exterior	Cateter Ghid Neurovascular Cu Varf Flexibil Diametre externe disponibile: 5F, 6F, 7F Disponibil cu lumen intern de: 0.056” (5F), 0.070” (6F), 0.071” Cateterul de 6F acces distal prevazut cu o parte distala foarte flexibila de 8cm, varf moale Cateterul de 6F acces distal disponibil si cu raforsare suplimentara pe portiunea distala, pentru a oferi sustinere cu 27% mai mare la bifurcatia arterei carotide comune Lungimi de 90, 100 cm Disponibil in urmatoarele curbur: 5F: Straight, MPD, MPC, Cerebral Modified (Burke), Headhunter 1 6F: Straight, MPD, MPC, Cerebral Modified (Burke), Headhunter 1, Simmons 2 7F: Straight, MPD, MPC, Cerebral Modified (Burke), Headhunter 1, Simmons 2 Varf rdioopac si moale cu tehnologie BRITE TIP pentru vizibilitate excelenta, compatibil cu ≤0,035" Acoperire interioară cu PTFE si hidrofilica la exterior	DM000753924 ,DM000753936, DM000753899 DM000753917, DM000753912, DM000753905 DM000753889, DM000753935, DM000753891, DM000753918, DM000753931, DM000753930 DM000753909, DM000753919, DM000753933 DM000753925,DM000753903,DM000753907 DM000753915,DM000753901,DM000753932 DM000753893,DM000753934,DM000753902 DM000753911,DM000753890 ,DM000753900 DM000753922,DM000753910,DM000753927 DM000753926,DM000753923 ,DM000753906 DM000753908 ,DM000753937 ,DM000753904 DM000753898 ,DM000753913 ,DM000753896 DM000753938 , DM000753921,DM000756753 DM000756754, DM000756747,DM000756752 DM000756746, DM000756745, DM000756750 DM000756751, DM000756748, DM000756756 DM000756755 , DM000756749
33100 000-1	240	Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila	Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila	pORTAL 14 HYDROPHILIC STEERABLE GUIDEWIRE PORT-14-200-1 PORT-14-200-5	Germany	Phenox	Firul de ghidaj hidrofil cu miez din aliaj ASACOR. Are un marker radioopac de 5 cm ce asigura o vizualizare excelenta a varfului.. Firul de ghidaj este acoperit cu un strat hidrofil pe portiunea distala de 36 cm. Diametru: .014". Lungime totala: 205 cm. Cu posibilitatea de conexiune prin andocare, permite schimbul de catetere intra-operational cu firul de extensie” • Dock-extendable” lungime extinsa Total Length GW + EXT pina la 318 cm	Firul de ghidaj hidrofil cu miez din aliaj ASACOR. Are un marker radioopac de 5 cm ce asigura o vizualizare excelenta a varfului.. Firul de ghidaj este acoperit cu un strat hidrofil pe portiunea distala de 36 cm. Diametru: .014". Lungime totala: 205 cm. Cu posibilitatea de conexiune prin andocare, permite schimbul de catetere intra-operational cu firul de extensie” • Dock-extendable” lungime extinsa Total Length GW + EXT pina la 318 cm	DM000613847 DM000613846
33100 000-1	241	Microghid hidrofilic cu scitanium 0.014”/0.018	Microghid hidrofilic cu scitanium 0.014”/0.018	Transend™ Peripheral Embolization Guidewires M001468130 M001468120 M001468110 M001468100 M001468010	SUA	Boston Scientific	Diametru 0.014” /0.018” lungimi: 135, 165, 190 cm * Vârful de tungsten modelabil permite personalizarea vârfurilor firelor de ghidare , Modelabil Lungime totală 2 cm Acoperire hidrofilă pe partea distală * Proiectat pentru a oferi controlul cuplului și flexibilitate * Disponibil în ambele 0.014 "și 0.018" platforme	Diametru 0.014” /0.018” lungimi: 135, 165, 190 cm * Vârful de tungsten modelabil permite personalizarea vârfurilor firelor de ghidare , Modelabil Lungime totală 2 cm Acoperire hidrofilă pe partea distală * Proiectat pentru a oferi controlul cuplului și flexibilitate * Disponibil în ambele 0.014 "și 0.018" platforme	DM000813124 DM000813125 DM000813126 DM000813127 DM000813128

33100 000-1	242	Dispozitiv autoexpandabil de revascularizare intracraniana	Dispozitiv autoexpandabil de revascularizare intracraniana	EMBOTRAP™ III ET307522 ET307537 ET30764	Irlanda/UK	Neuravi Ltd /Johnson & Johnson Medical	Dispozitiv recuperabil, autoexpandabil conceput pentru extragerea trombilor si revascularizare intracraniana, indicat pana la 3 reutilizari. Structura 3D din nitinol dublu-stratificat, ce permite fixarea trombului prin intrepatrundere, cu compresie minima pe tromb si revascularizarea rapida a vasului. Structura dispozitivului: - zona exterioara formata din coșuri articulate cu celulă deschisă, care servesc la angrenarea trombului si ghidarea lui către structura interioară; asigura apozitia la peretele vasului in timpul recuperarii - zona interioară, un canal cu celule inchise in care este securizat si fixat trombul in timpul recuperarii - zona distala, o plasa cu celule inchisa care mentine controlul asupra trombului in timpul recuperarii și previne re-embolizarea distală, acționând ca un filtru Marcaje radioopace (intre 13 - 21 markeri in functie de lungima dispozitivului): - varf flexibil radioopac de 4mm - portiune proximala de 20 mm, radioopaca, sub forma de coil - cate 4 markeri pe fiecare coș, pentru pozitionare precisa sub control radioscopic - 2 markeri proximali - 3 markeri distali Dimensiuni disponibile: - diametru 5mm, lungime utila 22 mm (lungime totala 34 mm) - diametru 5mm, lungime utila 37 mm (lungime totala 49 mm) - diametru 6.5 mm, lungime utila 45 mm (lungime totala 57 mm) Indicat pentru vase cu diametrul de la 1.5 mm la 6.5 mm Compatibil cu microcateter cu dimetru intern de 0.021" si maxim 155 cm lungime Marcaj CE	Dispozitiv recuperabil, autoexpandabil conceput pentru extragerea trombilor si revascularizare intracraniana, indicat pana la 3 reutilizari. Structura 3D din nitinol dublu-stratificat, ce permite fixarea trombului prin intrepatrundere, cu compresie minima pe tromb si revascularizarea rapida a vasului. Structura dispozitivului: - zona exterioara formata din coșuri articulate cu celulă deschisă, care servesc la angrenarea trombului si ghidarea lui către structura interioară; asigura apozitia la peretele vasului in timpul recuperarii - zona interioară, un canal cu celule inchise in care este securizat si fixat trombul in timpul recuperarii - zona distala, o plasa cu celule inchisa care mentine controlul asupra trombului in timpul recuperarii și previne re-embolizarea distală, acționând ca un filtru Marcaje radioopace (intre 13 - 21 markeri in functie de lungima dispozitivului): - varf flexibil radioopac de 4mm - portiune proximala de 20 mm, radioopaca, sub forma de coil, - cate 4 markeri pe fiecare coș, pentru pozitionare precisa sub control radioscopic.- 2 markeri proximali,- 3 markeri distali Dimensiuni disponibile:- diametru 5mm, lungime utila 22 mm (lungime totala 34 mm),- diametru 5mm, lungime utila 37 mm (lungime totala 49 mm),- diametru 6.5 mm, lungime utila 45 mm (lungime totala 57 mm) Indicat pentru vase cu diametrul de la 1.5 mm la 6.5 mm Compatibil cu microcateter cu dimetru intern de 0.021" si maxim 155 cm lungime Marcaj CE	DM000754048 DM000754049 DM000754050
----------------	-----	--	--	--	------------	--	---	--	---

[illegible]

100000	243	Baloane PTA pentru artere carotide	Baloane PTA pentru artere carotide	Sterling OTW de la H74939032402040 xxxx H74939032108010 si Sterling SL OTW de la H74939148208090 xxxxx până la H74939148401510 si Sterling Monorail™ de la H74939031302010 xxxxxx până la H74939031806010 si Sterling SL Monorail™ de la H74939147208090 xxxxx până la H74939147401590 (toate din catalog)	SUA	Boston Scientific	Balon de tip RX/OTW rapid-exchange, indicat pentru utilizare acută mai largă inclusiv carotide și post dilatarea stentului. Vârf conic cu profil de intrare în leziune de 0.020” / 0.51 mm compatibil cu ghid 0.018”/0.46 mm, balon cu suprafață hidrofilică, timp de deflație maxim 10 secunde, presiunea nominală: 6 (607.9 KPa) lungimea shaft-ului RX 80, 90, 135, 150 cm / lungimea shaft-ului OTW 40, 80, 90, 135, 150 compatibil cu teacă 4 F(1.33 mm) și 5F (1.7 mm) diametrele balonului RX 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8 Diametrele balonului OTW 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lungimea balonului RX 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22 / Lungimea balonului OTW 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 22 cm.	Balon de tip RX/OTW rapid-exchange, indicat pentru utilizare acută mai largă inclusiv carotide și post dilatarea stentului. Vârf conic cu profil de intrare în leziune de 0.020” / 0.51 mm compatibil cu ghid 0.018”/0.46 mm(pagina 3), balon cu suprafață hidrofilică, timp de deflație maxim 10 secunde,(pagina 2) presiunea nominală: 6 (607.9 KPa) lungimea shaft-ului RX 80, 90, 135, 150 cm / lungimea shaft-ului OTW 40, 80, 90, 135, 150 compatibil cu teacă 4 F(1.33 mm) și 5F (1.7 mm) diametrele balonului RX 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8 Diametrele balonului OTW 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lungimea balonului RX 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22 / Lungimea balonului OTW 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 22 cm.	DM000815445 DM000815287 DM000815347 DM000815438 DM000815333 DM000815418 DM000815452 DM000815188 DM000815276 DM000815373 DM000815308 DM000815456 DM000815150 DM000815223 DM000815295 DM000815149 DM000815213 DM00081525 DM000814102 DM000813967 DM000813953 DM000813968 DM000813954 DM000814079 DM000814020 DM000814040 DM000813966 DM000813957 DM000814039 DM000814106 DM000814030 DM000814074 DM000814059 DM000814057 DM000814034 DM000813965 DM000814044 DM000814041 DM000813983 DM000813982 DM000814108 DM000814013 DM000813996 DM000813977 DM000813950 DM000813999 DM000814099 DM000813991 DM000814084 DM000814049 DM000814075 DM000814056 DM000814097 DM000814011 DM000814062 DM000814104 DM000813993 DM000814023 DM000814107 DM000813975 DM000813955 DM000814061 DM000814051 DM000813964 DM000814083 DM000814089 DM000814033 DM000814008 DM000814001 DM000814028 DM000814064 DM000814072 DM000814094 DM000814068 DM000814053 DM000813989 DM000814014 DM000813958 DM000813972 DM000813969 DM000814021 DM000814005 DM000814007 DM000814655 DM000815203 DM000815215 DM000815674 DM000815385 DM000815355 DM000815348 DM000815370 DM000815285 DM000815207 DM000815241 DM000815631 DM000815234 DM000815289 DM000815254 DM000815162 DM000815143 DM000815395 DM000815436 DM000815303 DM000815625 DM000815152 DM000815441 DM000815169
--------	-----	--	--	--	-----	----------------------	---	---	--

								DM000815272 DM000815634 DM000815393 DM000815360 DM000815642 DM000815312 DM000815174 DM000815136 DM000815258 DM000815217 DM000815201 DM000815354 DM000815235 DM000815629 DM000815187 DM000815402 DM000815451 DM000815307 DM000815165 DM000815247 DM000815377 DM000815627 DM000815297 DM000815454 DM000815290 DM000815282 DM000815357 DM000815261 DM000815618 DM000815387 DM000815645 DM000815633 DM000815336 DM000815221 DM000815140 DM000815301 DM000815214 DM000815386 DM000815639 DM000815166 DM000815440 DM000815423 DM000815403 DM000815155 DM000815339 DM000815672 DM000815400 DM000815431 DM000815274 DM000815446 DM000815628 DM000815434 DM000815190 DM000815328 DM000815305 DM000815161 DM000815216 DM000815616 DM000815390 DM000815640 DM000815209 DM000815325 DM000815330 DM000815237 DM000815288 DM000815407 DM000815195 DM000815236 DM000815636 DM000814654 DM000815673 DM000815433 DM000815284 DM000815225 DM000815670 DM000815271 DM000815242 DM000815185 DM000815304 DM000815156 DM000815296 DM000815397 DM000815447 DM000815142 DM000815164 DM000815404 DM000815311 DM000815443 DM000815453 DM000815326 DM000815624 DM000815323 DM000815626 DM000815306 DM000815620 DM000815444 DM000815449 DM000815172 DM000815157	
33100 000-1	252	Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar	Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar	ATW™ Marker Wire 595-M014 (pagina 13)	SUA	Cordis	Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar Acoperit proximală DURAGLIDE™/ distală PTFE Material. Tip floppy. • Legătura Flex-Joint menține rezistența și flexibilitatea tranziția distală a firului centralIncarcatura la varf sa fie de la 1,0g pînă la 2,0 g pentru mediu suport. Radioopacitate: 3 cm Cu 4 sau 6 markeri radioopaci la distanță de 10mm sau 15mm Prin construcția sa se asigura o buna manevrare in interventii pe vase de anatomie variata. Miezul construit din otel inoxidabil Dimesiuni obligatorii Ghidul de lungime obligatorii 195 cm Diametru de 0,014”	Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar Acoperit proximală DURAGLIDE™/ distală PTFE Material. Tip floppy. • Legătura Flex-Joint menține rezistența și flexibilitatea tranziția distală a firului centralIncarcatura la varf sa fie de la 1,0g pînă la 2,0 g pentru mediu suport. Radioopacitate: 3 cm Cu 4 sau 6 markeri radioopaci la distanță de 10mm sau 15mm Prin construcția sa se asigura o buna manevrare in interventii pe vase de anatomie variata. Miezul construit din otel inoxidabil Dimesiuni obligatorii Ghidul de lungime obligatorii 195 cm Diametru de 0,014”	DM000620665
33100 000-1	253	Ghid pentru angioplastie tip floppy	Ghid pentru angioplastie tip floppy	ATW™ All Track Wire 595-014 595-J014 (PAGINA 13)	SUA	Cordis	Ghid pentru angioplastie tip floppy Acoperit proximală DURAGLIDE™/ distală PTFE Corewire puternic cu virf de nitinol moale si modelabil, acoperire hidrofilica, drept sau in forma de J cu; marker distal nu mai mic de 3 cm; : Dimesiuni obligatorii Diametru de 0,014 Lungimi disponibile de 195 cm	Ghid pentru angioplastie tip floppy Acoperit proximală DURAGLIDE™/ distală PTFE Corewire puternic cu virf de nitinol moale si modelabil, acoperire hidrofilica, drept sau in forma de J cu; marker distal nu mai mic de 3 cm; : Dimesiuni obligatorii Diametru de 0,014 Lungimi disponibile de 195 cm	DM000620656 DM000620657

33100 000-1	254	Ghid tip extrasuport	Ghid tip extrasuport	STABILIZER™ 507 - 180S (PAGINA 2)	SUA	Cordis	Ghid tip extrasuport Acoperit proximală DURAGLIDE™/ distală PTFE, drept sau in J. Diametrul nu mai mare de 0.014". Radioopacitate: 3 cm distalitatea ghidului cu manevrabilitate sporită. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Support zona diameter 0.0135"sau 0.0100" Lungimi cuprinse între obligatorii: 180cm	Ghid tip extrasuport Acoperit proximală DURAGLIDE™/ distală PTFE, drept sau in J. Diametrul nu mai mare de 0.014". Radioopacitate: 3 cm distalitatea ghidului cu manevrabilitate sporită. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Support zona diameter 0.0135"sau 0.0100" Lungimi cuprinse între obligatorii: 180cm	DM000620744
33100 000-1	268	Stent periferic autoexpandabil cu profil de 6 Fr	Stent periferic autoexpandabil cu profil de 6 Fr	S.M.A.R.T.™ Nitinol Stent System C06120MV C07120MV C08120MV C06150MV C07150MV C08150MV și S.M.A.R.T.CONTROL™ Nitinol Stent System C12040MV, C12060MV, C12080MV, C14040MV, C14060MV, C14080MV, C06030MV, C06040MV , C06060MV C06080MV, C06100MV, C07030MV C07040MV, C07060MV, C07080MV C07100MV, C08030MV, C08040MV C08060MV , C08080MV .C08100MV C09030MV, C09040MV. C09060MV C09080MV. C10030MV, C10040MV C10060SV C10060MV C10080SV C10080MV	SUA	Cordis	Stent periferic autoexpandabil cu profil 6 Fr Stent din nitinol; Compatibilitate pentru ghid de 0,035" Particularitati: Stent produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser, finisaj electrolitic al stentului pentru micșorarea proprietăților adezive. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoirea stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenului vasului. Stabilitatea radială înaltă, constantă pe întreaga lungime a stentului. Markeri radioopaci la fiecare vârf al coroanei stentului , numarul markerilor variind în functie de marimea stentului. Sa nu existe scurtarea stentului la deschiderea acestuia . Sistem de siguranță pentru prevenirea săriturii stentului din sistemul de livrare la deschiderea parțială sau totală a acestuia. . Varful flexibil atraumatic de forma conică. Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru poziționarea precisă a locului de deschidere a stentului. Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singură mână, fără schimbarea poziției mâinii în timpul aplicării stentului, pentru reducerea riscului de elongație, compresie sau modificarea poziției acestuia. Sensibilitate tactilă în maner și control auditiv la deschiderea stentului. Valvă hemostatică. Performanțele stentului în timp să fie evidențiate de cel puțin un studiu clinic relevant. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Stent cu diametre disponibile de: 6, 7, 8,9,10,12,14 mm. Lungimi stent de: 20,30,40,60,80, 100,120,150 mm. Cateter cu lungimi disponibile de : 120cm și 150 cm	Stent periferic autoexpandabil cu profil 6 Fr Stent din nitinol;Compatibilitate pentru ghid de 0,035" Particularitati: Stent produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser, finisaj electrolitic al stentului pentru micșorarea proprietăților adezive. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoirea stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenului vasului.Stabilitatea radială înaltă, constantă pe întreaga lungime a stentului. Markeri radioopaci la fiecare vârf al coroanei stentului , numarul markerilor variind în functie de marimea stentului.Sa nu existe scurtarea stentului la deschiderea acestuia .Sistem de siguranță pentru prevenirea săriturii stentului din sistemul de livrare la deschiderea parțială sau totală a acestuia. .Varful flexibil atraumatic de forma conică. Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru poziționarea precisă a locului de deschidere a stentului.Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singură mână, fără schimbarea poziției mâinii în timpul aplicării stentului, pentru reducerea riscului de elongație, compresie sau modificarea poziției acestuiaSensibilitate tactilă în maner și control auditiv la deschiderea stentului.Valvăhemostatică.Performanțele stentului în timp să fie evidențiate de cel puțin un studiu clinic relevant.Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):Dimensiuni obligatorii (pagina 3) Stent cu diametre disponibile de:6, 7, 8,9,10,12,14 mm. Lungimi stent de: 20,30,40,60,80, 100,120,150 mm. Cateter cu lungimi disponibile de : 120cm și 150 cm	DM000618059, DM000618026,DM000618041 DM000618086, DM000618024, DM000618063 DM000618019, DM000618032,DM000618043 DM000618039,DM000618068, DM000618028 DM000618061,DM000618077,DM000618052 DM000618050, DM000618054, DM000618066 DM000618020, DM000618075, DM000618082 DM000618018, DM000618035,DM000618048 DM000618070,DM000618016,DM000618046 DM000618057,DM000618021,DM000618037, DM000618084,DM000618017,DM000618079 DM000618030 , DM000618072

33100 000-1	270	Stent expandabil pe balon	Stent expandabil pe balon	PALMAZ GENESIS™ Stent on OPTA™ Pro PTA Catheter 80cm toate din catalog PG3950PPS xxxxx PG7910PPS 135cm toate din catalog PG3950PPX xxxxx PG5910PPX	SUA	Cordis	Stent matrice cu celule inchise • Stent montat pe balon • Lungimea stentului : 22, 24/25,32, 35/36, 38, 56/57, 59 , 7576, 79 mm • Diametrele balonului: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm. Lungimea 20,26 30,40,60,80mm • Balon non-compliant, • Presiunea nominala a balonului, nu mai mult de 8 atm • Lungimea sistemului de livrare : 80cm si 135cm • Markeri proximal si distal pe cateterul de livrare(corespunzatori marginilor stentului) pentru pozitionarea precisa a locului de deschidere a stentului • Sistemul de livrare a stentului de profil mic • Virf flexibil de forma conica. Stift flexibil • Compatibilitatea cu introductor de 6 Fr si 7Fr si cu ghid de 0,035 • Sa existe cel putin un studiu clinic relevant privind eficienta tratamentului leziunilor arterelor iliace externe si commune.	Stent matrice cu celule inchise • Stent montat pe balon • Lungimea stentului : 22, 24/25,32, 35/36, 38, 56/57, 59 , 7576, 79 mm • Diametrele balonului: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm. Lungimea 20,26 30,40,60,80mm • Balon non-compliant, • Presiunea nominala a balonului, nu mai mult de 8 atm • Lungimea sistemului de livrare : 80cm si 135cm • Markeri proximal si distal pe cateterul de livrare(corespunzatori marginilor stentului) pentru pozitionarea precisa a locului de deschidere a stentului • Sistemul de livrare a stentului de profil mic • Virf flexibil de forma conica. Stift flexibil • Compatibilitatea cu introductor de 6 Fr si 7Fr si cu ghid de 0,035 • Sa existe cel putin un studiu clinic relevant privind eficienta tratamentului leziunilor arterelor iliace externe si commune.	DM000616043, DM000616022, DM000616012 DM000615990, DM000616024, DM000616029 DM000615975, DM000615974, DM000615991 DM000616015, DM000616040, DM000616030 DM000616027, DM000615982, DM000616025 DM000616017, DM000616021, DM000615993 DM000616044, DM000615981, DM000616006 DM000616035, DM000615997, DM000616026 DM000615968, DM000616010, DM000615979 DM000616038, DM000616041, DM000615985, DM000616047, DM000615969, DM000616013 DM000615999, DM000616048, DM000616020 DM000616031, DM000616034, DM000615977 DM000616011, DM000616039, DM000616008 DM000616000, DM000615996, DM000616004 DM000616023, DM000616019, DM000615984 DM000616028, DM000616042, DM000615995 DM000616005, DM000616016, DM000615978 DM000616003, DM000616046, DM000615986 DM000615983, DM000616032, DM000616045, DM000615971, DM000615973, DM000616007 DM000615972, DM000616009, DM000615992 DM000616033, DM000616049, DM000615988 DM000615970, DM000616037, DM000615976 DM000615994, DM000615989, DM000615987 DM000616014, DM000616002, DM000616001 DM000615980, DM000616018, DM000616036 DM000615998
33100 000-1	274	Balon farmacologic activ pentru periferie cu Sirolimus	Balon farmacologic activ pentru periferie cu Sirolimus	SELUTION SLR™ Sirolimus Eluting PTA Balloon Catheter SE18-020040 xxxxx SE18- 070150 (toate din catalog)	SUA/ Elvetia	Cordis /M.A. MED ALLIANCE SA	Balon farmacologic active OTW impregnat cu sirolimus (1 µg/mm2) cu lipide amfipatice. Compatibil cu ghid : 0.018 inch. Lungimea shaft-ului : 135 cm . Teacă introductoare; 5 F pentru diametrele baloanelor 2–3 mm, 6 F pentru diametrele baloanelor 3,5–5 mm, 7 F pentru diametrele baloanelor 6–7 mm Diametrul balonului (mm) : 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7. Lungimea balonului (cm) : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. MicroReservoirs incorporate. tehnologie proprie de lipide amfipatice.	Balon farmacologic active OTW impregnat cu sirolimus (1 µg/mm2) cu lipide amfipatice. Compatibil cu ghid : 0.018 inch. Lungimea shaft-ului : 135 cm . Teacă introductoare; 5 F pentru diametrele baloanelor 2–3 mm, 6 F pentru diametrele baloanelor 3,5–5 mm, 7 F pentru diametrele baloanelor 6–7 mm Diametrul balonului (mm) : 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7. Lungimea balonului (cm) : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. MicroReservoirs incorporate. tehnologie proprie de lipide amfipatice.	DM000754258 DM000754283 DM000754234 DM000754244 DM000754241 DM000754286 DM000754279 DM000754235 DM000754248 DM000754290 DM000754276 DM000754252 DM000754284 DM000754275 DM000754255 DM000754288 DM000754230 DM000754291 DM000754257 DM000754253 DM000754285 DM000754237 DM000754250 DM000754293 DM000754274 DM000754236 DM000754256 DM000754282 DM000754242 DM000754243 DM000754281 DM000754273 DM000754278 DM000754233 DM000754246 DM000754232 DM000754247 DM000754289 DM000754245 DM000754239 DM000754287 DM000754238 DM000754292 DM000754254 DM000754277 DM000754231DM000754280

									DM000815389 DM000815240 DM000815262 DM000815280 DM000815358 DM000815147 DM000815420 DM000815410 DM000815442 DM000815647 DM000815413 DM000815375 DM000815383 DM000815212 DM000815275 DM000815246 DM000815243 DM000815638 DM000815364 DM000815158 DM000815197 DM000815621 DM000815457 DM000815623 DM000815302 DM000815144 DM000815278 DM000815669 DM000815619 DM000815340 DM000815309 DM000815233 DM000815218 DM000815398 DM000815380 DM000815238 DM000815649 DM000815281 DM000815671 DM000815205 DM000815622 DM000815617 DM000815250 DM000815361 DM000815145 DM000815335 DM000815392 DM000815666 DM000815399 DM000815322 DM000815417 DM000815350 DM000815374 DM000815439 DM000815437 DM000815310 DM000815435 DM000815337 DM000815298 DM000815248 DM000815368 DM000815184 DM000815244 DM000815396 DM000815292 DM000815294 DM000815371 DM000815283 DM000815630 DM000815199 DM000815129 DM000815668 DM000815127 DM000815394 DM000815253 DM000814656 DM000815313 DM000815448 DM000815388 DM000815186 DM000815286 DM000815138 DM000815299 DM000815455 DM000815220 DM000815211DM000815300 DM000815239 DM000815450 DM000815379 DM000815432 DM000815366 DM000815134 DM000815192 DM000815667 DM000815416 DM000815445 DM000815287 DM000815347 DM000815438 DM000815333 DM000815418 DM000815452 DM000815188 DM000815276 DM000815373 DM000815308 DM000815456 DM000815150 DM000815223 DM000815295
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

100000	276	Balon angioplastie periferic 0,018”	Balon angioplastie periferic 0,018”	Sterling OTW de la H74939032402040 xxxx H74939032108010 si Sterling SL OTW de la H74939148208090 xxxxx până la H74939148401510 si Sterling Monorail™ de la H74939031302010 xxxxxx până la H74939031806010 si Sterling SL Monorail™ de la H74939147208090 xxxxx până la H74939147401590 (toate din catalog)			Design cateter pe sistem fir OTW si Monorail. * Fabricat din Pebax cu acoperire hidrofilica tip Bioslide. *2 markeri radio-opaci de platina-iridiu. *Diametru Shaft 4 Fr. * Compatibil cu ghid de 0,018”. * Prezinta 2 markeri radioopaci. * Compatibil cu introducător de 4Fr si 5Fr. * Lungimi de lucru 40, 80, 90, 135, 150cm. * Diametre balon 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm. lungimi ale balonului cuprinse între 10-220 mm RPB: 10, 12, 14 atm indicate pentru utilizare mai larga la cazurile acute, inclusiv dilatarea carotidei si dilatarea post stent	Design cateter pe sistem fir OTW si Monorail. * Fabricat din Pebax cu acoperire hidrofilica tip Bioslide. *2 markeri radio-opaci de platina-iridiu. *Diametru Shaft 4 Fr. * Compatibil cu ghid de 0,018”. * Prezinta 2 markeri radioopaci. * Compatibil cu introducător de 4Fr si 5Fr. * Lungimi de lucru 40, 80, 90, 135, 150cm. * Diametre balon 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm. lungimi ale balonului cuprinse între 10-220 mm RPB: 10, 12, 14 atm indicate pentru utilizare mai larga la cazurile acute, inclusiv dilatarea carotidei si dilatarea post stent	DM000815149 DM000815213 DM00081525 DM000814102 DM000813967 DM000813953 DM000813968 DM000813954 DM000814079 DM000814020 DM000814040 DM000813966 DM000813957 DM000814039 DM000814106 DM000814030 DM000814074 DM000814059 DM000814057 DM000814034 DM000813965 DM000814044 DM000814041 DM000813983 DM000813982 DM000814108 DM000814013 DM000813996 DM000813977 DM000813950 DM000813999 DM000814099 DM000813991 DM000814084 DM000814049 DM000814075 DM000814056 DM000814097 DM000814011 DM000814062 DM000814104 DM000813993 DM000814023 DM000814107 DM000813975 DM000813955 DM000814061 DM000814051 DM000813964 DM000814083 DM000814089 DM000814033 DM000814008 DM000814001 DM000814028 DM000814064 DM000814072 DM000814094 DM000814068 DM000814053 DM000813989 DM000814014 DM000813958 DM000813972 DM000813969 DM000814021 DM000814005 DM000814007 DM000814655 DM000815203 DM000815215 DM000815674 DM000815385 DM000815355 DM000815348 DM000815370 DM000815285 DM000815207 DM000815241 DM000815631 DM000815234 DM000815289 DM000815254 DM000815162 DM000815143 DM000815395 DM000815436 DM000815303 DM000815625 DM000815152 DM000815441 DM000815169 DM000815272 DM000815634 DM000815393 DM000815360 DM000815642 DM000815312 DM000815174 DM000815136 DM000815258 DM000815217 DM000815201 DM000815354 DM000815235 DM000815629 DM000815187
--------	-----	-------------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

								DM000815402 DM000815451 DM000815307 DM000815165 DM000815247 DM000815377 DM000815627 DM000815297 DM000815454 DM000815290 DM000815282 DM000815357 DM000815261 DM000815618 DM000815387 DM000815645 DM000815633 DM000815336 DM000815221 DM000815140 DM000815301 DM000815214 DM000815386 DM000815639 DM000815166 DM000815440 DM000815423 DM000815403 DM000815155 DM000815339 DM000815672 DM000815400 DM000815431 DM000815274 DM000815446 DM000815628 DM000815434 DM000815190 DM000815328 DM000815305 DM000815161 DM000815216 DM000815616 DM000815390 DM000815640 DM000815209 DM000815325 DM000815330 DM000815237 DM000815288 DM000815407 DM000815195 DM000815236 DM000815636 DM000814654 DM000815673 DM000815433 DM000815284 DM000815225 DM000815670 DM000815271 DM000815242 DM000815185 DM000815304 DM000815156 DM000815296 DM000815397 DM000815447 DM000815142 DM000815164 DM000815404 DM000815311 DM000815443 DM000815453 DM000815326 DM000815624 DM000815323 DM000815626 DM000815306 DM000815620 DM000815444 DM000815449 DM000815172 DM000815157	
33100 000-1	279	Cateter de suport	Cateter de suport	Rubicon H74939240035091, H74939239018091, H74939240035061, H74939240035151, H74939212014131, H74939239018151, H74939240035131, H74939212014151, H74939239018131	SUA	Boston Scientific	Cateter suport compatibil cu ghid de 0,014", 0,018" si 0,035" Profil de intrare in leziune foarte ingust, de 0.018" Diametru profil de intrare: 1.4, 1.7, 2.84F Compatibil cu teaca de 4Fr si 5Fr Lungimi de lucru disponibile: 65, 90, 135 si 150cm Varf conic Dimetru proximal Shaft: 3.4, 4.0, 5.1F Prezinta 3 markeri radioopaci: distantati la 15mm pentru cateterul cu progil de 0,018" si 0,014" si distantati la 50mm pentru cateterul cu profil de 0,035" - cea mai buna patrundere din categoria sa, designul varfului robust al cateterului maximizeaza forta de impingere Cateterul este acoprit hidrofilic tip Bioslide Are shaft transparent faciliteaza traversarea ocluziilor stranse si vascularizarii dificile Prezinta 3 markeri radioopaci: distantati la 15mm pentru cateterul cu progil de 0,018" si 0,014" si distantati la 50mm pentru cateterul cu profil de 0,035"	Cateter suport compatibil cu ghid de 0,014", 0,018" si 0,035" Profil de intrare in leziune foarte ingust, de 0.018" Diametru profil de intrare: 1.4, 1.7, 2.84F Compatibil cu teaca de 4Fr si 5Fr Lungimi de lucru disponibile: 65, 90, 135 si 150cm Varf conic Dimetru proximal Shaft: 3.4, 4.0, 5.1F Prezinta 3 markeri radioopaci: distantati la 15mm pentru cateterul cu progil de 0,018" si 0,014" si distantati la 50mm pentru cateterul cu profil de 0,035" - cea mai buna patrundere din categoria sa, designul varfului robust al cateterului maximizeaza forta de impingere Cateterul este acoprit hidrofilic tip Bioslide Are shaft transparent faciliteaza traversarea ocluziilor stranse si vascularizarii dificile Prezinta 3 markeri radioopaci: distantati la 15mm pentru cateterul cu progil de 0,018" si 0,014" si distantati la 50mm pentru cateterul cu profil de 0,035"	DM000462757, DM000462753, DM000462756, DM000462759, DM000462751, DM000462755, DM000462758, DM000462752, DM000462754

33100 000-1	280	Microcateter livrare dispozitive	Microcateter livrare dispozitive	Direxion™ Torqueable Microcatheters M001195200 M001195210 M001195220 M001195230 M001195240 M001195250 M001195260 M001195270 M001195280 M001195290 M001195300 M001195310 M001195320 M001195330 M001195340 M001195350 sau Direxion™ HI-FLO™ Torqueable Microcatheters M001195400 M001195410 M001195420 M001195430 M001195440 M001195450 M001195460 M001195470 M001195480 M001195500 M001195510 Pagina 3 brosură	SUA	Boston Scientific	Hipotubul de nitinol cu straturi spiralate și împletite. Tăieturile distale de nitinol sunt mai apropiate pentru flexibilitate. Tăieturile proximale de nitinol sunt mai îndepărtate pentru împingere. Este disponibil în configurații de vârfuri: Straight Shape, Bern Shape, J Shape, Swan Shape. Microcateterele sunt, de asemenea, disponibile cu doi markeri radioopaci, 2RO: 2RO Bern Shape, 2RO Straight Shape care este conceput pentru a ajuta la livrarea coilurilor detașabile în timpul procedurilor de embolizare. Presiunea de 1200 psi Diametru extern proximal 2.7F distal 2.4F cu diametru intern uniform 0.021 - compatibil cu fir ghid cu diametru extern ≤ 0,018 inch - Lungime utilizabilă 105, 130, 155 cm Sau Diametru extern proximal 3.0F distal 2.8F cu diametru intern uniform 0.027 - compatibil cu fir ghid cu diametru extern ≤ 0,021 inch - Lungime utilizabilă 105, 130, 155 cm	Hipotubul de nitinol cu straturi spiralate și împletite. Tăieturile distale de nitinol sunt mai apropiate pentru flexibilitate. Tăieturile proximale de nitinol sunt mai îndepărtate pentru împingere. Este disponibil în configurații de vârfuri: Straight Shape, Bern Shape, J Shape, Swan Shape. Microcateterele sunt, de asemenea, disponibile cu doi markeri radioopaci, 2RO: 2RO Bern Shape, 2RO Straight Shape care este conceput pentru a ajuta la livrarea coilurilor detașabile în timpul procedurilor de embolizare. Presiunea de 1200 psi Diametru extern proximal 2.7F distal 2.4F cu diametru intern uniform 0.021 - compatibil cu fir ghid cu diametru extern ≤ 0,018 inch - Lungime utilizabilă 105, 130, 155 cm Sau Diametru extern proximal 3.0F distal 2.8F cu diametru intern uniform 0.027 - compatibil cu fir ghid cu diametru extern ≤ 0,021 inch - Lungime utilizabilă 105, 130, 155 cm	DM000792343 DM000792351 DM000792354 DM000792355 DM000792349 DM000792345 DM000792346 DM000792350 DM000792352 DM000792344 DM000792348 DM000792341 DM000792347 DM000792342 DM000792363 DM000792362 DM000792360 DM000792359 DM000792365 DM000792366 DM000792356 DM000792358 DM000792361 DM000792357 DM000792364
33100 000-1	287	Ghid pentru suport cu virf flexibil	Ghid pentru suport cu virf flexibil	STORQ™ 503-456 503-456J 503-356J 503-356X 503-356MY 503-356Y 503-456MY 503-256J 503-256 503-456X 503-356 503-456Y 503-456MJ 503-356MJ	SUA	Cordis	Acoperit SLX™ si PTFE. Configurația vârfului : angled, modified J, and straight tip . Diametrul nu mai mare de 0.035". Tip flexibilitate vârfului : soft, super soft, standart, lungimea vârfului flexibile 10,13 si 25 cm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Lungimi cuprinse între obligatorii: 180cm si 300cm	Acoperit SLX™ si PTFE. (pagina 3) Configurația vârfului : angled, modified J, and straight tip . Diametrul nu mai mare de 0.035". Tip flexibilitate vârfului : soft, super soft, standart, lungimea vârfului flexibile 10,13 si 25 cm.(pagina 4) Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Lungimi cuprinse între obligatorii: 180cm si 300cm	DM000617847 DM000617848 DM000617842 DM000617844 DM000617846 DM000617845 DM000617852 DM000617840 DM000617839 DM000617850 DM000617841 DM000617851 DM000617849 DM000617843
33100 000-1	290	Endograft aortic	Endograft aortic	BeGraft Aortic BGA1912_1 BGA1912_2 BGA2912_1 BGA2912_2 BGA3912_1 BGA3912_2 BGA4912_1 BGA4912_2 BGA5912_1 BGA5912_2 BGA1914_1 BGA1914_2 BGA2914_1 BGA2914_2 BGA3914_1 BGA3914_2 BGA4914_1 BGA4914_2 BGA5914_1 BGA5914_2 BGA1916_1 BGA1916_2 BGA2916_1 BGA2916_2 BGA3816_1 BGA3816_2 BGA4816_1 BGA4816_2 BGA5816_1 BGA5816_2 BGA2918_2 BGA3818_2 BGA4818_2 BGA2720_2 BGA3720_2 BGA4820_2 BGA3722_2 BGA4822_2 BGA3724_2 BGA4824_2	Germany	Bentley InnoMed GmbH	un stent graft expandabil pe balon, dedicat implantarii în coarctatia aortei native sau recurente, la pacienti adulti sau adolescenti sau în arterele iliaice pentru restabilirea sau îmbunătățirea fluxului sanguin. Construit dintr-o singură bucată, platforma cu dublu-strat de Co-Cr, acoperită cu o micro membrană poroasă din PTFE. Sistem de livrare de tip OTW. Shaftul de livrare pe cateter de 75 cm sau 120 cm(+/-5cm). Balonul este prevăzut cu 2 markeri radioopaci din Platina/Iridium. Compatibilitate cu ghid 0.035" și teacă introductoare de maxim 9F (diametru 12mm), maxim 11F (diametre 14 mm, 16 mm) și respectiv maxim 14F (diametre 18, 20, 22, 24 mm). Dimensiuni disponibile: 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm. Posibilitatea de a depăși diametrul nominal cu minim 5 mm la creșterea presiunii peste presiunea nominală. Lungimi: de la 19 până la 59 mm (+/-2mm) în dependența de diametru.SAU Stent acoperit, balonexpandabil, din oțel inoxidabil și PTFE, compatibil cu ghid 0,035"; Diametru 12mm, compatibil cu teacă 9F, lungimi disponibile 29,41,61cm. Shaft 80, 120cm. SAU Stent acoperit, balonexpandabil, din oțel inoxidabil și PTFE, compatibil cu ghid 0,035"; Compatibil cu teacă 6,7,8F, în dependența de dimensiunea stentului; Diametre: 5-10mm și 12 mm; Lungimi - 16,26,37/38,58; Lungime shaft - 80,135cm.	un stent graft expandabil pe balon, dedicat implantarii în coarctatia aortei native sau recurente, la pacienti adulti sau adolescenti sau în arterele iliaice pentru restabilirea sau îmbunătățirea fluxului sanguin. Construit dintr-o singură bucată, platforma cu dublu-strat de Co-Cr, acoperită cu o micro membrană poroasă din PTFE. Sistem de livrare de tip OTW. Shaftul de livrare pe cateter de 75 cm sau 120 cm. Balonul este prevăzut cu 2 markeri radioopaci din Platina/Iridium. Compatibilitate cu ghid 0.035" și teacă introductoare de maxim 9F (diametru 12mm), maxim 11F (diametre 14 mm, 16 mm) și respectiv maxim 14F (diametre 18, 20, 22, 24 mm). Dimensiuni disponibile: 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm. Posibilitatea de a depăși diametrul nominal cu minim 5 mm la creșterea presiunii peste presiunea nominală. Lungimi: de la 19 până la 59 mm (+/-2mm) în dependența de diametru	DM000362787 DM000362788 DM000362815 DM000362796 DM000362790 DM000362816 DM000362807 DM000362819 DM000362791 DM000362797 DM000362820 DM000362814 DM000362804 DM000362824 DM000362799 DM000362789 DM000362801 DM000362823 DM000362800 DM000362798 DM000362818 DM000362813 DM000362821 DM000362810 DM000362812 DM000362822 DM000362809 DM000362806 DM000362811 DM000362794 DM000362793 DM000362802 DM000362808 DM000362795 DM000362792 DM000362817 DM000362805 DM000362786 DM000362803 DM000362825

33100 000-1	296	Dispozitiv revascularizare cerebrala cu virf inchis	Dispozitiv revascularizare cerebrala cu virf inchis	Embotrap III ET307522 ET307537 ET307645	Irlanda	NEURAVI LIMITED/ Cerenovus	Structura din Nitinol, impletita de tip “cos”. Prevazut cu 2 sau 3 zone de colectare a trombilor de diferite forme. Varful distal maleabil, forma conica, realizat dintr o spirala platina pozitionata pe un miez de Nitinol. Varful distal sa fie inchis pentru a nu permite iesirea trombului din interiorul stentului in timpul retragerii dispozitivului .Sa existe cel putin 3 modele de dispozitiv care sa acopere diametrul vaselor in intervalul 2.0- 5.5 mm si lungimi cuprinse intre 22 si 37mm. Sa fie compatibil cu fir de ghidare de minim 180 cm, confectionat din Nitinol, care sa fie prevazut cu cel putin 10 benzi fluorescente, pozitionate la un centimetru distanta una de cealalta. Compatibil cu microcatheter 0,021 pentru diametrele 4-4.5 mm si 0.027 pentru diamtreul 5.5mm	Structura din Nitinol, impletita de tip “cos”. Prevazut cu 2 sau 3 zone de colectare a trombilor de diferite forme. Varful distal maleabil, forma conica, realizat dintr o spirala platina pozitionata pe un miez de Nitinol. Varful distal sa fie inchis pentru a nu permite iesirea trombului din interiorul stentului in timpul retragerii dispozitivului .Sa existe cel putin 3 modele de dispozitiv care sa acopere diametrul vaselor in intervalul 2.0- 5.5 mm si lungimi cuprinse intre 22 si 37mm. Sa fie compatibil cu fir de ghidare de minim 180 cm, confectionat din Nitinol, care sa fie prevazut cu cel putin 10 benzi fluorescente, pozitionate la un centimetru distanta una de cealalta. Compatibil cu microcatheter 0,021 pentru diametrele 4-4.5 mm si 0.027 pentru diamtreul 5.5mm	DM000754048, DM000754049, DM000754050
33100 000-1	299	Stent Venos Autoexpandabil	Stent Venos Autoexpandabil	BeYond Venous Self-Expanding Stent System de la BYV06010 xxxxxx până la BYV15018 (toate din catalog)	Germany	Bentley InnoMed GmbH	Stent Venos Autoexpandabil pentru tratamentul simptomatic al disfuncționalităților de curgere prin venele iliofemorale Stent autoexpandabil din nitinoid ce conferă o bună apozitie la nivelul vaselor fara a sacrifica rezistența radială. Cu celule deschise și închise. Forța radială este uniformă și oferă o rezistență constantă la compresie dealungul stentului Sistemul de livrare prin cateter de 10Fr, este disponibil în diverse dimensiuni ce se potrivesc anatomiei venelor Iliofemorale Lungimea cateterului este de 100cm Compatibilitate ghid: 0,035” Dimensiuni disponibile: Lungimea 460, 80, 100, 120, 150 mm, Diametru 10, 12, 14, 16, 18 mm	Stent Venos Autoexpandabil pentru tratamentul simptomatic al disfuncționalităților de curgere prin venele iliofemorale Stent autoexpandabil din nitinoid ce conferă o bună apozitie la nivelul vaselor fara a sacrifica rezistența radială. Cu celule deschise și închise. Forța radială este uniformă și oferă o rezistență constantă la compresie dealungul stentului Sistemul de livrare prin cateter de 10Fr, este disponibil în diverse dimensiuni ce se potrivesc anatomiei venelor Iliofemorale Lungimea cateterului este de 100cm Compatibilitate ghid: 0,035” Dimensiuni disponibile: Lungimea 40,60, 80, 100, 120, 150 mm, Diametru 10, 12, 14, 16, 18 mm	DM000378296 DM000378291 DM000378299 DM000378293 DM000378294 DM000378288 DM000378302 DM000378306 DM000378303 DM000378305 DM000378284 DM000378297 DM000378283 DM000378287 DM000378292 DM000378300 DM000378295 DM000378298 DM000378301 DM000378290 DM000378285 DM000378304 DM000378282 DM000378289 DM000378286
33100 000-1	300	Cateterul de reintrare pentru crossing	Cateterul de reintrare pentru crossing	OUTBACK® Elite OTB59120A OTB59080A	SUA	Cordis	Catater pentru ocluzii totale cronice (CTO) Cateterul de traversare este dispozitiv manevrabil pentru leziunile (re)stenotice intra-luminal, precum și sub-intimal. Din Nitinol cu rotație acului de 360°, complet control orientabil și direcționare capacitate de reintrare. Lungimi shaftului de 80 cm și 120 cm. Compatibil cu ghid 0,014in	Catater pentru ocluzii totale cronice (CTO) Cateterul de traversare este dispozitiv manevrabil pentru leziunile (re)stenotice intra-luminal, precum și sub-intimal. Din Nitinol cu rotație acului de 360°, complet control orientabil și direcționare capacitate de reintrare. Lungimi shaftului de 80 cm și 120 cm. Compatibil cu ghid 0,014in	DM000621068 DM000621067

33100 000-1	302	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Stent periferic cu flexibilitate crescută	BeSmooth peripheral 75 cm de la BSP1805_1 xxxxx până la BSP5710_1 120 cm de la BSP1805_2 xxxxx până la BSP5710_2 (toate din catalog)	Germany	Bentley InnoMed GmbH	Stent periferic cu flexibilitate crescută , material Co-Cr expandabil cu balon. Este indicat pentru tratamentul de novo sau leziuni aterosclerotice restenotice în arterele periferice protejate. Sistem de livrare de tip OTW cu balon semi-compliant, pe cateter de 75 cm sau 120 cm. Compatibilitate shaft 5F. Markerii balonului sunt Platina/Iridium. Presiunea nominala a balonului: 10 bar pentru diametre 5.0 -6.0 mm; 8 bar pentru diametre 7.0 – 10.00 mm. RBP: 13 bar pentru diametre intre 5.0 – 6.0 mm si 12 bar pentru diametre intre 7.0 – 10.0 mm. DIMENSIUNI: Lungimi: 18,23, 27/28 mm, 38 mm si 57/ 58 mm. Diametre vase mici (SV): 5.0 mm, 6.0 mm; Diametre vase medii (MV): 7.0 mm, 8.0 mm; Diametre vase mari (LV): 9.0 mm, 10.0 mm. Compatibilitate cu teaca introducatoare: 6F; 7F. Compatibil RMN, 1.5 Tesla sau 3.0 Tesla.	Stent periferic cu flexibilitate crescută , material Co-Cr expandabil cu balon. Este indicat pentru tratamentul de novo sau leziuni aterosclerotice restenotice în arterele periferice protejate. Sistem de livrare de tip OTW cu balon semi-compliant, pe cateter de 75 cm sau 120 cm. Compatibilitate shaft 5F. Markerii balonului sunt Platina/Iridium. Presiunea nominala a balonului: 10 bar pentru diametre 5.0 -6.0 mm; 8 bar pentru diametre 7.0 – 10.00 mm. RBP: 13 bar pentru diametre intre 5.0 – 6.0 mm si 12 bar pentru diametre intre 7.0 – 10.0 mm. DIMENSIUNI: Lungimi: 18,23, 27/28 mm, 38 mm si 57/ 58 mm. Diametre vase mici (SV): 5.0 mm, 6.0 mm; Diametre vase medii (MV): 7.0 mm, 8.0 mm; Diametre vase mari (LV): 9.0 mm, 10.0 mm. Compatibilitate cu teaca introducatoare: 6F; 7F. Compatibil RMN, 1.5 Tesla sau 3.0 Tesla.	DM000378308 DM000378360 DM000378341 DM000378328 DM000378362 DM000378354 DM000378337 DM000378364 DM000378345 DM000378357 DM000378353 DM000378338 DM000378310 DM000378317 DM000378318 DM000378325 DM000378309 DM000378330 DM000378366 DM000378349 DM000378347 DM000378320 DM000378336 DM000378356 DM000378359 DM000378346 DM000378329 DM000378319 DM000378334 DM000378367 DM000378316 DM000378339 DM000378344 DM000378322 DM000378313 DM000378365 DM000378343 DM000378348 DM000378350 DM000378361 DM000378321 DM000378327 DM000378342 DM000378314 DM000378315 DM000378363 DM000378312 DM000378324 DM000378311 DM000378358 DM000378326 DM000378340 DM000378333 DM000378331 DM000378352 DM000378332 DM000378335 DM000378355DM000378323 DM000378351
33100 000-1	307	Stenturi coronariene cobalt crom cu eliberare de substanta antirestenoză-Everolimus polimer	Stenturi coronariene cobalt crom cu eliberare de substanta antirestenoză-Everolimus polimer	XIENCE Pro S™ de la 1508200-08 x ***** x până la 1508400-38 (toate mărimi din catalog)	SUA	Abbott	Material Aliaj Cobalt Crom L-605. Compatibil RMN . Substanta active-EVEROLIMUS >1 µg/mm2. Dovada clinica a ratei de tromboza tardiva foarte mica. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Profil ultrasubtire. Lipsa de scurtare la etapa dilatarii maximale, fara deplasare a marginii stentului de la marcher in dimpul expandarii. Material balon: Pebax. Lungimi 8-38mm pentru toate diametrele existente. Diametre de la 2,0-4,0 mm cu posibilitate de postdilatare cu pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime shaft 140-145 cm.	Material Aliaj Cobalt Crom L-605. Compatibil RMN . Substanta active-EVEROLIMUS >1 µg/mm2. Dovada clinica a ratei de tromboza tardiva foarte mica. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Profil ultrasubtire. Lipsa de scurtare la etapa dilatarii maximale, fara deplasare a marginii stentului de la marcher in dimpul expandarii. Material balon: Pebax. Lungimi 8-38mm pentru toate diametrele existente. Diametre de la 2,0-4,0 mm cu posibilitate de postdilatare cu pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime shaft 140-145 cm.	DM000343916 DM000343936 DM000343901 DM000343920 DM000343889 DM000343887 DM000343940 DM000343888 DM000343892 DM000343885 DM000343922 DM000343935 DM000343931 DM000343886 DM000343880 DM000343900 DM000343926 DM000343898 DM000343883 DM000343890 DM000343902 DM000343925 DM000343909 DM000343912 DM000343941 DM000343921 DM000343899 DM000343893 DM000343891 DM000343933 DM000343910 DM000343895 DM000343911 DM000343896 DM000343881 DM000343937 DM000343894 DM000343938 DM000343884 DM000343929 DM000343897 DM000343939 DM000343908 DM000343924 DM000343928 DM000343915 DM000343914 DM000343927 DM000343882 DM000343917 DM000343923 DM000343942 DM000343919 DM000343904 DM000343903 DM000343913 DM000343905 DM000343943 DM000343932 DM000343930 DM000343934 DM000343907 DM000343918 DM000343906

33100 000-1	308	Ghid periferic ocluzii cronice calcificate	Ghid periferic ocluzii cronice calcificate	V-18 CONTROL M001468520 M001468600 M001468560 M001468540 M001468500 M001468580 M001468480 V-14 CONTROL H74939216730010 H74939216730020 H74939216718210 H74939216918210 H74939216918220 H74939216718220	SUA	Boston Scientific	Ghid periferic din oțel inoxidabil, pentru stenoze în cruce/ideal pentru strategia step-up combinată cu sârme cu încărcătură gramaticală mai mare Acoperire hidrofilică. Designul vârfului: manșon polimer de 35 cm. Încărcături variate ale vârfului 3,6 și 6,5 gf. Control de torsiune 1:1, datorită construcției dintr-o singură piesă. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Diametre disponibile : de 0.014" cu lungimi 182, 300 cm și 0.018" cu lungimi 110, 150, 200, 300 cm.	Ghid periferic din oțel inoxidabil, pentru stenoze în cruce/ideal pentru strategia step-up combinată cu sârme cu încărcătură gramaticală mai mare Acoperire hidrofilică. Designul vârfului: manșon polimer de 35 cm. Încărcături variate ale vârfului 3,6 și 6,5 gf. Control de torsiune 1:1, datorită construcției dintr-o singură piesă. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Diametre disponibile : de 0.014" cu lungimi 182, 300 cm și 0.018" cu lungimi 110, 150, 200, 300 cm.(pagina 2 și 3)	DM000614506 DM000614510 DM000614508 DM000614507 DM000614505 DM000614509 DM000614504 DM000614498 DM000614499 DM000614496 DM000614500 DM000614501 DM000614497
33100 000-1	312	Dispozitiv de aterectomie și trombectomie rotațională	Dispozitiv de aterectomie și trombectomie rotațională	BYCROSS BC213-50 BC213-70 BC213-95	Israel	TARYAG/ Plusmedica	Dispozitiv de aterectomie și trombectomie rotațională disponibil în 3 lungimi diferite : 50, 70 și 95 cm. Compatibil cu ghid: ≤ 0.035" Compatibil cu teacă: ≥ 6F Dispozitiv de unică folosință alimentat de baterii fără necesitatea unei console suplimentare, cateterul este coaxial cu arbore rotativ și o aripă de tăiere extensibilă. Dispozitivul poate fi utilizat și fără trecerea ghidului prin ocluzie. Dispozitivul este indicat pentru tratarea vaselor periferice , a arterelor native,a ocluziei în stent și a ocluziei grefelor.	Dispozitiv de aterectomie și trombectomie rotațională disponibil în 3 lungimi diferite : 50, 70 și 95 cm. Compatibil cu ghid: ≤ 0.035" Compatibil cu teacă: ≥ 6F Dispozitiv de unică folosință alimentat de baterii fără necesitatea unei console suplimentare, cateterul este coaxial cu arbore rotativ și o aripă de tăiere extensibilă. Dispozitivul poate fi utilizat și fără trecerea ghidului prin ocluzie. Dispozitivul este indicat pentru tratarea vaselor periferice , a arterelor native,a ocluziei în stent și a ocluziei grefelor.	DM000821354 DM000821353 DM000821349
33100 000-1	314	Cateter suport intracranial pentru acces radial	Cateter suport intracranial pentru acces radial	Armadilo SF7072-095-27-30 SF7072-105-27-30	SUA	QAPEL MEDICAL, INC.	Cateter ghid cu doua lumene . Construcție : Scheletul cu membrană de nitinol in partea distală15,5 cm cu arbore armat cu carcasa din oțel inoxidabil , pentru o manipulare facila a microcateterelor . Vârf drept conic încărcat static pentru o tranziție cu spațiu zero. Prezinta la capatul distal o zona flexibila de minim 27cm. Partea distală hidrofilă 30cm. Prezinta minim 1 marker radioopac distal din platina/irid iu Dimensiuni cateter bligatorii 7F Lungime efectiva (de lucru) obligatorie de minim 95si 105cm	Cateter ghid cu doua lumene . Construcție : Scheletul cu membrană de nitinol in partea distală15,5 cm cu arbore armat cu carcasa din oțel inoxidabil , pentru o manipulare facila a microcateterelor . Vârf drept conic încărcat static pentru o tranziție cu spațiu zero. Prezinta la capatul distal o zona flexibila de minim 27cm. Partea distală hidrofilă 30cm.(pagina 1) Prezinta minim 1 marker radioopac distal din platina/irid iu Dimensiuni cateter bligatorii 7F Lungime efectiva (de lucru) obligatorie de minim 95si 105cm(pagina 2)	DM000818064 DM000818065

33100 000-1	315	Cateter ghid neurovascular cu varf flexibil	Cateter ghid neurovascular cu varf flexibil	ENVOY DA 67126095D 67126005D 67125695D 67125605D 67125895D 67125805D ENVOY DA XB 67126095DB 67126005DB 67125695DB 67125605DB 67125895DB 67125805DB	SUA	Cerenovus/ Medos	Diametre externe disponibile: 6F Disponibil cu lumen intern de 0.071" (6F) Cateterul de 6F acces distal prevazut cu o parte distala foarte flexibila de 8cm, varf moale Cateterul de 6F acces distal disponibil si cu raforsare suplimentara pe portiunea distala, pentru a oferi sustinere cu 27% mai mare la bifurcatia arterei carotide comune Lungimi 95 si 105 cm Disponibil in urmatoarele curburi: 6F distal acces: Straight, MPD, MPC Varf rdioopac si moale cu tehnologie BRITE TIP pentru vizibilitate excelenta, compatibil cu ≤0,035" Acoperire interioară cu PTFE si hidrofilica la exterior acces distal de 95, 105 cm Cu posibilitate de acces distal cu back-up support	Diametre externe disponibile: 6F Disponibil cu lumen intern de 0.071" (6F) (pagina 11) Cateterul de 6F acces distal prevazut cu o parte distala foarte flexibila de 8cm, varf moale Cateterul de 6F acces distal disponibil si cu raforsare suplimentara pe portiunea distala, pentru a oferi sustinere cu 27% mai mare la bifurcatia arterei carotide comune Lungimi 95 si 105 cm Disponibil in urmatoarele curburi: 6F distal acces: Straight, MPD, MPC (pagina 11) Varf rdioopac si moale cu tehnologie BRITE TIP (pagina 11) pentru vizibilitate excelenta, compatibil cu ≤0,035" Acoperire interioară cu PTFE si hidrofilica la exterior acces distal de 95, 105 cm Cu posibilitate de acces distal cu back-up support	DM000756749 DM000756755 DM000756756 DM000756748 DM000756751 DM000756750 DM000756745 DM000756746 DM000756752 DM000756747 DM000756754 DM000756753
33100 000-1	316	Cateter ghid intermediar pentru proceduri neurovasculare	Cateter ghid intermediar pentru proceduri neurovasculare	CEREGlide 71 NIC71132C NIC71115C NIC71125C	SUA	CERENOVUS, I	Cateter ghid pentru proceduri neurovasculare Lungime utila 115, 125 si 132 cm Diametrul intern (ID) la varf 0.071" (1.8 mm) Profil conic: diametrul extern proximal 2.10mm (0.0825") - distal 2.08mm (0.0820") Optimizat atat pentru aspirare directa, cat si pentru utilizare cu dispozitive de revascularizare si tehnica cu 3-incercari Integritate îmbunătățită a lumenului în timpul utilizării intra-procedurale datorata mantalei tăiată în unghi, concepută pentru tranziții netede Ranforsare de ultima generatie, sa ofere flexibilitate imbunatatita si trasabilitate, cu raspuns 1:1 la manevrele utilizatorului, rezistent la indoituri Acoperire hidrofilica distala Varf moale si durabil, cu marker radioopac tip banda integrat in perete.	Cateter ghid pentru proceduri neurovasculare Lungime utila 115, 125 si 132 cm (pagina 3) Diametrul intern (ID) la varf 0.071" (1.8 mm) Profil conic: diametrul extern proximal 2.10mm (0.0825") - distal 2.08mm (0.0820") (pagina 3) Optimizat atat pentru aspirare directa, cat si pentru utilizare cu dispozitive de revascularizare si tehnica cu 3-incercari Integritate îmbunătățită a lumenului în timpul utilizării intra- procedurale datorata mantalei tăiată în unghi, concepută pentru tranziții netede (pagina 2) Ranforsare de ultima generatie, sa ofere flexibilitate imbunatatita si trasabilitate, cu raspuns 1:1 la manevrele utilizatorului, rezistent la indoituri Acoperire hidrofilica distala Varf moale si durabil, cu marker radioopac tip banda integrat in perete.	DM000759233 DM000759231 DM000759232
33100 000-1	317	Cateter de Aspiratie	Cateter de Aspiratie	Envac™ Aspiration Catheter FG-006-4211 FG-006-4212 FG-006-4311 FG-006-4312 FG-006-4511 FG-006-4512 FG-006-5111 FG-006-5112 FG-006-5211 FG-006-5212 FG-006-5311 FG-006-5312 FG-006-6111 FG-006-6112 FG-006-6211 FG-006-6212 FG-006-6311 FG-006-6312	SUA	NEUROVASC TECHNOLOGI ES	Cateter de aspirație destinat utilizării în introducerea dispozitivelor intervenționale și infuzia de agenți diagnostici sau terapeutici și îndepărtarea/aspirarea emboliilor și trombilor din anumite vase din vasele arteriale, inclusiv vasculatura periferică și neurologică. Cateterul este indicat pentru utilizare în revascularizarea pacienților cu accident vascular cerebral ischemic acut secundar bolii ocluzive a vaselor mari intracraniene (în carotida internă, cerebrală medie - segmentele M1 și M2, arterele bazilare și vertebrale). Cateter cu lungimi utilizabile (cm) :105, 115, 132, 150. Cu diametre interioare ; .044 inch (1.12 mm) .060 inch (1.52 mm) .072 inch (1.83 mm)	Cateter de aspirație destinat utilizării în introducerea dispozitivelor intervenționale și infuzia de agenți diagnostici sau terapeutici și îndepărtarea/aspirarea emboliilor și trombilor din anumite vase din vasele arteriale, inclusiv vasculatura periferică și neurologică. Cateterul este indicat pentru utilizare în revascularizarea pacienților cu accident vascular cerebral ischemic acut secundar bolii ocluzive a vaselor mari intracraniene (în carotida internă, cerebrală medie - segmentele M1 și M2, arterele bazilare și vertebrale)(pagina 2). Cateter cu lungimi utilizabile (cm) :105, 115, 132, 150. Cu diametre interioare ; .044 inch (1.12 mm) .060 inch (1.52 mm) .072 inch (1.83 mm) (pagina 1)	DM000819754 DM000819753 DM000819768 DM000819759 DM000819756 DM000819757 DM000819760 DM000819767 DM000819766 DM000819765 DM000819770 DM000819758 DM000819761 DM000819769 DM000819763 DM000819755 DM000819762 DM000819764

33100 000-1	321	Dispozitiv pentru trombectomie mecanică	Dispozitiv pentru trombectomie mecanică	Envi™-SR Retriever FG-004-001 FG-004-002 FG-004-003 FG-004-014 FG-004-016 FG-004-018 FG-004-035 FG-004-037 FG-004-039	SUA	NEUROVASC TECHNOLOGIES	Dispozitiv pentru trombectomie mecanică în vasele tortuoase, segmentat și articulat, conceput să rămână deschis sub tensiune la retragere, îmbunătățind astfel retenția cheagurilor. Cu diametre de : 3, 4, 5 mm Număr de segmente de recuperare de la 1 – 5 segmente în dependență de lungime și diametru. Cu lungimi de lucru: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55 (în dependență de diametrul ales) Utilizarea diametrului de 3 mm – în vase de minim 1.5 mm și maxim până la 3.0 mm Utilizarea diametrului de 4 mm – în vase de minim 2.0 mm și maxim până la 4.0 mm Utilizarea diametrului de 5 mm – în vase de minim 2.5 mm și maxim până la 5.0 mm Compatibilitate cu microcateter de 3 mm cu un diametru interior de .0165 inch (0,42 mm) sau mai mare. Compatibilitate cu microcateter de 4 mm și 5 mm compatibil cu microcatetere cu un diametru interior de .021 inch (0,53 mm) sau mai mare. Toate măsurile sunt cu ghid de extensie pentru înlăturarea microcateterului.v	Dispozitiv pentru trombectomie mecanică în vasele tortuoase, segmentat și articulat, conceput să rămână deschis sub tensiune la retragere, îmbunătățind astfel retenția cheagurilor. Cu diametre de : 3, 4, 5 mm Număr de segmente de recuperare de la 1 – 5 segmente în dependență de lungime și diametru. Cu lungimi de lucru: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55 (în dependență de diametrul ales) Utilizarea diametrului de 3 mm – în vase de minim 1.5 mm și maxim până la 3.0 mm Utilizarea diametrului de 4 mm – în vase de minim 2.0 mm și maxim până la 4.0 mm Utilizarea diametrului de 5 mm – în vase de minim 2.5 mm și maxim până la 5.0 mm Compatibilitate cu microcateter de 3 mm cu un diametru interior de .0165 inch (0,42 mm) sau mai mare. Compatibilitate cu microcateter de 4 mm și 5 mm compatibil cu microcatetere cu un diametru interior de .021 inch (0,53 mm) sau mai mare. Toate măsurile sunt cu ghid de extensie pentru înlăturarea microcateterului.v	DM000821577 DM000821575 DM000821571 DM000821573 DM000821574 DM000821578 DM000821572 DM000821576 DM000821570
33100 000-1	322	Sistem de protecție embolică	Sistem de protecție embolică	FILTERWIRE EZ™ EMBOLIC PROTECTION SYSTEMS H749201051900 H749201005300	SUA	Boston Scientific	Sistem de protecție embolică , filtru din poliuretan cu pori de 110 microni , vârf spiralizat radiopac , orificiul filtrului este radiopac din nitinol cu brat de suspensie. ghid PTFE de 0.014” compatibil cu cateter ghid de 6F, lungime shaft 190 si 300 cm , profil de trecere 3.2 F (1.1 mm, 0.042”) , profil de recuperare F 4.3 / 0.056 inch/ 1.42 mm , diametrul vasului de referință 3.5 mm – 5.5 mm. optional se poate de comandat teacă de recuperare a vârfului îndoit cu profil de trecere 4.0 F (1.3 mm, 0.052”) si profil de recuperare F 4.0 / 0.053 inch / 1.33 mm	Sistem de protecție embolică , filtru din poliuretan cu pori de 110 microni , vârf spiralizat radiopac , orificiul filtrului este radiopac din nitinol cu brat de suspensie. ghid PTFE de 0.014” compatibil cu cateter ghid de 6F, lungime shaft 190 si 300 cm , profil de trecere 3.2 F (1.1 mm, 0.042”) , profil de recuperare F 4.3 / 0.056 inch/ 1.42 mm , diametrul vasului de referință 3.5 mm – 5.5 mm. optional se poate de comandat teacă de recuperare a vârfului îndoit cu profil de trecere 4.0 F (1.3 mm, 0.052”) si profil de recuperare F 4.0 / 0.053 inch / 1.33 mm	DM000372895, DM000372896
33100 000-1	323	Balon pentru arterele carotide si renale	Balon pentru arterele carotide si renale	AVIATOR™ PLUS 0.014” rapid-exchange 424-4015 W,424-4020 W 424-4030 W,424-4040 W 424-4515 W,424-4520 W 424-4530 W,424-4540 W 424-5015 W,424-5020 W 424-5030 W,424-5040 W 424-5515 W,424-5520 W 424-5530 W,424-5540 W 424-6015 W,424-6020 W 424-6030 W,424-6040 W 424-7015 W,424-7020 W 424-7030 W,424-7040 W (pagina 4)	SUA	Cordis	Balon Semicompliant RX recomandat pentru pre si post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive Markeri Radioopaci: 2. Lungimi balon obligatorie: 20mm (+/-2mm); Diametre disponibile balon: 4.0mm; 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm. Compatibilitate ghid: 0.014” sau 0.018” . Lungime utila: între 140 si 150 cm. Compatibilitate introducător: 4Fr, 5 Fr. Presiune RBP: minim - 12 atm. SAU Balon semicompliant, presiune nominală-10ATM; RBP-14atm; compatibil cu ghid 0.014”; Lungime shaft-142cm; Compatibilitate teci-4F(diametre de 4-6mm) și 5F(diametru 7mm); Diametre-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7mm; Lungimi-1.5, 2,3,4cm; (pagina 4) Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Acoperire hidrofilă.	Balon semicompliant, presiune nominală-10ATM; RBP-14atm; compatibil cu ghid 0.014”; Lungime shaft-142cm; Compatibilitate teci-4F(diametre de 4-6mm) și 5F(diametru 7mm); Diametre-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7mm; Lungimi-1.5, 2,3,4cm; (pagina 4) Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Acoperire hidrofilă.	DM000594919,DM000594930, DM000594924,DM000594920, DM000594939,DM000594933, DM000594931,DM000594932, DM000594921,DM000594928, DM000594937,DM000594923, DM000594927,DM000594918, DM000594938,DM000594917, DM000594936,DM000594935, DM000594929,DM000594926, DM000594922,DM000594925, DM000594934,DM000594916

33100 000-1	324	Balon farmacologic activ (Paclitoxel)	Balon farmacologic activ (Paclitoxel)	AGENT baloon H749 3922220121 0 , H749 3922220151 0 H749 3922220201 0 , H749 3922220301 0 H749 3922222121 0 , H749 3922222151 0 H749 3922222201 0 , H749 3922222301 0 H749 3922225121 0 , H749 3922225151 0 , H749 3922225201 0, H749 3922225301 0 H749 3922227121 0 , H749 3922227151 0 H749 3922227201 0, H749 3922227301 0 H749 3922230121 0, H749 3922230151 0 H749 3922230201 0, H749 3922230301 0 H749 3922235121 0, H749 3922235151 0 H749 3922235201 0 , H749 3922235301 0 H749 3922240121 0, H749 3922240151 0 H749 3922240201 0, H749 3922240301 0	SUA	Boston Scientific	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon farmacologic activ pt aa. coronare, impregnat cu Paclitaxel acoperire TransPax™ în doză de 2 µg/mm². Marceri balonului 2 platinum/Iridium. Timp de eliberare a medicamentului de la 30 secunde. ,compatibil cu ghid cateter 5F. Virf distal a șaftului –lazer Bonded Tip, pentru îmbunătățirea capacității de traversare. Profil ultra-subtire a vârfului de 0.0167”. Cerinte minime obligatorii: Dimesiuni obligatorii Lungime utila cateter de 144 cm Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 pina la 4.00 mm; Lungime de la 12 mm, 15 mm, 2 0mm, 30 mm.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon farmacologic activ pt aa. coronare, impregnat cu Paclitaxel acoperire TransPax™ în doză de 2 µg/mm². Marceri balonului 2 platinum/Iridium. Timp de eliberare a medicamentului de la 30 secunde. ,compatibil cu ghid cateter 5F. Virf distal a șaftului –lazer Bonded Tip, pentru îmbunătățirea capacității de traversare. Profil ultra- subtire a vârfului de 0.0167”. Cerinte minime obligatorii: Dimesiuni obligatorii Lungime utila cateter de 144 cm Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 pina la 4.00 mm; Lungime de la 12 mm, 15 mm, 2 0mm, 30 mm.	DM000268395 , DM000268425, DM000268393 DM000268427, DM000268413, DM000268436, DM000268405 , DM000268428 , DM000268414 DM000268410, DM000268396, DM000268423 DM000268415 , DM000268426 , DM000268409 DM000268407, DM000268401 ,DM000268406, DM000268437 , DM000268424, DM000268433 DM000268411 , DM000268399 , DM000268403 , DM000268422, DM000268408, DM000268434 DM000268418 , DM000268431 , DM000268400 DM000268404 , DM000268402 ,DM000268430 DM000268429 , DM000268397 , DM000268417, DM000268398 , DM000268412 , DM000268432 DM000268421, DM000268416 , DM000268394 DM000268420 , DM000268419 , DM000268435
----------------	-----	---	---	--	-----	----------------------	--	--	--

100000	327	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea a anevrismelor	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor	AVENIR 18-system Complex Framing 18CFR--06016 XXXXX -25060 (toate) si Avenir 10-system Complex Framing 10CFR-02002 xxxxxx -10034 (toate) si Avenir 10-system Helical Filling 10HFL-03004 xxxxx -10030 (toate) si Avenir10-system Complex Finishing 10CFN-01002 xxxxxx -05010 (toate) si Avenir 10-system Helical Finishing 10HFN -01002 xxxxxx -06010 (toate)	Germany/ SUA	Phenox/ WallabyMedical	Spirala pentru embolizare intracraniana din aiay 92% platina si 8% wolfram, rezistenta la intindere datorita filamentului dublu de polipropilena cu bucla de conectare la impingatorul lucrat cu laser, astfel incat jonctiunea sa fie extrem de moale. Cerințe tehnice: Disponibil în versiuni- 10 Complex Framing, 10 Complex Finishing, 10 Helical Filling, 10 Helical Finishing, 18 Complex Framing. Disponibil în versiuni 10 și 18, dimensiuni de diametru de la 1 la 25 mm, lungimi de la 2 la 60 cm. Compatibil cu microcatetere de 0,017". Versiune de încadrare 3D cu diametrul primar de 0,011", 0,0125", 0,0135" și 0,0145", umplutură de 0,011" și finisare de 0,011". Detasare mecanică instantanee fără ajutorul unor dispozitive suplimentare.	Spirala pentru embolizare intracraniana din aiay 92% platina si 8% wolfram, rezistenta la intindere datorita filamentului dublu de polipropilena cu bucla de conectare la impingatorul lucrat cu laser, astfel incat jonctiunea sa fie extrem de moale. Cerințe tehnice: Disponibil în versiuni- 10 Complex Framing, 10 Complex Finishing, 10 Helical Filling, 10 Helical Finishing, 18 Complex Framing. Disponibil în versiuni 10 și 18, dimensiuni de diametru de la 1 la 25 mm, lungimi de la 2 la 60 cm. Compatibil cu microcatetere de 0,017". Versiune de încadrare 3D cu diametrul primar de 0,011", 0,0125", 0,0135" și 0,0145", umplutură de 0,011" și finisare de 0,011". Detasare mecanică instantanee fără ajutorul unor dispozitive suplimentare.	DM000760285, DM000760280, DM000760308 DM000760286 ,DM000760282 ,DM000760290 DM000760287 ,DM000760291 ,DM000760303 DM000760300 ,DM000760306 ,DM000760292 DM000760284 ,DM000760304 ,DM000760302, DM000760307, DM000760298, DM000760283 DM000760311, DM000760279, DM000760305 DM000760312, DM000760277, DM000760299 DM000760297, DM000760310 ,DM000760296 DM000760278 ,DM000760295 ,DM000760289, DM000760281 DM000760309 DM000760294 DM000760276 DM000760302 DM000760293 DM000760288 DM000760332 DM000760340 DM000760336 DM000760346 DM000760344 DM000760353 DM000760352 DM000760343 DM000760342 DM000760345 DM000760337 DM000760349 DM000760341 DM000760347 DM000760350 DM000760335 DM000760333 DM000760348 DM000760338 DM000760339 DM000760334 DM000760351 DM000760316 DM000760317 DM000760327 DM000760315 DM000760323 DM000760328 DM000760326 DM000760325 DM000760321 DM000760331 DM000760319 DM000760322 DM000760313 DM000760329 DM000760320 DM000760324 DM000760330 DM000760318 DM000760314 DM000760748 DM000760763 DM000760750 DM000760762 DM000760738 DM000760758 DM000760759 DM000760757 DM000760756 DM000760742 DM000760760 DM000760747 DM000760735 DM000760740 DM000760764 DM000760765 DM000760744 DM000760743 DM000760751 DM000760741 DM000760736 DM000760745 DM000760749 DM000760739 DM000760754 DM000760746 DM000760753 DM000760752 DM000760761 DM000760737 DM000760755
--------	-----	--	--	---	-----------------	---------------------------	--	--	--

33100 000-1	334	Stent pentru tratamentul leziunilor arterei femorale superficiale.	Stent pentru tratamentul leziunilor arterei femorale superficiale.	Innova™ Stent System H74939293050270 xxxxx H74939293082030 (toate din catalog)	SUA	Boston Scientific	Stent conceput pentru tratamentul leziunilor SFA (Superficial Femoral Artery) și proiectat de experți pentru o implementare lină și o plasare precisă. Arhitectură hibridă a celulelor; • Capete cu celule închise pentru stabilitate la implementare și uniformitate • Centru cu celule deschise pentru flexibilitate și rezistență la fracturi Matrice completă de dimensiuni SFA • Diametre obligatorii: 5, 6, 7, 8 mm • Lungimi de stent obligatorii: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm • Lungimi sistem de livrare: 75, 130 cm. Sistem de livrare triaxial • Tijă de stabilizare exterioară albastră, concepută pentru a controla forțele de desfășurare și a facilita plasarea precisă • Tijă din mijloc se retrage pentru a lansa stentul Luer de spalare, sistem „ pull grip ”, mâner ergonomic, încuietoare de siguranță, roată de selectare/manipulare, bandă cu marker radiopac pentru axul mijlociu, markeri radiopaci pentru stent, vârf radiopac.	Stent conceput pentru tratamentul leziunilor SFA (Superficial Femoral Artery) și proiectat de experți pentru o implementare lină și o plasare precisă. Arhitectură hibridă a celulelor; • Capete cu celule închise pentru stabilitate la implementare și uniformitate • Centru cu celule deschise pentru flexibilitate și rezistență la fracturi Matrice completă de dimensiuni SFA • Diametre obligatorii: 5, 6, 7, 8 mm • Lungimi de stent obligatorii: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm • Lungimi sistem de livrare: 75, 130 cm. Sistem de livrare triaxial • Tijă de stabilizare exterioară albastră, concepută pentru a controla forțele de desfășurare și a facilita plasarea precisă • Tijă din mijloc se retrage pentru a lansa stentul Luer de spalare, sistem „ pull grip ”, mâner ergonomic, încuietoare de siguranță, roată de selectare/manipulare, bandă cu marker radiopac pentru axul mijlociu, markeri radiopaci pentru stent, vârf radiopac.	DM000151749 DM000151761 DM000151702 DM000151701 DM000151715 DM000151719 DM000151736 DM000151726 DM000151728 DM000151713 DM000151721 DM000151739 DM000151691 DM000151723 DM000151740 DM000151700 DM000151704 DM000151744 DM000151712 DM000151741 DM000151734 DM000151692 DM000151710 DM000151699 DM000151735 DM000151742 DM000151717 DM000151706 DM000151703 DM000151698 DM000151755 DM000151694 DM000151705 DM000151733 DM000151737 DM000151751 DM000151758 DM000151759 DM000151725 DM000151762 DM000151714 DM000151711 DM000151732 DM000151722 DM000151738 DM000151743 DM000151750 DM000151708 DM000151696 DM000151731 DM000151697 DM000151720 DM000151727 DM000151729 DM000151745 DM000151718 DM000151747 DM000151753 DM000151748 DM000151754 DM000151716 DM000151730 DM000151693 DM000151709 DM000151752 DM000151695 DM000151746 DM000151724 DM000151756 DM000151760 DM000151757 DM000151707
33100 000-1	348	Kit de aterectomie cu aspiratie mecanica	Kit de aterectomie cu aspiratie mecanica	Jetstream atherectomy system PV3118F PV41340 PV31300 PV3116F	SUA	Boston Scientific	Kit de aterectomie cu aspiratie mecanica Caracteristici tehnice Aspirare mecanica activa dinamica si continua ce asigura debridarea lumenului vasului de sange si eliminarea trombilor, prevenind riscul de embolizare distala. Taiere diferentiala- lamele sunt create pentru a taia tesutul afectat, inelastic si pentru a evita taierea tesutului sanatos, prevenind lezarea vasului de sange. Lame expandabile si tehnologie “Lame sus/Lame jos” care asigura largirea lumenului vasului de sange si posibilitatea de a trata mai multe diametre de vase de sange cu acelasi cateter. Cateterul este prevazut cu orificii pentru infuzia cu solutie salina si orificiu pentru aspirare Lungimea cateterului obligator :120, 135, 145 cm Compatibilitate teaca: 7F Compatibilitate fir ghid: 0.014” Diametre disponibile: 2,1mm – 2,4mm – 1,6mm – 1,85mm. Frecvența rotațiilor – 70000- 73000. Setul conține și Ghid 0.014 in (0.36 mm) 300 cm	Kit de aterectomie cu aspiratie mecanica Caracteristici tehnice Aspirare mecanica activa dinamica si continua ce asigura debridarea lumenului vasului de sange si eliminarea trombilor, prevenind riscul de embolizare distala. Taiere diferentiala- lamele sunt create pentru a taia tesutul afectat, inelastic si pentru a evita taierea tesutului sanatos, prevenind lezarea vasului de sange. (pagina 3) Lame expandabile si tehnologie “Lame sus/Lame jos” (pagina 3) care asigura largirea lumenului vasului de sange si posibilitatea de a trata mai multe diametre de vase de sange cu acelasi cateter. Cateterul este prevazut cu orificii pentru infuzia cu solutie salina si orificiu pentru aspirare Lungimea cateterului obligator :120, 135, 145 cm Compatibilitate teaca: 7F Compatibilitate fir ghid: 0.014” Diametre disponibile: 2,1mm – 2,4mm – 1,6mm – 1,85mm.(pagina 4) Frecvența rotațiilor – 70000- 73000.(pagina 3) Setul conține și Ghid 0.014 in (0.36 mm) 300 cm	DM000842189 DM000842191 DM000842192 DM000842190

100000	350	Sistem pentru injectarea CO2 în sistemul vascular în timpul examinărilor angiografice	Sistem pentru injectarea CO2 în sistemul vascular în timpul examinărilor angiografice	ANGIODROID® ANG00001 (pagina 1-Technical sheet ANG00001)	Italy	ANGIODROID SPA	Dispozitiv medical pentru injectare CO₂ la o presiune și un volum dat în sistemul vascular. CO₂ acționează ca agent de contrast în timpul examinărilor angiografice, oferind o eficiență ridicată și rate scăzute de complicații în comparație cu contrastul iodat. Utilizatorul poate seta volumul și presiunea de injecție pentru a obține imagini radiologice cu o bună valoare diagnostică. Este un injector digital automat, care garantează un nivel stabil al presiunii de injectare a CO₂ și o setare extrem de precisă a volumului dozei, evită contaminarea aerului și conectat direct la cateter pentru a iniția injecția. CARACTERISTICI PRINCIPALE - Setare digitală a dozelor de volum - Setare digitală a presiunii de injecție - Reîncărcare automată rapidă pentru injecții repetabile - Precizie ridicată a presiunii de injecție setate - Precizie ridicată a dozelor de volum setate - Microcontroler dublu pentru a asigura performanțe ridicate și siguranță ridicată - Controler de la distanță pentru a începe injecția - Posibilitatea de a salva setările de injecție pentru diferite corpuri - Consolă cu ecran tactil - Gama de presiune - 50 - 750 mm Hg(6-100 Kpa) . - Gama de frecvență 50 - 60 Hz - Volum Gama de doze 10-100 ml În sistem este inclus un balon cilindric cu CO₂ de 2 litre, pentru cel puțin 400 proceduri (Furnizorul sa asigure schimbarea balonului gratis după utilizarea întregului gaz, la cerere) conectat la un circuit pneumatic intern închis în care CO₂ se poate elimina prin conectarea ușoară cu cateter. Prezentarea certificatului de producere obligatoriu : Studii clinice , cel puțin din 2 țări EU. - EN 60601-1:2006 / A11:2011 / A1:2013 - Medical electrical equipment -ISO 13485. CE Marca Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 5 interventii gratis	Dispozitiv medical pentru injectare CO₂ la o presiune și un volum dat în sistemul vascular. CO₂ acționează ca agent de contrast în timpul examinărilor angiografice, oferind o eficiență ridicată și rate scăzute de complicații în comparație cu contrastul iodat. Utilizatorul poate seta volumul și presiunea de injecție pentru a obține imagini radiologice cu o bună valoare diagnostică. Este un injector digital automat, care garantează un nivel stabil al presiunii de injectare a CO₂ și o setare extrem de precisă a volumului dozei, evită contaminarea aerului și conectat direct la cateter pentru a iniția injecția. CARACTERISTICI PRINCIPALE - Setare digitală a dozelor de volum - Setare digitală a presiunii de injecție - Reîncărcare automată rapidă pentru injecții repetabile - Precizie ridicată a presiunii de injecție setate - Precizie ridicată a dozelor de volum setate - Microcontroler dublu pentru a asigura performanțe ridicate și siguranță ridicată - Controler de la distanță pentru a începe injecția - Posibilitatea de a salva setările de injecție pentru diferite corpuri - Consolă cu ecran tactil (pagina 1-Technical sheet) - Gama de presiune - 50 - 750 mm Hg(6-100 Kpa) . - Gama de frecvență 50 - 60 Hz - Volum Gama de doze 10-100 ml (pagina 4-Technical sheet) În sistem este inclus un balon cilindric cu CO₂ de 2 litre, pentru cel puțin 400 proceduri (Furnizorul sa asigure schimbarea balonului gratis după utilizarea întregului gaz, la cerere) conectat la un circuit pneumatic intern închis în care CO₂ se poate elimina prin conectarea ușoară cu cateter. Prezentarea certificatului de producere obligatoriu : Studii clinice , cel puțin din 2 țări EU.- EN 60601-1:2006 / A11:2011 / A1:2013 - Medical electrical equipment -ISO 13485.(pagina 4-Technical sheet) CE Marca Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 5 interventii gratis	DM00073770
--------	-----	---	---	--	-------	-------------------	---	---	------------

100000	351	Balon angioplastic periferica BTK	Balon angioplastic periferica BTK	COYOTE™ Balloon Catheter OTW H74939186150490 xxxxx H74939186402210 (toate din catalog) Coyote Monorail H74939185150490 xxxxx H74939185402210 Toate din catalog) agina 4	SUA	Boston Scientific	Balon RX si OTW. Balon material din Nybax cu suprafata hidrofilica. Diametre necesare pentru balon :1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm. Lungimi balon :40, 60, 80, 100, 120, 150, 220. Lungimi utilizabile : 90, 150 cm. Profil de intrare in leziune : 0.017" Compatibil cu teaca de 4F RBP 14 (atm), timp de deflatie pana la 10 secunde.	Balon RX si OTW. Balon material din Nybax cu suprafata hidrofilica. Diametre necesare pentru balon :1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm. Lungimi balon :40, 60, 80, 100, 120, 150, 220. Lungimi utilizabile : 90, 150 cm. Profil de intrare in leziune : 0.017" Compatibil cu teaca de 4F RBP 14 (atm), timp de deflatie pana la 10 secunde.	DM000796886 DM000796907 DM000796903 DM000796858 DM000796900 DM000796888 DM000796873 DM000796857 DM000796860 DM000796854 DM000796914 DM000796885 DM000796876 DM000796890 DM000796913 DM000796889 DM000796869 DM000796863 DM000796870 DM000796909 DM000796879 DM000796884 DM000796861 DM000796875 DM000796883 DM000796896 DM000796867 DM000796862 DM000796912 DM000796859 DM000796878 DM000796902 DM000796865 DM000796910 DM000796901 DM000796866 DM000796874 DM000796880 DM000796893 DM000796908 DM000796911 DM000796881 DM000796899 DM000796882 DM000796894 DM000796898 DM000796905 DM000796906 DM000796871 DM000796855 DM000796877 DM000796891 DM000796897 DM000796856 DM000796868 DM000796853 DM000796872 DM000796904 DM000796892 DM000796895 DM000796864 DM000796814 DM000796832 DM000796851 DM000796840 DM000796835 DM000796804 DM000796836 DM000796812 DM000796838 DM000796850 DM000796847 DM000796820 DM000796819 DM000796839 DM000796815 DM000796842 DM000796830 DM000796795 DM000796826 DM000796843 DM000796841 DM000796833 DM000796806 DM000796849 DM000796801 DM000796813 DM000796817 DM000796811 DM000796822 DM000796828 DM000796807 DM000796831 DM000796818 DM000796798 DM000796823 DM000796825 DM000796834 DM000796810 DM000796824 DM000796803 DM000796802 DM000796808 DM000796845 DM000796816 DM000796799 DM000796796 DM000796852 DM000796805 DM000796797 DM000796827 DM000796837 DM000796829 DM000796809 DM000796821 DM000796846 DM000796848 DM000796844
--------	-----	-----------------------------------	-----------------------------------	---	-----	-------------------	---	---	--

33100 000-1	358	Stent Graft Coronarian	Stent Graft Coronarian	BeGraft coronarian BG08250, xxxxxxx,BG24500 (toate din catalog)	Germany	Bentley	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent din cobalt-crom CoCr (L605). Graftul este din PTFE, premontat (89± 25µm). Sistem de livrare de tip Rx. Șaftul 2.7 F distal / 1.9 F proximal (Ø 2.5 - 4.0 mm) sau 3.2 F distal / 1.9 F proximal(Ø 4.5 - 5.0 mm). Compatibilitate cateter-ghid 5Fr. Compatibilitate ghid 0.014". Markerii balonului sunt Platina/Iridium. Presiunea nominala a balonului: 11 bar (Ø 2.5 - 4.0 mm); 10 bar (Ø 4.5 - 5.0 mm). RBP: 13 bar pentru diametre între 5.0 – 7.0 mm si 12 bar pentru diametre între 8.0 – 10.0 mm. Diametre vase mici (SV): 2.5 mm-3.5 mm; Diametre vase medii (MV):4.0 mm, ; Diametre vase mari (LV): 4.5mm, 5.0 mm.. Compatibil RMN, 1.5 Tesla sau 3.0 Tesla. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii DIMENSIUNI stentului: Lungimi : 8, 12, 16, 18, 21, 24mm, Shaftul de livrare pe cateter de 143 cm sau 153 cm.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent din cobalt-crom CoCr (L605). Graftul este din PTFE, premontat (89± 25µm). Sistem de livrare de tip Rx. Șaftul 2.7 F distal / 1.9 F proximal (Ø 2.5 - 4.0 mm) sau 3.2 F distal / 1.9 F proximal(Ø 4.5 - 5.0 mm). Compatibilitate cateter-ghid 5Fr. Compatibilitate ghid 0.014". Markerii balonului sunt Platina/Iridium. Presiunea nominala a balonului: 11 bar (Ø 2.5 - 4.0 mm); 10 bar (Ø 4.5 - 5.0 mm). RBP: 13 bar pentru diametre între 5.0 – 7.0 mm si 12 bar pentru diametre între 8.0 – 10.0 mm. Diametre vase mici (SV): 2.5 mm-3.5 mm; Diametre vase medii (MV):4.0 mm, ; Diametre vase mari (LV): 4.5mm, 5.0 mm.. Compatibil RMN, 1.5 Tesla sau 3.0 Tesla. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii DIMENSIUNI stentului: Lungimi : 8, 12, 16, 18, 21, 24mm, Shaftul de livrare pe cateter de 143 cm sau 153 cm.	DM000362722,DM000362718, DM000362717, DM000362706, DM000362720, DM000362732, DM000362709, DM000362705, DM000362725, DM000362710, DM000362700, DM000362726, DM000362719, DM000362724, DM000362735, DM000362731, DM000362716, DM000362733, DM000362712, DM000362723, DM000362708, DM000362730, DM000362728, DM000362713, DM000362704, DM000362721, DM000362729, DM000362727, DM000362702, DM000362701, DM000362714, DM000362736, DM000362711, DM000362703, DM000362699, DM000362734, DM000362707, DM000362715
33100 000-1	362	Cateter Intermediar	Cateter Intermediar	eNVoke™ Catheter intermediar FG-005-4312 FG-005-4212 FG-005-4112 FG-005-4111 FG-005-4211 FG-005-4213 FG-005-4113 FG-005-4311 FG-005-4013 FG-005-4011 FG-005-4313 FG-005-4012 FG-005-4511 FG-005-4513 FG-005-5113 FG-005-5211 FG-005-5013 FG-005-5313 FG-005-4011 FG-005-5212 FG-005-5312 FG-005-5213 FG-005-5011 FG-005-5112 FG-005-5311 FG-005-5012	SUA	NEUROVASC TECHNOLOGIES	Cateter cu rigiditate variabilă, cu lumen unic, concepute pentru a accesa vasculatura mică și sinuoasă. Sunt disponibile într-o varietate de lungimi, rigidități și diametre interioare și exterioare. Suprafața exterioară a cateterului are un înveliș hidrofil la capătul distal pentru a spori navigabilitatea în vas. Cateterul încorporează, de asemenea, o căptușeală pentru a facilita introducerea dispozitivelor intervenționale prin lumenul său. Capătul proximal are un conector Luer pentru atașarea la alte dispozitive, iar vârful distal are marker radioopac pentru a ajuta vizualizarea și poziționarea sub fluoroscopie. Cateter cu lungimi utilizabile (cm): 90,105, 115,132,150. Cu diametre interioare ; .044 inch (1.12 mm) .060 inch (1.52 mm) .072 inch (1.83 mm) Compatibil cu diametrul interior minim al cate-ghidului de .088 inch (2.24 mm) si cu diametrul maxim de până la .035 inch (0.89 mm).	Cateter cu rigiditate variabilă, cu lumen unic, concepute pentru a accesa vasculatura mică și sinuoasă. Sunt disponibile într-o varietate de lungimi, rigidități și diametre interioare și exterioare. Suprafața exterioară a cateterului are un înveliș hidrofil la capătul distal pentru a spori navigabilitatea în vas. Cateterul încorporează, de asemenea, o căptușeală pentru a facilita introducerea dispozitivelor intervenționale prin lumenul său. Capătul proximal are un conector Luer pentru atașarea la alte dispozitive, iar vârful distal are marker radioopac pentru a ajuta vizualizarea și poziționarea sub fluoroscopie. Cateter cu lungimi utilizabile (cm): 90,105, 115,132,150. Cu diametre interioare ; (pagina 1) .044 inch (1.12 mm) .060 inch (1.52 mm) .072 inch (1.83 mm) Compatibil cu diametrul interior minim al cate-ghidului de .088 inch (2.24 mm) (pagina 2) si cu diametrul maxim de până la .035 inch (0.89 mm).	DM000821462 DM000821454 DM000821448 DM000821446 DM000821452 DM000821457 DM000821449 DM000821461 DM000821443 DM000821436 DM000821463 DM000821440 DM000821464 DM000821466 DM000821465 DM000821476 DM000821468 DM000821472 DM000821473 DM000821470 DM000821469 DM000821479 DM000821474 DM000821477 DM000821475 DM000821467 DM000821471

Semnat: _____ Numele, Prenumele:Ostapciuc AlexandrÎn calitate de:Administrator

Ofertantul:Tribestar Farm SRL Adresa: com.Stauceni

[illegible]