



ООО «МиниМед», 241520, Российская Федерация, Брянская область,  
Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17 А

Тел. (4832) 92-97-97, 92-24-52, -53, -55, -56, -57, -58, -60, -61, -62  
Многоканальный номер - 8-800-100-48-32  
Факс (4832) 92-24-54, 92-24-59, 92-24-61

ИНН 3234007127

www.minimed.ru

e-mail: info@minimed.ru



Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd., 16F-1, Building № 1, No. 98  
Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo, Zhejiang Province People's republic of China  
Адрес электронной почты: [info@china-greetmed.com](mailto:info@china-greetmed.com) – Website: [www.greetmed.com](http://www.greetmed.com)

Дистрибьютор в РФ и странах СНГ: ООО «МиниМед», Россия

## Технические данные

### Капельница Страшейна с притёртой пробкой-пипеткой

- Код производителя**  
1451, 1452.
- Область применения**  
Предназначены для капельного дозирования различных растворов и фотолabileльных реактивов.
- Технические характеристики**  
Состоит из: - флакон изготовлен из медицинского темного (янтарного) или светлого стекла;  
- пробка-пипетка изготовлена из медицинского темного (янтарного) или светлого стекла;  
- груша резиновая для пробки-пипетки.  
Номинальная вместимость в обозначении и наименовании капельницы является условной.

#### 4. Используемый материал

№	Компонент	Материал
1	Флакон и пробка-пипетка	Медицинское стекло
2	Транспортная упаковка	5-слойный гофрированный картон

#### 5. Размеры

Артикул	Код производителя	Номинальная вместимость, мл	Габаритные размеры, мм
<i>Капельница Страшейна из светлого стекла</i>			
12001810	1451	30	$(76 \pm 5,0) \times (40 \pm 3,0)$
12001811	1451	60	$(85 \pm 5,0) \times (46 \pm 3,0)$
12001812	1451	125	$(110 \pm 5,0) \times (57 \pm 3,0)$
<i>Капельница Страшейна из темного стекла</i>			
12001806	1452	30	$(76 \pm 5,0) \times (40 \pm 3,0)$
12001807	1452	60	$(85 \pm 5,0) \times (46 \pm 3,0)$
12001808	1452	125	$(110 \pm 5,0) \times (57 \pm 3,0)$

- Серия**  
Серия и дата изготовления (день/месяц/год) см. на упаковке.
- Условия хранения**  
Изделие должно храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре  $\leq 40^\circ\text{C}$  и относительной влажности  $\leq 80\%$ .
- Срок годности**  
Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН