

Specificatei Tehnica Completata

Model: ARC-250, PN: 900-250 DM:DM000569533 ; Producător: BOWA-ELECTRONIC GMBH & CO. KG ; Țara de origină:Germania ;

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic
Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator oftalmic) Parametrul Specificația Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz Canale de ieșire Monopolar izolat Comutator de mână Comutator de picior tip pedală dublă Bipolar Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 150 W ≥ 100 Ohm Coagulare ≥ 100 W ≥ 100 Ohm Bipolar Tăiere ≥ 50 W ≥ 50 Ohm Coagulare ≥ 50 W ≥ 50 Ohm Regimuri de lucru preselectate Blend, strong soft, spray minimum 10 regimuri	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator oftalmic) DA Parametrul Specificația Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă DA Frecvența cuprinde 330 KHz și 1 MHz DA pag. 6 din ARC-250 Brochure Canale de ieșire Monopolar izolat DA pag. 6 din Operating Manual ARC 250/303 00-303_IFU-V2.21_11316-S1-20140625-EN – port 29, 30. Comutator de mână DA se conectează în portul 29. sau 30 pag. 6 din Operating Manual ARC 250/303 00-303_IFU-V2.21_11316-S1-20140625-EN Comutator de picior tip pedală dublă DA pag. 6, 31 din Operating Manual ARC 250/303 00-303_IFU-V2.21_11316-S1-20140625-EN - Foot switch Portul 32. Bipolar DA se așteaptă de cel monopolar DA pag. 6 din Operating Manual ARC 250/303 00-303_IFU-V2.21_11316-S1-20140625-EN – port 31 Moduri de lucru Monopolar Tăiere - 250 W - 100 Ohm pag. 66 din din Operating Manual ARC 250/303 00-303_IFU-V2.21_11316-S1-20140625-EN – <i>Vezi graficul din manual</i> Coagulare -120 W - 100 Ohm pag. 72 din Operating Manual ARC 250/303 00-303_IFU-V2.21_11316-S1-20140625-EN – <i>Vezi graficul din manual Moderate COAG Standart</i> Bipolar Tăiere - 50 W - 50 Ohm DA este valabil în programul 0 Coagulare - 50 W - 50 Ohm DA pag. 83 din Operating Manual ARC 250/303 00-303_IFU-V2.21_11316-S1-20140625-EN – <i>Vezi graficul din manual Moderate COAG Standart</i> Regimuri de lucru preselectate Blend, strong soft, spray minimum 10 regimuri DA Blend pag. 6 din Operating Manual ARC 250/303 00-303_IFU-V2.21_11316-S1-20140625-EN Butonul 7 DA Strong Soft la dispozitivul este denumit Forcet Coagulation pag. 6 din Operating Manual ARC 250/303 00-303_IFU-V2.21_11316-S1-20140625-EN – <i>Butonul 13</i>

Funcție de autotestare	DA Spray pag. 6 din Operating Manual ARC 250/303 00-303_IFU-V2.21_11316-S1-20140625-EN – Butonul 14
Canal de ieșire independentă	Funcție de autotestare DA la fiecare pornire pag. 29 din din Operating Manual ARC 250/303 00-303_IFU-V2.21_11316-S1-20140625-EN – Self test
Indicatoare acustic	Canal de ieșire independentă DA pag. 6 din Operating Manual ARC 250/303 00-303_IFU-V2.21_11316-S1-20140625-EN
Visual	Indicatoare acustic DA pag. 20, 29 din Operating Manual ARC 250/303 00-303_IFU-V2.21_11316-S1-20140625-EN - Set the acoustic signal that sounds when the electrode is activated so that it is always clearly audible.
Control volum sunet	Vizual DA pag. 51 din Operating Manual ARC 250/303 00-303_IFU-V2.21_11316-S1-20140625-EN
Accesorii	Control volum sunet DA pag. 45 din Operating Manual ARC 250/303 00-303_IFU-V2.21_11316-S1-20140625-EN -
Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc.	Accesorii:
Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc.	Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, 4.5 metri 2 buc. PN 385-050 Broshura cable rubber return plate
Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri 2 buc.	Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc. PN 242-003 Broshura Rubber return plates
Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc.	Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil 200 clicluri, cablu 4.5 metri 2 buc. PN: 220-145 Broshura Handle for JackKNIFE
Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil 1 buc.	Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc. DA PN 500-007 x 2 unit = 10 buc Broshura Electrodes, short
Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc.	Pencetă bipolar, tip reutilizabil 1 buc. DA PN 605-036 Bipolar forceps sau la alegerea medicului ori sicare
Pedală dublă 1 buc.	penceta bipolara, din motiv ca nu a fost indicate lungimea grosimea virfului etc. Broshura Bipolar forceps
	Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, 4.5 metri 1 buc. PN 101-140 Broshura Cable, bipolar, forceps
	Pedală dublă 1 buc. PN 901-022 Broshura ARC footswitch without switch