


Manșoane de ghidare

Număr de catalog	Produs	Descriere
KTS124	Manșon de ghidare drept Infinity™ de 2,4 mm	Manșon de găurire canulat de 2,4 mm cu dinți drepți la capătul distal pentru prinderea suprafeței osului
KTS224	Manșon de ghidare în unghi Infinity™ de 2,4 mm	Manșon de găurire canulat de 2,4 mm cu dinți în unghi la capătul distal pentru prinderea suprafeței osului
KTS135	Manșon de ghidare complet spre interior Infinity™ de 3,5 mm	Manșon de găurire canulat de 3,5 mm pentru proceduri complet spre interior, cu margine de tăiere la capătul distal pentru intrarea în cortexul osos



COMPATIBILITATE

Familia de produse	Compatibilitate
Ghidaje anteromediale	Pin de ghidare de 2,4 mm Pin de ghidare vârf lopată de 3,5 mm
Brațe de ghidare	Corp de ghidare Infinity™
Corp de ghidare	Brațe de ghidare Infinity™ Manșoane de ghidare Infinity™
Manșoane de ghidare de 2,4 mm	Pin de ghidare de 2,4 mm
Manșoane de ghidare de 3,5 mm	Retro-alezoare Infinity™

SPECIFICAȚII PRIVIND MATERIALELE

Oțel inoxidabil (toate)

Aluminiu (ghidajele anteromediale și corpul de ghidare)

DESTINAȚIE DE UTILIZARE / INDICAȚII DE UTILIZARE

Indicat pentru proceduri deschise și artroscopice pentru reconstrucția ligamentelor genunchiului. Ghidajele de găurire pentru sistemul de ligamente ale genunchiului sunt instrumente reutilizabile destinate poziționării pinilor de ghidare și alezatoarelor pentru crearea unui canal pilot în procedurile de reconstrucție ale ligamentului încrucișat anterior și ale ligamentului încrucișat posterior.