

Anexa nr.1 Lot 80,86,89,129,142,214

Specificațiile tehnice a echipamentului medical licitat-Beneficiari IMSP

| Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bunuri/Servicii: | | | | | |
| Lotul 214 Servicii de mentenanță pentru Electrocuagulator Excell 350 MCDSe, Alsa, Italia | | | | | |
| <i>214 Servicii de mentenanță Pentru Electrocuagulator Excell 350 MCDSe, Alsa, Italia</i> | Electrocuagulator Excell 350 MCDSe | Italia | Alsa | Verificarea stare a accesoriilor. | Verificarea stare a accesoriilor. |
| | | | | | |
| Lotul 142 Servicii de mentenanță pentru Autoclav și sterilizator Biobase | | | | | |
| 142.1 Mentenanță pentru Autoclav și sterilizator AO-BKQ-Z100 (H), Biobase, China | AO-BKQ-Z100 (H) | China | Biobase | Calibrare completă temperatură, presiune, timp Verificarea și testarea supapei de suprapresiune Înlocuirea garniturilor uzate | Calibrare completă temperatură, presiune, timp Verificarea și testarea supapei de suprapresiune Înlocuirea garniturilor uzate |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <p>Verificarea rezistențelor electrice și a generatorului de abur</p> <p>Validarea procesului de sterilizare</p> | <p>Verificarea rezistențelor electrice și a generatorului de abur</p> <p>Validarea procesului de sterilizare</p> |
| <p>142.2 Mentenanță pentru Autoclav și sterilizator 21-25L, Biobase, China</p> | 21-25L | China | Biobase | <p>Calibrare completă temperatură, presiune, timp</p> <p>Verificarea și testarea supapei de suprapresiune</p> <p>Înlocuirea garniturilor uzate</p> <p>Verificarea rezistențelor electrice și a generatorului de abur</p> <p>Validarea procesului de sterilizare</p> | <p>Calibrare completă temperatură, presiune, timp</p> <p>Verificarea și testarea supapei de suprapresiune</p> <p>Înlocuirea garniturilor uzate</p> <p>Verificarea rezistențelor electrice și a generatorului de abur</p> <p>Validarea procesului de sterilizare</p> |
| <p>142.3 Mentenanță pentru Autoclav și sterilizator HAS T-50, Biobase, China</p> | HAS T-50 | China | Biobase | <p>Verificarea încălzitorului</p> <p>Verificarea motorului și a ventilatorului</p> <p>Verificarea suportului</p> <p>Verificarea cablurilor electrice</p> <p>Verificarea garniturilor uzate</p> | <p>Verificarea încălzitorului</p> <p>Verificarea motorului și a ventilatorului</p> <p>Verificarea suportului</p> <p>Verificarea cablurilor electrice</p> <p>Verificarea garniturilor uzate</p> |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Verificarea și calibrarea temperaturii | Verificarea și calibrarea temperaturii |
| 142.4 Menținanță pentru Autoclav și sterilizator BKQ-2300H, Biobase, China | BKQ-2300H | China | Biobase | <p>Calibrare completă temperatură, presiune, timp</p> <p>Verificarea și testarea supapei de suprapresiune</p> <p>Înlocuirea garniturilor uzate</p> <p>Verificarea rezistențelor electrice și a generatorului de abur</p> <p>Validarea procesului de sterilizare</p> | <p>Calibrare completă temperatură, presiune, timp</p> <p>Verificarea și testarea supapei de suprapresiune</p> <p>Înlocuirea garniturilor uzate</p> <p>Verificarea rezistențelor electrice și a generatorului de abur</p> <p>Validarea procesului de sterilizare</p> |
| 142.5 Menținanță pentru Autoclav și sterilizator BKQ-B200H, Biobase, China | BKQ-B200H | China | Biobase | <p>Calibrare completă temperatură, presiune, timp</p> <p>Verificarea și testarea supapei de suprapresiune</p> <p>Înlocuirea garniturilor uzate</p> <p>Verificarea rezistențelor electrice și a generatorului de abur</p> <p>Validarea procesului de sterilizare</p> | <p>Calibrare completă temperatură, presiune, timp</p> <p>Verificarea și testarea supapei de suprapresiune</p> <p>Înlocuirea garniturilor uzate</p> <p>Verificarea rezistențelor electrice și a generatorului de abur</p> <p>Validarea procesului de sterilizare</p> |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>142.6 Menținanță pentru Autoclav și sterilizator BKM-Z80B, Biobase, China</p> | <p>BKM-Z80B</p> | <p>China</p> | <p>Biobase</p> | <p>Calibrare completă temperatură, presiune, timp</p> <p>Verificarea și testarea supapei de suprapresiune</p> <p>Înlocuirea garniturilor uzate</p> <p>Verificarea rezistențelor electrice și a generatorului de abur</p> <p>Validarea procesului de sterilizare</p> | <p>Calibrare completă temperatură, presiune, timp</p> <p>Verificarea și testarea supapei de suprapresiune</p> <p>Înlocuirea garniturilor uzate</p> <p>Verificarea rezistențelor electrice și a generatorului de abur</p> <p>Validarea procesului de sterilizare</p> |
| <p>142.7 Menținanță pentru Autoclav și sterilizator BKQ-Z100(H), Biobase, China</p> | <p>BKQ-Z100(H)</p> | <p>China</p> | <p>Biobase</p> | <p>Calibrare completă temperatură, presiune, timp</p> <p>Verificarea și testarea supapei de suprapresiune</p> <p>Înlocuirea garniturilor uzate</p> <p>Verificarea rezistențelor electrice și a generatorului de abur</p> <p>Validarea procesului de sterilizare</p> | <p>Calibrare completă temperatură, presiune, timp</p> <p>Verificarea și testarea supapei de suprapresiune</p> <p>Înlocuirea garniturilor uzate</p> <p>Verificarea rezistențelor electrice și a generatorului de abur</p> <p>Validarea procesului de sterilizare</p> |
| <p>142.8 Menținanță pentru Autoclav și sterilizator BOV-V70F, Biobase, China</p> | <p>BOV-V70F</p> | <p>China</p> | <p>Biobase</p> | <p>Verificarea încălzitorului</p> <p>Verificarea motorului și a ventilatorului</p> | <p>Verificarea încălzitorului</p> <p>Verificarea motorului și a ventilatorului</p> |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <p>Verificarea suportului</p> <p>Verificarea cablurilor electrice</p> <p>Verificarea garniturilor uzate</p> <p>Verificarea și calibrarea temperaturii</p> | <p>Verificarea suportului</p> <p>Verificarea cablurilor electrice</p> <p>Verificarea garniturilor uzate</p> <p>Verificarea și calibrarea temperaturii</p> |
| <p>142.9 Mentenanță pentru Autoclav și sterilizator Biobase, China</p> | | China | Biobase | <p>Verificarea încălzitorului</p> <p>Verificarea motorului și a ventilatorului</p> <p>Verificarea suportului</p> <p>Verificarea cablurilor electrice</p> <p>Verificarea garniturilor uzate</p> <p>Verificarea și calibrarea temperaturii</p> | <p>Verificarea încălzitorului</p> <p>Verificarea motorului și a ventilatorului</p> <p>Verificarea suportului</p> <p>Verificarea cablurilor electrice</p> <p>Verificarea garniturilor uzate</p> <p>Verificarea și calibrarea temperaturii</p> |
| <p>142.10 Mentenanță pentru Autoclav și sterilizator HAS T70, Biobase, China</p> | HAS T70 | China | Biobase | <p>Verificarea încălzitorului</p> <p>Verificarea motorului și a ventilatorului</p> <p>Verificarea suportului</p> <p>Verificarea cablurilor electrice</p> <p>Verificarea garniturilor uzate</p> | <p>Verificarea încălzitorului</p> <p>Verificarea motorului și a ventilatorului</p> <p>Verificarea suportului</p> <p>Verificarea cablurilor electrice</p> <p>Verificarea garniturilor uzate</p> |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Verificarea și calibrarea temperaturii | Verificarea și calibrarea temperaturii |
| | | | | | |
| Lotul 129 Servicii de mentenanță pentru Centrifugă BKS Biobase | | | | | |
| 129.1 Mentenanță pentru Centrifugă BKS-TL5VII, Biobase, China | BKS-TL5VII | China | Biobase | Curățarea centrifuge Verificarea rotorului și a accesoriilor Lubrifierea (dacă este necesară) Verificări electrice și de funcționare | Curățarea centrifuge Verificarea rotorului și a accesoriilor Lubrifierea (dacă este necesară) Verificări electrice și de funcționare |
| 129.2 Mentenanță pentru Centrifugă BKC-TL4IV, Biobase, China | BKC-TL4IV | China | Biobase | Curățarea centrifuge Verificarea rotorului și a accesoriilor Lubrifierea (dacă este necesară) Verificări electrice și de funcționare | Curățarea centrifuge Verificarea rotorului și a accesoriilor Lubrifierea (dacă este necesară) Verificări electrice și de funcționare |
| 129.3 Mentenanță pentru Centrifugă BKC-TH16, Biobase, China | BKC-TH16 | China | Biobase | Curățarea centrifuge Verificarea rotorului și a accesoriilor Lubrifierea (dacă este necesară) Verificări electrice și de funcționare | Curățarea centrifuge Verificarea rotorului și a accesoriilor Lubrifierea (dacă este necesară) Verificări electrice și de funcționare |
| | | | | | |
| Lotul 89 Servicii de mentenanță pentru Pompa de infuzie Alaris | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 89 Servicii de mentenanță pentru Pompa de infuzie Alaris | | | Alaris | <p>Inspecție vizuală și curățare</p> <p>Verificare alimentare și baterie</p> <p>Verificare alarme și sisteme de siguranță</p> <p>Testare precizie debit și funcționare finală</p> | <p>Inspecție vizuală și curățare</p> <p>Verificare alimentare și baterie</p> <p>Verificare alarme și sisteme de siguranță</p> <p>Testare precizie debit și funcționare finală</p> |
| | | | | | |
| Lotul 86 Servicii de mentenanță pentru Pompă de perfuzie și seringi automate Alaris GH Plus/BD Switzerland Sàrl | | | | | |
| 86 Servicii de mentenanță pentru Pompă de perfuzie și seringi automate Alaris GH Plus/BD Switzerland Sàrl | GH Plus/BD | Switzerland | Alaris | <p>Inspecție vizuală și curățare</p> <p>Verificare alimentare și baterie</p> <p>Testare funcționare mecanism seringă</p> <p>Verificare alarme și sisteme de siguranță</p> <p>Testare precizie debit și funcționare finală</p> | <p>Inspecție vizuală și curățare</p> <p>Verificare alimentare și baterie</p> <p>Testare funcționare mecanism seringă</p> <p>Verificare alarme și sisteme de siguranță</p> <p>Testare precizie debit și funcționare finală</p> |
| Total lot 86 | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lotul 80 Servicii de mentenanță pentru Monitoare funcții vitale BT-770, Bistos, Coreea de Sud | | | | | |
| 80 Servicii de mentenanță pentru Monitoare funcții vitale BT-770, Bistos, Coreea de Sud | BT-770 | Coreea de Sud | Bistos | Verificare generală funcțională și de siguranță Inspectare vizuală dispozitiv și cabluri Testare sistem alarme Verificare performanță baterie Verificare funcționare parametri monitorizați (ECG, SpO ₂ , NIBP, respirație, temperatură) Verificare alimentare, împământare și scurgeri curent Testare izolație și conformitate standardelor de siguranță | Verificare generală funcțională și de siguranță Inspectare vizuală dispozitiv și cabluri Testare sistem alarme Verificare performanță baterie Verificare funcționare parametri monitorizați (ECG, SpO ₂ , NIBP, respirație, temperatură) Verificare alimentare, împământare și scurgeri curent Testare izolație și conformitate standardelor de siguranță |