

Analizor CUBE 30 Tuch	Buc	1	DIESSE	Italia	Instrument automatizat pentru determinarea cantitativă a Vitezei de Sedimentare a Eritrocitelor (VSH), utilizând metoda Westergren modificată, pe sânge venos integral anticoagulat cu K2EDTA sau K3EDTA.	Instrument automatizat pentru determinarea cantitativă a Vitezei de Sedimentare a Eritrocitelor (VSH), utilizând metoda Westergren modificată, pe sânge venos integral anticoagulat cu K2EDTA sau K3EDTA.
					Instrumentul sa analizeze simultan minim 30 de probe, în regim random access, sau cu încărcare continuă. Carusel pentru eprubete de minim 30 poziții. Caruselul pentru eprubete prevăzut cu un carusel adaptor din plastic, necesar pentru utilizarea tuburilor cu EDTA cu închidere convențională.	Instrumentul sa analizeze simultan minim 30 de probe, în regim random access, sau cu încărcare continuă. Carusel pentru eprubete de minim 30 poziții. Caruselul pentru eprubete prevăzut cu un carusel adaptor din plastic, necesar pentru utilizarea tuburilor cu EDTA cu închidere convențională.
					Pentru măsurarea vitezei de sedimentare a eritrocitelor (VSH) din probe de sânge anticoagulate cu EDTA, direct din tubul cu EDTA.	Pentru măsurarea vitezei de sedimentare a eritrocitelor (VSH) din probe de sânge anticoagulate cu EDTA, direct din tubul cu EDTA.
					Masurare VSH în maxim 25 de minute.	da
					Ecran tactil color.	Da
					Analiza sa se efectueze complet automat (amestecare și citire)	Da
					Capacitate de procesare minim 50 rezultate pe oră.	60 pe ora
					Instrument conceput astfel încât corecția de temperatură să fie permanent activată; rezultatele sunt raportate la o temperatură de 18 °C, conform nomogramei lui Manley - instrument grafic de corecție utilizat în determinarea vitezei de sedimentare a eritrocitelor (VSH) pentru a standardiza rezultatele în funcție de temperatură.	Da
					Instrument alcătuit dintr-un corp unic care integrează toate funcțiile operaționale necesare pentru analiza probei.	Da
					Unitatea de citire cu senzori optici pentru a verifica conformitatea probei și pentru a detecta nivelul la momentul zero și la sfârșitul sedimentării.	Da
					Detectarea probei prin intermediul senzorilor optici cu scanare a eprubetei introduse în fiecare poziție, cu verificarea dacă aceasta conține un volum adecvat de sânge.	Da

					Identificarea probei cu ajutorul unui cititor intern de coduri de bare, care citește codul de bare atunci când proba este detectată de un senzor optic.	Da
					Codul de identificare al probei sa poata fi introdus manual, utilizând tastatura virtuală, sau prin intermediul unui cititor extern de coduri de bare (accesoriu).	Da
					Cu funcția de avertizare acustică - alerta operatorul în diferite etape ale ciclului de funcționare sau în cazul apariției unor erori.	Da
					Cu porturi de conectare pentru: computer/HOST, tip USB, conector pentru cititor extern de coduri de bare, port USB standard A pentru conectarea unui dispozitiv de stocare USB.	Da
					-imprimanta alfanumerică, cu hârtie termică	Da
1.1	33696500-0	Echipament în comodat	buc	1	-cablu de alimentare conform standardelor internaționale IEC	Da
					-Manual de utilizare	Da
					-Două siguranțe fuzibile întârziate 5 × 20 mm, UL, 10 A	Da
					-Cablul USB	Da
					-Adaptor din plastic, pentru utilizarea tuburilor cu EDTA cu dop convențional	Da
					-Certificat de inspecție	Da
					-Dispozitiv de stocare USB	Da
					Alimentare electrica - 220 W	Da
					Dimensiune maxima - 350 × 500 × 450 (L × l × h)	Da
					Greutate maxim – 20 kg	Da
					Domeniul de masurare - 1–140 mm/h, 1–90 mm/h (pentru tub pediatric)	Da

1.2	33696500-0	TEST Device pentru determinarea VSH de 5000 teste	kit	3	Compatibil cu analizatorul de VSH comodat	Compatibil cu Cube 30 tuch
1.3	33696500-0	Control VSH 2 nivele – normal si patologic	kit	2	Compatibil cu analizatorul de VSH comodat	Compatibil cu Cube 30 tuch