



NITECH s.r.l.

Str. Hristo Botev, nr. 5/3, Chişinău
 Tel: (+373) 22 92 02 20; Fax: (+373) 22 63 28 61
 Mobil: 079920220; e-mail: office@nitech.md; www.nitech.md



| Numarul Licitatiei | | ocds-b3wdp1-MD-1554381485149 | | | | Data:21.05.2019 | Alternativa Nr NU |
|----------------------|-----|---|---|-----------------|------------|---|---|
| Denumirea licitatiei | | Achizitia coloanelor cromatografice | | | | Agentia Medicametului si Dispozitivelor Medicale | |
| Nr. d/o | CPV | Denumirea bunurilor si/sau serviciilor | Model | Tara de origine | Producator | Specificatia tehnica deplina solicitata | Specificatia tehnica propusa |
| 1 | | Coloana cromatografica Hypersil BDS C18, 50 x3,0 mm, 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana | Hypersil BDS C18, 50 x 3.0 mm, 3 µm cu set de protectie si precoloane 28103-053030 28103-013001 852-00 | SUA | Thermo | Coloana cromatografica Hypersil BDS C18 cu lungimea 50mm,diametrul 3,0 mm, dimensiunea particulelor 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana | Coloana cromatografica Hypersil BDS C18 cu lungimea 50mm,diametrul 3,0 mm, dimensiunea particulelor 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana |
| 2 | | Coloana cromatografica Zorbax Extend 80 Å C18, 50 x3,0 mm, 3.5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana | ZORBAX Extend 80Å C18, 3.0 x 50 mm, 3.5 µm HPLC column ZORBAX Extend 80Å C18 Guard, 5µm, 4.6 x 12.5mm 4/pk High performance ZORBAX guard fittings kit-includes low-volume guard holder, inlet end fitting (2), outlet end fitting with integrated column connector, and PEEK fingertight fitting, seals (2/pk) 735954-302 820950-930 820999-901 | SUA | Agilent | Coloana cromatografica Zorbax Extend 80 Å C18 cu lungimea 50mm,diametrul 3,0 mm, dimensiunea particulelor 3.5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 180Å Carbon load : 12.5% pH range 2.0-11.5 Surface Area: 170 m2/g Clasificare USP: L 1 | Coloana cromatografica Zorbax Extend 80 Å C18 cu lungimea 50mm,diametrul 3,0 mm, dimensiunea particulelor 3.5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 180Å Carbon load : 12.5% pH range 2.0-11.5 Surface Area: 170 m2/g Clasificare USP: L 1 |
| 3 | | Coloana cromatografica BDS | HyperClone 5u BDS C18 130A | SUA | Phenomenex | Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 50 mm, diametrul 4,0 (4,6) | Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 50 mm, diametrul 4,0 (4,6) |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----|------------|--|--|
| | | C18 ,50 x4,0 (4,6) mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana | HPLC Column 50 x 4.6 mm SecurityGuard Cartridges C18 4 x 3.0mm ID, 10/pak SecurityGuard Guard Cartridge Kit 00B-4420-E0 AJ0-4287 KJ0-4282 | | | mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana | mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana |
| 5 | | Coloana cromatografica Zorbax XDB C8, 50 x3,0 mm, 3.5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana | HyperClone 5u C8-BDS 130A HPLC Column 50 x 4.6 mm SecurityGuard Cartridges C8 4 x 3.0mm ID, 10/Pk SecurityGuard Holder Kit 00B-4418-E0 AJ0-4290 KJ0-4282 | SUA | Phenomenex | Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 50 mm, diametrul 3.0 mm, dimensiunea particulelor 3.5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Clasificare USP: L 7 | Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 50 mm, diametrul 3.0 mm, dimensiunea particulelor 3.5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Clasificare USP: L 7 |
| 6 | | Coloana cromatografica Zorbax XDB C8, 50 x4,6 mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane | ZORBAX Eclipse Plus 95Å C18, 4.6 x 50 mm, 1.8 µm, 600 bar pressure limit ZORBAX Eclipse Plus C18, 4.6 mm, 1.8 µm, UHPLC guard column, 3/pk 959941-902 820750-901 | SUA | Agilent | Coloana cromatografica Zorbax Eclipse Plus C 18 cu lungimea 50 x 4,6mm, dimensiunea particulelor 1,8 µm, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 95Å Surface Area: 160 m2/g Carbon load :10,5% pH range 2.0-9.0 Clasificare USP: L 1 | Coloana cromatografica Zorbax Eclipse Plus C 18 cu lungimea 50 x 4,6mm, dimensiunea particulelor 1,8 µm, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 95Å Surface Area: 160 m2/g Carbon load :10,5% pH range 2.0-9.0 Clasificare USP: L 1 |
| 7 | | Coloana Poroshell 120 SB-C18 ,2.7 µm, 100x4.6mm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana | Raptor ARC-18 2.7µm 100 x 4.6mm SecurityGuard ULTRA Holder for UHPLC Columns 2.1 to 4.6mm ID 9314A15 AJ0-9000 | SUA | Restek | Coloana Poroshell 120 SB-C18 ,2.7 µm, 100x4.6mm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana | Coloana Poroshell 120 SB-C18 ,2.7 µm, 100x4.6mm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana |
| 8 | | Precoloane pentru coloane Poroshell 120 , 2.7 µm | SecurityGuard™ ULTRA Cartridges UHPLC C18 4.6mm ID Columns, 3/Pk AJ0-8768 | SUA | Phenomenex | Precoloane pentru coloane Poroshell 120 , 2.7 µm, compatibilă cu holderile de coloană | Precoloane pentru coloane Poroshell 120 , 2.7 µm, compatibilă cu holderile de coloană |
| 9 | | Coloana cromatografica Zorbax XDB C8, 100 x3.0 mm, 3.5 µm cu set de | ZORBAX Eclipse, XDB-C8, 80Å, 3,5 µm, 3 x 100 mm SecurityGuard Cartridges | SUA | Agilent | Coloana cromatografica BDS C8 cu lungimea 100 mm, diametrul 3.0 mm, dimensiunea particulelor 3.5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu | Coloana cromatografica BDS C8 cu lungimea 100 mm, diametrul 3.0 mm, dimensiunea particulelor 3.5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|-----|------------|--|--|
| | | protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane | C8 4 x 3.0mm ID, 10/Pk SecurityGuard Holder Kit 961967-306 AJ0-4290 KJ0-4282 | | | coloana, si set de precoloane Clasificare USP: L 7 | coloana, si set de precoloane Clasificare USP: L 7 |
| 10 | | Coloana cromatografica Luna C 8(2) ,100 x4,0 (4,6) mm, 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (10 buc) | Luna® 3 µm C8(2) 100 Å, HPLC Column 100 x 4.6 mm, SecurityGuard™ cartridges for C8 HPLC columns with 3.2 to 8.0mm internal diameters (ID), 10/Pk SecurityGuard Holder Kit 00D-4248-E0 AJ0-4290 KJ0-4282 | SUA | Phenomenex | Coloana cromatografica Luna C 8(2) cu lungimea 100 x4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 3 µm, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g Carbon load :13,5% pH range 1.5-10.0 + Clasificare USP: L 7 | Coloana cromatografica Luna C 8(2) cu lungimea 100 x4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 3 µm, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g Carbon load :13,5% pH range 1.5-10.0 + Clasificare USP: L 7 |
| 11 | | Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB-Phenyl , 150 x4,0 (4,6)mm, 5 µm, tip cartrige cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc) | ZORBAX Eclipse, XDB-Phenyl, 80Å, 5 µm, 4,6 x 150 HPLC Guard Cartridge ZORBAX Eclipse, XDB-Phenyl, 80Å, 5 µm, 4,6 x 12,5 mm, 4 pc/pak High performance ZORBAX guard fittings kit-includes low-volume guard holder, inlet end fitting (2), outlet end fitting with integrated column connector, and PEEK fingertight fitting, seals (2/pk) 993967-912 820950-927 820999-901 | SUA | Agilent | Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB-Phenyl , cu lungimea 150mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc) Pore Size: 80Å Carbon load : 7.2% pH range 2.0-9.0 Surface Area: 180 m2/g Endcapped double Clasificare USP: L 11 | Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB-Phenyl , cu lungimea 150mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc) Pore Size: 80Å Carbon load : 7.2% pH range 2.0-9.0 Surface Area: 180 m2/g Endcapped double Clasificare USP: L 11 |
| 12 | | Precoloane pentru coloana Zorbax Eclipse XDB-Phenyl | HPLC Guard Cartridge ZORBAX Eclipse, XDB-Phenyl, 80Å, 5 µm, 4,6 x 12,5 mm, 4 pc/pak 820950-927 | SUA | Agilent | Precoloane pentru coloana Zorbax Eclipse XDB-Phenyl, diametrul 4,6 mm compatibilă cu holderile de coloană | Precoloane pentru coloana Zorbax Eclipse XDB-Phenyl, diametrul 4,6 mm compatibilă cu holderile de coloană |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|-----|------------|---|---|
| 13 | | Coloana cromatografica Hypersil BDS C18 ,150 x3,0 mm, 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana | Hypersil BDS C18, 150 x 3.0 mm, 3 um cu set de protectie si precoloane 28103-153030 28103-013001 852-00 | SUA | Thermo | Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 150mm,diametrul 3,0 mm, dimensiunea particulelor 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana | Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 150mm,diametrul 3,0 mm, dimensiunea particulelor 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana |
| 14 | | Coloana cromatografica Hypersil BDS C18 ,150 x4,0 (4,6) mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana) | Hypersil BDS C18, 150 x 4.0 mm, 5 um cu set de protectie si precoloane 28105-154030 28105-014001 850-00 | SUA | Thermo | Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 150mm,diametrul 3,0 mm, dimensiunea particulelor 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana | Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 150mm,diametrul 3,0 mm, dimensiunea particulelor 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana |
| 15 | | Coloana cromatografica BDS C18 ,150 x4,0 (4,6) mm, 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana | HyperClone™ 3 µm BDS C18 130 Å, HPLC Column 150 x 4.6 mm, SecurityGuard Cartridges C18 4 x 3.0mm ID, 10/Pk Phenomenex SecurityGuard Holder Kit 00F-4419-E0 AJ0-4287 KJ0-4282 | SUA | Phenomenex | Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 150mm,diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana | Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 150mm,diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana |
| 16 | | Coloană cromatografică Luna C18 (2), 5µm, 150x4,6 mm, tip cartridge, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana si set de precoloana | Luna® 5 µm C18(2) 100 Å, HPLC Column 150 x 4.6 mm, SecurityGuard Cartridges C18 4 x 3.0mm ID (SAMPLE), 4/Pk SecurityGuard Guard Cartridge Kit 00F-4252-E0 AJ0-4287-S KJ0-4282 | SUA | Phenomenex | Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele de coloană Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g pH range 1.5-9.0 carbon load: 17,5% Endcapped: yes | Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele de coloană Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g pH range 1.5-9.0 carbon load: 17,5% Endcapped: yes |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--|--------|------------|--|--|
| 17 | | Precoloane pentru coloana Luna C18 (2) 5µm cu diam 4.6mm | SecurityGuard Cartridges C18 4 x 3.0mm ID (SAMPLE), 2/Pk AJ0-4287-S | SUA | Phenomenex | Precoloane pentru coloana Luna C18 (2) 5µm compatibilă cu holdererele de coloană | Precoloane pentru coloana Luna C18 (2) 5µm compatibilă cu holdererele de coloană |
| 18 | | Coloană cromatografică Inertsil ODS-3V, 5µm, 150x4,6 mm, tip cartridge cu set de holder și precoloana corespunzătoare cu coloana | Prodigy 5u ODS-3V 100A HPLC Column 150 x 4.6 mm SecurityGuard Cartridges C18 4 x 3.0mm ID, 10/Pk SecurityGuard Guard Cartridge Kit 00F-4241-E0 AJ0-4287 KJ0-4282 | SUA | Phenomenex | Coloană tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holdererele de coloană. Pore Size: 100Å Surface Area: 450 m2/g pH range 2.0-7.5 temp. limits: 60°C carbon load: 15,5% Endcapped: yes | Coloană tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holdererele de coloană. Pore Size: 100Å Surface Area: 450 m2/g pH range 2.0-7.5 temp. limits: 60°C carbon load: 15,5% Endcapped: yes |
| 19 | | Coloana cromatografică Zorbax Extend 80 Å C18, 150 x 4,6 mm, 5 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana | ZORBAX Extend-C18, 80Å, 5 µm, 4,6 x 150 mm ZORBAX Extend 80Å C18 Guard, 5µm, 4.6 x 12.5mm 4/pk High performance ZORBAX guard fittings kit-includes low-volume guard holder, inlet end fitting (2), outlet end fitting with integrated column connector, and PEEK fingertight fitting, seals (2/pk) 773450-902 820950-930 820999-901 | SUA | Agilent | Coloana cromatografică Zorbax Extend 80 Å C18 cu lungimea 150mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana Pore Size: 80Å Carbon load : 12.5% pH range 2.0-11.5 Surface Area: 170 m2/g Clasificare USP: L 1 | Coloana cromatografică Zorbax Extend 80 Å C18 cu lungimea 150mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana Pore Size: 80Å Carbon load : 12.5% pH range 2.0-11.5 Surface Area: 170 m2/g Clasificare USP: L 1 |
| 20 | | Coloana Lichrospher diol 150x4-4.6 mm, tip cartridge, cu set de holder corespunzătoare cu coloana 5µm și precoloane (3 buc) sau echivalentă | Lichrospher Diol TR-015260 TR-015323 TR-015511 | Spania | Teknokroma | Coloana tip cartridge cu lungimea 150mm, diametrul 4-4.6mm, 5 µm, compatibilă cu holdererele de coloană și precoloana | Coloana tip cartridge cu lungimea 150mm, diametrul 4-4.6mm, 5 µm, compatibilă cu holdererele de coloană și precoloana |
| 21 | | Coloana cromatografică C8, tip EC, 150 x 4,0 (4,6)mm, 5 µm cu set de | NUCLEODUR® C8 ec 760702.46 761937.30 | | MN | Coloana cromatografică C8 tip EC, cu lungimea 150 mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de protecție, corespunzătoare cu | Coloana cromatografică C8 tip EC, cu lungimea 150 mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de protecție, corespunzătoare cu |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|-----|---------|---|---|
| | | protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc) | 718966 | | | coloana, si set de precoloana Pore Size: 110Å Carbon load :10,5% pH range 1.0-9.0 Clasificare USP: L 7 | coloana, si set de precoloana Pore Size: 110Å Carbon load :10,5% pH range 1.0-9.0 Clasificare USP: L 7 |
| 22 | | Coloana cromatografica C8, tip EC, 150 x4,0 (4,6)mm, 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc) | NUCLEODUR® C8 ec 760061.46 761936.30 718966 | | MN | Coloana cromatografica C8 tip EC, cu lungimea 150 mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 3 µm, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 110Å Carbon load :10,5% pH range 1.0-9.0 Clasificare USP: L 7 | Coloana cromatografica C8 tip EC, cu lungimea 150 mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 3 µm, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 110Å Carbon load :10,5% pH range 1.0-9.0 Clasificare USP: L 7 |
| 23 | | : Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB C8, 150 x4,6 mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C8, 4.6 x 150 mm, 5 µm HPLC column ZORBAX Eclipse XDB 80Å C8, 5 µm, 4.6 x 12.5 mm guard cartridge (ZGC), 4/pk High performance ZORBAX guard fittings kit-includes low-volume guard holder, inlet end fitting (2), outlet end fitting with integrated column connector, and PEEK fingertight fitting, seals (2/pk) 993967-906 820950-926 820999-901 | SUA | Agilent | Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB C8 cu lungimea 150mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 80Å Carbon load : 7.6% pH range 2.0-9.0 Surface Area: 180 m2/g Clasificare USP: L 7 | Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB C8 cu lungimea 150mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 80Å Carbon load : 7.6% pH range 2.0-9.0 Surface Area: 180 m2/g Clasificare USP: L 7 |
| 24 | | Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB C8, 150 x3.0 mm, 3.5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C8, 3.0 x 150 mm, 3.5 µm HPLC column ZORBAX Eclipse XDB 80Å C8, 5 µm, 2.1 x 12.5 mm guard cartridge (ZGC), 4/pk High performance ZORBAX guard fittings kit-includes low-volume | SUA | Agilent | Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB C8 cu lungimea 150mm, diametrul 3.0 mm, dimensiunea particulelor 3.5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 80Å Carbon load : 7.6% pH range 2.0-9.0 Surface Area: 180 m2/g | Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB C8 cu lungimea 150mm, diametrul 3.0 mm, dimensiunea particulelor 3.5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 80Å Carbon load : 7.6% pH range 2.0-9.0 Surface Area: 180 m2/g |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|---------|------------|--|--|
| | | | guard holder, inlet end fitting (2), outlet end fitting with integrated column connector, and PEEK fingertight fitting, seals (2/pk) 963954-306 821125-926 820999-901 | | | Clasificare USP: L 7 | Clasificare USP: L 7 |
| 25 | | : Coloana cromatografica NH2, tip EC, 150 x4,0 (4,6)mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc) | Luna 5u NH2 100A HPLC Column 150 x 4.6 mm SecurityGuard Cartridges NH2 4 x 3.0mm ID (SAMPLE), 4/Pak SecurityGuard Holder Kit 00F-4378-E0 AJ0-4302-S KJ0-4282 | SUA | Phenomenex | Coloana cromatografica NH2, tip EC, cu lungimea 150mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc) Pore Size: 110Å Carbon load :2,5% pH range 2.0-8.0 Clasificare USP: L 8 | Coloana cromatografica NH2, tip EC, cu lungimea 150mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc) Pore Size: 110Å Carbon load :2,5% pH range 2.0-8.0 Clasificare USP: L 8 |
| 26 | | Coloană cromatografică Zorbax SB (stable bond) C8, 5µm, 150x4,6 mm, tip cartridge sau echivalent | ZORBAX StableBond-C8, 5 µm, 4.6 x 150 mm cartridge (AC) 7995208-595 | SUA | Agilent | Coloană tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, Pore Size: 80Å Surface Area: 180 m2/g pH range 1.0-8.0 temp. limits: 80°C carbon load: 5,5% Endcapped: no | Coloană tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, Pore Size: 80Å Surface Area: 180 m2/g pH range 1.0-8.0 temp. limits: 80°C carbon load: 5,5% Endcapped: no |
| 27 | | Coloana cromatografica Chiralcel OJ-H (silicagel OJ pentru compusi chiralici) 150x4.6mm, 5 µm cu set de protectie corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc) | Chiralcel OJ-H 150 x 4.6mm x 5µm Analytical Column Chiralcel OJ-H 10 x 4mm x 5µm Guard Column, 3/pk Holder for guard cartridge 17324 17311 00011 | Japonia | Daicel | Coloana cromatografica Chiralcel OJ-RH (silicagel OJ pentru compusi chiralici) 150x4.6mm, 5 µm cu set de protectie corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc) Clasificare USP: L 80 | Coloana cromatografica Chiralcel OJ-RH (silicagel OJ pentru compusi chiralici) 150x4.6mm, 5 µm cu set de protectie corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc) Clasificare USP: L 80 |
| 28 | | Coloana cromatografica Hypersil BDS C18 ,250 x4,0 (4,6) mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu | Hypersil BDS C18, 250 x 4.0 mm, 5 µm cu set de protectie si precoloane 28105-254030 28105-014001 850-00 | SUA | Thermo | Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 250 mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane | Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 250 mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|-----|------------|--|--|
| | | coloana, si set de precoloane | | | | | |
| 29 | | Coloana cromatografica Zorbax Extend 80 Å C18, 250x4,6 mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana | ZORBAX Extend 80Å C18, 4.6 x 250 mm, 5 µm HPLC column SecurityGuard Cartridges Gemini C18 4 x 3.0mm ID (SAMPLE), 2/Pk SecurityGuard Holder Kit 770450-902 AJ0-7597-S KJ0-4282 | SUA | Agilent | Coloana cromatografica Zorbax Extend 80 Å C18 cu lungimea 250mm,diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 80Å Carbon load : 12.5% pH range 2.0-11.5 Surface Area: 170 m2/g Clasificare USP: L 1 | Coloana cromatografica Zorbax Extend 80 Å C18 cu lungimea 250mm,diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 80Å Carbon load : 12.5% pH range 2.0-11.5 Surface Area: 170 m2/g Clasificare USP: L 1 |
| 30 | | Coloana cromatografica Zorbax Extend 80 Å C18, 250x3.0 mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane | ZORBAX Extend 80Å C18, 3.0 x 250 mm, 5 µm HPLC column SecurityGuard Cartridges Gemini C18 4 x 2.0mm ID (SAMPLE), 2/Pk SecurityGuard Holder Kit 770450-302 AJ0-7596-S KJ0-4282 | SUA | Agilent | Coloana cromatografica Zorbax Extend 80 Å C18 cu lungimea 250mm,diametrul 3.0 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Pore Size: 80Å Carbon load : 12.5% pH range 2.0-11.5 Surface Area: 170 m2/g Clasificare USP: L 1 | Coloana cromatografica Zorbax Extend 80 Å C18 cu lungimea 250mm,diametrul 3.0 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Pore Size: 80Å Carbon load : 12.5% pH range 2.0-11.5 Surface Area: 170 m2/g Clasificare USP: L 1 |
| 31 | | Coloană cromatografică Zorbax SB (stable bond) C8, 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane | ZORBAX StableBond-C8, 5 µm, 4.6 x 150 mm cartridge (AC) SecurityGuard Cartridges C8 4 x 3.0mm ID, 10/Pk SecurityGuard Holder Kit 7995208-595 AJ0-4290 KJ0-4282 | SUA | Agilent | Coloană tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, tip cartridge, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Pore Size: 80Å Surface Area: 180 m2/g pH range 0.8-8.0 temp. limits: 90°C carbon load: 10% Endcapped: no | Coloană tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, tip cartridge, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Pore Size: 80Å Surface Area: 180 m2/g pH range 0.8-8.0 temp. limits: 90°C carbon load: 10% Endcapped: no |
| 32 | | Coloană cromatografică X-Terra MS C18 , 5µm, 250x4,6 mm, tip cartrige cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana | Gemini-NX 5u C18 110A HPLC Column 250 x 4.6 mm SecurityGuard Cartridges Gemini-NX C18 4 x 3.0 mm ID (SAMPLE), 2/Pk SecurityGuard Holder Kit 00G-4454-E0 | SUA | Phenomenex | Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana Pore Size: 125Å Surface Area: 175 m2/g pH range 1.0-12.0 | Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana Pore Size: 125Å Surface Area: 175 m2/g pH range 1.0-12.0 |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|-----|------------|--|--|
| | | | AJ0-8368-S KJ0-4282 | | | temp. limits: 60°C carbon load: 15,5% Endcapped: yes | temp. limits: 60°C carbon load: 15,5% Endcapped: yes |
| 33 | | Coloană cromatografică Luna C18 (2), 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana | Luna 5u C18(2) 100A HPLC Column 250 x 4.6 mm SecurityGuard Cartridges C18 4 x 3.0mm ID, 10/Pk SecurityGuard Holder Kit 00G-4252-E0 AJ0-4287 KJ0-4282 | SUA | Phenomenex | Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele de coloană Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g pH range 1.5-9.0 carbon load: 17,5% Endcapped: yes | Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele de coloană Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g pH range 1.5-9.0 carbon load: 17,5% Endcapped: yes |
| 34 | | Coloană cromatografică Inertsil ODS-3V, 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge cu set de holdere și precoloane corespunzatoare cu coloana | Prodigy 5u ODS-3V 100A HPLC Column 250 x 4.6 mm SecurityGuard Cartridges C18 4 x 3.0mm ID, 10/Pk SecurityGuard Holder Kit 00G-4241-E0 AJ0-4287 KJ0-4282 | SUA | Phenomenex | Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana Pore Size: 100Å Surface Area: 450 m2/g pH range 2.0-7.5 temp. limits: 60°C carbon load: 15,5% Endcapped: yes | Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana Pore Size: 100Å Surface Area: 450 m2/g pH range 2.0-7.5 temp. limits: 60°C carbon load: 15,5% Endcapped: yes |
| 35 | | Coloană cromatografică Bondapak C 18, 10µm, 300x3.9 mm, tip cartridge cu set de holdere și precoloane corespunzatoare cu coloana | Bondclone 10u C18 HPLC Column 300 x 3.9 mm SecurityGuard Cartridges C18 4 x 3.0mm ID, 10/Pk SecurityGuard Holder Kit 00H-2117-C0 AJ0-4287 KJ0-4282 | SUA | Phenomenex | Coloană tip cartridge cu lungimea 300 mm, diametrul 3.9 mm, dimensiunea particulelor 10 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana Pore Size: 125Å Surface Area: 330 m2/g pH range 2.0-8.0 temp. limits: 60°C carbon load: 9.0% Endcapped: yes | Coloană tip cartridge cu lungimea 300 mm, diametrul 3.9 mm, dimensiunea particulelor 10 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana Pore Size: 125Å Surface Area: 330 m2/g pH range 2.0-8.0 temp. limits: 60°C carbon load: 9.0% Endcapped: yes |
| 36 | | Coloană cromatografică Zorbax Eclipse XDB-C18, 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge, compatibilă cu holderele de coloană tip P/N 5021-1845 | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C18, 4.6 x 250 mm, 5 µm HPLC column 990967-902 | SUA | Agilent | Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele de coloană tip P/N 5021-1845 Pore Size: 80Å Surface Area: 180 m2/g pH range 2.0-9.0 temp. limits: 60°C carbon load: 10% Endcapped: double | Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele de coloană tip P/N 5021-1845 Pore Size: 80Å Surface Area: 180 m2/g pH range 2.0-9.0 temp. limits: 60°C carbon load: 10% Endcapped: double |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|-----|------------|--|--|
| | | | | | | Clasificare USP: L1 | Clasificare USP: L1 |
| 37 | | Coloana X-Bridge Shield RP-18 , 250x4.6 mm, 3.5µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc) | XBridge BEH Shield RP18 Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 250 mm 186003964 186007804 186007949 | SUA | Waters | Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3.5 µm, compatibilă cu holder de coloană si precoloane Pore Size: 130Å Surface Area: 185 m2/g pH range 2.0-11.0 temp. limits: 60°C carbon load: 17.0% | Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3.5 µm, compatibilă cu holder de coloană si precoloane Pore Size: 130Å Surface Area: 185 m2/g pH range 2.0-11.0 temp. limits: 60°C carbon load: 17.0% |
| 38 | | Coloană cromatografică Lichrospher 60-RP select-B , 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge , compatibilă cu holderile de coloană tip TR-015323 | Lichrospher 60-RP select-B TR-015574 | SUA | Teknokroma | Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderile de coloană tip TR-015323 | Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderile de coloană tip TR-015323 |
| 39 | | Precoloane C18 pentru coloana Zorbax Eclipse 5µm 4x4mm | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C18, 5 µm, 4.0 x 4 mm guard cartridge (AC), 10/pk. use with cartridge hardware PN 5021-1845 7995118-504 | SUA | Agilent | Precoloane C18 pentru coloana Zorbax Eclipse 5µm 4x4mm, compatibilă cu holderile de coloană tip P/N 5021-1845 | Precoloane C18 pentru coloana Zorbax Eclipse 5µm 4x4mm, compatibilă cu holderile de coloană tip P/N 5021-1845 |
| 40 | | Coloana capilară pentru cromatografie de gaze DB-624, GC Cap. Column 30 m x 0.32 mm x 1.80 µm | Zebron ZB-624 Capillary GC Column 30m x 0.32mm x 1.80µm 7HM-G005-31 | SUA | Phenomenex | Material: fused silica, Faza stationara, compozitia: 6% Cyanopropylphenyl, 94% Dimethylpolysiloxane, size: l – 30 m, diametru 0,32 mm, grosimea peliculei – 1.8 µm, configurarea 7 in. Temp: -20°C – 260/260°C Polaritatea 13 (Intermediate) Clasificare USP: G43 | Material: fused silica, Faza stationara, compozitia: 6% Cyanopropylphenyl, 94% Dimethylpolysiloxane, size: l – 30 m, diametru 0,32 mm, grosimea peliculei – 1.8 µm, configurarea 7 in. Temp: -20°C – 260/260°C Polaritatea 13 (Intermediate) Clasificare USP: G43 |
| 41 | | Coloana capilară pentru cromatografie de gaze DB-624, GC Cap. Column 60 m x 0.25 | Zebron ZB-624 Capillary GC Column 60m x 0.25mm x 1.40µm 7KG-G005-27 | SUA | Phenomenex | Material: fused silica, Faza stationara, compozitia: 6% Cyanopropylphenyl, 94% Dimethylpolysiloxane, size: l – 60 m, diametru 0,25 mm, | Material: fused silica, Faza stationara, compozitia: 6% Cyanopropylphenyl, 94% Dimethylpolysiloxane, size: l – 60 m, diametru 0,25 mm, |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--|-----|------------|---|---|
| | | mm x 1.40 µm | | | | grosimea peliculei – 1.4 µm, configurarea – 7 in. Temp: -20°C – 260/260°C Polaritatea 13 (Intermediate) Clasificare USP: G43 | grosimea peliculei – 1.4 µm, configurarea – 7 in. Temp: -20°C – 260/260°C Polaritatea 13 (Intermediate) Clasificare USP: G43 |
| 42 | | Coloana capilară pentru cromatografie de gaze DB-1, GC Cap. Column 60 m x 0.25 mm x 0.25 µm | Zebron ZB-1 Capillary GC Column 60m x 0.25mm x 0.25µm 7KG-G001-11 | SUA | Phenomenex | Material: fused silica, Faza stationara, compozitia: 100% Dimethylpolysiloxane, size: l – 60 m, diametru 0,25 mm, grosimea peliculei – 1.4 µm, Configurarea 7 in. Temp: -60°C – 325/350°C Polaritatea non polar Clasificare USP: G2 | Material: fused silica, Faza stationara, compozitia: 100% Dimethylpolysiloxane, size: l – 60 m, diametru 0,25 mm, grosimea peliculei – 1.4 µm, Configurarea 7 in. Temp: -60°C – 325/350°C Polaritatea non polar Clasificare USP: G2 |
| 43 | | Coloana capilară pentru cromatografie de gaze Zebron™ ZB-WAX, GC Cap. Column 60 m x 0.25 mm x 0.25 µm | Zebron ZB-WAX Capillary GC Column 60m x 0.25mm x 0.25µm 7KG-G007-11 | SUA | Phenomenex | Material: fused silica, Faza stationara, compozitia: Polyethylene Glycol, size: l – 60 m, diametru 0,25 mm, grosimea peliculei – 0.25 µm, Configurarea 7 in. Temp: -60°C – 250/260°C Polaritatea 57 (polar) MW 20000 | Material: fused silica, Faza stationara, compozitia: Polyethylene Glycol, size: l – 60 m, diametru 0,25 mm, grosimea peliculei – 0.25 µm, Configurarea 7 in. Temp: -60°C – 250/260°C Polaritatea 57 (polar) MW 20000 |

Petru Seremet

Administrator ICS Nitech SRL