



Гальванизатор «Поток-1» служит для профилактического и лечебного воздействия постоянным током на организм человека (гальванизации), а также для проведения лекарственного электрофореза в условиях клиники и стационара

Особенностью методов гальванизации и электрофореза, применяемых в аппарате «Поток-1», является большая лечебная эффективность, безболезненность процедур, возможность сочетания с другими методами лечебного воздействия

Привлекательный современный дизайн и эргономичная форма

Компактные габаритные размеры

Информативный цифровой индикатор

Удобная регулировка интенсивности тока и времени процедуры с помощью кнопочной клавиатуры

Максимальный ток в цепи пациента: 50 мА

Цифровое отображение информации

Работа в режиме ГТ

По завершению процедуры подаётся звуковой сигнал

Габаритные размеры, мм 185×155×72

Мах ток в цепи пациента при нагрузке 500 Ом, мА 50 ± 5

Коэффициент пульсаций тока в цепи пациента, не более, % 0,5

Электропитание, В\Гц $220 \pm 10\%$ \50

Потребляемая мощность, не более, ВА 11

Масса, не более, кг 1

Аппарат Поток-1 ЭМА (гальванизатор)

Комплект принадлежностей со свинцовыми электродами

Провода пациента, одинарные и раздвоенные

Бинт (резиновый)