

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1559631562212

Denumirea procedurii de achiziție:

Consumabile oftalmologice pentru aparatul de facoemulsificare VISALISV 500

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lot 1						
		Consumabile necesare pentru functionarea aparatului de facoemulsificare existent in sectie						
	1.1	Caseta pentru facoemulsificare, compatibile cu VISALISV500	303060-0204-000	Germania	Carl Zeiss	Sterila, unica folosinta, cu sistem I/A "QuickSet", cu sac de drenaj	Sterila, unica folosinta, cu sistem I/A "QuickSet", cu sac de drenaj	
	1.2	Virf ultrasunet pentru facoemulsificare, compatibil cu VISALISV500	303060-0055-000	Germania	Carl Zeiss	De multipla folosinta, 20G, drept, angulare 30 grade, pentru incizia 2.6-2.8 mm, tehnica coaxiala	De multipla folosinta, 20G, drept, angulare 30 grade, pentru incizia 2.6-2.8 mm, tehnica coaxiala	
	1.3	Virf ultrasunet pentru facoemulsificare, compatibil cu VISALISV500	303060-0056-000	Germania	Carl Zeiss	De multipla folosinta, 20G, drept, angulare 45 grade, pentru incizia 2.6-2.8 mm, tehnica coaxiala	De multipla folosinta, 20G, drept, angulare 45 grade, pentru incizia 2.6-2.8 mm, tehnica coaxiala	
	1.4	Virf ultrasunet pentru facoemulsificare, compatibil cu VISALISV500	303060-0062-000	Germania	Carl Zeiss	De multipla folosinta, 20G, curb, angulat 20 grade, pentru incizia 2.6-2.8 mm, tehnica coaxiala	De multipla folosinta, 20G, curb, angulat 20 grade, pentru incizia 2.6-2.8 mm, tehnica coaxiala	
	1.5	Manson pentru virf faco, compatibile cu VISALISV500	303060-0101-000	Germania	Carl Zeiss	De multipla folosinta, albastru, silicon, 20G, pentru incizia 2.6-2.8 mm	De multipla folosinta, albastru, silicon, 20G, pentru incizia 2.6-2.8 mm	
	1.6	Set pentru facoemulsificare, compatibile cu aparatul VISALISV500	303060-1010-000	Germania	Carl Zeiss	Unica folosinta. Continutul setului: Virf ultrasunet pentru facoemulsificare 20G, drept, angulare 30 grade (1 buc); Manson pentru virf faco, 20G, pentru incizia 2.6-2.8 mm (2 buc), Tester pentru verificarea camerei (1 buc)	Unica folosinta. Continutul setului: Virf ultrasunet pentru facoemulsificare 20G, drept, angulare 30 grade (1 buc); Manson pentru virf faco, 20G, pentru incizia 2.6-2.8 mm (2 buc), Tester pentru verificarea camerei (1 buc)	
	1.7	Piesa pentru vitrectomie anterioară, compatibil cu VISALISV500	303060-0301-000	Germania	Carl Zeiss	Sterila. Unica folosinta, 20G, cu manson de silicon.	Sterila. Unica folosinta, 20G, cu manson de silicon.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cucerenco Olesea În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316