



## **SOLUȚIE DE NEUTRALIZARE PENTRU MAȘINILE DE SPĂLAT INSTRUMENTE AUTOMATE**

**Producator: DETRO HEALTHCARE KİMYA SANAYİ A.Ş.**

\* [info@detrox.com.tr](mailto:info@detrox.com.tr) – [www.detrox.com.tr](http://www.detrox.com.tr)

### **MANUAL DE UTILIZARE - DETRO MATIC NS (Soluție de dezinfectare)**

- Soluție de dezinfectare și neutralizare
- Concentrat

### **PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI**

Detro Matic NS este utilizat pentru îndepărtarea resturilor alcaline după curățarea alcalină a instrumentelor în mașinile de spălat.

- Îndepărtează resturile alcaline
- Asigură o curățare eficientă
- Compatibil cu toate mașinile de spălat
- Compatibil pentru orice duritate a apei
- Protecție împotriva coroziunii
- Concentrație scăzută de utilizare
- Efect puternic

### **INGREDIENTE**

Acid citric, agenți de complexare, inhibitori de coroziune

### **DOZARE**

Se utilizează la o concentrație de 0,05-0,1%. (5-10 ml de produs la 10 litri de apă)

### **AVERTISMENT**

Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de utilizare. Nu folosiți pentru curățarea mâinilor, feței sau alimentelor. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Agent iritant. Evitați contactul cu pielea și mucoasele. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă.

### **CONDIȚII DE DEPOZITARE**

A se păstra departe de lumina directă a soarelui. Păstrați recipientele bine închise și într-un loc bine ventilat la 0-30 °C.

### **AMBALAJ - 5 L**



## **SOLUȚIE ENZIMATICĂ DE CURĂȚARE PENTRU MAȘINILE DE SPĂLAT INSTRUMENTE AUTOMATE, MANUALE ȘI ULTRASONICE**

**Producator: DETRO HEALTHCARE KİMYA SANAYİ A.Ş.**

\* [info@detrox.com.tr](mailto:info@detrox.com.tr) – [www.detrox.com.tr](http://www.detrox.com.tr)

### **MANUAL DE UTILIZARE DETRO MATIC ENZYM (detergent enziatic)**

- PRODUS DE CURĂȚARE ENZIMATICĂ
- CONCENTRAT

### **PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI**

- Compatibil cu toate mașinile de spălat
- Compatibil cu orice duritate a apei
- Curățarea și dezinfectarea instrumentelor rezistente la căldură la 93°C
- Curățarea instrumentelor termolabile la 50-60°C
- Protecție împotriva coroziunii
- Concentrație scăzută de utilizare
- Efect puternic

### **ZONE DE UTILIZARE**

Se utilizează pentru curățarea enzimatică a instrumentelor medicale realizate din metal, sticlă, porțelan, plastic și alte echipamente.

### **INGREDIENTE**

Enzime (amilază, protează, lipază), tenside amfotere, agenți de complexare, inhibitori de coroziune

### **DOZARE**

În mașină: se utilizează la o concentrație de 0,2 - 0,8% (20 - 80 ml de produs la 10 litri de apă)

Manual: se utilizează la o concentrație de 1% (10 ml de produs la 10 litri de apă)

### **AVERTISMENT**

Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de utilizare. Nu folosiți pentru curățarea mâinilor, feței sau alimentelor. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Agent iritant. Evitați contactul cu pielea și mucoasele. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă.

### **CONDIȚII DE DEPOZITARE**

A se păstra departe de lumina directă a soarelui. Păstrați recipientele bine închise și într-un loc bine ventilat la 0-30°C.

**AMBALAJ - 5 L**