

# Inhalator cu ultrasunet (Nebulaizer) WH-2000



## Descriere

Nebulizatorul cu ultrasunete din seria WH poate nebuliza medicamentul lichid în particule de 15  $\mu\text{m}$  pentru a facilita absorbția pacienților. Particulele atomizante ale medicamentelor lichide pot intra direct în părțile inflamate ale tractului respirator pentru a obține un efect bun de ameliorare a durerii și eliminarea inflamației. Chimioterapia cu nebulizare rezolvă problema timpului necesar pentru ca medicina să se concentreze și să aibă efecte secundare ridicate.

## Caracteristici:

Lipsa funcției de protecție a medicamentelor lichide

Setarea precisă a timpului de nebulizare

Scurgere rapidă a chiuvetei

Nebulizare și nivel de vânt reglabile

Mâner convenabil

Umplutura lichidă special concepută este convenabilă pentru medicamentul de umplere în timpul tratamentului

Utilizat în clinici, terapeuți sau la domiciliu.

## Specificații și aplicații:

Diametrul particulelor 1-5 $\mu\text{m}$

Rata maximă de nebulizare:  $\geq 2\text{ml} / \text{min}$

Capacitate ceașcă medicină: 50ml

Setarea timpului de nebulizare: continuu sau de la 0 la 60 min pentru setarea timpului

Dimensiunea produsului (mm): 250 × 150 × 225

Aplicații sugerate: clinică, azil de bătrâni, îngrijire la domiciliu.

## **OPERAȚII**

Rotiți butonul temporizatorului de pe panou în poziția -off și butonul pentru volumul de ceață în poziția „min”.

Întoarceți clemele de pe pedestalul paharului și scoateți capacul pentru pahar și pedestalul, apoi adăugați apă distilată în jgheab de apă până când ajunge la marcajul pârgheiei de apă.

Instalați pedestalul paharului medicinal pe jgheab de apă și asigurați-vă că poziția fixă este corectă. Cupa medicinală trebuie plasată în interiorul pedestalului, apoi adăugați medicamentul apos adecvat în cană. Acoperiți paharul și întoarceți clemele pentru a o fixa

Conectați burduful, precum și duza de pulverizare sau mască cu evacuarea pentru ceață a capacului. Rotiți butonul temporizatorului la timpul dorit și apăsați comutatorul de alimentare pentru a porni instrumentul. În același timp, indicatorul luminos se aprinde. Reglați volumul de ceață rotind butonul în sensul acelor de ceasornic până când debitul îndeplinește cerințele pacienților, volumul debitului de aer poate fi, de asemenea, ajustat pentru ca pacientul să se simtă mai confortabil cu gura.

După utilizare, apăsați comutatorul de alimentare în poziția „oprit. Deconectați ștecherul de la priză. Puneți tubul de drenaj și scurgeți apa din jgheab.

Desprindeți unitatea de pahare pentru medicamente pentru a îndepărta capacul și paharul, precum și celelalte părți pentru curățare. După curățare, instalați piesele în poziția corectă a instrumentului și fiți pregătiți pentru următoarea utilizare.

### **Pentru adulți și copii**

Geamandura din jgheab de apă nu trebuie pierdută. Dacă geamandura este demontată, instalați-o înapoi conform orientării inițiale, altfel instrumentul nu poate funcționa normal

Când schimbați cristalul, rotiți piulița doar pentru a slăbi sau pentru a strânge un șurub de pe suportul de cristal, în loc să rotiți capul șurubului. Asigurați-vă că suportul de cristal se conectează strâns la motor, pentru a evita scurgerea apei prin garniturile de cauciuc, care vor deteriora instrumentul.

### **Două măști**

Vă rugăm să sterilizați piesele cu alcool de 75%. Nu sterilizați în mediu cu temperatură ridicată.

În timpul utilizării, palele ventilatorului se murdăresc ușor cu praf, care trebuie curățat în mod regulat.

### **Zgomot redus**

Vă rugăm să păstrați instrumentul într-un loc uscat și ventilat atunci când nu îl utilizați o perioadă lungă de timp. Pentru a evita riscul de infecție și pentru a menține un volum normal de ceață, vă rugăm să curățați jgheabul de apă și să ștergeți cristalul la timp după fiecare utilizare.