

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SIA RSAP</i>
Obiectul achiziției: <i>Materiale stomatologice</i>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 2 Ciment glassionomer îmbogățit cu rășini Fuji I	Ciment glassionomer îmbogățit cu rășini Fuji I	Japonia	GC	Ciment ionomer de sticlă cu eliminare prolongată de ioni fluor pentru cimentările simple de rutina ale restaurărilor cu suport metalic. Compatibil mucoasă gingivală Timp de lucru prelungit, spatulare ușoară și manipulare confortabilă. Dimensiunea minimă a particulelor componente. Adeziunea excelentă permite o închidere marginală de durată. Priza rapidă, radioopacitate pentru cimentările simple lucrărilor cu suport metalic/zirconiu. Autogrant, Setul conține: vas de sticlă- minim 35 g pulbere, vas de plastic- minim 20 ml lichid, accesorii.	Ciment ionomer de sticlă cu eliminare prolongată de ioni fluor pentru cimentările simple de rutina ale restaurărilor cu suport metalic. Compatibil mucoasă gingivală Timp de lucru prelungit, spatulare ușoară și manipulare confortabilă. Dimensiunea minimă a particulelor componente. Adeziunea excelentă permite o închidere marginală de durată. Priza rapidă, radioopacitate pentru cimentările simple lucrărilor cu suport metalic/zirconiu. Autogrant, Setul conține: vas de sticlă- minim 35 g pulbere, vas de plastic- minim 20 ml lichid, accesorii.	CE

Lotul nr. 4 Ciment ionomer de sticlă radioopac pentru restaurări posterioare Fuji IX	Ciment ionomer de sticlă radioopac pentru restaurări posterioare Fuji IX	Japonia	GC	Ciment ionomer de sticlă compatibil cu suprafețe umede. Raportul pudră/lichid (g/g): 1,875/1,0 Timp de amestecare: 25-30 sec. Timp de priză net min. 2,20 sec. Depozitare la temperatura de 15-30°C Ambalare: pachet 1-1: minim 15g pudră, minim 8 g (6,4 ml) lichid, măsură pentru pudră, hârtie de amestec (Nr. 22). Sticlă de minim 15 g pudră cu măsură. Sticlă de minim 8 g (6,4 ml) lichid.	Ciment ionomer de sticlă compatibil cu suprafețe umede. Raportul pudră/lichid (g/g): 1,875/1,0 Timp de amestecare: 25-30 sec. Timp de priză net min. 2,20 sec. Depozitare la temperatura de 15-30°C Ambalare: pachet 1-1: minim 15g pudră, minim 8 g (6,4 ml) lichid, măsură pentru pudră, hârtie de amestec (Nr. 22). Sticlă de minim 15 g pudră cu măsură. Sticlă de minim 8 g (6,4 ml) lichid.	CE
Lotul nr. 6 Lac aromat pentru fluorizare topică Enamelast	FluoroDose (Centrix)	Polonia	Centrix	Este o fluorura de sodiu 5%, aromata, îndulcita cu xilitul. Arome: portocale, menta, guma și fructe de padure. Monodoza minim 0.4 ml. Seringă minim 1,2 ml.	Este o fluorura de sodiu 5%, aromata, îndulcita cu xilitul. Arome: portocale, menta, guma și fructe de padure. Monodoza minim 0.3 ml.	CE
Lotul nr. 8 i-flow	B&E Flow	Korea	B&E Korea	Compozit fluid, rasinic, fotopolimerizabil. Este un material foarte estetic, foarte rezistent, cu caracteristici fluide optime. Pentru restaurările cavitațiilor clasa III, IV și V, plombarea cariilor de pe suprafața rădăcinii/pentru sigilarea fisurilor. Ambalaj: seringă 2-5 gr.	Compozit fluid, rasinic, fotopolimerizabil. Este un material foarte estetic, foarte rezistent, cu caracteristici fluide optime. Pentru restaurările cavitațiilor clasa III, IV și V, plombarea cariilor de pe suprafața rădăcinii/pentru sigilarea fisurilor. Ambalaj: seringă 2-5 gr.	CE
Lotul nr. 14 Pastă pentru canalele radiculare cu iodoform Diapex plus sau Metapex	Diapex plus	Korea	B&E Korea	Material pentru obturarea canalelor ce conține iodoform pe baza de hidroxid de calciu. Este utilizat în terapia de obturație de canal, fie în proceduri temporare sau permanente. Adaosul de iodoform și hidroxid de calciu îmbunătățește radioopacitatea și adaugă un agent antibacterian. Seringă 2 – 2,5gr.	Material pentru obturarea canalelor ce conține iodoform pe baza de hidroxid de calciu. Este utilizat în terapia de obturație de canal, fie în proceduri temporare sau permanente. Adaosul de iodoform și hidroxid de calciu îmbunătățește radioopacitatea și adaugă un agent antibacterian. Seringă 2 – 2,5gr.	CE
Lotul nr. 20 Apexdent cu iodoform	Apexdent cu iodoform	Rusia	Vladmiva	Pastă pentru obturarea canalelor radiculare conțin: clorofenol, camfor, iodoform. Întărire are loc în canal în decurs de 72 de ore. Ambalaj de 25 gr.	Pastă pentru obturarea canalelor radiculare și conține: iodoform (40%) și hidroxid de calciu. Este o pastă concepută pentru întărire temporară sau	

					pe termen mediu lung. Materialul nu se întărește rapid. Ambalaj de 2,2 gr.	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Benderschi Tamara În calitate de: Director

Ofertantul: Prodent – Com SRL Adresa: mun.Chisinau, Bubuieci, str.Stefan cel Mare 29/2, ap.43

