

Dispozitiv fizioterapeutic pentru terapie cu microunde Cod 400101	<b>FISIOWAVE, Fisioline SRL, Italia</b> (FISIOWAVER2)
<b>Specificația tehnică solicitată</b>	<b>Specificația tehnică oferită</b>
<p>Descriere Terapia cu microunde este indicată în caz de contracții musculare, osteoartrită, durere posttraumatică și tendinită</p> <p><b>Parametru Specificație</b></p> <p>Moduri de operare continuu și pulsatile</p> <p>Frecvența de lucru <math>\geq 2400</math> MHz</p> <p>Ecran dimensiune <math>\geq 7</math> inch color, touchscreen</p> <p>Posibilitatea de ajustare a puterii diapazon minim 0 - 250W</p> <p>Protecție la supraîncălzire obligatoriu</p> <p>Programe presetate obligatoriu</p> <p>Programe personalizate obligatoriu</p> <p>Timpul de tratament diapazon minim 1-30 min</p> <p>Alarmă la finalizarea tratamentului obligatoriu</p> <p>Braț articulată obligatoriu</p> <p>Tensiune 220V, 50 HZ</p> <p>Accesorii Emițător <math>\geq 15</math> cm, minim 1 buc.</p> <p>Accesorii suplimentare necesare pentru buna funcționare a dispozitivului – obligatoriu (se va indica lista)</p>	<p><b>Da</b>, Descriere Terapia cu microunde este indicată în caz de contracții musculare, osteoartrită, durere posttraumatică și tendinită</p> <p><b>Parametru Specificație</b></p> <p><b>Da</b>, Moduri de operare continuu și pulsatile/ <a href="#">Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ CONTINUOUS AND PULSED EMISSION: from 10 to 90%</a></p> <p><b>Da</b>, Frecvența de lucru 2450 MHz <a href="#">Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ EMISSION FREQUENCY</a></p> <p><b>Da</b>, Ecran dimensiune 7 inch/ color, touchscreen <a href="#">Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ 7" TFT COLOR TOUCH SCREEN DISPLAY</a></p> <p><b>Da</b>, Posibilitatea de ajustare a puterii diapazon minim 0 - 250W/ <a href="#">Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ LINEAR ADJUSTABLE POWER</a></p> <p><b>Da</b>, Protecție la supraîncălzire obligatoriu <a href="#">Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL</a></p> <p><b>Da</b> Programe presetate obligatoriu <a href="#">/Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ LARGE DATABASE OF PRESET PROTOCOLS for the main pathologies</a></p> <p><b>Da</b> Programe personalizate obligatoriu <a href="#">Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ USER PROTOCOLS</a></p> <p><b>Da</b>, Timpul de tratament diapazon minim 1-30 min <a href="#">/Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ TIMER</a></p> <p><b>Da</b>, Alarma finalizare tratament obligatoriu <a href="#">/Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ ACOUSTIC AND VISUAL SIGNAL at the end of treatment</a></p> <p><b>Da</b>, Port USB <a href="#">/Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ UPGRADABLE VIA USB PORT</a></p> <p><b>Da</b>, Braț articulată obligatoriu <a href="#">Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ STANDARD ACCESSORIES</a></p> <p><b>Da</b>, Tensiune 220V, 50 HZ/ <a href="#">Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ POWER SUPPLY VOLTAGE</a></p> <p><b>Accesorii</b></p> <p><b>Da</b>, Antena radiantă circulară diam 17 cm, 1 buc. <a href="#">/Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ STANDARD ACCESSORIES</a></p> <p><b>Accesorii suplimentare</b></p> <p>Lampa de test, 1 buc/ <a href="#">Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ STANDARD ACCESSORIES</a></p>